


## AGENCEMENT



## ÉTUDE & CONCEPTION




## INSTRUMENTATION



## CONSOMMABLES



## SERVICES




## FOURNITURES INDUSTRIELLES



## PRÉSENTATION GÉNÉRALE

# FOURNITURE ET CONCEPTION DE MATÉRIEL POUR LABORATOIRES

[www.ideaconception.fr](http://www.ideaconception.fr)





# ASSISTANCE TECHNIQUE AU PROFIT DES SCIENTIFIQUES



**IDEA Conception** s'est implantée en région Rhône-Alpes, au sein d'un territoire riche en industriels, et où l'économie est l'une des plus dynamique de France.

Grâce à son réseau de partenaires, et à son expérience, **IDEA Conception** vous offre la solution clé en main, adaptée à vos besoins et aux exigences de votre métier.

**IDEA Conception** se positionne sur quatre gammes de produits et services :

- Instruments de laboratoire,
- Distribution de petits matériels, consommables et fournitures industrielles,
- Etude, conception et réalisation de vos équipements,
- Agencement de laboratoire, équipements de sécurité.

**IDEA Conception** se veut être une entreprise centrée client, disponible et impliquée pour accompagner les laboratoires dans leurs objectifs de développement, recherche, amélioration continue, maintenance, et production.

## NOS ENGAGEMENTS

- **Mettre en œuvre tous nos moyens** pour respecter vos planifications.
- **Vous apporter une offre de qualité,** sur le plan technologique, coût, et documentaire.
- **Développer, rechercher de nouvelles solutions** pour répondre à vos besoins.
- **Comprendre les enjeux** de chaque projet.



## ILS NOUS FONT CONFIANCE

**Laboratoires de recherche privés et publics :** CNRS, INSERM, INRA

**L'enseignement :** ENS, universités, lycées techniques, centres de formation

**Industrie Pharmaceutique, chimique, agro-alimentaire :** services ingénierie, développement, production, industrialisation, contrôle qualité

**Industrie Divers :** bijouterie, plasturgie, traitement de surface

**Musés, collectivités**

**Médical :** hôpitaux, prothésistes, laboratoires

Grâce à ses compétences en conception et réalisation, **IDEA Conception** fournit de grands laboratoires au niveau national et international (Suède, Royaume-Uni, Belgique, Cameroun, Algérie, Arabie Saoudite, Afrique du Sud).



SUR-MESURE



# SOMMAIRE

## INSTRUMENTATION

Distribution d'instruments .....	P.04
Ingénierie et fabrication de machines spéciales .....	P.04

## CONSOMMABLE

Petit matériel .....	P.05
----------------------	------

## FOURNITURES INDUSTRIELLES

Matériel 5S - Salle blanche SAS .....	P. 06
Fourniture industrielle .....	P. 09
Tuyauterie - Process .....	P. 10

## ÉTUDE ET CONCEPTION

Paniers en fil et tôles perforées .....	P. 12
Supports, carters et portoirs .....	P. 13
Tuyauterie et chaudronnerie .....	P. 14
Usinage .....	P. 14

## SERVICES

Marquage, traitement de surfaces, affûtage .....	P. 15
--	-------

## AGENCEMENT

Chariots et mobilier .....	P. 16
Stockage, sécurité, ergonomie .....	P. 17
Paillasse et mobilier de laboratoire ..	P. 18
Travail des matières dangereuses ....	P. 19



## DISTRIBUTION D'INSTRUMENTS

Il existe de nombreux fabricants sur le marché et chacun a ses particularités. Notre rôle est de connaître parfaitement chaque instrument afin de pouvoir **vous guider et vous conseiller pour une acquisition sans surprise.**

- Notre prestation : livraison, installation, mise en service et formation
- Notre équipe, se tient à votre disposition pour répondre à tous les besoins de **service après-vente.**
- Vous pourrez bénéficier de notre **atelier de réparation**, sur tous les équipements courant de votre laboratoire, et/ou nous commander les pièces détachées.
- Nous disposons également de solutions pour l'**étalonnage**, et la maintenance de vos appareils.
- Nous recherchons ou traduisons pour vous les **manuels d'utilisation.**
- Notre **bureau d'étude** vous propose d'adapter ou concevoir ensemble votre équipement.



Consultez les catalogues instrumentation sur : [www.ideaconception.fr](http://www.ideaconception.fr)

## INGÉNIERIE ET FABRICATION DE MACHINES SPÉCIALES

**IDEA Conception** vous accompagne dans l'étude et la conception de vos équipements :

- **Réflexion** autour de votre projet,
- **Relevé dimensionnel**
- **Rédaction** du cahier des charges
- **Réalisation** des plans d'étude et d'exécution
- **Consultation** des fournisseurs, et présentation d'un chiffrage
- **Planification**, suivi de production, livraison et mise en service
- **Fourniture** des dossiers de conception et conformité, à la livraison



### POINTS FORTS

Nos logiciels, nous permettent de dessiner à l'échelle et de réaliser des calculs de résistance des matériaux. Notre bureau d'étude s'est entouré de techniciens :

- Mécanicien monteur
- Automaticien
- Electrotechnicien
- Spécialistes



## PETIT MATÉRIEL



Catalogues fabricants consultables : [www.ideaconception.fr](http://www.ideaconception.fr)

**IDEA Conception** met à votre disposition un **large choix** de petit matériel et consommable. L'accès à ces nombreuses gammes, nous permet une fourniture au plus proche de vos besoins, et la **maîtrise de l'approvisionnement**.

Afin de vous permettre de gagner du temps, **IDEA Conception** vous propose un catalogue spécifique à votre laboratoire avec une **grille de tarif annuelle**.

Il est également envisageable de prévoir **des livraisons cadencées** afin de faciliter votre **gestion des stocks** et supprimer les délais de livraisons trop long.

### LES AVANTAGES

- Négociation et mise à jour des tarifs,
- Suivi des délais, livraisons directes,
- Pas de variation de vos conditions d'achat,
- Pas de création de nouveaux comptes, ni d'avance de trésorerie,
- Une seule facturation,
- Possibilité de contrôle à réception,
- Transfert du risque.

**Produits chimiques sur demande (gamme technique ou pour analyse).**



Créez votre compte sur le web store [www.ideaconception.fr/webstore](http://www.ideaconception.fr/webstore)

### NOS OBJECTIFS

- **Identifier et développer** de nouveaux fournisseurs
- **Elaboration** des spécifications produits
- **Élargir votre panel** de fournisseurs
- **Comparaison continue** du prix et de la qualité
- **Découverte** d'innovations



# MATÉRIEL 5S SALLE BLANCHE SAS

Cette gamme de produits a été conçue et développée par **IDEA Conception** pour répondre aux besoins des industriels souhaitant mettre en place une démarche 5S ou d'amélioration continue des postes de travail.

**Nous avons synthétisé dans ce catalogue les produits « succès » les plus utilisés.**

La maîtrise des procédés de fabrication, nous permet de modifier chaque produit selon votre besoin. Il suffit de nous spécifier soit le matériel à contenir soit un dimensionnel à respecter.

## Un nouveau besoin ?

Consultez notre bureau d'étude : [service-be@ideaconception.fr](mailto:service-be@ideaconception.fr) pour que nous puissions étudier les matériaux, la forme et la configuration la plus adaptée.

**Une mise en plan 3D** vous sera proposée, ainsi qu'une offre de prix et délai en fonction de vos quantités.



## POINTS FORTS

FIXATIONS MAGNÉTIQUES MURALES ANTI-GLISSE

- **Mise en place immédiate** sans intervention du service technique
- **Modularité** des postes
- **Fixation puissante**, sans marque ni glissement jusqu'à 50Kg
- **Nettoyage optimal** grâce au démontage complet
- **Respect des exigences** en ZAC





Commandez une crédence inox magnétique pour les zones non aimantées ! **REF STID5410**

## BOITES MURALES POUR EPI

### FIXATION MAGNÉTIQUE



PL4636



PL4906




FM5S1005



PL5397




PL5398



STIC922

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS LxPxH (mm)	MATIÈRE	MODÈLE
PL4636	250X150X280	PVC	POUR GANTS, CHARLOTTES, SUR CHAUSSURES, TENUES
PL4906	250X150X280	PVC	POUR GANTS - 2 TAILLES DIFFÉRENTES
FM5S1005	260X80X375	INOX 304 OU PVC	DISTRIBUTEUR DE BOITES À GANTS
PL5397	250X140X200	PVC	POUR CACHE BARBE
PL5398	320X200X230	PVC	POUR LINGETTES
PL5795	315X150X340	PVC	POUR LINGETTES 300X300MM
STIC922	343X343X150	INOX 304L	POUR LINGETTES 240X240MM MAXI
ART4957	AIMANT 66mm	ANTI-GLISSE	PRÉVOIR 2 AIMANTS PAR BOÎTE
NFIV5796	AIMANT 43mm	ANTI-GLISSE	PRÉVOIR 4 AIMANTS POUR STIC922

## TABLETTES MURALES



FMDIV5400 - FMDIV5401



FMDIV5402 - FMDIV5403



FMDIV5404 - FMDIV5430



FMDIV5406

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS du plateau (mm)	NOMBRE D'AIMANTS	MATIÈRES
FMDIV5400	200x150	2	PLATEAU TRESPA EQUERRES INOX 304
FMDIV5401	250x200	2	PLATEAU TRESPA EQUERRES INOX 304
FMDIV5402	400x400	4	TOLE INOX 304 PLIEE
FMDIV5403	300x300	4	TOLE INOX 304 PLIEE
FMDIV5404	400x400	4	PLATEAU TRESPA EQUERRES PLIABLES INOX 304
FMDIV5405	500x350	4	PLATEAU TRESPA EQUERRES INOX 304
FMDIV5430	300X250	4	PLATEAU TRESPA EQUERRES PLIABLES INOX 304
FMDIV5406	340x410	4	TOLE INOX 304 PLIEE
NFIV5176	Aimant ø 88mm	PIÈCE	2 À 4 AIMANTS EN FONCTION CHARGE ET MODÈLE



## RANGEMENTS MURAUX DIVERS

## FIXATION MAGNÉTIQUE


RÉFÉRENCE	MODELE / DIMENSIONS (L x P x H mm)	NOMBRE AIMANTS	MATIERES
MECA4966X	SUPPORT DESINFECTANTS FIXATION VISSERIE		PLASTIQUE
MECA4966V	SUPPORT DESINFECTANTS FIXATION VENTOUSE SURFACE VITREE		PLASTIQUE
MECA4966M	SUPPORT DESINFECTANTS FIXATION MAGNETIQUE	INCLUS	PLASTIQUE
STPP5300	SUPPORT LUNETTES 6/12 POSITIONS	INCLUS	PLEXI
STPP5400	SUPPORT MASQUE ZAC 6 POSITIONS	INCLUS	PLEXI
FMDIV5407	PORTE ACCESSOIRES 550x130x150	X3 Ø 88	INOX 304
FMDIV5408	PORTE STYLO 120x50x150	X3 Ø 43	INOX 304
FMDIV5409	PORTE DOCUMENT FORMAT A4	INCLUS	PLASTIQUE
FM5S822V1	BAC POUR ACCESSOIRES LEGERS 270X120X150	X2 Ø 66	PVC
FM5S822V2	BAC POUR ACCESSOIRES LEGERS 320X320X150	X4 Ø 66	PVC
FMDIV5429	PATERE INOX	INCLUS	INOX 304
FMDIV5431	AIMANT CROCHET OUVERTURE 30mm	Ø 88 - 7KG	ANTI-GLISSE
FMDIV5411	AIMANT CROCHET OUVERTURE 20mm	Ø 88 - 7KG	ANTI-GLISSE
FMDIV5412	AIMANT CROCHET OUVERTURE 12mm	Ø 66 - 3KG	ANTI-GLISSE
FM5S5782	AIMANT CROCHET OUVERTURE 12mm	Ø 30 - 1.5 KG	ANTI-GLISSE
ART4956	AIMANT BLANC	Ø 22 - 0.5KG	ANTI-GLISSE
NFIV5796	AIMANT BLANC	Ø 43 - 2KG	ANTI-GLISSE
ART4957	AIMANT BLANC	Ø 66 - 3KG	ANTI-GLISSE
NFIV5176	AIMANT BLANC	Ø 88 - 73KG	ANTI-GLISSE
FMDIV5405	SUPPORT POUR TUYAUX	X4 Ø 88	INOX 304
NPMCA5471	5 CONTENEURS 600X133X164	X3 Ø 88	PLASTIQUE
NPMCA5372	4 CONTENEURS 600X168X207	X3 Ø 88	PLASTIQUE
NPMCA5373	3 CONTENEURS 600X197X240	X3 Ø 88	PLASTIQUE
NFIV5797	SUPPORT COULISSANT BALAI 3 PLACES	X2 Ø 66	ALU
NFIV5798	SUPPORT COULISSANT BALAI 5 PLACES	X2 Ø 66	ALU
NFIV5799	SUPPORT MURAL SAC POUBELLE	X4 Ø 66	INOX 304
FM5S927	SUPPORT TUYAUX CLAMPS	INCLUS	INOX 304
FM5S1002	SUPPORT COLLIERS CLAMPS	INCLUS	INOX 304
FM5S1003	SUPPORT JOINTS	INCLUS	INOX 304



NPMCA5373



FMDIV5431



FMDIV5408



FM5S1003




STPP5399



STPP5399-1



FMDIV5429




FMDIV5405



NFIV5799




MECA4966



FM5S822



FM5S927



FM5S1002









## FOURNITURE INDUSTRIELLE



Catalogues fabricants consultables sur : [www.ideaconception.fr](http://www.ideaconception.fr)

**IDEA Conception** : solutions pour l'approvisionnement de vos fournitures industrielles.

Nous vous accompagnons lors de vos opérations de maintenance, dans vos processus d'amélioration, de qualité, ou de mise en place de la méthode 5S. Nous mettons à votre disposition une large gamme de produits, disponible rapidement pour le contrôle, la mise au point et l'évolution de vos procédés industriels.

GAMME		PRODUITS
ROUES ET ROULETTES		<p>CHAPPE INOX                      FIXATION SUR PLATINE OU À CÉIL                      À ROULEAU OU ROULEMENT À BILLE                      PIVOTANTE OU FIXE FREINÉE                      ROULETTE AUTOCLAVABLE POLYAMIDE                      BANDAGE CAOUTCHOUC NON TACHANT                      SOLUTION EN FONCTION DE LA CHARGE</p>
ISOLATION GAINÉ ETANCHEITÉ		<p>CALORIFUGE - FIBRE DE VERRE - SCOTCH ALU                      JOINTS CLAMP, TORIQUES, PLATS, FLEXIBLES, EN PLAQUES                      ISOLATION TUYAUTERIE T TUBE <b>MISE EN ŒUVRE IDEA</b>                      MANCHONS ANTI-FUITES POUR RACCORDS CLAMP</p>
FIXATION		<p>AIMANTS                      GOUPILLES - <b>SUR MESURE POSSIBLE</b>                      VISSERIE, RESSORT, ACCASTILLAGE                      POIGNEES, CHARNIERES, PIEDS, BUTEES, BOUTONS                      FERMETURES, ÉLÉMENTS MÉCANIQUES STANDARDS</p>
RANGEMENT TRANSPORT SECURITE		<p>BACS DE RENTENTION                      MATERIEL DE RANGEMENT POUR SALLE BLANCHE                      CAISSES, EMBALLAGE PLASTIQUE                      MOUSSE DE CALAGE  <b>LIENS DE SERRAGE / DESSERRAGE REUTILISABLES</b>                      SCELLEES</p>
PROCESS	  	<p>ACTIONNEURS PNEUMATIQUES ET VERINS A GAZ                      RACCORDS STAUBLI                      VANNE A MEMBRANE, PRISE ECHANTILLON, VANNE                      FOND DE CUVE, VANNE A BOISSEAU  <b>BOULES ET BUSES DE LAVAGE</b>                      CEINTURES ET EMBASES CHAUFFANTES SILICONE                      DEBITMETRES, MANO-DETENDEURS, MANOMETRES                      TAMIS VIDES FUTS  <b>SILICONE PLATINIUM USP 6 POUR MONTAGE / PHARMED</b>  <b>BOUCHON DE TRANFERT</b>  <b>RACCORDS DE CONNEXION ASEPTIQUE</b></p>



# TUYAUTERIE PROCESS

Souvent utilisés en contact direct avec le produit ces accessoires demandent un traitement de grande qualité. Ils nécessitent un suivi et un contrôle tout au long de leur fabrication, de la matière première à la finition.

## Les pièces sont livrées avec leur dossier qualité :

bon de livraison, plan de la pièce, nomenclature, Certificats matières (CCPU 3.1), certificat du soudeur, procès-verbal de traitement, relevés de rugosité.

**Traçabilité :** pièce marquée au laser N° Plan/BL

★  
Les joints sont fournis avec un certificat matière.  
EDPM – SILICONE  
– PTFE  
★



Pour nous consulter, spécifier la taille de votre clamp et le diamètre intérieur de la ferrule.

## COLLIERS



## VANNES



## COMPOSANTS TUYAUTERIE CLAMP



## JOINTS



## MANOMÈTRES





TES	DIMENSIONS	MATIERES	FINITION	
FMTU5800	13,5 x 1,6	INOX 316 L	SOUDRE TIG CHAMBRAGE TUBE ELECTROPOLI INTÉRIEUR RA < 0,6 MM + ELECTROPOLISSAGE APRÈS SOUDURE	
FMTU5801	10 x 1,5			
FMTU5802	8 x 1			
FMTU5803	8 x 1,5			
FMTU5804	6 x 1			
RACCORD Y	DIMENSIONS	MATIERES	FINITION	
FMTU5805	13,5 x 1,6	INOX 316 L	SOUDRE TIG CHAMBRAGE TUBE ELECTROPOLI INTÉRIEUR RA < 0,6 MM + ELECTROPOLISSAGE APRÈS SOUDURE	
FMTU5806	10 x 1,5			
FMTU5807	8 x 1			
FMTU5808	8 x 1,5			
FMTU5809	6 x 1			
RACCORD X	DIMENSIONS	MATIERES	FINITION	
FMTU5810	13,5 x 1,6	INOX 316 L	SOUDRE TIG CHAMBRAGE TUBE ELECTROPOLI INTÉRIEUR RA < 0,6 MM + ELECTROPOLISSAGE APRÈS SOUDURE	
FMTU5811	10 x 1,5			
FMTU5812	8 x 1			
FMTU5813	8 x 1,5			
FMTU5814	6 x 1			
RÉDUCTIONS	DIMENSIONS	MATIERES	FINITION	
FMTU5815	13,5 A 10	INOX 316 L	RA INTER. SORTIE USINAGE < 0,8 MM ELECTROPOLISSAGE INTER/EXTER RA < 0,6 MM	
FMTU5816	10 A 8			
FMTU5817	8 A 6			
PLONGEANTES	DIMENSIONS	MATIERES	FINITION	
FMTU5818	13,5 x 1,6	INOX 316 L	TUBE ELECTROPOLI INTÉRIEUR RA < 0,6 MM + ELECTROPOLISSAGE APRÈS USINAGE	
FMTU5819	10 x 1,5			
FMTU5820	8 x 1			
FMTU5821	8 x 1,5			
FMTU5822	6 x 1			
FERRULE TC	DIMENSIONS	MATIERES	FINITION	
FMTU5823	25	INOX 316 L	RA INTER. SORTIE USINAGE < 0,8 MM ELECTROPOLISSAGE INTER/EXTER RA < 0,6 MM	
FMTU5824	34			
FMTU5825	50,5			
FMTU5826	64			
<b>PRÉCISER DIAMÈTRE CANNELURE</b>				

## FLEXIBLES CLAMP - SANS RÉTENTION



### Les matières :

- Silicone naturel USP 6
- PFA lisse haute résistance USP6
- PTFE et tresse métallique USP6,

Pour un remplacement, nous spécifier : clamp, diamètre intérieur, matière, longueur, pression  
Fourni avec dossier qualité, certificats fda, usp6, ccpu, pv de traitement et relevé de rugosité.

### NEW Raccords Réutilisables






## PANIER EN FIL ET TÔLES PERFORÉES

**IDEA Conception** vous propose différentes technologies pour concevoir vos paniers :

- PANIERS EN FIL
- PANIERS EN MAILLE (Ø du fil et ouverture)
- PANIERS EN TOLE PERFOREE

La finition électro polie vous assure le meilleur nettoyage et une longue durée de vie.

Consultez notre bureau d'étude en nous précisant les côtes extérieures, l'application. Votre besoin peut également correspondre à nos standards.






### MONTAGE MAILLE



### TRAVAIL DU FIL



### DÉCOUPE LASER POINÇONNAGE





## SUPPORTS, CARTERS ET PORTOIRS

Transporter, ranger, supporter, protéger, sécher, conditionner, produire, sont des actions indispensables dans votre activité et nécessite parfois un équipement adapté.


Sur demande, un technicien peut se rendre sur site pour comprendre et définir votre besoin. Suite à un relevé dimensionnel, et l'établissement d'un cahier des charges nous pourrons vous proposer une solution conçue spécialement pour s'adapter à votre environnement.

### NOS MOYENS DE MISE EN ŒUVRE SONT MULTIPLES

- DECOUPE LASER
- PLIAGE
- CHAUDRONNERIE
- TOURNAGE - FRAISAGE
- COLLAGE
- ASSEMBLAGE PAR VISSERIE

### LES MATIÈRES


- INOX 304/316L
- ALUMINIUM
- ACIER PEINT
- ACIER GALVANISÉ
- PTFE, POM, PVDF
- PROPYLUX
- POLYCARBONATE, PLEXI
- STRATIFIÉ COMPACT
- AUTRES MATIÈRES SELON VOTRE CAHIER DES CHARGES



STATIF



SUPPORT CUVE




STATIF POUCHES




BAC EN POLYPROPYLÈNE




OUTIL DE GUIDAGE



PORTOIR AMPOULES



PORTOIRS TUBES



STATIF



SUPPORT JOINTS



CAISSE INOX



CARTER DE PROTECTION



PORTOIR BOÎTES DE PÉTRI



OUTIL DE PRODUCTION




## TUYAUTERIE ET CHAUDRONNERIE

### Des soudeurs QUALIFIÉS !

Pour chaque opération de soudage, l'opérateur suit un protocole de soudure qualifié. Nous délivrons avec le matériel un certificat de conformité, justifiant d'une mise en œuvre dans les règles de l'art.

Vous pouvez nous confier :

- la réalisation de petites cuves,
- vos réparations, ou adaptations,
- vos pièces de tuyauterie,
- vos pièces avec cintrage,
- vos accessoires de production.



## USINAGE

Nos sous-traitants sont équipés de machines numériques de grande précision. Nous nous sommes entourés de partenaires pour répondre à vos besoins de prototypes, série, et dépannages.

Nous pouvons vous offrir des solutions en :

- tournage 5 axes, sur inox, aluminium et plastique
- fraisage à plat de plaques inox, aluminium et plastique.





TECHNIQUES	APPLICATIONS	EXEMPLES
<b>MARQUAGE DE PIÈCES - SIGNALÉTIQUE</b>		
<b>GRAVURE LASER</b>	SUPPORT : MÉTAUX ET <b>PLASTIQUE</b> SURFACE PLANE OU EN <b>RELIEF</b> IDENTIFICATION DE FLACONS PLASTIQUES, CARTERS, PIÈCES USINÉES	
<b>GRAVURE ÉLECTROCHIMIQUE</b>	SPÉCIAL INOX TRAVAUX SUR GROS ÉQUIPEMENTS, ACCESSOIRES, OU SUR MÉDAILLON AVEC CHÂÎNETTE  NE MODIFIE PAS LA RUGOSITÉ, <b>MACHINE PORTATIVE, TRAVAUX SUR SITE.</b> RÉSISTANT AUX LAVAGES ET À LA TEMPÉRATURE.	
<b>SIGNALÉTIQUE</b>	SUPPORT : PLASTIQUE <b>OU COMPACT</b> PANNEAUX EXTÉRIEURS, PLAQUES SIGNALÉTIQUES, ÉTIQUETTES, PIÈCES PLASTIQUES PLANES.  <b>FIXATION PAR VISSERIE, CHÂÎNETTE DE SUSPENSION, ADHÉSIF AUTOCOLLANT.</b>	
<b>PAUSE ADHÉSIFS</b>	IMPRESSION DE VOS MODÈLES À FAÇON AVEC VERNISSAGE POUR UNE BONNE TENUE DANS LE TEMPS.	
<b>TRAITEMENT DE SURFACE</b>		
<b>DÉCAPAGE / PASSIVATION</b>	REND À L'INOX SES PROPRIÉTÉS INOXYDABLES APRÈS SOUDURE.	
<b>POLISSAGE MÉCANIQUE ELECTRO-POLISSAGE</b>	TRAITEMENT DE L'INOX POUR OBTENIR UNE FAIBLE RUGOSITÉ OU UN ASPECT BRILLANT (POLI MIROIR ENVIRON 0,2 MM ).	
<b>SOUFFLAGE DE VERRE</b>		
<b>AU TOUR OU AU CHALUMEAU</b>	PIÈCES NEUVES SUR MESURE ET RÉPARATIONS	
<b>TRAITEMENT DU PLATINE</b>		
<b>REFONTE DE PLATINE</b>	RÉCUPÉRATION ET TRAITEMENT DU PLATINE USAGÉ POUR LA RÉALISATION DE NOUVEAUX CREUSETS.	
<b>AFFUTAGE OUTILS COUPANTS</b>		



## CHARIOTS ET MOBILIER

Les chariots inox standards sont entièrement mécano-soudés, et offrent ainsi une bonne résistance mécanique.

Le mobilier est conçu pour faciliter le nettoyage des zones difficilement accessibles afin de répondre aux exigences des salles propres.

Le mobilier standard est livré rapidement, souvent stocké à l'usine.



## CHARIOTS SUR-MESURE



## IMPORTANT

**Finition et dossier qualité à la demande :**

- ➔ Décapé Passivé
- ➔ Microbillé
- ➔ Electropoli



## STOCKAGE, SÉCURITÉ ET ERGONOMIE


Tôle inox perforée, pleine, plateaux trespa, travail du fil, tiroirs ou plateaux sur glissières inox, sont autant de solutions que nous pouvons mettre en œuvre pour concevoir vos équipements de stockage.

Pour compléter vos installation consultez notre catalogue de fournitures industrielles : caisses de rangement standard, ajourées, pliables, gerbage ou non.

### SÉCURITÉ ET ERGONOMIE

Chariots plus complexe, avec marche motorisée, ou montée-descente assistée.

Consultez notre bureau d'étude en présentant votre problématique. Après étude nous vous présenterons une solution chiffré.



Adaptation de l'outil de levage à votre application

## RANGEMENTS SUR-MESURE





# PAILLASSE ET MOBILIER DE LABORATOIRE



Consultez notre catalogue  
Fabricant "paillasse et mobilier" sur le site vitrine.

## Revêtements :

- Stratifié
- Verre émaillé
- Dalle de grès
- Résine ou Corian
- Polypropylène

Nous attachons beaucoup d'importance à la finition des produits ainsi qu'à la pose.

- Cordons de soudures continus
- Absence de zone de rétention
- Angles arrondis
- Vérins Inox

## RESTAURATION DE VOS LOCAUX

**Démolition et préparation au chantier, plâtrerie peinture des murs et plafonds, revêtement des sols en carrelage ou PVC, électricité, plomberie.**



## PAILLASSES ET MOBILIER

Table de pesée sur-mesure pour balance de précision



## MOBILIER

Meubles standards à consulter sur le site internet



Réalisations en Mélaminé CTBH, Trespa, Corian ou PVC






## TRAVAIL DES MATIÈRES DANGEREUSES

### ARMOIRES DE STOCKAGE PRODUITS CHIMIQUES

Chaque produit est associé à des conditions de stockage.

Il existe une large gamme de solutions de stockage en fonction du type de produit (inflammable, nocif, corrosif, etc.), de la quantité et de l'espace disponible dans votre laboratoire.

Les armoires peuvent être livrées avec un caisson de filtration ou un moto-ventilateur permettant de rejeter les vapeurs à l'extérieur. Nous pouvons vous proposer la fourniture et l'installation de votre matériel.



### BRAS D'ASPIRATION

Le bras d'aspiration vous permet de travailler en toute sécurité. Il aspire poussières fines et gaz. Ses articulations vous permettent le positionnement idéal pour une sécurité optimale. Robuste il peut être déplacé plusieurs fois par jours sans être endommagé.



### SORBONNES ET HOTTES FILTRANTES

Afin de réaliser une étude, nous avons besoin de connaître vos conditions de travail :

- Produits à filtrer ou à rejeter.
- Zone ATEX
- Dimensions du poste de travail.
- Position du moteur et de la gaine d'extraction, etc.

Un déplacement sera nécessaire afin de vous conseiller et d'évaluer les différentes possibilités.



### POSTES DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE

Nous pouvons vous proposer **une gamme complète de PSM standard ou sur mesure** vous permettant de protéger l'environnement, l'utilisateur et le produit. Nous assurons, la livraison et le montage du matériel au sein de votre laboratoire. Un contrôle sera effectué sur place à la livraison, et un certificat de contrôle justifiant le bon fonctionnement de votre PSM vous sera remis.

La formation du personnel sera effectuée par un organisme agréé. Nous pouvons également vous proposer un contrat de maintenance, pour le contrôle annuel obligatoire pour ce type de matériel. Nous assurons également le service après vente sur toute les marques.







**IDEA CONCEPTION SARL**

221 rue du soleil levant

69610 AVEIZE

Tél : 04 72 30 82 20 / Fax : 04 78 19 00 62

commercial@ideaconception.fr

[www.ideaconception.fr](http://www.ideaconception.fr)