





AGENCEMENT




INSTRUMENTATION



ÉTUDE & CONCEPTION



SERVICES



INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE



CONSOMMABLES



FOURNITURES INDUSTRIELLES



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

FOURNITURE ET
CONCEPTION DE MATÉRIEL
POUR LABORATOIRES

www.ideaconception.fr



IDEA Conception s'est implantée en région Rhône Alpes, au sein d'un territoire riche en industriels, et où l'économie rhônalpine est l'une des plus dynamique de France. Grâce à son réseau de partenaires, et à son expérience, **IDEA Conception** vous offre la solution clé en main, adaptée à vos besoins et aux exigences de votre métier.

IDEA Conception se positionne sur quatre gammes de produits et services :

- Instruments de laboratoire,
- Distribution de petits matériels, consommables et fournitures industrielles,
- Etude, conception et réalisation de vos équipements,
- Agencement de laboratoire, équipements de sécurité.



IDEA Conception, se veut être une entreprise centrée client, disponible et impliquée pour accompagner les laboratoires dans leurs objectifs de développement, recherche, amélioration continue, maintenance, et production.



Ces laboratoires nous font confiance

- **Laboratoires de recherche privés et publics** : CNRS, INSERM, INRA,
- **L'enseignement** : ENS, universités, lycées techniques, centres de formation,
- **Industrie Pharmaceutique, chimique, agro-alimentaire** : services ingénierie, développement, production, industrialisation, contrôle qualité.
- **Industrie Divers** : bijouterie, plasturgie, traitement de surface.
- **Musés, collectivités,**
- **Médical** : Hôpitaux, prothésistes, laboratoires,

Grâce à ses compétences en conception et réalisation, **IDEA Conception** fournit de grands laboratoires au niveau national et international. (Suède, Royaume Uni, Belgique, Cameroun, Algérie, Arabie Saoudite, Afrique du sud)

Nos engagements

- Mettre en œuvre tous nos moyens pour respecter vos planifications,
- Vous apporter une offre de qualité, sur le plan technologique, coût, et documentaire,
- Développer, rechercher de nouvelles solutions pour répondre à vos besoins,
- Comprendre les enjeux de chaque projet.



IDEA CONCEPTION SARL

Route de Duerne D34, 69610 AVEIZE

TEL : 04 72 30 82 20 – FAX : 04 78 19 00 62

www.ideaconception.fr



INSTRUMENTATION – MACHINE SPECIALE

01

PETIT MATERIEL – CONSOMMANBLE

02



MATERIEL 5S – SALLE BLANCHE / SAS

03



TUYAUTERIE – PROCESS

06

FOURNITURE INDUSTRIELLE

08



PANIER EN FIL ET TOLES PERFOREES

09

SUPPORTS – CARTERS – PORTOIRS

09



CHAUDRONNERIE INOX

10

PIECES TOURNEES ET FRAISAGE

10



SERVICES

11

CHARIOTS

12

MEUBLES

13

AMENAGEMENT DE POSTES

14

EQUIPEMENT DE SECURITE

15





Il existe de nombreux fabricants sur le marché et chacun a ses particularités. Notre rôle est de connaître parfaitement chaque instrument afin de pouvoir vous **guider et vous conseiller pour une acquisition sans surprise**.

Notre prestation ne s'arrête pas à la fourniture. Nous vous proposons également la livraison, l'installation, la mise en service et la formation, pour une meilleure utilisation.

- Notre équipe, se tient à votre disposition pour répondre à tous les besoins de **Service après-vente**,
- Vous pourrez bénéficier de notre atelier de réparation, sur tous les équipements courant de votre laboratoire, et / ou nous commander les **pièces détachées**,
- Nous disposons également de solutions pour **l'étalonnage**, et la **maintenance** de vos appareils,
- Nous recherchons ou traduisons pour vous les **manuels d'utilisation**,
- Notre **bureau d'étude** vous propose d'adapter ou concevoir ensemble votre équipement.



Consultez les catalogues instrumentation sur www.ideaconception.fr

MACHINES SPECIALES

IDEA Conception, **vous accompagne dans l'étude** et la conception de vos équipements.

- Réflexion autour de votre projet,
- Relevé dimensionnel,
- Rédaction du cahier des charges,
- Réalisation des plans d'étude et d'exécution,
- Consultation des fournisseurs, et présentation d'un chiffrage,
- Planification, suivi de production, livraison et mise en service,
- Fourniture des dossiers de conception et conformité, à la livraison.

Notre bureau d'étude s'est entouré de techniciens :

- Mécanicien monteur
- Automaticien
- Electrotechnicien
- Spécialistes.

Nos logiciels, nous permettent de dessiner à l'échelle et de réaliser des calculs de résistance des matériaux.



**AGITATEUR EXTRACTION PAR SOLVANT
12 FLACONS DE 1 LITRE/ 150 TOURS/MIN.**



**SYSTEME DE LAVAGE AVEC BUSE ROTATIVE
ET VANNE A ACTIONNEUR PNEUMATIQUE**

Cette gamme de produits a été conçue et développée par IDEA Conception, pour répondre aux besoins des industriels souhaitant mettre en place une démarche 5S ou d'amélioration continue des postes de travail.

Nous avons synthétisé dans ce catalogue les produits « succès » les plus utilisés.

La maîtrise des procédés de fabrication, nous permet de modifier chaque produit selon votre besoin. Il suffit de nous spécifier soit le matériel à contenir soit un dimensionnel à respecter.

Un nouveau besoin, consultez notre bureau d'étude à l'adresse service-be@ideaconception.fr pour que nous puissions étudier les matériaux, la forme et la configuration la plus adaptée.

Une mise en plan 3D vous sera proposée, ainsi qu'une offre de prix et délai en fonction de vos quantités.



BOITES MURALES POUR EPI

Fixation magnétique


REFERENCE	DIMENSIONS LxPxH (mm)	MATIERE	MODELE
PL4636	250X150X280	PVC	Pour gants, charlottes, sur chaussures, tenues
PL4906	250X150X280	PVC	Pour gants – 2 tailles différentes
PL5397	250X140X200	PVC	Pour cache barbe
PL5398	320X200X230	PVC	Pour lingettes
PL5795	315X150X340	PVC	Pour lingettes 300x300mm
STIC922	343X343X150	INOX 304L	Pour lingettes 240x240mm maxi
ART4957	AIMANT 66mm	ANTI-GLISSE	Prévoir 2 aimants par boîte
NFIV5796	AIMANT 43mm	ANTI-GLISSE	Prévoir 4 aimants pour STIC922



TABLETTES MURALES

Fixation magnétique

REFERENCE	DIMENSIONS Du plateau (mm)	NOMBRE AIMANTS	MATIERES
FMDIV5400	200x150	2	PLATEAU TRESPA EQUERRES INOX 304
FMDIV5401	250x200	2	PLATEAU TRESPA EQUERRES INOX 304
FMDIV5402	400x400	4	TOLE INOX 304 PLIEE
FMDIV5403	300x300	4	TOLE INOX 304 PLIEE
FMDIV5404	400x400	4	PLATEAU TRESPA EQUERRES PLIABLES INOX 304
FMDIV5405	500x350	4	PLATEAU TRESPA EQUERRES INOX 304
FMDIV5430	300X250	4	PLATEAU TRESPA EQUERRES PLIABLES INOX 304
FMDIV5406	340x410	4	TOLE INOX 304 PLIEE
NFIV5176	AIMANT DIAMETRE 88mm	PIECE	2 A 4 AIMANTS EN FONCTION CHARGE ET MODELE



Points forts :

- Mise en place immédiate sans intervention du service technique
- Modularité des postes
- Fixation puissante, sans marque ni glissement jusqu'à 50Kg
- Nettoyage optimal grâce au démontage complet
- Respect des exigences en ZAC

Commandez une crédence inox magnétique pour les zones non aimantées ! REF STID5410

RANGEMENTS MURAUX DIVERS

Fixation magnétique



REFERENCE	MODELE / DIMENSIONS (Lx P x H mm)	NOMBRE AIMANTS	MATIERES
MECA4966X	SUPPORT DESINFECTANTS FIXATION VISSERIE		PLASTIQUE
MECA4966V	SUPPORT DESINFECTANTS FIXATION VENTOUSE SURFACE VITREE		PLASTIQUE
MECA4966M	SUPPORT DESINFECTANTS FIXATION MAGNETIQUE	INCLUS	PLASTIQUE
STPP5300	SUPPORT LUNETTES 6 POSITIONS	INCLUS	PLEXI
STPP5400	SUPPORT MASQUE ZAC 6 POSITION	INCLUS	PLEXI
FMDIV5407	PORTE ACCESSOIRES 550x130x150	X3 Ø 88	INOX 304
FMDIV5408	PORTE STYLO 120x50x150	X3 Ø 43	INOX 304
FMDIV5409	PORTE DOCUMENT FORMAT A4	INCLUS	PLASTIQUE
FM5S822V1	BAC POUR ACCESSOIRES LEGERS 270X120X150	X2 Ø 66	PVC
FM5S822V2	BAC POUR ACCESSOIRES LEGERS 320X320X150	X4 Ø 66	PVC
FMDIV5429	PATERE INOX	INCLUS	INOX 304
FMDIV5431	AIMANT CROCHET OUVERTURE 30mm	Ø 88 – 7KG	ANTI-GLISSE
FMDIV5411	AIMANT CROCHET OUVERTURE 20mm	Ø 88 – 7KG	ANTI-GLISSE
FMDIV5412	AIMANT CROCHET OUVERTURE 12mm	Ø 66 – 3KG	ANTI-GLISSE
FM5S5782	AIMANT CROCHET OUVERTURE 12mm	Ø 30 – 1.5 KG	ANTI-GLISSE
ART4956	AIMANT BLANC	Ø 22 – 0.5KG	ANTI-GLISSE
NFIV5796	AIMANT BLANC	Ø 43 – 2KG	ANTI-GLISSE
ART4957	AIMANT BLANC	Ø 66 – 3KG	ANTI-GLISSE
NFIV5176	AIMANT BLANC	Ø 88 – 73KG	ANTI-GLISSE
FMDIV5405	SUPPORT POUR TUYAUX	X4 Ø 88	INOX 304
NPMCA5471	5 CONTENEURS 600X133X164	X3 Ø 88	PLASTIQUE
NPMCA5372	4 CONTENEURS 600X168X207	X3 Ø 88	PLASTIQUE
NPMCA5373	3 CONTENEURS 600X197X240	X3 Ø 88	PLASTIQUE
NFIV5797	SUPPORT COULISSANT BALAI 3 PLACES	X2 Ø 66	ALU
NFIV5798	SUPPORT COULISSANT BALAI 5 PLACES	X2 Ø 66	ALU
NFIV5799	SUPPORT MURAL SAC POUBELLE	X4 Ø 66	INOX 304


FMDIV5431



FM5S822




FMDIV5408



FMDIV5797



FMDIV5429



Souvent utilisés **en contact direct avec le produit** ces accessoires demandent un traitement de **grande qualité**. Ils nécessitent un suivi et un contrôle tout au long de leur fabrication, de la matière première à la finition.

Les pièces sont livrées avec leur **dossier qualité** : bon de livraison, plan de la pièce, nomenclature, Certificats matières (CCPU 3.1), certificat du soudeur, procès-verbal de traitement, relevés de rugosité.

Traçabilité : pièce marquée au laser N° Plan/BL



TES	DIMENSIONS	MATIERE	FINITION
FMTU5800	13.5 X 1.6	INOX 316L	SOUDURE TIG CHAMBRAGE TUBE ELECTROPOLI INTERIEUR Ra < 0.6µm + ELECTROPOLISSAGE APRES SOUDURE
FMTU5801	10 X 1.5		
FMTU5802	8X1		
FMTU5803	8X1.5		
FMTU5804	6X1		
RACCORD Y	DIMENSIONS	MATIERE	FINITION
FMTU5805	13.5 X 1.6	INOX 316L	SOUDURE TIG CHAMBRAGE TUBE ELECTROPOLI INTERIEUR Ra < 0.6µm + ELECTROPOLISSAGE APRES SOUDURE
FMTU5806	10 X 1.5		
FMTU5807	8X1		
FMTU5808	8X1.5		
FMTU5809	6X1		
RACCORD X	DIMENSIONS	MATIERE	FINITION
FMTU5810	13.5 X 1.6	INOX 316L	SOUDURE TIG CHAMBRAGE TUBE ELECTROPOLI INTERIEUR Ra < 0.6µm + ELECTROPOLISSAGE APRES SOUDURE
FMTU5811	10 X 1.5		
FMTU5812	8X1		
FMTU5813	8X1.5		
FMTU5814	6X1		
REDUCTIONS	DIMENSIONS	MATIERE	FINITION
FMTU5815	13.5 A 10	INOX 316L	Ra inter. sortie usinage < 0.8µm ELECTROPOLISSAGE inter/exter Ra < 0.6µm
FMTU5816	10 A 8		
FMTU5817	8 A 6		
PLONGEANTES	DIMENSIONS	MATIERE	FINITION
FMTU5818	13.5 X 1.6	INOX 316L	TUBE ELECTROPOLI INTERIEUR Ra < 0.6µm + ELECTROPOLISSAGE APRES USINAGE
FMTU5819	10 X 1.5		
FMTU5820	8X1		
FMTU5821	8X1.5		
FMTU5822	6X1		
FERRULE TC	DIMENSIONS	MATIERE	FINITION
FMTU5823	25	INOX 316L	Ra inter. sortie usinage < 0.8µm ELECTROPOLISSAGE inter/exter Ra < 0.6µm
FMTU5824	34		
FMTU5825	50.5		
FMTU5826	64		
PRECISER DIAMETRE CANNELURE			



COLLIERS ET JOINTS TC



Pour nous consulter, spécifier la taille de votre clamp et le diamètre intérieur de la ferrule. Les joints sont fournis avec un certificat matière. EDPM – SILICONE – PTFE

COUDES – TES – VANNES - MANOMETRE



FLEXIBLES CLAMP – SANS RETENTION



Les matières :

- silicone naturel USP 6
- PFA lisse haute résistance USP6
- PTFE et tresse métallique USP6,

Pour un remplacement, nous spécifier :
Clamp, diamètre intérieur, matière, longueur, Pression

NEW Raccords Réutilisables





GAMME	PRODUITS
<p>ROUES ET ROULETTES</p> 	<p>CHAPPE INOX FIXATION SUR PLATINE OU A CŒIL A ROULEAU OU ROULEMENT A BILLE PIVOTANTE OU FIXE FREINEES ROULETTE AUTOCLAVABLE POLYAMIDE BANDAGE CAOUTCHOUC NON TACHANT</p>
<p>ISOLATION GAINE - ETANCHEITE</p> 	<p>CALORIFUGE - FIBRE DE VERRE - SCOTCH ALU JOINTS CLAMP, TORIQUE, PLATS, FLEXIBLES, PLAQUES ISOLATION TUYAUTERIE T TUBE MISE EN ŒUVRE IDEA MANCHONS FUITE COLLIER CLAMP</p>
<p>FIXATION</p> 	<p>AIMANTS. GOUPILLES – SUR MESURE POSSIBLE</p> <p>VISSERIE, RESSORT, ACCASTILLAGE POIGNEES, CHARNIERES, PIEDS, BUTEES, BOUTONS FERMETURES, ETC.</p>
<p>RANGEMENT - TRANSPORT SECURITE</p> 	<p>BACS DE RENTENTION MATERIEL DE RANGEMENT POUR SALLE BLANCHE CAISSES, EMBALLAGE PLASTIQUE MOUSSE DE CALAGE LIENS DE SERRAGE / DESSERAGE REUTILISABLES SCELLEES</p>
<p>PROCESS</p> 	<p>ACTIONNEURS PNEUMATIQUES ET VERINS A GAZ RACCORDS STAUBLI VANNE A MEMBRANE, PRISE ECHANTILLON, VANNE FOND DE CUVE, VANNE A BOISSEAU BOULES ET BUSES DE LAVAGE CEINTURES ET EMBASES CHAUFFANTES SILICONE DEBIMETRES MANO-DETENDEURS MANOMETRES TAMIS VIDES FUTS SILICONE PLATINIUM USP 6 POUR MONTAGE BOUCHON DE TRANFERT RACCORDS DE CONNEXION ASSEPTIQUE</p>

IDEA Conception vous propose différentes technologie pour concevoir vos paniers.

- PANIER EN FIL
- PANIER EN MAILLE (\emptyset du fil et ouverture)
- PANIER EN TOLE PERFOREE


La finition électro polie, vous assure le meilleur nettoyage et une longue durée de vie.

Consultez notre bureau d'étude en nous précisant les côtes extérieures, l'application.

Votre besoin peut également correspondre à nos standards.



CATALOGUES
www.ideaconception.fr



SUPPORTS – CARTERS – PORTOIRS



Transporter, ranger, supporter, protéger, sécher, conditionner, produire, sont des actions indispensables dans votre activité et nécessite parfois un équipement adapté. Sur demande, un technicien peut se rendre sur site pour comprendre et définir votre besoin. Suite à un relevé dimensionnel, et l'établissement d'un cahier des charges nous pourrons vous proposer une solution conçue spécialement pour s'adapter à votre environnement.

Nos moyens de mise en œuvre sont multiples :

- DECOUPE LASER
- PLIAGE
- CHAUDRONNERIE
- TOURNAGE – FRAISAGE
- COLLAGE
- ASSEMBLAGE PAR VISSERIE

Les matières :

- INOX 304/316L
- ALUMINIUM
- ACIER PEINT
- PTFE, POM, PVDF
- PROPYLUX
- POLYCARBONATE, PLEXI
- STRATIFIE COMPACT




Des soudeurs QUALIFIES !

Pour chaque opération de soudage, l'opérateur suit un protocole de soudure qualifié.
 Nous délivrons avec le matériel un certificat de conformité, justifiant d'une mise en œuvre dans les règles de l'art.

Vous pouvez nous confier :

- la réalisation de petites cuves,
- vos réparations, ou adaptations,
- vos pièces de tuyauterie,
- vos pièces avec cintrage,
- vos accessoires de production.



TOURNAGE - FRAISAGE

Nos sous-traitants sont équipés de machines numériques de grande précision.
 Nous nous sommes entourés de partenaires pour répondre à vos besoins de prototypes, série, et dépannages.

Nous pouvons vous offrir des solutions en :

- tournage 5 axes, sur inox, aluminium et plastique
- fraisage à plat de plaques inox, aluminium et plastique.



REALISATIONS
www.ideaconception.fr



MARQUAGE DE PIÈCES - SIGNALÉTIQUE

Techniques	Applications	Exemples
Gravure laser	Support : Métaux et plastique Surface plane ou en relief Identification de flacons plastiques, carters, pièces usinées.	
Gravure électrochimique	SPECIAL INOX Travaux sur gros équipements, accessoires, ou sur médaillon avec chaînette. Ne modifie pas la rugosité, Machine portable, travaux sur site. Résistant aux lavages et à la température.	
Signalétique	Support : Plastique ou compact Panneaux extérieurs, plaques signalétiques, étiquettes, pièces plastiques planes. Fixation par visserie, chaînette de suspension, adhésif autocollant.	
Pause Adhésifs	Impression de vos modèles à façon avec vernissage pour une bonne tenue dans le temps.	

TRAITEMENT DE SURFACE

Décapage / Passivation Polissage mécanique Electro-polissage	Rend à l'inox ses propriétés Inoxydables après soudure. Traitement de l'inox pour obtenir une faible rugosité ou un aspect brillant (poli miroir environ 0,2 µm).	
---	---	---

TRAITEMENT DU PLATINE

Refonte du platine	Récupération et traitement du platine usagé pour la réalisation de nouveaux creusets.
---------------------------	---

AFFUTAGE OUTILS COUPANTS



IDEA CONCEPTION vous propose l'étude et la réalisation de tous vos moyens de transports, du simple chariot de dimension hors standard, à des chariots plus complexe, avec marche motorisée, ou montée-descente assistée.



CATALOGUES
www.ideaconception.fr



CHARIOTS TUBULAIRES – TRANSPORT – MAL – AUTOCLAVE



CHARIOTS EN FIL



FINITION ET DOSSIER QUALITE A LA DEMANDE:

**ADAPTATION
DE L'OUTIL DE LEVAGE
A VOTRE APPLICATION**

**Décapé Passivé
Microbillé
Electropoli**



IDEA conçoit votre mobilier, à partir de divers matériaux :

- Meubles ou servantes en INOX pour milieu humide ou corrosif,
- Meubles en PVC, pour le stockage de consommables légers,
- Meubles en STRATIFIE COMPACT, pour les vestiaires
- Meubles en MELAMINE CTBH.



CATALOGUES
www.ideaconception.fr



GAMME STANDARD

CATALOGUES
www.ideaconception.fr



étagères murales

■ toutes dimensions possibles



casiers à batterie

■ toutes dimensions possibles

3/4 niveaux pleins
 ou barreaudés
 fixes



Option roulettes sur demande



INDIVIDUELS



COLLECTIFS



REVETEMENTS :


- Stratifié.
- Verre emailé.
- Dalle de grès.
- Résine ou Corian.
- Polypropylène.
- Inox 304L ou 316L.

Nous attachons beaucoup d'importance à la finition des produits, ainsi qu'à la pose.

- Cordons de soudures continus.
- Absence de zone de rétention.
- Angles arrondis.
- Vérins Inox



POSTES INDIVIDUELS



EQUIPEMENT DE SECURITE COLLECTIVE



**ARMOIRES DE STOCKAGE PC
SORBONNES
HOTTES FILTRANTES
PAILLASSES ET MOBILIER STANDARD**

CATALOGUES

REALISATIONS

www.ideaconception.fr



