



ARMOIRES A PRODUITS DANGEREUX

*Spécialement conçue pour
ranger et isoler les poisons,
produits chimiques et toxiques.*



Armoire à POISON

K89048 : Armoire à Poison

- Construction double paroi en en acier
Electrogalvanisé épaisseur 10mm recouvert
De peinture époxy résistante aux acides
- Couleur RAL 7035
- 2 étagères en acier
- Charge max. par étagère : 10 Kg
- Dimensions étagère (lxp) : 470x270x20hmm
- Serrure de porte livré avec 1 clé
- Symbole normalisé produit toxique
- Prédiposition à une fixation murale
- Dimensions ext. 500 x 300 x 400mm
- Dimensions int. : 480x270x390mm
- Poids : 12Kg
- Volume : 25L