

EXACTA E-LINE



**ARMOIRE DE SECURITE POUR PRODUITS CHIMIQUES
PRATIQUE ET ECONOMIQUE**



CE



EXACTA

E-LINE

ECO12 E-LINE
Code K89172



ARMOIRE DE SECURITE POUR PRODUITS CHIMIQUES PRATIQUE ET ECONOMIQUE

Construction en acier 8/10ème,
Peinture Epoxy grise RAL 7035.
Porte battante avec fermeture à clé 3 points.
Conforme à la norme ISO 3864.
Etagères/bac de rétention
en acier recouvert époxy réglables en hauteur.
Prédisposition pour la ventilation.



ECO6 E-LINE - Code K89173



ECO12B E-LINE - Code K89175



ECO6B E-LINE - Code K89176

MODELES ARMOIRE	CODE	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH) mm	DIMENSIONS INTERNES (LxPxH) mm	POIDS (Kg)	NOMBRE ETAGERES EN ACIER VERNIS	BAC DE RETENTION EN ACIER VERNIS
ECO12 E-LINE	K89172	1000x450x2000	990x430x1980	65	3	OUI
ECO6 E-LINE	K89173	540x450x2000	530x430x1980	45	3	OUI
ECO12B E-LINE	K89175	1000x450x1000	990x430x998	45	1	OUI
ECO6B E-LINE	K89176	540x450x1000	530x430x998	35	1	OUI

ACCESSOIRES OPTIONNELS	CODE	DIMENSIONS (LxPxH) mm
ETAGERE EN ACIER VERNIS POUR ARMOIRE ECO12 E-LINE ou ECO12B E-LINE	K89192	990x415x30
ETAGERE EN ACIER VERNIS POUR ARMOIRE ECO6 E-LINE ou ECO6B E-LINE	K89193	495x415x30
VENTILATEUR	CSF125	250x250x290
TIMER JOURNALIER	TIM24	

Distributeur autorisé: