



ARMOIRES DE SURETES E-LINE MULTIRISQUES



K80173/2C



K89172/4C

SPECIFICATIONS:

- Conformes aux articles 5162 et 5170 du code de la santé publique
- Pictogramme normalisés conformes aux normes ISO 3864
- Séparation par familles de produits chimiques
- Solution modulaire
- Aménagement des compartiments à la demande
- Modèles assemblables les uns aux autres
- Corps de l'armoire en acier électro galvanisé recouvert d'une peinture époxy anti acide
- Acier 8/10ème
- Peinture époxy Grise RAL 7035
- Étagères de rétention en acier peintes ou en acier inox ajustables en hauteur sur crémaillères
- Capacité de stockage par étagère: 25 bouteilles de 1 Litre
- Bac de rétention amovible en bas de chaque compartiments (options)
- Charge max par étagère : 80Kg uniformément réparti
- Orifice de ventilation en sortie pour raccordement extérieur Ø120mm
- Portes battantes à fermeture à clé
- Ouverture des portes avec un angle de plus de 110°
- Étagères et bac de rétention inclus dans chaque compartiments

Options:

- Étagères supplémentaires en acier
- Ventilateur

Code	Désignation	Dimensions extérieure (LxPxH) mm	Nombre d'étagères	Poids Kg	Capacité de stockage*
K89173/2C	Armoire à 2 compartiments	540 x 450 x 2000	Compartiment acide :2 en acier peint Compartiment base :2 en acier inox	50	40 L
K89172/4C	Armoire à 4 compartiments	1080 x 450 x 2000	Compartiment acide :2 en acier peint Compartiment base :2 en acier inox Compartiment Toxique: 2 en acier peint Compartiment nocif: 2 en acier peint	100	80 L
<i>Options</i>					
K89013	Ventilateur	-	-	-	-
K89193	Etagère acier peint pour compartiment Acide/Nocif/Toxique	-	-	-	-

* Capacité de stockage maximum en bouteille de 1 litre