



## ARMOIRE DE SECURITE EN 14470-1 POUR PRODUITS INFLAMMABLES « Type armoire à pharmacie »

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Armoire certifiée EN14470-1 type 90 mn
- Armoire type pharmacie avec 4 niveaux de stockage
- Etagères en acier inox réglables en hauteur sur crémaillère (4 livrées en standard)
  - Dimensions des étagères: l 390 x p 390 x h 25mm
  - Poids max. Par étagère: 50 Kg
  - Rétention par étagère: 4 litres
  - Capacité de stockage par étagère: 10/12 bouteilles de 1L
- Construction des paroi en acier électro galvanisé recouvert d'une peinture époxy 96 microns résistante aux acides.
- Joints spéciaux dilatant en cas d'élévation de la température afin d'assurer une étanchéité parfaite de l'armoire en cas d'incendie.
- Système de fermeture automatique de la porte lorsque la température > 50°C.
- Orifice d'entrée et de sortie d'air avec clapet coupe feu automatique au dessus de 70°C
- Gonds des portes ant-étincelles
- Pictogrammes normalisés
- Fermeture de la porte à clé
- Dimensions internes: l 450 x p 430 x h 1550mm
- Dimensions externes: l 590 x p 600 x h 1980mm



**EOF239F : Armoire EFO 6 PHARMA TYPE 90**

#### Accessoire :

**K89011 : Etagère additionnelle en acier inox**

**K89005 : Unité de ventilation pour raccordement extérieur**

**CFN :** Caisson de ventilation et de filtration conforme à la norme NFX 15-211 (sans raccordement extérieur), à compléter par un des filtres suivants :

**EOAS :** Filtre à charbon actif pour solvants

**EOBE :** Filtre à charbon actif pour acides

**EO MP :** Filtre à charbon actif pour vapeurs mixtes

**EOPF :** Pré-filtre pour (CFN)