



ARMOIRES DE SECURITE MULTIRISQUES 2 COMPARTIMENTS ACIDES/BASES AVEC CAISSON DE FILTRATION CFN (NFX 15-211)





SPECIFICATIONS:

- Conformes aux articles 5162 et 5170 (Code santé publique).
- Conforme aux normes EN 61010-1 & CEI 66-5.
- Pictogrammes conformes aux normes ISO 3864.
- **Séparation totale des produits chimiques (Acides et Bases) en 2 compartiments séparés.**
- Corps de l'armoire en acier électro galvanisé recouvert d'une peinture époxy anti acide de 96 microns.
- Tôle acier 10/10ème & Peinture époxy RAL 7035.
- Étagères de rétention en acier peint (Acides) ou en acier inox (Bases) ajustables en hauteur.
- Capacité de stockage par étagère: 25 bouteilles de 1 L.
- Bac de rétention amovible par compartiment (option).
- Charge max par étagère: 80 Kg uniformément réparti.
- Portes battantes à fermeture à clé (**vitrées ou pleines**).
- Ouverture des portes avec un angle supérieur à 110°.

OPTIONS:

- Étagères supplémentaires (par compartiment).
- Bac de rétention.
- **Caisson de ventilation et filtration CFN (NFX 15-211)** (voir documentation détaillée).
- Filtres à charbon actif (solvants, acides ou mixtes).
- Pré-filtre.

CODE	DESCRIPTIONS	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH) mm	NOMBRE D'ETAGERES	CAPACITÉ DE STOCKAGE*	POIDS (Kg)
EO104/2CV	Armoire 2 compartiments séparés (Portes vitrées)	630x600x1950	Compartiment acide: 2 en acier peint Compartiment base: 2 en acier inox	100 L	110
EO104/2C	Armoire 2 compartiments séparés (Portes pleines)	630x600x1950	Compartiment acide: 2 en acier peint Compartiment base: 2 en acier inox	100 L	115

* Capacité de stockage maximum en bouteille de 1 litre.

OPTIONS

CODE	DESCRIPTIONS	DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH) mm
CFN	Caisson de ventilation et filtration (NFX 15-211)	-
EOAS	Filtre charbon actif pour solvants	-
EOBE	Filtre charbon actif pour vapeurs acides	-
EOMP	Filtre charbon actif pour solvants et vapeurs acides	-
EOPF	Pré-filtre	-
RIPCS60	Étagère acier peint pour compartiment Acide	570x505x20
RIPX60	Étagère acier inox pour compartiment base	570x505x20
VACS60	Bac de rétention en acier	570x505x60

Distributeur autorisé:

