



ARMOIRE DE SECURITE POUR PRODUITS CHIMIQUES



ECO12BW

Série Woodline

SPECIFICATIONS :

- Construite entièrement en aggloméré hydrofuge, revêtue d'un mélaminé plastique ignifuge HPL F1, avec bord arrondi.
- Socle métallique de hauteur 5, 10 ou 15cm (Pour les armoires basses, la hauteur est à définir en fonction de la hauteur sous paillasse disponible)
- Porte avec fermeture à clé
- Ouverture des portes à 110° permettant le retrait des étagères sans les inclinées
- Prédiposition à la ventilation
- Signalétique sur les portes des produits chimiques stockés (acide / base)
- Etagères en PVC (faisant office de bac de rétention) réglable en hauteur sur taquets.
- Charnières, taquets, rails : toutes les parties métalliques sont peintes pour limiter la corrosion.

MODELES :

Modèles	Description
K89180	ECO6BW – P 500mm - Armoire basse 1 porte 2 tiroirs avec bac en PVC fixé par système velcro Dimensions: L 560 x P 500 x H 640 + H socle mm
K89179	ECO12BW – P 500mm Armoire basse 2 portes, avec séparation centrale 4 tiroirs avec bac en PVC fixé par système velcro Dimensions : L 1120 x 500 x 640 + H socle mm
K89178	ECO6BW – P 600mm Armoire basse 1 porte 2 tiroirs avec bac en PVC fixé par système velcro Dimensions: L 560 x P 600 x H 640 + H socle mm
K89177	ECO12BW – P 600mm Armoire basse 2 portes, avec séparation centrale 4 tiroirs avec bac en PVC fixé par système velcro Dimensions : L 1120 x 600 x 640 + H socle mm



Tiroirs extractibles



Prédisposition à la ventilation Ø 120mm



Système d'amortissement des portes et du tiroir



K89029 – Bac de rétention en PVC fixé par velcro