



COLDY SYSTEM

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT (BREVETE) DES ARMOIRES DE SECURITE
POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS AVEC
UN DEGREE BAS D'INFLAMMABILITE



- Application: Stockage de produits ayant un degré bas d'inflammabilité
- Principe :

Le système est composé d'une unité cryoscopique, capable de refroidir un liquide jusqu'à -50°C par l'intermédiaire d'une circulation de liquide au travers d'une tuyauterie située dans l'armoire.

L'échange de chaleur réduit la température interne avec la possibilité de l'ajuster conformément au besoin spécifique des produits.

Une sécurité complémentaire avec un extincteur interne monté sur la tuyauterie, permet de libérer le liquide quand la température atteint 68°C en cas d'incendie interne.

Un contrôle de température interne et externe est possible grâce au thermomètre digital placé sur la porte de l'armoire.

Références :

COLDY 60 : Coldy System pour armoire EFO 6

COLDY 120 : Coldy Sytem pour armoire EFO 12