


Guéridons de soins inox bords tombés

- Structure et plateaux entièrement soudés sous argon
- Inox 18/10 (304)
- Bâti cintré en tube Ø 25 poli brillant
- Plateaux bords tombés insonorisés (bords lisses)
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



Soudure argon pour une meilleure résistance



SIAL
TECHNOLOGIE

Conçoit votre produit

2 PLATEAUX 4 BORDS TOMBÉS

DIMENSIONS

400 x 400 mm

600 x 400 mm

750 x 500 mm

900 x 600 mm

Guéridons de soins inox sans poignée

- Entièrement soudés sous argon
- Inox 18/10 (304)
- Bâti tube poli brillant Ø 25
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



2 PLATEAUX 4 bords tombés

DIMENSIONS

600 x 400 mm

750 x 500 mm

3 PLATEAUX 4 bords tombés

DIMENSIONS

600 x 400 mm


750 x 500 mm

Guéridons de soins inox bords tombés

- Structure et plateaux entièrement soudés sous argon
- Inox 18/10 (304)
- Bâti cintré en tube Ø 25 poli brillant
- Plateaux bords tombés insonorisés (bords lisses)
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



Conçoit votre produit



3 PLATEAUX 4 BORDS TOMBÉS

DIMENSIONS

400 x 400 mm

600 x 400 mm

750 x 500 mm

900 x 600 mm



Guéridons de soins inox bords relevés

- Structure et plateaux entièrement soudés sous argon
- Inox 18/10 (304)
- Bâti cintré en tube Ø 25 poli brillant
- Plateaux bords relevés insonorisés
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



SIAL
TECHNOLOGIE

Conçoit votre produit



3 PLATEAUX 4 BORDS RELEVÉS

DIMENSIONS


400 x 400 mm

600 x 400 mm

750 x 500 mm

Chariots porte-sabots

- Chariot porte-sabots 15 ou 30 paires
- Roues ABS Ø 100 mm pour tunnel de lavage
- Bati inox 18/10 (304) entièrement soudé sous argon.



SUPPORTS MURAUX




Extrémité obturée
par soudure

SIAL
TECHNOLOGIE

Conçoit votre produit



Système fixation
murale étanche



Tables de conditionnement

- Structure et plateaux entièrement soudés sous argon
- Inox 18/10 (304)
- Bâti tube carré 30 mm renforcé
- Plateaux dessus lisse insonorisés
- Roues ABS Ø 100 mm ou vérin réglable
- En version 1 plateau ou 2 plateaux



1 PLATEAU avec entretoise double

1000 x 700 mm
1180 x 700 mm
1500 x 700 mm



PORTIQUE inox

portique 1 face 4 crochets
portique 2 face 8 crochets

TABLE DE CONDITIONNEMENT inox 2 plateaux

DIMENSIONS


1000 x 700 mm
1180 x 700 mm
1500 x 700 mm

Chariots informatique

- Structure et plateaux entièrement soudés sous argon
- Inox 18/10 (304)
- Bâti cintré en tube Ø 25 poli brillant
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- Tablette informatique coulissante simple ou double



Conçoit votre produit



CHARIOT informatique

DIMENSIONS

600 x 400 mm

750 x 500 mm

TABLETTE coulissante

DIMENSIONS

600 x 400 mm

750 x 500 mm

Chariots vidéo

- Chariot vidéo pour différents appareils (endoscopie, coelioscopie...).
- Structure et plateaux inox 18/10 (304) entièrement soudés sous argon.
- Configurations 600 x 400 ou 750 x 500
- Composition de 3 à 5 plateaux inox
- 4 bords relevés ou 4 bords tombés.



Conçoit votre produit



CHARIOT VIDÉO 4 bords relevés

3 plateaux	4 plateaux	5 plateaux
H : 860 mm	H : 1200 mm	H : 1600 mm

DIMENSIONS
600 x 400
750 x 500

DIMENSIONS
600 x 400
750 x 500