


TABLES A BORDS DROITS

• Tables fixes largeur 700 à bords droits

Tout inox 18.10 (AISI 304)

- Sur pieds ou sur roulettes (2 à frein, 2 sans frein)
- Charge totale admise : sur pieds = 300 kg - sur roulettes = 100 kg



- Coins pliés
- Bords droits tombés de 40 mm
- Dessus inox 18.10 renforcé par un panneau collé en mélaminé ép. 19 mm
- Structure renforcée en tube inox 18.10 (AISI 304), \square 35 mm et 35 x 20 mm
- Etagère basse prof. 520 mm
- Vérins ABS réglables sur 30 mm

Tables fixes et étagères : vous souhaitez une longueur intermédiaire, prenez le prix de la longueur supérieure

- + Structure renforcée
- + Tout inox

TABLES CENTRALES

L x P x H mm	SUR PIEDS		SUR ROULETTES POLYAMIDE	
	Tables centrales	Tables centrales + étagère basse	Tables centrales	Tables centrales + étagère basse
	€	€	€	€
900 x 700 x 900	542	674	615	747
1000 x 700 x 900	569	711	642	784
1200 x 700 x 900	606	767	679	840
1400 x 700 x 900	662	843	735	916
1600 x 700 x 900	711	950	784	1023
1800 x 700 x 900	752	1010	825	1083
2000 x 700 x 900	789	1066	862	1139
2001 > 2250 x 700 x 900	957	1263	1030	1336

TABLES A DOSSERET

L x P x H mm	SUR PIEDS		SUR ROULETTES POLYAMIDE	
	Tables à dossier	Tables à dossier + étagère basse	Tables à dossier	Tables à dossier + étagère basse
	€	€	€	€
900 x 700 x 900	621	753	694	826
1000 x 700 x 900	641	783	714	856
1200 x 700 x 900	672	833	745	906
1400 x 700 x 900	714	895	787	968
1600 x 700 x 900	776	1015	849	1088
1800 x 700 x 900	821	1079	894	1152
2000 x 700 x 900	858	1135	931	1208
2001 > 2250 x 700 x 900	1206	1512	1279	1585

• Etagères pour tables fixes largeur 700 mm

- Positionnées à 200 mm du sol, profondeur 520 mm
- Pleines



Qualité :

- Inox AISI 304
- Epaisseur 15/10^{ème}
- Amovible pour un nettoyage optimal



Pour table longueur mm	€
900	132
1000	142
1200	161
1400	181
1600	239
1800	258
2000	277
2001 > 2250	306

• Tiroirs pour tables fixes largeur 700 mm

- Sur glissières télescopiques **inox NOUVEAU**

Merci de préciser l'emplacement souhaité du tiroir sous la table.



L x P x H mm	Kg	€
350 x 550 x 150	5	260

• Accessoires pour tables à bords droits



DOUCHETTE MÉLANGEUSE

- Monotrou Chavonnet

€
504



DOUCHETTE MÉLANGEUSE

- Monotrou avec col de cygne (Delabie)

€
664



ROBINET 1/4 DE TOUR

- Monotrou
- Col de cygne pivotant de 300 mm

NOUVEAU

€
280



ROBINET MÉLANGEUR


- Monotrou

€
129

PLONGES A BORDS DROITS

• Meubles plonges à bords droits

- Tout inox 18.10 (AISI 304)
- Dessus : inox 18.10 avec bords anti-ruissellement et dossier de 100 x 20 mm
- Egouttoir : cannelé
- Demi-arrière pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues
- Serrure
- Livrés avec bonde et tube surverse simple



LARGEUR 600 (PRAN)

Cuve de 500 x 400 x 300 mm

			L x H mm	Kg	€
	1 bac + égouttoir à droite		1200 x 900	67	1269
	1 bac + égouttoir à gauche		1200 x 900	67	1269
	2 bacs		1200 x 900	67	1482
	1 bac + égouttoir à droite		1400 x 900	75	1345
	1 bac + égouttoir à gauche		1400 x 900	75	1345
	2 bacs + égouttoir à droite		1800 x 900	94	1826
	2 bacs + égouttoir à gauche		1800 x 900	94	1826

LARGEUR 700 (PRAR)

Cuve de 500 x 500 x 300 mm


			L x H mm	Kg	€
	1 bac + égouttoir à droite		1200 x 900	70	1217
	1 bac + égouttoir à gauche		1200 x 900	70	1217
	2 bacs + égouttoir à droite		1800 x 900	97	1888
	2 bacs + égouttoir à gauche		1800 x 900	97	1888

● Plonge à batterie à bords droits

- Dessus : inox 18:10 avec bords anti-ruissellement
- Bords : droits
- Dossieret arrière : 100 x 20 mm
- Egouttoir : cannelé

- Piétement : soudé en tube inox 35 x 35 mm, avec habillage cache-cuve et vérins réglables sur 30 mm (6 pieds pour la 2400)
- Cuve de 800 x 500 x 400 mm
- Livrée avec bonde et tube surverse



		PLONGE			Etagères pleines en option	
		L x P x H mm	Kg	€		€
	1 bac	1000 x 700 x 900	26	1545		172
	1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700 x 900	40	1674		269
	1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700 x 900	40	1674		269
	2 bacs	1800 x 700 x 900	51	2376		303
	2 bacs + égouttoir à droite	2400 x 700 x 900	62	2589		376
	2 bacs + égouttoir à gauche	2400 x 700 x 900	62	2589		376



SIAL TECHNOLOGIE réalise votre
Mobilier sur mesure

Il suffit de nous spécifier :

- Dimensions extérieurs de votre meuble (hauteur, largeur, profondeur)
- Le nombre de portes, étagères et tiroirs
- Option roulette si besoin
- Caractéristiques particulières de votre besoin.

Notre équipe réalisera pour vous le plan 3D, ainsi qu'une offre pour la conception de votre produit.

RANGEMENTS

• Armoires hautes à portes coulissantes



- Tout inox 18.10
- Dessus : incliné à 15°
- 2 portes coulissantes doublées
- Hauteur façade : 1775 mm
- Serrure + poignées
- Piètement : sur vérins ABS Ø 40 mm réglables sur 27 mm
- 3 étagères (largeur 506 mm) dont 2 réglables en hauteur
- Charge par étagère : 50 kg

	L x P x H mm	Kg	€	Étagère supplémentaire	
					€ unitaire
	1000 x 600 x 1935	65	1985		84
	1200 x 600 x 1935	70	2153		96
	1400 x 600 x 1935	75	2594		111
	1600 x 600 x 1935	80	2920		125
	1800 x 600 x 1935	85	3040		141
			Taquet :		2 € unitaire

Plus-value sur roulettes polyamide : + 100 € (jusqu'à 1400 mm)

• Armoire haute spéciale lourdes charges



- Tout inox 18.10 (AISI 304)
- Dessus : incliné à 15°
- 2 portes coulissantes doublées et très rigides
- Serrure + poignées
- Piètement : sur 6 vérins réglables sur 27 mm
- 3 étagères intérieures renforcées sur toute la largeur, dont 2 réglables en hauteur
- Charge par étagère : 100 kg



Hygiène :
• Dessus et plafond lisses et inclinés à 15°

L x P x H mm	Kg	€
1600 x 700 x 1935	105	3170

• Armoires hautes profondeur 600 à portes battantes



- Tout inox 18.10 (AISI 304)
- Dessus : incliné à 15°
- 2 portes battantes doublées
- Serrure + poignées
- Piètement : ABS noir Ø 40 mm réglables sur 27 mm
- 3 étagères (largeur 535 mm) dont 2 réglables en hauteur
- Charge par étagère : 50 kg

	L x P x H mm	Kg	€	Étagère supplémentaire	
					€ unitaire
	1000 x 600 x 1935	65	1670		85
	1200 x 600 x 1935	70	1838		99
	1400 x 600 x 1935	75	2195		116
			Taquet :		2 € unitaire

Plus-value sur roulettes polyamide : + 100 €

• Armoires hautes

- Tout inox 18.10 (AISI 304)
- Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité et rigidité de l'armoire
- 1 serrure et 1 poignée par porte
- Pieds : ABS noir Ø 40 mm, réglables sur 27 mm
- Charge par étagère : 50 kg



- Double plancher assurant une stabilité optimisée
- Finition soudée
- Structure renforcée de série



Ergonomie :

- 1 serrure et 1 poignée par porte

Hygiène :



- Dessus et plafond lisses et inclinés à 15°

Sécurité :

- Portes battantes encastrées sous le toit = sécurité supplémentaire à la fermeture à clé
- Pils écrasés sur les étagères et triple pli sur les côtés



ARMOIRES 1 PORTE BATTANTE

1 porte doublée Hauteur façade : 1 810 mm 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	Sur pieds	
OPTION	Etagère supplémentaire Taquet	
1 porte doublée 1 cloison verticale s'arrêtant à 300 mm du bas 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	Sur pieds	
OPTION	Etagère supplémentaire Taquet	


L x P x H mm	Kg	€
600 x 475 x 1935	46	1150
1	Prix unitaire	47
	Prix unitaire	2
600 x 475 x 1935	46	1150



ARMOIRES 2 PORTES BATTANTES

2 portes doublées, sauf version sur roulettes 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	Sur pieds	
OPTION	Sur roulettes polyamide Etagère supplémentaire Taquet	
2 portes doublées, sauf version sur roulettes 1 cloison verticale s'arrêtant à 300 mm du bas A droite, 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur.	Sur pieds	
OPTION	Sur roulettes polyamide Etagère supplémentaire Taquet	

L x P x H mm	Kg	€
1000 x 475 x 1935	66	1562
1000 x 475 x 1935	66	1625
1	Prix unitaire	69
	Prix unitaire	2
1000 x 475 x 1935	66	1562
1000 x 475 x 1935	66	1625
1	Prix unitaire	47
	Prix unitaire	2



Meubles muraux :

- En inox 18.10
- 2 portes coulissantes suspendues
- 1 étagère réglable en hauteur
- Livrés montés avec serrure
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère

+ **QUALITÉ :**

- Toit penté avec coins soudés

Ergonomie :


- Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)

Hygiène :


- Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour éviter tout dépôt
- Dessus et plafond lisses et inclinés à 15° pour le respect des normes d'hygiène

Sécurité :

- Finition en plis écrasés



L x P x H mm	Kg	€
1000 x 407 x 710	37	743
1200 x 407 x 710	42	821
1400 x 407 x 710	47	916
1600 x 407 x 710	52	999
1800 x 407 x 710	57	1091
2000 x 407 x 710	63	1172



• Meubles bas traversants avec dessus à bords droits

- Tout inox 18.10 (AISI 304)
- 4 portes coulissantes suspendues
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Serrures
- Dessus : à bords droits, tombé de 40mm
- Rigidité assurée par un panneau stratifié double face de 19mm
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Sur pieds ou sur roulettes polyamide (2 à frein, 2 sans frein)



Hygiène :

- Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour éviter tout dépôt de débris



AVEC DESSUS CENTRAL

L x P x H mm	Kg	SUR PIEDS		SUR ROULETTES POLYAMIDE	
			€		€
1000 x 700 x 900	50		1336		1428
1200 x 700 x 900	59		1452		1544
1400 x 700 x 900	65		1597		1689
1600 x 700 x 900	75		1716		1808
1800 x 700 x 900	90		1877		1969
2000 x 700 x 900	105		1991		2083



SIAL TECHNOLOGIE réalise votre
Mobilier sur mesure

Il suffit de nous spécifier :

- Dimensions extérieurs de votre meuble (hauteur, largeur, profondeur)
- Le nombre de portes, étagères et tiroirs
- Option roulette si besoin
- Caractéristiques particulières de votre besoin.

Notre équipe réalisera pour vous le plan 3D, ainsi qu'une offre pour la conception de votre produit.

• Meubles bas avec dessus à bords rayonnés, épaisseur 15/10^e


- Tout inox 18.10 (AISI 304)
- Dessus à bords rayonnés, épaisseur 15/10^e
- Dossieret arrière fermé et incliné
- 2 portes coulissantes suspendues
- Poignées intégrées
- Serrure
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Sur pieds ou sur roulettes polyamide (2 à frein, 2 sans frein)
- Livrés avec le dessus monté

Dossieret 100 x 20 mm
incliné à 30° et entièrement
fermé à l'arrière



Hygiène :

- Dossieret incliné, base rayonnée
- Dossieret fermé



Coins soudés
Rayon avant
de 10 mm,
tombé de 40 mm

Dessus inox 18.10
épaisseur 15/10^e
renforcé par un
panneau collé en
mélaminé ép. 19 mm

Pieds ABS Ø 40
réglables sur 30 mm



Ergonomie :

- Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)

Hygiène :

- Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour éviter tout dépôt indésirable

Sécurité :

- Finition en plis écrasés



PROFONDEUR 700



L x P x H mm	Kg	CENTRAL SUR PIEDS		A DOSSERET SUR PIEDS	
		€	€		
1000 x 700 x 900	69	1272	1382		
1200 x 700 x 900	78	1415	1507		
1400 x 700 x 900	88	1575	1684		
1500 x 700 x 900	92	1645	1749		
1600 x 700 x 900	98	1715	1813		
1800 x 700 x 900	109	1890	1924		
2000 x 700 x 900	119	2014	2073		



• Vestiaires inox 18.10 (AISI 304)

- Toit incliné (aucun stockage sur le toit pour une hygiène optimisée)
- 4 pieds ABS noir



- Case de 400 x 500, hauteur 1950 mm
- Existe en version 2 ou 3 cases

Pour chaque case :

- > 1 étagère haute permettant de ranger un casque,
- > 2 penderies (linge propre 2/3, linge sale 1/3),
- > porte-étiquette,
- > porte encastrée avec fermeture cadénassable (cadenas non fourni),
- > aérations hautes et basses dans les portes.



- Pour répondre aux normes d'hygiène strictes de l'agro-alimentaire
- SPÉCIAL MILIEUX HUMIDES

2 cases
3 cases

L x P x H mm	Kg	€
800 x 500 x 2100	60	1664
1200 x 500 x 2100	70	2280



SIAL
TECHNOLOGIE

Conçoit votre produit

ECHELLES ET RANGEMENTS

• Echelles gastronormes pour bacs GN1/1

- Tube : cintré, 25 x 25 mm en inox 18.10 (AISI 304)
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape zinguée ou polyamide, avec pare-chocs caoutchouc
- Dimensions avec pare-chocs caoutchouc : +70 mm par rapport aux dimensions ci-dessous

- Glissières : en inox 18.10 (AISI 304) épaisseur 15/10*, avec butées avant et arrière, assemblées par cordon de soudure assurant une haute résistance



Les dimensions des bacs gastronormes :

- ▶ GN1/1 : 530 x 325 mm
- ▶ GN1/4 : 265 x 162 mm
- ▶ GN2/3 : 354 x 325 mm
- ▶ GN1/6 : 176 x 162 mm
- ▶ GN1/2 : 325 x 265 mm
- ▶ GN1/9 : 108 x 176 mm
- ▶ GN1/3 : 325 x 176 mm
- ▶ GN2/1 : 650 x 530 mm



Sécurité :

- Roulettes à frein et butées sur les cornières

Ergonomie :

- Roulettes polyamide de grand diamètre (125 mm) pour une meilleure mobilité de votre échelle



SANS BARRE D'ARRÊT CHAPE POLYAMIDE



	L mm	L x P x H mm	Kg
8 niveaux* GN1/1	77	389 x 555 x 915	12
17 niveaux GN1/1	77	386 x 552 x 1665	18
20 niveaux GN1/1	77	386 x 552 x 1797	20


* Avec plan de travail

€
430
467
502



ROULETTES AVEC CHAPE POLYAMIDE :

- Parfaitement adaptées aux milieux humides et aux normes d'hygiène
- Aucune corrosion dans le temps



AVEC BARRE D'ARRÊT CHAPE POLYAMIDE

	L mm	L x P x H mm	Kg
17 niveaux GN1/1	77	386 x 552 x 1665	18
20 niveaux GN1/1	77	386 x 552 x 1797	20

€
514
549



• Rayonnage de stockage avec structure aluminium et clayettes thermo-plastique

- Particulièrement indiqué pour le stockage des produits alimentaires dans les chambres froides
- Hauteur standard : 1700 mm (autres hauteurs possibles 1550 et 2000mm)
- 2 profondeurs : 375 et 450 mm, chacune disponible en 3, 4 ou 5 niveaux
- Clayettes : amovibles en polyéthylène, à haute résistance et certifié atoxique. Inattaquables par les acides de base, exempt de bactéries, entièrement démontables, lavables et stérilisables selon les normes HACCP

- Structure portante en profilé aluminium à haute résistance et anodisé à 20 microns




- Grande robustesse : 250 kg maxi répartis par niveau (en linéaire)
- Boulonnerie entièrement en acier inoxydable
- Nos rayonnages résistent à des températures de -25°C à +90°C (clayettes lavables en lave-vaisselle)



ETAPES DE MONTAGE



- Montage rapide et facile




ETAPES DE MONTAGE EN ANGLE




- Réalisable en 4 gestes simples grâce au kit spécial





● Rayonnage complet H 1700 à niveaux en plastique

Nombre d'échelles H 1700 mm	Longueur L mm	COMPOSITION	PROFONDEUR 375 MM			PROFONDEUR 450 MM		
			3 niveaux €	4 niveaux €	5 niveaux €	3 niveaux €	4 niveaux €	5 niveaux €
2	770	1 x 700	307	353	401	318	367	418
	920	1 x 850	322	376	428	334	391	447
	1070	1 x 1000	337	396	454	350	412	474
	1220	1 x 1150	355	419	483	369	438	505
	1370	1 x 1300	369	438	506	387	459	532
	1520	1 x 1450	385	459	533	403	481	560
	1670	1 x 1600	403	482	563	422	506	592
	1820	1 x 1750	418	502	588	439	530	622
	1970	1 x 1900	434	525	615	459	557	655
	2045	1 x 1975	444	538	631	470	569	671
3	2105	2 x 1000	593	709	826	618	741	865
	2255	(1 x 1000) + (1 x 1150)	611	733	856	638	767	896
	2405	2 x 1150	628	757	886	658	793	929
	2555	(1 x 1150) + (1 x 1300)	642	776	909	673	814	955
	2705	2 x 1300	658	795	933	687	834	979
	2855	(1 x 1300) + (1 x 1450)	673	815	959	704	856	1008
	3005	2 x 1450	687	835	985	722	878	1035
	3155	(1 x 1450) + (1 x 1600)	705	860	1014	741	904	1067
	3305	2 x 1600	724	883	1043	760	930	1100
	3455	(1 x 1600) + (1 x 1750)	738	904	1069	777	953	1130
4	3605	2 x 1750	753	924	1094	796	978	1160
	3755	(1 x 1750) + (1 x 1900)	769	946	1122	815	1004	1193
	3905	2 x 1900	788	968	1149	835	1030	1226
	4040	3 x 1300	945	1152	1359	991	1210	1427
	4190	(2 x 1300) + (1 x 1450)	960	1172	1383	1007	1231	1456
	4340	(1 x 1300) + (2 x 1450)	975	1193	1410	1023	1254	1483
	4490	3 x 1450	992	1214	1435	1041	1277	1512
	4640	(2 x 1450) + (1 x 1600)	1010	1237	1466	1059	1301	1544
	4790	(1 x 1450) + (2 x 1600)	1027	1261	1494	1078	1328	1575
	4940	3 x 1600	1043	1285	1525	1097	1352	1607
5	5090	(2 x 1600) + (1 x 1750)	1060	1304	1549	1114	1376	1637
	5240	(1 x 1600) + (2 x 1750)	1075	1325	1575	1134	1400	1667
	5390	3 x 1750	1090	1345	1600	1152	1424	1697
	5540	(2 x 1750) + (1 x 1900)	1106	1367	1627	1171	1450	1730
	5690	(1 x 1750) + (2 x 1900)	1124	1389	1655	1192	1477	1763
	5840	3 x 1900	1140	1412	1683	1211	1504	1796
	5975	4 x 1450	1294	1591	1888	1359	1674	1987
	6125	(3 x 1450) + (1 x 1600)	1312	1615	1916	1378	1698	2019
	6275	(2 x 1450) + (2 x 1600)	1330	1638	1947	1397	1724	2051
	6425	(1 x 1450) + (3 x 1600)	1348	1662	1975	1416	1749	2084
6	6575	4 x 1600	1365	1685	2006	1435	1775	2115
	6725	(3 x 1600) + (1 x 1750)	1380	1705	2030	1453	1800	2145
	6875	(2 x 1600) + (2 x 1750)	1396	1726	2056	1471	1823	2175
	7025	(1 x 1600) + (3 x 1750)	1411	1747	2081	1490	1847	2206
	7175	4 x 1750	1426	1765	2106	1508	1871	2235
	7325	(3 x 1750) + (1 x 1900)	1442	1788	2134	1528	1898	2269
	7475	(2 x 1750) + (2 x 1900)	1459	1811	2161	1548	1924	2301
	7625	(1 x 1750) + (3 x 1900)	1477	1833	2190	1567	1951	2333
	7775	4 x 1900	1493	1856	2218	1586	1976	2367
	6	8060	(1 x 1450) + (4 x 1600)	1669	2062	2457	1755	2172
8210		5 x 1600	1686	2086	2486	1774	2198	2623
8360		(4 x 1600) + (1 x 1750)	1701	2106	2512	1791	2222	2653
8510		(3 x 1600) + (2 x 1750)	1716	2127	2536	1810	2246	2684
8660		(2 x 1600) + (3 x 1750)	1732	2147	2561	1827	2271	2713
8810		(1 x 1600) + (4 x 1750)	1747	2167	2587	1846	2294	2744
8960		5 x 1750	1761	2187	2612	1865	2319	2774
9110		(4 x 1750) + (1 x 1900)	1779	2210	2641	1884	2345	2806
9260		(3 x 1750) + (2 x 1900)	1796	2231	2668	1904	2371	2839
9410		(2 x 1750) + (3 x 1900)	1812	2254	2696	1923	2397	2872
6	9560	(1 x 1750) + (4 x 1900)	1829	2277	2724	1943	2425	2905
	9710	5 x 1900	1846	2298	2752	1963	2450	2938



• Rayonnage complet d'angle H 1700 à niveaux en plastique

Nombre d'échelles H 1700 mm	Longueur L mm	COMPOSITION	PROFONDEUR 375 MM			PROFONDEUR 450 MM		
			3 niveaux €	4 niveaux €	5 niveaux €	3 niveaux €	4 niveaux €	5 niveaux €
1 + supports d'angle	745	1 x 700	259	318	377	270	332	393
	895	1 x 850	274	338	403	286	355	422
	1045	1 x 1000	289	359	427	302	377	450
	1195	1 x 1150	307	382	458	322	401	482
	1345	1 x 1300	322	401	482	338	422	506
	1495	1 x 1450	337	422	506	355	446	536
	1645	1 x 1600	355	446	537	374	470	567
	1795	1 x 1750	369	466	561	392	494	597
	1945	1 x 1900	387	487	591	411	521	630
	2020	1 x 1975	396	501	607	422	534	647
2 + supports d'angle	2080	2 x 1000	545	673	800	569	704	839
	2230	(1 x 1000) + (1 x 1150)	563	696	830	589	730	871
	2380	2 x 1150	581	721	860	610	756	904
	2530	(1 x 1150) + (1 x 1300)	595	740	883	624	776	930
	2680	2 x 1300	610	759	906	639	797	955
	2830	(1 x 1300) + (1 x 1450)	624	780	933	656	820	984
	2980	2 x 1450	639	800	959	674	842	1011
	3130	(1 x 1450) + (1 x 1600)	658	823	988	693	869	1042
	3280	2 x 1600	675	847	1018	713	893	1075
	3430	(1 x 1600) + (1 x 1750)	690	867	1042	730	918	1105
3 + supports d'angle	3580	2 x 1750	705	887	1069	748	941	1136
	3730	(1 x 1750) + (1 x 1900)	724	909	1096	767	967	1168
	3880	2 x 1900	740	932	1125	788	995	1201
	4015	3 x 1300	897	1114	1333	942	1172	1404
	4165	(2 x 1300) + (1 x 1450)	912	1136	1359	959	1195	1431
	4315	(1 x 1300) + (2 x 1450)	928	1156	1384	975	1218	1459
	4465	3 x 1450	944	1176	1410	992	1239	1488
	4615	(2 x 1450) + (1 x 1600)	961	1200	1439	1011	1266	1519
	4765	(1 x 1450) + (2 x 1600)	979	1224	1470	1030	1290	1551
	4915	3 x 1600	997	1247	1498	1050	1316	1582
4 + supports d'angle	5065	(2 x 1600) + (1 x 1750)	1012	1269	1525	1067	1340	1612
	5215	(1 x 1600) + (2 x 1750)	1027	1287	1549	1086	1364	1642
	5365	3 x 1750	1042	1308	1574	1104	1389	1673
	5515	(2 x 1750) + (1 x 1900)	1059	1330	1603	1124	1415	1705
	5665	(1 x 1750) + (2 x 1900)	1075	1353	1630	1144	1441	1738
	5815	3 x 1900	1092	1375	1659	1163	1467	1771
	5950	4 x 1450	1246	1553	1862	1310	1637	1963
	6100	(3 x 1450) + (1 x 1600)	1265	1578	1890	1330	1663	1994
	6250	(2 x 1450) + (2 x 1600)	1282	1602	1920	1349	1688	2027
	6400	(1 x 1450) + (3 x 1600)	1300	1624	1951	1368	1713	2058
5 + supports d'angle	6550	4 x 1600	1317	1649	1979	1388	1740	2090
	6700	(3 x 1600) + (1 x 1750)	1333	1669	2006	1406	1763	2120
	6850	(2 x 1600) + (2 x 1750)	1348	1689	2030	1423	1787	2151
	7000	(1 x 1600) + (3 x 1750)	1363	1709	2054	1442	1811	2180
	7150	4 x 1750	1378	1729	2081	1461	1835	2211
	7300	(3 x 1750) + (1 x 1900)	1395	1752	2108	1479	1862	2243
	7450	(2 x 1750) + (2 x 1900)	1412	1774	2137	1500	1888	2277
	7600	(1 x 1750) + (3 x 1900)	1428	1796	2164	1519	1915	2309
	7750	4 x 1900	1445	1819	2191	1538	1941	2343
	6 + supports d'angle	8035	(1 x 1450) + (4 x 1600)	1620	2026	2431	1706	2137
8185		5 x 1600	1638	2049	2460	1726	2161	2598
8335		(4 x 1600) + (1 x 1750)	1653	2070	2486	1744	2186	2629
8485		(3 x 1600) + (2 x 1750)	1669	2090	2511	1761	2210	2658
8635		(2 x 1600) + (3 x 1750)	1683	2109	2536	1779	2234	2689
8785		(1 x 1600) + (4 x 1750)	1698	2129	2561	1797	2258	2719
8935		5 x 1750	1713	2151	2586	1816	2282	2749
9085		(4 x 1750) + (1 x 1900)	1732	2172	2615	1835	2308	2782
9235		(3 x 1750) + (2 x 1900)	1748	2195	2642	1854	2336	2815
9385		(2 x 1750) + (3 x 1900)	1764	2218	2670	1875	2361	2848
9535	(1 x 1750) + (4 x 1900)	1780	2239	2698	1894	2387	2881	
9685	5 x 1900	1799	2262	2725	1915	2414	2913	

• Rayonnage tout inox

- Tout inox 18.10 (AISI 304) brossé
- 2 arceaux (ossature) en tube carré de 35 x 35 mm, sur vérins réglables
- Livré démonté (entièrement démontable)
- 4 étagères pleines réglables en hauteur
- 2 niveaux de réglage pour l'étagère basse (200 mm ou 460 mm disponibles sous l'étagère)
- Niveau supplémentaire possible en option
- Hauteur : 1800 mm
- Charge maxi par niveau : 100 kg répartis



Ergonomie :


- Niveaux réglables

Hygiène :

- Vis inox bouchant tous les trous inutilisés

Sécurité :

- Pils écrasés sur les étagères



PROFONDEUR 500 mm			Option étagère supplémentaire	
L mm	€		€	
1000	949			116
1200	1009			132
1400	1133			167
1500	1160			174
1600	1192			183
1800	1250			196
2000	1360			209

PROFONDEUR 600 mm			Option étagère supplémentaire	
L mm	€		€	
1000	1010			132
1200	1077			148
1400	1213			183
1500	1243			196
1600	1277			206
1800	1344			219
2000	1479			232

• Rayonnage d'angle inox (ou linéaire complémentaire) **NOUVEAU**



Composé :

- d'un arceau, ossature en tube carré de 35 x 35 mm, percé des 2 côtés, permettant de continuer un linéaire existant ou de faire un L
- de 4 étagères pleines réglables en hauteur
- de (2x4) crochets d'angle pour s'accrocher en angle sur rayonnage existant

PROFONDEUR 500 mm		
L mm	€	
1000	905	
1200	940	
1400	1032	
1500	1095	
1600	1127	
1800	1195	
2000	1266	

PROFONDEUR 600 mm		
L mm	€	
1000	944	
1200	1008	
1400	1153	
1500	1182	
1600	1221	
1800	1293	
2000	1363	

AMENAGEMENT SUR MESURE INOX

• Meubles bas sans dessus

- Construction : tout inox 18.10 (AISI 304)
- Poignées : tube tout inox
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Pieds : en inox Ø 60 (réglage 50 mm), ou roulettes à platine Ø 125 mm, chape zinguée, dont 2 à frein
- Portes : battantes doublées (arêtes verticales rayonnées) ou coulissantes doublées
- Tiroirs : montés sur glissières inox avec amortisseur, à ouverture totale
- Eléments modulaires livrés sans plan de travail (voir page 95)
- Hauteur indiquée : sans plan de travail. Avec un plan de travail, la hauteur est de 900 mm.
- Charge totale admise : 75 kg



INFO CONSEIL :
Pour faciliter le nettoyage
du labo, proposez nos
meubles bas sur roulettes

- Sécurité :**
- Portes doublées
- Hygiène :**
- Poignées et pieds inox



MEUBLES PORTES BATTANTES

	L x Prof. coisse x H mm	Kg	Sur pieds		Sur roulettes	
			€		€	
1 porte battante (charnières droite)	450 x 605 x 860	25	755		777	
1 porte battante (charnières gauche)	450 x 605 x 860	25	755		777	
1 porte battante + 1 tiroir hauteur 120 mm	450 x 605 x 860	24	1324		1346	



- +**
- Tous nos meubles bas sont renforcés avec des omégas sur l'avant et l'arrière.
 - Pour faciliter le nettoyage, nos tiroirs sont facilement amovibles sans outillage.

	L x Prof. coisse x H mm	Kg	Sur pieds		Sur roulettes	
			€		€	
2 portes battantes	900 x 605 x 860	39	1308		1330	
2 portes battantes + 2 tiroirs hauteur 120 mm	900 x 605 x 860	54	2193		2215	



	L x Prof. coisse x H mm	Kg	Sur pieds		Sur roulettes	
			Ref.	€	Ref.	€
3 portes battantes	1350 x 605 x 860	65		1805		1827



OPTION SERRURE SUR MEUBLES PORTES BATTANTES*

* A préciser à la commande du meuble

PLUS-VALUE =
+46 euros H.T. l'unité - par porte

• Meubles bas sans dessus



MEUBLES PORTES COULISSANTES



Hygiène :
• Portes suspendues sans rail inférieur

	L x Prof. caisse x H mm	Kg	Sur pieds		Sur roulettes	
			€	€		
2 portes coulissantes	900 x 605 x 860	46	1086	1108		
	1350 x 605 x 860	61	1304	1326		
	1800 x 605 x 860	75	1651	1673		



OPTION SERRURE SUR MEUBLES PORTES COULISSANTES*

* A préciser à la commande du meuble

PLUS-VALUE =
+65 euros H.T. l'unité - par meuble



MEUBLES À TIROIRS

- Amovibles, à ouverture totale
- Montés sur glissières inox télescopiques

	L x Prof. caisse x H mm	Kg	Sur pieds		Sur roulettes	
			€	€		
2 tiroirs hauteur 285 mm	450 x 605 x 860	34	1438	1460		



• Spécial grand volume

• Élément composé de 2 grands tiroirs pouvant recevoir des accessoires de grandes dimensions

	L x Prof. caisse x H mm	Kg	Sur pieds		Sur roulettes	
			€	€		
2 tiroirs hauteur 285 mm	900 x 605 x 860	68	1773	1795		



	L x Prof. caisse x H mm	Kg	Sur pieds		Sur roulettes	
			€	€		
3 tiroirs hauteur 175 mm	450 x 605 x 860	46	1275	1297		



	L x Prof. coisse x H mm	Kg	Sur pieds		Sur roulettes	
			€	€		
4 tiroirs hauteur 120 mm	450 x 605 x 860	49	1678	1700		



MEUBLE D'ANGLE 1 PORTE BATTANTE

	L x Prof. coisse x H mm	Kg	€
Charnières à droite	900 x 605 x 860	39	1199
Charnières à gauche	900 x 605 x 860	39	1199



SIAL TECHNOLOGIE réalise votre
Laboratoire sur mesure

Il suffit de nous spécifier :

- Vue d'implantation, le linéaire à agencer, le point d'entrée de fluides
- Le type d'équipement souhaité
- Caractéristiques particulières de votre besoin.

Notre équipe réalisera pour vous les plans 3D, ainsi que l'offre pour la fourniture et la pose.

• Plans de travail rayonnés

- Dessus rayonné : tout inox 18.10, épaisseur 15/10^{mm} (à positionner sur les modules bas des pages 90 à 93)
- Rigidité assurée par un panneau stratifié double face de 19 mm
- Tombé rayonné de : 40 mm
- Dessus centraux : bords arrondis sur les 2 longueurs

- Dessus avec dossier : bords arrondis en façade, et dossier arrière de 100 x 20 mm incliné à 30°



NOUVEAU

Hygiène :


- Dossier incliné à 30° pour éviter les stagnations liquides



L x l mm	Kg	€
450 x 750	10	306
900 x 750	21	427
1350 x 750	41	541
1800 x 750	50	689
2250 x 750	63	836
2700 x 750	81	1010
3150 x 750	90	1960



L x l mm	Kg	€
450 x 750	12	477
900 x 750	24	551
1350 x 750	44	672
1800 x 750	53	821
2250 x 750	66	949
2700 x 750	86	1173
3150 x 750	92	2000



L x l mm	Kg	€
750 x 750	24	741



L x l mm	Kg	€
1350 x 1350	88	1199
1800 x 1350	106	1428
2250 x 1350	132	1734
2700 x 1350	172	2142
3150 x 1350	184	3000

Pour avoir les trous de fixation d'une potence dans le dessus, ajouter un P à la référence. Exemple : MPU1313P



L x l mm	Kg	€
1350 x 750	47	1724

dim. bac : 600 x 450 x 300 mm

• Postes de plonge tout inox 18.10 (AISI 304)



Composé de	€
1 dessus* à dosseret avec bac de 600 x 450 x 300 mm	1724
1 meuble bas 1350 x 600 x 850 avec découpe arrière pour tuyauteries	1178
1 meuble égouttoir 1350 x 450 x 695	1566
L'ENSEMBLE :	4468

* Non percé pour la robinetterie

En option (en cas de mur fragile) :

	€
Structure porteuse	926
Panneau inox d'habillage	198

• Meubles muraux

PORTES BATTANTES



1 porte battante

L x P x H mm	Kg	€
450 x 450 x 695	24	794



2 portes battantes

L x P x H mm	Kg	€
900 x 450 x 695	35	1142



3 portes battantes

L x P x H mm	Kg	€
1350 x 450 x 695	50	1576



OPTION SERRURE SUR MEUBLES PORTES BATTANTES*

- 2 clés fournies
- * A préciser à la commande du meuble

PLUS-VALUE =
+46 euros H.T. l'unité - par porte



2 portes coulissantes

L x P x H mm	Kg	€
900 x 450 x 695	37	1085



2 portes coulissantes

L x P x H mm	Kg	€
1350 x 450 x 695	53	1285



2 portes coulissantes

L x P x H mm	Kg	€
1800 x 450 x 695	108	1622



SIAL TECHNOLOGIE réalise votre
Laboratoire sur mesure

Il suffit de nous spécifier :

- Vue d'implantation, le linéaire à agencer, le point d'entrée de fluides
- Le type d'équipement souhaité
- Caractéristiques particulières de votre besoin.

Notre équipe réalisera pour vous les plans 3D, ainsi que l'offre pour la fourniture et la pose.

• Chariots porte-casiers et porte-plateaux

- Fabrication : acier inox 18.10 (AISI 304)
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm sans frein
- Livrés sans casiers ni plateaux
- Charge statique maxi : 300 kg
- Charge roulante maxi : 200 kg

SANS GUIDON



Pour casiers de 500 x 500

Pour plateaux
ou caquettes de 600 x 400

L x P x H mm	Kg	€
515 x 515 x 166	7	117
616 x 416 x 166	7	126



AVEC GUIDON



Ergonomie :

- Poignée surélevée = meilleure préhension et stature ergonomique



Pour casiers de 500 x 500

Pour plateaux
ou caquettes de 600 x 400

L x P x H mm	Kg	€
625 x 515 x 950	9	190
616 x 416 x 950	9	199

• Chariot plate-forme

- Tube : inox 18.10 soudé de 25 x 25 mm
- 4 roulettes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape zinguée
- Charge possible : 350 kg



Ergonomie :

- Poignée surélevée = meilleure préhension et stature ergonomique
- Pratique pour manutention lourde et volumineuse



Option plateau plein
(tôle inox amovible)

L x P x H mm	Kg	€
1200 x 600 x 950	23	689

€
121