

Catalogue GENERAL



GROUPE  GAILLARD

RESEAU
EM.
ENERGIE MEDICAL

Consommables




page
4

Protection
Désinfection
Stérilisation



page
22

Instrumentation



page
33

Diagnostic



page
40

Mobilier



page
65

Urgences
1^{ers} secours



page
78

Confort
du malade



page
85

index alphabétique
page 2

A

Abaisse-langues..... p 37 - 60
 Adaptateur pour appareils photo p 59
 Adaptateur Luer p 9
 Aérosols p 95
 Agrafeuses cutanées p 14
 Aiguilles acupuncture p 6
 Aiguilles Ballet® p 39
 Aiguilles hypodermiques p 6
 Aiguilles de mésothérapie p 12
 Aiguilles à prélèvement multiple p 9
 Aiguilles spinales p 6
 Aimant oculaire p 60
 Alarme sans fil p 94
 Alcool 70° vol p 18
 Alèses p 87 - 88
 Ampoules p 58 - 60
 Anses p 35
 Anusscopes p 36
 Appareils de massage p 94
 Appui-jambes p 66
 Arceaux de lit p 93
 Armoires à pharmacie p 84
 Aspirateurs médicaux p 84
 Assistants muets p 72
 Assouplissant p 29
 Attelles digitales mousse-aluminium p 19
 Autoclaves p 30

B

Bacs de nettoyage à ultrasons p 30
 Bains de pieds massants p 94
 Bandes adhésives élastiques p 19
 Bandes de contention p 19
 Bandes de crêpe p 18
 Bandes de gaze p 18
 Bandes de protection hydrofuge p 19
 Bandes extensibles p 18
 Bandelettes urinaires p 63
 Bassins de lit p 90
 Bavoirs p 92
 Bidets p 90
 Bistouris p 38
 Bistouri électrique p 39
 Blouses de protection p 26
 Bouchons à urine p 90
 Boîtes aluminium p 32
 Boîtes à dentier p 92
 Boîtes inox p 32
 Boîte de petite chirurgie p 37
 Bonnets p 24
 Boules de gaze p 18
 Brancards pliables p 83
 Brassards décontaminables p 49
 Brosses chirurgicales p 23

C

Cabinets médicaux p 65 - 66
 Cache-oeils p 56
 Cadres de marche p 93

Cagoules p 24
 Calots p 24
 Cannes anglaises p 93
 Canules de Guédel p 79
 Carrés d'essuyage p 22
 Carroussel p 71
 Casaques p 25
 Cathéters p 10
 Ceintures en latex pour poches à urine p 89
 Chaises de pesée p 45
 Chaises de transfert p 83
 Champs p 23
 Chariots de distribution de médicaments p 74
 Chariots de visite p 74
 Charlottes p 24
 Chauffe-pieds massants p 94
 Chemises de patient p 26
 Ciseaux p 33
 Clamp de Weiss p 37
 Coiffes p 24
 Collecteurs à clapet p 21
 Collecteurs de déchets infectieux p 20 - 21
 Compresses p 15
 Compresses oculaires p 18
 Corps de prélèvement p 9
 Coton p 13
 Coupe-comprimés p 74
 Coupe-fils p 38
 Coussins bouées p 91
 Coussins chauffants p 94
 Coussin hémostatique p 83
 Coussins de nuque p 94
 Couvertures chauffantes p 94
 Crachoirs p 92
 Crayons dermatologiques p 39
 Crèmes lavantes p 87
 Crochets pour poches à urine p 89
 Cupules aluminium p 32
 Cupules inox p 32
 Curettes dermatologiques p 35

D

Déambulateurs p 93
 Débitmètres de pointe p 63
 Défibillateurs p 78
 Dermatoscopes p 59
 Désinfection p 27 à 29
 Diapasons p 60
 Distributeurs pour essuie-main p 22
 Distributeurs de médicaments p 74
 Divans d'examen p 65 à 68
 Divan meuble p 68
 Doigtiers p 5
 Dopplers p 63
 Draps d'examen p 22
 Draps isothermiques p 83

E

Echelles optométriques p 56
 Ecouvillons p 36
 Ecrase-comprimés p 74
 Electrocardiographes p 61
 Electrodes précordiales p 62

Electrodes membres à pince p 62
 Electrodes de surveillance cardiaque p 62
 Essuie-mains p 22
 Etaux p 66 à 68
 Etriers p 66 - 68
 Etuis pénis p 89

F

Fauteuils gynécologiques p 69
 Fauteuils de pesée p 45
 Fauteuils de prélèvement p 68
 Fauteuils roulants de transfert p 83
 Fiches médicales p 73
 Fichiers métalliques p 73
 Filets tubulaires p 18
 Film protecteur cutané p 16

G

Gaines de stérilisation p 31
 Gants de chirurgie p 5
 Gants d'examen p 4 - 5
 Gants polyéthylène p 5
 Gants de toilette p 87 - 88
 Garrots p 9
 Gel de contact p 62
 Gonfleur pour coussins bouées p 91
 Goniomètres p 47
 Grattoirs p 35
 Guéridons p 65 - 66 - 71
 Guéridons d'anesthésie p 72
 Guéridons à pansements p 72

H

Haricots carton p 31
 Haricots inox p 32
 Huile de dermascopie p 59
 Humidificateurs d'ambiance p 95
 Hygiène des mains p 27
 Hystéromètres p 36

I

Impédancemètres p 44
 Incontinence p 85 à 88
 Inhalateurs p 92
 Inhalateurs à vapeur chaude p 95
 Instrumentation inox p 33 à 38
 Insufflateurs p 79

J

Jersey tubulaire p 19

K

Kits inhalateurs d'oxygène p 81

L

Lames de bistouris.....	p 38
Lames de laryngoscopes.....	p 80
Lames pour scies à plâtre.....	p 39
Lampes à clip.....	p 58
Lampes combinées.....	p 58
Lampes infrarouge.....	p 75
Lampes loupes.....	p 75
Lampes médicales.....	p 66 - 75
Lampes stylos.....	p 58
Laryngoscopes.....	p 80
Lessive désinfectante.....	p 29
Lifeway®.....	p 82
Ligatures.....	p 14
Lingettes désinfectantes.....	p 29
Lingettes de toilette.....	p 87
Loupes binoculaires.....	p 58
Lubrifiant.....	p 36
Lunettes de Berger.....	p 58
Lunettes à oxygène.....	p 82
Lunettes de protection.....	p 25

M

Mallettes d'assistance respiratoire.....	p 81
Mallettes médicales.....	p 64
Manches de bistouris.....	p 38
Manchettes à pression.....	p 11
Marchepieds.....	p 65 - 66 - 70
Marteaux à reflexes.....	p 37
Masques chirurgicaux.....	p 24 - 25
Masques insufflateurs.....	p 79
Masques à oxygène.....	p 82
Matelas coquilles.....	p 83
Microperfuseurs.....	p 10
Mini-nébuliseurs.....	p 82
Miroirs de Clar.....	p 58
Miroirs laryngés.....	p 60
Mortier.....	p 74

N

Négatoscopes.....	p 76 - 77
-------------------	-----------

O

Obturbateurs pour cathéters.....	p 10
Obturbateurs pour perfuseurs.....	p 11
Ophthalmoscopes.....	p 57
Ote-agrafes.....	p 14
Otoscopes.....	p 55
Ouvre-bouche.....	p 79
Oxymètres de pouls.....	p 78

P

Paniers porte-flacon.....	p 11
Pansements.....	p 16 - 17
Papier crêpe.....	p 31
Papier pour électrocardiographes.....	p 61
Paravents.....	p 72
Perfuseurs.....	p 11

Pèse-bébés.....	p 46
Pèse-lits.....	p 45
Pèse-personnes.....	p 40 à 43
Pieds porte-sérum.....	p 11
Pièce de gaze hydrophile.....	p 18
Pilon.....	p 74
Piluliers.....	p 74 - 92
Pincés.....	p 34 - 36
Pincés Magill.....	p 79
Pincés à préhension.....	p 93
Pissettes "bouchon rouge".....	p 91
Pissettes "col de cygne".....	p 91
Pistolets d'injection.....	p 12
Planches de bain.....	p 93
Planches de transfert.....	p 83
Plateaux carton.....	p 31
Plateaux inox.....	p 32
Plateformes de pesée.....	p 45
Plumiers.....	p 74
Poches de gel.....	p 19
Poches à urine.....	p 89
Podoscope.....	p 77
Poignées de laryngoscopes.....	p 80
Poires Enema.....	p 91
Pompe à dépression manuelle.....	p 83
Porte abaisse-langues.....	p 60
Porte-aiguilles.....	p 37
Porte-feuilles de température.....	p 48
Pots à coton.....	p 32
Poubelles.....	p 72
Protection de literie.....	p 87 - 88
Protège-draps.....	p 87
Protoscopes.....	p 36
Pyjamas de bloc.....	p 25

R

Rasoirs chirurgicaux.....	p 38
Rectoscopes.....	p 36
Réhausse-WC.....	p 90
Relève-buste.....	p 93
Résine de contention.....	p 19
Robinets 3 voies.....	p 11
Rubans adhésifs auto-vireurs.....	p 31

S

Sac « Premiers Secours ».....	p 81
Sachets de stérilisation.....	p 31
Sangles caoutchouc membres.....	p 62
Sangles caoutchouc poitrine.....	p 62
Sangles spéciales test effort.....	p 62
Scies à plâtre.....	p 39
Seaux hygiéniques.....	p 90
Seringues.....	p 7 - 8
Seringues à gaz du sang.....	p 8
Seringues à insuline.....	p 8
Seringues de précision.....	p 8
Seringues R.R.....	p 12
Sets d'ablation de fils.....	p 13 - 14
Sets de soins à usage unique.....	p 13
Sets de suture.....	p 13 - 14
Sièges garde-robe.....	p 93
Sondes cannelées.....	p 37
Sparadraps.....	p 15

Spatules d'Ayres.....	p 36
Spéculums auriculaires.....	p 60
Spéculums nasaux.....	p 60
Spéculums vaginaux.....	p 36
Spiromètres de poche.....	p 63
Spray cryogène.....	p 19
Stérilisateurs à air sec.....	p 30
Stéthoscopes.....	p 53 - 54
Stitch cutters.....	p 38
Stylets olivaires.....	p 37
Stylets porte-coton.....	p 35
Surchaussures.....	p 26
Sutures.....	p 14
Sutures cutanées adhésives.....	p 14

T

Tables à manger au lit.....	p 93
Tables de massage.....	p 69
Tabliers de protection.....	p 26
Tabourets.....	p 65 - 66 - 70
Tabourets de douche.....	p 93
Tampons alcoolisés.....	p 18
Tampons Pur Zellin®.....	p 18
Tapis de bain.....	p 93
Téléphones.....	p 94
Tensiomètres.....	p 49 à 51
Tensiomètres électroniques.....	p 52
Test de Bowie et Dick.....	p 31
Thermomètres.....	p 48
Thermosoudeuse.....	p 31
Tire-langues.....	p 79
Toises.....	p 47
Transformateur mural.....	p 60
Trousses de dermascopie.....	p 59
Trousses de diagnostic.....	p 55 - 57
Trousses de laryngoscopie.....	p 80
Trousses opératoires.....	p 23
Trousses de secours.....	p 84
Tubes de connexion oxygène.....	p 82
Tubes à prélèvement.....	p 9
Tuberculines.....	p 8


U

Unités de prélèvement.....	p 9
Urinaux.....	p 90

V

Valises d'urgence.....	p 81
Verres à boire.....	p 92
Verres à urine.....	p 90
Vessies à glace.....	p 91
Vitrines.....	p 73

gants d'examen non stériles



1



2



1- Gants d'examen Latex

Gants d'examen en pur latex garantissant une bonne résistance à l'usure, aux déchirures ainsi qu'à tous les produits solubles dans l'eau ou dilués. Ils assurent, par ailleurs, une sensibilité tactile optimale indispensable à la pratique de certains gestes de grande précision tel que les gestes chirurgicaux ainsi qu'un confort d'utilisation exceptionnel. Conformés à la norme EN 455.

Disponibles pré-poudrés ou sans poudre, en 5 tailles :

Pré-poudré, Taille XS	Ref. GALXSM	Non poudré, Taille XS	Ref. GALXSSP
Pré-poudré, Taille S	Ref. GALPMM	Non poudré, Taille S	Ref. GALPSP
Pré-poudré, Taille M	Ref. GALMMM	Non poudré, Taille M	Ref. GALMSP
Pré-poudré, Taille L	Ref. GALGMM	Non poudré, Taille L	Ref. GALGSP
Pré-poudré, Taille XL	Ref. GALXLM	Non poudré, Taille XL	Ref. GALXLSP

2- Gants d'examen Vinyle

Gants d'examen en vinyle très souples et confortables. Bonne sensibilité tactile. Pas de problème d'allergie, notamment lié au latex. Conformés à la norme EN 455.

Disponibles pré-poudrés ou sans poudre, en 5 tailles :

Pré-poudré, Taille XS	Ref. GAVGGXS	Non poudré, Taille XS	Ref. GAVGGXSSP
Pré-poudré, Taille S	Ref. GAVGG67	Non poudré, Taille S	Ref. GAVGG67SP
Pré-poudré, Taille M	Ref. GAVGG78	Non poudré, Taille M	Ref. GAVGG78SP
Pré-poudré, Taille L	Ref. GAVGG89	Non poudré, Taille L	Ref. GAVGG89SP
Pré-poudré, Taille XL	Ref. GAVGGXL	Non poudré, Taille XL	Ref. GAVGGXLSP

LA NORME EN 455 ET L'AQL

La norme EN 455, pour les gants médicaux non réutilisables, fixe un certain nombre de critères pouvant être contrôlés suivant des protocoles bien définis. Composée de 3 volets, cette norme concerne les propriétés physiques (EN 455-2), la détection des trous (EN 455-1) et le niveau de concentration en protéine.

Pour satisfaire à la norme, un gant devra présenter un niveau de qualité suffisant exprimé par l'AQL (Approved Quality Level), c'est-à-dire le niveau de qualité acceptable. Il s'agit d'une méthode internationale statistique d'échantillonnage et de contrôle de la qualité, permettant de savoir si une production satisfait ou pas aux critères définis par la norme EN 455. L'AQL est inversement proportionnel au nombre de rejet sur un échantillon donné : Plus l'AQL est élevé, plus la qualité du gant est médiocre.

Les gants d'examen, en tant que dispositifs médicaux, relèvent de la directive européenne 93/42, classe I (dispositifs non invasifs). Pour obtenir le marquage C.E., un gant doit répondre aux normes EN 455-1 (Détection des trous) et EN 455-2 (Propriétés physiques : longueur, largeur, résistance à la rupture, porosité, etc...).

gants stériles



1- Gants d'examen Latex No Powder™ Exam stériles

Sans poudre, ce gant d'examen élimine les risques supposés liés à l'utilisation de gants poudrés tout en garantissant un haut degré de confort.

Caractéristiques et avantages :

- Teneur réduite en protéines et allergènes chimiques.
- Surface micro texturée pour optimiser la préhension et la manipulation des instruments.
- Confort de gantage excellent (traitement lubrifiant par chloration et silicisation).
- Manchette à bord roulé.
- Présentation par paire sous double emballage.

Disponibles en 3 tailles :

Taille S	Ref. GAESPSP
Taille M	Ref. GAESMSP
Taille L	Ref. GAESGSP

2- Gants de chirurgie Latex poudrés stériles Gammex®

Le gant Gammex associe de manière optimale confort et facilité d'utilisation. Fabriqué à partir de formes anatomiques, il offre un confort maximal et un ajustement naturel. Sa surface adhésive garantit une excellente préhension en milieu sec ou humide afin de faciliter la manipulation des instruments. Une bande collante sur la manchette à bord droit assure un excellent ancrage sur la casaque. Le gant est poudré afin de garantir un gantage et un double gantage aisés. La faible épaisseur du gant, de 0.20 à 0.25 mm, accroît la sensibilité. De faible allergénicité, l'irritation cutanée primaire est considérée comme négligeable. Le contrôle qualité réalisé démontre un AQL de 0.065 (GIII) avant emballage (test d'étanchéité à l'air) et de 1.5 (GI) pour l'approbation finale (test d'étanchéité à l'eau). Ce gant répond également à la norme ASTM F-1671 relative à la pénétration virale (bactériophages). En outre, il associe finesse et excellente résistance à la déchirure.

Disponibles en 7 tailles :

Taille 6	Ref. GAC6	Taille 8	Ref. GAC8
Taille 6 ½	Ref. GAC65	Taille 8 ½	Ref. GAC85
Taille 7	Ref. GAC7	Taille 9	Ref. GAC9
Taille 7 ½	Ref. GAC75		

gants polyéthylène et doigtiers



3



4A



4B

4C

3- Gants non stériles en polyéthylène

Gants en polyéthylène à usage unique, non stériles, conformes à la norme EN 455-1 et EN 455-2.

Taille S - Ref. GAPOP

4- Doigtiers

4A- Doigtiers roulés 1 doigt

Doigtiers roulés 1 doigt en latex, non stériles.

Taille M - Ref. DGR

4C- Doigtiers 2 doigts non stériles

Doigtiers en polyéthylène à usage unique, non stériles, conformes à la norme EN 455-1 et EN 455-2.

Ref. DGNS2

4B- Doigtiers 2 doigts stériles

Doigtiers 2 doigts stériles, ambidextres, en polyéthylène blanc pour examen gynécologique et obstétrical. Les doigts sont pliés de telle sorte qu'ils ne soient pas en contact direct avec le poignet du doigtier, ceci afin d'éviter toute faute d'asepsie.

Ref. DGS2

aiguilles à usage unique



1



2 3

1- Aiguilles hypodermiques Neolus® TERUMO

Code couleur	Diam. externe x Longueur	Epaisseur paroi	Ref.
Rose	18G x 1-1/2"	1.20 x 40 mm	AI4012
Beige	19G x 1"	1.0 x 25 mm	AI2511
Beige	19G x 1-1/4"	1.0 x 30 mm	AI3010
Beige	19G x 1-1/2"	1.10 x 40 mm	AI4011
Beige	19G x 2"	1.10 x 50 mm	AI5011
Jaune	20G x 1"	0.90 x 25 mm	AI2509
Jaune	20G x 1-1/2"	0.90 x 40 mm	AI4009
Vert	21G x 1"	0.80 x 25 mm	AI2508
Vert	21G x 1-1/2"	0.80 x 40 mm	AI4008
Vert	21G x 2"	0.80 x 50 mm	AI5008
Noir	22G x 1-1/4"	0.70 x 30 mm	AI3007
Noir	22G x 1-1/2"	0.70 x 40 mm	AI4007
Noir	22G x 2"	0.70 x 50 mm	AI5007
Bleu	23G x 1"	0.60 x 25 mm	AI2506
Bleu	23G x 1-1/4"	0.60 x 30 mm	AI3006
Orange	25G x 5/8"	0.50 x 16 mm	AI1605
Orange	25G x 1"	0.50 x 25 mm	AI2505
Marron	26G x 1/2"	0.45 x 12 mm	AI1245
Gris	27G x 3/4"	0.40 x 20 mm	AI2004

2- Aiguilles hypodermiques BD Microlance® 3

Dimensions			Paroi	Biseau	Couleur	Ref.
18G x 1-1/2"	40 mm	125/100	mince	court	Rose	AIBD4012
19G x 1"	25 mm	11/10	mince	normal	Crème	AIBD2511
19G x 1-1/2"	40 mm	11/10	mince	normal	Crème	AIBD4011
20G x 1"	25 mm	9/10	mince	normal	Jaune	AIBD2509
20G x 1-1/2"	40 mm	9/10	mince	normal	Jaune	AIBD4009
21G x 1"	25 mm	8/10	mince	normal	Vert	AIBD2508
21G x 1-1/2"	40 mm	8/10	mince	normal	Vert	AIBD4008
21G x 2"	50 mm	8/10	normale	normal	Vert	AIBD5008
22G x 1"	25 mm	7/10	mince	normal	Noir	AIBD2507
22G x 1-1/4"	30 mm	7/10	mince	normal	Noir	AIBD3007
22G x 1-1/2"	40 mm	7/10	mince	normal	Noir	AIBD4007
23G x 1"	25 mm	6/10	normale	normal	Bleu	AIBD2506
23G x 1-1/4"	30 mm	6/10	normale	normal	Bleu	AIBD3006
25G x 5/8"	16 mm	5/10	normale	normal	Orange	AIBD1605
26G x 3/8"	10 mm	45/100	normale	intradermique	Brun	AIBD1045
26G x 5/8"	16 mm	45/100	normale	normal	Brun	AIBD1645


3- Aiguilles hypodermiques à micro-injection BD Microlance® 3

Dimensions			Paroi	Biseau	Couleur	Ref.
30G x 1/2"	13 mm	30/100	normale	normal	Jaune	AIBD1329

4



5



4- Aiguilles spinales à ponction lombaire TERUMO

Aiguilles destinées au prélèvement de liquide céphalorachidien.

Couleur	Gauge	Ø aiguille	Longueur aiguille	Ø mandrin	Ref.
Rose	18G	1.2 mm	90 mm	0.79 mm	AIPL9012
Beige	19G	1.1 mm	90 mm	0.67 mm	AIPL9011
Jaune	20G	0.9 mm	90 mm	0.55 mm	AIPL9009
Jaune	20G	0.9 mm	70 mm	0.55 mm	AIPL7009
Vert	21G	0.8 mm	90 mm	0.47 mm	AIPL9008
Vert	21G	0.8 mm	38 mm	0.47 mm	AIPL3808
Noir	22G	0.7 mm	90 mm	0.38 mm	AIPL9007
Noir	22G	0.7 mm	70 mm	0.38 mm	AIPL7007
Noir	22G	0.7 mm	38 mm	0.38 mm	AIPL3807
Bleu	23G	0.6 mm	90 mm	0.31 mm	AIPL9006
Orange	25G	0.5 mm	90 mm	0.22 mm	AIPL9005

5- Aiguilles spinales standards pour ponction lombaire BD Yales®

Gauge	Dimensions	Ø int	Ø ext	Couleur	Ref.
22G x 3"	76 mm	7/10	0.43	Noir	AIBDS5171
22G x 3-1/2"	90 mm	7/10	0.43	Noir	AIBDS5181
20G x 3-1/2"	90 mm	9/10	0.62	Jaune	AIBDS5182
18G x 3-1/2"	90 mm	12/10	0.86	Rose	AIBDS5184

aiguilles pour acupuncture



6



7



6- Aiguilles DN

L'aiguille DN est une aiguille d'acupuncture traditionnelle de type chinois réalisée avec des matériaux nobles : un corps en acier et un manche en cuivre pur à 99.9 %. Le cuivre est torsadé dans le sens des aiguilles d'une montre et le manche est surmonté d'un anneau circulaire. L'association de ces 2 métaux permet d'avoir un effet favorisant l'action sur le point. Elles peuvent être chauffées avec des moxas ou reliées à un stimulateur électrique.

Dénomination	Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Ref.
DN 34 30	0.30 mm	18 mm	34 mm	AIDN3430
DN 34 30 (par 100)	0.30 mm	18 mm	34 mm	AIDN3430P100
DN 52 30	0.30 mm	30 mm	52 mm	AIDN5230

7- Aiguilles ASP

L'aiguille semi-permanente ASP est spécifique à l'auriculothérapie. De 1 à 5 aiguilles par oreille, leur utilisation permet d'obtenir un traitement efficace grâce à leur action prolongée et à leur positionnement très précis. L'injecteur plastique permet de guider l'aiguille vers le point à puncturer avec une précision inégalée. Les aiguilles ASP peuvent rester en place 1 à 2 semaines. Aiguille de 2 mm stérile à usage unique en acier de grade médical.

Ref. AIASP

seringues à usage unique



1



2

1- Seringues 2 pièces non montées TERUMO

Seringues de conception ergonomique : collerette rigide et bouton-poussoir garantissent le contrôle de la dose et la stabilité durant l'injection. Une butée de piston ferme et efficace empêche sa désolidarisation et une exposition accidentelle à des liquides dangereux ou infectieux.

Son corps très transparent facilite la visualisation des bulles d'air. Les graduations très lisibles facilitent la précision du geste.

Désignation	Embout	Ref.
2 ml	Centré	SEP2T02
5 ml	Excentré	SEP2T05
10 ml	Excentré	SEP2T10
20 ml	Excentré	SEP2T20

2- Seringues 2 pièces non montées BD Discardit™

Seringues 2 pièces (corps + piston).

Leur cylindre transparent permet un parfait contrôle de l'injection.

Les seringues Discardit™ présentent une force de glissement réduite à 300 g, permettant une avancée régulière du piston et un positionnement facile de ce dernier sur la graduation désirée.

Ces seringues conviennent à toutes les injections contrôlées manuellement.

Ne pas utiliser avec un pousse-seringue.

Désignation	Embout	Graduation	Ref.
2 ml	Centré	Au 1/10 ml	SEP2D02
5 ml	Excentré	Au 2/10 ml	SEP2D05
10 ml	Excentré	Au 1/2 ml	SEP2D10
20 ml	Excentré	Au 1 ml	SEP2D20



3



4

3- Seringues 3 pièces non montées TERUMO

Les seringues TERUMO possèdent un joint en élastomère thermoplastique inerte à double contact qui assure une parfaite étanchéité à l'air, réduit le risque de fuite et qui permet un déplacement régulier et précis du piston.

Désignation	Embout	Ref.
2 ml	Centré	SEP3T02
2 ml	Luer Lock	SEP3T02LL
5 ml	Centré	SEP3T05
5 ml	Luer Lock	SEP3T05LL
10 ml	Excentré	SEP3T10
10 ml	Luer Lock	SEP3T10LL
20 ml	Excentré	SEP3T20
20 ml	Luer Lock	SEP3T20LL
30 ml	Excentré	SEP3T30
30 ml	Luer Lock	SEP3T30LL
50 ml	Cathéter	SEP3T50CA
50 ml	Excentré	SEP3T50EX
50 ml	Luer Lock	SEP3T50LL

4- Seringues 3 pièces non montées BD Plastipak™

Seringues 3 pièces (corps + piston + joint de piston).

Leur cylindre transparent permet un parfait contrôle de l'injection.


L'impression de la graduation assure une parfaite lisibilité.

Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.

Le joint de piston est en isoprène synthétique, sans latex.

Désignation	Embout	Graduation	Ref.
2 ml	Centré	Au 1/10 ml	SEP3P02
5 ml	Centré	Au 2/10 ml	SEP3P05
10 ml	Excentré	Au 1/2 ml	SEP3P10
20 ml	Excentré	Au 1 ml	SEP3P20
30 ml	Excentré	Au 1 ml	SEP3P30E
30 ml	Verrou Luer Lock	Au 1 ml	SEP3P30L
50 ml	Cathéter	Au 1 ml	SEP3P50CA
50 ml	Excentré	Au 1 ml	SEP3P50EX
50 ml	Verrou Luer Lock	Au 1 ml	SEP3P50LL

seringues à usage unique



1



3

1- Seringues 3 pièces montées TERUMO

Seringues 3 pièces avec aiguille montée amovible.

Description	Ref.
2 ml, 21G x 1-1/2"	SEP3TM02
5 ml, 21G x 1-1/2"	SEP3TM05
10 ml, 21G x 1-1/2"	SEP3TM10

2- Seringues 3 pièces montées BD Plastipak™

Les deux éléments assemblés (seringue + aiguille) dans un seul emballage assurent une simplification de l'injection (moins de gestes) ainsi qu'une diminution du coût de l'injection.

Désignation	Dim. aiguille	Couleur aiguille	Ref.
2 ml	40 mm 8/10	vert	SEP3PM0240B
5 ml	40 mm 8/10	vert	SEP3PM0540B
10 ml	40 mm 8/10	vert	SEP3PM1040B

3- Seringues à gaz du sang Preza-pack® II TERUMO

Seringue de 2.5 ml dans l'embout de laquelle se trouve un petit disque en non-tissé enduit d'héparine de lithium lyophilisée 7 USP (United States Pharmacopea). La seringue est munie d'un joint filtrant hydrophobe qui laisse échapper l'air lors du prélèvement, puis se colmate automatiquement au contact du sang. Destinée au prélèvement de sang artériel, elle permet les analyses suivantes : gaz du sang, pH, hémoglobine, électrolytes (Na+, K+, Cl-, CA+).

Ref. PREZAPACK2



4- Seringues à insuline et seringues de précision

4A- Seringues à insuline TERUMO

Corps en propylène hautement transparent pour un dosage précis et une bonne détection des bulles d'air.

Les ailettes larges assurent une bonne préhension et le piston ultra-souple, dont le joint en élastomère thermoplastique est exempt de latex, permet une injection en douceur tout en supprimant le risque d'allergie dû au latex.

Désignation	Gauge aiguille	Longueur aiguille	Ref.
Insuline 1 ml, non montée	-	-	INM1TNM
Insuline 1 ml, montée	25G	16 mm	IM1TNM
Insuline Myjector®, 0.3 cc 30 ui	29G	12 mm	SEP3TMY30
Insuline Myjector®, 0.5 cc 50 ui	29G	12 mm	SEP3TMY50
Insuline Myjector®, 1 cc 100 ui	29G	12 mm	SEP3TMY100

4B- Seringues de précision TERUMO

Désignation	Gauge aiguille	Longueur aiguille	Ref.
Tuberculine 1 ml, luer non montée	-	-	TUNM1T
Tuberculine 1 ml, montée	26G	12 mm	TUM1T1245
Tuberculine 1 ml, montée	25G	16 mm	TUM1T165

4C- Seringues à insuline BD Micro-Fine™+

Seringues BD Plastipak™ à insuline avec aiguille sertie BD Micro-Fine™+

Désignation	Gauge aiguille	Longueur aiguille	Ref.
Seringue U100, 0.3 ml 30ui	30G	8 mm	IM30BD
Seringue U100, 0.5 ml 50ui	29G	12.7 mm	IM50BD
Seringue U100, 1 ml 100ui	29G	12.7 mm	IM100BD

4D- Seringues de précision BD Plastipak™

Désignation	Gauge aiguille	Longueur aiguille	Ref.
Tuberculine 1 ml, non montée	-	-	TUNM1BD
Tuberculine 1 ml, montée	26G	10 mm	TUM1BD1045
Tuberculine 1 ml, montée	25G	16 mm	TUM1BD165
Tuberculine 1 ml Sub-Q, avec aiguille sertie	26G	13 mm	SEP3P01SUBQ
Tuberculine 1 ml Test, avec aiguille sertie	27G	10 mm	SEP3P01TEST

gamme VENOJECT® TERUMO



1- Tubes à prélèvement Venoject®

Tubes à prélèvement sous vide, en verre, stériles, destinés aux prélèvements de sang. Conformés à la norme ISO/DIS 6710. Couleur du bouchon conforme au code couleur préconisé par l'AFNOR. Etiquette d'identification sur le tube, trait de repère pour les tubes à vide réduits.

Test	Couleur	Volume tube	Additif	Ref.
Biochimie (sérum)	Rouge brique	5 ml	Sec, siliciné	VT050SP
Biochimie (sérum)	Rouge brique	10 ml	Sec, siliciné	VT100SP
Biochimie (sérum)	Rouge brique	5 ml	Sec, non siliciné	VT050SU
Hématologie	Lavande	5 ml	K3 - EDTA	VT050STK
Biochimie (plasma)	Vert	5 ml	Héparine de lithium	VT050SHL
Coagulation	Bleu pâle	5 ml	Citrate de sodium 3.8 %	VT050SBCS

2- Unités de prélèvement Venoject®

Dispositif composé d'un microperfuseur à ailette sur lequel est monté un adaptateur Luer 6% à pas de vis. L'aiguille est à triple biseau et paroi ultra mince, canule et biseau siliciné.

Désignation	Ref.
Microperfuseur à ailette 8/10 21G	VTSYSTEME
Microperfuseur à ailette 6/10 23G	VTSYSTEME06

3- Aiguilles à prélèvement multiple Venoject®

L'aiguille Venoject®, à paroi ultra mince permettant d'augmenter le débit sanguin, dispose d'un biseau aux deux extrémités ; côté prélèvement le biseau est triple ; côté tube à prélèvement un manchon de caoutchouc synthétique vient obturer l'aiguille et assure une parfaite étanchéité, réduisant ainsi le risque de contamination. La canule est silicinée sur toute sa longueur. L'embase est munie d'un pas de vis système standard.

Code couleur	Diam. externe x Longueur		Ref.
■ Noir	22G x 1"	0.70 x 25 mm	AIVENM257
■ Vert	21G x 1"	0.80 x 25 mm	AIVENM258
■ Jaune	20G x 1"	0.90 x 25 mm	AIVENM259
■ Noir	22G x 1-1/2"	0.70 x 38 mm	AIVENM407
■ Vert	21G x 1-1/2"	0.80 x 38 mm	AIVENM408
■ Jaune	20G x 1-1/2"	0.90 x 38 mm	AIVENM409

4- Adaptateur Luer Venoject®

Adaptateur Luer 6%, raccord mâle conforme à la norme NF EN 20594-1. Embase munie d'un pas de vis, manchon en caoutchouc synthétique venant recouvrir entièrement la canule et obturer l'aiguille, garantissant une parfaite étanchéité.

Ref. VTADAP

5- Corps de prélèvement Venoject®

Dispositif à usage unique, non stérile, permettant de recevoir par simple vissage une aiguille à prélèvement multiple, un adaptateur Luer ou une unité de prélèvement. Longueur : 52 mm.

Ref. VTCORPSS

garrots



6- Garrot latex

Garrot latex, plat, plein.
Dim. : 750 x 18 x 1,5 mm.

Ref. GARROL075

7- Garrot sans latex

Garrot sans latex, plat, plein.
Dim. : 750 x 18 x 1 mm.

Ref. GARROTSL

8- Garrots Präméta

8A- Garrot PW Tourniket

Simple et sécurisant, le garrot PW Tourniket s'utilise d'une seule main.

Sans métal, ceinture synthétique.

Autoclavable.

Disponible en 3 coloris :

Bleu ciel - Ref. GARROTTB

Bleu marine - Ref. GARROTTBM

Rose - Ref. GARROTTT

8B- Garrot 902 vert sans latex

Optimal pour toutes les opérations courantes, le garrot 902 vert s'utilise d'une seule main.

En coton résistant, bien toléré par la peau, il ne contient pas de latex.

Fermeture métallique.

Autoclavable.

Ref. GARROPV

Sangle de rechange pour garrot 902 vert

Sangle sans latex

Ref. SANVNM

cathéters courts périphériques



1- Cathéters Surflew® TERUMO

Code couleur	Ø externe		Ø interne mm	Longueur mm	Débit ml/mn	Ref.
	Gauge	mm				
Orange	14	2.15	1.75	64	325	CATTG1464
Gris	16	1.70	1.30	51	208	CATTG1651
Vert	18	1.30	0.95	51	95	CATTG1851
Vert	18	1.30	0.95	32	105	CATTG1832
Rose	20	1.10	0.80	51	53	CATTG2051
Rose	20	1.10	0.80	32	64	CATTG2032
Bleu	22	0.85	0.60	25	37	CATTG2225
Jaune	24	0.67	0.47	19	18	CATTG2419

2- Cathéters à ailettes Surflew®-W TERUMO

2A- Cathéters à ailettes Surflew®-W TERUMO sans site d'injection

Code couleur	Ø externe		Ø interne mm	Longueur mm	Débit ml/mn	Ref.
	Gauge	mm				
Orange	14	2.00	1.55	45	290	CATTG1445A
Gris	16	1.75	1.35	45	225	CATTG1645A
Vert	18	1.30	0.95	32	103	CATTG1832A
Rose	20	1.00	0.75	32	59	CATTG2032A
Bleu	22	0.90	0.65	25	42	CATTG2225A
Jaune	24	0.74	0.55	19	29	CATTG2419A

2B- Cathéters à ailettes Surflew®-W TERUMO avec site d'injection

Code couleur	Ø externe		Ø interne mm	Longueur mm	Débit ml/mn	Ref.
	Gauge	mm				
Gris	16	1.75	1.35	45	225	CATTG1645DF2
Vert	18	1.30	0.95	45	96	CATTG1845DF2
Vert	18	1.30	0.95	32	103	CATTG1832DF2
Rose	20	1.00	0.75	32	59	CATTG2032DF2
Bleu	22	0.90	0.65	25	42	CATTG2225DF2
Jaune	24	0.74	0.55	19	29	CATTG2419DF2

3- Cathéters BD Insite™

Code couleur	Ø externe		Longueur mm	Ref.
	Gauge	mm		
Orange	14	2.10	45	CABD14
Gris	16	1.70	45	CABD16
Vert	18	1.30	30	CABD18
Rose	20	1.10	30	CABD20
Bleu	22	0.90	25	CABD22
Jaune	24	0.70	19	CABD24

4- Cathéters à ailettes BD Insite-W™

Code couleur	Ø externe		Longueur mm	Ref.
	Gauge	mm		
Vert	18	1.30	30	CABDA1832
Rose	20	1.10	30	CABDA2032
Bleu	22	0.90	25	CABDA2225
Jaune	24	0.70	19	CABDA2419

5- Cathéters Jelco

Code couleur	Gauge	Longueur mm	Ref.
Orange	14	50	CAJG14
Gris	16	50	CAJG16
Vert	18	45	CAJG18
Rose	20	32	CAJG20
Bleu	22	25	CAJG22
Jaune	24	19	CAJG24

6- Obturateurs pour cathéters

Obturateurs pour cathéters Surflew® TERUMO

Code couleur	Gauge	Ref.
Vert - 32 mm	18	OBT1832
Rose - 32 mm	20	OBT2032
Bleu	22	OBT2225

Obturateurs pour cathéters à ailettes Surflew®-W TERUMO sans site d'injection

Code couleur	Gauge	Ref.
Vert - 32 mm	18	OBT1832A
Rose - 32 mm	20	OBT2032A
Bleu	22	OBT2225A

Obturateurs BD Insite™

Code couleur	Gauge	Ref.
Gris	16	OBBDG16
Vert - 30 mm	18	OBBDG1832
Vert - 45 mm	18	OBBDG1844
Rose	20	OBBDG20
Bleu	22	OBBDG22

Obturateurs Jelco

Code couleur	Gauge	Ref.
Orange	14	OBG14
Gris	16	OBG16
Vert	18	OBG18
Rose	20	OBG20
Bleu	22	OBG22
Jaune	24	OBG24

microperfuseurs



Microperfuseurs à ailettes Surflew® TERUMO

Code couleur	Gauge	Aiguille mm	Longueur aiguille mm	Longueur tubulure mm	Ref.
Rouge	25	0.5	19	300	EPS05
Bleu	23	0.6	19	300	EPS06
Noir	22	0.7	19	300	EPS07
Vert	21	0.8	19	300	EPS08
Beige	19	1.1	19	300	EPS11
Rose	18	1.2	19	300	EPS12

Microperfuseurs Micro-flo DKS

Code couleur	Gauge	Aiguille mm	Longueur aiguille mm	Longueur tubulure mm	Ref.
Gris	27	0.4	20	300	EPDKS04
Rouge	25	0.5	20	300	EPDKS05
Bleu	23	0.6	20	300	EPDKS06
Noir	22	0.7	20	300	EPDKS07
Vert	21	0.8	20	300	EPDKS08
Jaune	20	0.9	20	300	EPDKS09
Beige	19	1.1	20	300	EPDKS11
Rose	18	1.2	20	300	EPDKS12

perfuseurs



1- Perfuseurs DKS

Perfuseurs pour l'administration de solutés par voie intraveineuse.

Descriptif modèle	Ref.
Perfuseur avec site + raccord Luer	PERFAD119
Perfuseur avec site + raccord Luer-Lock + site sans latex	PERFAD120
Perfuseur avec site + raccord Luer-Lock + site sans latex en Y	PERFAD121
Perfuseur avec site + raccord Luer-Lock + site sans latex en Y + robinet 3 voies	PERFAD122

2- Accessoires de perfusion

2A- Obturateur Stopper blanc

Obturateur en polypropylène muni d'un site d'injection en latex permettant d'obtenir une embase femelle.

Ref. OBT4097076

2B- Obturateur In Stopper jaune

Obturateur en polypropylène muni d'un site d'injection en latex permettant d'obtenir une embase femelle ou d'effectuer des injections ou des prélèvements intermittents.

Ref. OBT4238010

2C- Robinet 3 voies

Robinet 3 voies en polycarbonate bleu, avec Luer-Lock mobile (non résistant aux intralipides).

Ref. ROBI200920



3- Pieds porte-sérum sur roulettes

Tige et base en aluminium anodisé.

5 roulettes.

Hauteur : 162 - 222 cm.

2 modèles disponibles :

- 2 crochets - ref. PPS5032
- 4 crochets - ref. PPS50323

pieds porte-sérum



4- Accessoires

4A- Plateau rectangulaire

Plateau en inox 18/10.

Dim. utiles : 315 x 275 mm.

Réglable en hauteur : blocage par vis.

Charge maxi : 15 Kg.

Ref. PLATPPS

4B- Plateau rond

Plateau en inox 18/10.

Ø : 350 mm.

Réglable en hauteur : blocage par vis.

Charge maxi : 15 Kg.

Ref. PLATPPS73

5- Pied porte-sérum pliant

Tube aluminium. 2 crochets.

Dim. plié : 56 cm - Déplié : 202 cm.

Charge maxi : 1 Kg par crochet.

Fourni avec une housse de transport.

Ref. PPSP

6- Paniers porte-sérum

Paniers rilsanisés blancs.

4 modèles disponibles :

- 125 ml - Ref. PANIER0125
- 250 ml - Ref. PANIER0250
- 500 ml - Ref. PANIER0500
- 1000 ml - Ref. PANIER1000

manchette à pression universelle

Pour transfusion et perfusion par pression des poches de sang.

Manchette en polyamide très résistante, inaltérable par le sang, pouvant recevoir des poches à sérum ou à sang jusqu'à 1000 ml.

La boucle de suspension assure la verticalité de l'ensemble dans toutes les positions. Le treillis permet une lecture claire du niveau du liquide.

Dispose d'un manomètre pour le contrôle du niveau de pression, d'une poire de gonflage ergonomique avec robinet de décompression et d'une pince clamp pour une parfaite étanchéité.

Poche de gonflage double tubulure.

Ref. MANCHETTE



pistolets d'injection



1- Pistolet DEN'HUB®

Le plus simple, le plus connu. Créé en 1983, le Den Hub a été non seulement une innovation mais une évolution de confort et de sécurité pour le praticien et le patient grâce à sa mire stabilisatrice de la peau et à son réglage de pénétration de l'aiguille. Fonctionnant en manuel ou en automatique au coup par coup, c'est l'appareil idéal pour aborder la mésothérapie.

Livré avec une mallette de transport.

Ref. PISTOLETDENHUB

2- Pistolet DHN 2®

Le plus vendu. Quatre programmes d'injection sont visualisés par leds : ils permettent des injections continues ou à doses prédéterminés. Le choix d'utilisation se fait par impulsion sur une touche sensible. Le DHN 2 a été conçu pour tous les traitements classiques. Il est idéal pour la cellulite.

Ref. PISTOLETDHN2

3- Pistolet DHN 3®

Le plus complet. Il répond aux besoins des plus exigeants et permet de pratiquer toutes les formes d'injection : continue, coup par coup ou en rafale. Cinq leds indiquent la fonction sélectionnée. Conçu pour tous les traitements classiques, le DHN 3 permet également de réaliser le nappage et le mésolift.

4- Pistolet DHN 4®

Le dernier né. Version simplifiée du DHN 3, le DHN 4 est conçu pour tous les traitements classiques, et particulièrement pour le nappage et le mésolift. Il permet l'injection continue, au coup par coup et en rafale. La régularité de la rafale et la simplicité d'utilisation en font un appareil très efficace.

5- Accessoire : Ensemble CLEAN DEN' HUB

Le kit de nettoyage et d'entretien du DEN' HUB comprend un support en inox, deux béciers et cinq mires, permettant une bonne aseptisation entre chaque patient.

Ref. CLEANDENHUB



aiguilles de mésothérapie



Aiguilles de mésothérapie R.R à usage unique, cône Luer-Lock, paroi ultra mince et canule en acier inoxydable.

Conseillées pour des injections intradermiques, spécialement en mésothérapie ou des traitements par micro-injection.

Seringues RR

Seringues RR 10 cc, embout centré.

Ref. SEP3R10C

Gauge	Longueur aiguille	Ref.
27G - 0.40	4 mm	AIM410CL
27G - 0.40	6 mm	AIM610CL

sets de soins à usage unique



1

1- Sets de soins - qualité supérieure

Sous blister rigide.

Composition du set	Ref.
1 champs de soins 33 x 45 cm, 1 pince anatomique et 5 tampons NT 3 cm.	SET400826
1 champs de soins 33 x 45 cm, 2 pinces anatomiques et 5 tampons NT 3 cm.	SET400624
1 champs de soins 33 x 45 cm, 2 pinces anatomiques, 5 tampons de gaze 3 cm et 5 compresses NT 7.5 x 7.5 cm.	SET400508
1 champs de soins 32 x 45 cm, 1 pince Kocher, 1 pince anatomique, 5 tampons de gaze 3 cm et 5 compresses NT 7.5 x 7.5 cm.	SET400613
Set de suture : 1 champs de soins 32 x 45 cm, 1 pince anatomique armée acier, 1 porte-aiguille métal, 1 paire de ciseaux lames métal, 1 champ fenestré 45 x 45 cm adhésif et 5 compresses NT 7.5 x 7.5 cm.	SET400827
Set d'ablation de fils : 1 pince anatomique, 1 lame coupe-fil et 3 compresses de gaze 5 x 5 cm.	SET400303

2- Sets de soins à domicile

Set de pansement à domicile comprenant 1 pince à disséquer verte, 1 pince à disséquer blanche et 3 tampons de gaze ronds 15 x 20 cm en blister rigide 2 compartiments.

Ref. SET706183



2

coton



3

4

6

7

3- Boules de coton

Boules de coton hydrophile blanchi à l'eau oxygénée. Forte capacité d'absorption. pH neutre. Le sachet de 700 boules - Ref. COTONBOU

4- Carrés de coton

Carrés de coton hydrophile 5 x 5 cm. Le sachet de 500 carrés - Ref. COTONCAR

5- Rectangles de coton

Rectangles de coton hydrophile 8 x 10 cm. Le sachet de 200 carrés - Ref. COTONRECT810

6- Ouate de cellulose

Ouate de cellulose chirurgicale extra blanche en rouleau. 1000 g - Ref. OUATECR1000

7- Coton accordéon LPPR

Nappe de coton hydrophile accordéonnée. Coton blanchi à l'eau oxygénée. Forte capacité d'absorption. pH neutre.

Disponible en 3 conditionnements :
Sachet de 100 g - Ref. COTON100T
Sachet de 250 g - Ref. COTONACC250T
Sachet de 500 g - Ref. COTONACC500T

ligatures



1



2



3

1- Sutures non résorbables FILAPEAU®

Monofil Polyamide bleu foncé.
Courbure de l'aiguille 3/8 - Longueur du fil 90 cm - Pointe triangulaire.
Fil souple, solide, bonne glisse, légèrement élastique. Bonne tenue aux nœuds.
Indications : sutures des parois, plans cutanés superficiels.

Descriptif	Ref.
Long. aig. 12 mm - 0.7 décimal (6/0)	LIG87000
Long. aig. 12 mm - 1 décimal (5/0)	LIG87004
Long. aig. 16 mm - 1.5 décimal (4/0)	LIG87003
Long. aig. 20 mm - 2 décimal (3/0)	LIG87300
Long. aig. 20 mm - 2.5 décimal (3/0bis)	LIG87398
Long. aig. 25 mm - 2.5 décimal (3/0bis)	LIG87400
Long. aig. 30 mm - 3 décimal (2/0)	LIG87500

2- Sutures non résorbables SOIE NOIRE

Tresse noire enduite de cire naturelle.
Fil non capillaire, très souple, bien toléré. Pas de mémoire.
Longueur du fil 75 cm.
Indications : chirurgie générale, chirurgie dentaire, stomatologie.

Descriptif	Ref.
Courbure aig. 3/8 Long. aig. 12 mm - Pointe triangulaire - 1.5 décimal (4/0)	LIG25214
Courbure aig. 3/8 Long. aig. 16 mm - Pointe triangulaire - 2 décimal (3/0)	LIG25287
Courbure aig. 1/2 Long. aig. 30 mm - Pointe ronde - 2 décimal (3/0)	LIG25267

3- Sutures résorbables OPTIME®

Tresse d'acide polyglycolique, résorbable.
Enduction de polycaprolactone et de stéarate de calcium.
Courbure de l'aiguille 3/8 - Longueur du fil 75 cm - Pointe triangulaire.
Fil souple, solide, de très bonne tenue aux nœuds. Excellente tolérance.
Indications : chirurgie générale, chirurgie digestive, chirurgie gynécologique, chirurgie urologique, chirurgie orthopédique.

Descriptif	Ref.
Long. aig. 19 mm - 1.5 décimal (4/0)	LIG18S15L
Long. aig. 19 mm - 1.5 décimal (3/0)	LIG18S20J



4



4- Sutures cutanées adhésives stériles 3M™ Steri-Strip™

Bandelettes de sparadrap microporeux renforcé de fibres de polyester avec un adhésif hypoallergénique, présentées en pochette stérile.

Avantages :

- Résistant même en milieu humide.
- Cicatrisation plus rapide et de meilleure qualité qu'avec fils ou agrafes.
- Risque infectieux minime : présentation stérile et absence d'effraction tissulaire.
- Cicatrisation esthétique : bon affrontement des berges et tension uniforme.

Dimensions	Ref.
75 x 3 mm - Pochette de 5 sutures	STERI753
75 x 6 mm - Pochette de 3 sutures	STERI756
38 x 6 mm - Pochette de 6 sutures	STERI386
100 x 6 mm - Pochette de 10 sutures	STERI1006
100 x 12 mm - Pochette de 6 sutures	STERI10012
125 x 25 mm - Pochette de 4 sutures	STERI2525

5- Sets de sutures

Sous blister rigide.

Composition du set	Ref.
Set de suture : 1 champs de soins 32 x 45 cm, 1 pince anatomique armée acier, 1 porte-aiguille métal, 1 paire de ciseaux lames métal, 1 champ fenestré 45 x 45 cm adhésif et 5 compresses NT 7.5 x 7.5 cm.	SET400827
Set d'ablation de fils : 1 pince anatomique, 1 lame coupe-fil et 3 compresses de gaze 5 x 5 cm.	SET400303



5



agrafeuses - ote-agrafes

6- Agrafeuses cutanées à usage unique 3M™ Precise™

Un bon résultat esthétique et une ablation facilitée grâce aux agrafes préformées arciformes.

Avantages :

- Sécurité : à usage unique, stérile, permet un bon affrontement des berges et donc une suture solide. Leur composition en acier inoxydable limite les réactions inflammatoires.
- Par leur petite taille, ces agrafeuses sont simples, rapides d'utilisation et pratiques. Pas besoin d'anesthésie locale.

- Le biseautage à 75° et la forme semi-circulaire des agrafes permettent une meilleure pénétration tissulaire rendant la pose et l'ablation peu douloureuses.

Agrafeuse 5 agrafes - Ref. AGRAFSD5W
Agrafeuse 15 agrafes - Ref. AGRAFDS15W

7- Ote-Agrafes 3M™ Precise™

Ote-agrafes à usage unique.

Tout métal - Ref. OTEAGRASR1

Plastique embout métal - Ref. OTEAGRASR3



6



7

compresses

1- Compresses de gaze non stériles - 17 fils

Gamme standard

Descriptif	Cond.	Ref.
5 x 7,5 cm - 8 plis	100	COMPNS1330
7,5 x 7,5 - 8 plis	100	COMPNS1830
10 x 10 cm - 8 plis	100	COMPNS2330
7,5 x 7,5 - 12 plis	100	COMPNS2730
10 x 10 cm - 12 plis	100	COMPNS3040
10 x 10 cm - 16 plis	100	COMPNS4040

Gamme supérieure MOLNLYCKE

Descriptif	Cond.	Ref.
5 x 5 cm - 8 plis	150	COMPNS153100
7,5 x 7,5 - 8 plis	150	COMPNS153300
5 x 5 cm - 12 plis	120	COMPNS153000
7,5 x 7,5 - 12 plis	175	COMPNS153700
10 x 10 cm - 12 plis	100	COMPNS158400



1

2- Compresses de gaze stériles - 17 fils

Gamme supérieure MOLNLYCKE

Descriptif	Cond.	Ref.
5 x 5 cm - 8 plis - par pochette de 5	30 X 5	COMPNS153165
7,5 x 7,5 - 8 plis - par pochette de 5	30 X 5	COMPNS153365
5 x 5 cm - 12 plis - par pochette de 2	500 X 2	COMPNS153040
5 x 5 cm - 12 plis - par pochette de 5	24 X 5	COMPNS153065
7,5 x 7,5 - 12 plis - par pochette de 5	24 X 5	COMPNS153765
10 x 10 cm - 12 plis - par pochette de 2	50 X 2	COMPNS158440
10 x 10 cm - 12 plis - par pochette de 5	24 X 5	COMPNS158465

Compresses en emballage individuel

Descriptif	Cond.	Ref.
5 x 5 cm - 12 plis	50 x 1	COMPNS011007
7,5 x 7,5 cm - 12 plis	50 x 1	COMPNS011008
10 x 10 cm - 12 plis	50 x 1	COMPNS011009



Compresses officine

Descriptif	Cond.	Ref.
7,5 x 7,5 cm - sachet de 2	50 x 2	COMPNS30P100
10 x 10 cm - sachet de 2	50 x 2	COMPNS40P100



3- Compresses en non tissé non stériles

Gamme supérieure MESOFT® MOLNLYCKE

Descriptif	Cond.	Ref.
5 x 5 cm - 4 plis - 30 g/m ²	100	COMPNT157000
7,5 x 7,5 cm - 4 plis - 30 g/m ²	100	COMPNT157100
10 x 10 cm - 4 plis - 30 g/m ²	100	COMPNT157200
5 x 5 cm - 4 plis - 40 g/m ²	100	COMPNT156015
7,5 x 7,5 cm - 4 plis - 40 g/m ²	100	COMPNT156115
10 x 10 cm - 4 plis - 40 g/m ²	100	COMPNT156315



3

4- Compresses en non tissé stériles

Gamme supérieure MESOFT® MOLNLYCKE - 40 g/m²

Descriptif	Cond.	Ref.
5 x 5 cm - 4 plis - par pochette de 5	30 x 5	COMPNTS156065
7,5 x 7,5 cm - 4 plis - par pochette de 5	50 x 5	COMPNTS156105
10 x 10 cm - 4 plis - par pochette de 5	30 x 5	COMPNTS156365
5 x 5 cm - 4 plis - par pochette de 2	75 x 2	COMPNTS156040
7,5 x 7,5 cm - 4 plis - par pochette de 2	125 x 2	COMPNTS156102
10 x 10 cm - 4 plis - par pochette de 2	75 x 2	COMPNTS156340

Gamme officine - pochette de 2

Descriptif	Cond.	Ref.
7,5 x 7,5 cm	10 x 2	COMPNTS156129
7,5 x 7,5 cm	25 x 2	COMPNTS156159
7,5 x 7,5 cm	50 x 2	COMPNTS156149
10 x 10 cm	10 x 2	COMPNTS156329
10 x 10 cm	25 x 2	COMPNTS156359
10 x 10 cm	50 x 2	COMPNTS156349

Gamme standard - 30 g/m²

Descriptif	Cond.	Ref.
5 x 5 cm - 4 plis - par pochette de 5	50 x 5	COMPNTS05
7,5 x 7,5 cm - 4 plis - par pochette de 5	50 x 5	COMPNTS755
7,5 x 7,5 cm - 4 plis - par pochette de 2	50 x 2	COMPNTS752
10 x 10 cm - 4 plis - par pochette de 5	50 x 5	COMPNTS10



4

sparadraps

5- Sparadrapp 3M™ Micropore™

Sparadrapp hypoallergénique microporeux conçu pour maintenir les pansements sur peau fine ou fragile et pour permettre des pansements fréquents en minimisant les réactions cutanées secondaires aux adhésifs.

Disponible en 3 tailles :

1.25 cm x 9.14 m - Ref. SPARMICRO125

2.50 cm x 9.14 m - Ref. SPARMICRO250

2.50 cm x 9.14 m sur dévidoir -

Ref. SPARMICRO25D

5.00 cm x 9.14 m - Ref. SPARMICRO500



5

6- Sparadrapp 3M™ Transpore™

Sparadrapp hypoallergénique transparent microperforé conçu pour la fixation rapide et sûre de matériel médical de type drains, cathéters et tubulures, sur zones fixes ou mobiles.

Disponible en 3 tailles :

1.25 cm x 9.14 m - Ref. SPARTRANS125

2.50 cm x 9.14 m - Ref. SPARTRANS250

5.00 cm x 9.14 m - Ref. SPARTRANS500



6

7- Sparadrapp Urgosylval®

Sparadrapp en taffetas d'acétate blanc de haute tolérance cutanée.

Sécable sans ciseaux.

Dim. 2 cm x 5 m -

Ref. URGOSYVAL52



7

8- Sparadrapp Mefix® MOLNLYCKE

Sparadrapp non tissé extensible à haute tolérance cutanée, hydrophobe et perméable à l'air.

Idéal pour la fixation de pansements, de sondes ou de cathéters.



8

Gamme traditionnelle

Dimensions	Ref.
2,5 cm x 10 m	MEFIX250
5 cm x 10 m	MEFIX500
10 cm x 10 m	MEFIX1000
15 cm x 10 m	MEFIX1500
20 cm x 10 m	MEFIX2000
30 cm x 10 m	MEFIX3000

Gamme officine

Dimensions	Ref.
5 cm x 2,5 m	MEFIX310580
10 cm x 2,5 m	MEFIX311080
15 cm x 2,5 m	MEFIX311580
5 cm x 5 m	MEFIX310586
10 cm x 5 m	MEFIX311086
15 cm x 5 m	MEFIX311586
5 cm x 10 m	MEFIX310584
10 cm x 10 m	MEFIX311084

pansements classique



1- Pansements plastiques pour prises de sang

Pansements découpés adhésifs en PVC, aérés, hypoallergéniques.
Emballage individuel.
Dim. pansement 1.9 x 7.2 cm.
Sachet de 1000 unités - Ref. PANSEM

2- Pansements multi-extensibles URGO

Pansement à découper Urgo Multi-extensible
Bande adhésive à découper en non-tissé, traité hydrophobe, haute tolérance cutanée, spécialement pour peaux sensibles.
Dim. 6 cm x 1 m.
Coloris chair.
Ref. URGOMULTI16

Pansements individuels Urgo Multi-extensibles
Pansements adhésifs individuels en non-tissé extensible et doux.
Haute tolérance cutanée.
Dim. pansement : 20 x 72 mm.
Coloris blanc.
Ref. URGOMULTI2072B

pansements américains

3- Pansements américains standards

Composé de gaze hydrophile, de coton hydrophile, de coton cardé écru et d'une feuille de papier ouaté, ce pansement est indiqué pour le traitement des plaies exsudatives.

Existe en différentes présentations :

- en pansement individuel.
- en rouleau continu de 25 m.

Descriptif	Cond.	Ref.
Pansement individuel - 10 x 30 cm	50	PANSNS1030
Pansement individuel - 15 x 20 cm	50	PANSNS1520
Pansement individuel - 15 x 30 cm	50	PANSNS1530
Pansement individuel - 25 x 20 cm	50	PANSNS2520
Rouleau - 10 cm x 25 m	Unité	RLPANAME1025
Rouleau - 15 cm x 25 m	Unité	RLPANAME2515
Rouleau - 20 cm x 25 m	Unité	RLPANAME2520

4- Pansement absorbant Fluff

De couleur blanche du côté de la plaie et bleue à l'extérieur, ce pansement, fermé sur les 4 côtés, possède un haut pouvoir absorbant.

Bien toléré par la peau grâce à son non-tissé particulièrement doux, il est indiqué pour le traitement des plaies à forte exsudation.

Il est composé d'un noyau absorbant en ouate de cellulose et d'une couche externe en non-tissé (polypropylène). Du côté externe, une barrière hydrophobe assure l'étanchéité du pansement et la protection des vêtements.

Existe en version non stérile et stérile.

Descriptif	Cond.	Ref.
Pansement individuel - 15 x 20 cm - Non stérile	50	PANSNT1520R
Pansement individuel - 25 x 20 cm - Non stérile	80	PANSNT2025R
Pansement individuel - 15 x 20 cm - Stérile	50	PANSNTS1520R
Pansement individuel - 25 x 20 cm - Stérile	25	PANSNTS2025R



pansements transparents adhésifs stériles 3M™ Tegaderm™

Pansement adhésif transparent en polyuréthane avec support papier sous emballage stérile. Il s'applique de manière aseptique grâce à son cadre de pose.

Avantages :

- Adhésivité optimale : peut rester en place jusqu'à 7 jours.
- Transparence facilitant la surveillance du point de ponction.
- Bonne perméabilité à l'oxygène et à la vapeur d'eau qui laisse la peau respirer et limite la macération.
- Imperméabilité aux liquides, aux bactéries et aux virus (HIV1 et HBV) : protection contre la contamination.
- Cadre d'application pour une pose précise et sans étirement.
- Dépose du pansement facile et indolore grâce à l'élasticité du film.
- Gamme étendue de tailles et de formes.

Descriptif	Cond.	Ref.
Pansement 6 x 7 cm	10	TEGAD67P10
Pansement 6 x 7 cm	100	TEGAD67P100
Pansement 6 x 7 cm - fendu en U	100	TEGAD67U
Pansement 10 x 12 cm	10	TEGAD1012P10
Pansement 10 x 12 cm	50	TEGAD1012P50

Pansement transparent stérile avec compresse absorbante non adhérente à la plaie 3M™ Tegaderm™ +Pad.

La compresse centrale absorbante n'adhère pas, son retrait est indolore et atraumatique lors du changement du pansement.

Descriptif	Cond.	Ref.
Pansement 5 x 7 cm	50	TEGPAD3582



Film protecteur cutané sans alcool 3M™ Cavilon™ NSBF*

Nouveau film protecteur cutané, parfaitement indolore à l'application, qui forme une barrière transparente efficace jusqu'à 72 heures sur peau saine ou déjà altérée.

Flacon vaporisateur de 28 ml - Ref. SPRAYCAVILON
*No Sting Barrier Film



pansements américains MOLNLYCKE

Pansements Mesorb®

Pansemment absorbant stérile en non tissé pour les plaies fortement exsudatives.

Gamme traditionnelle

Descriptif	Cond.	Ref.
10 x 10 cm	50	PANSMESORB1010
10 x 15 cm	50	PANSMESORB1015
10 x 20 cm	50	PANSMESORB1020
15 x 20 cm	50	PANSMESORB1520
20 x 30 cm	30	PANSMESORB2030

Gamme Officine

Descriptif	Cond.	Ref.
10 x 10 cm	10	MESORB677080
10 x 20 cm	10	MESORB677480
15 x 20 cm	10	MESORB677680
20 x 25 cm	10	MESORB677780



pansements pour le traitement de la plaie MOLNLYCKE

Gamme traditionnelle

• Pansement Aلدress®

Pansemment adhésif filmé absorbant semi-perméable.

Descriptif	Cond.	Ref.
10 x 10 cm - compresse : 5 x 5 cm	10	ALLDRESS265324
15 x 15 cm - compresse : 10 x 10 cm	10	ALLDRESS265346
15 x 20 cm - compresse : 10 x 15 cm	10	ALLDRESS265368

• Pansement Mepitel®

Pansemment interface siliconé à micro-adhérence sélective. Non gras.

Descriptif	Cond.	Ref.
5 x 7,5 cm	10	MEPITEL290510
7,5 x 10 cm	10	MEPITEL290710
10 x 18 cm	10	MEPITEL291010
20 x 30 cm	5	MEPITEL292005

• Pansement Mepilex® Border e.m.

Pansemment hydrocellulaire siliconé auto-adhésif stérile atraumatique extra-mince. Pansemment à micro-adhérence sélective.

Descriptif	Cond.	Ref.
5 x 10 cm - compresse 2,5 x 6,5 cm	10	MEPILEXB281900
7,5 x 8,5 cm - compresse 4,5 x 4,5 cm	10	MEPILEXB281400
12,5 x 12,5 cm - compresse 8,5 x 8,5 cm	10	MEPILEXB281600
17,5 x 17,5 cm - compresse 11 x 11 cm	10	MEPILEXB281700

Aلدress®



• Hypergel®

Hydrogel de chlorure de sodium hypertonique (20%) pour le débridement de la nécrose noire et sèche.

Tube de 5 g - ref. HYPERGEL360500
Tube de 15 g - ref. HYPERGEL361500



• Pansement Mepilex®

Pansemment absorbant en mousse de polyuréthane hydrocellulaire siliconé dermoprotecteur. Pansemment à micro-adhérence sélective.

Descriptif	Cond.	Ref.
12,5 x 12,5 cm	5	MEPILEX294000
10 x 21 cm	5	MEPILEX294201
17,5 x 17,5 cm	5	MEPILEX294310
21 x 22 cm	5	MEPILEX294410

• Pansement Mepiform®

Pansemment auto-adhésif siliconé pour le traitement des cicatrices.

Descriptif	Cond.	Ref.
4 x 30 cm	5	MEPIFORM293100
5 x 7,5 cm	5	MEPIFORM293200
10 x 18 cm	5	MEPIFORM293400

Mepiform®



Mepilex® e.m.



• Normlgel®

Hydrogel de chlorure de sodium isotonique pour le traitement des plaies ouvertes en phase de détersion ou de granulation.

Tube de 5 g - ref. NORMLGEL370500
Tube de 15 g - ref. NORMLGEL371500



• Pansement Mepilex® Border

Pansemment hydrocellulaire siliconé auto-adhésif stérile atraumatique. Pansemment à micro-adhérence sélective.

Descriptif	Cond.	Ref.
7,5 x 8,5 cm - compresse 4,5 x 4,5 cm	5	MEPILEXB295210
12,5 x 12,5 cm - compresse 8,5 x 8,5 cm	5	MEPILEXB295000
17,5 x 17,5 cm - compresse 11 x 11 cm	5	MEPILEXB295410
17,5 x 23 cm - compresse 11 x 16 cm	5	MEPILEXB295610

Mepitel®



Mepilex®



Mepilex® Border



Melgisorb®

Gamme Officine

• Pansement Aلدress®

Descriptif	Cond.	Ref.
10 x 10 cm - compresse : 5 x 5 cm	10	ALLDRESS265325
15 x 15 cm - compresse : 10 x 10 cm	10	ALLDRESS265345
15 x 20 cm - compresse : 10 x 15 cm	10	ALLDRESS265385

• Pansement Mepitel®

Descriptif	Cond.	Ref.
7,5 x 10 cm	10	MEPITEL290720
10 x 18 cm	10	MEPITEL291020
20 x 31 cm	5	MEPITEL292021

Pansemment Mepilex® e.m.

Pansemment absorbant hydrocellulaire siliconé extra-mince dermoprotecteur. Pansemment à micro-adhérence sélective.

Descriptif	Cond.	Ref.
7,5 x 8,5 cm	16	MEPILEXEM284021
12,5 x 12,5 cm	16	MEPILEXEM284121
17,5 x 17,5 cm	10	MEPILEXEM284321

• Hypergel®

Tube de 15 g - ref. HYPERGEL361580

• Normlgel®

Tube de 15 g - ref. NORMLGEL371580



• Pansement Mepilex®

Descriptif	Cond.	Ref.
12,5 x 12,5 cm	16	MEPILEX294020
10 x 21 cm	16	MEPILEX294221
17,5 x 17,5 cm	10	MEPILEX294321
21 x 22 cm	10	MEPILEX294421

• Pansement Mepilex® Border

Descriptif	Cond.	Ref.
7,5 x 8,5 cm - compresse 4,5 x 4,5 cm	10	MEPILEXB295221
12,5 x 12,5 cm - compresse 8,5 x 8,5 cm	16	MEPILEXB295020
17,5 x 17,5 cm - compresse 11 x 11 cm	10	MEPILEXB295421
17,5 x 23 cm - compresse 11 x 16 cm	10	MEPILEXB295621

• Pansement Melgisorb®

Pansemment alginate/CMC hautement absorbant

Descriptif	Cond.	Ref.
10 x 10 cm	10	MELGISORB251280
10 x 20 cm	10	MELGISORB251680
Cavity (mèche) 2 x 32 cm	10	MELGISORB251180

• Pansement Mepilex® Talon

Pansemment anatomique siliconé dermoprotecteur.

Dim. 13 x 21 cm.
Ref. MEPIEXTALON



• Pansement Mepilex® Border e.m.

Descriptif	Cond.	Ref.
5 x 10 cm - compresse 2,5 x 6,5 cm	10	MEPILEXB281920
7,5 x 8,5 cm - compresse 4,5 x 4,5 cm	10	MEPILEXB281420
12,5 x 12,5 cm - compresse 8,5 x 8,5 cm	16	MEPILEXB281620
17,5 x 17,5 cm - compresse 11 x 11 cm	10	MEPILEXB281720



pansements Mepore® MOLNLYCKE

Gamme traditionnelle

Pansemment absorbant auto-adhésif. Existe en version non stérile, sous forme de rouleau et stérile en pansemment individuel.



Descriptif	Cond.	Ref.
Non stérile - rouleau 4 cm x 5 m	Unité	PANSMEPORE45
Non stérile - rouleau 7 cm x 5 m	Unité	PANSMEPORE57
Stérile 6 x 7 cm - coussin absorbant 3 x 4 cm	60	PANSMEPORE67
Stérile 9 x 10 cm - coussin absorbant 4,5 x 6 cm	50	PANSMEPORE910
Stérile 9 x 15 cm - coussin absorbant 4,5 x 10 cm	50	PANSMEPORE915
Stérile 9 x 20 cm - coussin absorbant 4,5 x 15 cm	30	PANSMEPORE920
Stérile 9 x 25 cm - coussin absorbant 4,5 x 20 cm	30	PANSMEPORE925
Stérile 9 x 30 cm - coussin absorbant 4,5 x 25 cm	30	PANSMEPORE930

Gamme Officine

Descriptif	Cond.	Ref.
Non stérile - rouleau 4 cm x 2 m	Unité	MEPORE331980
Non stérile - rouleau 7 cm x 2 m	Unité	MEPORE332080
Stérile 6 x 7 cm - coussin absorbant 3 x 4 cm	10	MEPORE670880
Stérile 9 x 10 cm - coussin absorbant 4,5 x 6 cm	10	MEPORE670980
Stérile 9 x 15 cm - coussin absorbant 4,5 x 10 cm	10	MEPORE671080
Stérile 9 x 20 cm - coussin absorbant 4,5 x 15 cm	10	MEPORE671180

bandages



1

1- Bandes de gaze

Bande de gaze 2 lisières, nue sous emballage individuel - 100% coton - Qualité 17 fils.

Disponibles en 3 dimensions :
5 cm x 3 m - Ref. BANDEGAZE050
7 cm x 3 m - Ref. BANDEGAZE070
10 cm x 3 m - Ref. BANDEGAZE100



2

2- Bandes de crêpe

Bande de crêpe 100% coton - 75 g/m² - Emballage individuel.

Disponibles en 5 dimensions :
5 cm x 4 m - Ref. BANDECOTON050
7 cm x 4 m - Ref. BANDECOTON070
10 cm x 4 m - Ref. BANDECOTON100
15 cm x 4 m - Ref. BANDECOTON150
20 cm x 4 m - Ref. BANDECOTON200



3

3- Bandes extensibles

Bande nylon tricotée extensible - Emballage individuel.

Disponibles en 3 dimensions :
5 cm x 3 m - Ref. BANDENYLON050
7 cm x 3 m - Ref. BANDENYLON070
10 cm x 3 m - Ref. BANDENYLON100



4

4- Pièce de gaze hydrophile

Pièce de gaze qualité 17 fils. Dim. 65 cm x 100 m.

Ref. GAZECADHYDRO

filets tubulaires

5- Filets tubulaires BEND A RETE

Filet à haute élasticité bi-sens, très résistant permettant d'assurer un maintien sûr, même au niveau des plis et des parties du corps en mouvement ainsi qu'une bonne aération de la peau.

Peut être utilisé en remplacement ou comme alternative aux bandages traditionnels.

Pose rapide et aisée même au niveau des zones difficiles. Idéal en cas de changement fréquent de bandage.



5

Taille	Utilisation	Longueur m	Largeur au repos mm	Ref.
0	Doigt	50	6	BEND0
1	Cheville / Poignet	50	18	BEND1
2	Pied / bras	50	18	BEND2
3	Coude	50	22	BEND3
4	Jambe / genou	50	24	BEND4
5	Tête	50	28	BEND5
6	Thorax / Abdomen	50	63	BEND6
7	Thorax / Abdomen	50	67	BEND7
8	Thorax / Abdomen	50	88	BEND8
9	Thorax / Abdomen	50	90	BEND9
10	Thorax / Abdomen	50	128	BEND10

divers



6

6- Tampons Pur Zellin®

Tampons absorbants en cellulose, prédécoupés pour le nettoyage et la désinfection.

Manipulation aisée et économique grâce à sa boîte distributrice (vendue séparément).

Dim. tampon : 4 x 5 cm.

Le rouleau de 500 tampons - Ref. RZELLIN

La boîte distributrice vide - Ref. DIST



7

7- Tampons alcoolisés 70°

Tampon alcoolisé en non tissé pour la préparation des peaux saines avant injection ou prélèvement. A usage externe uniquement.

Imprégnation : alcool isopropylique 70%.

Emballé dans une pochette triple épaisseur (plastique / aluminium / papier) pour une herméticité totale.

Ref. TAMPALCOOL



8



9

8- Alcool 70° vol.

Alcool isopropylique 70° vol., désinfectant tant pour la peau que pour le matériel médical.

Bidon de 2 litres - ref. ALCOOL2



10

9- Compresses oculaires

Rondelles oculaires stériles 100% coton, composées d'une nappe de coton hydrophile recouverte sur les 2 faces de gaze hydrophile de coton 18 fils, pour les soins oculaires.

Ref. COMPOCU

10- Boules de gaze

Boules de gaze stériles

Tampons ronds de coton, stériles - Ø 3 cm.

Ref. BOULEGAZE150860

Boules de gaze non stériles

Tampons de gaze qualité 20 fils non stériles.

Ref. TAMPGAZE

bandages - contention - sport



1- Bandes de contention élastiques cohésives 3M™ Coheban™

Bande de contention cohésive (auto-adhérente) élastique en un sens, non tissée, hydrophobe indiquée en traumatologie, phlébologie et maintien de pansements. Destinées à réaliser des contentions moyennes à légères, les bandes de contention cohésives 3M Coheban adhèrent exclusivement sur elles-mêmes. De ce fait, elles ne collent pas à la peau, ni aux poils, et s'enlèvent sans douleur.

Disponible en 3 dimension :
5 cm x 3 m - Ref. BANDECOHEB050
7.5 cm x 3 m - Ref. BANDECOHEB070
10 cm x 3.5 m - Ref. BANDECOHEB100

4- Attelles digitales mousse-aluminium

Composées d'aluminium rigide et modelable et d'une mousse ferme de confort en polyuréthane, ces attelles assurent un moulage sur mesure du doigt en cas de fracture ou d'entorse. Découpage aisé à l'aide de ciseaux. Disponibles en 5 tailles :

1.3 x 46 cm - Ref. AT13
1.9 x 46 cm - Ref. AT19
2.5 x 46 cm - Ref. AT25
5.0 x 46 cm - Ref. AT50
7.5 x 41 cm - Ref. AT75

7- Jersey tubulaire 3M™

En maille de polyester hypoallergénique, il est hydrofuge et perméable pour éviter les phénomènes de macération. Son extensibilité garantit un modelage parfait des reliefs anatomiques.

Disponible en 5 tailles :
2.5 cm x 22.8 m - Ref. JERTUB025
5 cm x 22.8 m - Ref. JERTUB050
7.5 cm x 22.8 m - Ref. JERTUB075
10 cm x 22.8 m - Ref. JERTUB100
15.2 cm x 22.8 m - Ref. JERTUB152

2- Bandes élastiques pour contention souple 3M™ Adheban Plus

Bande adhésive élastique pour contention souple. Bénéficie d'une plus grande tenue du fait de sa haute adhésivité.

Adhésif haute tolérance cutanée sans latex. Support aéré, 100% coton. Facile à utiliser grâce à sa nouvelle formulation.

Disponible en 4 tailles :
3 cm x 2.50 m - Ref. ADHEBANP3
6 cm x 2.50 m - Ref. ADHEBANP6
8 cm x 2.50 m - Ref. ADHEBANP8
10 cm x 2.50 m - Ref. ADHEBANP10

5- Résine de contention 3M™ Scotchcast™ Plus

Résine de contention pour immobilisation rigide. Bande constituée d'une trame tricotée de fibre de verre, enduite de résine polyuréthane polymérisable à l'humidité de l'air ambiant.

Avantages :

- Légèreté : 3 fois plus légère qu'un plâtre traditionnel.
- Solidité.
- Conformabilité.
- Perméabilité : moins de macération et de démangeaisons.
- Radiotransparence.

Disponible en 4 tailles :
5 x 3.6 cm - Ref. SCOTCHAST050
7.5 x 3.6 cm - Ref. SCOTCHAST075
10 x 3.6 cm - Ref. SCOTCHAST100
12.5 x 3.6 cm - Ref. SCOTCHAST125

3- Bandes adhésives élastiques Elastoplaste®

Bande 100 % coton, élastique, à lisières tissées, enduite par stries d'une masse adhésive hypoallergénique sans latex. La bande Elastoplaste® bénéficie d'une grande résistance aux contraintes de force.

L'aération par stries évite le problème de macération. Idéale pour toutes contentions adhésives souples ou strapping en pathologie articulaire, tendineuse, musculaire et ligamentaire, pour la compression en traumatologie musculaire, pour le traitement élasto-compressif en phlébologie (formule HBC) et pour la fixation de pansement ou d'attelle.

Disponible en 5 tailles :
3 cm x 2.5 m - Ref. BANDELAS03HB
6 cm x 2.5 m - Ref. BANDELAS06HB
8 cm x 2.5 m - Ref. BANDELAS08HB
10 cm x 2.5 m - Ref. BANDELAS10HB
15 cm x 2.5 m - Ref. BANDELAS15HB

Elastoplaste® a changé de packaging et changera de nom dès 2008



6- Bandes de protection hydrofuges 3M™

En fibre de polyester aérée, elles sont utilisées systématiquement comme un capitonnage entre le jersey et la résine pour protéger les reliefs osseux.

Disponibles en 3 tailles :
5 x 2.7 cm - Ref. BANDEPROTEC050
7.5 x 2.7 cm - Ref. BANDEPROTEC075
10 x 2.7 cm - Ref. BANDEPROTEC100

sport - produits de physiothérapie



8- Spray cryogène Elastocold® (= Tensocold®)

Spray cryogène sans CFC particulièrement indiqué dans le cadre de traumatologies sportives comme le traitement des lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires, mais également comme analgésique local. Spray de 400 ml - Ref. ELASTOCOLD

9- Coussins thermiques 3M™ Nexcare™ ColdHot™

Enveloppes thermosoudées contenant un gel souple non toxique, les coussins thermiques 3M Nexcare ColdHot peuvent être utilisés à froid comme à chaud. Ils épousent parfaitement les formes des zones douloureuses. Solides et fiables, ils ne coulent pas. Réutilisables, ils se lavent à la main.

Existents en 2 tailles :
ColdHot classic : 10 cm x 27cm pour front, cheville, pied, coude - Ref. COLDHOT27
ColdHot maxi : 20cm x 30cm pour dos, cuisse, genou, cheville - Ref. COLDHOT30

10- Poches de gel Physiopack®

Poches de gel réutilisables pour application de chaud ou de froid.

Disponibles en différents formats :
13 x 30 cm avec boîte isotherme - Ref. PHYSIOACK
13 x 30 cm - Ref. PHYSIOACK1330
19 x 30 cm - Ref. PHYSIOACK1930

collecteurs de déchets infectieux SharpSAFE™

La gamme SharpSAFE™, gamme complète de conteneurs à aiguilles respecte l'ensemble des prescriptions légales (Marque NF 302, Normes NF X 30-500, NF X 30-505, Norme Britannique BS 7320, ISO 9000 : 2000, A.D.R.).

Conformes aux arrêtés des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006 relatifs aux emballages des Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux. Conformes aux recommandations DHOS/DGS (circulaire 2005 34 du 11 Janvier 2005).

Caractéristiques :

- Fermeture provisoire et définitive inviolable.
- Antichoc.
- Résistance à la perforation (parois épaisses en PP vierge).
- Étanche en position couchée sur le côté.
- Poignée prévue pour un transport en toute sécurité.
- Clapet de sécurité intérieur pour une protection supplémentaire.
- Autoclavables à vide jusqu'à 135°C suivant instructions (sauf Quiver 7.5 L).



Types d'ouvertures



Produit	Dim. mm (h x L x l)	Utilisation	Réf.
1- SharpSAFE™ Exchange 0,20 litre Modèle "ouverture pleine"*	146 x 79 x 37	Aiguilles, seringues, lames et bistouris.	JETAIGJ200
2- SharpSAFE™ Exchange 0,20 litre Modèle "serrure"**	146 x 79 x 37	Aiguilles, seringues, lames et bistouris.	JETAIGJ200P
3- SharpSAFE™ Exchange 0,30 litre Modèle "Sunshine" ***	130 x 105 x 50	Aiguilles, seringues, lames et bistouris.	JETAIGJ300
4- SharpSAFE™ Exchange 0,30 litre Modèle "Serrure" **	130 x 105 x 50	Aiguilles, seringues, lames et bistouris.	JETAIGJ300P
5- SharpSAFE™ Exchange 0,45 litre	169 x 103 x 50	Aiguilles, seringues, lames et bistouris.	JETAIGJ450
6- SharpSAFE™ Compact 0,60 litre	221 x 106 x 54	Aiguilles, seringues, lames et bistouris.	JETAIGJ600
7- SharpSAFE™ 1 litre	188 x 106 x 90	Aiguilles, seringues, lames et bistouris.	JETAIGJ01
8- SharpSAFE™ 2 litres	168 x 196 x 120	Tous types de déchets.	JETAIGJ2
9- SharpSAFE™ 3 litres	205 x 197 x 120	Tous types de déchets.	JETAIGJ03
10- SharpSAFE™ 4 litres	248 x 175 x 175	Tous types de déchets.	JETAIGJ04
11- SharpSAFE™ 7 litres	382 x 175 x 175	Tous types de déchets.	JETAIGJ07
12- SharpSAFE™ Quiver 7,5 litres	609 x 152 x 100	Instruments laparoscopiques, broches, drains thoraciques ...	QUIVER75
13- SharpSAFE™ 9 litres	294 x 282 x 195	Tous types de déchets.	JETAIGJ09
14- SharpSAFE™ 13 litres	355 x 294 x 195	Déchets volumineux.	JETAIGJ13
15- Hospisafe® 30 litres	405 x 380 x 330	Tous types de déchets.	JETAIGJ30

* Modèle "ouverture pleine" 2,5 x 2,1 cm pour récupération des seringues à aiguilles serties.

** Modèle "Serrure" permettant le détachement de tous types d'aiguilles ainsi que le dévissage des aiguilles des stylos injecteurs et des aiguilles à prélèvement sous vide.

*** Modèle "Sunshine" composé d'un système anti-retour avec possibilité de détachement d'aiguilles.

accessoires pour gamme Sharpsafe™



1

1- Base adhésive

Base adhésive repositionnable pour Sharpsafe™ 2 litres et 3 litres pour fixation sur paillasse, chariot, etc...

Ref. BASE4205



2

2- Base simple

Base simple, sans bande adhésive, pour Sharpsafe™ Compact 0.60 litre, Exchange 0.3 litre et Exchange 0.45 litre.

Ref. BASE4151



3

1- Support chariot

Support chariot en acier inoxydable à fixation verticale universelle pour diamètre de 20 à 30 mm. Un seul et même support accepte 4 modèles de conteneurs : Sharpsafe™ 2 litres, 3 litres, 4 litres et 7 litres.

Ref. SUPSHARPSAFE

cartons de récupération de déchets médicaux non perforants

Emballages combinés carton.

Conformes aux arrêtés des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006 relatifs aux emballages des Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux. Agréés pour le Transport des Matières Dangereuses par la Route.

Caractéristiques :

- Caisse en kraft écru vierge.
- Sachet en PEBD 60 microns, collée sur la périphérie au niveau de la limite de remplissage.
- Lien de fermeture solidaire du carton.
- Fond automatique.
- Poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé anti-coupe doigt.
- Fermeture provisoire et définitive.
- Haute résistance à l'humidité.



1



2



3

Produit	Dim. mm (h x L x l)	Capacité utile	Réf.
1- Conteneur 25 litres	265 x 265 x 378	25 litres - agréé pour 8 Kg	CONTENEUR25
2- Conteneur 50 litres forme haute	265 x 265 x 753	50 litres - agréé pour 13 Kg	CONTENEUR50
3- Conteneur 50 litres forme basse	398 x 293 x 430	50 litres - agréé pour 13 Kg	CONTENEUR50B

collecteurs à clapet 110 litres

Structure en acier poudré époxy blanc ou en inox AISI 304, maniable grâce à ses roulettes dont 2 autobloquantes.

Sac maintenu par le cadre supérieur du support et protégé par les grilles latérales.

Possibilité d'utilisation de sac plastique poubelle 130 litres ou de sac en tissu pour la collecte du linge.

Dim. L 455 x l 405 x H 900 mm.



collecteur blanc



collecteur inox

draps d'examen



1

1- Drap d'examen luxe pure ouate

Drap d'examen gaufré, 2 plis, pure ouate de cellulose qualité supérieure. Grâce à la technique de fabrication « pointe à pointe », ce drap est d'une grande résistance et les feuilles ne se séparent jamais lors de son utilisation. La pré-découpe parfaitement droite, légèrement encollée, garantit un confort optimal pour le patient ainsi qu'une très grande souplesse d'utilisation. 138 formats - 38 x 50 cm. Rouleaux emballés individuellement.

Ref. RLG040



2

2- Drap d'examen plastifié

Drap d'examen plastifié bleu, 2 plis encollés, imperméable et très résistant. 1 pli pure ouate de cellulose 28 g/m² et 1 pli en polyéthylène 12 g/m². 132 formats - 38 x 50 cm.

Ref. RLP038

essuie-mains et distributeurs



3



4



5



6

3- Bobine d'essuyage à dévidage central

Bobine micro-gaufrée, 2 plis, en pure ouate de cellulose. Laize : 20.3 cm. 210 formats - 34 x 20 cm.

Ref. OB002

4- Essuie-main enchevêtré

Essuie-main micro-gaufré, 2 plis, en ouate de cellulose. Conditionné par paquet de 160 formats - 22 x 32 cm.

Ref. EMPM72330

5- Dérouleur pour bobine à dévidage central

Distributeur en plastique ABS et polycarbonate, finition blanche. Capacité : bobine de 130 mm Ø. Dim. 287.5 x 138.6 x 141 mm.

Ref. MD004

6- Distributeur pour essuie-main enchevêtré

Distributeur en ABS blanc d'une capacité de 400 feuilles avec repère de consommation. Verrouillage par serrure à clef plastique et système anti-vandalisme grâce à sa fixation murale 4 points. Dim. 375 x 280 x 130 mm.

Ref. DISTM

carrés d'essuyage



7

7- Carré d'essuyage TENASET Cellduk

Serviette jetable en ouate de cellulose extra pure, renforcée par des fils de nylon permettant volume et résistance à l'état mouillé. Ne peluche pas, ne se délite pas. 2 formats disponibles :
25 x 26 cm - Ref. CELDUCK2527
25 x 33 cm - Ref. CELDUCK2534



8

8- Carré d'essuyage TENASET Soft Wipe

Carré de cellulose Absbond® destiné à la toilette du patient. Idéal pour les peaux sensibles, il offre une excellente résistance à l'état humide. Ne peluche pas, ne se délite pas. 2 formats disponibles :
19 x 30 cm - Ref. SOFWIPE1930
30 x 32 cm - Ref. SOFWIPE3032


brosse chirurgicale

Brosse chirurgicale

Brosse en nylon.
Modèle plastique autoclavable.
Ref.BROSONG



champs stériles, imperméables et absorbants



Champs de soins stériles Klinidrape

Champs 2 couches : Cellulose verte de 30 g/m² - Polyéthylène de 20 µ.
3 tailles disponibles :
37 x 45 cm - Ref.CHAMPS3745
45 x 75 cm - Ref.CHAMPS4575S
75 x 90 cm - Ref.CHAMPS7590

Champs stériles imperméables et absorbants Klinidrape

Champs opératoires latéraux adhésifs stériles, imperméables et absorbants.
Laminé 3 couches : NT 27 g/m² - PE 27.5 µ/m² - Cell 20 g/m².
2 tailles disponibles :
75 x 75 cm - Ref.CHAMPSA7575
100 x 100 cm - Ref.CHAMPS100100

Champs stériles troués adhésifs Klinidrape

Champs opératoires troués, adhésifs, stériles, imperméables et absorbants en polyéthylène.
4 tailles disponibles :
45 x 75 cm - Ouverture Ø 7 cm - Ref.CHAMPS4575T
50 x 60 cm - Ouverture 6 x 8 cm - Ref.CHAMPS5060T
75 x 90 cm - Ouverture 6 x 8 cm - Ref.CHAMPS7590T
120 x 150 cm - Ouverture 5 x 7 cm excentrée - Ref.CHAMPS120150T

Champs stériles troués non adhésifs Klinidrape

Laminé 2 couches NT / PE.
Dim. 50 x 60 cm.
Ouverture : 6 x 8 cm centrée.
Ref.CHAMPSNA5060T

Champs de table stériles Klinidrape

Champs de table stériles, imperméables et absorbants.
Cellulose 27 g/m² - polyéthylène 50 µ - Dim. 100 x 150 cm.
Ref.CHAMPS100150

Champs de table stériles, imperméables et absorbants.
Laminé 2 couches : Cellulose verte 30 g/m² - polyéthylène 60 µ.
2 modèles disponibles :
150 x 190 cm - Ref.CHAMPS150190
150 x 190 cm avec papier crêpe - Ref.CHAMPS150190C

Champs de table stériles renforcés
Dim. 140 x 150 cm.
Ref.CHAMPS140150

Champs de table stériles renforcés, avec papier crêpe.
Laminé 2 couches : Cellulose verte 27 g/m² - polyéthylène 80 µ.
Dim. 150 x 240 cm.
Ref.CHAMPS150240CR

trousses opératoires stériles

Trousse de chirurgie dentaire

Trousse composée de :

- 1 champ de table 75 x 100 cm - Laminé 2 couches : NT - PE.
- 1 champ opératoire troué 100 x 150 cm avec ouverture triangulaire 13 x 9.5 cm - Laminé 3 couches : NT - PE - Cell.
- 2 protège-tuyaux 8 x 120 cm - PE
- 1 bande adhésive 9 x 24.5 cm.

Ref.TROUSSE306480


Trousse universelle

Zone 1 : Laminés 3 couches NT 22 g/ m2 - PE 40 µ/m2 - Cell 20 g/m2 + renfort NT absorbant 50 g/m2.
Zone 2 : Laminés 3 couches NT 22 g/ m2 - PE 40 µ/m2 - Cell 20 g/m2.
Zone 3 : Laminés 2 couches NT 22 g/ m2 - PE 40 µ/m2.

Trousse composée de :

- 2 champs adhésifs de bordure 75 x 90 cm + TFHA - NZD zone 1 et 2.
- 4 serviettes CellDuk 19 x 25 cm.
- 1 bande adhésive 9 x 49 cm.
- 1 champ opératoire adhésif 175 x 175 cm NZD zone1, 2 et 3.
- 1 champ opératoire adhésif 150 x 240 cm NZD zone1, 2 et 3.
- 1 champ de table 150 x 190 cm - Laminé 2 couches : Cell - PE.

Ref.TROUSSE699340



articles coiffants - masques chirurgicaux



Bonnet universel perforé « Eurocap » Klinidrape

Coiffure en non-tissé perforé très extensible et perméable à l'air. Modèle très couvrant, esthétique et réglable. Circonférence non étiré : 56.5 cm - Hauteur : 33 cm.

Disponible en 2 coloris :

- Bleu - Ref. BONNET620800
- Vert - Ref. BONNET620810

Cagoule imprimée « Tuck / Apollo » Klinidrape

Cagoule en non-tissé imprimé aéré, très couvrante. Recommandée pour l'orthopédie et le personnel portant la barbe, forme ajustée et très enveloppante.

Fixation : Pattes à nouer.

Disponible en 2 coloris :

- Bleu - Ref. CAGOULE620105
- Vert - Ref. CAGOULE620100

Calot imprimé « Jack » Klinidrape

Calot en non-tissé épais, souple, très absorbant, de forme ovalisée.

Coloris : Vert

Ref. CALOT620300

Calot aéré « Parvus » Klinidrape

Calot bicolore bleu / vert alliant confort et hygiène. En non-tissé perforé (bleu) et non perforé (vert), épais, souple, très absorbant, de forme ovalisée.

Ref. CALOT622030

Calot perforé « Elast » Barrier

Calot de chirurgien non stérile.

Ref. CALOT42061

Charlotte "clip" Klinidrape

Charlotte en non-tissé souple et très résistant, bénéficiant d'une grande extensibilité pour envelopper toute la chevelure. Maintien par un élastique sous ourlet pour un meilleur confort.

Disponible en 3 coloris :

- Blanc - Ref. CHARLOT620900
- Bleu - Ref. CHARLOT620910
- Vert - Ref. CHARLOT600920

Charlotte à élastique Barrier

Coiffe ronde destinée à la protection de la chevelure pour malade et personnel hospitalier.

Légère, confortable, elle convient à tout type de coiffure.

Coiffe en polypropylène, Ø 53 cm, élastiquée sur le pourtour.

Taille unique.

Disponible en 3 coloris :

- Blanc - Ref. CHARLOT42610
- Bleu - Ref. CHARLOT42620
- Vert - Ref. CHARLOT42630

Coiffe élastiquée aérée "Galeus" Klinidrape

Coiffe bicolore bleu / vert alliant confort et hygiène.

En non-tissé perforé (bleu) et non perforé (vert), souple et très absorbante.

Ref. COIFFE622000

Masque standard Klinidrape

Masque de protection certifié hypoallergénique, au pliage anatomique permettant d'épouser parfaitement les contours du visage.

Masque certifié très haute efficacité.

Dim. du masque déplié : 180 x 175 mm.

• Masque avec lien à nouer Klinidrape

Masque avec barrette nasale anti-buée et lanière incorporées.

Disponible en 3 coloris et en grande taille (180 x 195 mm) :

- Blanc - Ref. MASQUE657070
- Large blanc - Ref. MASQUE657170
- Bleu - Ref. MASQUE657000
- Large bleu - Ref. MASQUE657100
- Vert - Ref. MASQUE657060
- Large vert - Ref. MASQUE657160

• Masque de soins à élastique Klinidrape

Masque avec barrette nasale anti-buée et 2 boucles élastiques larges, douces et confortables.

Disponible en 3 coloris :

- Blanc - Ref. MASQUE657270
- Bleu - Ref. MASQUE657200
- Vert - Ref. MASQUE657260

Masque anti-buée Klinidrape

Masque de protection bleu au pliage anatomique permettant d'épouser parfaitement les contours du visage, avec barrette nasale anti-buée et lanière incorporées.

Masque certifié très haute efficacité.

Dim. du masque déplié : 180 x 180 mm.

Disponible en plusieurs modèles :

- Masque anti-buée - Ref. MASQUE657010
- Masque anti-buée, anti-reflet - Ref. MASQUE657020
- Masque anti-buée, anti-reflet, à visière anti-projection - Ref. MASQUE657030

Masque standard Barrier

• Masque standard avec lien à nouer Barrier

Masque chirurgical constitué de 3 couches de non-tissé ayant une excellente efficacité de filtration de particules et un haut niveau de respirabilité. Les attaches sont longues, résistantes et fonctionnelles.

Masque de couleur verte avec barrette nasale.

Dim. du masque déplié : 170 x 180 mm.

Ref. MASQUE42290

Masque à visière avec élastiques Klinidrape

Masque de protection anti-reflet avec visière anti-projection, au pliage anatomique permettant d'épouser parfaitement les contours du visage, avec barrette nasale anti-buée et élastiques.

Masque certifié très haute efficacité.

Dim. du masque déplié : 180 x 180 mm.

Ref. MASQUE657230

• Masque standard à élastiques Barrier

Masque chirurgical, trois plis, constitué de 3 couches de non-tissé ayant une très bonne efficacité de filtration bactérienne et un haut niveau de respirabilité.

Masque solide, hypoallergénique, léger et confortable.

Masque avec barrette nasale et élastiques.

Dim. du masque déplié : 170 x 175 mm.

Ref. MASQUE412801

Masque spécial très haute filtration Klinidrape

Masque de protection anti-reflet avec visière anti-projection, au pliage anatomique permettant d'épouser parfaitement les contours du visage, avec barrette nasale anti-buée et lanières.

Masque certifié très haute efficacité.

Dim. du masque déplié : 180 x 180 mm.

Ref. MASQUE658030

Masque standard Extra Comfort Barrier

Masque chirurgical, trois plis, constitué de 3 couches de non-tissé, hypoallergéniques.

Masque avec barrette nasale et attaches à nouer.

Dim. du masque déplié : 170 x 180 mm.

2 modèles disponibles :

- Masque simple - Ref. MASQUE4230
- Masque anti-buée - Ref. MASQUE4231

masques chirurgicaux - lunettes de protection



Masque filtration Extra EN 149 :2001 - FFP1

Demi-masque filtrant de forme trapézoïdale qui épouse parfaitement les contours du visage, avec barrette nasale et élastiques.

Dim. déplié : 240 x 205 mm.

Produit conforme à la norme EN 149 :2001.

Ref. MASQUEFFP1

Masque filtration Extra EN 149 :2001 - FFP2

Demi-masque filtrant de forme trapézoïdale qui épouse parfaitement les contours du visage, avec barrette nasale et élastiques.

Dim. déplié : 240 x 205 mm.

Produit conforme à la norme EN 149 :2001.

Ref. MASQUEFFP2

Lunettes de protection « basic »

Lunettes en polycarbonate, compatibles avec des lunettes de vue.

Ref. LUNPROT



pyjamas de bloc

Pyjama de bloc Klinidrape

Tunique et pantalon en non-tissé, de couleur bleu marine et à usage unique pour utilisation en bloc, réanimation, service d'urgence, pédiatrie, chambre stérile, etc...

Tunique avec 2 poches plaquées et pantalon avec ceinture élastique et poche plaquée à l'arrière.

Couture en fil polyester blanc.

4 tailles disponibles :

- Taille S - Ref. PYJAMA836100
- Taille M - Ref. PYJAMA836200

- Taille L - Ref. PYJAMA836300
- Taille XL - Ref. PYJAMA836400

casques

Casques chirurgicaux stériles à usage unique, destinées au personnel soignant durant une intervention pour protéger le patient et l'équipe chirurgicale des germes et de toute contamination sanguine ou liquide. Conforme à la norme EN 13795 et AAMI.

Casaque chirurgicale « Basic » Barrier

Douce au toucher, confortable et hydrophobe, elle est fermée dans le dos bord à bord.

Disponible en 2 tailles :

- Taille L (125 cm) - Ref. CASAQUE640102
- Taille XL (145 cm) - Ref. CASAQUE640103

Casaque de soins Meprotec

Casaque avec attache velcro à l'encolure.

En non-tissé stérile et à usage unique, pour toute utilisation surtout en service infectieux, de chirurgie et d'urgence.

Livrée avec 1 essuie-main 30 x 70 cm.

Ref. CASAQUE616641

Casaque chirurgicale « Standard » Barrier

Douce, confortable et hydrophobe, en non-tissé, elle est constituée d'un matériau unique, respirant et fournissant un excellent effet barrière.

Convient à une intervention de moyenne durée, en milieu sec ou avec peu de liquide.

Disponible en 3 tailles :

- Taille L (120 cm) - Ref. CASAQUE650102
- Taille L (135 cm) - Ref. CASAQUE650104
- Taille XL (150 cm) - Ref. CASAQUE650110

Casaque chirurgicale renforcée « Spécial » Barrier

Douce, confortable et hydrophobe, elle dispose d'un renforcement imperméable au niveau du plastron et des manches. Dos croisé stérile permettant au chirurgien une plus grande liberté de mouvement.

Convient à une intervention de moyenne ou longue durée, en milieu humide.

Disponible en 2 tailles :

- Taille L (135 cm) - Ref. CASAQUE660102
- Taille XL (150 cm) - Ref. CASAQUE660106

articles de protection



1



2



3

1- Blouse de protection

Blouse d'isolation Barrier

Blouse non stérile en non-tissé à usage unique, destinée à protéger le personnel hospitalier et les visiteurs.

Cousue avec manches montées et poignets élastiqués. Encolure nouable et attache de ceinture sur le devant. Taille standard, longueur 125 cm.

Disponible en 4 coloris :

- Blanc - Ref. BLOUSE417104
- Vert - Ref. BLOUSE417103
- Jaune - Ref. BLOUSE417101
- Bleu - Ref. BLOUSE417102

2- Tablier de protection

Tablier de protection absorbant et imperméable Klinidrape

Les tabliers de protection absorbants et imperméables représentent une barrière étanche pour tous les actes de soin et de restauration. Ils retiennent les liquides grâce à leur partie absorbante.

Laminé 2 couches.

Cellulose bleue 35 g/m²-PE 25µ.

2 tailles disponibles :

- 75 x 115 cm - Ref. TABPL613000
- 75 x 145 cm - Ref. TABPL613100

Tablier de protection Klinidrape

Tablier très couvrant en polyéthylène blanc 20µ, ceinture incorporée.

Taille : 80 x 140 cm.

Ref. TAB613350

3- Chemise de patient non-tissé

Chemise de patient Klinidrape


Modèle très facile d'emploi, avec une ouverture jusqu'en bas pour utilisation en service de radiologie.

En non-tissé uni bleu 35 g/m², opaque, agréable et chaud à porter.

Taille : H 100 x l 130 cm.

2 modèles :

- Sans manche - Ref. CHEMISE616550
- Avec manches - Ref. CHEMISE616560



4A



4B



4C

4- Articles chaussants

4A- Surchaussures en plastique

Surchaussures pour visiteur.

Maintien par ourlet élastique autour de la cheville.

Taille unique (jusqu'au 44).

Dim : L 36 x H 15 cm.

Coloris bleu transparent.

Ref. SURCHAUS359000

4B- Surchaussures en non-tissé Klinidrape

Surchaussures pour visiteur en non-tissé blanc uni très résistant, 35 g/m².

Maintien par ourlet élastique interne à la cheville.

Dim. L 37 x H 16.5 cm.

Ouverture étirée : 30 cm.

Ref. SURCHAUS359010

4C- Surchaussures en non-tissé renforcées Klinidrape

Surchaussures en non-tissé renforcées avec semelle imperméable antidérapante.

Non-tissé blanc doublé par une semelle bleue.

Elastique de maintien à la cheville.

Extrémités arrondies.

2 tailles disponibles :

- Taille standard - Ref. SURCHAUS359050
- Grande taille - Ref. SURCHAUS359070

hygiène des mains



1

1- Dermanios Scrub HF

Savon antiseptique pour le lavage hygiénique et chirurgical des mains.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054 et EN 1499 (Lavage hygiénique des mains), pr EN 12054 (Lavage chirurgical des mains). Actif sur HIV-1 (30s) et Herpèsvirus (3min).

Disponible en flacon de 500 ml avec pompe vissée - Ref. [DERMANIO1202522](#)

1 litre avec pompe vissée - Ref. [DERMANIO1202523](#)

1 litre airless - Ref. [DERMANIO1202144](#)



2

2- Aniosafe Savon Doux

Lavage simple des mains et toilette générale en secteur hospitalier.

Recommandé pour peaux sensibles et usages répétés.

Propriétés microbiologiques :

Microbiologiquement stable (bactériostatique et fongistatique selon la Pharmacopée Européenne, 8ème édition).

Disponible en flacon de 500 ml avec pompe vissée - ref. [ANIOSAFE500](#)

1 litre avec pompe vissée - ref. [ANIOSAFE1P](#)

1 litre airless - ref. [ANIOSAFE1A](#)



3

3- Savon Doux haute fréquence

Lavage simple des mains et toilette générale en secteur hospitalier. Recommandé pour peaux sensibles et usages répétés.

Propriétés microbiologiques :

Bactériostatique et fongistatique in situ en raison de la présence d'agents conservateurs vis-à-vis de la contamination microbienne (Staphylocoque, Pseudomonas, Serratia...) conforme à la Pharmacopée Française (efficacité des agents de conservation antimicrobiens).

Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

Disponible en flacon de 500 ml avec pompe vissée - Ref. [SAVON205099](#)

1 litre avec pompe vissée - Ref. [SAVON205084](#)

5 litres - Ref. [SAVON205047](#)



4

4- AniosGel 85 NPC

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains. Formulation hypoallergénique.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide (EN 14348). Fongicide : EN 1275 (C. albicans, A. fumigatus), EN 1650 (C. albicans). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Rotavirus, Coronavirus, Adenovirus, Influenza virus H5N1, Poliovirus (NF T 72-180/30 sec).

Disponible en flacon de 75 ml - Ref. [ANIOSGEL75](#)

150 ml - Ref. [ANIOSGEL150](#)

300 ml avec pompe vissée - Ref. [ANIOSGEL300](#)

500 ml avec pompe vissée - Ref. [ANIOSGEL500](#)

1 litre avec pompe vissée - Ref. [ANIOSGEL1P](#)

1 litre airless - Ref. [ANIOSGEL1A](#)

environnement



5

5- Surfianos Citron

Nettoyage et désinfection des sols, murs, surfaces et dispositifs médicaux (bloc opératoire, services à hauts risques, services de soins...).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, NF T 72-170, EN 13697, NF T 72-190, T 72-300 ; actif sur BK ; Fongicide : EN 1275 (C. albicans), EN 1650 (C. albicans), T 72-300 ; Actif sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HCV) et Influenza virus H5N1.

Disponible en dose de 20 ml - Ref. [SURFA350130](#)

Flacon doseur de 1 litre - Ref. [SURFA347146](#)

Bidon de 5 litres - Ref. [SURFA350046](#)



6

6- Anios SPS 2000

Nettoyage, détartrage et désinfection de toutes surfaces émaillées, inox ou plastique.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, T 72-301 (Legionella pneumophila). Fongicide : EN 1275, EN 1650. Actif sur le virus HIV-1.

Flacon de 750 ml avec pistolet mousser - Ref. [ANIOSSPS](#)



7

7- Détergent Désinfectant Surfaces Hautes

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, NF T 72-190. Bactéricide en conditions de saleté : EN 1276 et NF T 72-170. Actif sur M. tuberculosis (BK). Fongicide : EN 1275 (C. albicans), T 72-301 (A. fumigatus) et EN 1650 (A. fumigatus). Actif sur HIV-1, HBV, Rotavirus, Herpès virus et BVDV (virus modèle HCV).

Flacon de 750 ml avec pistolet mousser - Ref. [ANIOSSH842241](#)



8

10- Aniospray 29

Désinfection rapide des surfaces, du matériel, des surfaces de dispositifs médicaux en blocs opératoires, services à hauts risques...

Désinfection des équipements et matériels (mobilier, literie). Conformité APAVE.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-171. Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.). Fongicide : EN 1275 (C. albicans), T 72-301 (A. niger, A. fumigatus). Actif sur HIV-1, Herpès virus, BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, et HBV.

Disponible en flacon de 1 litre - Ref. [ANIOSPRAY1](#)

Bidon de 5 litres - Ref. [ANIOSPRAY5](#)



9



10

8- Surfaisafe

Mousse détergente désinfectante destinée au nettoyage et à la désinfection des équipements, dispositifs médicaux et surfaces : paillasse, plans de travail...

Produit formulé sans substance allergisante, sans parfum ni alcool.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 14561. Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongicide : 1275 (C. albicans), EN 14562 (A. niger et A. fumigatus). Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Rotavirus, Feline calicivirus (virus modèle de Norovirus), Herpèsvirus et Influenza virus (H5N1 et H1N1).

Flacon de 750 ml avec dispenseur de mousse



11

11- Aniosept 41

Désinfection rapide des surfaces des dispositifs médicaux et du matériel. Désinfection des équipements : mobilier, fauteuil, unité dentaire. Désodorisation d'atmosphère.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727, NF T 72-171, NF T 72-190. Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.). Fongicide : EN 1275 (Candida albicans). Actif sur les virus HIV-1, HBV et Rotavirus.

Aérosol de 300 ml - Ref. [ANIOSEPT41](#)

9- Anios TSA

Nettoyage et désinfection de toutes les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires (Arrêté du 8 septembre 1999).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276 (en présence de substances interférentes), T 72-190 (méthode des portes-germes : spectre 4). Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.). Homologué par le Ministère de l'Agriculture en traitement bactéricide - 100 % - N°9900292

POV : locaux et matériel de stockage, parois des locaux de stockage, matériel de transport. POA : locaux de stockage, matériel de transport, matériel de laiterie.

Animaux domestiques : locaux de préparation et matériel de transport de la nourriture.

Flacon de 750 ml avec pistolet mousser - Ref. [ANIOSTSA](#)

voies aériennes



1

1- Aérosept 100 VF

Désinfection des surfaces par voie aérienne (procédé agréé par le Ministère de la Santé Publique - N° 277). Générateur d'aérosol mobile, ne laisse aucun dépôt, ni de traces après utilisation. Monocoque en polyester armé inaltérable.

Produit associé :
Aseptanios Terminal HPH



2

2- Aseptanios Terminal HPH

Désinfection par voie aérienne des surfaces de tous locaux (blocs opératoires, services de soins intensifs, chambres...) et dispositifs médicaux. Produit agréé avec les appareils AEROSEPT 250 VF (Agrément du Ministère de la Santé N°272) et AEROSEPT 100 VF (Agrément du Ministère).
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide. Fongicide. Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.) et Aspergillus (souches hospitalières) : NF T 72-281 (8 ml/m³ - 2 h). Actif sur Legionella : NF T 72-28 (8 ml/m³ - 1 h). Virucide : NF T 72-180 (Poliovirus). Actif sur Influenza virus (souche porcine H1N1) et Coronavirus.

Bidon de 5 litres - Ref. ASEPTANIOS5



3

3- Anios Spécial DJP SF

Désinfection journalière et préventive dans les blocs opératoires, services de soins intensifs et de grands brûlés, salles de soins, chambres de patients, locaux de tri, blanchisserie, etc...
Formulé sans formaldéhyde.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, pr EN 14561. Fongicide : EN 1275 (C. albicans), pr EN 14562 (A. fumigatus).
Bidon de 5 litres - Ref. ANIOSDJP

instruments



4

4- Aniosyme PLA II

Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des dispositifs médicaux : ramassage de l'instrumentation souillée, nettoyage manuel avant stérilisation, nettoyage en bac à ultrasons, nettoyage en machine à laver l'instrumentation.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-170.
Fongicide : EN 1275. Actif sur HIV-1, Rotavirus, Herpesvirus et PRV (virus modèle HBV).

Disponible en seau de 2 Kg - Ref. ANIOSYME2
et dose de 25 g - Ref. ANIOSYME25

7



5- Hexanios G+R

Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des instruments et du matériel thermosensibles. Formule renforcée en détergents. Non réactif avec les solutions de glutaraldéhyde.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, NF T 72-171, EN 13727, NF T 72-190, T 72-300/301. Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.). Fongicide : EN 1275 (Candida albicans). Actif sur les virus HIV-1, HBV et BVDV (virus-modèle HCV).

Disponible en dose de 25 ml - Ref. HEXA381136
Flacon de 1 litre - Ref. HEXA381137
Bidon de 5 litres - Ref. HEXA381046

5



6

6- Stéranios 2%

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-171, NF T 72-190. Mycobactéricide : BK, EN 14348, pr EN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13624, NF T 72-190. Virucide : NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV, Herpèsvirus et BVDV (virus modèle HCV) ; Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).

Disponible en bidon de 2 litres - Ref. STERIA382062

Bidon de 5 litres - Ref. STERIA382034

Tube de 60 bandelettes de contrôle - Ref. STERANIOSBAND

7- Anioxyde 1000

Désinfection totale de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel d'endoscopie, du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, NF T 72-171, T 72-301, NF T 72-190. Tuberculocide : EN 14348, Pr EN 14563, T 72-301. Mycobactéricide : Pr EN 14563, T 72-301. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624, NF T 72-190. Virucide : NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, NF T 72-231, NF T 72-190

Bidon de 5 litres avec activateur intégré - Ref. ANIOXYDE1000

Tube de 50 bandelettes de contrôle du taux d'acide péraécétique - Ref. ANIOXYDEBAND

8- Instrubacs

Bacs de trempage avec panier et couvercle.

Bac 2 litres blanc avec couvercle fendu. Autoclavable à 134 °C.

Ref. BAC404012

Bac 10 litres gris. Volume utile : 4 litres. Non autoclavable.

Ref. BAC10

Bac 20 litres bleu. Volume utile : 10 litres. Non autoclavable.

Ref. BAC20



8

divers



1

1- Linget'Anios

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement des surfaces et du petit matériel entre deux patients. Non irritantes, non oxydantes, agréablement parfumées.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-170, NFT 72-190.

Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), NF T 72-190.

Active sur HBV et Herpès virus.

Petit modèle : 1 boîte distributrice + 3 recharges - Ref. LINGETTEPM

Grand modèle : 12 boîtes de 120 lingettes - Ref. LINGETTEGM12

1 boîte distributrice + 3 recharges - Ref. LINGETTEGM

12 recharges de 120 lingettes - Ref. RECHGM



2

2- Lingettes Wip'Anios

Lingettes nettoyantes désinfectantes pour dispositifs médicaux, matériels non immergeables, couveuses...Essuyage des gaines d'endoscopes avant immersion. Nettoyage et désinfection des surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99). Solution d'imprégnation homologuée par le Ministère de l'Agriculture N° 9900292.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-190.

Active sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.).

Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), EN 1650.

Actif sur virus HIV-1, Rotavirus et Herpèsvirus.

12 sachets de 50 lingettes - Ref. LINGETTEWIP



3



3- Lessive désinfectante

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, cotons et synthétiques dès 40°C.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276.

Disponible en pack de 1.5 Kg - Ref. LESSIVEANIOS

en sac de 15 Kg - Ref. LESSIVEANIOS15



4

4- Souplanios

Assouplissant bactéricide à action rémanente.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276.

Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), EN 1650 (Candida albicans, Aspergillus niger).

Bidon de 5 litres - Ref. SOUPLANIOS



5



5- Distributeur et supports muraux

Supports en « rilsan » avec commande au coude pour flacon 1 litre avec pompe vissée.

Ref. SUPP425002

Support commande au coude pour flacon 1 litre airless -

Ref. SUPP425022

Distributeur de savon commande au coude ABS avec fermeture à clé pour flacon 1 litre airless -

Ref. DIST425048

autoclaves

Autoclave à vapeur d'eau STERICLAVE

Les autoclaves STERICLAVE sont des appareils de stérilisation aux performances supérieures à la norme en vigueur en terme d'efficacité, de fiabilité et de durabilité. La chambre de stérilisation est fabriquée en acier inoxydable AISI 304 et est garantie 10 ans.

Le châssis des appareils est également réalisé entièrement en acier inoxydable. Le contrôle automatique de la phase liquide de la vapeur d'eau saturée et d'autres innovations techniques permettent de réduire au maximum la consommation d'eau et d'obtenir une différence de température inférieure à 0,5°C entre 2 points de la chambre pendant la phase de stérilisation, tout en protégeant les instruments délicats des chocs thermiques.

Le préchauffage de la chambre est activé uniquement lorsque la porte est fermée pour des raisons de sécurité et d'économie énergétique.

Le système de fermeture de la porte possède un double blocage de sécurité interne (norme EN61010-2-41).

Spécifications techniques :

- Volume de la chambre de stérilisation : 18 litres.
- Dim. de la chambre : 251 x 330 mm.
- Equipement de la chambre : 1 support et 3 plateaux amovibles (dim. 185 x 285 mm).
- Capacité du réservoir d'eau propre : 2.1 litres.
- Tension d'alimentation électrique : 230 V / 50 Hz.
- Puissance électrique maxi. : 2000 W.
- Dim. extérieures hors tout : L 445 x P 640 x H 390 mm.
- Imprimante intégrée.
- Garantie : 2 ans ou 1500 cycles.

Modèle 18B - Classe B - Ref. AUTOCLEB18.
Disponible en modèle de Classe S.



stérilisateurs à air sec

Stérilisateur Ministériel

Le stérilisateur Ministériel représente le plus petit stérilisateur à circulation naturelle de la gamme. Le stérilisateur est équipé d'une petite chambre en acier inoxydable et, grâce à un système de contrôle de la température très simple, il est destiné à tous ceux qui doivent stériliser peu d'instruments.

Dim. extérieures L 300 x l 210 x H 150 mm - Capacité : 2 litres.
Ref. STER427

Stérilisateur Panacea 433

Les stérilisateurs de la gamme Petite répondent aux exigences d'un petit cabinet de consultation aussi bien que des professionnels.

En effet, ils présentent toutes les caractéristiques des stérilisateurs Panacea concentrées dans un espace exigü. La chambre en acier inoxydable et le contrôle électronique de la température sont destinés à tous ceux qui doivent stériliser peu de matériel.

Dim. extérieures L 500 x l 330 x H 175 mm - Capacité : 5 litres.
Ref. STER433

Stérilisateur Panacea à circulation naturelle

L'air chaud tend à monter ou à descendre selon sa propre température.

En partant de ce principe, on peut obtenir des courants de convection à l'intérieur de la chambre de stérilisation. L'air réchauffé monte des résistances vers la charge et, lorsqu'il entre en contact avec la charge, se refroidit et descend. Ainsi, la chaleur se distribue uniformément à l'intérieur de la chambre de stérilisation.

Entièrement construit en acier inoxydable AISI 304. Contrôle électronique de la température et affichage de la température et du temps de cycle.

Modèle 431 : Dim. extérieures L 560 x l 370 x H 380 mm - Capacité : 20 litres - Ref. STER431

Modèle 430 : Dim. extérieures L 700 x l 480 x H 470 mm - Capacité : 58 litres - Ref. STER430



bacs de nettoyage à ultrasons

1- Bac de nettoyage Elmasonic One

Bac professionnel pour nettoyage aux ultrasons. Design soigné pour l'intégration en boutique (optique, joaillerie par ex.) ou en cabinet médical.

Equipement standard :

- Puissance des ultrasons : 40 W - Fréquence : 35 KHz.
- Couvercle à gouttière permettant de récupérer l'eau condensée et d'éviter de mouiller le plan de travail.
- Protection contre les éclaboussures et la surchauffe.
- Tableau de commande digital avec minuterie 1 à 120 mn.
- Corbeille ergonomique.
- Silencieux.
- Enroulement du câble électrique sur l'arrière et poignée encastrée.
- Cuve en acier inox.
- Boîtier en PC-ABS - Volume de la chambre de stérilisation : 18 litres.

Dim. intérieures : L 194 x l 84 x H 60 mm.
Capacité : 0.9 litre.

2- Bac de nettoyage Elmasonic S30

Bain ultrasons répondant à tous les besoins du laboratoire et de l'atelier.

Equipement standard :

- Puissance des ultrasons : 320 W - Fréquence : 37 KHz.
 - Protection de l'équipement électrique contre les éclaboussures et débordements.
 - Très grande qualité de fabrication.
 - Minuterie.
 - Robinet de vidange.
 - Fonction dégazage : permet le dégazage rapide d'un liquide.
 - Fonction sweep : balayage de fréquence permettant un nettoyage plus homogène qu'en mode normal.
- ATTENTION ! Couvercle et panier vendus séparément.
Dim. intérieures : L 240 x l 137 x H 100 mm.
Capacité : 2.75 litres.

Accessoires :

- Couvercle plastique.
- Panier inox.



accessoires



1- Thermosoudeuse électronique Flash

Soudage continu des gaines et sachets de stérilisation à température constante sous contrôle électronique :

- Déclenchement automatique du soudage dès abaissement de la poignée.
- Rapidité de soudage, refroidissement immédiat entre 2 soudages.
- Soudure de 10 mm de largeur sur 250 mm de longueur au maximum.
- Solidité et régularité des soudures grâce au contrôle électronique.
- Protection contre les baisses de tension ou les risques de surchauffe.
- Consommation électrique réduite (100 W / Classe I).
- Signal sonore en fin de cycle de soudage.
- Coupure nette et rapide des sachets grâce à une lame bidirectionnelle.
- Porte-rouleaux pouvant supporter des rouleaux de 100 m ou 200 m sur une largeur maximale de 250 mm.
- Forme ergonomique et dimensions compactes : 445 x 325 x 205 mm.

Ref. THERMOUSOUEUSE



1

4- Papier crêpe

Feuilles de papier crêpe Reliance 310 60 g / m², coloris vert.

Disponible en qualité standard :

- Feuille de 25 x 25 cm - Ref. PAV025STD
- Feuille de 30 x 30 cm - Ref. PAV030STD
- Feuille de 45 x 45 cm - Ref. PAV045STD
- Feuille de 50 x 50 cm - Ref. PAV050STD
- Feuille de 60 x 60 cm - Ref. PAV060STD
- Feuille de 75 x 75 cm - Ref. PAV075STD
- Feuille de 90 x 90 cm - Ref. PAV090STD
- Feuille de 100 x 100 cm - Ref. PAV100STD
- Feuille de 120 x 120 cm - Ref. PAV120STD

ou en qualité supérieure Sensitive, crêpe doux :

- Feuille de 25 x 25 cm - Ref. PAV025
- Feuille de 45 x 45 cm - Ref. PAV045
- Feuille de 50 x 50 cm - Ref. PAV050
- Feuille de 60 x 60 cm - Ref. PAV060
- Feuille de 75 x 75 cm - Ref. PAV075
- Feuille de 90 x 90 cm - Ref. PAV090
- Feuille de 100 x 100 cm - Ref. PAV100
- Feuille de 120 x 120 cm - Ref. PAV120

2- Sachets de stérilisation

2A- Sachets à fermeture autocollante

Sachets constitués d'une face papier de qualité médicale et d'une face plastique en polyester / polypropylène. La face papier comporte 2 indicateurs de passage à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène, changeant de couleur après stérilisation.

2 formats disponibles :

- Sachet de 90 x 250 mm - Ref. SA09025
- Sachet de 140 x 260 mm - Ref. SA14026

2B- Sachets papier / papier à soufflet

Sachets en papier médical de 60 g / m², double pli de fond, thermosoudable, onglet d'ouverture, indicateur virant du rose au brun, soufflets sur tous les formats.

11 formats disponibles :

- Sachet de 90 x 50 x 125 mm - Code A - Ref. SATA
- Sachet de 90 x 50 x 250 mm - Code B - Ref. SATB
- Sachet de 110 x 30 x 190 mm - Code C - Ref. SATC
- Sachet de 140 x 75 x 250mm - Code D - Ref. SATD
- Sachet de 190 x 65 x 250 mm - Code E - Ref. SATE
- Sachet de 140 x 50 x 330 mm - Code F - Ref. SATF
- Sachet de 180 x 95 x 380 mm - Code H - Ref. SATH
- Sachet de 250 x 100 x 380 mm - Code M34 - Ref. SATM34
- Sachet de 380 x 125 x 610 mm - Code M36 - Ref. SATM36
- Sachet de 125 x 50 x 250 mm - Code R - Ref. SATR
- Sachet de 380 x 125 x 510 mm - Code T - Ref. SATT

3- Gains de stérilisation

Gaines papier / plastique

Caractéristiques identiques aux sachets papier / plastique à plat.

Existent à soufflet ou à plat :

- Gaine à soufflet de 100 m x 100 mm x 40 mm - Ref. GS100
- Gaine à soufflet de 100 m x 150 mm x 50 mm - Ref. GS150
- Gaine à soufflet de 100 m x 250 mm x 60 mm - Ref. GS250

5- Tests - témoins

5A- Rubans adhésifs auto-vireurs

• Rubans indicateurs adhésifs de stérilisation pour autoclaves 3M[™] Comply[™].

Dim. 19 mm x 50 mm - Ref. RUA19

• Rubans indicateurs adhésifs de stérilisation à chaleur sèche 3M[™] Comply[™].

Dim. 19 mm x 50 mm - Ref. RUP

5B- Test de Bowie & Dick

Test de performance quotidien, à usage unique, des stérilisateur à vapeur saturée sèche.

Ref. BOWIETEST

2C- Sachets papier / plastique à plat

Sachets réservés à la stérilisation par la chaleur humide et l'oxyde d'éthylène.

Constitués d'une face papier médical et d'une face plastique, composée d'une couche de polyester et d'une couche de polyéthylène.

Les spots indicateurs de stérilisation sont répartis régulièrement sur la face papier et virent de façon uniforme sans subir de migration au cours de la stérilisation.

Nombreux formats disponibles :

- Sachet de 50 x 250 mm - Ref. SAP050250SBW
- Sachet de 75 x 150 mm - Ref. SAP075150SBW
- Sachet de 75 x 200 mm - Ref. SAP075200
- Sachet de 75 x 240 mm - Ref. SAP075240SBW
- Sachet de 75 x 270 mm - Ref. SAP075270
- Sachet de 100 x 200 mm - Ref. SAP100200
- Sachet de 100 x 250 mm - Ref. SAP100250SBW
- Sachet de 100 x 270 mm - Ref. SAP100270SBW
- Sachet de 100 x 400 mm - Ref. SAP100380SBW
- Sachet de 150 x 200 mm - Ref. SAP150200SBW
- Sachet de 150 x 380 mm - Ref. SAP150380SBW
- Sachet de 210 x 350 mm - Ref. SAP200330
- Sachet de 210 x 400 mm - Ref. SAP205400
- Sachet de 210 x 280 mm - Ref. SAP220280
- Sachet de 250 x 500 mm - Ref. SAP250460
- Sachet de 300 x 380 mm - Ref. SAP300380SBW
- Sachet de 320 x 500 mm - Ref. SAP300500
- Sachet de 420 x 600 mm - Ref. SAP420600SBW

- Gaine à plat de 200 m x 50 mm - Ref. GP050
- Gaine à plat de 200 m x 75 mm - Ref. GP075
- Gaine à plat de 200 m x 100 mm - Ref. GP100
- Gaine à plat de 200 m x 150 mm - Ref. GP150
- Gaine à plat de 200 m x 210 mm - Ref. GP200
- Gaine à plat de 200 m x 250 mm - Ref. GP250
- Gaine à plat de 200 m x 300 mm - Ref. GP305

6- Gamme Keyes - Haricots et plateaux carton

Gamme d'articles jetables, hygiéniques et économiques pour blocs opératoires, laboratoires, centres de stérilisation et soins infirmiers.


En fibre cellulosique moulée, légère et solide, ces haricots et plateaux sont imperméables et stérilisables en autoclave à 135°C.

Ils sont facilement incinérables et ne dégagent aucun gaz toxique.

Plateaux carton :

- Shopack N°6 - Dim. 260 x 130 x 17 mm - Ref. PLC06
- Shopack N°9 - Dim. 180 x 90 x 17 mm - Ref. PLC09
- Shopack N°12 - Dim. 225 x 135 x 21 mm - Ref. PLC12
- Snack tray - Dim. 245 x 170 x 18 mm - Ref. PLCSNACK
- Standard carry tray - Dim. 308 x 240 x 25 mm - Ref. PLCSTAND
- Haricot carton - Ref. HABC

gamme aluminium



1

1- Boîtes aluminium

Autoclavables à 134°C.

4 formats :

- Boîte 170 x 70 x 30 mm - Ref. BOAI1707030
- Boîte 180 x 90 x 30 mm - Ref. BOAI1809030
- Boîte 180 x 90 x 40 mm - Ref. BOAI1809040
- Boîte 210 x 100 x 50 mm - Ref. BOAI21010050



2

2- Boîtes aluminium couleur

Autoclavables à 134°C.

Coloris bleu, rouge ou vert.

2 formats :

- Boîte 170 x 70 x 30 mm - Ref. BOAI1707030B (bleu) - BOAI1707030R (rouge) - BOAI1707030V (vert)
- Boîte 180 x 90 x 30 mm - Ref. BOAI1809030B (bleu) - BOAI1809030R (rouge) - BOAI1809030V (vert)



3

3- Cupules aluminium

En alliage d'aluminium conforme à la norme européenne EN 602, qualité alimentaire.

Compatibles avec l'utilisation d'un four à micro-ondes.

Dim. extérieures : Ø 86.8 mm - Hauteur : 34 mm -

Épaisseur : 5 µ - Contenance : 135 ml.

Ref. CUPAV2

gamme inox



4

4- Boîtes inox

En acier inoxydable AISI 304. Autoclavables à 134°C.

3 formats :

- Boîte 180 x 80 x 40 mm - Ref. BOI1808040
- Boîte 200 x 100 x 50 mm - Ref. BOI20010060
- Boîte 250 x 100 x 50 mm - Ref. BO25012060



5

5- Plateaux inox

En acier inoxydable AISI 304. Autoclavables à 134°C.

5 formats :

- Plateau 200 x 150 x 20 mm - Ref. PLI20152
- Plateau 240 x 160 x 30 mm - Ref. PLI24163
- Plateau 300 x 220 x 30 mm - Ref. PLI30223
- Plateau 320 x 260 x 55 mm - Ref. PLI322655
- Plateau 350 x 250 x 40 mm - Ref. PLI35254



6

6- Cupules inox

En acier inoxydable AISI 304. Autoclavables à 134°C.

Cupules à fond plat et bec verseur.

5 formats :

- Cupule Ø 40 mm - contenance maxi. 20 ml - Ref. CUPINOX040
- Cupule Ø 60 mm - contenance maxi. 70 ml - Ref. CUPINOX060
- Cupule Ø 80 mm - contenance maxi. 140 ml - Ref. CUPIO80
- Cupule Ø 100 mm - contenance maxi. 320 ml - Ref. CUP100
- Cupule Ø 120 mm - contenance maxi. 480 ml - Ref. CUP120

divers inox



7

7- Haricot

Dim. Longueur : 250 mm, largeur : 150 mm, Profondeur : 25 mm.

Ref. HAINOXI



8

8- Pot à coton

Dim. Ø 110 mm - Hauteur : 140 mm.

Ref. BOIC787



9

9- Pot à coton verre

Pot en verre, couvercle en inox à charnière.

Dim. Ø 100 mm - Hauteur : 100 mm.

Ref. BOIV1390

médecine générale



1- Strabisme

11 cm - courbes - ref. CICS11
11 cm - droits - ref. CIDS11

2- Mousse

Droits : 11 cm - ref. CIDM11
14 cm - ref. CIDM14
16 cm - ref. CIDM16
Courbes : 14 cm - ref. CICM14

3- Dauphin

Droits : 11 cm - ref. CIDD11
14 cm - ref. CIDD14
16 cm - ref. CIDD16
Courbes : 14 cm - ref. CIDC14

4- Pointus

Droits : 11 cm - ref. CIDP11
14 cm - ref. CIDP14
16 cm - ref. CIDP16
Courbes : 14 cm - ref. CICP14

5- Mayo

Droits : 14 cm - ref. CIDMA14
17 cm - ref. CIDMA17
Courbes : 14 cm - ref. CICMA14
17 cm - ref. CICMA17

6- Jesco

18 cm - manche plastique bleu - ref. CIUNJESCOB
18 cm - manche plastique blanc - ref. CIUNJESCOBC
18 cm - manche plastique jaune - ref. CIUNJESCOJ
18 cm - manche plastique rouge - ref. CIUNJESCOR
18 cm - manche plastique vert - ref. CIUNJESCOV
18 cm - manche plastique noir - ref. CIUNIVERSELS

7- Iridectomie

11 cm - droit - ref. CIDI11
11 cm - courbes - ref. CICI11

8- Lister

14 cm - ref. CIL14

ciseaux à suture

9- Spencer

Droits : 11 cm - ref. CISD11
13 cm - ref. CISD13



ciseaux gynécologiques

10- Metzenbaum


14 cm - droits - ref. CIMED14B
14 cm - courbes - Ref. CIME14B



instrumentation - pinces

En acier inoxydable AISI 410, qualité standard - Marquage C.E.

médecine générale



1- Pince à disséquer

Sans griffe : 14 cm - ref. PIDSG14
16 cm - ref. PIDSG16
Avec griffes : 14 cm - ref. PIDAG14
16 cm - ref. PIDAG16

2- Micropince à disséquer

Sans griffe - 11 cm - ref. MICROPINCE11

3- Pince Adson

Sans griffe - 12.5 cm - ref. PIADSONSG
Avec griffes - 12.5 cm - ref. PIADSONAG

4- Pince Backhaus

13 cm - ref. PIBA13

5- Pince Halstead

Sans griffe : droite - 12,5 cm - ref. PIHDSG125
courbe - 12,5 cm - ref. PIHCSG125
Avec griffes : droite - 12,5 cm - ref. PIHDAG125
courbe - 12,5 cm - ref. PIHCAG125

6- Pince Kocher

Sans griffe : droite 14 cm - ref. PIKDSG14
16 cm - ref. PIKDSG16
Avec griffes : droite 14 cm - ref. PIKDAG14
16 cm - ref. PIKDAG16

7- Pince Michel

Double usage - ref. PIMIDU
A ôter les agrafes - 13 cm - ref. PIMIO

8- Pince Péan

14 cm - ref. PIPD14
16 cm - ref. PIPD16

9- Pince Feilchenfeld

9 cm - ref. PIF9

10- Coupe-ongles

14 cm - ref. COUPONG14
16 cm - ref. COUPONG16

11- Pince London College

15 cm - ref. LONDONCOL

gynécologie



12- Pince longuette

A pansement utérin - 25 cm - ref. PILONG25

13- Pince Kelly

Droite - 14 cm - ref. PIKED14
courbe - 14 cm - ref. PIKEC14

14- Pince de Douay

A biopsie du col - 25 cm - ref. PIDOUAY25B

O.R.L.



1



2



3

1- Anse de Billau

16 cm - ref. ANSEBILL

2- Anse de Snellem

13.5 cm - ref. ANSESNELLEM

3- Stylet porte-coton

14 cm - ref. PORTECOTON14

dermatologie



4



5



6



7

4- Curette dermatologique Lupus Besnier - Qualité standard

Pleine : 3 mm - ref. CURBES3B
4 mm - ref. CURBES4B
5 mm - ref. CURBES5B
6 mm - ref. CURBES6B
7 mm - ref. CURBES7B

Fenêtrée : 3 mm - ref. CURBES3BF
4 mm - ref. CURBES4BF
5 mm - ref. CURBES5BF
6 mm - ref. CURBES6BF
7 mm - ref. CURBES7BF

5- Curette dermatologique Lupus Besnier - Qualité supérieure

Pleine : 2 mm - ref. CURLUPP2
3 mm - ref. CURLUPP3
4 mm - ref. CURLUPP4

Fenêtrée : 2 mm - ref. CURLUPP2
4 mm - ref. CURLUPP4

6- Grattoir de Vidal - Qualité supérieure

Tranchant - 13 cm - ref. GRATVIDAL

7- Grattoir de Brock - Qualité supérieure

Mousse - 13 cm - ref. GRATBROCKM

examens gynécologiques & proctologiques



1- Pince languette

A pansement utérin - 25 cm - ref. PILONG25

2- Hystéromètre

2A- Avec curseur - ref. HYSTER25502

2B- Sans curseur - ref. HYSTER25501

3- Spéculum vaginal stérile

Petit (20 mm) - ref. SPECSP

Moyen (26 mm) - ref. SPECISM

Grand (30 mm) - ref. SPECISG

4- Spéculum vaginal inox - Qualité standard - Marquage C.E.

A- Collin : 17 mm - ref. SPECCOL17
25 mm - ref. SPECCOL25
32 mm - ref. SPECCOL32
35 mm - ref. SPECCOL35B
38 mm - ref. SPECCOL38B
40 mm - ref. SPECCOL40

B- Cusco : 17 mm - ref. SPECCUS17
25 mm - ref. SPECCUS25
30 mm - ref. SPECCUS30
35 mm - ref. SPECCUS35

5- Spatule gynécologique de Ayres

Spatule à usage unique - ref. SPA

6- Ecouvillon

Non stériles - 15 cm - ref. ECOU

7- Accessoires pour instruments d'anuscopie Unispec

7A- Anuscope U.U. - ref. ANUS0319925

7B- Proctoscope U.U. - ref. PROCTO319825

7C- Rectoscope U.U. - ref. RECT318825

8- Lubrifiant pour endoscopes KY

Gel KY stérile en tube de 5 g - ref. GELKY5

Tube de 82 g - ref. GELKY82

boîte de petite chirurgie


1- Boîte de petite chirurgie

Boîte en aluminium - dim. 18 x 9 x 4 cm.

Comprenant :

- 1 paire de ciseaux Dauphin droits 14 cm.
- 1 paire de ciseaux d'iridectomie droits 11 cm.
- 1 pince à disséquer sans griffe 14 cm.
- 1 pince à disséquer avec griffes 14 cm.
- 1 pince Halstead courbe sans griffe 12,5 cm.
- 1 pince à écharde 9 cm.
- 1 pince Kocher droite avec griffes 14 cm.
- 1 porte-aiguille Mayo-Hedgar 14 cm.
- 1 sonde cannelée.
- 1 manche de bistouri n°3.

ref. BOACHIR



divers



2- Marteaux à réflexe

Marteau à réflexes Babinski pointe externe.

ref. MARBAE

Marteau à réflexes Babinski aiguille interne et externe.

ref. MARBAI

Marteau à réflexes de Vernon pédiatrique.

ref. MARVE

3- Porte-aiguilles

3A- Doyen inox - 13 cm - ref. POADYOEN13

3B- Mayo-Hedgar i nox : 14 cm - ref. POA14
16 cm - ref. POA16

4- Abaisse-langue U.U.

4A- Modèle adulte - ref. ABAP100C

4B- Modèle enfant - ref. ABEP100C

5- Abaisse-langue métal

Modèle adulte - ref. ABAMETAL

6- Clamp de Weiss

Pince presse-tube inox - 16 cm - ref. CLAMW16

7- Sonde cannelée

Inox - 14 cm - ref. SOCA

8- Stylet olivaire

Inox - 14 cm - ref. STYL

lames et manches chirurgicaux



1- Bistouris standards stériles Swann Morton

Les bistouris sont composés d'une lame en acier inoxydable et d'un manche en plastique de couleur bleue. Disponibles en 11 tailles correspondant à 11 formes de lame :

Lame N°10 - Ref. B10	Lame N°20 - Ref. B20
Lame N°10A - Ref. B10A	Lame N°21 - Ref. B21
Lame N°11 - Ref. B11	Lame N°22 - Ref. B22
Lame N°12 - Ref. B12	Lame N°23 - Ref. B23
Lame N°15 - Ref. B15	Lame N°24 - Ref. B24
Lame N°18 - Ref. B18	

2- Bistouris sécurisés à lame rétractable Swann Morton

Ces bistouris sont la réponse aux risques potentiels de coupures / piqûres pendant leur utilisation et leur transmission. Mise en œuvre de la lame à l'aide du bouton-poussoir ; celui-ci comporte des rainures anti-glisse pour sécuriser la prise avec une main gantée. Après usage, un « clic » audible confirme la position rentrée de la lame.

Disponibles en 3 tailles :
 N° 10 - Bouton-poussoir noir - Ref. B10S
 N° 11 - Bouton-poussoir bleu - Ref. B11S
 N° 15 - Bouton-poussoir vert - Ref. B15S

3- Lames stériles

3A- Lames standards

En acier au carbone et en acier inoxydable SF 100, les lames standards sont disponibles en 19 tailles différentes :

N°10 - Ref. LAS10	N°14 - Ref. LAS14	N°20 - Ref. LAS20	N°24 - Ref. LAS24
N°10A - Ref. LAS10A	N°15 - Ref. LAS15	N°21 - Ref. LAS21	N°25 - Ref. LAS25
N°11 - Ref. LAS11	N°15A - Ref. LAS15A	N°22 - Ref. LAS22	N°26 - Ref. LAS26
N°12 - Ref. LAS12	N°15C - Ref. LAS15C	N°22A - Ref. LAS22A	N°27 - Ref. LAS27
N°12D - Ref. LAS12D	N°18 - Ref. LAS18	N°23 - Ref. LA230	

3B- Lames Fines

Petites lames minces en acier inoxydable destinées aux opérations délicates.

Disponibles en 5 tailles, en double biseau :

N°SM61 - Ref. LASM61	N°SM65 - Ref. LASM65	N°SM67 - Ref. LASM67
N°SM64 - Ref. LASM64	N°SM65A - Ref. LASM65A	

3C- Lames pour greffe de peau SG3

La lame SG3 dispose d'un tranchant de 5 cm de long ; elle se monte sur les manches standards à bout étroit.

Ref. LASG3

4- Stitch cutters Swann Morton

Ces coupe fils stériles sont à utiliser sans manche. Disponible en version courte (acier au carbone) - Ref. STIT et en version longue (acier inoxydable) - Ref. STITL

Lames non stériles Swann Morton

En acier au carbone, elles sont disponibles en 14 tailles :

N°10 - Ref. LANS10	N°15A - Ref. LANS15A	N°24 - Ref. LANS24
N°10A - Ref. LANS10A	N°20 - Ref. LANS20	N°25 - Ref. LANS25
N°11 - Ref. LANS11	N°21 - Ref. LANS21	N°25A - Ref. LANS25A
N°12 - Ref. LANS12	N°22 - Ref. LANS22	N°26 - Ref. LANS26
N°15 - Ref. LANS15	N°23 - Ref. LANS23	

5- Manches de bistouris

Manches de bistouris Swann Morton

Disponibles en alliage au nickel ou en acier inoxydable et en plusieurs formats : embout étroit N°3 ou large N°4, manche long ou court.

Manches courts :

- Manche N°3 - pour lames N°6 à 16 et 40 :
Ref. MA3 (Nickel) - Ref. MA3I (Inox)
- Manche N°4 - pour lames N°18 à 36 :
Ref. MA4 (Nickel) - Ref. MA4I (Inox)

Manches longs :

- Manche N°3L - pour lames N°6 à 16 et 40 :
Ref. MA3L (Nickel uniquement)
- Manche N°4L - pour lames N°18 à 36 :
Ref. MA4L (Nickel uniquement)

Manches de bistouris inox standards

Disponibles en 2 formats :

- Manche N°3 - Ref. MA3P
- Manche N°4 - Ref. MA4P



rasoirs chirurgicaux

Rasoirs Universal

Rasoirs à usage unique avec protection, stériles ou non stériles.

1 lame double tranchant.
Coloris bleu.

Ref. RAS2 - Stériles
RANS2 - Non stériles

Rasoirs Wilkinson

Rasoirs à usage unique, non stériles pour hôpitaux, disponibles à 1 lame ou 2 lames.

Lame en acier inoxydable.
Coloris vert.

Ref. RANS1W - 1 lame
RANS2W - 2 lames



bistouri électrique

Bistouri électrique Statome T100

Étudié spécialement pour la petite chirurgie de consultation, le STATOME T100 vous permet d'effectuer :

- La coupe monopolaire.
- La coagulation monopolaire.
- La coagulation bipolaire.
- L'épilation monopolaire.

Simple à régler, léger et peu encombrant, le STATOME T100 répond très précisément aux besoins des médecins généralistes ou spécialistes en cabinet.

Livré avec 1 cordon secteur, une pédale pneumatique, 1 manche porte-électrode et un cordon non-autooclavable, 1 électrode indifférente à main pour épilation avec cordon, 1 jeu d'électrodes, 1 kit d'épilation, 1 cordon avec 10 plaques jetables double zone et une notice d'utilisation.

Ref. STATOMET100



aiguilles BALLET®

Aiguilles jetables pour épilation

Les aiguilles Ballet® sont fabriquées avec une pointe bien définie et une surface unie et lisse. La pointe arrondie et fuselée de l'aiguille aide l'électrologue à localiser l'entrée du follicule. Après insertion, l'aiguille glisse en douceur pour atteindre la base du follicule.

Aiguilles en acier inoxydable

Aiguilles d'épilation standards, idéales pour les patients à peau robuste et saine qui répondent bien aux traitements d'épilation électrique.

2 tailles :

K2 (0.055 mm) - Ref. AIBALK2 - K3 (0.075 mm) - Ref. AIBALK3

Aiguilles isolées

Conseillées pour les patients ayant une forte sensibilité à la gêne procurée par l'épilation électrique.

2 tailles :

K2 (0.055 mm) - Ref. AIBALK2I - K3 (0.075 mm) - Ref. AIBALK3I



crayons dermatologiques

2 coloris :

Bleu - Ref. CRAYONB

Rouge - Ref. CRAYONR



scies à plâtres



1



2



1- Scie à plâtre oscillante avec variateur de vitesse CLASSIC

Scie robuste et fiable à faible niveau de vibration. Protection contre les surcharges intégrée.

Variateur de vitesse : 6500 à 24000 oscillations par minute.

230 V - 50 Hz.

Conforme aux normes européennes ; marquage C.E.

Livrée dans un étui carton avec :

1 câble de 5 m.

1 lame de scie circulaire Ø 50 mm pour plâtre naturel.

1 lame de scie circulaire Ø 65 mm pour plâtre naturel.

1 paire de clés pour le remplacement des lames.

1 mode d'emploi.

Garantie : 1 an.

Poids : 1,25 Kg.

Ref. SCIE4730000

2- Scie à plâtre oscillante avec variateur de vitesse COMPACT

De construction robuste, ergonomique, la scie Compact dispose d'une capacité élevée de fonctionnement continu et ne nécessite pas de maintenance spéciale.

Faible vibration.

Protection contre les surcharges intégrée.

Variateur de vitesse : 12000 à 21000 oscillations par minute.

230 V - 50 Hz.

Conforme aux normes européennes ; marquage C.E.

Garantie : 1 an.

Livrée dans un étui carton avec :

1 câble de 5 m.

1 lame de scie circulaire Ø 65 mm pour plâtre naturel.

1 lame de scie circulaire Ø 65 mm pour plâtre résine.

1 clé hexagonale pour le remplacement des lames.

1 mode d'emploi.

Poids : 1,1 Kg.

Ref. SCIECOMPACT

Lames durcies pour plâtre de synthèse

Lames de scie circulaire Ø 50 mm ou 65 mm pour plâtre résine.

Pour scies Classic et Compact.

Ref. LAME4730051 - Ø 50 cm.

Ref. LAME4730066 - Ø 65 cm.

pèse-personne classe médicale TANITA

1- Pèse-personne à colonne WB 100 MA - Classe III

- Fonction BMI.
- Capacité de poids maximale : 200 kg.
- Graduation de la balance : 0,1 kg.
- Grande précision assurée par un capteur unique.
- Fonctions tare et stabilisateur.
- Connexion interface RS232C.
- Mode de pesée seule.
- Arrêt automatique.
- Ecran relié à la plateforme par une colonne.
- Hauteur clavier : 734 mm.
- Alimentation : Transformateur fourni branché sur secteur ou 6 piles Baby.
- Homologation conforme à la directive sur les dispositifs médicaux (MDD) et la directive relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (NAWI) Classe III.
- Poids : 7.6 Kg.

Ref. PESEWB100MAP

1



pèse-personnes classe médicale SECA

2



3



4
5



2- Pèse-personne à colonne SECA 780

Particulièrement économe, le jeu de piles de cette balance à colonne suffit pour effectuer jusqu'à 80 000 pesées. Le secret de la balance SECA 780 : un capteur à diapason conçu et breveté par SECA dont la consommation en énergie est extrêmement faible.

Capacité : 200 kg.

Graduations : 100 g.

Dim. 310 x 815 x 410 mm - Plateforme 310 x 324 mm - Poids : 6,6 kg.

Alimentation : piles / secteur en option.

Ref. PESE780

4- Pèse-personne à colonne SECA 701 - Classe III

Grâce à sa très faible consommation en énergie, cette balance robuste permet jusqu'à 16 000 pesées avec un seul jeu de piles. Equipée d'une grande unité d'affichage LCD bien lisible, elle indique également l'indice BMI et peut être équipée ultérieurement d'une toise SECA 220 pour peser et mesurer en une seule opération. En alternative, la balance SECA 701 est également disponible avec une interface pour imprimante intégrée à l'unité d'affichage.

Capacité : 200 kg.

Graduations : 100 g.

Dim. 292 x 848 x 409 mm - Plateforme 292 x 75 x 300 mm - Poids : 8.8 kg.

Alimentation : piles / secteur en option.

Ref. PESE701

3- Pèse-personne à colonne SECA 797 - Classe III

Cette balance électronique moderne ne dispose pas seulement des fonctions TARE et HOLD, elle calcule également l'indice de masse corporelle (Body-Mass-Index = BMI), un précieux paramètre de contrôle nutritionnel.

Capacité : 160 kg.

Graduations : 200 g.

Dim. 292 x 855 x 390 mm - Plateforme 290 x 297 mm - Poids : 6,6 kg.

Alimentation : piles.

Ref. PESE797

5- Pèse-personne à colonne SECA 701 + Interface RS232

La solution intégrée : sur ce modèle seca 701, l'interface pour imprimante est déjà intégrée à l'unité d'affichage. Un adaptateur RS232 externe n'est donc plus nécessaire et la balance peut être directement branchée sur une imprimante ou un ordinateur.

Ref. PESE701

pèse-personnes classe médicale SECA



1



2



3



4



4



1- Pèse-personne électronique SECA 861 - Classe III

Une unité d'affichage surélevée et une surface de pesée confortable. Mise en marche automatique par effleurement du pied. La consommation en énergie est réduite au minimum : un seul jeu de piles pour env. 16 000 pesées. Un solide boîtier en aluminium assure la stabilité du SECA 861 et protège son unité d'affichage.

Capacité : 200 kg.

Graduations : 100 g.

Dim. 292 x 244 x 409 mm - Plateforme 292 x 300 mm - Poids : 8 kg.

Alimentation : piles / secteur en option.

Ref. PESE861

2- Pèse-personne électronique SECA 862 - Classe III

Une innovation : ce pèse personne plat particulièrement économique est équipé d'un dispositif d'affichage à distance muni d'un câble (2,70 m) pouvant être posé sur une table ou fixé au mur. Sa fonction de valeur seuil est particulièrement adaptée à des applications ergothérapeutiques et orthopédiques.

Capacité : 200 kg.

Graduations : 100 g.

Dim. display 215 x 85 x 110 mm - Plateforme 292 x 75 x 300 mm - Poids : 7.6 kg.

Alimentation : piles / secteur en option.

Ref. PESE862

3- Pèse-personne électronique SECA 888 - Classe III

Une fonction d'extinction automatique et une construction extrêmement plate assurent l'économie d'énergie et d'espace de ce pèse-personne.

Capacité : 160 kg.

Graduations : 200 g.

Dim. 330 x 130 x 380 mm - Plateforme 320 x 300 mm - Poids : 8 kg.

Alimentation : piles.

Ref. PESE888

4- Pèse-personne mécanique SECA Selecta 791 - Classe III / SECA 761 - Classe III

Pour tous les goûts : chacun trouvera dans la gamme des différents modèles de ce pèse-personne exclusif celui qui s'harmonise le mieux avec son intérieur.

Capacité : 150 kg.

Graduations : 1 Kg.

Dim. 300 x 105 x 460 mm - Poids : 4 kg.

Disponible en plusieurs versions :

SECA 791 - Revêtement blanc / cadran blanc - Ref. PESESELECTABB

SECA 791 - Revêtement noir / cadran noir - Ref. PESESELECTANN

SECA 761 - Revêtement noir / cadran blanc - Ref. PESESELECTABN

Bloc secteur pour pèse-personnes électroniques SECA 447

Ref. TRANSFO447

pèse-personnes électroniques gamme privée SECA



1



2



3



4

1- Pèse-personne SECA Aura 807

Un design attrayant pour une technologie moderne. Sous ce remarquable plateau en acier et verre, le pèse-personne SECA Aura 807 abrite une technologie particulièrement efficace à 4 cellules de pesée permettant de déterminer un poids avec une très grande précision. Ce pèse-personne ne nécessite pratiquement pas d'entretien ; sa robustesse et sa simplicité d'utilisation en font un instrument idéal.

Capacité : 150 kg.

Graduations : 100 g.

Dim. 310 x 37 x 310 mm - Plateforme 300 x 6 x 300 mm - Poids : 1.9 kg.

Alimentation : piles.

Fonctions : Extinction automatique.

Ref. PESE807

2- Pèse-personne SECA Robusta 813

Un facteur essentiel de la santé de l'être humain considérée sous un angle général est son poids. Le surpoids va de pair avec un accroissement du risque de troubles graves du métabolisme tels que l'hypertension ou le diabète. De même, une perte de poids peut déjà contribuer à réduire significativement ces risques. L'extrême précision de ce pèse-personne en fait ainsi un instrument idéal de contrôle du poids mais également une balance domestique parfaite pour tous ceux qui sont soucieux de leur santé et qui sauront en apprécier le confort, la robustesse et la fiabilité.

Capacité : 200 kg.

Graduations : 100 g.

Dim. 433 x 47 x 373 mm - Hauteur des chiffres : 29 mm - Poids : 2.6 kg.

Alimentation : piles.

Fonctions : Extinction automatique, commutation Kg / lbs / sts.

Ref. PESE813

3- Pèse-personne SECA Alpha 770

Intelligent et fort, ce pèse-personne plat extrêmement robuste prouve qu'intelligence et force ne sont pas forcément incompatibles. La fonction d'arrêt automatique et une capacité de 200 kg vous en convaincront sans aucun doute.

Capacité : 200 kg.

Graduations : 100 g.

Ref. PESEALPHA

4- Pèse-personne SECA Omega 873

La précision au service de la santé : la balance SECA Omega 873 vous indique votre poids à 50 g près.

Capacité : 150 kg.

Graduations : 50 g.

Dim. 310 x 61 x 324 mm - Poids : 4.7 kg.

Alimentation : piles.

Coloris : blanc.

Ref. PESEOMEGA



1



2



3



4

5- Pèse-personne SECA Erecta 844

L'élégante colonne d'affichage du modèle SECA Erecta 844 permet la lecture commode du poids indiqué. Munie d'une poignée et d'un automatisme 'Step-On'.

Capacité : 140 kg.

Graduations : 100 g.

Dim. 300 x 65 x 375 mm - Poids : 2.5 kg.

Alimentation : piles.

Ref. PESEERECTA

6- Pèse-personne SECA Bellissima 841

Grâce à son unité d'affichage LCD de grande taille, la SECA Bellissima 841 affiche en un clin d'oeil votre poids exact.

Capacité : 140 kg.

Graduations : 100 g.

Dim. 300 x 45 x 310 mm - Poids : 2 kg.

Alimentation : piles.

Ref. PESEBELLISSIMA

7- Pèse-personne SECA Bella 840

La forme harmonieuse de la SECA Bella 840 et son unité d'affichage LCD parfaitement lisible caractérisent cette balance plate qui allie confort, grâce et précision.

Capacité : 140 kg.

Graduations : 100 g.

Dim. 300 x 45 x 310 mm - Poids : 2 kg.

Alimentation : piles.

Ref. PESEBELLA

8- Balance diététique SECA Figura

Grâce à sa Fonction TARE et à sa graduation particulièrement précise, cette balance électronique de ménage et de régime est prédestinée à un usage diététique.

Capacité : 2.2 kg.

Graduations : 2 g.

Dim. 145 x 40 x 240 mm - Poids : 530 g.

Alimentation : piles.

Ref. PESEFIGURA

pèse-personnes mécaniques gamme privée SECA



1



2

1- Pèse-personne SECA Colorata 760

De la couleur pour un classique : désormais, le modèle classique Seca 760 est non seulement disponible en blanc, mais aussi en rouge vif, en jaune lumineux ou en bleu profond. Pour mettre une touche de couleur dans la grisaille quotidienne. La teinte du revêtement du plateau en doux caoutchouc rainuré reprend le ton de la couleur du boîtier.

Capacité : 150 kg.

Graduations : 1 Kg.

Dim. 300 x 105 x 460 mm - Poids : 4 kg.

- Blanc - Ref. PESECOLORATABL
- Bleu - Ref. PESECOLORATABL
- Jaune - Ref. PESECOLORATAJ
- Rouge - Ref. PESECOLORATAR

2- Pèse-personne SECA Viva 750

Belle et pratique : un solide boîtier d'acier laqué par revêtement par poudre, l'affichage du poids sur cadran rond, un plateau revêtu de similicuir blanc ou noir facile à nettoyer, il n'en faut pas plus pour le plaisir de se peser.

Capacité : 150 kg.

Graduations : 1 Kg.

Dim. 315 x 115 x 468 mm - Poids : 4 kg.

- Blanc - Ref. PESEVIVA
- Noir - Ref. PESEVIVANOIR

pèse-personnes électroniques gamme privée TANITA



3- Pèse-personne électronique HD 326

- Ecran LCD rouge dimension 26 mm.
- Mise en marche par simple toucher.
- Graduation : 100 g.
- Capacité : 150 kg.
- Alimentation : Pile 9 Volt non fournie.
- Couleur blanche.

Ref. PESEHD326

4- Pèse-personne électronique HD 305

- Mesure instantanée du poids.
- Mécanisme de haute précision.
- Facilité de lecture grâce à l'affichage LCD extra large - Hauteur des chiffres : 32 mm.
- Capacité : 150 Kg.
- Graduation : 100 g.
- Source d'énergie : Piles.
- Coloris blanc.

Ref. PESETHD305

5- Pèse-personne électronique HD 370

- Verre de sécurité.
- Châssis chromé.
- Ecran LCD extra-large éclairé.
- Mise en marche par simple toucher.
- Graduation : 100 g.
- Capacité : 150 kg.
- Hauteur de l'écran : 38 mm.
- Alimentation : pile lithium fournie.
- Couleur verre/argent.

Ref. PESEHD370

pèse-personne mécanique gamme privée TANITA

6- Pèse-personne mécanique HA 622

- Mesure instantanée du poids.
- Mécanisme de haute précision.
- Facilité de lecture.
- Capacité : 130 Kg.
- Graduation : 1 Kg.
- Coloris noir.

Ref. PESEHA622



impédancemètres professionnels

1



2



1- Analyseur de composition corporelle TBF 300 GS

- Fournit l'analyse corporelle détaillée des différents éléments : poids, indice de masse corporelle, taux de masse grasse, masse hydrique, masse maigre, métabolisme de base et valeurs idéales.
- Possède une fonction établissement d'objectifs (fonction GS) qui calcule la quantité de graisse à perdre de façon à atteindre un objectif donné. Cette fonction se concentre sur la masse de graisse réelle plutôt que sur le poids.
- Affichage numérique autonome avec imprimante intégrée.
- Capacité de poids maximale : 200 kg.
- Graduation de la balance : 0,1 kg.
- Graduation du taux de graisse corporelle : 0,1%.
- Grande précision assurée par un capteur unique.
- Mode de pesée seule.
- Connexion interface RS232C.

Ref. PESETBF300P

2- Analyseur de composition corporelle BF 522W

- Mesure instantanément le poids, le taux de graisse corporelle et la masse hydrique.
- Mode adulte, enfant et athlète.
- Mode de pesée seule.
- Capacité de poids maximale : 150 kg.
- Graduation de la balance : 0,1 kg.
- Graduation du taux de graisse corporelle: 0,1%.

Ref. PESEBF522W

Accessoire

Rouleau de papier imprimante pour TANITA TBF 300 GS.

Ref. PAPIMPTANITA

impédancemètres grand public

3



4



5



3- Balance impédancemètre UM 015

- Mesure instantanément le poids et le taux de graisse corporelle.
- Mode adulte et enfant.
- 4 mémoires + 1 touche invité.
- Affichage LCD extra large.
- Capacité de poids maximale : 136 kg.
- Graduation de la balance : 0,1 kg.
- Graduation du taux de graisse corporelle : 0,1%.
- Garantie : 3 ans.

Ref. PESEUM015

4- Balance impédancemètre UM 023

- Mesure instantanément le poids et le taux de graisse corporelle.
- Mode adulte et enfant.
- 4 mémoires + 1 touche invité.
- Reconnaissance automatique.
- Indique si le taux de graisse est dans les normes.
- Affichage LCD extra large.
- Capacité de poids maximale : 150 kg.
- Graduation de la balance : 0,1 kg.
- Graduation du taux de graisse corporelle : 0,1%.
- Garantie : 3 ans.

Ref. PESEUM023

5- Balance impédancemètre BC-532

- Mesure du poids, du taux de graisse corporelle, du taux de masse hydrique, du niveau de graisse viscérale, du métabolisme basal, de l'âge métabolique, de la mesure de la masse musculaire et de la masse osseuse.
- Mode enfant, adulte et athlète.
- 4 mémoires, 1 touche invité, 1 touche de pesée seule et échelle de normalité.
- Capacité de poids maximale : 150 kg.
- Graduation de la balance : 0,1 kg.
- Graduation du taux de graisse corporelle : 0,1%.
- Garantie : 3 ans.

Ref. PESEBC532

fauteuils de pesée

La gamme de fauteuils de pesée SECA permet une pesée confortable en position assise ; la forme du siège assure un positionnement optimal. Les accoudoirs et repose-pieds escamotables permettent d'effectuer sans aucune gêne des transferts du lit au fauteuil pèse-personne, et ce, en toute sécurité. Les freins arrière peuvent bloquer les roues pour que le patient puisse s'asseoir et se relever sans risque. L'unité d'affichage, placée à l'arrière du fauteuil, est facilitée par le module LCD extra large.

1



2



1- Fauteuils de pesée électroniques SECA 959 - Classe III / SECA 958 - Classe III

- Capacité de poids maximale : 200 Kg.
- Graduation : 50g < 150 Kg < 100 g pour SECA 959 / 100 g < 150 Kg < 200 g pour SECA 958.
- Fonctions : mode veille automatique, TARE, HOLD, BMI, communication Kg/lbs.

Ref. FAU959
FAU959I avec interface PC / Imprimante RS232
FAU958

2- Fauteuil de pesée électronique SECA 954

- Capacité de poids maximale : 200 Kg.
- Graduation : 100 g.
- Fonctions : mode veille automatique, TARE, HOLD, BMI, communication Kg/lbs/sts.

Ref. FAU954

plateforme de pesée

3- Plateforme de pesée électronique SECA 665 Classe III

Avec son plateau surbaissé et sa rampe d'accès qui s'abaissent automatiquement, cette balance est facilement accessible en fauteuil roulant. Les butées latérales sont un facteur de sécurité supplémentaire. Repliée, cette plateforme est mobile grâce à ses roulettes de transport.

- Capacité de poids maximale : 300 Kg.
- Graduation : 100 g < 200 Kg < 200 g.
- Fonctions : mode veille automatique, pré-TARE, TARE, HOLD changement de sensibilité, amortissement, communication Kg/lbs.

Ref. PLATEF0665



3




pèse-lit

4- Pèse-lit électronique SECA 985 Classe III avec chariot pour accessoires

Permet de peser en douceur et avec précision les patients alités. Les leviers intégrés facilitent la mise en place, sans difficulté, des quatre cellules sous les roulettes du lit. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les leviers peuvent être rangés dans le chariot pour accessoires.

- Capacité de poids maximale : 500 Kg - poids maximal du patient : 200 Kg.
- Graduation : 100 g < 200 Kg < 200 g.
- Fonctions : Pré-TARE, TARE, HOLD, BMI, valeur limite, amortissement, communication Kg/lbs.

Ref. PESELIT985



4

pèse-bébé mécanique SECA

1- Pèse-bébé mécanique SECA 745 - Classe III

Mécanisme de qualité, boîtier laqué résistant aux chocs et contrepois de précision. Avec son plateau délicatement incurvé, le SECA 745 ne manquera pas d'attirer les regards.

Capacité : 16 kg - Graduation : 10 g.
Dim. 550 x 190 x 305 mm - Poids : 6 kg.

Ref. PESEBEBE745

2- Valise de transport SECA 425

Cette mallette sur mesure protège parfaitement les balances SECA 757, 717, 745, 888, 862 et 884, et permet de les transporter dans des conditions optimales. Roulettes de transport en matière plastique et poignée de traction escamotable.

Dim. 450 x 700 x 210 mm - Poids 5.5 kg.

Ref. VALISE745



1

2

pèse-bébés électroniques SECA



3



4



5

6

3- Pèse-bébé électronique SECA 757 - Classe III

L'amortissement spécial de ce pèse-bébé et la fonction HOLD permettent une pesée rapide et précise, même des bébés les plus dynamiques. Le large plateau enveloppant en matière plastique est particulièrement ergonomique. Une compensation de TARE et une interface série RS232 complètent la fonctionnalité particulièrement élaborée de ce pèse-bébé.

Capacité : 15 kg - Graduation : 5 g.
Dim. 551 x 151 x 320 mm - Poids : 6.8 kg.

Alimentation secteur / accumulateur rechargeable.

Ref. PESEBEBE757

4- Pèse-bébé électronique SECA 717 - Classe III

Avec une graduation à 2 g près pour les poids inférieurs à 6 kg, le pèse-bébé à échelon variable SECA 717 enregistre les moindres progrès des nourrissons.

Capacité : 15 kg - Graduation : 2 g < 6 Kg > 5 g.
Dim. 551 x 163 x 320 mm - Poids : 6.5 kg.

Alimentation secteur.

Ref. PESEBEBE717

5- Pèse-bébé électronique portable SECA 336 - Classe III

Pèse-bébé particulièrement esthétique et compact. Même le modèle de base offre de nombreuses fonctions spéciales et peut être équipé ultérieurement d'une toise SECA 232.

Equipé d'un bac en ABS et d'un affichage LCD de grande dimension. Léger et muni d'une poignée, il se transporte facilement.

Capacité : 15 kg - Graduation : 10 g.
Dim. 640 x 105 x 300 mm - Poids : 3.6 kg.

Alimentation piles / secteur en option.

Ref. PESEBEBE336

6- Pèse-bébé électronique portable SECA 335 - Classe III

Le pèse-bébé SECA 335 est peu encombrant et trouve place dans la plupart des tiroirs. Grâce à la grande unité d'affichage LCD et à la poignée de transport de ce modèle, la pesée quotidienne est un jeu d'enfant. Equipé de la toise SECA 232, ce pèse-bébé permet de peser et mesurer la taille en une seule opération.

Capacité : 15 kg - Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g.
Dim. 640 x 105 x 300 mm - Poids : 3.5 kg.

Alimentation piles / secteur en option.

Ref. PESEBEBE335

7- Pèse-bébés électroniques SECA Lena 354 / Laetitia 364

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour détacher le bac de leur support et transformer ces pèse-bébés en robustes pèse-personnes pour enfants jusqu'à 20 kg (SECA 354, 50 kg SECA 364). La forme douce et arrondie du bac procure au bébé une sensation de bien-être et de sécurité ; la fonction BMIF (Breast Milk Intake Function - fonction « allaitement ») permet de contrôler avec précision la quantité de lait ingérée.

Capacité : 20 kg - Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g.
Dim. 552 x 156 x 332 mm - Poids : 3 kg.

Ref. PESEBEBE354 - Lena
Ref. PESEBEBE364 - Laetitia



7

pèse-bébés électroniques TANITA

8- Pèse-bébé électronique HD 590

- Plateau ergonomique.
- Lecture facilitée par l'affichage extra large.
- Capacité : 20 kg.
- Graduation : 10 g.
- Fonction de rappel de la dernière pesée.
- Fonction tare.
- Arrêt automatique.
- Dim. Plateau : 580 x 390 mm.
- Source d'énergie : Piles fournies.
- Garantie : 3 ans.

Ref. PESEBEBE590

Option :

Housse de transport pour HD 590 - Ref. HOUSSEPBB590

9- Pèse-bébé électronique TL 150 MA - Classe III

- Capacité de poids maximale : 15 kg.
- Graduation de la balance : 2 g < 6 kg > 5 g.
- Fonction anti-gigotement.
- Fonction Tare.
- Ecran LCD de 14 mm.
- Alimentation : Transformateur fourni branché sur secteur ou 6 piles Baby (non fournies).
- Dim. 315 x 240 x 83 mm - Poids : 4.2 Kg.
- Homologation conforme à la directive sur les dispositifs médicaux (MDD) et la directive relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (NAWI) Classe III.

Ref. PESEBEBE150MA



9

8

toises



1A



1B



1C

1- Accessoires pour pèse-bébés SECA

1A- Toise SECA 232

Permet, en une seule opération, de peser et mesurer la taille du bébé au millimètre près. Plage de mesure : 35 - 80 cm. Graduation : 1 mm. Dim. 640 x 85 x 280 mm - Poids : 450 g.

Ref. TOIS232

1B- Toise SECA 231

Transforme le pèse-bébé SECA 717 en un poste complet de pesage et de mesure. Plage de mesure : 35 - 80 cm. Graduation : 1 mm. Dim. 640 x 85 x 280 mm - Poids : 450 g.

Ref. TOIS231

1C- Sacoche de transport SECA 428

Permet de transporter votre pèse-bébé SECA 336 ou SECA 335 avec protection pratique en matière imperméable. Bandoulière, intérieur subdivisé en compartiments. Dim. 660 x 330 x 110 mm.

Ref. SACOCHE428



2- Toise SECA 210

Confortable, cette toise-matelas douce au contact et lavable est peu encombrante. La solution économique pour la mesure simple mais précise de la taille des nourrissons et enfants de petite taille. Plage de mesure : 10 - 99 cm. Graduation : 5 mm.

Dim. 305 x 140 x 1340 mm - Poids : 580 g.

Ref. TOIS210

3- Toise SECA 207

Elle peut être fixée à la table à langer ou simplement tenue avec la main. Son curseur extra-large facilite la mesure et, les deux curseurs étant repliables, cette toise qui permet une mesure précise en position réclinée est peu encombrante. Plage de mesure : 10 - 99 cm. Graduation : 1 mm.

Dim. 300 x 103 x 1040 mm - Poids : 700 g.

Ref. TOIS207

4- Toise SECA 202

Toise télescopique pour montage mural, version simplifiée du modèle SECA 222, elle ne perd rien en précision.

Plage de mesure : 6 - 200 cm.

Graduation : 1 mm.

Dim. 55 x 1322 x 34 mm - Poids : 900 g.

Ref. TOIS202

5- Toise SECA 222

Spécialement conçue pour le montage mural, cette toise télescopique indique la taille au millimètre près. Son large curseur repliable ainsi que la butée de talon font du modèle SECA 222 une toise de précision. Le disque acrylique sur le curseur permet une lecture sans erreur sur la graduation noir sur blanc de la surface anodisée de la toise. Plage de mesure : 6 - 230 cm. Graduation : 1 mm.

Dim. 120 x 1322 x 32 mm - Poids : 1.3 Kg.

Ref. TOIS222

6- Toise SECA 206

Ce mètre déroulant métallique automatique se monte au mur sans difficulté. La plaque murale assure la stabilité et la lunette du curseur permet une lecture commode, même d'en bas. Plage de mesure : 0 - 220 cm. Graduation : 1 mm.

Dim. 120 x 130 x 175 mm - Poids : 200 g.

Ref. TOISMI

7- Toise SECA 220

Plus courte mais tout aussi pratique, cette toise télescopique est conçue pour équiper une balance SECA.

Plage de mesure : 85 - 200 cm.

Graduation : 1 mm.

Dim. 55 x 784 X 34 mm - Poids : 700 g.

Ref. TOIS220NM

8- Toise-ruban SECA 200

Pratique, le ruban de mesure périmétrique SECA 200 s'utilise aussi bien en pédiatrie que pour des patients adipeux ou présentant un risque de thrombose.

Le ruban est gradué sur les deux faces et permet ainsi, outre la mesure des circonférences celle d'autres longueurs.

Plage de mesure : 15 - 200 cm.

Graduation : 1 mm.

Dim. 90 x 25 x 65 mm - Poids : 50 g.

Ref. TOIS200

9- Toise-ruban SECA 212

Une double fonction : le ruban gradué SECA 212 pour la mesure du périmètre crânien s'utilise des deux côtés. La face avant permet de déterminer le périmètre de la tête d'un bébé ou d'un enfant, et la face arrière sert à évaluer la symétrie faciale. La boîte fait fonction de distributeur pratique dans lequel les rubans ne se froissent pas.

Plage de mesure : 5 - 59 cm.

Graduation : 1 mm.

Dim. ruban 640 x 26 mm. Dim. boîtier 142 x 142 x 30 mm - Poids : 67 g.

Ref. TOIS212

10- Toise «Conseil de révision»

Toise en bois stabilisé verni, sur socle renforcé.

Plage de mesure : 0 - 200 cm.

Graduation : 5 mm.

Chiffres tous les 5 cm.

Dim. socle 46 x 40 cm - Poids : 2.5 Kg.

Ref. TOISBC

11- Toise murale adulte

Toise en bois.

Plage de mesure : 0 - 200 cm.

Graduation : 5 mm.

Chiffres tous les 5 cm.

Poids : 800 g.

Ref. TOISBA

12- Toise sur table

Toise bébé en bois.

Plage de mesure : 0 - 100 cm.

Graduation : 5 mm.

Chiffres tous les 5 cm.

Poids : 1.2 Kg.

2 coloris disponibles :

Bois naturel - Ref. TOISBB

Bois blanc - Ref. TOISBBBC

13- Goniomètre

Instrument en matière plastique permettant de mesurer les angles du corps. Impression noire sur règlelette plastique transparente.

Ref. GONIOPLAST

thermomètres auriculaires électroniques



1

1- Thermomètre OMRON GT-510

Deux fonctions de mesure.
Mesure instantanée en 1 seconde.
Pour les mesures difficiles, détection automatique de la température pendant une durée maximale de 10 secondes.
Indicateur sonore de début et de fin de mesure.
Plage de mesure de 34° à 42.2° C.
Hygiène garantie grâce aux embouts de protection jetables.
Livré dans un boîtier de rangement avec 10 embouts de protection.
Garantie : 2 ans.

Ref. THERMAUR

Protecteur de sonde pour OMRON GT-510

Boîte de 20 protecteurs.

Ref. THERMPROITS



2

2- Thermomètre BRAUN Thermoscan PRO 4000

Rapidité et précision grâce à la technologie exclusive Exac Temp™.
Le système de détection du protège-sonde garantit un transfert précis de la chaleur infrarouge et une grande exactitude des températures.
Le bouton d'éjection automatique du protège-sonde permet un remplacement facile et rapide des protections.
L'embout de sonde préchauffé garantit l'exactitude des résultats.
L'écran LCD à lecture facile affiche les températures en Celsius et en Fahrenheit.
Garantie : 3 ans.
Délai de mesure : 3 à 7 secondes.
Plage de température ambiante : 10.0 °C - 40.0 °C
Plage de température du patient : 20.0 °C - 42.2 °C

Ref. THERMAURI

Protection de sonde pour BRAUN Thermoscan PRO 4000

Boîte de 800 protections.

Ref. THERMPROB

thermomètres et accessoires



3

3- Thermomètre infrarouge à affichage digital

Plage de prise de mesure : 32.2 °C - 43.3 °C.
9 mémoires.
Extinction automatique après 1 mn sans utilisation.
Indicateur d'usure des piles.
Conforme aux normes ISO 13485, EN 12470-5 et ASTM 1965-98.

Ref. THERMEFRONTI



4



6



6- Protège-thermomètre électronique lubrifié Tempasept

La double protection des 2 étuis jetables permet d'améliorer l'hygiène lors de la prise de température, évitant ainsi toute contamination.
Boîte de 1000 unités.

Ref. TEMPASEPTEL



7

4- Thermomètre électronique à affichage digital

Rapide, incassable, étanche et muni d'un signal sonore pour la prise de mesure.
Plage de mesure : 32.0 °C - 42.0 °C.
Indicateur d'usure des piles.

Ref. THERME

7- Thermomètre stérile à usage unique 3M™ Tempa.DOT™

Thermomètre qui offre, par une lecture simple, un résultat fiable et précis.
Bandelette comportant 50 points matriciels permettant une lecture allant de 35,5°C à 40,4°C, graduation au 1/10^{ème}.
Chaque point, initialement beige, vire au bleu, quand une certaine température est atteinte.
Le thermomètre 3M™ Tempa.DOT™ est à usage unique, il peut s'utiliser en mode buccal et axillaire.
Conforme à la norme EN2470-2.

Ref. THERMBUCAL



5

5- Thermomètre tétine

Thermomètre enfant tétine « Lion » sans verre, ni mercure.
Arrêt automatique.
Indicateur d'usure des piles.
Signal sonore pour la prise de mesure.
Waterproof.

Ref. THERMSUC



8

8- Portefeuille de température

Portefeuille sans rabat en polyéthylène haute densité.
Dim. 24 x 33 cm.

Ref. PFTGM



tensiometres SPENGLER



■ Tensiomètres manopaires

1- Ergo-Sphyg II®

Léger et ergonomique. Utilisation droitier / gaucher. Tensiomètre anéroïde avec manopaire en ABS et bouton-poussoir central à 3 positions (gonflage, décompression et dégonflage) commandé par simple pression du pouce.

Livré en trousse.

Disponible en modèle Adulte - ref. TE520971

Enfant - ref. TE520922

Kit 3 brassards (Large adulte, adulte et enfant) - ref. TE520980

2- LIAN Métal®

Modèle standard simple tubulure, grand cadran avec cuillère et robinet de décompression latéraux en métal ; boîtier en métal chromé mat avec protège-manomètre en PVC.

Livré en trousse.

Disponible en modèle Large adulte - ref. TE521310

Adulte - ref. TE521311

3- LIAN NM®

Modèle standard simple tubulure. Utilisation droitier / gaucher. Tensiomètre anéroïde avec boîtier en métal chromé mat, protège-manomètre en mousse anti-choc et robinet de décompression métal.

Livré en trousse

Disponible en modèle Large adulte - ref. TE520620

Adulte - ref. TE520621 / Enfant - ref. TE520622 / Nourrisson - ref. TE520624

Kit 3 brassards (Large adulte, adulte et enfant) - ref. TE520616

4- LIAN Couleur®

Robuste et élégant. Manopaire simple tubulure avec cuillère latérale.

Tensiomètre anéroïde avec boîtier métal poudré « couleur », protège-manomètre en mousse anti-choc et robinet de décompression métal.

Livré en trousse.

Disponible en modèle Large adulte - ref. TE520120

Adulte - ref. TE520121 / Petit enfant - ref. TE520113

Kit 3 brassards (Large adulte, adulte et enfant) - ref. TE520130

5- LIAN Classic®

Modèle double tubulure de référence.

Tensiomètre anéroïde avec boîtier métal chromé, protège-manomètre en mousse anti-choc et robinet de décompression métal bénéficiant d'une montée en pression et décompression parfaitement linéaire.

Livré en trousse.

Disponible en modèle Large adulte gris - ref. TE520059

Adulte gris - ref. TE520051 / Adulte rouge - ref. TE520060

Adulte marine - ref. TE520061

Enfant (Petit adulte) émeraude - ref. TE520064

Nourrisson émeraude - ref. TE519045

6- LIAN Nano®

Dernier né de la gamme Spengler.

Modèle grand cadran, simple tubulure avec cuillère latérale. Tensiomètre anéroïde avec boîtier en ABS super résistant et léger.

Robinet de décompression métal à décompression progressive et contrôlée grâce à sa valve ultra précise.

Coloris du manomètre noir / argent.

Disponible en modèle Large adulte - ref. TE513200

Adulte - ref. TE513210

Enfant - ref. TE513229



■ Tensiomètres manobrascards

7- VAQUEZ-LAUVRY Classic®

La référence des tensiomètres « haut de gamme ».

Tensiomètre anéroïde avec boîtier en métal chromé, protège-manomètre en mousse anti-choc et support de manomètre en croûte de cuir indéchirable.

Livré en trousse.

Disponible en modèle Adulte gris fermeture velcro - ref. TE515102

Adulte marine fermeture velcro - ref. TE515111 / Adulte marine fermeture sangles - ref. TE515101

Enfant (Petit adulte) gris - ref. TE515004

8- VAQUEZ-LAUVRY Couleur®

Une valeur sûre.

Tensiomètre anéroïde avec boîtier métal poudré « grand cadran » et protège-manomètre en mousse anti-choc.

Livré en trousse.

Disponible en modèle Large adulte émeraude fermeture velcro - ref. TE515123

Adulte rouge fermeture velcro - ref. TE515106 / Adulte marine fermeture velcro - ref. TE515107

Adulte rouge fermeture sangles - ref. TE515120 / Adulte marine fermeture sangles - ref. TE515122

Enfant motifs - ref. TE515125

9- VAQUEZ-LAUVRY Skipper®

La nouvelle génération : robuste et léger.

Tensiomètre anéroïde avec boîtier ABS gainé d'un protecteur en PVC (rouge, bleu ou vert).

Livré en trousse.

Disponible en modèle Large adulte protecteur PVC bleu - ref. TE516005

Adulte protecteur PVC rouge - ref. TE516012 / Adulte protecteur PVC vert - ref. TE516014

Adulte protecteur PVC bleu - ref. TE516015

10- Brassard Clinic®

Décontaminable à froid par immersion.

Brassard-poche monobloc en polymex traité, confortable, indéformable et très résistant.

Disponibles en modèle simple tubulure Large adulte - ref. BRACLINL

Simple tubulure Adulte - ref. BRACLIN

Double tubulure Adulte - ref. BRACLIN2

tensiomètres HEINE



Tensiomètres Classic Line

- Manomètre protégé contre les surpressions.
- Grand cadran de 60 mm.
- Brassard velcro de qualité.
- Micro-filtre pour protéger valve et manomètre.



1



2



3

1- Gamma 3.0®

Modèle avec valve presse-bouton innovante.

- Prix attractif.
- Léger.
- Utilisation rapide et facile.
- Technologie classique monotube.

Ref. TEGAMMA30

2- Gamma 4.0®

Modèle avec soupape à vis moletée.

- Prix intéressant.
- Grande longévité.
- Valve de décompression précise.
- Technologie monotube.

Ref. TEGAMMA40

3- Gamma 5.0®

Système de tube «deux en un».

- Élégant corps métallique avec couronne de protection.
- Système de tube «deux en un» breveté.
- Élégante finition chrome mat.
- Grande poire de gonflage.

Ref. TEGAMMA50



4



5



6



7

Tensiomètres de Gamma G

La génération innovante de tensiomètres Gamma G sans latex représente le standard de performance, de précision et de qualité HEINE. Conception actuelle et fonctionnelle, alliant un manomètre de précision à une construction robuste, garantissant des résultats fiables pour de nombreuses années, quelque soit l'environnement clinique.

Conception monotube avec système de répartition de pression, système exclusif permettant le contrôle de l'arrivée d'air au manomètre pendant le gonflage pour une montée en pression douce et précise.

4- Gamma G7®

Le fleuron de la gamme en alliage d'aluminium.

- Antichoc.
- Sans latex.
- Système de régulation de pression.
- Manomètre protégé des surpressions.
- Grand cadran. Facile à lire bleu sur blanc.
- Valve d'échappement d'air exclusive. Permet un réglage précis et fiable de l'échappement, décompression rapide, grande longévité. Une butée en caoutchouc évite le blocage de la valve.

- Dessus du boîtier en alliage d'aluminium et thermoplastique avec une bague absorbant les chocs. Dessous du boîtier moulé à 2 composants thermoplastiques avec en plus, d'un absorbeur de chocs, un traitement antiglisse.
- Utilisation droitier / gaucher.
- 10 ans de garantie.

Disponible en modèle Adulte dans un étui à fermeture éclair - Ref. TEGAMMAG7

En kit avec brassards Large adulte, Adulte et Enfant dans un étui à fermeture éclair - Ref. TEGAMMAG7KIT

5- Gamma G5®

Le tensiomètre HEINE standard.

- Boîtier moulé à 2 composants thermoplastiques, avec, en plus d'un absorbeur de chocs, un traitement antiglisse.
- Cuillère réglable pour utilisation de la main droite ou de la main gauche.

Disponible en modèle Adulte dans un étui à fermeture éclair -

Ref. TEGAMMAG5

Enfant dans un étui à fermeture éclair - Ref. TEGAMMAG5E

6- Gamma GP®

Modèle avec valve presse-bouton innovante.

- Mêmes caractéristiques techniques que GAMMA G5 sauf valve presse-bouton.
- Le système exclusif de distribution de pression confère une montée en pression douce et sûre, et assure une grande longévité au manomètre.
- Facile à utiliser indifféremment par les droitiers ou les gauchers.

Disponible en modèle Adulte ou en kit avec brassards Large adulte, Adulte et Enfant dans un étui à fermeture éclair.

7- Gamma GST®

Auto-tensiomètre, sans latex.

Mêmes caractéristiques techniques que GAMMA G5, avec stéthoscope intégré.

- Boîtier moulé à 2 composants thermoplastiques avec, en plus d'un absorbeur de chocs, un traitement antiglisse.
- Cuillère réglable pour utilisation de la main droite ou de la main gauche.
- Brassard monotube de grande qualité avec stéthoscope intégré.

Disponible en modèle Adulte dans un étui à fermeture éclair.

tensiomètres grand cadran

SPENGLER Maxi + 2[®] Adulte

Cadran de diamètre 155 mm, lisible sous tous les angles, avec panier porte-brassard. Adapté à l'usage hospitalier ou pour le cabinet médical.

- Boîtier métal poudré époxy avec panier porte-brassard.
- Fixation au choix : murale fixe, murale orientable, murale pour rail normalisé, bureau.
- Tube spirale (3 m d'extension).
- Raccord à vis en métal pour le changement rapide de brassard.
- Brassard en nylon gris avec fixation velcro.
- Accessoire : socle à roulettes.

Ref. TE522001 - Mural fixe
 TE522101 - Mural orientable
 TE522301 - Orientable sur rail
 TE522401 - Bureau

Ref. SOCLE525315 - Socle à roulette avec kit d'adaptation pour modèle mural fixe



HEINE Gamma XXL LF[®] Adulte

Ne contenant pas de mercure, il est à la fois sans risque et écologique.

- Sans latex.
- Construction robuste en polycarbonate, pour résister aux sollicitations les plus exigeantes en cabinet ou à l'hôpital.
- Cadran surdimensionné (ø 130 mm), orientable pour une lecture bleu sur blanc facile, sous n'importe quelle incidence.
- Tube de gonflage spiralé donnant une plus grande distance de travail.
- Sans mercure.
- Valve d'échappement d'air de précision.
- Fixations : murale, sur table, sur rail ou sur pied à roulettes (réglable en hauteur).
- 10 ans de garantie.
- Accessoires : Pied à roulettes réglable, Pince de rail.

Ref. TEGAMMAXLT - Modèle sur table
 TEGAMMAXLWLF - Modèle mural



tensiomètres électroniques OMRON

Les tensiomètres électroniques OMRON bénéficient du système Intellisense qui régule et adapte automatiquement la pression de gonflage nécessaire pour une prise de tension plus confortable.

Affichage de toutes les valeurs diastole, systole, pouls, heure et date (pour les modèles M7, 705 IT et R7).

Marquage CE 0197, validation clinique et validation AFSSAPS.

Garantie : 3 ans.



1



2



3



4

Tensiomètres au bras

1- OMRON M3

- Grand écran.
- Détection des pulsations irrégulières et indication du résultat s'il est fiable.
- 42 mémoires avec indication de la date et de l'heure de la prise de tension.
- Moyenne des 3 dernières mesures.
- Indication d'une tension hors des normes acceptables.

Livré avec un étui de rangement et un jeu de piles.

Ref. TEEM3

2- OMRON M6

- Grand écran.
- Détection des pulsations irrégulières et indication du résultat s'il est fiable.
- 90 mémoires avec indication de la date et de l'heure de la prise de tension.
- Bouton unique marche/arrêt et mesure.
- Large écran de visualisation des résultats.
- Moyenne des 3 dernières mesures.
- Indication d'une tension hors des normes acceptables.

Livré avec un étui de rangement et un jeu de piles.

Ref. TEEM6

3- OMRON M7

- Brassard préformé 2 tailles (22 à 42 cm) permettant une utilisation plus confortable à la fois pour les personnes adultes et obèses.
- 90 mémoires.
- Gros boutons et écran de visualisation large des résultats permettant une utilisation aisée.

Ref. TEEM7

4- OMRON 705 IT

- Mesure rapide sur 4 battements cardiaques seulement.
- 28 mémoires.
- Livré avec un câble USB et un CD-ROM permettant de connecter le tensiomètre sur un PC.
- Possibilité de connecter le tensiomètre à une imprimante OMRON (en option).
- Gros boutons et écran de visualisation large des résultats permettant une utilisation aisée.

Ref. TEE705IT



5



6

7



Tensiomètres au poignet

5- OMRON R3

- Grand écran.
- Détection des pulsations irrégulières.
- 42 mémoires avec indication de la date et de l'heure de la prise de tension.
- Moyenne automatique des 3 dernières mesures (ADS).
- Livré avec étui de rangement rigide.
- 2 piles AAA incluses.

Ref. TEER3

6- OMRON R6

- Entièrement automatique.
- Grand écran.
- Touche unique pour une utilisation pratique et facile.
- Capteur automatique de positionnement (APS).
- Détection des pulsations irrégulières.
- 90 mémoires.
- Moyenne automatique des 3 dernières mesures (ADS).
- Livré avec étui de rangement rigide.
- 2 piles AAA incluses.

Ref. TEER6

7- OMRON R7

- Possibilité d'afficher les résultats avec un graphique sur l'écran.
- Capteur de positionnement avec déclenchement automatique de la mesure quand la position est correcte.
- 90 mémoires.
- Possibilité de connecter le tensiomètre sur un PC au moyen d'un câble USB (en option).
- Possibilité de connecter le tensiomètre à une imprimante OMRON (en option).
- Design résolument moderne.

Ref. TEER7

8- Accessoires

- Brassards avec poche pour tensiomètres électroniques OMRON.
- Disponible en taille Large adulte -
Ref. BRAOMRONO
Adulte - Ref. BRAOMRONA
Enfant - Ref. BRAOMRONE

stéthoscopes 3M™ Littmann®

1- Stéthoscope électronique E3000

Il permet une amplification des sons grâce à sa technologie unique de Réduction des Bruits Ambiants (RBA) qui réduit les bruits parasites de 75% (-12dB) sans interférer avec l'écoute des bruits du corps.

Avantages :

- Amplification des sons 18 fois supérieure à celle d'un stéthoscope traditionnel.
- Ergonomique : un simple bouton vous permet de régler le volume et le mode de fréquence avec un seul doigt.
- La tubulure cardiologie traditionnelle peut être pliée et rangée dans une poche.
- Une simple pile AAA permet près de 200 heures (environ 6 mois) d'utilisation.
- Réglages de volume programmables.

- Pavillon versatile qui s'adapte parfaitement à l'auscultation des nourrissons, des enfants et des adultes.
- Bague anti-froid pour le confort du patient.
- Surface de pavillon anti-frottement brevetée.
- Excellente qualité acoustique et ajustement confortable de la lyre grâce aux embouts auriculaires souples brevetés 3M™ Littmann®.
- Arrêt automatique après 3 minutes sans utilisation du bouton de réglage.
- Disponible en marine, bordeaux ou noir.
- Garantie : 2 ans.

Ref. STE3000BM - Marine
STE3000BX - Bordeaux
STE3000N - Noir



1



2



3



4

2- Stéthoscope Master Cardiologie

Il dispose d'un pavillon unique monobloc "Master" avec membrane double fréquence.

Avantages :

- Pavillon en acier inoxydable poli à la main.
- Tubulure à double conduit.
- Lyre légère et confortable.
- Bague anti-froid.
- Ressort interne à la lyre.
- Embouts auriculaires souples brevetés.
- Disponible en noir, bordeaux, marine, vert anglais, prune ou Black Edition.
- Garantie : 7 ans.

Ref. STE2160 - Noir
STE2163 - Bordeaux
STE2164 - Marine
STE2165 - Vert anglais
STE2161 - Black Edition



3- Stéthoscope Cardiologie Soft Touch

Il combine une acoustique excellente avec un pavillon au design unique et breveté.

Avantages :

- Excellente qualité acoustique en hautes et basses fréquences.
- Pavillon unique de forme ovoïde permettant l'auscultation des sites difficiles.
- Conduit double tubulure favorisant l'isolation des bruits parasites.
- Pavillon unique permettant d'écouter les sons de hautes et de basses fréquences.
- Design unique et attrayant.
- Lyre orientée selon l'anatomie auriculaire.
- Disponible en noir, marine, bordeaux ou prune.
- Garantie : 6 ans.

Ref. STE4471 - Noir
STE4472 - Bordeaux
STE4473 - Marine



4- Stéthoscope Dual Cardiologie III

Une qualité acoustique exceptionnelle pour le cœur des petits et des grands patients.

Avantages :

- Pavillon en acier inoxydable.
- Double pavillon breveté.
- Tubulure double conduit.
- Bague anti-froid.
- Embouts auriculaires souples.
- Ressort interne à la lyre ajustable.
- Disponible en noir, bordeaux, marine, vert anglais ou prune.
- Garantie : 5 ans.

Ref. STE3128 - Noir
STE3129 - Bordeaux
STE3130 - Marine
STE3134 - Vert anglais
STE3135 - Prune



stéthoscopes 3M™ Littmann®



1

1- Stéthoscope Master Classic II

Stéthoscope alliant performance acoustique et maniabilité.

Avantages :

- Tubulure à simple conduit hautement performante.
- Pavillon unique breveté.
- Bague anti-froid.
- Embouts auriculaires souples.
- Garantie : 3 ans.

Ref. STE2144L - Noir
 STE2630 - Bleu caraïbes
 STE2146 - Bordeaux
 STE2147 - Bleu marine
 STE2141 - Black Edition



2

2- Stéthoscope Classic II S.E.

Le stéthoscope de référence.

Avantages :

- Pavillon en acier inoxydable.
- Tubulure à simple conduit hautement performante.
- Bague anti-froid.
- Embouts auriculaires souples.
- Existe en modèle Adulte, Pédiatrique et Nouveau-né.
- Garantie : 3 ans.

Ref. STE2205 - Adulte Bleu marine STE2208 - Adulte Vert anglais
 STE2203 - Adulte Gris STE2206 - Adulte Bleu caraïbes
 STE2201 - Adulte Noir STE2213 - Adulte Bleu ciel
 STE2211 - Adulte Bordeaux STE2812 - Adulte Orange
 STE2814 - Adulte Vert d'eau
 STE2113 - Pédiatrique Noir
 STE2113R - Pédiatrique Rouge framboise
 STE2119C - Pédiatrique Bleu caraïbes
 STE2114R - Nouveau-né Rouge framboise



Le modèle Nouveau-né existe également en Noir et Lilas.



3

3- Stéthoscope Sélect

Le stéthoscope idéal pour la prise de tension (particulièrement recommandé aux infirmières et urgentistes).

Simple pavillon, membrane double fréquence.

Ref. STE2291C - Bleu caraïbes
 STE2293 - Bordeaux
 STE2296 - Rouge framboise
 STE2303L - Lilas
 STE2298 - Bleu roi



stéthoscopes SPENGLER



4

4- Stéthoscope Listener®

Le stéthoscope généraliste de l'auscultation cardiaque et pulmonaire.

- Récepteur double pavillon pivotant monobloc en laiton chromé.
- Sensibilités acoustiques de -3.2 dB dans la bande 50 à 500 Hz et de -8.1 dB dans la bande 600 à 1500 Hz.
- Existe en modèles Adulte et Pédiatrique.

Ref. STE505004 - Adulte Noir
 STE505023 - Adulte Carmin
 STE505024 - Adulte Marine
 STE505006 - Pédiatrique Noir
 STE505622 - Pédiatrique Marine



5

5- Stéthoscope Laubry®

Le célèbre « Cardiophone » pour la prise de tension et l'auscultation générale.

- Récepteur en laiton chromé matricé.
- Membranes acoustiques en fibre de verre époxy « haute résolution ».
- Sensibilités acoustiques de -6 dB dans la bande 50 à 1200 Hz.
- Lyre orientable, à ressort gainé PVC, avec embouts souples pour le confort de l'utilisateur.
- Tube Y en PVC moulé monobloc (longueur 55 cm) traité anti-ozone et anti-UV.
- Livré avec un jeu d'embouts et une membrane de rechange.

Ref. STE505001 - Noir
 STE505017 - Carmin
 STE505018 - Marine



6

6- Stéthoscope Sonic®

Le stéthoscope simple pavillon pour la prise de tension artérielle.

- Récepteur simple pavillon en aluminium anodisé.
- Membrane acoustique en polyvinyle.
- Lyre orientable, à ressort externe, avec embouts en polyéthylène.
- Tube Y en PVC moulé monobloc (longueur 55 cm).
- Existe en modèles Adulte et Pédiatrique.

Ref. STE505003 - Adulte Noir
 STE505041 - Adulte Carmin
 STE505042 - Adulte Marine
 STE505716 - Adulte Vert
 STE505013 - Pédiatrique Noir
 STE505727 - Pédiatrique Carmin

stéthoscopes basic

7- Stéthoscopes Basic

Stéthoscopes destinés plus particulièrement aux infirmières.

Existent en simple ou double pavillon.

Ref. STESB - Simple pavillon Bleu
 STESR - Simple pavillon Rouge
 STESV - Simple pavillon Vert
 STEDB - Double pavillon Bleu
 STEDR - Double pavillon Rouge
 STEDV - Double pavillon Vert



7



otoscopes HEINE



1



2



3



1- Otoscope Beta 200® F.O.

Le meilleur en performance et qualité. Instrument d'avant-garde pour le cabinet médical avec éclairage par fibres optiques offrant une illumination homogène sans reflet du canal auriculaire et du tympan. Large fenêtre d'observation résistante aux rayures, grossissement 3 fois. Raccord de soufflerie. Etanchéité parfaite à l'air de la loupe pivotante. Boîtier en métal chromé mat.

Livré en trousse complète 2.5 V avec une poignée à piles BETA, un jeu de spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique et une ampoule de rechange dans un étui rigide.

Ref. OTOS14110110

2- Otoscope K 180® F.O.

L'otoscope standard avec éclairage distal fibres optiques (F.O.). Otoscope en polycarbonate, très élégant. Fenêtre d'observation acrylique, grossissement 3 fois. Disponible en différentes configurations :

- Tête d'otoscope K 180 2.5 V seule - Ref. TET0111550 S'adapte sur une poignée à pile BETA - Ref. MANCHE0199110.
- Trousse complète 2.5 V comprenant un otoscope K 180 F.O., une poignée à piles BETA et un jeu de spéculums réutilisables dans un étui souple. Ref. OTOS18110118

3- Otoscope de diagnostic Beta 100®

Otoscope de diagnostic avec éclairage halogène direct, corps «tout métal» très élégant. Polyvalence exceptionnelle en combinaison avec un spéculum nasal ou l'un des nombreux spéculums auriculaires, pour une instrumentation facile. Grande fenêtre d'observation, grossissement 3 fois, avec traitement anti-rayures. Intérieur noir mat pour éliminer les reflets.

Raccord de soufflerie pour test pneumatique du tympan.

Disponible en différentes configurations :

- Tête d'otoscope Beta 100 2.5 V seule - Ref. TET0111525 S'adapte sur une poignée à pile BETA - Ref. MANCHE0199110.
- Trousse complète 2.5 V comprenant un otoscope Beta 100, une poignée à piles BETA et un jeu de spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique et une ampoule de rechange dans un étui rigide. Ref. OTOSBETA100



4



5



6



7



4- Otoscope de diagnostic K 100®

Otoscope aux caractéristiques techniques identiques au BETA 100. Corps en polycarbonate avec grande fenêtre d'observation acrylique, grossissement 3 fois.

Disponible en différentes configurations :

- Tête d'otoscope K 100 2.5 V seule - Ref. TET0111575 S'adapte sur une poignée à pile BETA - Ref. MANCHE0199110.
- Trousse complète 2.5 V comprenant un otoscope K 100, une poignée à piles BETA et un jeu de 3 spéculums réutilisables dans un étui souple. Ref. OTOS18110115

7- Trousse de diagnostic combinée Mini 3000®

Trousse complète avec ophtalmoscope, otoscope, lampe combinée, miroir laryngé Mini 3000 avec une poignée à piles Mini 3000 et piles, plus un jeu de 4 spéculums réutilisables dans un étui rigide.

Ref. TROU85410021N (noir) ou TROU85410021B (bleu)

5- Otoscope Mini 3000®

Otoscope de poche moderne avec un design unique et compact bénéficiant de la Technologie XHL Xénon Halogène, qui apporte 100% de lumière en plus pour une illumination optimale.

Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3 fois. Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.

Disponible en coloris bleu ou noir et en différentes configurations :

- Tête d'otoscope Mini 3000 seule. S'adapte sur une poignée à pile Mini 3000 2.5 V.
- Otoscope Mini 3000 sur poignée à piles Mini 3000 avec 5 spéculums à usage unique de chaque diamètre (2.5 et 4 mm) - Ref. OTOS0170210N (noir) ou OTOS0170210B (bleu)
- Trousse de diagnostic O.R.L. Mini 3000 comprenant un otoscope Mini 3000, une poignée à piles Mini 3000, un jeu de 4 spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique dans un étui rigide ou souple.

Ref. OTOS85120021N (Noir, étui rigide) ou OTOS85120021B (Bleu, étui rigide) OTOS86120021N (Noir, étui souple) ou OTOS86120021B (Bleu, étui souple)

6- Otoscope Mini 3000® F.O.

Otoscope de poche moderne avec un design unique et compact. Finition compacte et luminosité intense grâce à son éclairage distal par fibres optiques bénéficiant de la Technologie XHL Xénon Halogène.

Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3 fois. Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.

Disponible en coloris bleu ou noir et en différentes configurations :

- Tête d'otoscope Mini 3000 F.O. seule. S'adapte sur une poignée à pile Mini 3000 2.5 V.
- Otoscope Mini 3000 F.O. sur poignée à piles Mini 3000 avec 5 spéculums à usage unique de chaque diamètre (2.5 et 4 mm) - Ref. OTOS0170110N (noir) ou OTOS0170110B (bleu)
- Trousse de diagnostic O.R.L. Mini 3000 comprenant un otoscope Mini 3000, une poignée à piles Mini 3000, un jeu de 4 spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique dans un étui rigide ou souple.

Ref. OTOS85110021N (Noir, étui rigide) ou OTOS85110021B (Bleu, étui rigide) OTOS86110021N (Noir, étui souple) ou OTOS86110021B (Bleu, étui souple)

échelles optométriques lumineuses pour vision de loin

- Coffre en tôle laqué blanc.
- Optotypes sur altuglas avec verre de protection.
- Eclairage global avec interrupteur.
- 2 tubes fluorescents 14W type « lumière du jour ».
- Dim. coffre : 270 x 120 x 777 mm.
- Poids : 8 kg.

Fournies avec un test de Monoyer, lecture directe à 5 m - Ref. ECHELLEETFL

Ou un test de Monoyer, lecture directe à 3 m - Ref. ECHELLEETFL3

Sur demande, ces échelles peuvent être fournies avec les test suivants : Armaignac, Landolt, chiffres, enfants ou test composé, lecture directe à 5 m.



échelles optométriques murales pour vision de loin



2- Test de Monoyer

Echelle optométrique murale sur matière plastique mat, pliante en 3 pièces avec chaînette.

2 modèles :

- Lecture directe à 5 m, modèle T1 - Ref. ECHELLEET1
- Lecture directe à 3 m, modèle T5 - Ref. ECHELLEET5

3- Test d'Armaignac

Echelle optométrique murale sur matière plastique mat, pliante en 3 pièces avec chaînette.

Lecture directe à 5 m ou inversée à 2,5 m dans un miroir, modèle T6.

Pour personnes illettrées.

Ref. ECHELLEET6

4- Test enfant

Echelle optométrique murale sur matière plastique mat, pliante en 3 pièces avec chaînette.

Lecture directe à 5 m ou inversée à 2,5 m dans un miroir, modèle T8.

Ref. ECHELLEET8

5- Echelle DDASS

Echelle DDASS sur plastique, pour enfants.

Lecture directe à 5 m, modèle T15.

Ref. ECHELLEET15

6- Test de Pigassou

Echelle de PIGASSOU + test d'appariement sur plastique.

Lecture directe à 2,5 m, modèle T20.

Ref. ECHELLEET20

échelles optométriques à main pour vision de près



7- Echelle d'après Parinaud

Modèle El pour illettrés recto-verso - Ref. ECHELLEPARI

Modèle EL pour lettrés recto-verso - Ref. ECHELLEPARIL

8- Album test d'Ishihara

Album test d'Ishihara pour la classification complète des anomalies de perception des couleurs.

Edition complète 38 planches T22.

Ref. ECHELLEISHI

9- Cache-œil

Cache oeil cuillère C1 - Ref. CACHEOEILCUIL

Cache oeil face à main C2 - Ref. CACHEOEILMAIN

ophtalmoscopes HEINE



1- Ophtalmoscope HEINE Mini 3000®

Ophtalmoscope de haute qualité en format de poche avec diaphragme d'étoile de fixation. Une optique excellente dans de petites dimensions, idéal pour les visites. Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.

5 diaphragmes différents.

Toutes les fonctions de base disponibles y compris l'étoile de fixation.

Plage de correction : de -20D à +20D.

+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20

- 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D

Disponibles en différentes configurations :

- Ophtalmoscope Mini 3000 sans poignée.
- Ophtalmoscope Mini 3000 sur poignée à piles Mini 3000.
- Trousse de diagnostic ophtalmologique Mini 3000 avec ophtalmoscope Mini 3000 dans un étui rigide avec poignée à piles Mini 3000 et piles.
- Trousse de diagnostic ophtalmologique Mini 3000 avec ophtalmoscope Mini 3000 dans un étui souple avec poignée à piles Mini 3000 et piles.

2- Ophtalmoscope HEINE Beta 200®

Ophtalmoscope avec une optique asphérique de pointe.

Ingénieuse mise en pratique du principe de Gullstrand par HEINE. Les reflets de la cornée et de l'iris sont supprimés. La zone éclairée de la rétine reste entièrement visible même en cas de pupilles étroites. 7 diaphragmes dans le champ d'éclairage, avec filtre interférentiel vert (éliminant le rouge) à enclenchement séparé.

L'instrument convient aux pupilles étroites ou dilatées, il permet l'ophtalmoscopie à fente et par fluorescence ainsi que le test de fixation. Le filtre vert pour contraste peut être utilisé avec tous les diaphragmes. Plage de correction : Image nette même en cas de forte amétropie.

+ de 1 D en 1-10 | 15 | 20 | 40 — D
- de 1 D en 1-10 | 15 | 20 | 25 | 35

Disponibles en différentes configurations :

- Ophtalmoscope Beta 200 2.5 V.

Ref. OPH10130100

- Trousse complète avec ophtalmoscope Beta 200, poignée à piles BETA et une ampoule de rechange dans un étui rigide.

Ref. TROU14410110

3- Ophtalmoscope HEINE Alpha +®

Ophtalmoscope d'une qualité exceptionnelle, sans compromis. Le premier ophtalmoscope avec éclairage Halogène XHL Technologie Xénon en 3,5V.

4 diaphragmes et filtre interférentiel éliminant le rouge à enclenchement séparé. Convient pour les pupilles étroites, un filtre procure un contraste optimal pour chaque ouverture. Compensation de la réfraction par disque de lentilles et lentilles additionnelles. Pas de 1D maximum, de - 30 D à + 20 D. Image nette même en cas de forte amétropie.

Disponibles en différentes configurations :

- Tête d'ophtalmoscope Alpha + 2.5 V. seule.
- Ophtalmoscope Alpha + 2.5 V. avec poignée à piles Alpha +.

Ref. TET0183100

Ref. OPH10183122

4- Troussets de diagnostic combinées

- Trousse complète 2.5 V. avec un ophtalmoscope K180, un otoscope K180, une poignée à piles BETA et un jeu de spéculums réutilisables dans un étui rigide.

Ref. TROU17710115

- Trousse complète 2.5 V. avec un ophtalmoscope Beta 200, un otoscope de diagnostic Beta 100, une poignée à piles BETA, un jeu de spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique, un miroir laryngé droit avec accessoires, un spéculum nasal expansible, une ampoule de rechange pour chaque instrument dans un étui à fermeture éclair.

Ref. TROU23210118

- Trousse complète 3.5 V. avec un ophtalmoscope Beta 200, un otoscope de diagnostic Beta 100, une poignée rechargeable BETA TR, un transformateur, un jeu de spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique, un miroir laryngé droit avec accessoires, un spéculum nasal expansible, une ampoule de rechange pour chaque instrument dans un étui à fermeture éclair.

Ref. TROU23220384

optométrie



1

1- Lunettes de Berger

Modèle non rétractable.
Grossissement : 2,5 fois.

Ref. LUN3295000



2

2- Loupes binoculaires HEINE C 2.3®

La loupe binoculaire économique pour une meilleure vision.

- Les lentilles en verre de silice avec traitement multicouche, résistantes aux rayures produisent des images claires et précises.
- Réglage indépendant de l'écart interpupillaire pour un alignement précis des optiques.
- Compact, le profil demi-lune permet à l'utilisateur de regarder aisément par dessus les loupes pour un examen sans grossissement.
- Confortables et très légères.
- Distance de travail 340 mm.

Ref. LUN32039



3

3- Miroir de Clar

Bandeau métal plastifié souple, s'adaptant à tout type de tête.

Miroir métal de Ø 93 mm, réglable en hauteur et en inclinaison.

Eclairage indirect par miroir réfléchissant (ampoule Xénon 3.5 volt).

Marquage C.E.

Disponible avec un boîtier pile en ABS incorporé ou en modèle pour transformateur (non fourni).

Livré en trousse nylon.

Garantie : 1 an.

Ref. MIR570101 (boîtier pile incorporé)

MIR570112 (modèle pour transformateur)



4

4- Lampe à clip HEINE Mini 3000®

Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un design compact, moderne avec tête chromée. Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille XHL Xénon halogène. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire.

Ref. LAMP0173131N (noir)
LAMP0173131B (bleu)



5

5- Lampe combinée HEINE Mini 3000®

Lampe de poche compacte mais aussi porte abaisse-langue éclairant.

Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un design compact, moderne, en noir ou bleu. Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille XHL Xénon halogène. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.

Piles de rechange.

Type AA.



6

6- Lampe stylo Mini-Pen

Bouton presseur d'allumage avec porte abaisse-langue, allumage par contact.

Fournie avec 2 piles LR03.

Ref. LAMPSTYLO

Accessoire :

Ampoule de rechange

Ref. AMPMINIPEN

dermatoscopie



1

1- Dermatoscope HEINE Mini 3000®

Dermatoscope de poche moderne, avec un design compact et une optique de haute qualité. Grossissement 10 fois, avec mise au point de l'optique. Système de verrouillage par rotation. Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. Simplifie le diagnostic différentiel des lésions pigmentaires. Boîtier de haute qualité en métal chromé/plastique inégalable. Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.



2

2- Dermatoscope HEINE Delta 20®

Dermatoscope avec éclairage LED proche de la lumière du jour. Sert à l'examen par microscopie lumineuse des dermatoses pigmentaires pour l'identification précoce de mélanomes malins. Les couches supérieures de l'épiderme sont rendues transparentes par l'application d'huile de dermatoscopie. L'examen avec le DELTA 20 met en évidence les anomalies pigmentaires et autres symptômes de mélanome malin grâce à un grossissement 10 fois. Le diagnostic différentiel de mélanomes malins débutants et d'autres lésions épidermiques est ainsi facilité et plus fiable. Manuel d'utilisation comportant un atlas avec des photos en couleur. Simplifie le diagnostic différentiel des lésions pigmentaires. Photographie digitale avec le dermatoscope. Tête seule - Ref. DERMA0834201



3

Trousse de dermatoscopie HEINE Delta 20®

Comprenant une tête de dermatoscope DELTA 20 sur une poignée à pile BETA, un précis de dermatoscopie, un embout de contact 23 mm Ø avec graduations et un flacon de 10 ml d'huile de dermatoscopie. Livré en étui rigide.

Ref. DERMA25610118

5- Accessoire : Adaptateur pour appareil photo reflex numérique

(M52 x 0,75)

Ref. ADAPT0034236



4

4- Trousse de dermatoscopie HEINE Delta 10®

Reconnaissance précoce du mélanome malin.

- Dermatoscope avec éclairage Halogène XHL Technologie Xénon.
- Grossissement env. 10 fois. Image grande et riche en détails.
- Pièce de construction principale en métal. Solide, grande longévité.
- Précis d'utilisation comportant un atlas avec des photos en couleur.

Simplifie le diagnostic différentiel des lésions pigmentaires. La trousse comprend une tête de dermatoscope DELTA 10 sur une poignée à pile BETA, une ampoule de rechange halogène XHL Xénon et un flacon de 10 ml d'huile de dermatoscopie. Livré en étui rigide.

Ref. TROU16110110



5

5- Accessoire : Huile de dermatoscopie

Rend les couches externes de l'épiderme transparentes pendant l'examen.

Boîte de 6 flacons (6 x 10 ml).

Ref. HUILEDERM

divers



1- Porte abaisse-langue Mini 3000

Avec éjecteur d'abaisse-langue pour abaisse-langue à usage unique. Une simple pression du doigt libère l'abaisse-langue utilisé, évitant ainsi tout contact. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.

Modèle complet sur poignée à pile Mini 3000 avec 5 abaisse-langues à usage unique.

Porte abaisse-langue avec ampoule, sans poignée.

Accessoires : Abaisse-langue à usage unique - Ref. SPA0012304

2- Miroirs laryngés HEINE

Disposent d'un miroir plan, Ø 20 mm.

Modèles droits

Aux multiples possibilités d'utilisation grâce à de nombreux accessoires.

Disponibles en 2.5 V et 3.5 V - ref. MIR0212101

Modèles courbes

Pour le confort de l'examineur et un champ de vision libre.

Disponibles en 2.5 V - ref. MIR112201 et 3.5 V.

3- Miroirs laryngiens

Miroirs avec tige - Marquage C.E.

Modèles disponibles :

K 00 8 mm - Ref. MIR2840008	K 0 10 mm - Ref. MIR2840010
K 1 12 mm - Ref. MIR2840012	K 2 14 mm - Ref. MIR2840014
K 3 16 mm - Ref. MIR2840016	K 4 18 mm - Ref. MIR2840018
K 5 20 mm - Ref. MIR2840020	K 6 22 mm - Ref. MIR2840022
K 7 24 mm - Ref. MIR2840024	K 8 26 mm - Ref. MIR2840026
K 9 28 mm - Ref. MIR2840028	K 10 30 mm - Ref. MIR2840030

Manche prolongateur avec vis - Ref. MANCHE2840100



4- Aimant oculaire

Avec boucle.

Corps en métal.

Marquage C.E.

Livré dans un étui.

Ref. AIMOCULAIRE

5- Diapasons

■ Diapasons en Inox LERMOYER

128 VD, avec curseur - Ref. DIAPASON575200

256 VD, avec curseur - Ref. DIAPASON575201

■ Diapasons en Inox HARTMANN

128 VD, avec pied - Ref. DIAPASON575208

512 VD, sans curseur - Ref. DIAPASON575202

7- Spéculum HEINE®

7A- Spéculum à usage unique AllSpec®

Disponibles en 2 diamètres :

Ø 2.5 mm - Ref. SPEC0011138 / Ø 4 mm - Ref. SPEC0011137

Distributeur de spéculum AllSpec®

Ref. DIST0011148

7B- Spéculum à usage unique UniSpec®

Disponibles en 2 diamètres :

Ø 2.5 mm - Ref. SPEC0011242 / Ø 4 mm - Ref. SPEC0011241

Distributeur de spéculum UniSpec®

Ref. DIST0011146

7C- Spéculum nasal expansible

En métal. Profil adapté aux contours anatomiques.

Ref. SPEC0011231

7D- Spéculum réutilisables en SANALON haute densité

3 diamètres disponibles :

Ø 2.4 mm - Ref. SPEC0011107 / Ø 3 mm - Ref. SPEC0011108

Ø 5 mm - Ref. SPEC0011110

1 jeu de 4 spéculum (Ø 2.4, 3, 4, 5 mm) - Ref. SPEC0011111

7E- Spéculum à baïonnette réutilisables

6 diamètres disponibles :

Ø 2.2 mm - Ref. SPEC0011215 / Ø 2.8 mm - Ref. SPEC0011216

Ø 3.5 mm - Ref. SPEC0011217 / Ø 4.5 mm - Ref. SPEC0011218

Ø 5.5 mm - Ref. SPEC0011219

Nasal - Ref. SPEC0011220

1 jeu de 5 spéculum auriculaires et 1 nasal - Ref. SPEC0011221

1 jeu de 3 spéculum auriculaires (Ø 3.5, 4.5, 5.5 mm)

Ref. SPEC0011222

6- Transformateur mural HEINE EN 100®

L'EN 100 donne un courant de sortie constant de 3,5 V indépendamment des fluctuations du secteur. Les interrupteurs électroniques automatiques sont intégrés aux poignées, pas de pièces mobiles. Une fois choisie, la luminosité reste la même. Par ailleurs, le système Soft-Start évite l'arrivée brutale du courant lors de la mise en route, ce qui protège les ampoules lors de la phase critique de mise en route et prolonge leur durée de vie.

L'EN 100 permet le réglage progressif de la luminosité dans la poignée. Il dispose d'un cordon à spirales de grande qualité, offrant ainsi un confortable rayon d'action jusqu'à 3 m. Le verrouillage intégré des instruments diminue le risque de vol.

Livré sans instrument.

Ref. TRANSFOEN100

8- Ampoules XHL® Xénon Halogènes HEINE



8

électrocardiographes



1



3



2



4

1- Electrocardiographe portable 3/6 pistes CARDIMAX FX-7202

- Alimentation secteur et batterie incorporée.
- Enregistrement : manuel, automatique.
- Ecran tactile à cristaux liquides 6/12 pistes.
- Informations en français sur l'écran et sur l'ECG.
- Sortie RS232 en série.
- Papier thermosensible en rouleau ou en liasse.
- Clavier alphanumérique par touche « tactile » sur écran.
- Mémoire permanente de + de 80 ECG.
- Mesures des paramètres du QRS.

Livré avec un câble secteur, un câble patient 10 fils à fiche banane, un jeu de 4 pinces membres couleur, un jeu de 6 poires précordiales, un rouleau de papier, un tube de gel, 2 fusibles de rechange, un manuel d'utilisation et une housse de protection.

Garantie : 3 ans.

Dim.: 26 x 19,5 x 5 cm - Poids : 2,4 Kg.

Ref. ECGFX7202

Option : Module d'analyse PC7403

- Analyse et interprétation.
- Détection des troubles du rythme.
- Etude de la variation de l'espace RR.

2- Electrocardiographe portable 3 pistes CARDIMAX FX-7102

- Alimentation secteur avec chargeur de batterie externe (option pour autonomie de 3 heures).
- Enregistrement automatique et manuel, avec mesures.
- 5 vitesses d'enregistrement.
- Inscription date, heure et identité numérique du patient.
- Ecran 115 mm x 86 mm, 3/6/12 pistes.
- Sortie LAN.
- 100 patients en mémoire.

Livré avec un câble secteur, un câble patient 10 fils à fiche banane, un jeu de 4 pinces membres couleur, un jeu de 6 poires précordiales, une liasse, un tube de gel, un manuel d'utilisation et une sacoche de transport.

Garantie : 3 ans.

Dim.: 26 x 18,2 x 6,4 cm - Poids : 1,2 Kg.

Ref. ECGFX7102

3- Electrocardiographe portable 3 pistes CARDIMAX FCP-7101 avec analyse

- Alimentation secteur avec chargeur de batterie externe (option pour autonomie de 3 heures).
- Enregistrement automatique et manuel.
- 5 vitesses d'enregistrement.
- Inscription date, heure et identité numérique du patient.
- Ecran 115 mm x 86 mm, 3/6/12 pistes.
- Sortie LAN.
- Mesures des paramètres.
- Analyse.
- Explication des critères d'analyse.

Livré avec un câble secteur avec chargeur, un câble patient 10 fils à fiche banane, un jeu de 4 pinces membres couleur, un jeu de 6 poires précordiales, une liasse, un tube de gel, un manuel d'utilisation et une sacoche de transport.

Garantie : 3 ans.

Dim.: 26 x 18,2 x 6,4 cm - Poids : 1,2 Kg.

Ref. ECGFCP7101

Papier pour électrocardiographes

Liasse pour FX7202 - Ref. PAPECGL250354

Liasse pour FX7102 et FCP7101 - Ref. PAPECGL711800

gels de contact transmission

1- Gel pour échographie Aquasonic 100 PARKER

Gel ultrasonique hypoallergénique, épais, pour tout type d'examen.

Spécialement recommandé pour les procédures exigeant un gel visqueux ou non spermicide. Gel aqueux de coloris bleu.

Le flacon de 250 ml - Ref. AQUA250

2- Gel pour échographie EKO GEL

Gel ultrasonique pour échographie, électrothérapie et E.C.G., non gras, spécialement conçu pour faciliter le contact avec les sondes échographiques.

Formule hypoallergénique, soluble dans l'eau.

Le flacon de 250 ml - Ref. GELECHO250

Le cubitainer souple de 5 litres - Ref. GELECHO5



électrodes de surveillance cardiaque



3



3- Electrodes 3M™ Red Dot™

■ Electrodes à pression - Gel solide Support Micropore™

Destinées à la surveillance cardiaque de longue durée et parfaitement adaptées aux services de soins intensifs et de réanimation.

Le support Micropore™ permet la pose sur des patients à haut risque d'allergie.

La grande perméabilité du support 3M™ Micropore™ permet le respect total des fonctions physiologiques de la peau.

Avantages

- Une bonne adhésivité à long terme.
- Une excellente tolérance cutanée.
- Un tracé fiable.
- Une taille pédiatrique adaptée à l'enfant.

Adulte Ø 6 mm - Ref. ELECTRODE2239

Pédiatrique Ø 4.4 mm - Ref. ELECTRODE2248

■ Electrodes à pression - Gel solide Support multi-extensible

Destinées à la surveillance cardiaque de longue durée et parfaitement adaptées aux services de soins intensifs et de réanimation.

Le support multi-extensible conformable permet la pose sur des sites "difficiles".

Avantages

- Une bonne adhésivité à long terme.
- Une excellente tolérance cutanée, notamment dans le cadre d'une utilisation sur les enfants et les nouveaux-nés.
- Un tracé fiable.
- Une porosité et une perméabilité incontestées pour les risques d'allergie.
- Une taille nouveau-né adaptée au nourrisson.

Adulte Ø 6 mm - Ref. ELECTRODE2238

Néonatal Ø 3.2 mm - Ref. ELECTRODE2258

■ Electrode à pression - Test d'effort Gel solide

Réellement innovantes, ces électrodes mousse combinent une forte et constante adhésivité, ainsi qu'une tolérance cutanée exceptionnelle.

Elles peuvent tenir en place jusqu'à 5 jours et être utilisées au bloc, en réanimation, pour les tests d'effort ou le holter.

40 x 35 mm - Ref. ELECTRODE2560

■ Electrode de diagnostic - Adhésif conducteur

L'électrode 3M™ Red Dot™ 2330 est de taille réduite, convenant à tous les patients. Son adhésivité est proportionnelle à la pression initiale de pose.

Ref. ELECTRODE2330

accessoires pour E.C.G.



4



5



6A



6B

7



8

4- Electrodes précordiales à ventouses

Composées d'une poire et d'une coupelle métallique. Adaptables à tout type de connexion.

Ø 15 mm - Ref. ELECTP015

Ø 24 mm - Ref. ELECTP024

Ø 30 mm - Ref. ELECTP030

Poire de rechange pour Ø 24 mm et 30 mm - Ref. POIRE01015

5- Electrodes membres à pince

Jeu de 4 pinces adulte en plastique 4 couleurs avec électrode métallique.

Adaptables à tout type de connexion.

Ref. PIMEA

6- Sangles caoutchouc membres

6A- Jeu de 4 sangles adulte comprenant 1 rangée de trous. Dim 25 x 450 mm.

Ref. SANGLE01004

6B- Jeu de 4 sangles adulte comprenant 2 rangées de trous. Dim 32 x 450 mm.

Ref. SANGLE01019

7- Sangle caoutchouc poitrine

Dim. 32 x 1350 mm - Ref. SANGLE01005

8- Sangle spéciale Test d'effort

Dim. 100 x 1350 mm - Ref. SANGLE01006

6C- Jeu de 4 sangles enfant comprenant 1 rangée de trous. Dim 25 x 400 mm.

Ref. SANGLE01018

dopplers ELITE



1- Doppler obstétrique ou vasculaire ELITE 100

Spécifications :

- Sonde amovible de 2, 3, 5, ou 8 Mhz.
- Bouton marche / arrêt.
- Voyant de marche.
- Réglage du volume sonore.
- Haut-parleur.
- Fonctionne avec pile alcaline 9 V.
- Garantie : 1 an.
- Dim. 7.3 x 17 (avec sonde) x 2.4 cm - Poids : 264 g.

Livré avec un tube de 60 g de gel AQUASONIC, un clip de ceinture, une sonde obstétrique 3 Mhz et un manuel d'utilisation.

Ref. DOPPLERAUDIO

2- Doppler obstétrique ou vasculaire ELITE 200

Spécifications :

- Sonde amovible de 2, 3, 5, ou 8 Mhz.
- Affichage de la fréquence cardiaque sur écran LCD.
- Bouton marche / arrêt.
- Voyant de marche.
- Réglage du volume sonore.
- Haut-parleur.
- Fonctionne avec pile alcaline 9 V.
- Garantie : 1 an.
- Dim. 7.3 x 17 (avec sonde) x 2.4 cm - Poids : 264 g.

Livré avec un tube de 60 g de gel AQUASONIC, un clip de ceinture, un chargeur, une sonde obstétrique 3 Mhz et un manuel d'utilisation.

Ref. DOPPLER200

débimètres

3- Débimètre de pointe Eolys

Élément indispensable au suivi de l'asthme et des BPCO :

- Prédiction de la crise.
- Évaluation d'un degré de gravité.
- Échelle optimale, corrélation avec la spirométrie.

Dispose d'un embout universel (Ø ext. 26 mm) avec un cache embout et d'un curseur imperdable. Passe au lave-vaisselle.

2 modèles disponibles :

Standard : 0 - 800 l/min - Ref. PEAKFLOW

Bas débit : 0 - 400 l/min - Ref. PEAKFLOW623030

Embouts carton à usage unique.

Existent en 3 formats :

20 - 22 mm - Ref. PEAKFLOWEMBOUT

24 - 26 mm - Ref. PEAKFLOWEMBNNM

28 - 30 mm - Ref. PEAKFLOWEMB



spiromètres

4- Spiromètre de poche électronique

Conçu pour l'investigation respiratoire fixe et surtout ambulatoire, le suivi de l'asthme, la BPCO ou la transplantation cœur/poumon ainsi que le dépistage basique en cabinet ou en médecine préventive.

Avantages :

- Fiabilité et précision du capteur MicroMedical.
- Calibration permanente du capteur de débit.
- Test simple et rapide à effectuer : lecture immédiate sur l'écran LCD.

- Appareil petit, léger, portable et d'une grande autonomie.
- Design ergonomique avec une poignée pour une bonne prise en main.

Fourni avec pile alcaline, règle de normes patient et mallette de transport.

2 modèles disponibles :

Micro : Mesures VEMS et CVF (Affichage GB : FEV1 et FVC).

Micro Plus : Mesures DEP, VEMS, CVF, et VEMS/CVF (Affichage GB : PEF, FEV1, FVC et FER).



bandelettes urinaires

5- Bandelettes urinaires Multistix® 8 SG

Test adapté à la pratique médicale dans le cadre de consultations ou de visites, les bandelettes Multistix® 8 SG aident au diagnostic et à la surveillance de pathologies les plus fréquentes comme les brûlures mictionnelles, les coliques néphrétiques, le diabète, les infections urinaires, la fièvre, la surveillance du lithiasique, la surveillance de la femme enceinte, l'hématurie, la protéinurie, les troubles métaboliques, etc...

Les bandelettes Multistix® 8 SG permettent la détermination de 8 paramètres permettant d'orienter rapidement le diagnostic du médecin en première intention : glucose, corps cétoniques, SG (densité), sang, PH, protéine, nitrite et leucocytes.

La boîte de 50 bandelettes - Ref. BANDURI



mallettes tissu New Medical Bag

1- Mallette tissu New Medical Bag

- Equipée d'une fermeture éclair sur le dessus, de 2 pochettes latérales amovibles, d'une pochette frontale à fermeture éclair, munie d'un rangement pour téléphone, porte-cartes de visite, porte-clés et porte-stylos.
- A l'intérieur, 9 cloisons amovibles velcro permettent d'en faire évoluer la configuration en fonction des besoins.
- Poignée et bandoulière épaulement réglable.
- Dim. L 36 x l 20 x H 26 cm.

Existe en 3 coloris :

Bleu - Ref. MALNEWS

Sable - Ref. MALNEWS

Noir - Ref. MALNEWN



1

mallettes cuir DE BOISSY



2



3



5



6



4



7

2- Mallette « Soins A Domicile » (S.A.D.)

- Légère et fonctionnelle, en cuir, doublée d'un revêtement très résistant.
- Adaptée aux professionnels de la santé de par son grand volume.
- 1 pochette extérieure à rabat pour les documents.
- Serrure à clef.
- Serrures numériques.
- Dim. L 35 x l 18 x H 26 cm.

Existe en 5 coloris :

Noir - Ref. MAL4353N

Rouge volcan - Ref. MAL4354R

Marron érable - Ref. MAL4355E

Bleu antarctique - Ref. MAL43030156

Vert émeraude - Ref. MAL4318V

Livrée sans bandoulière.

3- Mallette « Médecin »

- De forme classique, distinguée, en cuir, doublée d'un revêtement très résistant.
- 3 compartiments intérieurs amovibles.
- Poche extérieure à fermeture éclair.
- Serrure à clef.
- Dim. L 40 x l 17 x H 30 cm.

Existe en 2 coloris :

Noir - Ref. MAL1853N

Marron érable - Ref. MAL18030155

Livrée sans bandoulière.

4- Mallette « Standing »

- Sobre et élégante, en cuir, rangement très fonctionnel, doublée d'un revêtement très résistant.
- 5 compartiments intérieurs (sur toute la hauteur) dont un amovible à fermeture éclair.
- 1 compartiment extérieur à rabat, 1 compartiment extérieur à fermeture éclair.
- Serrure à clef.
- Dim. L 40 x l 18 x H 32 cm.

Existe en 2 coloris :

Noir - Ref. MAL7753N

Marron érable - Ref. MAL7701M

Livrée sans bandoulière.

5- Mallette « Zénith »

- Fonctionnelle, conçue pour le corps médical qui effectue des visites à domicile, doublée d'un revêtement très résistant.
- 1 pochette extérieure à rabat pour les documents.
- Poche plaquée pour cartes de visite, 2 porte-stylos.
- Serrure numérique.

Divisée en 2 parties :

• Partie haute : 4 compartiments amovibles.

• Partie basse : 2 compartiments amovibles.

• Dim. L 35 x l 19 x H 32 cm.

Coloris noir - Ref. MAL1303N

Livrée sans bandoulière.

6- Mallette « Louisiane »

- Élégante et racée, de forme traditionnelle, elle reste en forme malgré sa structure souple.
- En cuir vachette pleine fleur façon nubuck, doublée d'un revêtement très résistant.
- 6 compartiments amovibles, 2 poches intérieures fixes dont une à fermeture éclair.
- Dim. L 38 x l 16 x H 24 cm.

Existe en 4 coloris :

Nubuck noir - Ref. MAL6623N

Nubuck Apache marron - Ref. MAL6621CH

Nubuck Apache bleu jean - Ref. MAL66210266

Nubuck Apache vert leyland - Ref. MAL66210268

Livrée sans bandoulière.

7- Accessoire

Bandoulière réglable en cuir avec mousqueton de fixation et épaulement.

Adaptée pour les mallettes « S.A.D. » et « Zénith ».

Ref. BANDOULIERE

cabinet ECOMAX CARINA



Divan d'examen ECOMAX

- Piètement en tube carré 30 x 30 mm laqué époxy blanc ou argent chromé, très grande stabilité.
- Sellerie plate confortable sur mousse épaisseur 6 cm.
- Revêtement de classe M1, 4 coloris au choix : noir, vert, jaune ou bleu.
- Tête réglable en toutes positions par 2 crémaillères.
- Équipé d'un porte-rouleau.
- Livré démonté avec clé et notice de montage, montage très rapide.
- Dim. Longueur : 185 cm.
Largeur : 60 cm.
Hauteur : 80 cm.

Marchepied ECOMAX

- Marchepied 1 marche antidérapante en ABS blanc ou noir.
- Tube carré laqué époxy blanc ou argent chromé.

Guéridon 243 01

- Piètement en tube carré laqué époxy, 16 coloris au choix.
- Plateaux : 60 x 40 cm - 2 plateaux bois stratifiés blancs sans galerie.
- Livré en kit.
- Dim. Longueur : 60 cm.
Largeur : 40 cm.
Hauteur : 80 cm.

Ref. GUERI243 - Coloris à préciser à la commande.

Tabouret PRISCA

- Tabouret laqué noir sur base ABS noir.
- Assise Ø 33 cm, sur mousse épaisseur 4 cm.
- Revêtement de classe M1, 4 coloris au choix : noir, vert, jaune ou bleu.
- Réglable en hauteur par système à gaz.
- 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm.

cabinet ECO+ CARINA



Divan d'examen ECO+

- Piètement en tube rond Ø 30 mm laqué époxy.
- Sellerie plate confortable sur mousse épaisseur 5 cm.
- Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
- Tête réglable en toutes positions par un système mécanique autobloquant.
- Livré démonté avec clé et notice de montage.
- Dim. Longueur : 190 cm
Largeur : 60 cm
Hauteur : 80 cm.

Ref. DIVANECO - Coloris à préciser à la commande

Marchepied ECO+

- Marchepied 2 marches, tube rond laqué époxy, ABS blanc ou noir.
- Marches antidérapantes en ABS de 35 x 15 cm.
- Monté sur 4 embouts noirs.

Ref. MARPIEDEC02 - ABS noir

Guéridon ECO+

- Piètement en tube rond laqué époxy.
- 2 plateaux bois stratifié blanc 60 cm x 40 cm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
- Démontable, livré démonté.
- Dim. Longueur : 60 cm.
Largeur : 40 cm.
Hauteur : 80 cm.

Tabouret 120 02

- Piètement laqué, équipé de 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
- Réglage en hauteur par système à gaz de 54 cm à 73 cm.
- Colonne laquée.
- Assise Ø 33 cm sur mousse épaisseur 4 cm.
- Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
- Empatement 55 cm

Ref. TAB12002

cabinet 326 CARINA



1- Divan d'examen 326

- Piètement central oblique en tube acier peint époxy.
- Sellerie en forme 2 parties, confortable sur mousse épaisseur 8 cm, biseautée dans les angles.
- Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
- Tête réglable en toutes positions par un système piston à gaz.
- Livré avec dérouleur de papier.
- Adaptation des accessoires suivants : étaux, étriers gynécologiques, attelles de gobelets, gouttières ou appuis bras.
- Dim. Longueur : 190 cm.
Largeur : 70 cm.
Hauteur : 80 cm.
- Disponible en largeur 60 cm

Ref. DIVAN32670 (largeur 70 cm)

1A- Tabouret télescopique 120 02

- Piètement laqué.
- Equipé de 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
- Réglage en hauteur par système à gaz de 54 cm à 73 cm.
- Colonne laquée.
- Assise Ø 33 cm sur mousse épaisseur 4 cm,
- Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
- Empattement 55 cm.

Ref. TAB12002



1B- Guéridon 3060

- Piètement en tube rectangulaire laqué époxy.
- 2 plateaux bois stratifié blanc 60 x 40 cm.
- Cadre métallique formant une galerie sur les 4 côtés, hauteur 1.5 cm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 8 cm.
- Dim. Longueur : 60 cm.
Largeur : 40 cm.
Hauteur : 80 cm.

Ref. GUER13060

1C- Marchepied 3020

- Marchepied 2 marches, tube rectangulaire peint époxy.
- Revêtement de classe M1 sur les marches, 20 coloris au choix.
- Marche : 40 x 20 cm.
- 1^{re} marche : 17 cm - 2^{de} marche : 39 cm.

Ref. MARPIED3020

2- Accessoires

Paire d'étaux

En acier chromé. Ø intérieur = 14 mm.

Ref. ETAUX76

Paire d'étriers

En acier chromé Ø 14 mm.

Adaptable sur tous les modèles d'étaux de la gamme CARINA.

Ref. ETRIER105



3- Table d'examen mixte 326

- Piètement central oblique en tube acier peint époxy.
- Sellerie en forme 3 parties, confortable sur mousse épaisseur 8 cm, biseautée dans les angles.
- Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
- Tête et jambières réglables en toutes positions par un système piston à gaz.
- Livrée avec dérouleur de papier.
- Adaptation des accessoires suivants : étaux, étriers gynécologiques, attelles de gobelets, gouttières ou appuis bras.
- Dim. Longueur : 190 cm.
Largeur : 60 ou 70 cm.
Hauteur : 80 cm.
- Disponible en largeur 60 cm.

Ref. DIVAN32606 (largeur 60 cm)

DIVAN32607 (largeur 70 cm)

cabinet Fidji PROMOTAL



4- Divans d'examen 10110/10120

- Bâti entièrement soudé en acier largeur 65 cm ou 75 cm.
- Revêtement époxy-polyester gris nuage.
- Sellerie plate revêtement simili cuir M1.
- Mousse haute densité épaisseur 5 cm.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Porte rouleau papier.
- Dim. Longueur : 191 cm.
Largeur : 65 ou 75 cm.
Hauteur : 80 cm.

Ref. DIVAN10110 (largeur 65 cm)
DIVAN10120 (largeur 75 cm)



5- Accessoires

■ Paire d'étaux carrés.

Ref. ETAUX166

■ Paire d'étriers inox, Ø 16 mm.

Ref. ETRIER950

■ Paire d'appui-jambes plastique, Ø 16 mm.



6- Marchepied 1 marche Fidji 10300

- Bâti acier, revêtement époxy polyester.
- Marche ABS noir ou gris.
- Dimension marche : 27,5 x 43,5 cm.
- Hauteur de la marche 25 cm.

Ref. MARPIED10300



7- Guéridon assistant

- Structure acier, revêtement époxy polyester.
- 2 plateaux, plateau supérieur stratifié blanc.
- Roues axe lisse Ø 80 mm.



8- Lampe d'examen 4960

- Colonne acier, époxy polyester.
- 12 V avec variateur 50 w.
- Eclairage à 30 cm - 85000 Lux.
- Transformateur incorporé avec fusible de sécurité.
- Flexible : spirale acier Ø 13 gainée de silicone blanc ou noir, longueur 650 mm.
- Tête de lampe montée sur rotule.
- Pied aluminium poli brillant 5 branches Ø 49 cm.
- Roulettes jumelées Ø 50 mm.

7- Tabouret à hauteur variable 4923

- Hauteur mini-maxi : 53/72 cm.
- Hauteur variable colonne à gaz.
- Revêtement époxy polyester.
- Assise Ø 40 cm.
- Piètement Ø 49 cm.
- 5 roulettes Ø 50 mm.

Ref. TAB4923

divans d'examen



1



2

1- Divan d'examen Basic

- Structure en tube carré en acier inoxydable.
- Tête réglable avec crémaillère automatique, haute résistance.
- Tête et siège rembourrés de mousse très haute densité (30kg/m³) épaisseur 5 cm, recouverts de tissu plastifié lavable ignifugé. (classement de résistance au feu M1).
- Porte rouleau amovible, 50 cm de large positionnable à la tête ou aux pieds.
- Charge maximum : 150 kg.

- Disponible en différents coloris de sellerie :

- Noir - Ref. DIVAN TA0030
- Blanc - Ref. DIVAN TA0031

- Bleu, bordeaux, vert, beige, gris.

Accessoire

Paire d'étau avec talonnière.

Ref. ETAUXTA0032

2- Divan d'examen 1810 PROMOTAL

- Bâti acier, revêtement époxy-polyester.
- Pieds emboîtables, revêtement époxy-polyester.
- 2 patins réglables.
- Sellerie plate revêtement simili cuir M1, mousse haute densité épaisseur 5 cm.
- Dossier réglable par compas crantés.
- Disponible avec pieds inox.

Ref. DIVAN1810

divans à hauteur variable



3



4

3- Divan à hauteur variable 23002 BEAUMOND

- Bâti acier, revêtement époxy gris nuage.
- Hauteur variable électrique.
- Commande manuelle 24 V.
- Commande bilatérale.
- Sellerie plate, revêtement non-feu classé M1.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Support rouleau papier.
- Dim. Longueur : 195 cm.
Largeur : 50 cm.
Hauteur : de 50 à 89 cm.

Ref. DIVAN23002

4- Divan à hauteur variable Zefira® PROMOTAL

- Hauteur variable électrique de 42 cm à 86 cm.
- Structure acier avec finition époxy gris nuage.
- Sellerie plate avec mousse épaisseur 50 mm, revêtement non-feu classé M1.
- Carter ABS gris clair.
- Dossier inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale.
- Patins de réglage sous piètement.
- Commande manuelle.
- Support rouleau papier.
- 135 kg capacité de charge (testé à 170 kg en dynamique, en cycle et à 540 kg en statique)
- Dim. Longueur : 201.1 cm.
Largeur : 65 cm.
Hauteur : de 43.3 à 87.7 cm.

divans à hauteur variable électrique



1

1- Table d'examen 326 04 et 326 05 CARINA

- Piétement central électrique capoté tôle peint époxy.
- Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm, biseautée dans les angles.
- Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
- Tête réglable en toutes positions par un système piston à gaz.
- Livrées avec dérouleur de papier.
- Réglables en hauteur de 62 cm à 90 cm avec moteur électrique 24 Volts, puissance 200 Kg.
- Dim. Longueur : 190 cm.
Largeur : 60 cm ou 70 cm.
Hauteur : de 62 à 90 cm.

Ref. DIVAN32604 - Largeur 60 cm.
DIVAN32605 - Largeur 70 cm.



2

2- Table d'examen mixte 3 parties 326 08 et 326 09 CARINA

- Piétement central électrique capoté tôle peint époxy.
- Sellerie 3 parties en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm, biseautée dans les angles.
- Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
- Tête et jambières réglables en toutes positions par un système piston à gaz.
- Livrées avec dérouleur de papier.
- Réglables en hauteur de 62 cm à 90 cm avec moteur électrique 24 Volts, puissance 200 Kg.
- Dim. Longueur : 190 cm.
Largeur : 60 cm ou 70 cm.
Hauteur : de 62 à 90 cm.

Ref. DIVAN32608 - Largeur 60 cm.
DIVAN32609 - Largeur 70 cm.



3

3- Accessoires

Paire d'étaux
En acier chromé.
Ø intérieur = 14 mm.

Ref. ETAUX76

Paire d'étriers
En acier chromé Ø 14 mm.
Adaptable sur tous les modèles d'étaux de la gamme CARINA.

Ref. ETRIER105

divan meuble

4- Divan d'examen CADIX 2 CARINA

- Piétement composé de 2 meubles fixes sous le divan, laqué époxy, 16 coloris au choix.
- Meubles composés de 4 tiroirs chacun, avec serrure, hauteur d'un tiroir 10 cm.
- Sellerie en forme soignée et confortable sur mousse épaisseur 8 cm.
- Revêtement classe M1, 20 coloris au choix.
- Stabilité assurée par 8 vérins sous les meubles.
- Tête à gauche ou à droite (mise en place rapide), réglable en toutes positions par vérin à gaz.
- Divan livré avec dérouleur de papier.
- Possibilité d'adaptation des accessoires suivants : Etaux, étriers gynécologiques, attelles de Gobelts.
- Dim. Caisson : 72 x 44 cm.
Divan : L 193 x l 72 x H 85 cm.



4

fauteuils de prelevement

5- Fauteuil 512 11 CARINA

- Piétement central en tube acier peint époxy.
- Sellerie en forme très confortable sur mousse épaisseur 8 cm.
- Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
- Dossier réglable en toutes positions par un système piston à gaz. Position de Trédélendbourg.
- Assise fixe inclinée vers l'arrière assurant un bon confort (évite le phénomène de glissement).
- Systèmes gouttière et appui-bras crantés réglables en toutes positions.
Fauteuil livré avec 1 gouttière et 1 appui-bras.
- Fauteuil pivotant à 360° avec blocage tous les 90°. Commande du pivotement par pédale.
- Dim. Longueur : 130 cm.
Largeur : 55 cm.
Hauteur : 55 cm.



5

6- Fauteuil 70892 BEAUMOND

- Bâti tube rectangulaire et colonne carrée.
Revêtement époxy.
4 vérins de stabilité.
- Sellerie anatomique.
Revêtement anti-feu M1.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
Commande manuelle bilatérale.
- Jambier réglable par système autobloquant.
- 2 accoudoirs gouttières mousse polyuréthane noire.
- Repose-jambes indépendants.
- Dim. Longueur : 164 cm.
Largeur : 70.4 cm.
Hauteur : 52 cm.



6

divans - fauteuils gynécologiques



1

1- Divan gynécologique Basic 3 sections

- Structure en tube rond en acier inoxydable de Ø 40 mm.
- Matelas rembourré de mousse très haute densité (30kg/m³) épaisseur 7 cm, recouvert de tissu plastifié lavable ignifugé classe M1.
- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère automatique haute résistance.
- 2 repose jambes ajustables et articulés.
- 1 bassine en acier inox Ø 32 cm.
- 1 porte-rouleaux.
- Coloris noir.
- Dim. Longueur tête : 76,5 cm.
Longueur assise : 58 cm.
Longueur repose-pied : 46 cm.
Largeur : 62,5 cm.
Hauteur : 81 cm.

Ref. DIVANGYN5015



2

2- Divan gynécologique 625 CARINA

- Piétement central oblique en tube acier peint époxy.
- Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm, biseautée dans les angles.
- Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
- Dossier et jambière réglables en toutes positions par un système piston à gaz.
- Position de Trédélendbourg.
- Tiroir inox amovible.
- Paire d'étriers Ø 14 mm chromés.
- Livré avec dérouleur de papier.
- Possibilité d'adaptation des accessoires suivants : attelles de gobelets, gouttières ou appuis bras.
- Dim. Longueur : 175 cm.
Largeur : 55 cm.
Hauteur : 82 cm.

Ref. DIVAN62501 - sellerie 2 parties sans jambière.
DIVAN62502 - sellerie 3 parties avec jambières.



3

3- Divan gynécologique à hauteur variable électrique 625 CARINA

- Piétement central électrique capoté tôle peint époxy.
- Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm, biseautée dans les angles.
- Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
- Dossier et jambière réglables en toutes positions par un système piston à gaz.
- Position de Trédélendbourg.
- Tiroir inox amovible.
- Paire d'étriers Ø 14 mm chromés.
- Livré avec dérouleur de papier.
- Réglable en hauteur de 62 cm à 90 cm avec moteur électrique 24 Volts, puissance 200 Kg.
- Possibilité d'adaptation des accessoires suivants : attelles de gobelets, gouttières ou appuis bras.
- Dim. Longueur : 175 cm.
Largeur : 55 cm.
Hauteur : de 62 à 90 cm.

Ref. DIVAN62504

table de massage pliante

4- Table sans dossier 1168 PROMOTAL

- Table de massage ou d'examen pliable et transformable en valise pour soins à domicile.
- Bâti aluminium anodisé, pieds acier époxy gris.
 - Sellerie mousse moyenne densité.
 - Revêtement anti-feu classe M1, coloris saphir.
 - Système de fermeture à charnières.
 - Charge : 200 Kg.
 - Poids : 17 Kg.
 - Dim. ouverte
Longueur : 180 cm.
Largeur : 56 cm.
Hauteur : 90 cm.

Ref. TABLE1168
TABLE1168S - Modèle avec trou pour le visage.

Accessoires

Coussin de tête amovible - Ref. COUSSIN1166



4

marchepieds



2



3



4



5



6



7

1- Marchepied Basic 1 marche Marche en bois

En acier chromé, marche en bois recouverte de gomme anti-dérapante.

Ref. MARPIED5034

2- Marchepied Basic 2 marches Marches en bois

Construit en tube d'acier inoxydable.
2 marches recouvertes de matière plastique antidérapante.

Charge maximum : 150 kg.

Ref. MARPIEDTA0050

3- Marchepied Inox 1 marche Marche en aluminium

- Piètement inox.
- Marche aluminium : 35 x 25 cm.
- Hauteur marche : 21 cm.

Ref. MARPIED901

4- Marchepied Inox 2 marches Marches en aluminium

- Piètement inox.
- Marches aluminium : 35 x 20 cm.
- 1^{ère} marche : 20 cm - 2^{de} marche : 37 cm.

Ref. MARPIED900

5- Marchepied 1 marche en ABS Tube rond

- Marchepied 1 marche, chromé ou peint époxy.
- Marche anti-dérapante en ABS : 35 x 15 cm.
- Monté sur 4 embouts noirs.
- Hauteur marche : 23 cm.
- Différents coloris disponibles :

Ref. MARPIED5701 - Blanc chromé / Ref. MARPIED5705 - Noir chromé

Ref. MARPIED5702 - Blanc laqué / Ref. MARPIED5706 - Noir laqué

6- Marchepied 2 marches en ABS Tube rond

- Marchepied 2 marches, tube rond, chromé ou peint époxy.
- Marches anti-dérapantes en ABS : 35 x 15 cm.
- Monté sur 4 embouts noirs.
- 1^{ère} marche : 23 cm - 2^{de} marche : 39 cm.
- Différents coloris disponibles.

Ref. MARPIED560 - Blanc chromé / Ref. MARPIED5605 - Noir chromé

Ref. MARPIED5602 - Blanc laqué / Ref. MARPIED5606 - Noir laqué

7- Marchepied 2 marches en ABS Tube carré

- Marchepied 2 marches, tube carré, chromé ou peint époxy.
- Marches anti-dérapantes en ABS : 35 x 15 cm.
- Monté sur 4 embouts noirs.
- 1^{ère} marche : 23 cm - 2^{de} marche : 39 cm.
- Différents coloris disponibles.

Ref. MARPIED550 - Blanc chromé / Ref. MARPIED5505 - Noir chromé

Ref. MARPIED5502 - Blanc laqué / Ref. MARPIED5506 - Noir laqué

tabourets à colonne à gaz



8



Ref. TAB12001 + repose pieds



Ref. TAB12002



Ref. TAB12002 + dossier

8- Tabourets PROMOTAL

- Hauteur variable colonne à gaz chromée.
- Assise Ø 40 cm.
- Piètement Ø 49 cm.
- Plusieurs modèles disponibles :
 - Sur patins - Hauteur mini-maxi : 48/63 cm - Ref. TAB913
 - Sur patins - Hauteur mini-maxi : 55/81cm - Ref. TAB916
 - Sur roulettes - 5 roulettes Ø 50 mm - Hauteur mini-maxi : 53/72 cm - Ref. TAB923
 - Sur roulettes - 5 roulettes Ø 50 mm - Hauteur mini-maxi : 60/86 cm - Ref. TAB926

9- Tabourets Gamme 120 CARINA

- Piètement laqué.
- Equipés de 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
- Réglage en hauteur par système à gaz de 54 cm à 73 cm.
- Colonne laquée ou chromée.
- Assise Ø 33 cm sur mousse épaisseur 4 cm.
- Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
- Empattement 55 cm.

Ref. TAB12002 - Colonne laquée
TAB12001 - Colonne Chromée

10- Accessoires adaptables à l'ensemble de la gamme 120

Dossier - Ref. DOSSIER10
Repose-pied - Ref. REPIED15

petits meubles et guéridons

1- Guéridons Gamme CARINA

- Piétement en tube carré laqué époxy.
- 4 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
- Hauteur : 80 cm.
- Plusieurs configurations :
 - 2 plateaux bois 60 x 40 cm stratifié blanc sans tiroir
- ref. GUERI243
 - Démontable, livré en kit.
 - 2 plateaux bois 40 x 40 cm stratifié blanc 40 x 40 cm, guéridon équipé d'un tiroir hauteur 85 mm.
ref. GUERI24313
 - 2 plateaux bois 40 x 40 cm stratifié blanc 40 x 40 cm, guéridon équipé de 3 tiroirs hauteur 85 mm.
ref. GUERI24315

Livrés montés pour les guéridons avec tiroir.

2- Carroussel BEAUMOND

- Coffre stratifié blanc.
- Hauteur variable par colonne à gaz.
- Piétement pivotant chromé 5 branches, roues Ø 75 mm.
- Plateau supérieur 550 x 550 mm - 4 galeries.
- Plateau arrière intermédiaire - 330 x 80 mm, 3 galeries.
- Plateau arrière inférieur - 495 x 145 mm, 3 galeries.
- 8 tiroirs : 200 x 300 x 65 mm.
- Dim. Longueur : 550 mm.
Largeur : 550 mm.
Hauteur : 855 mm.

(les dimensions indiquées sont les dimensions utiles)

Ref. CAROU20200



ref. GUERI243

1

ref. GUERI24313

2

guéridons et chariots médicaux



3



4



5



6



7



8



9



10

3- Guéridon Basic

- Structure tube rond en acier inoxydable.
- 2 plateaux en inox 18/10.
- Galeries amovibles.
- 4 roues caoutchouc silencieuses Ø 80 mm (dont 2 avec frein).
- Dim. Longueur : 600 mm.
Largeur : 400 mm.
Hauteur : 930 mm.

Ref. GUERI50442

4- Guéridon 531 PROMOTAL

- Bâti acier inoxydable entièrement soudé sous argon.
- 2 plateaux plats acier inoxydable, gravés, insonorisés.
- 1 galerie supérieure grand côté.
- 1 galerie 3 côtés pour plateau inférieur.
- Roulettes Ø 75 mm.
- Dim. Longueur : 600 mm.
Largeur : 400 mm.
Hauteur : 855 mm.

Ref. GUERI531

5- Guéridon PROMOTAL Inox 600 x 400 - 2 plateaux - Tube carré

- Bâti acier inoxydable entièrement soudé sous argon.
- 2 plateaux plats acier inoxydable, gravés, insonorisés.
- Roulettes Ø 75 mm.
- Option : Galerie 3 côtés inox.

Ref. GUERI7200
GUERI7200G3 - avec option

6- Guéridon PROMOTAL Inox 600 x 400 - 3 plateaux - Tube carré

- Bâti acier inoxydable entièrement soudé sous argon.
- 3 plateaux plats acier inoxydable, gravés, insonorisés.
- Roulettes Ø 75 mm.

Ref. GUERI7202

7- Guéridon PROMOTAL Inox 750 x 500 - 2 plateaux - Tube rond

- Bâti acier inoxydable entièrement soudé sous argon.
- 2 plateaux plats acier inoxydable, gravés, insonorisés.
- Roulettes Ø 75 mm.

Ref. GUERI7341

8- Guéridon PROMOTAL Inox 750 x 500 - 2 plateaux - Tube carré

- Bâti acier inoxydable entièrement soudé sous argon.
- 2 plateaux plats acier inoxydable, gravés, insonorisés.
- Roulettes Ø 75 mm.
- Option : 2 tiroirs inox côte à côte.

Ref. GUERI7201

9- Guéridon PROMOTAL Inox 750 x 500 - 3 plateaux - Tube carré

- Bâti acier inoxydable entièrement soudé sous argon.
- 3 plateaux plats acier inoxydable, gravés, insonorisés.
- Roulettes Ø 75 mm.

Ref. GUERI7303

10- Galeries pour guéridons PROMOTAL

- Galerie 3 côtés pour plateaux 600 x 400.
- Galerie 3 côtés pour plateaux 750 x 500.
- Galerie 4 côtés pour plateaux 600 x 400.
- Galerie 4 côtés pour plateaux 750 x 500.

guéridons d'anesthésie PROMOTAL



1

1- Guéridon inox
600 x 400 - 2 tiroirs

- Structure et plateaux soudés en inox 18/10.
- Habillage et façades de tiroirs en inox.
- 1 tiroir de 120 mm et 1 tiroir de 240 mm.
- Tiroirs sur glissières à galets sortie simple.
- Bac de tiroir inox 18/10.
- 4 roues antistatiques Ø 100 mm dont 2 à freins.
- Dim. Longueur : 600 mm.
Largeur : 400 mm.
Hauteur : 935 mm.



2

Multiprise
en option

2- Guéridon Epoxy
750 x 500 - 3 tiroirs

- Structure et plateaux inox 304 soudés.
- Habillage et façades de tiroirs époxy.
- Bloc 3 tiroirs de 120 mm.
- Tiroirs sur glissières à galets sortie simple.
- Bac de tiroir inox 304.
- 4 roues antistatiques Ø 100 mm dont 2 à freins.
- Dim. Longueur : 750 mm.
Largeur : 500 mm.
Hauteur : 935 mm.



3

Finition époxy
et non inox.

3- Guéridon Inox
600 x 400 - 5 tiroirs

- Structure et plateaux inox 304 soudés.
- Habillage et façades de tiroirs inox.
- 4 tiroirs de 120 mm et 1 tiroir de 240 mm.
- Tiroirs sur glissières à galets sortie simple.
- Bac de tiroir inox 304.
- 4 roues antistatiques Ø 100 mm dont 2 à freins.
- Dim. Longueur : 600 mm.
Largeur : 400 mm.
Hauteur : 935 mm.



4

Finition inox
et non époxy.

4- Guéridon Epoxy
750 x 500 - 4 tiroirs

- Structure et plateaux inox 304 soudés.
- Habillage et façades de tiroirs époxy.
- 2 tiroirs de 120 mm et 2 tiroirs de 240 mm.
- Tiroirs sur glissières à galets sortie simple.
- Bac de tiroir inox 304.
- 4 roues antistatiques Ø 100 mm dont 2 à freins.
- Dim. Longueur : 750 mm.
Largeur : 500 mm.
Hauteur : 935 mm.

guéridons à pansement - assistant muet

5- Guéridons à pansements
TOURINOX

- Structure et plateaux en inox 304 18/10 soudés sous argon.
- Bâti cintré poli brillant Ø 25 mm.
- 3 plateaux bords tombés.
- Poubelle inox extérieure 14 litres.
- 2 modèles disponibles : 600 x 400 et 750 x 500.
- Dim. Longueur : 600 ou 750 mm.
Largeur : 400 ou 500 mm.
Hauteur : 850 mm.

Ref. GUERI374 - 600 x 400
Ref. GUERI474 - 750 x 500

6- Assistant muet
TOURINOX

- Ensemble inox 18/10.
- Réglable de 825 à 1300 mm.
- Plateau 600 x 480 mm, 4 bords tombés, avec renfort.
- 4 roulettes Ø 80 mm antistatiques dont 2 à freins.

Ref. GUERI925AF



5

6

compléments et environnement

7



7- Poubelle à pédale inox

7- Poubelle à pédale inox

- Corps en acier inoxydable 18/10, seau intérieur amovible en plastique.
- Contenance : 12 litres.

Ref. POUBINOX14L

8



9



8- Poubelle inox laquée blanc

- Corps de la poubelle laqué blanc, seau intérieur plastique.
- Contenance : 14 litres.

Ref. POUBI974

10



Paravents

10- Paravent 3 panneaux Basic

- Châssis réalisé en tube d'acier inoxydable.
- 3 panneaux avec roulettes non dissociables avec rideaux blancs en plastique lavables ignifugés (classement résistance au feu : M3).
- 7 roulettes doubles Ø 60 mm.
- Dim. panneau Longueur : 61 cm.
Hauteur : 174 mm.

11- Paravent 3 volets repliable
PROMOTAL

- Bâti tube rond, revêtement chromé.
- 3 panneaux PVC.
- 6 roues Ø 50 mm.
- Dim. Longueur : 167 cm.
Largeur panneau : 57 mm.
Hauteur : 161 mm.

Ref. PARAVENT3V

11



9- Poubelle acier verni

- Corps en acier verni, seau intérieur plastique.
- Contenance : 14 litres.

Ref. POUB14L

12



12- Paravent mural

- Télescopique et orientable. Support mural et tubes en acier inoxydable 18/10.
- Rideau blanc en toile Polyester enduit PVC, lavable, classe M1 non inflammable.
- Longueur de 112 à 200 cm - Longueur déplié : 200 cm - hauteur 1700 mm.

Ref. PARAVTEL

compléments et environnement



1



2



3



4

■ Vitrites murales

1- Vitrine portes verre coulissantes

Bâti en tôle électrozinguée, revêtement époxy/polyester.

Portes verre coulissantes, 2 étagères verre.

Dim. L 80 x P 35 x H 50 cm.

Ref. VIT341

Option : Serrure à crémaillère

Ref. SERRURE3345

2- Vitrine portes en tôle

Bâti en tôle électrozinguée, revêtement époxy/polyester.

Portes tôle, 1 étagère tôle réglable en hauteur.

Dim. L 67 x P 35 x H 50 cm.

Ref. VIT6760

Options : Serrure à clé - étagère supplémentaire.

■ Vitrites sur socle

3- Vitrine sans tiroir 1 porte

Vitrine une porte ouverture à 180° en verre trempé gris fumé.

Bâti en tôle électrozinguée 10/10°, revêtement époxy polyester.

Poignée chromée avec clé.

Socle acier inoxydable z8c17 poli brillant.

5 étagères en verre, réglables en hauteur.

Vitrine étanche à la poussière.

Dim. L 54 x P 41.5 x H 172 cm.

Ref. VIT306

4- Vitrine sans tiroir 2 portes

Vitrine deux portes ouverture à 180° en verre gris fumé.

Poignée chromée avec clé.

Socle acier inoxydable z8c17 poli brillant.

5 étagères en verre, réglables en hauteur.

Vitrine étanche à la poussière.

Dim. L 75 x P 41.5 x H 172 cm.

Ref. VIT337



Piètement classique


5 6



Piètement design



7 8



9 10

■ Bacs mobiles - fiches et fichiers

5- Fichiers métalliques « Europe »

Superposables et juxtaposables.

Disposent de 2 tiroirs avec butée de sécurité, pour fiches médicales de format international 210 x 148 mm.

Serrure de sécurité et porte-étiquette.

Livrés avec un jeu de 2 intercalaires blancs.

Dim. 500 x 430 x 210 mm.

Capacité : 1000 fiches environ.

Disponible en 3 coloris :

- Ivoire - Ref. FICHIEREUROPI

- Gris - Ref. FICHIEREUROPG

- Blanc - Ref. FICHIEREUROPB

6- Piètements pour fichiers « Europe »

Piètements métalliques sur roulettes avec tablette de rangement.

Dim. 500 x 430 x 510 mm (avec les roulettes).

2 modèles disponibles :

- Classique ivoire - Ref. PIETMCI

- Classique gris - Ref. PIETMCG

- Classique blanc - Ref. PIETMCB

- Design ivoire - Ref. PIETMCIAT

- Design gris - Ref. PIETMCIATG

- Design blanc - Ref. PIETMCIATB

7- Fichiers métalliques modulaires Valrex

Fichiers à 2 tiroirs pour un classement horizontal ou vertical de tout type de fiches.

Corps tout acier, très résistant.

Système de classement grande capacité (1000 par tiroir), modulaire et extensible.

Livrés avec 3 séparateurs métalliques mobiles, 3 jeux de poignées porte-étiquettes (anthracite, rouge et bleu) à clipser et des étiquettes de couleur.

Profondeur : utile 380 mm / extérieur 420 mm.

Coloris : gris nuée.

En option : Jeu de 4 roulettes grises à visser (2 avec frein)

Ref. PIETROUL32503

Serrure pour fichier - Ref. SERRURE322

2 modèles à classement horizontal :

- Dim. 217 x 560 x 420 mm - Ref. FICHIER3313200

- Dim. 225 x 623 x 420 mm - Ref. FICHIER3314100

1 modèle à classement vertical :

- Dim. 305 x 463 x 420 mm - Ref. FICHIER3314200

8- Piètements anti-basculants sans roulette pour fichiers modulaires Valrex

Piètement en acier gris nuée avec un plateau inférieur de rangement.

Hauteur : 450 mm.

3 modèles disponibles :

- Pour fichiers 217 x 560 x 420 mm - Ref. PIET3347500

- Pour fichiers 225 x 623 x 420 mm - Ref. PIET33477

- Pour fichiers 305 x 463 x 420 mm - Ref. PIET33478

9- Fiches médicales

Fiches 3 volets fond blanc dont le premier est pré-imprimé (impression bleue).

2 formats :

Standard 200 x 125 mm - Ref. FICHEPMBL

International 210 x 150 mm - Ref. FICHEGMBL

10- Suites de fiches

1 volet à insérer dans la fiche médicale 3 volets.

2 formats :

Standard - Ref. FICHESUITEPMBL

International - Ref. FICHESUITEGMBL

chariots de visite



1A



1B



2A



2B

1- Chariots à accès latéral

1A- Chariot pour dossiers A4 suspendus

Plan de travail supérieur et tablette inférieure en résine acrylique. Chariot fermé à clef avec un rideau coulissant horizontalement. Dim. 725 x 525 x 985 mm.

Ref. CHARIOT88110

1B- Chariot pour dossiers Radio et dossiers A4 suspendus

Plan de travail supérieur et tablette inférieure en résine acrylique. Chariot comprenant 1 rangée pour dossiers Radio plus 1 rangée pour dossiers A4, fermé à clef avec un rideau coulissant horizontalement.

4 roulettes Ø 125 mm dont une à frein. Dim. 725 x 525 x 1125 mm.

Ref. CHARIOT88120

2- Chariots à accès vertical

2A- Chariot pour dossiers A4 suspendus

Plan de travail supérieur en résine acrylique coulissant latéralement sur glissières avec roulement à billes et fermeture à clef.

Tablette inférieure en résine acrylique. Dim. 795 x 525 x 1035 mm.

Ref. CHARIOT88111


2B- Chariot pour dossiers Radio suspendus

Plan de travail supérieur en résine acrylique coulissant latéralement sur glissières avec roulement à billes et fermeture à clef.

Tablette inférieure en résine acrylique. 4 roulettes Ø 125 mm dont une à frein. Dim. 795 x 525 x 1035 mm.

Ref. CHARIOT88101

médicaments : distribution - stockage - accessoires




3A

3B

3C

3D



4A

4B

4C

4D



5A

5C

5D

5B

3- Distributeurs journaliers

3A- Plumier 4 cases EDM 01

En polystyrène bleu avec couvercle coulissant en PVC transparent. 4 compartiments 40 x 30 x 17 mm, répertoriés sur couvercle 1-2-3-4. Dim. 168 x 50 x 18 mm.

Ref. PILJEDM01

3B- Plumier 4 compartiments PR44

- Identification du patient sur le dessus.
- Dim. des alvéoles : 48 x 60 x 15 mm.
- Dim. Totale : 225 x 112 x 18 mm.

Ref. PLUMIER68202

3C- Plumier 4 compartiments PR136

- Identification du patient sur le dessus.
- Dim. des alvéoles : 58 x 73 x 32 mm.
- Dim. Totale : 260 x 125 x 36 mm.

Ref. PLUMIER6822

3D- Plumier 4 compartiments PR157

- Identification du patient sur le côté.
- Dim. des alvéoles : 112 x 50 x 30 mm.
- Dim. Totale : 260 x 135 x 30 mm.

Ref. PLUMIER6826

Étiquettes

Bloc de 304 étiquettes pour plumier PR44 et PR136.

Ref. ETIQ6828

Plateau

Contenance : 19 plumiers PR44.

Ref. PLATEAU35019

4- Distributeurs hebdomadaires

4A- Pilulier hebdomadaire de poche

Pilulier individuel de petite taille. Dim. 25 x 150 x 100 mm.

Ref. PILAMBU

4B- Pilulier hebdomadaire PILBOX

Pilulier 28 cases. 1 seule pression du pouce sur la touche correspondant au traitement permet de recueillir les médicaments. Dim. 35 x 210 x 120 mm.

Ref. PILBOX

4C- Pilulier hebdomadaire hospitalier

- Casier intérieur extractible.
- Fond transparent.
- Couvercle à 7 tirettes.
- Étiquette nominative.
- Système d'empilement des piluliers.
- Dim. 39 x 320 x 200 mm.

Ref. PILHEBDO

4D- Pilulier hebdomadaire hospitalier à cases modulables

- 4 curseurs amovibles par journée.
- Convient à toutes les formes sèches.
- Couvercle à 7 tirettes.
- Étiquette nominative.
- Système d'empilement des piluliers.
- Dim. 39 x 320 x 200 mm.

Ref. PILHEBDOMODUL

5- Accessoires

5A- Coupe-comprimés

Permet de casser les comprimés en deux parties et de les stocker. Dim. 8,3 cm x 3,3 cm x 2,5 cm.

Ref. COUPCOMP

5B- Ecrase-comprimés

Transforme en poudre les comprimés pouvant être stockés dans un petit réceptacle. Ø 5,5 cm.

Ref. ECRASCOMP

5C- Mortier

Mortier à bec en porcelaine, intérieur rugueux et émaillé extérieurement. Lavable en lave-vaisselle jusqu'à 65°C. Ø 100 mm - Hauteur : 50 mm. Capacité : 160 ml.

Ref. MORTIER100

5D- Pilon

Pilon en porcelaine, à tête rugueuse. Lavable en lave-vaisselle jusqu'à 65°C.

Ref. PILON

6- Chariot de distribution de médicaments

Chariot hebdomadaire 30 cases

Chariot à montants en aluminium anodisé et structure intérieure en fil d'acier revêtu époxy.

Condamnation par serrure.

Fil porte accessoires.

Dim. 820 x 420 x 985 mm.

Ref. CHARIOT85230

6



lampes médicales



1- Lampes halogènes

1A- Lampe support aluminium

Base en aluminium anodisé et tige chromée.

Pied à 5 roulettes.

Lampe 20 W - 3800 Lux.

Ref. LAMPE1666

1B- Lampe support plastique

Structure tube rond en acier inoxydable.

Hauteur réglable de 91 à 137 cm.

Bras flexible et orientable de 69 cm avec poignée.

Pied en plastique noir équipé de 5 roulettes doubles.

Lampe dichroïque 12 V - 35 W.

11000 lux à 0,5 m.

200 V - 50 Hz.

6000 lux à 1 m.

Livree en deux parties : Tube + tige et pied.

Ref. LAMPE1668

2- Lampe Dmed® MT 6008

Lampe d'examen Halux MT, pratique et fonctionnelle par ses dimensions réduites.

Transformateur électronique de sécurité.

Butée de distance de sécurité.

Conforme aux normes EN 60598-2-25,

EN 60601-1 et aux Directives UE 93/42

Classe CEE 1.

Données techniques :

- Equipement : 1 lampe halogène 12 V / 20 W / 10°.
- Puissance lumineuse : env. 18.000 Lux / 0,5 m.
- Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz AC, 240 V / 50 Hz AC.
- Puissance absorbée : env. 25 W.
- Fixation : table, mur, rail, piètement à roulettes.
- Coloris : blanc pur.

Ref. LAMPEHALUX6007

3- Lampe MAGMA

Lampe d'examen et de soins à la lumière puissante et diffuse.

Transformateur électronique de sécurité.

Butée de distance de sécurité.

Conforme aux normes EN 60601-1 et EN

60598-2-25.

Données techniques :

- Equipement : 1 x Qt14 60 W /c G9 230 V.
- Puissance lumineuse : env. 6.000 Lux/0,5 m.
- Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz AC.
- Puissance absorbée : env. 60 W.
- Fixation : table, mur, rail, piètement à roulettes.
- Corps luminaire en matière synthétique, blanc pur.

Ref. LAMPEMAGMA

4- Lampe Dmed® hx 35 P FX

Lampe d'examen et de soins de haute qualité à prix réduit.

Conception professionnelle (butée de

distance, contrôle de la chaleur).

Basse tension, câblage intégré.

Transformateur électronique .

Tête montée sur flexible.

Rotule mobile entre la tête et le flexible.

Répond à la norme EN 60598-2-25.

Données techniques :

- Equipement : 1 lampe halogène 12 V / 35 W / 10°.
- Puissance lumineuse : env. 32'000 Lux/0,5 m.
- Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz AC.
- Puissance absorbée env. 40 W.
- Fixation : table, mur, rail, piètement à roulettes.
- Corps du luminaire polyamide blanc pur.

Ref. LAMPEHX35M

Ampoule de rechange - Ref. AMPOULEEL200

5- Lampe loupe rll 122 tm

Lampe médicale à loupe intégrée et éclairage intense pour les examens et le travail de laboratoire.

Conforme aux normes EN 60601-1 et EN 60598-2-25.

Données techniques :

- Equipement : 1 x 12 W tube fluorescent circline.
- Loupes : 4 dioptries.
- Dim. Loupe : Ø 120 mm.
- Appareillage : ballast conventionnel.
- Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz AC.
- Puissance absorbée env. 30 W.
- Fixation : table, mur, rail, piètement à roulettes.
- Corps du luminaire en matière synthétique blanc pur.

Ref. LAMPELOUPE

■ Piètement 5 branches à roulettes lesté.

Mêmes caractéristiques que le pied non lesté.

Ref. PIEDLAMPELOUPE

6- Systèmes de fixation

Adaptables sur les lampes Dmed® MT 6008, Lampe MAGMA et lampe Dmed® hx 35 P FX.

6A- Fixation murale

Fixation en polyamide GF, avec écrou de sécurité et trou passe-fil.

Coloris blanc pur.

Ref. SUPPORTMUR845

6B- Etau pour rail médical

Etau en aluminium anodisé avec écrou de sécurité pour rail : 25-35 x 8-10 mm.

Ref. SUPPORTSU300



6C- Bras prolongateur

Bras avec écrou de sécurité en tube acier poudré - Longueur : 400 mm - Ø 16 mm.

Coloris blanc pur.

Ref. PROLONG565

6D- Piètement 5 branches à roulettes

Pied non lesté en inox (tube) et matière synthétique (piètement et roulettes) avec vis de sécurité et crochet pour câble d'alimentation.

Hauteur : 0.83 m.

Empattement : 0.58 m.

Ref. PIEDLAMPE134



7- Lampe infrarouge IL 30

Favorise la régulation naturelle de la chaleur du corps et permet une meilleure irrigation.

Le métabolisme s'en trouve stimulé et le système immunitaire du corps est activé.

La lampe à infrarouges s'utilise pour soulager la douleur, pour les soins du corps et du visage et pour favoriser la détente.

Garantie : 1 an.

Ref. LAMPRI



négatoscopes



1 2

1- Modèles standards à interrupteur

Négatoscopes horizontaux 1 et 2 plages

- Tôle d'acier vernis.
- Corps divisé en plages utilisables séparément.
- Diffuseur monochrome blanc.
- Illumination homogène à lumière fluorescente (54 W par plage).
- Interrupteurs bipolaires étanches (1 par plage).
- Fusibles de sécurité.
- Cordon indépendant de l'appareil.
- 220 Volts - 50 Hz. Prise française.

Surface utile 1 plage : Largeur 37,5 cm, Hauteur 48,5 cm.

Ref. NEGAT0821101

Surface utile 2 plages : Largeur 74 cm, Hauteur 48,5 cm.

Ref. NEGAT0821102

Négatoscopes horizontaux 3, 4 et 5 plages

- Tôle laquée au four de couleur blanche, fixation murale.
- Chaque plage a son propre allumage et est indépendante l'une de l'autre.
- Interrupteur bipolaire lumineux isolé.
- Cordon d'alimentation indépendant du coffret.
- Prise incorporée au coffret avec fusibles.
- 1 lampe fluorescente type « lumière du jour » par plage.
- Plage lumineuse en altuglas de 3 mm d'épaisseur et de couleur opaline, entourée d'une cornière de protection en acier inoxydable 18/10.

Surface utile 3 plages : Largeur 120 cm, Hauteur 42,5 cm.

Ref. NEGAT0821103

Surface utile 4 plages : Largeur 160 cm, Hauteur 42,5 cm.

Ref. NEGAT0821104

Surface utile 5 plages : Largeur 200 cm, Hauteur 42,5 cm.

Ref. NEGAT0821105

Négatoscope vertical 1 plage

Mêmes caractéristiques que les négatoscopes 3, 4 et 5 plages.

Surface utile 1 plage : Largeur 42,5 cm, Hauteur 120 cm.

Ref. NEGAT0821111

2- Modèles standards à variateur d'intensité

Mêmes caractéristiques que les négatoscopes à interrupteur 3, 4 et 5 plages.

Surface utile 1 plage : Largeur 40 cm, Hauteur 42,5 cm.

Ref. NEGAT0821121

Surface utile 2 plages : Largeur 80 cm, Hauteur 42,5 cm.

Ref. NEGAT0821122

Surface utile 3 plages : Largeur 120 cm, Hauteur 42,5 cm.

Ref. NEGAT0821123

Surface utile 1 plage verticale : Largeur 42,5 cm, Hauteur 120 cm.

Ref. NEGAT0821131



3

3- Négatoscopes BAS'X horizontaux

- Coffre blanc en ABS / PVC. Fond en tôle d'acier.
- Fixation murale par boutonnières d'accrochage au dos de l'appareil.
- Ecran diffusant acrylique, opalin de 3 mm d'épaisseur.
- Fixe film par rouleaux d'acier inusables et indé réglables.
- Luminance 1700cd/m².
- 1 tube fluorescent 32W type « lumière du jour ».
- Commande d'allumage par interrupteur bipolaire sur le côté.

Négatoscope 1 plage

- 1 tube fluorescent 32W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 36 x 43 cm.
- Dim. extérieures : 39,5 x 51 x 11 cm.
- Poids net : 5 kg.

Ref. NEGABAS1

Négatoscope 2 plages

- 2 tubes fluorescents 32W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 72 x 43 cm.
- Dim. extérieures : 75,5 x 51 x 11 cm.
- Poids net : 8 kg

Ref. NEGABAS2

Négatoscope 3 plages

- 2 tubes fluorescents 36W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 121 x 43 cm.
- Dim. extérieures : 124,5 x 51 x 11 cm.
- Poids net : 13 kg

Ref. NEGABAS3

négatoscopes



1



2



1- Négatoscopes MED'X

- Coffre blanc en ABS / PVC. Fonds en tôle d'acier.
- Fixation murale par boutonnières d'accrochage au dos de l'appareil.
- Ecran diffusant acrylique, opalin diffusant, de 3 mm d'épaisseur.
- Fixe film par rouleaux d'acier inusables et indé réglables.
- Fil nylon transversal réglable par curseur.
- Luminance 2000 cd/m².
- Surface de visualisation limitée au format utile des radios de 36 x 43 cm par des bandes d'occultation, évitant l'éblouissement lors de l'interprétation.
- Commande d'allumage par interrupteur bipolaire avec voyant lumineux incorporé ou variateur électronique placé sur le côté.

■ Négatoscope 1 plage horizontal

- 2 tubes fluorescents droits 15W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 36 x 43 cm.
- Dim. extérieures : 39,5 x 51 x 11 cm.
- Poids net : 5 kg.

Ref. NEGAM11 - Interrupteur
NEGAM1V - Variateur

■ Négatoscope 2 plages horizontal

- 2 tubes fluorescents droits 25W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 72 x 43 cm.
- Dim. extérieures : 86,5 x 51 x 11 cm.
- Poids net : 10 kg.

Ref. NEGAM21 - Interrupteur
NEGAM2V - Variateur

■ Négatoscope 3 plages horizontal

- 2 tubes fluorescents droits 36W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 108 x 43 cm.
- Dim. extérieures : 124,5 x 51 x 11 cm.
- Poids net : 13 kg.

Ref. NEGAM31 - Interrupteur
NEGAM3V - Variateur

■ Négatoscope 3 plages vertical

- 2 tubes fluorescents droits 36W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 43 x 120 cm.
- Dim. extérieures : 51 x 124,5 x 11 cm.
- Poids net : 13 kg.

Ref. NEGAMV31 - Interrupteur

■ Négatoscope 2 plages vertical

- 2 tubes fluorescents droits 30W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 43 x 90 cm.
- Dim. extérieures : 51 x 94 x 11 cm.
- Poids net : 10 kg.

Ref. NEGAMV21 - Interrupteur

2- Négatoscopes QUAL'X

- Coffre blanc en ABS / PVC. Fonds en tôle d'acier.
- Fixation murale par boutonnières d'accrochage au dos de l'appareil.
- Ecran diffusant acrylique, opalin diffusant, de 3 mm d'épaisseur.
- Fixe film par rouleaux d'acier inusables et indé réglables.
- Fil nylon transversal réglable par curseur.
- Luminance 2000 cd/m².
- Surface de visualisation limitée au format utile des radios de 36 x 43 cm par des bandes d'occultation, évitant l'éblouissement lors de l'interprétation.
- Commande d'allumage par interrupteur bipolaire avec voyant lumineux incorporé ou variateur électronique placé sur le côté.

Les négatoscopes MED'X sont vendus entièrement blancs. Vous pouvez personnaliser votre négatoscope en changeant la couleur du bandeau d'identification : Azur, Rouge, Saumon.

■ Négatoscope 1 plage

- 4 tubes fluorescents droits 15W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 36 x 43 cm.
- Dim. extérieures : 39,5 x 51 x 11 cm.
- Poids net : 6 kg.

Ref. NEGAQ11 - Interrupteur
NEGAQ1V - Variateur
Coloris à préciser à la commande.

■ Négatoscope 2 plages étendues

- 8 tubes fluorescents droits 15W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 72 x 43 cm.
- Dim. extérieures : 75,5 x 51 x 11 cm.
- Poids net : 12 kg.

Ref. NEGAQ21 - Interrupteur
NEGAQ2V - Variateur
Coloris à préciser à la commande.

■ Négatoscope 2 plages séparées

- 8 tubes fluorescents droits 15W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 2 x (36 x 43 cm).
- Dim. extérieures : 75,5 x 51 x 11 cm.
- Poids net : 12 kg.

Ref. NEGAQ221 - Interrupteur
NEGAQ22V - Variateur
Coloris à préciser à la commande.

■ Négatoscope 3 plages étendues

- 12 tubes fluorescents droits 15W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 108 x 43 cm.
- Dim. extérieures : 111,5 x 51 x 11 cm.
- Poids net : 16 kg.

Ref. NEGAQ31 - Interrupteur
NEGAQ3V - Variateur
Coloris à préciser à la commande.

■ Négatoscope 3 plages séparées

- 12 tubes fluorescents droits 15W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 3 x (36 x 43 cm).
- Dim. extérieures : 111,5 x 51 x 11 cm.
- Poids net : 16,5 kg.

Ref. NEGAQ331 - Interrupteur
NEGAQ33V - Variateur
Coloris à préciser à la commande.

■ Négatoscope 3 plages verticales

- 12 tubes fluorescents droits 15W type « lumière du jour ».
- Surface utile : 43 x 120 cm.
- Dim. extérieures : 51 x 124,5 x 11 cm.
- Poids net : 16 kg.

Ref. NEGAQV43120V1 - Interrupteur

podoscope

3- Podoscope PODO'LINE

- Podoscope à éclairage fluorescent tangentiel.
- Coffre blanc en ABS / PVC. Fond en tôle d'acier.
- Coffre blanc en tôle électrozinguée 15/10.
- Arche en acrylique coulé épaisseur 15 mm.
- Source lumineuse : 2 tubes fluorescents 8W.

- Commande d'allumage par interrupteur bipolaire avec voyant incorporé.
- Surface utile : 36 x 40 cm.
- Charge maximale : 150 kg.
- Dim. (LxhxP) : 45,5 x 15,5 x 40,5 cm.
- Poids net : 11 kg.

Ref. PODOSCOPEP4

3



défibrillateur



Défibrillateur FRED® easy semi-automatique

Le FRED® easy semi-automatique rend la réanimation encore plus aisée et efficace, grâce à l'impulsion de défibrillation biphasique pulsée **Multipulse Biowave**. Ce nouveau type de réanimation en douceur permet d'escompter de meilleures chances de survie en cas d'arrêt cardio-circulatoire en milieu préhospitalier.

Caractéristiques techniques :

- Défibrillation semi-automatique adulte ou enfant :
 - Adulte : 90 - 130 - 50 J.
 - Enfant : 15 - 30 - 50 J.
- Batterie au lithium - capacité : 200 chocs à puissance maximale ou utilisation du moniteur pendant 7 heures (5 ans en veille).
- Affichage LCD, 100 x 37 mm, haute définition, rétro éclairage, affichage de texte et d'icônes.
- Dim. 230 x 220 x 70 mm - Poids : 1,5 Kg.
- Conforme à la norme IPX4 (Protection contre les environnements humides).
- Garantie : 5 ans.

Livré avec une paire d'électrodes collables adulte, une sacoche de transport et une carte mémoire.

Défibrillateur FRED® easy automatique

Avec le défibrillateur FRED® easy automatique, le réanimateur reçoit des signaux (par moyens visuel, audible et optique) avant qu'une impulsion de défibrillation automatique.

Multipulse Biowave®

La nouvelle technologie Multipulse Biowave® réduit l'énergie de défibrillation nécessaire à une valeur excluant pratiquement tout risque de lésion des cellules myocardiques. Ces avantages révolutionnaires reposent sur les caractéristiques uniques d'une nouvelle forme d'onde appelée Multipulse Biowave®

- **Optimisation de la forme et durée**
La forme d'impulsion (deux phases de 4 ms chacune) est découpée (pulsée) à une haute fréquence de sorte que l'énergie appliquée au patient est plus faible tout en étant infiniment plus efficace.
- **Deux condensateurs**
Multipulse Biowave® est une forme d'onde réalisée grâce à deux condensateurs. Ceci permet de dimensionner la deuxième phase (impulsion négative) librement en fonction des besoins physiologiques afin de bloquer en toute sécurité les boucles de réentrée susceptibles de déclencher une fibrillation.
- **Réserve d'efficacité**
Compte tenu d'un seuil de défibrillation d'environ 68 J (donc moins d'un tiers de l'énergie d'une impulsion monophasique traditionnelle de 200 J) et d'une énergie appliquée maximale de 180 J, Multipulse Biowave® dispose d'une réserve d'efficacité d'un facteur 3 (réserve d'énergie effective située en-dessous d'une valeur considérée comme seuil de nocivité). Grâce à ces faibles énergies, Multipulse Biowave® est capable d'augmenter considérablement les chances de survie en cas d'arrêt cardio-respiratoire.

oxymètre de pouls

Oxymètre de pouls Nonin Onyx II

Idéal pour le transport, les petites interventions ou la surveillance des patients en oxygénation, l'oxymètre de pouls Nonin Onyx II se met automatiquement en service une fois placé au bout du doigt.

Il s'adapte à toutes les tailles de doigts, d'une taille pédiatrique à adulte (8 mm à 26 mm). Son écran à affichage digital LED indique la SpO2 et le rythme cardiaque ; la lecture du résultat est améliorée grâce à la taille de l'écran.

Au design novateur, il se place facilement et sans douleur à bout du doigt.

Caractéristiques techniques :

Dim. 1.25 x 2.20 x 1.31 cm - Poids 53 g.

Alimentation : 2 piles LR3.

Autonomie : 2500 prises de mesures ou 21 heures en fonctionnement continu.

Livré avec sacoche de rangement.

Ref. OXYMETRE9550



insufflateurs



1- Ambu® Mark IV

Conçu selon le principe innovant de la double enveloppe, l'insufflateur Ambu Mark IV se distingue clairement de tous les autres insufflateurs. Il assure une sensation tactile unique. Ce système assure une limitation intégrée de la pression des voies aériennes à un maximum de 70 cm H₂O.

Le réservoir d'oxygène délivre des concentrations allant jusqu'à 100% d'oxygène et permet une économie d'oxygène optimale.

L'insufflateur Ambu Mark IV dispose de la valve patient à clapet unique avec raccord tournant permettant un repositionnement rapide et facile de l'utilisateur sans interruption de la ventilation.

Sans latex, il est entièrement autoclavable à 134°C.

Ref. AMBUMARK4

Réservoir d'oxygène complet avec boîtier réservoir.

Ref. RESERVOXY4



2- Ambu® Silicone / Silicone Plus

Les ballons sont constitués de silicone transparent, autoclavables à 134°C. La valve patient à clapet unique est compatible avec l'insufflateur Ambu Mark IV ; le système d'encliquetage identique permet d'utiliser la valve patient à clapet unique sur l'insufflateur Ambu Mark IV ou sur l'insufflateur Ambu silicone plus (Adulte ou Enfant/bébé).

Le format de l'insufflateur Ambu Silicone Néonatal est particulièrement adapté à une utilisation dans les incubateurs et peut être actionné sans fatigue pendant des durées prolongées.

Conformément à la réglementation les modèles enfant/bébé et néonatal sont livrés avec une soupape de surpression blocable tarée à 40 cm H₂O.

- Insufflateur Ambu Silicone Plus, modèle adulte avec masque T5 et réservoir O2 -

Ref. AMBUSILIAD

- Insufflateur Ambu Silicone Plus, modèle enfant avec masque T0 et réservoir O2 -

Ref. AMBUSILIENF

- Insufflateur Ambu Silicone, modèle nouveau-né avec masque T0 et tuyau réservoir O2 modèle nouveau né -

Ref. AMBUSILINOURI



3- Ambu® Spur II

Les insufflateurs monopatiens Ambu SPUR II (SPUR = Single Patient Use Resuscitator) sont destinés à la ventilation manuelle des patients.

Le concept patient unique réduit les risques de contamination croisée sans faire intervenir les procédures de nettoyage, de désinfection et de stérilisation consommatrices de temps, de maintenance et d'énergie.

Ambu SPUR II est le seul insufflateur en SEBS ; il ne contient pas de PVC. Cette particularité permet de classer l'insufflateur comme un dispositif écologiquement propre et complètement biodégradable.

3 modèles complets avec masque facial : adulte, enfant et nouveau-né.



4- Combibag®

Avec l'insufflateur manuel COMBIBAG, il est maintenant possible de ventiler les enfants avec autant de précision que les adultes.

Deux prises opposées dans le sens de la longueur séparent le ballon en une petite et une grande chambre : l'une de 500 ml pour les enfants et l'autre de 500 à 1200 ml pour les adultes.

Par ailleurs, COMBIBAG dispose d'une soupape de sécurité à 2 paliers.

Le 1^{er} palier limite la pression à 20 mbar, ce qui protège aussi bien les enfants que les adolescents et les adultes ventilés par masque d'une hyperventilation, et évite les risques majeurs liés à une distension gastrique. Le 2^e palier de la soupape de sécurité limite la pression d'insufflation à 60 mbar afin de prévenir de trop fortes pressions dans les voies respiratoires.

Livré en carton avec masque transparent taille T5 - Ref. COMBIBAG11020

Livré en carton avec masques transparents taille T1, T3 et T5 - Ref. COMBIBAG11050

accessoires



5- Masques transparents Ambu® avec bourrelet gonflable

Les masques transparents Ambu® avec bourrelet gonflable ont été conçus pour être utilisés avec les insufflateurs et ventilateurs manuels ou automatiques. Ainsi, la pression des bourrelets peut être réglée de façon à obtenir rapidement une étanchéité parfaite.

Les masques en silicone avec bourrelet ouvert Ambu sont transparents et permettent de surveiller les réactions du patient.

Ces masques supportent un passage à l'autoclave à 134°C.



6- Canules de Guédel

Dispositifs stériles à usage unique en polyéthylène « médical ».

Canules transparentes, de forme anatomique, souples avec une bague rigide et un bord mousse.

1 couleur différente pour chaque taille :

Bleu - T00 - Ref. CANGUE00

Noir - T0 - Ref. CANGUE0


Blanc - T1 - Ref. CANGUE01

Vert - T2 - Ref. CANGUE02

Orange - T3 - Ref. CANGUE03

Rouge - T4 - Ref. CANGUE04

Jaune - T5 - Ref. CANGUE05



7- Ouvre bouche en bois

Ref. OUVREBOUBOIS

8- Tire-langue

En matière plastique, autoclavable.

Ref. TIRELANG580864

9- Pince Magill

Pince à intubation en inox - qualité standard.

3 tailles disponibles :

Adulte - 25 cm - Ref. PIMA25

Enfant - 20 cm - Ref. PIMA20

Nourrisson - 15 cm - Ref. PIMA15

laryngoscopes HEINE



1



2



3

1- Trousses de laryngoscope d'urgence HEINE SANALON+®

- Trousse de laryngoscope comprenant les lames Mac 2 et Mac 3a, une poignée F.O. SP 2.5 V. et 2 piles alcalines manganèse dans un étui à fermeture éclair.

Ref. LARYNG15810815

- Trousse de laryngoscope comprenant les lames Paed 1, Mac 2 et Mac 3a, une ampoule halogène XHL Xénon, une poignée F.O. SP 2.5 V. et 2 piles alcalines manganèse dans une mallette.

Ref. LARYNG15510815

2- Poignée de laryngoscope F.O. Grand Angle

Poignée de laryngoscope HEINE à fibres optiques avec ampoule HEINE Halogène XHL® Xénon : jusqu'à 40 % de luminosité en plus.

La poignée est alimentée soit par piles (2,5 V). Le système de poignées est conforme aux normes ISO 7376 (norme verte).

La poignée F.O. grand angle peut être équipée avec toutes les lames HEINE F.O. sauf FlexTip. Elle accroît l'angle existant entre la lame à fibres optiques et la poignée. Cette caractéristique permet une amélioration considérable du champ de vision lors d'intubations difficiles.

Ref. POIG122941

3- Lame Flex Tip+® F.O.

La lame FlexTip+ à fibres optiques est une lame laryngoscopique de type Macintosh dont l'extrémité distale est inclinable jusqu'à 70° pour les intubations difficiles. Il est ainsi possible de soulever l'épiglotte, ce qui permet d'observer la partie supérieure du larynx et les cordes vocales, et d'éviter toute pression inutile sur l'arcade dentaire supérieure, la langue et le pharynx. Adaptable à toutes les poignées F.O. standard (avec bague verte). Sauf: Poignée F.O. grand angle.

Ref. LAMEFT4

4



5

4- Lames HEINE Classic+® F.O. Macintosh

Technologie Fibre Optique Innovante pour une meilleure lumière.

Le programme de laryngoscopes HEINE F.O. "+" combine les nouvelles fibres optiques HEINE HiLite® et les ampoules "dernier cri" HEINE Halogène XHL® Technologie Xénon pour poignées HEINE F. O. offrant ainsi un système inégalable.

Les fibres optiques HEINE HiLite® dont la section est jusqu'à 100 % plus importante que celle de lames d'autres provenances, bénéficient non seulement d'une meilleure transduction lumineuse, mais encore d'une résistance jusqu'ici inconnue à la stérilisation en autoclave. HEINE accorde une garantie de 5 ans sur toutes les lames avec fibres optiques HEINE HiLite®.

- Les lames HEINE n'ont pas de raccord à vis, pas de transducteur de lumière externe et pas d'ouverture pouvant s'encrasser.
- Les lames HEINE contribuent à éviter les transmissions de germes. Leurs formes aux lignes nettes sans recoin et sans arête vive permettent un nettoyage et une stérilisation faciles.
- Les lames n'exigent pas de service d'entretien.
- Le grand faisceau de fibres (4,3 mm Ø) est protégé à ses deux extrémités contre toute détérioration d'ordre mécanique.
- La poignée à batterie 3,5 V offre une lumière encore plus blanche et plus claire que la poignée à piles traditionnelle 2,5 V.
- Conforme aux normes ISO 7376 avec toutes les poignées (norme verte).

Ref. LAME0022100 - T.0
LAME0022101 - T.1
LAME0022102 - T.2
LAME0022103 - T.3
LAME0022104 - T.4
LAME0022105 - T.5

5- Lames de laryngoscope à usage unique HEINE XP®

La lame de laryngoscope HEINE à usage unique correspond dans sa forme et ses dimensions à la lame HEINE Classic+®, qui est aujourd'hui la lame à fibres optiques intégrée la plus utilisée au monde. La lame à usage unique XP évite surtout l'infection transmise d'un patient à l'autre.

- Forme parfaitement étudiée des lames, simplifie l'intubation.
- Transmission de lumière optimale par transducteur de grande taille.
- Lumière très brillante par ampoule halogène XHL Xénon dans le manche.
- Risques de blessures réduites avec bords soigneusement arrondis.
- Les lames «ne gèlent pas» et ne collent pas à la langue en cas de basse température.
- Rigidité de torsion extrême, pratiquement incassable.
- Les lames XP sont conformes à la norme ISO 7376 (norme verte).
- Coût d'utilisation moindre que la plupart des systèmes réutilisables.

Modèles de lames disponibles : Miller 0, 1, 2, 3 et 4 ou Mac 1, 2, 3 et 4.

oxygénothérapie



1A



1B



2

1- Kits inhalateurs d'oxygène SPENGLER

1A- Kit inhalateur 66 litres

Oxygénateur léger, simple d'emploi, portable, mono-usage.

Adapté dans tous les cas où un apport ponctuel d'oxygène est nécessaire : fatigue, stress, surmenage, malaises...

Comprend une bouteille non rechargeable de 66 litres d'oxygène respirable ARGON 110 bar, un détendeur-débitre à vis pré-réglé à 2 l/mn et un masque à oxygène adulte dans un étui carton.

Ref. KITXY801101

1B- Kit inhalateur 2 x 66 litres

Comprend 2 bouteilles non rechargeables de 66 litres d'oxygène respirable ARGON 110 bar, un détendeur-débitre à vis pré-réglé à 2 l/mn et 2 masques à oxygène adulte en valisette polypropylène.

Ref. KITXY801111

2- Intervention mobile (sans insufflateur) SPENGLER

Mallette d'assistance respiratoire

Ensemble de premiers secours comprenant une bouteille de 79 litres d'oxygène médical SOL France 200 bar, un manodétendeur à étrier 0-15 l/mn et un masque à oxygène.

Ref. VALIS801131



3A



3B

3- Assistance respiratoire et réanimation (avec insufflateur) SPENGLER

Fonctionnel, léger et pratique, ces ensembles de premiers secours sont des matériels d'assistance dont doit disposer, à titre préventif, tout médecin, infirmier, centre sportif ou poste de secours.

Leurs utilisateurs doivent avoir reçu une formation adéquate.

3A- Sac « Premiers Secours »

Comprend une bouteille de 2 litres (400 litres d'oxygène médical SOL France 200 bar), un détendeur-débitre à 9 débits pré-réglés 0-15 l/mn à étrier, un masque à oxygène avec un insufflateur manuel en vinyl non autoclavable et 2 masques enfant, une valve de surpression, un réservoir O2 et une tube 2 m dans un sac nylon avec poignée et bandoulière.

Ref. VALIS580031

3B- Valise d'urgence

Fonctionnelle, compacte, robuste et spacieuse.

Visibilité et accessibilité immédiate de tous les composants indispensables à la réanimation.

Valise renforcée comprenant une bouteille de 2 litres (400 litres d'oxygène médical SOL France 200 bar), un détendeur-débitre à 9 débits pré-réglés 0-15 l/mn à étrier, un masque à oxygène, un insufflateur manuel en vinyl non autoclavable avec 2 masques (adulte N°5 et enfant N°3), une valve de surpression, un réservoir O2 et un tube 2 m, 3 canules de Guédel (adulte, enfant et nourrisson), 1 ouvre-bouche et un tire-langue.

Ref. VALIS80424

accessoires



1A



1A



1B



1- Lifeway®

LIFEWAY réduit le risque d'infection chez les secouristes pratiquant le bouche à bouche/nez. Une soupape de sécurité soumise à un contrôle de qualité strict TÜV garantit une protection efficace contre le VIH ou l'hépatite par exemple. Elle empêche l'air, le sang ou les sécrétions, en refluant, de pénétrer dans l'embout buccal du secouriste.

LIFEWAY est disponible en deux versions :

1A- Avec masque

Différents masques sont disponibles pour la ventilation des adultes, des enfants et des enfants en bas âge. LIFEWAY peut être placé rapidement et facilement sur la bouche et le nez du patient.

Lifeway avec 1 masque T5 - Ref. LIFEWAYM

Lifeway avec 3 masques T1, T3 et T5 - Ref. LIFEWAY3M

2B- Avec tube

Le tube permet de réduire le risque d'obstruction des voies respiratoires provoqué par la langue.

Ref. LIFEWAY




2A



2B



2C



2D



2E



2F

2- Accessoires d'oxygénothérapie

2A- Masque aérosol

Masque adulte disposant d'une adaptation optimale au visage du patient et d'une fixation nasale adaptable assurant un parfait maintien. Dispositif non stérile en PVC.

Ref. OXYMASA

2D- Lunettes O2

Lunettes à oxygène avec embouts droits souples, parfaitement adaptés à la morphologie nasale et tuyau intégré de 2.10 m.

Dispositif non stérile en PVC.

Ref. OXYLU

2B- Masque moyenne concentration

Masque moyenne concentration adulte avec tuyau intégré de 2.10 m.

Dispositif non stérile en PVC souple transparent.

Réglage nasal par clip métallique.

Ref. OXYMASO

2E- Mini nébuliseur

Mini nébuliseur avec masque, cuve de 20 ml et tuyau intégré de 2.10 m.

Dispose d'un clip nasal de réglage.

Elastique de maintien sans latex.

Dispositif non stérile en PVC souple.

Ref. OXYNEB

2C- Masque haute concentration

Masque haute concentration adulte avec tuyau intégré de 2.10 m et réserve.

Dispositif non stérile.

Ref. OXYMASHC

2F- Tube de connexion O2

Tube en PVC non stérile de 2.10 m.

Ref. OXYTUB

matériel de premiers soins



1- Chaise de transfert Venise

Chaise de transfert pliante munie de 2 roues à l'arrière pour transporter sans effort les patients sur une courte distance.

Fournie avec une ceinture de maintien.

Siège et dossier en polyester avec tension élastique.

Poids : 8 kg.

Ref. CHAISEAMBU

2- Fauteuil roulant de transfert Geneva

Fauteuil de transfert le plus petit et le plus compact du marché, d'une grande utilité pour les voyages ou les établissements désireux d'économiser de la place.

Cadre et composants se repliant très rapidement.

Roues arrière de 8 pouces à bandages et roues avant de 5 pouces à bandages.

Système de freinage pour tierce personne de série.

Accoudoirs relevables.

Poids maxi admissible : 85 kg.

Largeur assise : 37 cm.

Poids : 8,7 kg.

Ref. FAUTRANSFERT

3- Planche de transfert Trans'Gliss®

La planche de transfert rigide Trans'Gliss est appréciée pour tous les transferts entre 2 supports horizontaux, même avec un dénivelé important et un espace entre les supports.

Elle peut être également utilisée dans le cadre des premiers secours en ambulance, jusqu'aux transferts en bloc opératoire pour des patients avec perte de conscience.

Les matériaux utilisés dans la fabrication sont très complémentaires et particulièrement choisis afin d'assurer une glisse exceptionnelle.

Radiotransparente, compacte, pliable et facile à transporter, aisée à nettoyer et désinfecter, elle est très appréciée.

Ref. MATTRANS

4- Brancard pliable

Structure en tube rond aluminium solide, pliable en 2 parties.

Tissu plastifié, lavable et ignifuge de coloris orange.

Pliage du produit en 2, dans la longueur.

Charge maximum : 120 kg.

Dim. 204.5 x 54 x 13.5 cm.

Produit plié : 102.5 x 11 x 17.5 cm.

Livré avec une housse de transport.

Ref. BRANCARD

5- Matelas coquille

Très moulant, rigide, robuste, fiable, indispensable pour transporter en toute sécurité malades et blessés parfaitement immobilisés, le matelas coquille minimise le choc traumatique, sécurise le blessé par son confort et le protège des chocs du transport.

Caractéristiques :

- Transparent aux rayons X, radiotransparent et scanner, résistant à une température de -30° à +70°.
- Enveloppe étanche de forme anatomique.
- Tissu support textile polyester haute ténacité.
- Enduction PVC double face procurant une grande résistance mécanique.

- Assemblage réalisé par triple soudure haute fréquence garantissant une totale étanchéité et la résistance à l'arrachement.
- 12 poignées de portage dont 2 à chaque extrémité, 4 sangles intégrées à boucles rapides.
- Tapis de sol indéchirable incorporé qui protège le fond du contact direct avec le sol.
- Billes polystyrène auto-extinguibles expansées et calibrées pour une longue utilisation sans tassement.
- Vanne 1/4 de tour placée dans l'angle, peu saillante, pratique, fiable et simple à manœuvrer.
- Dim. L 210 cm, l 100 cm - poids 7 kg.

Ref. MATELASCOQ

6- Pompe à dépression manuelle PV22

Très robuste, performante et d'emploi très facile, la pompe PV22 possède un cylindre en DURAL inoxydable.

- Capacité utile de 700 cm³ permettant de faire la dépression dans les matelas coquille en une trentaine de coups de pompe.
- Etrier antidérapant permettant de stabiliser la pompe pendant son utilisation.
- Fonctionne normalement entre - 40 et + 100°.
- Dim. H 50 cm, Ø 6,5 cm - poids : 1,3 kg.

Ref. POMPE

7- Drap isothermique

Couverture de survie isothermique, faces or/argent, non stérile.

Dim. 220 x 140 cm - épaisseur 1.2µ - 60 gr.

Ref. COUVERT501004

8- Coussin hémostatique C.H.U.T.

En cas d'hémorragie externe, veineuse ou artérielle, l'un des gestes de première urgence consiste à stopper l'écoulement sanguin, sans pour autant arrêter la circulation. Ce geste s'opère par une compression manuelle qui, même en cas d'absence de matériel, est efficace. Le CHUT est conçu pour se substituer à la compression manuelle et libérer le secouriste. D'une grande maniabilité, il ne présente aucun risque d'erreur de pose par rapport au garrot, notamment. Coussin en mousse de latex, il est recommandé à usage unique.

Ref. COUHEMOS5004

aspirateurs médicaux



1

1- Pistolet aspirateur de mucosités Aspi-Vac

Aspirateur de mucosité mécanique manuel, simple, compact et léger, très efficace. Le kit est composé du pistolet en ABS moulé et de deux flacons interchangeables adulte et pédiatrique munis de sondes.

Poids pistolet : 150 g.

Ref. ASPIMUCO



2

2- Pompe manuelle d'aspiration Manuvac®

Pompe d'aspiration manuelle flexible, performante et disponible à portée de main dans une valise d'urgence. Manuvac® est un appareil de conception solide et compacte qui n'exige aucune maintenance.

Sa fiabilité et sa simplicité d'utilisation en font la pompe d'aspiration idéale pour les situations d'urgence. Pistolet en ABS moulé.

Ref. MANUVAC



3

3- Pompe d'aspiration Accuvac® Basic

Son design ergonomique et le réglage continu du vide en font une pompe d'aspiration rapide, sûre et flexible, idéale pour les interventions d'urgence à domicile ou à l'hôpital. Conçu pour les réservoirs réutilisables ou à usage unique.

Ref. ACCUVAC



4

4- Aspirateur trachéal graduable Atomisor

Utilisation très simple et sûre, pour l'aspiration des mucosités trachéales et bronchiques, à l'hôpital comme au domicile. Endoscopies bronchiques et gastro-entérologiques.

- Débit : 20 l/mn.
- Dépression réglable de 200 à 600 mbar, avec vacuomètre de contrôle.
- Bocal verre.
- Grand flacon de sécurité 120 ml.
- Tuyau PVC gros diamètre (8,5 x 13 mm) de 1,30 m.
- Vanne pince-tube inox pour une aspiration rapide et puissante.
- Double raccord bi-conique pour branchement des sondes.
- Circuit d'aspiration lavable en cas d'absorption accidentelle de liquide.
- Garantie : 2 ans.

Ref. ASPISV4G

Modèle avec commande pneumatique à pied.
Ref. ASPISV4P

trousses et armoires à pharmacie



5

5- Trousse de secours 2/4 personnes - Modèle N°5 polypropylène blanc

Coffret composé de 6 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm, 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm, 1 pansement compressif stérile, 4 compresses stériles 20 cm x 20 cm, 1 bande extensible 3 m x 5 cm, 1 bande extensible 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap séccable 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds, 1 pince à écharde à mors plats, 1 paire de gants jetables, 3 compresses à la chlorhexidine, 3 compresses alcool, 3 compresses au calendula, 3 compresses d'hypochlorite de sodium, 2 sachets de gel décontaminant pour les mains sans eau, 2 dosettes de sérum physiologique stérile et d'un feuillet premiers soins.

Coffret livré emballé.

Fourni avec poignée et support mural.
Dim. : 185 x 125 x 62 mm - Poids : 300 g.

Ref. TROUSSE5PP



6

6- Trousse de secours 6/8 personnes - Modèle N°6 polypropylène blanc

Coffret composé d'1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 12 pansements adhésifs 20 x 72 mm, 8 pansements adhésifs 53 x 70 mm, 2 pansements compressifs stériles, 10 compresses stériles 20 x 20 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds, 1 pince à écharde à mors plats, 1 paire de gants jetables, 12 épingles de sûreté, 1 doigtier en cuir, 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine, 5 compresses d'alcool à 70°, 5 compresses au calendula, 5 compresses d'hypochlorite de sodium, 3 sachets de crème réparatrice, 3 sachets de gel décontaminant mains, 4 dosettes de sérum physiologique stérile, 2 tampons hémostatiques pour le nez et d'1 feuillet premiers soins.

Coffret livré emballé.

Fourni avec poignée et support mural.

Certains des produits ci-dessus sont conditionnés dans une pochette de 8 alvéoles pour éviter tout éparpillement, lors de son ouverture, si le coffret est fixé au mur.
Dim. : 250 x 185 x 83 mm - Poids : 850 g.

Ref. TROUSSE6PP



7


7- Trousse de secours 10/12 personnes - Modèle N°9 ABS blanc

Coffret composé d'1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 18 pansements adhésifs 20 x 72 mm, 6 pansements adhésifs 53 x 70 mm, 4 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm, 2 pansements compressifs stériles, 20 compresses stériles 20 x 20 cm, 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm, 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm, 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm, 1 bande de crêpe de 4 m x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap séccable 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds, 1 pince à écharde à mors plats, 2 paires de gants jetables, 12 épingles de sûreté, 1 doigtier en cuir, 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine, 1 pulvérisateur de 50 ml au calendula, 8 compresses d'alcool à 70°, 8 compresses d'hypochlorite de sodium, 4 sachets de crème réparatrice, 4 sachets de gel décontaminant mains sans eau, 5 dosettes de sérum physiologique stérile, 4 tampons hémostatiques pour le nez et d'1 feuillet premiers soins.

Coffret livré emballé.

Fourni avec support mural, vis et poignée.
Dim. : 295 x 220 x 120 mm - Poids : 1900 g.

Ref. TROUSSE9



8

8- Armoire à pharmacie 1 porte

Armoire 1 porte avec serrure à clef en acier poudré époxy (intérieur et extérieur), avec une croix verte sérigraphiée. Dispose de 2 étagères en plastique transparent vert réglables en hauteur et 1 balconnet de rangement. Fournie vide avec une planche d'autocollants indiquant les consignes de premiers secours et permettant de faciliter le rangement. Adaptée à l'article R232.1.6 du code du travail français.

Dim. : H 465 x l 330 x P 165 mm.

Ref. ARMOIPHARMINIV



9

9- Armoire à pharmacie 2 portes

Armoire 2 portes avec fermeture magnétique et serrure à clef en acier poudré époxy (intérieur et extérieur), avec 2 croix vertes sérigraphiées. Dispose de 3 étagères en plastique transparent vert par porte et de 5 étagères réglables dans le corps. Dans chaque porte, 2 tablettes escamotables servant de desserte permettent de poser le matériel de secours lors d'une intervention. Fournie vide avec une planche d'autocollants indiquant les consignes de premiers secours et permettant de faciliter le rangement. Bosselage au dessus des portes pour poser les clefs. Adaptée à l'article R232.1.6 du code du travail français.

Dim. : H 465 x l 330 x P 165 mm.

Ref. ARMOIPHARGMV

incontinence SCA

FUITES URINAIRES LEGERES

Absorption	Gamme	Unité de vente	Ref
	TENA Lady Ultra Mini	280	TENALADYULTRA
	TENA Lady Mini	200	TENAMINI
	TENA Lady Mini Plus	160	TENAMINIPLUS
	TENA Lady Normal	144	TENALADYNORMAL
	TENA Lady Extra	120	TENALADYEXTRA
	TENA Lady Super	180	TENETTESUPER



TENA Lady

Protection pour femmes



TENA Lady

TENA for Men



Technologie qui offre une importante absorption et une rétention de l'urine loin de la peau.



Procédé qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs.

Absorption	Gamme	Unité de vente	Ref
	TENA for Men Level 1	144	TENAMENLEVEL1
	TENA for Men Level 2	120	TENAMENLEVEL2

TENA for Men

Protection pour hommes



FUITES URINAIRES LEGERES A IMPORTANTES

Absorption	Gamme	Taille	Unité de vente	Ref
	TENA Pants Discreet Medium	A partir du 40	96	TENAPANTSDM
	TENA Pants Discreet Large	A partir du 50	80	TENAPANTSDL
	TENA Pants Plus Small	A partir du 34	56	TENAPANTSS
	TENA Pants Plus Medium	A partir du 40	56	TENAPANTSM
	TENA Pants Plus Large	A partir du 50	56	TENAPANTSL
	TENA Pants Plus X Large	A partir du 60	48	TENAPANTSEL
	TENA Pants Super Small	A partir du 34	48	TENAPANTSUPERS
	TENA Pants Super Medium	A partir du 40	48	TENAPANTSUPERM
	TENA Pants Super Large	A partir du 50	48	TENAPANTSUPERL

TENA Pants

Sous-vêtement pour hommes et femmes

TENA Pants Discreet



Technologie qui offre une importante absorption et une rétention de l'urine loin de la peau.



Procédé qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs.



TENA Pants Plus et Super



Système qui accélère le processus d'absorption et de distribution dans la protection. Il permet ainsi de retenir l'urine loin de la peau, pour une sensation peau sèche optimale.



Un voile doux et aéré qui laisse la peau respirer.



Doubles barrières antifuite pour plus de sécurité.



incontinence SCA

FUITES URINAIRES MODÉRÉES A IMPORTANTES

TENA Flex

Change complet pour hommes et femmes



Absorption	Gamme	Taille	Unité de vente	Ref
	TENA Flex Plus Small	A partir du 32	90	TENAFLEX723130
	TENA Flex Plus Medium	A partir du 40	90	TENAFLEX723230
	TENA Flex Plus Large	A partir du 44	90	TENAFLEX723330
	TENA Flex Super Small	A partir du 32	84	TENAFLEX724128
	TENA Flex Super Medium	A partir du 40	84	TENAFLEX724217
	TENA Flex Super Large	A partir du 44	84	TENAFLEX724317
	TENA Flex Super Extra Large	A partir du 56	84	TENAFLEX724428
	TENA Flex Maxi Small	A partir du 34	66	TENAFLEX725122
	TENA Flex Maxi Medium	A partir du 40	66	TENAFLEX725217
	TENA Flex Maxi Large	A partir du 44	66	TENAFLEX725317



Système qui accélère le processus d'absorption et de distribution dans la protection. Il permet ainsi de retenir l'urine loin de la peau, pour une sensation peau sèche optimale.



Procédé qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs.



Un voile doux et aéré qui laisse la peau respirer.



Des élastiques positionnés à l'avant comme à l'arrière, pour ajuster la protection et offrir un excellent maintien au porté. Les attaches, repositionnables à volonté, facilitent la mise aux toilettes.



TENA Slip

Change complet pour hommes et femmes



Absorption	Gamme	Taille	Unité de vente	Ref
	TENA Slip Plus Extra Small	Jusqu'au 38	90	TENASLIP713030
	TENA Slip Plus Small	A partir du 32	90	TENASLIP710133
	TENA Slip Plus Medium	A partir du 42	90	TENASLIP710233
	TENA Slip Plus Large	A partir du 50	90	TENASLIP710333
	TENA Slip Super Small	A partir du 32	75	TENASLIP714125
	TENA Slip Super Medium	A partir du 42	75	TENASLIP714225
	TENA Slip Super Large	A partir du 50	75	TENASLIP714325
	TENA Slip Maxi Small	A partir du 32	66	TENASLIP715122
	TENA Slip Maxi Medium	A partir du 42	66	TENASLIP715222
	TENA Slip Maxi Large	A partir du 50	66	TENASLIP715322



La bande confort permet de repositionner les adhésifs à volonté.



Système qui accélère le processus d'absorption et de distribution dans la protection. Il permet ainsi de retenir l'urine loin de la peau, pour une sensation peau sèche optimale.



Une composition qui capture le liquide et limite la diffusion des odeurs simultanément.

TENA Comfort

Protection anatomique pour hommes et femmes



Absorption	Gamme	Unité de vente	Ref
	TENA Comfort Normal	126	TENA752700
	TENA Comfort Plus	92	TENA752850
	TENA Comfort Extra	80	TENA752950
	TENA Comfort Super	60	TENA758053
	TENA Comfort Maxi	48	TENA759055

COUCHES DROITES



Gamme	Unité de vente	Ref
TENA Couche Droite Maxi Plus	180	COUCHE70
Maxi Super	160	COUCHE80
Maxi Traversable	160	COUCHE65T

incontinence SCA

SLIPS DE MAINTIEN

Gamme		Unité de vente	Ref
TENA FIX	Small	200	SLIP754400
	Medium	200	SLIP754500
	Large	200	SLIP754600
	Extra Large	200	SLIP754700
	XXL	200	SLIP754800
TENA FIX Coton	Small / Medium	1	TENAFIXCOTON
	Large / Extra Large	1	TENAFIXCOTONL
Slip standard	Medium	100	SLIP755500
	Large	100	SLIP755600
Slip Acute à usage unique		200	SLIPACUTE



PROTECTIONS DE LITERIE

Gamme		Unité de vente	Ref
TENA Bed Plus 40 x 60 cm	• Matelas absorbant en pulpe de cellulose.	180	AL406045
TENA Bed Plus 60 x 60 cm	• Voile spécifique replié sur le coussin de pulpe pour une meilleure sécurité anti-fuites.	120	AL606075
TENA Bed Plus 60 x 90 cm		80	AL6090
TENA Bed Super 60 x 75 cm	• Voile en non tissé ultra-doux pour un plus grand confort.	90	AL6075
TENA Bed Super 60 x 90 cm		80	AL6090S

Gamme		Unité de vente	Ref
Protège-drap*	80 x 175 cm	80	PROTEGEDRAP
	85 x 210 cm	80	PROTEGEDRAP210
* se met en travers du lit et se borde.			
Protège-drap	80 x 170 cm	120	PROTECT200797
Absbond®		75	PROTEGEASBOND

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Gamme		Unité de vente	Ref
TENASET wash cream			
TENASET wash cream 250 ml	Lait de toilette efficace, économique et préservant l'équilibre de la peau.	10	TENACREAM250
TENASET wash cream 500 ml		10	TENACREAM500
TENASET wash cream 1 000 ml	Ne nécessite aucun rinçage.	6	TENACREAM1000
TENASET wet wipe			
Boîte distributrice 45 lingettes	Lingettes imprégnées, douces et très résistantes, permettant une hygiène rapide et efficace de la peau tout en maintenant son équilibre.	12	TENAWIPE
Recharge 45 lingettes		12	TENAWIPERECHA
TENASET washgloves			
TENASET washgloves avec film protecteur	Gants de toilette à usage unique, souples et absorbants, composés d'Absbond®, simples ou doublés d'un feuillet plastique interne.	1050	GANTTENASET2
TENASET washgloves sans film protecteur		1200	GANTTENASET

TENASET

Produits de soins et d'hygiène pour la peau





1- CHANGES COMPLETS ID SLIP

Eco	GAMME	UNITÉ DE VENTE	Ref.
ID Slip T2 Medium		120	SLIP1102
ID Slip T3 Large		120	SLIP1103
Jour			
ID Slip T2 Medium Extra		80	SLIP1302
ID Slip T3 Large Extra		60	SLIP1303
Jour Plus			
ID Slip T1 Small Extra Plus		80	SLIP1501
ID Slip T2 Medium Extra Plus		80	SLIP1502
ID Slip T3 Large Extra Plus		60	SLIP1503
ID Slip T4 X-Large Extra Plus		60	SLIP1504
Nuit			
ID Slip T1 Small Super		80	SLIP1701
ID Slip T2 Medium Super		60	SLIP1702
ID Slip T3 Large Super		60	SLIP1703
ID Slip T4 X-Large Super		40	SLIP1704
Nuit Plus			
ID Slip T2 Medium Super Plus		60	SLIP1902
ID Slip T3 Large Super Plus		60	SLIP1903



2-CHANGES À ENFLER ID SLIPACTIV

Extra Plus	GAMME	UNITÉ DE VENTE	Ref.
ID Slipactiv T1 Small		112	SLIPACTIV2501
ID Slipactiv T2 Medium		112	SLIPACTIV2502
ID Slipactiv T3 Large		112	SLIPACTIV2503
Super			
ID Slipactiv T2 Medium		112	SLIPACTIV2702
ID Slipactiv T3 Large		112	SLIPACTIV2703

3-PROTECTIONS FÉMININES ANATOMIQUES ID ANAMINI

Avec bande adhésive

Anamini	GAMME	UNITÉ DE VENTE	Ref.
ID Anamini Extra Plus		384	ANAMINI4201
ID Anamini Super		288	ANAMINI4202
ID Anamini Super Plus		240	ANAMINI4203
Anamini Single (emballage individuel)			
ID Anamini Plus		336	ANAMINI4210
ID Anamini Extra		168	ANAMINI4211
ID Anamini Extra Plus		144	ANAMINI4212
ID Anamini Super		120	ANAMINI4213
ID Anamini Super Plus		120	ANAMINI4214

4- PROTECTIONS FÉMININES ANATOMIQUES ID ANAFORM

Anaform	GAMME	UNITÉ DE VENTE	Ref.
ID Anaform Mini		240	ANAFORM4520
ID Anaform Plus		80	ANAFORM4519
ID Anaform Extra - Jour		80	ANAFORM4521
ID Anaform Extra Plus - Jour Plus		80	ANAFORM4522
ID Anaform Super - Nuit		80	ANAFORM4523
ID Anaform Super Plus - Nuit Plus		80	ANAFORM4524

5-COUCHES DROITES

	GAMME	UNITÉ DE VENTE	Ref.
Protection rectangulaire 15 x 60 trav.		112	COU17230280
Protection rectangulaire 15 x 60 intrav.		80	COU17231280
Protection rectangulaire 8 x 30 cm trav.		180	COU17110120
Protection rectangulaire 8 x 30 cm intrav.		180	COU17111120
ID Protea M - Protection masculine		120	COUCHE5501

6-SLIPS DE MAINTIEN ID FIXEA

Fixea	GAMME	UNITÉ DE VENTE	Ref.
ID Fixea Medium - Bleu		100	SLIP8001
ID Fixea Large - Marron		100	SLIP8002
ID Fixea ExtraLarge - Vert		100	SLIP8003

7-PROTECTION DE LITS ET FAUTEUILS ID PROTEA

Super	GAMME	UNITÉ DE VENTE	Ref.
ID Protea 60 x 40		270	AL3701
ID Protea 60 x 60		120	AL3703
ID Protea 60 x 75		120	AL3705
ID Protea 60 x 90		120	AL3707
ID Protea 90 x 180		120	AL3709
Extra			
ID Protea 60 x 40		270	AL3301
ID Protea 60 x 60		120	AL3303
ID Protea 60 x 90		120	AL3307

8-GANTS DE TOILETTE À USAGE UNIQUE

	GAMME	UNITÉ DE VENTE	Ref.
Gant non tissé - 80 g.		1000	GANT8531

poches et systèmes de drainage urinaire



1- Poches à prélèvement - système clos

1A- Poche de drainage urinaire P4 - 2 litres

Système stérile clos comportant un large tube résistant à la déformation et permettant un écoulement libre de l'urine même à fort débit.

La poche en plastique ultra robuste à double soudure et œillets de suspension renforcés assure une protection maximale contre le risque de déchirement.

De conception spéciale, le robinet transparent à valve latérale placé sous la poche permet une vidange facile et rapide. La transparence de la poche permet de voir la position de la valve.

Caractéristiques :

- Valve anti-reflux.
- Site de prélèvement.
- Robinet valve en croix.
- Emballage stérile pelliculé.
- Poche sans latex.

Ref. P02SP4

1B- Poche de drainage urinaire PP2000 - 2 litres

Système de drainage urinaire stérile clos comportant un large tube résistant à la déformation, dont les diamètres intérieur et extérieur sont soigneusement étudiés pour réduire les risques d'étranglement accidentel du conduit. Equipée d'une valve anti-reflux intégrée, la poche en plastique ultra robuste protège contre le risque de déchirement.

Le robinet Free-flow permet une vidange ultra rapide.

Placé sous la poche, il peut être replié pour augmenter la distance au sol et réduire ainsi le risque d'exposition aux bactéries extérieures.

Adapté à tous les types de suspension courants, le système complet est livré sous emballage individuel stérile pratique et aseptique.

Ref. POPP2000

2- Poches de drainage urinaire standards non stériles

Collecteur d'urine 2 litres, non stérile avec valve anti-retour et vidange en croix grâce à un robinet en polyéthylène. Son étanchéité totale, dans des conditions normales d'utilisation, garantit l'absence de fuites d'urine et de mauvaises odeurs.

Le système de connexion autorise l'adaptation d'une sonde appropriée ou d'un étui pénien.

Descriptif :

- Matériel : 2 feuilles PVC transparentes.
- Film supérieur : PVC avec graduation bleue.
- Tube : transparent, Ø 5.3 mm, longueur 90 cm, soudé par haute fréquence à la partie supérieure de la poche.
- Connecteur : PVC, Ø 5 mm, soudé à la partie terminale du tube.

Ref. P02NSVVE

3- Poches non stériles - 2 litres - LPPR

Collecteur d'urine non stérile avec valve anti-retour et système de vidange « Push / Pull ».

Descriptif :

- Matériel : 2 feuilles PVC transparentes.
- Vidange : valve en PVC blanc, Ø 6 mm et bouchon en polyéthylène basse densité.
- Tube : transparent, Ø 5.3 mm, longueur 90 cm, soudé par haute fréquence à la partie supérieure de la poche.
- Connecteur : PVC, Ø 5 mm, soudé à la partie terminale du tube.

Ref. P02NSVVP

4- Accessoires pour poches à urine

4A- Paire de ceinture en latex

Ceinture de 53 cm non étirée, trouée aux 2 extrémités.

Système d'accroche plastique.

Pour poches ambulatoires.

Ref. CEIN

4B- Etui pénien

Etui pénien en latex, Ø 30 mm, fabriqué par trempage en une seule pièce.

Ref. UR3

4C - Crochets

Systèmes de suspension pour poches à urine, spécialement conçus pour s'adapter aux tubes de lit, ronds ou carrés.

Autoclavables.

Crochet métal rond - Ref. CR

Crochet plastique bleu - Ref. CRPL

gamme plastique



1- Urinaux

1A- Urinal plastique

Urinal en plastique polyéthylène blanc transparent avec poignée ergonomique.

Capacité : 1000 ml.

Existe en modèle homme et femme.

Modèle homme - Ref. URH

Modèle femme - Ref. URF

1B- Urinal de sécurité URSEC®

Avec système de sécurité anti-reflux vissé pour une parfaite étanchéité. Poignée ergonomique.

Capacité : 1 litre.

Ref. URHSP

2- Bassin de lit avec couvercle

Bassin en plastique polyéthylène haute densité d'une épaisseur de 3.5 mm.

Sans couvercle, à bords arrondis et poignée ergonomique.

Lavable, stérilisable à froid uniquement.

Résiste à un poids maximal de 350 Kg.

Capacité : 800 ml.

Ref. BAL

Option : couvercle plastique - Ref. BALCOUVERCLE

3- Seau hygiénique

Seau en plastique blanc avec couvercle et anse métallique.

Dim. H 27 x Ø 30 cm environ.

Capacité : environ 10 litres.

Ref. SEAUHYG

4- Bidet

Bidet sur pied en polypropylène blanc.

Pied laqué époxy blanc - Croisillon pliant.

Dim. 55 x 31.5 x 13 cm.

Autoclavable à 120 / 130°C (20 mn).

Hauteur : 35 cm.

Ref. BIDETP

5- Rehausse WC Aquatec 90

Sans abattant, compatible avec tous les WC courants.

Il se fixe simplement en le posant sur la cuvette grâce à sa butée à l'avant et ses 2 cales latérales.

Grande stabilité grâce aux antidérapants.

Peut supporter jusqu'à 225 Kg.

Hauteur : 10 cm.

Ref. REHWCM

6- Bocal à urine

Bocal à urine 2.5 litre, gradué, en plastique blanc, format « jerrican ».

Dispose d'un couvercle.

Bocal non stérilisable.

Dim. H. 25 x L. 12 cm - ouverture : 7.5 cm.

Ref. BOCUPL2

7- Verres à urine

7A- Verre à urine plastique

Verre en polypropylène avec bec verseur et poignée.

Graduation tous les 10 ml.

Capacité : 500 ml.

Autoclavable.

Ref. VERRURPLAST

7B- Verre à urine en verre

Verre à pied avec bec et graduation indélébile bleue tous les 10 ml.

Capacité : 250 ml.

Hauteur : 16 cm.

Ref. VERRURINE

gamme plastique



1A



1B



2



3



4A



4B



5



6

1- Poires Enema

1A- Poire Enema - Qualité standard

Poire Enema en caoutchouc avec plongeur et canule double usage.
Embout : 46 mm.

Ref. POIRENEMA

1A- Poire Enema - Qualité supérieure

Livrée avec 2 canules à lavement O.R.L. petit et grand embouts : 46 / 70 mm.

Ref. POIRE4450385

2- Coussins bouées

Coussins bouées en caoutchouc - Qualité standard.

Disponibles en 2 formats :

Ø 40 cm - Ref. COUB40

Ø 45 cm - Ref. COUB45

3- Gonfleur

Gonfleur pour coussin bouée en caoutchouc. Qualité standard.

Ref. GONFLEUR

4- Vessies à glace

4A- Vessie à glace - Qualité standard

Vessie "basic" caoutchouc - Ø 27 cm.

Ref. VESSIEC27

4B- Vessie à glace - Qualité supérieure

Vessie en latex.

Entretien facile à l'eau savonneuse et désinfection à l'alcool à 70°.

Disponible en plusieurs diamètres :

Ø 20 cm - Ref. VESSIE20

Ø 30 cm - Ref. VESSIE30

Ø 25 cm - Ref. VESSIE25

Ø 35 cm - Ref. VESSIE35

5- Pissettes « col de cygne »

Flacons en polyéthylène à bouchon percé par un tube prolongateur inclinable à angle variable.

Différentes capacités :

125 cc - Ref. PI0125

500 cc - Ref. PI0500

250 cc - Ref. PI0250

1000 cc - Ref. PI1000

6- Pissettes « bouchon rouge »

Flacon en polyéthylène transparent avec embout compte-goutte.

Fermeture vissée par un bouchon de couleur rouge.

Différentes capacités :

30 cc - Ref. PI030R

250 cc - Ref. PI250R

60 cc - Ref. PI060R

500 cc - Ref. PI500R

100 cc - Ref. PI100R

gamme plastique



1



2



4

5



3

1- Inhalateur

Inhalateur en polypropylène blanc, autoclavable à 120 / 130°.
Dim. Hauteur : 21 cm - Ø 11 cm.

Ref. INHALBC

2- Verre à boire

Verre 250 cc avec couvercle amovible et bec, gradué par 25 cc, en polypropylène. Coloris blanc, légèrement transparent. Autoclavable.

Ref. VER

3- Piluliers MEDICA POCHE

Piluliers de poche disponibles en plusieurs formats :

- Pilulier journalier 4 cases petit modèle - Ref. PILJOURPM
- Pilulier journalier 4 cases grand modèle - Ref. PILJOURGM
- Pilulier hebdomadaire 7 cases petit modèle - Ref. PILHEBDOPM
- Pilulier hebdomadaire 7 cases moyen modèle - Ref. PILHEBDOPM
- Pilulier hebdomadaire 7 cases grand modèle - Ref. PILHEBDOPM
- Verre pilulier télescopique - Ref. PILVERRE

4- Boîte à dentier

Discreète, hygiénique et très résistante, cette boîte en polypropylène bleu ciel ou blanc dispose d'un couvercle attachant. Stérilisable (maxi. 140°C).

Dim. 100 x 85 mm - Hauteur 55 mm.

Ref. BOIDENT - Coloris bleu

BOIDENTBC - Coloris blanc

5- Crachoir

Crachoir à couvercle attachant en polypropylène - coloris bleu.

Dim. Hauteur : 60 mm - Ø 75 mm.

Capacité : 130 cl.

Ref. CRACHOIR


protection



6



7



8

6- Bavoir adulte réutilisable

Bavoir rectangulaire absorbant, imperméable et réutilisable avec encolure réglable et fermeture à double pression. 100 % coton imprimé gratté, derrière en coton enduit PVC imperméable.

Lavage à 60°C - Séchage tambour à 50°C.

Coloris jaune carreaux bleus.

Dim. 50 x 90 cm.

Ref. BAVOIR70836J

7- Bavoirs Meprotect

Protection imperméable pour les repas avec poche de recueil.

Bavoir constitué d'un voile absorbant, composé de 2 feuilles de ouate de cellulose douce et absorbante et d'un voile de polyéthylène situé entre les 2 feuilles de ouate de cellulose.

Fixation par attaches prédécoupées.

2 tailles :

50 cm - Ref. BIB50

70 cm - Ref. BIB70

8- Bavoirs collerettes en rouleau

Protection pour repas absorbante et imperméable avec attaches adhésives.

Composé d'un film protecteur en polyéthylène intraversable, souple, silencieux et résistant, et d'un voile absorbant constitué de 3 feuilles de ouate de cellulose.

2 tailles :

40 x 50 cm - Ref. BAVOIR50

40 x 100 cm - Ref. BAVOIR100

aides techniques



1- Pince à préhension Extenso D100

Pince accrocheuse utilisable debout ou assis, munie d'une extrémité crantée pour la préhension des petits objets et d'un aimant pour les objets métalliques.

Ref. PIPREHGM

2- Aides à la marche

2A- Cannes Basik P227S

Paire de cannes anglaises très légères.
Tube en aluminium.
Poids maxi. utilisateur : 100 Kg.
Hauteur réglable de 70 à 103 cm - Ø 19 mm.

Ref. CANANGB

2B- Cadre de marche fixe Escort P435B

Léger et réglable en hauteur de 80 à 90 cm, ce cadre de marche bleu anodisé est muni de poignées incassables en élastomère.
En aluminium anodisé, ses pieds inclinés apportent une meilleure stabilité.

Ref. DEAMBUFR

3- Aides au lit

3A- Relève-buste Areste L110

Relève-buste offrant une inclinaison de 45 à 60°. La têtère intégrée procure un maximum de confort ; la toile en nylon empêche la transpiration.
Poids maxi. utilisateur : 110 Kg.
Dim. H 59 x L 63 cm.

Ref. APPDS

3B- Arceau de lit Statio L871

Solution idéale pour les personnes alitées qui ne doivent pas avoir l'appui des draps ou des couvertures.
Dim. L 56 x H 33 x P 36 cm.

Ref. ARCEAU

3C- Table à manger au lit PAUSA L865

Table dotée d'un rebord pour empêcher les objets de tomber.
Réglable en hauteur de 71 à 113.5 cm, en inclinaison et latéralement.
Dim. Plateau : 38.5 x 76.5 cm.

Ref. TABLELIT

4- Aides à la toilette

4A- Tapis de bain Bula

Fixé au fond de la baignoire par de multiples ventouses, ce tapis en caoutchouc naturel antidérapant limite le risque de chute.
Lavable à 60 °.
Dim. 40 x 81 cm.

Ref. TAPISBAIN

4B- Planche de bain Marina H112

Planche en plastique blanc, stable et confortable.
Design ergonomique.
Munie de poignées et d'un revêtement antidérapant.
Pieds ajustables.
Poids maxi. utilisateur : 150 Kg.
Dim. 35 x 69 cm - Epaisseur : 4 cm.

Ref. PLANCHEBAIN

4C- Tabouret de douche I Fit 9780E

Ingénieux et pratique, ce tabouret de douche confère de grandes possibilités de réglage grâce à un système d'ajustement en hauteur par vis, avec une assise pouvant s'élever de 37 à 55 cm.
Tabouret muni de pieds larges pour une plus grande stabilité, d'une assise gainée large et profonde et de pieds réglables par rotation.
Poids maxi. utilisateur : 180 Kg.
Dim. assise 40 x 50 cm.

Ref. TABOURETDOUCHE

4D- Siège garde-robe Omega Classique H450

Idéal pour les transferts de par l'écartement des accoudoirs, le siège garde-robe Omega Classique apporte également, grâce à l'inclinaison des pieds, confort et stabilité à son utilisateur.
Tube en acier zingué revêtu d'une couche époxy-polyester.
Assise rembourrée amovible.
Accoudoirs rembourrés.
Découpe intime : 22 x 25 cm.
Ø extérieur du seau : 31 cm.
Poids maxi. utilisateur : 130 Kg.
Disponible en bleu lavande - Ref. FAUGREGU ou en noir.

bien-être



1

1- Coussin de nuque

Coussin de maintien gonflable en PVC bleu avec pochette.

Ref. COUNUQA



2A

2- Articles de confort chauffants

2A- Coussin chauffant

Son système de contrôle électronique permet d'éviter tout risque de fonctionnement, notamment de surchauffe. Puissance : 50 W - 2 positions de réglage de chauffe.

Dim. 43 x 34 cm.

Ref. COSAH



2B

2B- Coussin chauffant TM 63

Rheumatherm

Spécial rhumatismes, il dispose de 3 températures différentes et d'un arrêt automatique après 90 minutes de marche environ.

Garantie : 2 ans.

Ref. COUCHAU



2C

2C- Couverture chauffante HD 100

Electrique, elle dispose de 6 températures différentes, d'un système de sécurité et d'un arrêt automatique après 3 heures de marche.

Housse lavable en machine.

Garantie : 2 ans.

Ref. COUVHD100



3A

3- Articles de confort massants

3A- Chauffe-pied massant FWM 40

Chauffeuse pour pieds, elle réalise également des massages.

Le chauffage et le massage peuvent être réalisés indépendamment l'un de l'autre.

Garantie : 1 an.

Ref. CHANCEFWM40



3B

3B- Bains de pied massant FB 25

Appareil disposant de 16 aimants intégrés permettant de réaliser des massages par bouillonnement d'air et par vibrations dans une eau tempérée.

Puissance : 130 W.

Ref. MASPIED25



3C

3C- Appareil de massage manuel MG40

Appareil de massage à infrarouge par vibrations.

Dispose d'une poignée réglable et antidérapante, une tête amovible et 3 niveaux de réglage.

Livré avec 4 éléments de massage.

Puissance : 10 W.

Garantie : 1 an.

Ref. MASMG40



3D

3D- Appareil de massage manuel MG80

Simple d'utilisation, l'appareil de massage manuel MG80 permet un puissant massage par tapotement grâce à ses têtes de massage spéciales.

Choix de l'intensité : réglable ou continu.

Puissance : 35 W.

Garantie : 1 an.

Ref. MASMG80



4- Téléphones

4A- Téléphone à grosses touches PHONE EASY

Le Phone Easy dispose de :

- 13 mémoires de numéros dont 3 directes.
- Une sonnerie du combiné réglable : 6 niveaux.
- Un choix de sonneries : 3 mélodies, niveaux, coupure.
- Un indicateur lumineux de sonnerie.
- Garantie : 2 ans.

Ref. PHONEASY



4B

4B- Téléphone à grosses touches avec alarme à télécommande sans fil DORO CARE.

Le DORO CARE est équipé de :

- 4 touches de mémoires directes, avec possibilité d'insérer une photo.
- Une touche « Alarme » éclairée sur le téléphone.
- Un message vocal d'alerte préenregistré transmis aux numéros préprogrammés.

- Le correspondant peut activer la fonction mains libres pour communiquer à travers le haut-parleur, même s'il ne peut plus bouger.
- Un indicateur lumineux de sonnerie.
- Garantie : 1 an.

Ref. PHONEDOROCARE



4C

4C- 1- Alarme sans fil pour appel à l'aide

- Portée 300 m.
- Système anti-interférence intégré dans le récepteur.
- Se met en médaillon autour du cou.
- Récepteur comportant un curseur M/A.
- Émetteur avec antenne déployable.
- Garantie : 1 an.

Ref. ALARMEP

aérosolthérapie



1



3



2



4



4A

1- Aérosol SYSTAM ST23

Générateur d'aérosols pneumatique standard équipé d'un filtre anti-poussière.

S'utilise avec les kits CPS23, CPS et CPSN.

Ref. AEROSOLST23

2- Aérosol SYSTAM LS290

Générateur d'aérosols électronique ventilé. Appareil destiné aux patients « passifs » ; le nébulisat arrive en continu à la sortie du masque.

Equipé du système Control'Dose®.

S'utilise avec les kits 2901, 2901N et 2301.

Ref. AEROSOLLS290S

Sortie de particules
médicamenteuses

Entrée d'air



L'effet Control'Dose® :
La posologie maîtrisée

Le système Control'Dose® permet :

- de nébuliser de très petites quantités de médicament de 2 à 8 ml sans dilution.
- de nébuliser la dose avec un très faible volume résiduel de 0.6 ml environ.

La séance d'aérosol dure de 7 à 10 minutes avec le Control'Dose® (environ 20 à 30 minutes avec les systèmes conventionnels).

Les séances sont plus courtes d'où une meilleure observance du traitement par le patient.

Moins de participation requise de la part du patient (notamment chez les enfants en bas âge).

3- Humidificateur d'ambiance

Humidificateur SECURVAP

Seul humidificateur d'ambiance disposant d'un double réservoir, en accord avec les normes EN 60335-1 et EN 60335-2-98, évitant ainsi tout contact avec l'eau et éliminant les risques d'électrocution.

Puissance : 1000 W.

Grande capacité du réservoir : 2.2 litres.

Autonomie de fonctionnement : 15 heures.

Ref. SECURVAP

Essence pour humidificateur

Bouteille d'essence parfumée de 100 ml pour humidificateur d'ambiance SECURVAP.

Ref. ESSENCE

Poudre anti-calcaire

Sachet de poudre anti-calcaire pour humidificateur d'ambiance SECURVAP.

Ref. POUDRE

4- Inhalateur à vapeur chaude VAPORSAN

Système révolutionnaire destiné au traitement d'états fébriles, rhumes, sinusites, toux et bronchites par inhalation de vapeur chaude. Le Vaporsan fournit alors 30 minutes de vapeur constante.

Prêt à l'emploi, il suffit d'ajouter l'eau et mettre en marche.

Sécurité garantie : l'eau chaude est isolée dans son réservoir.

Livré avec 2 masques différents pouvant s'adapter à tous les membres de la famille.

Ref. VAPORSAN

4A- Disques balsamiques VaporSan Pad

L'action des disques balsamiques VaporSan Pad permet la diffusion d'un parfum balsamique, favorisant la libération des voies respiratoires et fournissant une sensation de bien-être immédiat.

Ref. VAPORSANPAD

GROUPE GAILLARD

Groupe Gaillard S.A.S.
Z.A. du Verdalaï - 13790 PEYNIER
Tel. 04.42.53.80.80 - Fax. 04.42.53.80.81



1 Groupe Gaillard Carros
4^e avenue 10^e rue / BP 610
06517 CARROS CEDEX
Tel. 04.97.10.26.00
Fax 04.97.10.26.01

5 Energie Medical Romans
22, Bd de la Libération
26100 ROMANS SUR ISÈRE
Tel. 04.75.70.09.57
Fax 04.75.71.05.53

9 Energie Medical Chambéry
632, Av de Chambéry
73231 ST ALBAN LEYSSE
Tel. 04.79.85.40.11
Fax 04.79.85.54.74

13 La Populaire
2803, route de Montpellier
30900 NIMES
Tel. 04.66.70.61.50
Fax 04.66.21.41.34

17 La Populaire
Parc Ducup - 2609, av Prades
66000 PERPIGNAN
Tel. 04.68.56.69.66
Fax 04.68.56.65.06

2 Energie Medical Nice
18, Rue Alphonse Karr
06000 NICE
Tel. 04.93.88.42.21
Fax 04.93.82.13.22

6 Energie Medical Crest
55, Rue de l'Hôtel de Ville
26400 CREST
Tel. 04.75.25.44.66
Fax 04.75.25.44.76

10 Soux Santé
110, Av St Louis
13015 MARSEILLE
Tel. 04.91.69.37.51
Fax 04.91.69.44.43

14 La Populaire
761, Rue Puech Villa
34090 MONTPELLIER
Tel. 04.67.63.67.80
Fax 04.67.63.67.89

LYON **8**
CHAMBERY **9**
GRENOBLE **7**
5 ROMANS
6 CREST

NIMES **13**
AIX-EN-PROVENCE **12**
MONTPELLIER **14**
AGDE **15** **16**
NARBONNE **3**
PERPIGNAN **17**
MARSEILLE **10**
AUBAGNE **11**
CARROS **1**
NICE **2**

3 Energie Medical Narbonne
C.C. Septimes - Route de Gruissan
11100 NARBONNE
Tel. 04.68.32.85.85
Fax 04.68.32.85.86

7 Energie Medical Grenoble
4, Place du Gresivaudan
38000 GRENOBLE
Tel. 04.76.42.67.09
Fax 04.76.51.11.92

11 Soux Santé-EMO
116, Av des sœurs Gastines
13400 AUBAGNE
Tel. 04.42.84.18.17
Fax 04.42.84.12.91

15 D.E.M.M. - La Populaire
Chemin des Sept Fonts
34300 AGDE
Tel. 04.67.21.22.77
Fax 04.67.21.26.60

4 Energie Medical Marseille
151, Bd Baille
13005 MARSEILLE
Tel. 04.91.48.09.59
Fax 04.91.48.09.80

8 Eudimed Lyon
14, Promenade Bullukian
69008 LYON
Tel. 04.78.01.29.22
Fax 04.78.75.57.58

12 Crémieux Médical
27, Bd Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel. 04.42.23.32.82
Fax 04.42.21.67.54

16 D.E.M.M - La Populaire
C.C. le Capitole - Bd du Soleil
34300 AGDE
Tel. 04.67.00.02.83
Fax 04.67.00.02.83