



SIAL
TECHNOLOGIE®

TUYAUX pour bain à circulation Externe

RESISTANCE CHIMIQUE ++++

Resistance thermique -270°C à +260°C

SECURISE

Raccord INOX 316L fileté (Métrique, NPT, GAZ)
Convoluté PTFE sertis



SOUPLE

Corps en gaine plastique fluoré




Longeur sur demande



Raccordement à votre installation



Adaptation selon application



Pression max. 1 bar
(sans tresse métallique)
Convient aussi au vide

