

MICROSCOPE OPTECH BIOSTAR B5P-ICS

STATIF ERGONOMIQUE ROBUSTE AVEC REVOLVER ARRIERE 5 POSITIONS.

FOCALISATION MACRO ET MICROMETRIQUE
CONTROLES COAXIAUX AVEC ARRET BUTOIR ET
REGLAGE DE LA TENSION DES MOUVEMENTS.

TETE ROTATIVE 360° INCLINEE A 30° AVEC SORTIE
0-100% VERS SYSTEME D'ACQUISITION PHOTO/VIDEO
(VERSION TRINOCULAIRE)

OCULAIRES GRAND CHAMP WF10x (20mm)
AJUSTEMENT DIOPTRIQUE ± 5 MM ET REGLAGE DE LA
DISTANCE INTERPUPILLAIRE DE 55-75mm.

OBJECTIFS PLAN-ACHROMATIQUES (OPTIQUE INFINI)

PL 4x/ na 0.10

PL 10x/ na 0.20

PL 20x/ na 0.40-0.17

PL 40x/ na 0.65-0.17

PL 100x/ na 1.25 - 0.17 huile

CONDENSEUR D'ABBE na1.25/0.6 AVEC DIAPHRAGME.

LARGE PLATINE MECANIQUE (210 X 140mm) AVEC
CHEVALET POUR BLOCAGE LAMELLE ECHANTILLON
ET COMMANDE DES MOUVEMENTS X-Y A DROITE .

SYSTEME ECLAIRAGE KOHLER AVEC LAMPE HALOGENE
AJUSTABLE (6V-30W) ET DIAPHRAGME REGLABLE

EQUIPMENTS STANDARDS:

- Lampe halogène 6V-30W
- Fiole huile à immersion (7ml)
- Housse de protection
- Filtre conversion bleu
- Fusibles 250mA
- Mode d'emploi (Français)

Modèle BINOCULAIRE Code: K71431

Modèle TRINOCULAIRE Code: K71641



ACCESSOIRES (Options)

EPI-FLUORESCENCE

LUMIERE INCIDENTE

CONTRASTE DE PHASE

LUMIERE POLARISEE

CONSEUSEUR CHAMP NOIR (Huile)

CONSEUSEUR CHAMP NOIR (sec)

ADAPTATEURS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES REFLEX
OU NUMERIQUES.

ADAPTATEURS « C-MOUNT » POUR CAMERAS VIDEO COULEUR

OCULAIRES MICROMETRIQUES WF10x (20mm)





OCULAIRES WF12.5x (15mm)

OCULAIRE WF10x COMPENSATION (Personne avec lunette)

GUIDE OCULAIRES CAOUTCHOUC (Lot de 2)

OBJECTIF PL 60x/ na 0.65-0.17

PLATINE CHAUFFANTE 50° THERMOSTATEE



EXACTA + OPTECH



EXACTA+OPTECH France, Parc des Tuileries, 3 Rue Derrière la Montagne, BP212 ,77646 – CHELLES Cedex

Sarl au capital de 8.000€ - RC Meaux B441 909 447 00019 – APE 515K – N°TVA : FR59 441 909 447

Tél. : 00.33.(1).60.08.90.94 Fax : 00.33.(1).60.08.90.95 email : ventes@exacta-optech.fr