



STANDARD Série BJ160

Elle a tout elle fait tout !

SWISS DESIGN



- Plateau de grande dimensions
- Grand afficheur LCD rétro-éclairé
- Horloge avec date et heure
- Signal sonore pour utilisation optimale
- Grand choix de fonctions intégrées
 - Conversion d'unité
 - Comptage de pièces
 - Pourcentage
 - Total net
 - Pesée d'animaux
 - Statistiques
 - Totalisation
- Sortie de données RS232
- Utilisation simple avec clavier 5 touches
- Fonctionne à pile
- Grand choix de modèles de 100g/1mg)
12100g/1g



Cage "Easy-access" pour les balances BJ

Qualité série BJ160

La BJ160 est utilisable en laboratoire ou en extérieur. Les 2 ans de garantie et le rapport qualité-prix très attrayant ne sont que quelques atouts qui caractérisent ce produit.

Simplicité d'utilisation

La balance BJ160 est très conviviale ! 5 touches suffisent pour accéder à toutes les commandes. Un guidage clair de l'utilisateur à travers les menus sur l'afficheur facilite les réglages et permet de changer le mode de fonctionnement et d'effectuer les procédures de pesage sans difficulté.



Afficheur LCD contrasté, rétro éclairé

Afficheur

L'affichage à cristaux liquides est un affichage multifonctions qui procure une indication claire.

Intelligent Calibration Mode (ICM)














Le ICM reconnaît automatiquement le poids étalon déposé sur la balance. Le protocole s'effectue selon la norme ISO avec un certificat de calibrage édité sur l'imprimante connectée.

Applications supplémentaires et Caractéristiques

Modèle	Capacité	Précision	Répétabilité	Linéarité	Plateau
BJ 100M	102 g	1 mg	1 mg	2 mg	Ø100 / 3.9
BJ 410C	410 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	135 x 135
BJ 610C	610 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	135 x 135
BJ 1000C	1 020 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	135 x 135
BJ 1200C	1 200 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	135 x 135
BJ 2200C	2 200 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	135 x 135
BJ 2100D	2 100 g	0.1 g	0.1 g	0.2 g	170 x 140
BJ 4100D	4 100 g	0.1 g	0.1 g	0.2 g	170 x 140
BJ 6100D	6 100 g	0.1 g	0.1 g	0.2 g	170 x 140
BJ 8100D	8 100 g	0.1 g	0.1 g	0.2 g	170 x 140
BJ 6100G	6 100 g	1 g	1 g	2 g	170 x 140
BJ 12100G	12 100 g	1 g	1 g	2 g	170 x 140

Accessoires	Référence
Crochet de pesée sous la balance	350-8561
Housse de protection pour balance complète avec anneau	350-8565

Caractéristiques et applications

-  Design Suisse
-  Calibrage externe
-  232 Interface RS232 pour imprimante et PC
-  Pesée d'animaux
-  LCD BL Afficheur LCD
-  Horloge avec date et heure
-  Pesée sous socle
-  Totalisation
-  Dispositif antiviol
-  % Pesée en pourcentage
-  Comptage de pièces
-  Statistiques
-  Conversion d'unité g, mg, ct, ozt, lb, tael, bath