

Sommaire - Summary

Ciseaux	7 - 12	<i>Scissors</i>
Pinces Hémostatiques	13 - 26	<i>Hemostatic Forceps</i>
Pinces Anatomiques	27 - 34	<i>Anatomic Forceps</i>
Divers	35 - 42	<i>Diverse</i>
O.R.L.	43 - 64	<i>E.N.T.</i>
Dermatomes	65 - 66	<i>Skin Grafts</i>
Coupe-Ongles	67 - 68	<i>Nail Cutters</i>
Suture	69 - 72	<i>Suture</i>
Porte-Aiguilles	73 - 76	<i>Needle Holders</i>
Ecarteurs	77 - 88	<i>Retractors</i>
Chirurgie Générale	89 - 112	<i>General Surgery</i>
Urologie / Vésicule	113 - 118	<i>Urology / Vesicle</i>
Intestinal	119 - 120	<i>Intestinal</i>
Rectal	121 - 124	<i>Rectal</i>
Gynécologie	125 - 138	<i>Gynecology</i>
Obstétrique	139 - 144	<i>Obstetric</i>
Canules	145 - 148	<i>Cannulas</i>
Neurologie	149 - 154	<i>Neurology</i>
Ophtalmologie	155 - 170	<i>Ophthalmology</i>
Dentaire	171 - 200	<i>Dental</i>
Boîtes de Composition	201 - 208	<i>Instruments Sets</i>
Tungstène	209 - 214	<i>Carbide Jaws</i>
Index Français	215 - 224	<i>French Index</i>
Index Anglais	225 - 233	<i>English Index</i>
Index Espagnol	234 - 242	<i>Spanish Index</i>
Index Portugais	243 - 251	<i>Portugues Index</i>
Index Références	252 - 256	<i>References Index</i>

Sumario - *Sumario*


Tijeras	7	-	12	<i>Tessoura</i>
Pinzas Hemostaticas	13	-	26	<i>Pinça Hemostatico</i>
Pinzas Anatomicas	27	-	34	<i>Pinça Anatomico</i>
Diverso	35	-	42	<i>Diverso</i>
O.R.L.	43	-	64	<i>O.R.L.</i>
Dermatomos	65	-	66	<i>Dermatomos</i>
Cortar-Unas	67	-	68	<i>Cortar-Unhas</i>
Sutura	69	-	72	<i>Sutura</i>
Porta-Agujas	73	-	76	<i>Porta-Agulha</i>
Separadors	77	-	88	<i>Apartador</i>
Cirurgia General	89	-	112	<i>Cirurgia General</i>
Urologia / Vesicula	113	-	118	<i>Urologia / Vesicula</i>
Intestinal	119	-	120	<i>Intestinal</i>
Rectal	121	-	124	<i>Rectal</i>
Gynecologia	125	-	138	<i>Gynecologia</i>
Obstetricia	139	-	144	<i>Obstetricia</i>
Canulas	145	-	148	<i>Canula</i>
Neurologia	149	-	154	<i>Neurologia</i>
Ophtalmologia	155	-	170	<i>Ophtalmologia</i>
Dentario	171	-	200	<i>Dentario</i>
Cajas Composicion	201	-	208	<i>Caixas Composição</i>
Tungsteno	209	-	214	<i>Tungsteno</i>
Indice Francés	215	-	224	<i>Index Francês</i>
Indice Ingles	225	-	233	<i>Index Inglês</i>
Indice Español	234	-	242	<i>Index Espanhol</i>
Indice Portugués	243	-	251	<i>Index Português</i>
Indice References	252	-	256	<i>Index References</i>

Ciseaux
Scissors
Tijeras
Tesoura

Echelle : 1/2

Ciseaux Dauphin

Operating Scissors B/S
Tijeras DauphinPuntiagudas-roma
Tesoura Dauphin Pontiagudo-roma



Droits - Straight Rectas - Recta

C054 11	11,5 cm
C054 13	13 cm
C054 14	14 cm
C054 15	15 cm
C054 16	16 cm
C054 18	18 cm
C054 20	20 cm

Courbes - Curved Curvas - Curva

C055 11	11,5 cm
C055 13	13 cm
C055 14	14 cm
C055 15	15 cm
C055 16	16 cm
C055 18	18 cm
C055 20	20 cm

Ciseaux Mousse

Operating Scissors B/B
Tijeras Roma-roma
Tesoura Rombo-rombo



Droits - Straight Rectas - Recta


C114 11	11,5 cm
C114 13	13 cm
C114 14	14 cm
C114 15	15 cm
C114 16	16 cm
C114 18	18 cm
C114 20	20 cm

Courbes - Curved Curvas - Curva

C115 11	11,5 cm
C115 13	13 cm
C115 14	14 cm
C115 15	15 cm
C115 16	16 cm
C115 18	18 cm
C115 20	20 cm

Ciseaux Pointus

Operating Scissors S/S
Tijeras Pontiagudas
Tesoura Pontiaguda



Droits - Straight Rectas - Recta


C124 11	11,5 cm
C124 13	13 cm
C124 14	14 cm
C124 15	15 cm
C124 16	16 cm
C124 18	18 cm
C124 20	20 cm

Courbes - Curved Curvas - Curva

C125 11	11,5 cm
C125 13	13 cm
C125 14	14 cm
C125 15	15 cm
C125 16	16 cm
C125 18	18 cm
C125 20	20 cm

Ciseaux Mayo

Mayo Scissors
Tijeras Mayo
Tesoura Mayo



Droits - Straight Rectas - Recta


C074 14	14 cm
C074 16	16 cm
C074 18	18 cm
C074 20	20 cm
C074 25	25 cm

Courbes - Curved Curvas - Curva

C075 14	14 cm
C075 16	16 cm
C075 18	18 cm
C075 20	20 cm
C075 25	25 cm

Ciseaux Metzbaum

Metzbaum Scissors
Tijeras Metzbaum
Tesoura Metzbaum



Droits - Straight Rectas - Recta

C084 14	14 cm
C084 16	16 cm
C084 18	18 cm
C084 20	20 cm
C084 22	22 cm
C084 26	26 cm

Courbes - Curved Curvas - Curva

C085 14	14 cm
C085 16	16 cm
C085 18	18 cm
C085 20	20 cm
C085 22	22 cm
C085 26	26 cm

Ciseaux Dubost

Dubost Scissors
Tijeras Dubost
Tesoura Dubost



Droits - Straight Rectas - Recta

C224 26	26 cm
C224 30	30 cm

Courbes - Curved Curvas - Curva


C225 26	26 cm
C225 30	30 cm



Ciseaux Iridectomie
Iris Scissors
Tijeras Para Iridectomia
Tesoura Para Iridectomia

Droits - Straight
Rectas - *Recta*
C094 10 10 cm
C094 11 11,5 cm

Courbes - Curved
Curvas - *Curva*
C095 10 10 cm
C095 11 11,5 cm



Ciseaux Strabisme
Strabismus Scissors
Tijeras Para Estrabismo
Tesoura Para Estrabismo

Droits - Straight
Rectas - *Recta*
C134 11 11,5 cm

Courbes - Curved
Curvas - *Curva*
C135 11 11,5 cm



Ciseaux Spencer (à fil avec encoche)
Stitch Scissors
Tijeras de ligaduras Spencer
Tesoura para fios de sutura Spencer

Droits - Straight
Rectas - *Recta*
C036 11 11 cm
C036 13 13 cm



Ciseaux Stevens
Stevens Scissors
Tijeras Stevens
Tesoura Stevens

Droits - Straight
Rectas - *Recta*
C024 10 10 cm

Courbes - Curved
Curvas - *Curva*
C025 10 10 cm


Ciseaux Bébé Universels Crantés pour fil d'acier
Universal Wire Cutting Scissors
Tijeras Universal con muesca para alambre
Tesoura Universal com entalhes para arame


Droits - Straight
Rectas - *Recta*
C028 12 12 cm



Ciseaux Nasal de Heyman
Nasal Heyman Scissors
Tijeras Nasal Heymann
Tesoura Nasal Heymann

C254 18 18 cm






Ciseaux Schmieden

Schmieden Scissors
Tijeras Schmieden
Tesoura Schmieden

Contre-Coudés - Double Bent
Contra-acodadas - Contra-angular
C244 17 17,5 cm



Ciseaux de Wertheim

Wertheim Scissors
Tijeras Wertheim
Tesoura Wertheim


Droits - Straight
Rectas - Recta
C234 23 23 cm

Courbes - Curved
Curvas - Curva
C235 23 23 cm



Ciseaux Debakey

Debakey Scissors
Tijeras Debakey
Tesoura Debakey



C154 45 18 cm
Droit 45° - Straight 45°
Rectas 45° - Recta 45°



C154 60 18 cm
Droit 60° - Straight 60°
Rectas 60° - Recta 60°

Ciseaux Sims Mousse

Sims Scissors B/B
Tijeras Sims roma/roma
Tesoura Sims rombo/rombo

Droits - Straight
Rectas - Recta
C234 20 20 cm


Courbes - Curved
Curvas - Curva
C235 20 20 cm



Ciseaux Boyd en S

Boyd Scissors
Tijeras Boyd en S
Tesoura Boyd em S

C324 18 18 cm



Ciseaux Kelly

Kelly Scissors
Tijeras Kelly puntiagudas
Tesoura Kelly pontiaguda

Droits - Straight
Rectas - Recta

C344 16 16 cm
C344 18 18 cm

Courbes - Curved
Curvas - Curva

C345 16 16 cm
C345 18 18 cm



Ciseaux Goldman-Fox


Goldman Scissors
Tijeras Goldman-Fox
Tesoura Goldman-Fox

Droits - Straight
Rectas - Recta

C344 13 13 cm

Courbes - Curved
Curvas - Curva

C345 13 13 cm





Ciseaux Dean pour Amygdales

Dean Tonsil Scissors
Tijeras Dean para Amigdalas
Tesoura Dean para Amigdalas

Contre-coudés - Double Bent
Contra-acodadas - Contra-angular

C025 17 17 cm



Ciseaux à Entérotomie

Enterotomy Bowel Scissors
Tijeras de Enterotomia
Tesoura para Enterotomia

Droits - Straight
Rectas - Recta

C204 20 20 cm



Ciseaux de Good pour Amygdales

Good Tonsil scissors
Tijeras de Good para Amigdalas
Tesoura de Good para Amigdalas

C025 19 19 cm

Ciseaux Lister Croix Rouge

Lister Bandage Scissors
Tijeras Lister Cruz Roja
Tesoura Lister Cruz Vermelha

C066 14 14 cm

C066 16 16 cm

C066 18 18 cm

C066 20 20 cm




Ciseaux Vézien

Universal Vezien Scissors
Tijeras Vezien
Tesoura Vezien

Coudés sur le Côté - Curved on the Side
Acodadas de Lado - Angular de Lado

C144 17 17 cm





Ciseaux Couturière
Household Scissors
Tijeras de Costurera
Tesoura de Costureira

Droits - Straight
Rectas - *Recta*
C046 21 21 cm

Ciseaux Lingère
Lingere Scissors
Tijeras de Lencera
Tesoura de Roupeira

C047 26 26 cm



Ciseaux Universels de Gesco
Gesco Universal Scissors
Tijeras Universal Gesco
Tesoura Universal Gesco

- C144 00 17 cm
Noir - *Black*
Negro - *Negra*
- C144 01 17 cm
Jaune - *Yellow*
Amarillo - *Amarela*
- C144 02 17 cm
Vert - *Green*
Verde - *Verde*
- C144 03 17 cm
Bleu - *Blue*
Azul - *Azul*



Ciseaux Ombilicaux
Umbilical Cord Scissors
Tijeras Umbilical
Tesoura Ombilical

C264 10 10 cm



Ciseaux à Episiotomie de Braun
Braun Episiotomy Scissors
Tijeras de Episiotomia Braun
Tesoura Para Episiotomia Braun

Droits - Straight
Rectas - *Recta*
C214 14 14,5 cm

Ciseaux à Ongles
Nails Scissors
Tijeras para Unas
Tesoura de Unhas

Droits - Straight
Rectas - *Recta*
C184 10 10 cm

Courbes - Curved
Curvas - *Curva*
C185 10 10 cm



Pinces Hémostatiques

Hemostatic Forceps

Pinzas Hemostaticas

Pinça Hemostático

Echelle : 1/2

Pince Kocher A/G

Kocher Forceps 1x2 Teeth
 Pinza Kocher con dientes
 Pinça Kocher com dentes

Droite - Straight
 Recta - Recta

P020 13	13 cm
P020 14	14 cm
P020 15	15 cm
P020 16	16 cm
P020 18	18 cm
P020 20	20 cm
P020 22	22 cm
P020 24	24 cm

Courbe - Curved
 Curva - Curva

P021 13	13 cm
P021 14	14 cm
P021 15	15 cm
P021 16	16 cm
P021 18	18 cm
P021 20	20 cm
P021 22	22 cm
P021 24	24 cm



Pince Rochester-Péan (Pince Kocher S/G)

Rochester-Pean Forceps (Kocher Forceps No Teeth)
 Pinza Rochester-Pean (Pinza Kocher sin dientes)
 Pinça Rochester-Pean (Pinça Kocher sem dentes)

Droite - Straight
 Recta - Recta

P022 13	13 cm
P022 14	14 cm
P022 16	16 cm
P022 18	18 cm
P022 20	20 cm
P022 22	22 cm
P022 24	24 cm

Courbe - Curved
 Curva - Curva

P023 13	13 cm
P023 14	14 cm
P023 16	16 cm
P023 18	18 cm
P023 20	20 cm
P023 22	22 cm
P023 24	24 cm



Pince Péan

Murphy-Pean Forceps
 Pinza Pean
 Pinça Pean

Droite - Straight
 Recta - Recta

P214 13	13 cm
P214 14	14 cm
P214 15	15 cm
P214 16	16 cm
P214 18	18 cm
P214 20	20 cm
P214 22	22 cm



Pince Kelly


Kelly Forceps
 Pinza Kelly
 Pinça Kelly

Droite - Straight
 Recta - Recta

P164 14	14 cm
P164 16	16 cm
P164 18	18 cm

Courbe - Curved
 Curva - Curva

P165 14	14 cm
P165 16	16 cm
P165 18	18 cm



Pince Leriche

Leriche Forceps
Pinza Leriche
Pinça Leriche


Droite - Straight Recta - Recta

P170 15 15 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes

P172 15 15 cm
S/G - No Teeth
Sin Dientes - Sem Dentes

P170 18 18 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes

P172 18 18 cm
S/G - No Teeth
Sin Dientes - Sem Dentes



Courbe - Curved Curva - Curva

P171 15 15 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes

P173 15 15 cm
S/G - No Teeth
Sin Dientes - Sem Dentes

P171 18 18 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes

P173 18 18 cm
S/G - No Teeth
Sin Dientes - Sem Dentes

Pince de Crile


Crile Forceps
Pinza Crile
Pinça Crile

Droite - Straight Recta - Recta

P344 14 14 cm

Courbe - Curved Curva - Curva

P345 14 14 cm




Pince de Christophe

Christophe Forceps
Pinza Christophe
Pinça Christophe

Courbe - Curved Curva - Curva

P465 16 16 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes

P467 16 16 cm
S/G - No Teeth
Sin Dientes - Sem Dentes



Pince de Bengolea

Bengolea Forceps
Pinza Bengolea
Pinça Bengolea


Droite - Straight Recta - Recta

P320 20 20 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes

P322 20 20 cm
S/G - No Teeth
Sin Dientes - Sem Dentes

P420 24 24 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes

P422 24 24 cm
S/G - No Teeth
Sin Dientes - Sem Dentes



Courbe - Curved Curva - Curva

P321 20 20 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes

P323 20 20 cm
S/G - No Teeth
Sin Dientes - Sem Dentes

P421 24 24 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes

P423 24 24 cm
S/G - No Teeth
Sin Dientes - Sem Dentes

Pince de Hartmann

Hartmann Forceps
 Pinza Hartmann
 Pinça Hartmann

Droite - Straight
 Recta - Recta


P131 09 9 cm
 A/G - 1x2 Teeth
 Con Dientes - Com Dentes

P131 19 9 cm
 S/G - No Teeth
 Sin Dientes - Sem Dentes

Courbe - Curved
 Curva - Curva

P132 09 9 cm
 A/G - 1x2 Teeth
 Con Dientes - Com Dentes

P132 19 9 cm
 S/G - No Teeth
 Sin Dientes - Sem Dentes



Pince Clamp Bulldog

Bulldog Clamp
 Pinza Clamp Bulldog
 Pinça Clamp Bulldog

Droite - Straight
 Recta - Recta

P550 05 5 cm
 P550 07 7 cm

Courbe - Curved
 Curva - Curva

P550 15 5 cm
 P550 17 7 cm



Pince d'Halstead

Halstead Forceps
 Pinza Halstead
 Pinça Halstead

Droite - Straight
 Recta - Recta

P080 13 13 cm
 A/G - 1x2 Teeth
 Con Dientes - Com Dentes

P082 13 13 cm
 S/G - No Teeth
 Sin Dientes - Sem Dentes

Courbe - Curved
 Curva - Curva

P081 13 13 cm
 A/G - 1x2 Teeth
 Con Dientes - Com Dentes

P083 13 13 cm
 S/G - No Teeth
 Sin Dientes - Sem Dentes



Pince Micro Halstead

Micro Halstead Forceps
 Pinza Micro Halstead
 Pinça Micro Halstead

Droite - Straight
 Recta - Recta

P080 10 10 cm
 A/G - 1x2 Teeth
 Con Dientes - Com Dentes


P082 10 10 cm
 S/G - No Teeth
 Sin Dientes - Sem Dentes

Courbe - Curved
 Curva - Curva

P081 10 10 cm
 A/G - 1x2 Teeth
 Con Dientes - Com Dentes

P083 10 10 cm
 S/G - No Teeth
 Sin Dientes - Sem Dentes





Pince Clamp de Schnidt


Schnidt Clamp Forceps
Pinza Clamp de Schnidt
Pinça Clamp de Schnidt

P201 20 20 cm
Courbe - Curved
Curva - Curva

Pince à Décapsuler

Take Up Forceps
Pinza para Decapsular
Pinça para Decapsular

P194 16 16 cm



Pince Terrier

Terrier Forceps
Pinza Terrier
Pinça Terrier

P232 13 13 cm
S/G - No Teeth
Sin Dientes - Sem Dentes

Pince Clamp Weiss (presse-tube)

Weiss Clamp Forceps
Pinza Clamp Weiss (para tubos)
Pinça Clamp Weiss (para tubos)

P254 16 16 cm
P254 19 19 cm



Pince à Traire de Gunnar

Gunnar Drawing Forceps
Pinza para Ordenar Gunnar
Pinça para Ordenhar Gunnar

P548 18 18,5 cm



Pince à Dialyse

Dialyse Forceps
Pinza para Dialisis
Pinça para Dialisis

P754 19 19 cm
Mors Lisse - Smooth Jaw
Bocas Lisas - Bocas Lisos

Pince à Traire à branche

Drawing Forceps with branch
Pinza para vaciar las canulas con ramo
Pinça para vazar as canulas de ramo

P54820





Pince en T de De Martel
De Martel T Shaped Forceps
 Pinza en forma de T De Martel
 Pinça em forma de T De Martel

P376 16 16 cm




Pince de Grégoire en Losange
Gregoire Forceps
 Pinza Gregoire en forma de Rombo
 Pinça Gregoire em forma de Losango

P224 16 16 cm
 P224 22 22 cm

Pince en Coeur
Heart Shaped Forceps
 Pinza en forma de Corazon
 Pinça em forma de Coração

P276 16 16 cm



Pince en Triangle
Triangular Shaped Forceps
 Pinza en forma de Triangulo
 Pinça em forma de Triangulo


P204 16 16 cm



Pince Allis
Allis Tissue Forceps
 Pinza Allis
 Pinça Allis

P076 15 15 cm
 P076 19 19 cm





Pince Ombredanne
Ombredanne Forceps
 Pinza Ombredanne
 Pinça Ombredanne

P096 13 13 cm



Pince Babcock
Babcock Forceps
 Pinza Babcock
 Pinça Babcock

P464 16 16 cm
 P464 20 20 cm
 P464 25 25 cm

Pince Chaput
Chaput Forceps
 Pinza Chaput
 Pinça Chaput

P116 13 13 cm



Pince de Duval à Crémaillère



Duval Forceps
 Pinza Duval Entrecruzada
 Pinça Duval com Cremalheira

P467 13 22 cm - Fig. 1
 Triangulaire de 13 mm - *Triangular 13 mm*
 Triangular 13 mm - *Triangular 13 mm*

P467 15 22 cm
 Triangulaire de 15 mm - *Triangular 15 mm*
 Triangular 15 mm - *Triangular 15 mm*

P467 20 22 cm - Fig. 2
 Triangulaire de 20 mm - *Triangular 20 mm*
 Triangular 20 mm - *Triangular 20 mm*

P467 25 22 cm - Fig. 3
 Triangulaire de 25 mm - *Triangular 25 mm*
 Triangular 25 mm - *Triangular 25 mm*





Pince Crabe (à Champs)

Jones Towel Forceps
Pinza Cangrejo
Pinça Caranguejo

P066 09 9 cm

Pince à champs Schaedel

Schaedel Towel Forceps
Pinza de campo Schaedel
Pinça de campo Schaedel

P47009 9 cm



Pince Backhaus (à Champs)


Backhaus Towel Forceps
Pinza de Campo Backhaus
Pinça de Campo Backhaus

P106 09 9 cm
 P106 12 12 cm
 P106 14 14 cm

Pince Jayle (à Champs)

Jayle Towel Forceps
Pinza de Campo Jayle
Pinça de Campo Jayle

P468 13 13 cm



Pince Erigne de Doyen (à Champs)

Doyen Towel Forceps
Pinza de Campo Erina Doyen
Pinça de Campo Erina Doyen

P454 18 18 cm

Pince Lane (à Champs)

Lane Towel Forceps
Pinza de Campo Lane
Pinça de Campo Lane

P487 18 18 cm





Pince à Pansements "Longuette"

Mair Polypus Forceps
 Pinza para Vendajes "Longuette"
 Pinça para Pensos "Longuette"

Droite - Straight
 Recta - *Recta*

P034 24 24 cm
 P034 32 32 cm

Courbe - Curved
 Curva - *Curva*

P035 24 24 cm
 P035 32 32 cm

Pince Foerster


Foerster Forceps
 Pinza Foerster
 Pinça Foerster

Droite - Straight
 Recta - *Recta*

P434 24 24 cm

Courbe - Curved
 Curva - *Curva*


P435 24 24 cm



Pince Bozemann Contre-Coudée

Bozemann Forceps Double-Bent
 Pinza Bozemann contra-acodada
 Pinça Bozemann contra-angular

P464 24 24 cm



Pince à Pansements Ballenger


Ballenger Sponge Forceps
 Pinza para vendajes Ballenger
 Pinça para pensos Ballenger


Droite - Straight
 Recta - *Recta*

P456 18 18 cm

Courbe - Curved
 Curva - *Curva*


P457 18 18 cm






Passe-Fil de Finochietto
Finochietto Ligature Carrier
 Aguja para Ligaduras Finochietto
 Agulha para Ligaduras Finochietto

P445 18 18 cm
 P445 24 24 cm



Pince Lahey
Lahey Forceps
 Pinza Lahey
 Pinça Lahey

P469 22 22 cm



Pince Price-Thomas
Price-Thomas Forceps
 Pinza Price-Thomas
 Pinça Price-Thomas

P554 22 22 cm



Pince Dissecteur de Semb
Semb Dissector Forceps
 Pinza Disecador Semb
 Pinça Dissector Semb

P134 23 23 cm



Pince Satinski
Satinski Forceps
 Pinza Satinsky
 Pinça Satinsky

P470 25 25 cm

Pince Mixer-O'Shaugnessy
Mixer-O'Shaugnessy Artery Forceps
 Pinza Mixer O'Shaugnessy
 Pinça Mixer O'Shaugnessy

P490 14 90° - 14 cm Baby
 P490 20 90° - 20 cm
 P490 24 90° - 24 cm
 P490 30 90° - 30 cm




Pince Clamp Intestinale de Doyen
Doyen Intestinal Clamp
 Pinza Clamp Intestinal Doyen
 Pinça Clamp Intestinal Doyen

Droite - Straight
 Recta - Recta

P144 18 18 cm
 P144 23 23 cm

Courbe - Curved
 Curva - Curva

P145 18 18 cm
 P145 23 23 cm



Pince de Museux
Museux Forceps
 Pinza Museux
 Pinça Museux

Droite - Straight
 Recta - Recta

P206 14 14 cm - 7x5 mm
 P206 18 18 cm - 7x5 mm
 P206 24 24 cm - 7x5 mm
 P204 24 24 cm - 9x7 mm

Courbe - Curved
 Curva - Curva

P205 24 24 cm - 9x7 mm





Pince Cheatle
Cheatle Forceps
Pinza Cheatle
Pinça Cheatle

P503 00 27 cm



Pince de Davis à Instrument
Davis Forceps for Instruments
Pinza de Davis para Instrumentos
Pinça de Davis para Instrumentos

P503 01 16 cm

Pinces Anatomiques

Anatomic Forceps

Pinzas Anatomicas

Pinça Anatomico

Echelle : 1/2

Pince Dissection S/G

Dissecting Forceps No Teeth
 Pinza de Diseccion sin dientes
Pinça de Dissecção sem dentes

P262 11	11,5 cm
P262 13	13 cm
P262 14	14 cm
P262 15	15 cm
P262 16	16 cm
P262 18	18 cm
P262 20	20 cm
P262 25	25 cm
P262 30	30 cm



Pince Dissection S/G Fine

Dissecting Forceps No Teeth Fine
 Pinza de Diseccion fina sin dientes puntiaguda
Pinça de Dissecção fina sem dentes pontiaguda


P264 11	11,5 cm
P264 13	13 cm
P264 14	14 cm
P264 15	15 cm
P264 16	16 cm
P264 18	18 cm
P264 20	20 cm
P264 25	25 cm
P264 30	30 cm



Pince Dissection A/G

Tissue Forceps 1x2 teeth
 Pinza de Diseccion con dientes
Pinça de Dissecção com dentes



P260 11	11,5 cm
P260 13	13 cm
P260 14	14 cm
P260 15	15 cm
P260 16	16 cm
P260 18	18 cm
P260 20	20 cm
P260 25	25 cm
P260 30	30 cm



Pince Dissection A/G Fine

Tissue Forceps 1x2 teeth Fine
 Pinza de Diseccion fina con dientes
Pinça de Dissecção fina com dentes

P265 11	11,5 cm
P265 13	13 cm
P265 14	14 cm
P265 15	15 cm
P265 16	16 cm
P265 18	18 cm
P265 20	20 cm
P265 25	25 cm
P265 30	30 cm



Pince Dissection 2x3 griffes


Tissue Forceps 2x3 teeth
 Pinza de Diseccion 2x3 dientes
Pinça de Dissecção 2x3 dentes

P270 14	14 cm
---------	-------

Pince Dissection Mac Indoe

Mac Indoe Dissecting Forceps
 Pinza de Diseccion fina Mc Indoe
Pinça de Dissecção fina Mc Indoe

P274 15	15 cm
<i>SIG - No Teeth</i>	
<i>Sin Dientes - Sem Dentes</i>	



Pince à Echardes

Splint Forceps
Pinza para Pinchos
Pinça para Farpa

P264 10 10 cm



Pince Dissection Semkin

Semkin Dissecting Forceps
Pinza Disección Semkin
Pinça Dissecção Semkin

P275 12 12 cm
SG Fine - *No Teeth Fine*
Sin Dientes Fina - *Sem Dentes Fina*



Pince à Echardes Hunter

Hunter Splint Forceps
Pinza para Pinchos Hunter
Pinça para Farpa Hunter

Droite - Straight
Recta - *Recta*


P455 10 10,5 cm



Pince à Echardes Feichenfeld

Feichenfeld Splint Forceps
Pinza para Pinchos Feichenfeld
Pinça para Farpa Feichenfeld

P414 10 10 cm



Pince à Epiler Hunter

Cilia Hunter Forceps
Pinza para Epilar Hunter
Pinça para Depilar Hunter

P264 08 8 cm
Mors carré - *Square jaws*
Bocas de forma cuadrada - *Bocas em forma quadrada*



Pince Dumont

Dumont Dissecting Forceps (Watchmaker)

Pinza Dumont

Pinça Dumont

P353 11 11,5 cm



Pince Adson-Brown

Adson-Brown Dissecting Forceps

Pinza Adson-Brown

Pinça Adson-Brown

P333 12 12 cm



Pince Adson

Adson Dissecting Forceps

Pinza Adson

Pinça Adson

P330 12 12 cm

A/G - 1x2 Teeth

Con dientes - Com dentes

P332 12 12 cm

S/G - No Teeth

Sin dientes - Sem dentes





Pince Brucelle Meriam

Meriam Tweezers
Pinza Brucelle Meriam
Pinça Brucelle Meriam

P046 16 16 cm
Contre Coudée - Double Bent
Contra-Acodada - Contra-Angular

Pince London College

London College Tweezers
Pinza London College
Pinça London College

P047 15 15 cm




Pince Lucae (ORL)

Lucae Forceps
Pinza ORL Lucae
Pinça ORL Lucae

P361 16 16 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes

P363 16 16 cm
S/G - No Teeth
Sin Dientes - Sem Dentes



Pince Brucelle Coudée

Angulated Dissecting Forcep
Pinza Brucelle Acodada
Pinça Brucelle Angular

P045 13 13 cm
P045 16 16 cm




Pince Troelsch (ORL)

Troelsch Forceps (EAR)
Pinza Troelsch
Pinça Troelsch

P011 14 14 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes

P013 14 14 cm
S/G - No Teeth
Sin Dientes - Sem Dentes






Pince Brophy
Brophy Forceps
 Pinza Brophy
Pinça Brophy
Courbe - Curved
 Curva - *Curva*
 P404 20 20 cm

Pince Dissection de Bonnet
Bonnet Dissecting Forceps
 Pinza Disección de Bonnet
Pinça Dissecção de Bonnet


P27718 18 cm
 A/G - *1x2 Teeth*
 Con Dientes - *Com Dentes*



Pince Cushing
Cushing Dissecting Forceps
 Pinza Cushing
Pinça Cushing

P350 18 18 cm
 A/G - *1x2 teeth*
 Con Dientes - *Com Dentes*

P352 18 18 cm
 S/G - *No teeth*
 Sin Dientes - *Sem Dentes*



Pince Dissection Barraya
Barraya Dissecting Forceps
 Pinza de Disección Barraya
Pinça de Dissecção Barraya

P471 20 20 cm
 4x5 Griffes - *4x5 Teeth*
 4x5 Dientes - *4x5 Dentes*

P471 25 25 cm
 4x5 Griffes - *4x5 Teeth*
 4x5 Dientes - *4x5 Dentes*

Pince Dissection Quenu
Quenu Dissecting Forceps
 Pinza de Disección Quenu
Pinça de Dissecção Quenu

P470 15 15 cm
 P470 20 20 cm



Pince Debakey

Debakey Forceps
Pinza Debakey
Pinça Debakey


- P270 15 15 cm
Mors Atraumatiques de 1,5mm
Atraumatic jaws 1,5mm
Bocas Atraumaticas 1,5mm
Bocas Atraumaticas 1,5mm
- P270 25 15 cm
Mors Atraumatiques de 2,5mm
Atraumatic jaws 2,5mm
Bocas Atraumaticas 2,5mm
Bocas Atraumaticas 2,5mm
- P271 15 20 cm
Mors Atraumatiques de 1,5mm
Atraumatic jaws 1,5mm
Bocas Atraumaticas 1,5mm
Bocas Atraumaticas 1,5mm
- P271 25 20 cm
Mors Atraumatiques de 2,5mm
Atraumatic jaws 2,5mm
Bocas Atraumaticas 2,5mm
Bocas Atraumaticas 2,5mm



Pince Dissection Durand (Patte de Velours)


Durand Dissecting Forceps
Pinza de Diseccion Durand
Pinça de Dissecção Durand

- P284 16 16 cm
P284 20 20 cm
P284 25 25 cm



Pince Dissection Tuttle
Tuttle Dissecting Forceps
Pinza de Diseccion Tuttle
Pinça de Dissecção Tuttle


- P284 18 18 cm



Pince Dissection Collin-Duval

Collin-Duval Dissecting Forceps
Pinza de Diseccion Collin Duval
Pinça de Dissecção Collin Duval

- P472 13 20 cm - Fig. 1
Triangulaire de 13 mm - Triangular 13 mm
Triangular 13 mm - Triangular 13 mm
- P472 20 20 cm - Fig. 2
Triangulaire de 20 mm - Triangular 20 mm
Triangular 20 mm - Triangular 20 mm
- P472 25 20 cm - Fig. 3
Triangulaire de 25 mm - Triangular 25 mm
Triangular 25 mm - Triangular 25 mm



Divers

Diverse

Diverso

Diverso


Echelle : 1/2

Bistouri fixe à manche plat

Flat Handle Scalpel
 Bisturi fijo
 Bisturi fixo




- D044 01 Concave lame de 50 mm - Fig. 1
Concave blade 50 mm - Fig. 1
 Mango llano hoja concava 50mm - Fig. 1
Empunhadura plana lamina concava 50mm - Fig. 1
- D044 02 Convexe lame de 50 mm - Fig. 2
Convex blade 50 mm - Fig. 2
 Mango llano hoja convexa 50mm Fig. 2
Empunhadura plana lamina convexa 50mm Fig. 2



Manche de Bistouri N°3

Scalpel Handle N°3
 Mango de Bisturi N°3
 Empunhada de Bisturi N°3




- D054 13 Long / Long / Largo / Comprido
- D054 03 Court / Short / Corto / Curto



Lames de Bistouri (Boite de 100)

Scalpel Blades (Box of 100)
 Hojas de Bisturi Esterilizadas (Caja de 100)
 Laminas de Bisturi Esteril (Caixa 100)

- L053 10 N° 10
- L053 11 N° 11
- L053 12 N° 12
- L053 15 N° 15



Manche de Bistouri N°4

Scalpel Handle N° 4
 Mango de Bisturi N°4
 Empunhada de Bisturi N°4







- D054 14 Long / Long / Largo / Comprido
- D054 04 Court / Short / Corto / Curto




Lames de Bistouri (boite de 100)

Scalpel Blades (box of 100)
 Hojas de Bisturi esterilizadas (caja de 100)
 Laminas de Bisturi esteril (caixa 100)

-  L054 20 N° 20
-  L054 21 N° 21

-  L054 22 N° 22
-  L054 23 N° 23
-  L054 24 N° 24
-  L054 25 N° 25



Sonde Cannelée
Director and Tongue Tie
Sonde Ranurada
Sonda Canelada

S024 12	12 cm
S024 14	14 cm
S024 16	16 cm
S024 18	18 cm
S024 20	20 cm



Sonde de Nelaton
Nelaton Probe
Sonda Nelaton
Sonda Nelaton

S026 14	14 cm
---------	-------



Stylet Olivaire
Probe with Knob
Estilete Olivario
Estilete Olivario

S086 14	14 cm	Double - <i>Two Knobs</i>
		Double - <i>Dobrado</i>
S084 14	14 cm	Simple - <i>One Knob</i>
		Simple - <i>Singulo</i>



Stylet Porte-Coton
Probe with Thread
Estilete Porta-algodones
Estilete Porta-algodao

S094 12	12 cm
S094 14	14 cm
S094 18	18 cm
S094 30	30 cm
	<i>Utérin - Uterin</i>
	<i>Uterino - Uterino</i>



Stylet Spatulé
Probe with Spatula
Estilete Espatulado
Estilete Espatulado

S104 14	14 cm
---------	-------



Stylet Aiguillé
Probe with Eye
Estilete Aujado
Estilete Aulhado

S088 14	14 cm
---------	-------

Tire Comédon de Unna

Unna Curette
Saca-Comedones Unna
Saca-Comedone Unna

T014 14 14 cm
Double - Double
Doble - Dobrado



Curette fine pour Dermato Fenêtrée

Buck Curette
Cucharilla Dermatologia Agujereada
Cureta fina de Dermatologia Perforada

C178 01 Ø 1 mm - 15 cm
C178 02 Ø 2 mm - 15 cm
C178 03 Ø 3 mm - 15 cm
C178 04 Ø 4 mm - 15 cm
C178 05 Ø 5 mm - 15 cm
C178 06 Ø 6 mm - 15 cm
C178 07 Ø 7 mm - 15 cm



Curette Fine Pleine - Petit Manche

Ear Curette - Small handle
Cureta fina Llena - Pequeno Mango
Cureta fina Plena - Pequeno Empunhadura

C176 01 Ø 1 mm - 15 cm
C176 02 Ø 2 mm - 15 cm
C176 03 Ø 3 mm - 15 cm
C176 04 Ø 4 mm - 15 cm
C176 05 Ø 5 mm - 15 cm
C176 06 Ø 6 mm - 15 cm
C176 07 Ø 7 mm - 15 cm



Grattoir Mousse de Brock

Brock blunt Scraper
Legra Brock roma
Coçador Brock roma

G150 14 13 cm



Grattoir Tranchant de Vidal

Vidal Sharp Scraper
Legra Vidal cortante
Rascador Vidal cortante

G151 13 13 cm



Aiguille à manche pour disséquer, Bout pointu.

Needle on Handle Straight Point
Aguja de mango para disecar
Agulha de empunhadura para dissecar

D076 01 13 cm



Aiguille Lancéolée pour disséquer

Needle on Handle Triangular Point
Aguja lanceolada para disecar
Agulha lanceolada para dissecar


D086 01 14 cm



Epingle à Instruments

Mayo Pin
Imperdible para tener los instrumentos
Alfinete para segurar os instrumentos


E361 12 12 cm
E361 18 18 cm



Serre Tube de Mohr

Mohr Tubing Clamp
Cierra-tubo Mohr
Aperta-tubo Mohr

S136 18 18 x 18 mm




Ciseaux Couturière

Household Scissors
Tijeras de Costurera
Tesoura de Costureira

Droits - Straight
Rectas - Recto

C046 15 15 cm
C046 21 21 cm



Pince Coupe-Bague

Ring Cutting
Pinza Cortante-anillo
Pinça Cortante-anel

P054 20 18 cm

Lame pour Pince Coupe-Bague

Blade for Ring Cutting
Hija para pinza cortante-anillos
Lamina de pinça para cortar anel

P054 21 Ø 30 mm



Ciseaux Lingère

Lingere Scissors
Tijeras de Lencera
Tesoura de Roupeira

C047 26 26cm

Rasoir Infirmier - manche plastique

Razor - Plastic handle

Maquinilla de afeitar mango plastico para enfermero

Navalha de barba empunhadura plastico para enfermeiro

R041 00



Spatule à Pommade

Ointment Spatula

Espatula de Unguento

Espatula de Pomada

S126 00 15 cm



Boîte Petite Chirurgie

Surgery Set

Caja de pequina cirugia


Caixa para pequena cirurgia

A056 01 Avec Boîte Alu - *With Aluminium Box*

En caja aluminio- *En caixa de aluminio*

I056 00 Avec Boîte Inox - *With Stainless Steel Box*

En caja de acero inoxidable - *En caixa de aço inoxidave*



- 1 x Boîte - *Box*
Caja - *Caixa*
- 1 x Pince à écharde - *Splint Forceps*
Pinza para pinchos - *Pinça para farpa*
- 1 x Ciseaux Mousse droits - *Operating Scissors B/B*
Tijeras roma/roma rectas - *Tesoura romba/romba recta*
- 1 x Ciseaux Iridectomie droits - *Iris Scissors*
Tijeras para iridectomia rectas - *Tesoura para iridectomia recta*
- 1 x Stylet Porte-Coton - *Probe with Thread*
Estilete porta- algodones - *Estilete porta- algodao*
- 1 x Pince Kocher A/G - *Kocher Forceps*
Pinza Kocher recta con dientes - *Pinza Kocher recta con dientes*
- 1 x Pince Péan - *Murphy-Pean Forceps*
Pinza Pean - *Pinça Pean*
- 1 x Pince à Dissection A/G - *Dissecting Forceps 1x2 Teeth*
Pinza de diseccion con dientes - *Pinça de disseccao com dentes*
- 1 x Pince à Dissection S/G - *Dissecting Forceps no Teeth*
Pinza de diseccion sin dientes - *Pinça de disseccao sem dentes*
- 1 x Porte-Aiguille de Doyen - *Doyen Needle Holder*
Porta-agujas Doyen - *Porta-agulha Doyen*
- 1 x Manche de bistouri N°3 - *Scalpel Handle N°3*
Mango de bisturi n°3 - *Empunhada de bisturi n°3*


Trousse à Dissection Etui Vinyl

Dissecting Set

Estuche para diseccion en estuche vinilo

Estojo para disseccao en estojo vinilo

T01600



- 1 x Trousse Vinyl - *Vinyl Case*
Estuche Vinilo - *Estojo Vinilo*
- 1 x Pince à écharde - *Splint Forceps*
Pinza para pinchos - *Pinça para farpa*
- 1 x Pince à dissection - *Dissecting Forceps*
Pinza de diseccion sin dientes - *Pinça de disseccao sem dentes*
- 1 x Sonde cannelée - *Director and Tongue Tie*
Sonde ranurada - *Sonda canelada*
- 1 x Aiguille à manche - *Needle on Handle Straight Point*
Aguja de mango para disecar - *Agulha de empunhadura para dissecar*
- 1 x Aiguille lancéolée - *Needle on Handle Triangular Point*
Aguja lanceolada para disecar - *Agulha lanceolada para dissecar*
- 1 x Ciseaux dauphin droit - *Operating Scissors B/S*
Tijeras Dauphin rectas puntiaguda-roma
Tesoura Dauphin recta puntiaguda-romba
- 1 x Ciseaux iridectomie droit - *Iris Scissors*
Tijeras para iridectomia rectas - *Tesoura para iridectomia recta*
- 1 x Manche de bistouri - *Scalpel Handle*
Mango de bisturi N°3 - *Empunhada de bisturi N°3*

Marteau à Réflexe


Reflex Hammer
Martillo para reflejos
Martelo para reflexos

Babinsky 25 cm
Adulte - Adult - Adulto - Adulto

D066 02 *Marteau - Hammer - Martillo - Martelo*
D066 12 *Anneau de rechange - Ring - Anillo de repuesto - Anel de reserva*

Vernon 20 cm
Enfant - Child - Infantil - Infantil

D066 01 *Marteau - Hammer - Martillo - Martelo*
D066 11 *Anneau de rechange - Ring - Anillo de repuesto - Anel de reserva*



Marteau à Réflexe de Taylor

Taylor Hammer
Martillo Taylor
Martelo Taylor

M304 00 19 cm



Marteau à Réflexe de Buck

Buck Hammer
Martillo de Buck
Martelo de Buck

D066 20 18,5 cm
Avec aiguille et Pinceau
With Needle and Brush
Con aguja y pincel
Com agulha e pincel

O.R.L.

E.N.T.

O.R.L.

O.R.L.

Echelle : 1/2



Aiguille de Politzer coudée
Politzer Paracentesis Bent Needle
Aguja Politzer
Agulha Politzer

A045 01 17 cm

Aiguille de Politzer droite
Politzer Paracentesis Straight Needle
Aguja Politzer recta para paracentesis
Agulha Politzer recta para paracentesis

A044 01 17 cm



Aiguille de Politzer en baïonnette
Politzer Paracentesis Bayonet Needle
Aguja Politzer recta para paracentesis
Agulha Politzer recta para paracentesis

A044 02 17 cm



Anneau de Trautmann
Trautmann Loop
Asa de Trautmann
Argola de Trautmann

A04604 12 cm



Anse de Billeau
Billeau Loop
Asa Billeau
Asa Billeau

A046 00 16 cm

Curette fine pleine petit manche
Ear Curette
Cureta fina llena - pequeno mango
Cureta fina plena - pequeno empunhadura

- C176 01 Ø 1 mm - 15 cm
- C176 02 Ø 2 mm - 15 cm
- C176 03 Ø 3 mm - 15 cm
- C176 04 Ø 4 mm - 15 cm
- C176 05 Ø 5 mm - 15 cm
- C176 06 Ø 6 mm - 15 cm
- C176 07 Ø 7 mm - 15 cm



Curette de Vidal
Vidal Curette
Cureta de Vidal
Cureta de Vidal

G151 14 14 cm x 2 mm



Burin de Poirier (tête ronde)

Poirier Chisel (round head)
Cinzel de Poirier (cabeza redonda)
Cinzel de Poirier (cabeça redonda)

B034 02 16 cm x 2 mm



Gouge de Poirier

Poirier gouge
Gubia de Poirier
Goiva de Poirier

G044 02 16cm x 2mm




Pince à glissement pour corps étrangers de Hartmann

Hartmann Ear Polypus Forceps

Pinza con 2 bocas móviles para cuerpos extraños Hartmann
Pinça com 2 bocas móveis para corpos extraños Hartmann

P145 08 8 cm
P145 14 14 cm
P145 16 16 cm




Pince à glissement Curette pour oreille de Hartmann

Hartmann Ear Curette Forceps

Pinza 2 bocas móviles Hartmann cureta para oreja
Pinça 2 bocas móveis Hartmann cureta para orelha

P451 19 9 cm Curette pleine - Full Curette - Cureta llena - Cureta plena - Fig. 1
P451 39 9 cm Curette fenêtrée - Window Curette - Cureta perforada - Cureta perforada - Fig. 2



Pince à glissement pour oreille de Hartmann à biopsie

Hartman Ear Punch Biopsy Forceps

Pinza con 2 bocas móviles Hartmann para oreja biopsia
Pinça com 2 bocas móveis Hartmann para orelha biopsia

P451 29 9 cm



Pince à glissement pour oreille de Hartmann A/G

Hartman Ear Forceps 1x2 Teeth

Pinza con 2 bocas móviles Hartmann para oreja con dientes
Pinça com 2 bocas móveis Hartmann para orelha com dentes


P451 14 14 cm



Seringue à Oreille

Ear Syringe
 Jeringa de Oreja
 Seringa de Orelha


S171 10 110 ml



Serre-Noeuds de Krause

Krause Ear Polypus Snare
 Cierra-nudo Krause
 Aperta-no Krause

S184 24 24 cm



Fil d'acier pour Serre-Noeuds

Loops
 Alambre de acero para Cierra-nudo
 Arame de aço para Aperta-no

F251 10 Ø 0,3 mm - La douzaine - *By Dozen* - Juego de 12 - *Jogo de 12*



Sonde Auriculaire de Hartmann

Hartmann Eustachian Catheter
 Sonda auricolare Hartmann
 Sonda auricolare Hartmann

S191 02 2 mm
 S191 03 3 mm
 S191 04 4 mm




Pince ORL de Troeltsch

Troeltsch Forceps
 Pinza ORL Troeltsch
 Pinça ORL Troeltsch

A/G - 1x2 Teeth
 Con Dientes - *Com Dentes*
 P011 14 14 cm

S/G - No Teeth
 Sin Dientes - *Sem Dentes*
 P013 14 14 cm S/G



Pince ORL de Lucae

Lucae Forceps
 Pinza ORL Lucae
 Pinça ORL Lucae

A/G - 1x2 Teeth
 Con Dientes - *Com Dentes*
 P361 16 16 cm

S/G - No Teeth
 Sin Dientes - *Sem Dentes*
 P363 16 16 cm






Diapason avec Curseur

Tuning Fork With Cursor
Diapason con Cursor
Diapasao com Cursor

D261 28 N°128 VD
D262 56 N°256 VD



Diapason sans Curseur

Tuning Fork Without Cursor
Diapason sin Cursor
Diapasao sem Cursor

D265 12 N°512 VD
D260 24 N°1024 VD
D260 48 N°2048 VD

Spéculum ORL de Hartmann

Hartmann Speculum
Especulo Hartmann ORL
Especulo Hartmann ORL



S066 01 Jeu de 4 - Set of 4 - Juego de 4 - jogo de 4

Ø 3 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm



Spéculum de Siegle


Siegle Speculum
Especulum Siegle
Especulo Siegle

S204 00

Ciseaux Nasal de Heyman

Heyman Nasal Scissors
 Tijeras Nasal Heymann
 Tesoura Nasal Heymann


C254 18 18 cm



Couteau pour Rhinoplastie de Ballenger

Ballenger Septum Knife
 Cuchillo para Rhinoplastia Ballenger
 Faca para Rinoplastia Ballenger

C354 03 20 cm x 3 mm Fig. 1
 C354 04 20 cm x 4 mm Fig. 2
 C354 05 20 cm x 5 mm Fig. 3



Couteau à Végétations de Beckmann

Beckmann knife for Adenoid growths
 Cuchillo para Vegetaciones de Beckmann
 Faca para Vegetações de Beckmann

C355 10 10 mm
 C355 12 12 mm
 C355 14 14 mm
 C355 16 16 mm



Couteau de St-Clair Thomson avec panier

St-Clair Thomson knife with basket
 Cuchillo de St-Clair Thomson con cesta
 Faca de St-Clair Thomson com cesto

C356 10 10 mm
 C356 12 12 mm
 C356 14 14 mm
 C356 16 16 mm



Ecarteur de Senn-Müller

Senn-Müller Retractor
Separador Senn-Müller
Apartador Senn-Müller

E288 16 16 cm



Crochet de Gillies

Gillies Hook
Gancho Gillies
Gancho Gillies

C391 18 18 cm



Ecarteur Dautrey

Retractor Dautrey
Saparador Dautrey
Apartador Dautrey

E984 30 *Grand Modèle - Large Size*
Grande Tamanho - Grande Modelo


E984 31 *Petit Modèle - Small Size*
Tamanho Pequeno - Pequeno Modelo



Seringue Bayard

Bayard Syringe
Jeringa de Bayard
Seringa de Bayard

S17113 3 ml





Râpe Nasale de Wiener

Wiener Nasal Rap
 Escofina Nasal Wiener
Raspador Nasal Wiener



R024 22 22 cm



Spéculum Nasal de Thudichum

Thudichum Nasal Speculum
 Especulum Thudichum Nasal
Especulo Thudichum Nasal


S221 02



Spéculum à Fil de Palmer

Palmer Speculum
 Especulo de alambre Palmer
Especulo de arame Palmer


S201 00



Spéculum Nasal de Killian

Killian Nasal Speculum
 Especulum Nasal Killian
Especulo Nasal Killian

S231 30 30 mm
 S232 50 50 mm
 S233 75 75 mm



Spéculum Nasal de Duplay

Duplay Nasal Speculum
 Especulo Nasal Duplay
Especulo Nasal Duplay


S214 00 *Adulte - Adult*
Adulto - Adulto
 S215 00 *Enfant - Child*
Ninos - Infantil



Spéculum Nasal de Vacher

Vacher Nasal Speculum
 Especulum Nasal Vacher
Especulo Nasal Vacher


S231 00 *Adulte - Adult*
Adulto - Adulto
 S232 00 *Enfant - Child*
Ninos - Infantil



Pince à Sinus
Sinus Forceps
Pinza para Seno
Pinça para Cavidade Sinuosa
P198 13 13cm



Pince Nasale de Tilley
Tilley Nasal Forceps
Pinza Nasal Tilley
Pinça Nasal Tilley
P245 16 16 cm



Pince Nasale de Hartmann
Hartmann Nasal Forceps
Pinza Nasal Hartmann
Pinça Nasal Hartmann
P285 21 21 cm


Pince Nasale de Luc
Luc Nasal Forceps
Pinza Nasale de Luc
Pinça Nasale de Luc

Pleine - Solid
Ilena - Plena

P196 18 19 cm
Petit Modèle - Small Size
Pequeno Tamano - Pequeno Modelo

P196 19 19 cm
Moyen Modèle - Medium Size
Medio Tamano - Medio Modelo

P196 20 19 cm
Grand Modèle - Large Size
Grande Tamano - Grande Modelo




Fenêtrée - Perforeted
Agujereada - Perfurada

P197 18 19 cm
Petit Modèle - Small Size
Pequeno Tamano - Pequeno Modelo


P197 19 19 cm
Moyen Modèle - Medium Size
Medio Tamano - Medio Modelo

P197 20 19 cm
Grand Modèle - Large Size
Grande Tamano - Grande Modelo



Elévateur de Freer
Freer Septum Elevator
Elevador Freer
Elevador Freer
E321 19 19 cm






Pince coupante de Kazanjian

Kazanjian Cutting Forceps
Pinza cortanta Kasanjian
Pinça cortante Kasanjian

P456 20 19 cm



Pince de Asch


Asch Forceps
Pinza Ash
Pinça Ash

P461 23 23 cm

Pince Nasale de Walsham

Walsham Nasal Forceps
Pinza Nasal Walsham
Pinça Nasal Walsham

P471 23 23 cm



Pince Gouge de Lempert

Lempert Bone Rongeur
Pinza-Gubia Lempert
Pinza-Gubia Lempert

P480 19 19 cm - Mors 3 mm



Rugine de Farabeuf

Farabeuf Bone Raspatory
 Periostomo de Farabeuf
Raspadeira de Farabeuf

Droite - *Straight*

Recta - *Recto*

R074 06	15 cm x 6 mm
R074 08	15 cm x 8 mm
R074 10	15 cm x 10 mm
R074 12	15 cm x 12 mm



Courbe - *Curved*

Curva - *Curvo*

R075 06	15 cm x 6mm
R075 08	15 cm x 8mm
R075 10	15 cm x 10mm
R075 12	15 cm x 12mm



Rugine de Sebileau


Sebileau Raspatory
 Periostomo Sebileau
Periostomo Sebileau

R091 03	15 cm x 3 mm
---------	--------------

Pince Nasale de Bruening

Bruening Nasal Forceps
 Pinza Nasal Bruening
Pinça Nasal Bruening

P491 19	19 cm
---------	-------






Pince de Weil-Blakesley

Weil-Blakesley Forceps
Pinza Weil-Blakesley
Pinça Weil-Blakesley

P606 00 19,5 cm



Pince Emporte-Pièces de Kerrison

Kerrison Punch Forceps
Pinza Kerrisson
Pinça Kerrisson


P468 41 20 cm x 4 mm
Coupe à 45° en haut - Cutting top 45°
Corte a 45° arriba - Corte a 45° em cima

P468 40 20 cm x 4 mm
Coupe à 90° en haut - Cutting top 90°
Corte a 90° arriba - Corte a 90° em cima

Pince Emporte-Pièces de Citelli

Citelli Punch Forceps
Pinza Cortante Citelli
Pinça Saca-bocados Citelli

P474 00 16,5 cm - 3 mm



Pince Emporte-Pièces de Jansen-Middleton

Jansen-Middleton Punch Forceps
Pinza Cortante Jansen-Middleton
Pinça Saca-bocados Jansen-Middleton

P474 02 19 cm





Abaisse-Langue Inox

Metal Tongue depressor Stainless Steel
Abaja-Lengua Inox
Abaixa-Lingua Inox

Coudé 135° - Curved 135°
Acodado 135° - Angular 135°

A024 02 16 cm
Adulte - Adult
Adulto - Adulto


A024 00 15 cm
Enfant - Child
Nino - Infantil



Abaisse-Langue à Manche de Tobold

Tobold metal Tongue Depressor with Handle
Abaja-Lengua de mango Tobold
Abaixa-Lingua de empunhadura Tobold

A024 04 14,5 cm



Abaisse-Langue de Bruenning

Bruenning Tongue Depressor
Abaja-Lengua de Bruenning
Abaixa-Lingua de Bruenning

A024 19 19 cm

Abaisse-Langue Plat de Buchwald

Buchwald Flat Tongue Depressor
Abaja-lengua llano Buchwald
Abaixa-lingua plano Buchwald

A024 03 18 cm




Ouvre-Bouche de Doyen

Doyen Mouth-Gag
Abre-Boca Doyen
Abre-Boca Doyen

D036 02 13,5 cm
Adulte - Adult
Adulto - Adulto

D036 00 12 cm
Enfant - Child
Nino - Infantil



Ouvre-Bouche en Bois

Wooden Mouth-Gag
Abre-boca de madera
Abre-boca de madeira

O094 15 13 cm

Ouvre-Bouche de Jennings

Jennings Mouth-Gag
Abre-boca Jennings
Abre-boca Jennings

O084 09 9 cm
O084 11 11 cm
O084 13 13 cm
O084 15 15 cm



Ouvre-Bouche de Fergusson-Ackland

Fergusson-Ackland Mouth-Gag
Abre-boca Fergusson-Ackland
Abre-boca Fergusson-Ackland

0071 00 20 cm



Ouvre-Bouche de Boyle-Davis

Boyle-Davis Mouth-Gag
Abre-boca Boyle-Davis
Abre-boca Boyle-Davis

0062 00



Ouvre-bouche de Kilner-Doughty

Kilner-Doughty Mouth-gag
Abre-boca de Kilner-Doughty
Abre-boca de Kilner-Doughty

0026 10



Ouvre-bouche de Whitehead (sans abaisse-langue)

Whitehead Mouth-gag (without tongue depressor)
Abre-boca de Whitehead (sin abaja-lengua)
Abre-boca de Whitehead (sem abaixa-lingua)

0085 11 11 cm
0085 13 13 cm



Miroir Laryngien

Laryngal Mirror
Espejo Laringeo
Espelho Laringeo

- M031 01 N° 1 - 14 cm / Ø12 mm
- M031 02 N° 2 - 14 cm / Ø14 mm
- M031 03 N° 3 - 14 cm / Ø16 mm
- M031 04 N° 4 - 14 cm / Ø18 mm
- M031 05 N° 5 - 14 cm / Ø20 mm
- M031 06 N° 6 - 14 cm / Ø22 mm
- M031 07 N° 7 - 14 cm / Ø24 mm
- M031 08 N° 8 - 14 cm / Ø26 mm
- M031 09 N° 9 - 14 cm / Ø28 mm
- M031 10 N°10 - 14 cm / Ø30 mm



Pince Tire-Langue de Young

Young Tongue Forceps
Pinza Tira-lengua Young
Pinça Tira-lingua Young


P49200 17 cm



Pince Tire-Langue de Laborde

Laborde Tongue Forceps
Pinza Tira-lengua Laborde
Pinça Tira-lingua Laborde

T02312 12 cm





Bistouri à Amygdales d'Abraham

Abraham Tonsil Scalpel
 Bisturi para Amígdalas Abraham
 Bisturi para Amígdalas Abraham

B604 21 21 cm



Bistouris à Amygdales de Killian

Killian Tonsil Scalpel
 Bisturi para Amígdalas Killian
 Bisturi para Amígdalas Killian

B604 19 19 cm

Crochet mousse de Colver

Colver Blunt Hook
 Gancho Colver romo
 Gancho Colver rombo


C450 01 14 cm



Crochet de Boose

Boose Hook
 Gancho Boose
 Gancho Boose

C193 00 15 cm
 à Droite - *At Right*
 a la derecha - *a direita*
 C193 01 15 cm
 à Gauche - *At Left*
 a la izquierda - *a esquerda*



Ecarteur Dissecteur de Hurd

Hurd Dissector
 Separador Disecador Hurd
 Apartador Disecador Hurd

E321 00 22 cm


Ecarteur Trachéal Mousse

Tracheal blunt Retractor
 Separador Tracheal romo
 Apartador Tracheal rombo

E331 16 16 cm
 1 Dent - *1 Tooth*
 1 Diente - *1 Dente*

E332 16 16 cm
 2 Dents - *2 Teeth*
 2 Dientes - *2 Dentes*

E333 16 16 cm
 3 Dents - *3 Teeth*
 3 Dientes - *3 Dentes*



Ecarteur de Laborde

Laborde Retractor
Separador Laborde
Apartador Laborde

E242 30 15 cm
3 Branches - *3 Branchs*
3 Ramas - *3 Ramos*



Ecarteur de Trousseau

Trousseau Retractor
Separador Trousseau
Apartador Trousseau


E291 00 15 cm
2 Branches - *2 Branchs*
2 Ramas - *2 Ramos*



Cisaille de Moure crantée pour Thyroïdectomie

Moure Thyroidectomy Forceps
Cizallas Moure con muescas para tiroïdectomia
Cisalha Moure com entalhes para tiroïdectomia

C284 20 20 cm



Ciseaux de Good pour Amygdales

Good Tonsil Scissors
Tijeras de Good para Amigdalas
Tesoura de Good para Amigdalas

C025 19 19 cm

Ciseaux Dean à Amygdales

Dean Tonsil Scissors
Tijeras Dean para Amigdalas
Tesoura Dean para Amigdalas

C025 17 17 cm
Contre-coudés - *Double Bent*
Contra-acodadas - *Contra-angular*

Canule Trachéale argentée de Jackson 3 Pièces

Jackson Silver Tracheal Tube

Canula Traqueal Jackson 3 piezas

Canula Traqueal Jackson 3 peças

- C423 02 N°2
- C423 03 N°3
- C423 04 N°4
- C423 05 N°5
- C423 06 N°6
- C423 07 N°7
- C423 08 N°8
- C423 09 N°9



Canule Trachéale métal de Luer

Luer Stainless Steel Tracheal Tube

Canula Traqueal Luer

Canula Traqueal Luer

- C432 02 N°2
- C432 03 N°3
- C432 04 N°4
- C432 05 N°5
- C432 06 N°6
- C432 07 N°7



Mandrin pour Sonde Trachéale

Mandrel for Tracheal Tube

Taladro de Sonda Traqueal

Punção de Sonda Traqueal

M320 00




Serre-Noeud de Bruening

Bruening Tonsil Snare

Cierra-nudo Bruening

Cierra-nudo Bruening

S184 28 28 cm





Pince à Amygdales de Ballenger

Ballenger Tonsil Forceps
Pinza para Amígdalas Ballenger
Pinça para Amígdalas Ballenger

P442 21 21 cm



Pince de Colver à Amygdales


Colver Tonsil Forceps
Pinza Colver para Amígdalas
Pinça Colver para Amígdalas

P464 19 19 cm

Pince à Amygdales de White

White Tonsil Forceps
Pinza para Amígdalas White
Pinça para Amígdalas White

P442 23 23 cm



Pince de Tyding

Tyding Forceps
Pinza de Tyding
Pinça de Tyding

P201 30 20 cm



Pince Emporte-pièce de Hartmann

Hartmann Rongeur Forceps
Pinza Saca-bocados de Hartmann
Pinça Saca-bocados de Hartmann

P474 03 Ø 7 mm

Pince de Magill

Magill Forceps
 Pinza Magill
 Pinça Magill

- P185 24 24 cm - Fig. 1
Adulte - Adult
Adulto - Adulto
- P185 20 20 cm - Fig. 2
Enfant - Child
Infantil - Infantil
- P185 15 15 cm - Fig. 3
Nourrisson - Baby
Nino de pecha - Bébé



Pince à Goitre de Lahey

Lahey Goitre Seizing Forceps
 Pinza de Bocio Lahey
 Pinça de Bocio Lahey

P154 15 15 cm



Ciseaux à Goitre de Schoemaker

Schoemaker Goitre Seizing Scissors
 Tijeras de Bocio Schoemaker
 Tesoura para Bocio Schoemaker


C625 15 15 cm
Courbes - Curved
Curvas - Curva



Pince à Biopsie de Jurasz pour Larynx

Jurasz Biopsy Forceps
 Pinza de Biopsia Jurasz para Larinx
 Pinça de Biopsia Jurasz para Larinx


- P441 00 26 cm - Fig. 1
à Droite - At Right
A la Derecha - A Direita
- P441 10 26 cm - Fig. 2
à Gauche - At Left
A la Izquierda - A Esquerda
- P441 20 26 cm - Fig. 3
en Bas - Down
Abajo - Em Baixo
- P441 30 26 cm - Fig. 4
en Haut - Up
Arriba - Em Cima



Amygdalotome de Sludder-Ballenger

Sludder-Ballenger Tonsillotome
Amigdalotomo Sludder-Ballanger
Amigdalotomo Sludder-Ballanger


A091 00 25 cm
Avec 3 lames - *With 3 blades*
con 3 espátulas - *com 3 espátulas*



Spatule à Goitre de Kocher

Kocher Goitre Spatula
Espatula de Bocio Kocher
Espatula de Bocio Kocher

S274 15 15 cm





Pince de Negus

Negus Forceps
Pinza Negus
Pinça Negus

P469 19 19 cm
Courbe - Curved
Curva - Curva

P468 19 19 cm
Très Courbe - Very Curved
Muy Curva - Muito Curva



Compresseur pour Amygdales de Corwin

Corwin Tonsil Forceps
Compressor para Amígdalas de Corwin
Compressor para Amígdalas de Corwin

C99300

Dermatomes

Skin Grafts

Dermatomos

Dermatomos

Dermatome de Braithwaite modifié Humby

Braithwaite Skin Graft modified Humby
Dermatomo Braithwaite modificacion Humby
Dermatomo Braithwaite modificacao Humby

D301 00 30 cm
Avec 1 jeu de 10 lames - *With 1 Set of 10 Blades*
Juego 10 Hijas - *Jogo 10 Laminas*



Lames Stériles pour Dermatome

Sterile Blades for Skin Graft
Hijas Esterilas para Dermatomo
Laminas Esterilas para Dermatomo


D301 10 Jeu de 10 lames - *Set of 10 Blades*
10 Hijas - *10 Laminas*



Plaque pour Dermatome

Gabarro Graft Measurer
Placa galibo para Dermatomo
Placa galibo para Dermatomo

D301 20 50 / 65 / 90 / 115 mm



Coupes - Ongles

Nail Cutters

Cortar Unas

Cortar Unhas

Echelle : 1/2

Ciseaux à Ongles

Nails Scissors
Tijeras para Unas
Tesoura de Unhas

Droits - Straight
Rectas - *Recta*

C184 10 10 cm

Courbes - Curved
Curvas - *Curva*

C185 10 10 cm




Pince à Ongles

Nail Cutter
Pinza para Cortar Unas
Pinça para Cortar Unhas

P054 12 12 cm

P054 15 15 cm



Pince Coupe-Ongles Sécateur

Nail Cutter
Pinza para Cortar unhas en forma de Podadera
Pinça para Cortar unhas en forma de Tesoura de podar

P054 23 13 cm



Pince à Envies

Ag nail Forceps
Pinza para Padrastró
Pinça para Espiga

P054 11 11,5 cm



Pince à Ongles Incarnés

Ungrounding Nail Nipper
Pinza para Uncas Encarnadas
Pinça para Unhas Encarnadas

P054 13 13 cm



Suture

Suture

Sutura

Sutura

Echelle : 1/2



Agrafes de Michel Perfect (boîte de 100)

Michel Clips (box of 100)
Grapas Michel Perfect
Agrafos Michel Perfect

A036 07	7,5 mm
A036 12	12 mm
A036 14	14 mm
A036 16	16 mm
A036 18	18 mm
A036 20	20 mm



Magasin à Agrafes de Michel

Michel Hook Clips Rack
Porta-grapas de Michel para Grapas
Porta-agrafos de Michel para Agrafos

M301 07	7,5 mm
M301 12	12 mm
M301 14	14 mm
M301 16	16 mm
M301 18	18 mm
M301 20	20 mm

Pince de Michel à poser

Michel Applying Forceps
Pinza Michel para poner
Pinça Michel para pousar


P196 15 15 cm



Pince de Michel à ôter

Michel Removing Forceps
Pinza Michel para quitar
Pinça Michel para tirar


P196 14 14 cm



Pince de Michel double usage

Michel double use Forceps
Pinza doble uso de Michel
Pinça dobrado uso de Michel

P196 16 13 cm



Pince à Affronter de Pauchet


Pauchet Suture Clips Applying
Pinza para tener Pauchet para grapas
Pinça para enfrentar Pauchet para agrafos

P281 07	15 cm x 7,5 mm
P281 12	15 cm x 12 mm
P281 14	15 cm x 14 mm
P281 16	15 cm x 16 mm
P281 18	15 cm x 18 mm
P281 20	15 cm x 20 mm

Aiguille Reverdin

Reverdin Needle
Aguja Reverdin
Aguilha Reverdin


- A064 20 20 cm - Fig. 1
Droite - Straight
Recta - Recta
- A066 20 20 cm - Fig. 2
1/2 Courbe - 1/2 Curved
1/2 Curva - 1/2 Curva
- A065 20 20 cm - Fig. 3
Courbe - Curved
Curva - Curva
- A067 20 20 cm - Fig. 4
Très Courbe - Very Curved
Muy Curva - Muito Curva
- A06820 23 cm -
Très Forte - Very big
Muy Grande - Muito Grande



Aiguille Intestinale

Intestinal Suture Needle
Aguja Intestinal
Aguilha Intestinal

- A074 15 15 cm - Fig. 1
Droite - Straight
Recta - Recta
- A076 15 15 cm - Fig. 2
1/2 Courbe - 1/2 Curved
1/2 Curva - 1/2 Curva
- A075 15 15 cm - Fig. 3
Courbe - Curved
Curva - Curva



Passe-Fil de Deschamps

Deschamps Ligature Carrier
Aguja para ligaduras Deschamps
Aguilha para ligaduras Deschamps

- A054 01 21 cm - Fig. 1
Mousse à Droite - Right - Blunt
Roma a la Derecha - Romba a Direita
- A054 02 21 cm - Fig. 2
Mousse à Gauche - Left - Blunt
Roma a la Izquierda - Romba a Esquerda

Aiguille de Deschamps

Deschamps Needle
Aguja Deschamps
Aguilha Deschamps

- A054 03 21 cm - Fig. 3
Pointue à Droite - Right - Sharp
Aguda a la Derecha - Aguda a Direito
- A054 04 21 cm - Fig. 4
Pointue à Gauche - Left - Sharp
Aguda a la Izquierda - Aguda a Esquerda





Alène de Redon

Redon Introducing Needle

Lezna Redon

Sovela Redon

Droite - Straight


Recta - Recta

	Ø (mm) / V (ml)
A084 09	15 cm - Ø 9 mm
A084 10	15 cm - Ø 10 mm
A084 12	15 cm - Ø 12 mm
A084 15	15 cm - Ø 15 mm

Courbe - Curved

Curva - Curva

A085 09	15 cm - Ø 9 mm
A085 10	15 cm - Ø 10 mm
A085 12	15 cm - Ø 12 mm
A085 15	15 cm - Ø 15 mm



Porte-Aiguille de Young + 3 Aiguilles

Young Needle Holder + 3 Needles

Porta-Agujas Young + 3 agujas

Porta-Agulha Young + 3 agulhas

P500 03 23 cm



Aiguille de Cooper

Cooper Needle

Aguja de Cooper

Agulha de Cooper

A121 20 17 cm

Porte - Aiguilles

Needles - Holders

Portas - Agujas

Portas - Agulha

Echelle : 1/2



Porte-Aiguille Stevens

Stevens Needle Holder
 Porta-Agujas Stevens
 Porta-Agulha Stevens

P332 13 13 cm



Porte-Aiguille Barraquer Mousse

Barraquer Needle Holder
 Porta-Agujas Barraquer romas
 Porta-Agulha Barraquer romba

Courbes - Curved

Curvas - Curvos

P541 13 13 cm

Porte-Aiguille Castroviejo Mousse

Castroviejo Needle Holder
 Porta-Agujas Castroviejo roma
 Porta-Agulha Castroviejo romba

Droit - Straight

Recta - Recta

P542 14 14 cm

Courbe - Curved

Curva - Curva

P543 14 14 cm



Porte-Aiguille Halsey

Halsey Needle Holder
 Porta-Agujas Halsey
 Porta-agulha Halsey

P213 40 13 cm



Porte-Aiguille Doyen

Doyen Needle Holder
 Porta-Agujas Doyen
 Porta-Agulha Doyen

P304 13 13 cm

P304 14 14 cm

P304 15 15 cm



Porte-Aiguille Crile-Wood

Crile-Wood Needle Holder
 Porta-Agujas Crile-Wood
 Porta-Agulha Crile-Wood

P384 15 15 cm



Porte-Aiguille Mayo-Hégar

Mayo-Hégar Needle Holder
Porta-Agujas Mayo-Hegar
Porta-Agulha Mayo-Hegar

P294 14	14 cm
P294 16	16 cm
P294 18	18 cm
P294 20	20 cm
P294 22	22 cm
P294 24	24 cm
P294 30	30 cm



Porte-Aiguille Finochietto

Finochietto Needle Holder
Porta-Agujas Finochietto
Porta-Agulha Finochietto

Droit - Straight
Recta - Recta

P394 13	13 cm
---------	-------

Courbe - Curved
Curva - Curvo

P395 13	13 cm
P395 18	18 cm



Porte-Aiguille Gillies

Gillies Needle Holder
Porta-Agujas Gillies
Porta-Agulha Gillies


P213 56	16 cm
---------	-------

Porte-Aiguille Olsen-Hégar

Olsen-Hégar Needle Holder
Porta-Agujas Olsen-Hegar
Porta-Agulha Olsen-Hegar

P324 14	14 cm
P324 18	18 cm





Porte-Aiguille Mathieu


Mathieu Needle Holder
Porta-Agujas Mathieu
Porta-Agulha Mathieu

P314 14	14 cm
P314 17	17 cm
P314 20	20 cm

Porte-Aiguille Masson

Masson Needle Holder
Porta-Agujas Masson
Porta-Agujas Masson

P284 27 27 cm



Porte-Aiguille Stratte

Stratte Needle Holder
Porta-agujas Stratte
Porta-agulha Stratte

P364 23 23 cm





Ecarteurs

Retractors

Separadors

Apartadors

Echelle : 1/2 - 1/3



Ecarteur de Roux


Roux Retractor
Seperador Roux
Apartador Roux

E27300 *Jeu de 3 / Set of 3*
Juego de 3 / Jogo de 3

Ecarteur de Hartmann

Hartmann Retractor
Seperador Hartmann
Apartador Hartmann

E036 16 16 cm
Fil Inox - La Paire
Stainless Steel Wire - Pair
Alambre Inox - El Par
Fil Inox - O Par



Ecarteur de Farabeuf


Farabeuf Retractor
Separador Farabeuf
Apartador Farabeuf

E026 12 12 cm
E026 15 15 cm

Lame Malléable

Malleable Blade Retractor
Valva Maleable
Valvula Maleable

L103 32 33 cm - 25 mm x 25 mm
L103 33 33 cm - 35 mm x 25 mm
L103 35 33 cm - 50 mm x 25 mm



Ecarteur US Army

US Army Retractor
Seperador US Army
Apartador US Army

E341 00 21 cm
La paire / Pair
El par / O par

Lame de Chevret

Chevret Blade Retractor
Hoja de Chevret
Lamina de Chevret

L12000 30 cm



Ecarteur de Senn-Müller

Senn-Müller Retractor
 Separador Senn-Müller
 Apartador Senn-Müller

E288 16 16 cm



Ecarteur de Senn

Senn Retractor
 Separador Senn
 Apartador Senn


E284 16 16 cm



Ecarteur de Cushing

Cushing Retractor
 Separador Cushing
 Apartador Cushing

E088 20 20 cm



Ecarteur de Czerny

Czerny Retractor
 Separador Czerny
 Apartador Czerny

E984 18 18 cm

Ecarteur de Love

Love Retractor
 Separador Love
 Apartador Love

- E054 00 19 cm
 Droit - *Straight*
 Recto - *Recto*
- E054 01 19 cm
 Coudé à 45° - *45° Angulated*
 Acodado 45° - *Angulado 45°*
- E054 02 19 cm
 Coudé à 90° - *90° Angulated*
 Acodado 90° - *Angulado 45°*





Ecarteur de Green
Green Retractor
 Separador Green
 Apartador Green

E131 23 23 cm


Ecarteur Volkmann
Volkman Retractor
 Separador Volkmann
 Apartador Volkmann

- E301 21 21 cm
Mousse 1 dent - Blunt 1 prong
Romo 1 diente - Rombo 1 dente
- E302 21 21 cm
Mousse 2 dent - Blunt 2 prongs
Romo 2 dientes - Rombo 2 dente
- E303 21 21 cm
Mousse 3 dents - Blunt 3 prongs
Romo 3 dientes - Rombo 3 dente
- E304 21 21 cm
Mousse 4 dents - Blunt 4 prongs
Romo 4 dientes - Rombo 4 dente
- E305 21 21 cm
Mousse 5 dents - Blunt 5 prongs
Romo 5 dientes - Rombo 5 dente
- E306 21 21 cm
Mousse 6 dents - Blunt 6 prongs
Romo 6 dientes - Rombo 6 dente




Ecarteur Langenbeck
Langenbeck Retractor
 Separador Langenbeck
 Apartador Langenbeck

- E253 11 22 cm - 30 x 11 mm
- E253 16 22 cm - 30 x 15 mm
- E254 11 22 cm - 40 x 11 mm



Ecarteur Trachéal
Tracheal Retractor
 Separador Tracheal
 Apartador Tracheal


- E331 16 16 cm
Mousse 1 dent - Blunt 1 prong
Romo 1 diente - Rombo 1 dente
- E332 16 16 cm
mousse 2 dent - Blunt 2 prongs
Romo 2 dientes - Rombo 2 dente
- E333 16 16 cm
Mousse 3 dent - Blunt 3 prongs
Romo 3 dientes - Rombo 3 dente






Ecarteur Sauerbrück
Sauerbrück Retractor
 Seperador Sauerbrück
 Apartador Sauerbrück

E136 25 25 cm - 60 mm x 25 mm



Ecarteur Richardson
Richardson Retractor
 Seperador Richardson
 Apartador Richardson

E128 20 25 cm - 28 mm x 20 mm - Fig. 1
 E136 28 25 cm - 36 mm x 28 mm - Fig. 2
 E144 38 25 cm - 44 mm x 38 mm - Fig. 3




Ecarteur Deaver
Deaver Retractor
 Seperador Deaver
 Apartador Deaver

E154 25 30 cm - 25 mm
 E154 38 30 cm - 38 mm
 E154 50 30 cm - 50 mm
 E154 75 30 cm - 75 mm



Ecarteur d'Ollier
Ollier Retractor
 Seperador Ollier
 Apartador Ollier

E255 35 23 cm x 35 mm



Ecarteur Meyerding
Meyerding Retractor
 Seperador Meyerding
 Apartador Meyerding

E981 10 Fig. 1 19 cm
 E981 20 Fig. 2 19 cm
 E981 30 Fig. 3 19 cm
 E981 40 Fig. 4 19 cm
 E981 50 Fig. 5 19 cm
 E981 60 Fig. 6 19 cm



Ecarteur Morris
Morris Retractor
Separador Morris
Apartador Morris

E121 25 25 cm



Ecarteur Harrington
Harrington Retractor
Separador Harrington
Apartador Harrington

E046 35 35 cm



Ecarteur Israël
Israël Retractor
Separador Israel
Apartador Israel

E101 00 25 cm



Ecarteur Hibbs
Hibbs Retractor
Separador Hibbs
Apartador Hibbs

E991 22 22 cm

Ecarteur Alm

Alm Retractor
Separador Alm
Apartador Alm

E11 10 10 cm



Ecarteur Jansen

Jansen Retractor
Separador Jansen
Apartador Jansen

E211 10 10 cm



Ecarteur Heiss

Heiss Retractor
Separador Heiss
Apartador Heiss

E201 10 10 cm



Ecarteur Gelpi

Gelpi Retractor
Separador Gelpi
Apartador Gelpi

E184 18 18 cm



Ecarteur Beckmann

Beckmann Retractor
Separador Beckmann
Apartador Beckmann

E134 13 13 cm
 E134 16 16 cm
 E134 21 21 cm
 E134 30 30 cm



Ecarteur Weitlaner

Weitlaner Retractor
Separador Weitlaner
Apartador Weitlaner

E311 10 10,5 cm
 E311 13 13 cm
 E311 17 17 cm
 E311 20 20 cm






Ecarteur Gosset
Gosset Retractor
 Separador Gosset
 Apartador Gosset


E198 00 14 cm
 Entant - Child
 Infantil - Infantil

E199 00 17 cm
 Adulte - Adult
 Adulto - Adulto



Valve Abdominale Doyen
Doyen Abdominal Retractor
 Valva Abdominal Doyen
 Valvula Abdominal Doyen


V034 85 25 cm - 40 mm x 85 mm



Semelle Reverdin

Valvula Abdominal Doyen
 Espatula Abdominale Reverdin
 Espatula Abdominale Reverdin


S161 00 28 cm



Ecarteur Gosset 3 valves
Gosset Retractor with 3 blades
 Separador Gosset 3 valvas
 Apartador Gosset 3 valvulas

E198 10 14 cm
 Entant - Child
 Infantil - Infantil

E199 10 22 cm
 Adulte - Adult
 Adulto - Adulto



Ecarteur Balfour
Balfour Retractor
Separador Balfour
Apartador Balfour


E122 20 14 cm
Entant - Child
Infantil - Infantil

E122 10 25 cm
Adulte - Adult
Adulto - Adulto



Ecarteur Collin 3 valves
Collin Retractor 3 blades
Separador Collin 3 valvas
Apartador Collin 3 valvulas

E143 20




Valve Rochard
Rochard Valve
Valva Rochard
Valvula Rochard

V071 00 27 cm x 100 mm
V071 20 27 cm x 120 mm

Compas articulé Rochard
Fixation Device For Rochard valve
Compas articulado Rochard
Compasso articulado de Rochard

V070 50





Ecarteur Ricard à 3 valves


Ricard Retractor 3 Blades
Separador Ricard 3 valvas
Apartador Ricard 3 valvulas

E263 80 Valves de 80 mm

Ecarteur Tuffier

Tuffier Retractor
Separador Tuffier
Apartador Tuffier


E295 40 50 x 40 mm



Rapprocheur costal Bailey

Bailey Rib Approximator
Aproximador par costillas Bailey
Aproximador de costelas Bailey

R031 00 18 cm



Ecarteur Finochietto à côtes

Finochietto Rib Spreaders
Separador Finochietto para costillas
Apartador Finochietto para costelas

E164 20 20 cm
E164 30 30 cm



Ecarteur Judd-Masson

Judd-Masson Retractor
Separador Judd-Masson
Apartador Judd-Masson

E22210 Avec Valve Médiane
 With Median Blade
 Con Valva Mediana
 Com Valvula Mediana



Valve Kelly
Kelly Retractor
Valva Kelly
Valvula Kelly

V05523 23 cm

Ecarteur Joll-Friedmann

Joll-Friedmann Retractor
Separador Joll-Friedmann
Apartador Joll-Friedmann

E17415 15 cm



Laparostat Dartigues

Dartigues Retractor
Separador de Dartigues
Apartador de Dartigues

L10424 24 cm





Cadre Kirschner pliant

Kirschner Folding Pliant
Cuadro Kirschner plegable
Quadro Kirschner dobravel

V06227 27 cm x 27 cm



Valve Abdominale Kirschner

Kirschner Abdominal Valve
Valva Abdominal Kirschner
Valvula Abdominal Kirschner


V06565 50 mm x 65 mm
V06685 60 mm x 85 mm

Ecarteur Abdominal Kirschner Complet

Complete Kirschner Abdominal Retractor
Separador Abdominal Kirschner
Apartador Abdominal Kirschner

E90200 *Comprenant - Contain*
Continente - Continente

- 1 x *Cadre Pliant - Folding Square*
Cuadro - Quadro
- 2 x *Valves - Blades - 50 mm x 65 mm*
Valvas - Valvulas
- 2 x *Valves - Blades - 60 mm x 85 mm*
Valvas - Valvulas




Chirurgie Générale

General Surgery

Cirugia General


Cirugia General

Echelle : 1/2



Cisaille à Plâtre
Plaster Shear
Cizallas para Vendajes enyesados
Cisalha para Gesso

C016 21 21 cm



Cisaille à Plâtre de Seutin
Seutin Plaster Shear
Cizallas para Vendajes enyesados Seutin
Cisalha para Gesso Seutin

C016 22 22 cm

Cisaille de Stille à Plâtre
Stille Plaster Shear
Cizallas para Vendajes enyesados Stille
Cisalha para Gesso Stille


C274 26 26 cm
C274 37 37 cm



Cisaille de Brun
Brun Plaster Scissors
Cizallas Brun
Cisalha Brun

C015 22 23 cm
Dentelée - Jagged
Dentadas - Dentada





Pince à Plâtre de Wolf

Wolf Plaster Breaker
Pinza para Yeso Wolf
Pinça de Gesso Wolf

P456 26 26 cm



Couteau de Reiner à Plâtre



Reiner Plaster Knife
Cuchillo Reiner para Escayola
Faca Reiner para Gesso

C338 18 18 cm

Ecarteur à Plâtre de Henning

Henning Plaster Cost Spreader
Pinza para Levantar los vendajes enyesados Henning
Pinças para Abrir ligatura estucada Henning

E016 03 28 cm x 3 cm
E016 05 28 cm x 5 cm



Scie à Plâtre de Engel

Engel Plaster Saw
Sierra de Yeso Engel
Serra de Gesso Engel

S151 15 15 cm



Couteau à Cartilage

Cartilage Knife
Cuchillo para Cartilago hoja
Faca para Cartilagem lamina

C334 08 20 cm
Lame de 8 cm
Blade of 8 cm
Hoja - 8 cm
Lamina - 8 cm

Couteau à Autopsie

Autopsy Knife
Cuchillo para Autopsia hoja
Faca para Autopsia lamina

C334 13 26 cm
Lame de 13 cm
Blade of 13 cm
Hoja - 13 cm
Lamina - 13 cm



Couteau à Cerveau

Brain Knife
Cuchillo para Seso hoja
Faca para Cerebro lamina

C334 19 32 cm
Lame de 19 cm
Blade of 19 cm
Hoja - 19 cm
Lamina - 19 cm




Couteau à Amputation

Amputating Knife
Cuchillo para Amputacion hoja
Faca para Amputação lamina

C33418 31 cm
Lame de 18 cm
Blade of 18 cm
Hoja - 18 cm
Lamina - 18 cm

C33422 35 cm
Lame de 22 cm
Blade of 22 cm
Hoja - 22 cm
Lamina - 22 cm



Rachitome
Spine Wrench
Raquitomo
Raquitomo

Droits - Straight
Rectas - Rectos
R014 22 22 cm



Rachitome d'Amussat
Amussat Spine Wrench
Raquitomo Amussat
Raquitomo Amussat

Courbe - Curved
Curvas - Curvos
R015 22 22 cm



Ciseaux à Entérotomie
Enterotomy Bowel Scisso
Tijeras de Enterotomia
Tesoura para Enterotomia

Droits - Straight
Rectas - Rectos
C204 20 20 cm



Marteau à Crochet
Hammer With Hook
Martillo con Gancho
Martelo com Gancho

M301 00 15 cm
Petit - Small
Pequeno - Pequeno

M302 00 19 cm
Grand - Large
Grande - Grande



Marteau Hache
Hatchet Hammer
Martillo Tijeras
Martelo Hache

M303 00 23 cm
Manche métal - Metal Handle
Mango Metal - Manga Metal

Scie à Phalanges de Langenbeck

Langenbeck Saw
Sierra para Falanges Langenbeck
Serra para Falanges Langenbeck


S154 23 23 cm



Scie à Charrière

Charrier Saw
Sierra Charriere
Sierra Charriere


S152 27 27 cm



Scie de Saterlee

Saterlee Saw
Sierra Saterlee
Serra Saterlee


S153 29 29 cm



Scie à Charrière

Charrier Saw
Sierra Charriere
Serra Charriere

S152 36 36 cm
Lame de 22 cm - Blade of 22 cm
Hoja - 22 cm - Lamina - 22 cm





Costotome
Rib Shear
Costotomo
Costotomo

C324 20 20 cm

Costotome de Sauerbrück
Sauerbrück Rib Shear
Costotomo Sauerbrück
Costotomo Sauerbrück


C324 26 26 cm



Costotome de Béthune

Bethune Rib Shear
Costotomo Bethune
Costotomo Bethune

C325 34 34 cm




Costotome de Maurer

Maurer Rib Shear
Costotomo Maurer
Costotomo Maurer

C328 36 36 cm
à Droite
Right
a la Derecha
a Direita

C329 36 36 cm
à Gauche
Left
a la Izquierda
a Esquerda




Costotome de Brunner

Brunner Rib Shear
Costotomo Brunner
Costotomo Brunner

C324 34 34 cm





Rugine de Doyen
Doyen Bone Raspatory
 Periestomo Doyen
Periestomo Doyen

- R065 00 15 cm - Fig. 1
 à Gauche - *Left Side*
 a la Izquierda - *a Esquerda*
- R064 00 15 cm - Fig. 2
 à Droite - *Right Side*
 a la Derecha - *a Direita*


Rugine de Farabeuf
Farabeuf Bone Raspatory
 Periestomo de Farabeuf
Raspadeira de Farabeuf

Droit - Straight
 Recta - *Recto*

- R074 06 15 cm x 6 mm
 R074 08 15 cm x 8 mm
 R074 10 15 cm x 10 mm
 R074 12 15 cm x 12 mm

Courbe - Curved
 Curva - *Curvo*

- R075 06 15 cm x 6 mm
 R075 08 15 cm x 8 mm
 R075 10 15 cm x 10 mm
 R075 12 15 cm x 12 mm



Rugine de Lambotte
Lambotte Bone Raspatory
 Periestomo Lambotte
Periestomo Lambotte

- R082 10 21 cm x 10 mm
 R082 15 21 cm x 15 mm
 R082 20 21 cm x 20 mm
 R082 25 21 cm x 25 mm




Rugine de Merle Aubigné
Aubigné Bone Raspatory
 Periestomo de Merle Aubigné
Raspadeira de Merle Aubigné

Droite - Straight
 Recta - *Recto*

- R084 10 10 mm
 R084 12 12 mm
 R084 15 15 mm

Courbe - Curved
 Curva - *Curvo*

- R085 10 10 mm
 R085 12 12 mm
 R085 15 15 mm




Rugine de Obwegeser
Obwegeser Bone Raspatory
 Periestomo de Obwegeser
Raspadeira de Obwegeser

- R083 07 18 cm x 7mm




Rugine de Cobb
Cobb Bone Raspatory
 Periostomo de Cobb
Raspadeira de Cobb

R086 09 30 cm x 9 mm
 R086 13 30 cm x 13 mm
 R086 19 30 cm x 19 mm



Sternotome de Lebsche
Lebsche Sternum Chisel
 Cincel para el Esternon Lebsche
Cincel para o Esternon Lebsche

S244 24 24 cm



Râpe à Os
Bone Rasp
 Escofina para Huesos
Raspador para Ossos

R100 22 22 cm
 Demi-Ronde - Half Rounded
 de Media Cana - Meio-Redondo

Râpe à Os de Putti
Putti Bone Rasp
 Escofina para Huesos doble Putti
Raspador para Ossos dobrado Putti


R101 24 24 cm






Crochet à Os de Lambotte
Lambotte Bone Hook
Gancho para Huesos Lambotte
Gancho para Ossos Lambotte

L11426 26 cm



Levier à Os de Lane
Lane Bone Lever
Elevador para Huesos Lane
Alavança para Ossos Lane

L11826 26 cm




Levier à Os de Lange-Hohmann
Lange-Hohmann Bone Lever
Palanca de Lange Hohmann
Alavanca de Lange Hohmann

L11810 27 cm - 40 mm x 10 mm
L11822 27 cm - 40 mm x 22 mm
L11843 27 cm - 40 mm x 43 mm



Levier à Os de Bennett
Bennett Bone Lever
Elevador para Huesos Benett
Alavança para Ossos Benett

L11924 24 cm




Levier de Murphy
Murphy Bone Lever
Elevador para Huesos Murphy
Alavança para Ossos Murphy

L11824 24 cm

Rétracteur de Percy
Percy Amputation Retractor
Retractor Percy
Retractor Percy

R051 00



Perforateur Initial
Initial Perforator
Perforador Inicial
Perforador Inicial

P443 08 26 cm x 8 mm
Pointe Carrée - *Square Point*
Punta Cuadrada - *Punta Cuadrada*



Pointe Carrée

Square Point
Punta Cuadrada
Ponta Quadrada

P918 02	18 cm x Ø 2 mm
P918 03	18 cm x Ø 3 mm
P918 04	18 cm x Ø 4 mm
P918 05	18 cm x Ø 5 mm
P918 06	18 cm x Ø 6 mm
P918 08	18 cm x Ø 8 mm
P928 06	25 cm x Ø 6 mm
P928 08	25 cm x Ø 8 mm
P928 10	25 cm x Ø 10 mm



Burin de Farabeuf

Farabeuf Chisel
Cinzel de Farabeuf
Cinzel de Farabeuf

B035 10	21 cm x 10 mm
B035 15	21 cm x 15 mm
B035 20	21 cm x 20 mm
B035 25	21 cm x 25 mm
B035 30	21 cm x 30 mm



Burin

Bone Chisel
Cinzel
Cinzel

B031 19	11 cm x 9 mm
---------	--------------



Burin de Mac Even

Mac Even Bone Chisel
Cinzel Mac Even
Cinzel Mac Even

B032 20	20 cm x 20 mm
---------	---------------



Burin de Stille

Stille Chisel
Cinzel Stille
Cinzel Stille

B033 10	20 cm x 10 mm
B033 15	20 cm x 15 mm
B033 20	20 cm x 20 mm
B033 25	20 cm x 25 mm



Gouge de Stille
Stille Bone Gouge
Gubia Stille
Goiva Stille

- G022 10 20 cm x 10 mm
- G022 15 20 cm x 15 mm
- G022 20 20 cm x 20 mm
- G022 25 20 cm x 25 mm



Gouge
Bone Gouge
Gubia
Goiva

- G011 19 11 cm x 9 mm



Gouge de Cobb (manche antidérapant)
Cobb Gouge (non-slipping handle)
Gubia de Cobb (mango antideslizante)
Goiva de Cobb (empunhadura antideslizante)

- G03406 30 cm x 6 mm
Droite - *Straight*
Recta - *Recta*
- G03410 30 cm x 10 mm
1/2 Courbe - *1/2 Curved*
1/2 Curva - *1/2 Curva*
- G03414 30 cm x 14 mm
Courbe - *Curved*
Curva - *Curva*



Gouge de Guillaume
Guillaume Gouge
Gubia de Guillaume
Goiva de Guillaume

- Droite - *Straight***
Recta - *Recto*
- G074 05 25 cm x 5 mm
- G074 07 25 cm x 7 mm



Gouge de Smith Peterson
Smith Peterson Gouge
Gubia de Smith Peterson
Goiva de Smith Peterson

- Contre-Coudée - *Double Bent***
Contra-Acodada - *Contra-Angular*
- G064 20 24 cm x 20 mm
- G064 25 24 cm x 25 mm
- G064 30 24 cm x 30 mm



Gouge de Stagnara (manche antidérapant)
Stagnara Gouge (non slipping handle)
Gubia de Stagnara (mango antideslizante)
Goiva de Stagnara (empunhadura antideslizante)

- G094 10 30 cm x 10 mm

Gouge de Cauchoix
Cauchoix Gouge
Gubia de Cauchoix
Goiva de Cauchoix

- Droite - *Straight***
Recta - *Recto*
- G084 18 25 cm x 18 mm
Droite - *Straight*
Recta - *Recta*
- G085 18 25 cm x 18 mm
Convexe - *Convex*
Convexa - *Convexa*
- G086 18 25 cm x 18 mm
Concave - *Concav*
Concava - *Concava*



Ostéotome de Pauwel (Lambotte)

Pauwel (Lambotte) Osteotome
Ostetomo de Pauwel Lambotte
Ostetomo de Pauwel Lambotte

Droit - Straight


Recta - Recto

O104 10	20 cm x 10 mm
O104 15	20 cm x 15 mm
O104 20	20 cm x 20 mm
O104 25	20 cm x 25 mm

Courbe - Curved

Curva - Curvo

O105 10	20 cm x 10 mm
O105 15	20 cm x 15 mm
O105 20	20 cm x 20 mm
O105 25	20 cm x 25 mm



Ostéotome de Stille

Stille Osteotome
Osteotomo Stille
Osteotomo Stille

O051 10	20 cm x 10 mm
O051 15	20 cm x 15 mm
O051 20	20 cm x 20 mm
O051 25	20 cm x 25 mm



Masse d'Ombredanne (manche hexagonal)

Ombredanne Hammer (hexagonal handle)
Mazo de Ombredanne (mango hexagonal)
Martelo de Ombredanne (empunhadura hexagonal)

M046 00	21 cm x Ø 35 mm - 600 g
M049 00	21 cm x Ø 40 mm - 900 g




Maillet de Doyen

Doyen Mallet
Mazo de Doyen
Martelo de Doyen

1 Tête - 1 Head

1 Cabeza - 1 Cabeça

M023 20	21 cm - 200 g
M023 50	21 cm - 500 g




Maillet de Collin

Collin Mallet
Mazo de Collin
Martelo de Collin

2 Têtes - 2 Heads

2 Cabezas - 2 Cabeças

M012 20	20 cm - 200 g
M012 50	20 cm - 500 g





Tournevis 6 pans (manche Celorn)
Six sides Screw-driver (Celorn handle)
 Destornillador 6 lados (mango Celorn)
 Desandador 6 lados (empunhadura Celorn)

T024 25 25 cm x Ø 2,5mm
 T024 35 25 cm x Ø 3,5mm



Tournevis cruciforme
Cruciform Screw-Driver
 Destornillador de Estrella
 Desandador Cruciforme

T025 00 25 cm



Curette à Os Double de Volkmann
Volkman Double Bone Curette
 Cureta para Huesos doble Volkmann
 Cureta para Ossos dobrada Volkmann

C519 14 14 cm




Curette à Os de Volkmann monobloc
Volkman Bone Curette monobloc
 Cureta para Huesos de Volkmann monobloco
 Cureta para Ossos de Volkmann inteiroço

C167 08 28 cm x Ø 8 mm
 C167 10 28 cm x Ø 10 mm
 C167 12 28 cm x Ø 12 mm
 C167 14 28 cm x Ø 14 mm



Curette à Os de Volkmann
Volkman Bone Curette
 Cureta para Huesos de Volkmann
 Cureta para Ossos de Volkmann

C166 01 17 cm x Ø 1 mm
 C166 02 17 cm x Ø 2 mm
 C166 03 17 cm x Ø 3 mm
 C166 04 17 cm x Ø 4 mm
 C166 05 17 cm x Ø 5 mm
 C166 06 17 cm x Ø 6 mm
 C166 08 17 cm x Ø 8 mm
 C166 10 17 cm x Ø 10 mm
 C166 12 17 cm x Ø 12 mm
 C166 14 17 cm x Ø 14 mm



Pince Gouge de Luer

Luer Bone Rongeur
 Pinza-Gubia Luer
 Pinça-Goiva Luer

Droite - Straight
 Recta - Recto

P480 16 16 cm
 Mors 5 mm - Jaws 5 mm
 Bocas 5 mm - Bocas 5 mm
 P480 17 17 cm
 Mors 8 mm - Jaws 8 mm
 Bocas 8 mm - Bocas 8 mm

Courbe - Curved
 Curva - Curvo

P481 16 16 cm
 Mors 5 mm - Jaws 5 mm
 Bocas 5 mm - Bocas 5 mm
 P481 17 17 cm
 Mors 8 mm - Jaws 8 mm
 Bocas 8 mm - Bocas 8 mm



Pince Gouge de Lempert

Lempert Bone Rongeur
 Pinza-Gubia Lempert
 Pinça-Goiva Lempert

Droite - Straight
 Recta - Recto


P480 19 19 cm
 Mors 3 mm - Jaws 3 mm
 Bocas 3 mm - Bocas 3 mm



Pince Gouge Simple Articulation

Gouge Forceps Single Articulation
 Pinza-Gubia simple-articulacion
 Pinça-Goiva singelo-articulação

P486 20 20 cm
 Mors 8 mm - Jaws 8 mm
 Bocas 8 mm - Bocas 8 mm



Pince Gouge de Ruskin

Ruskin Gouge Forceps
 Pinza-Gubia Ruskin
 Pinça-Goiva Ruskin

Légèrement Courbe - Lightly Curved
 Ligeramente Curva - Ligeiramente Curva

P481 18 18 cm
 Mors 5 mm - Jaws 5 mm
 Bocas 5 mm - Bocas 5 mm




Pince Gouge de Beyer (Double Articulation)

Beyer Bone Rongeur (Double Articulation)
 Pinza-Gubia Beyer (Doble-Articulacion)
 Pinça-Goiva Beyer (Doble-Articulação)

Légèrement Courbe - Lightly Curved
 Ligeramente Curva - Ligeiramente Curva

P480 18 18 cm
 Mors 3,5 mm - Jaws 3,5 mm
 Bocas 3,5 mm - Bocas 3,5 mm



Pince Gouge de Luer 4 articulations

Luer Bone Rongeur multiarticulation
Pinza-Gubia Luer 4 articulacions
Pinça-Goiva Luer 4 articulações

Droite - Straight
Recta - Recto

P484 22 22 cm
Mors 8 mm - Jaws 8 mm
Bocas 8 mm - Bocas 8 mm

P484 27 27 cm
Mors 8 mm - Jaws 8 mm
Bocas 8 mm - Bocas 8 mm

Courbe - Curved
Curva - Curvo

P485 22 22 cm
Mors 8 mm - Jaws 8 mm
Bocas 8 mm - Bocas 8 mm

P485 27 27 cm
Mors 8 mm - Jaws 8 mm
Bocas 8 mm - Bocas 8 mm




Pince Gouge de Stille 4 articulations

Stille Gouge Forceps multiarticulation
Pinza-Gubia Stille 4 articulacions
Pinça-Goiva Stille 4 articulações

Contre-Coudée - Double Bent
Contra-Acodadas - Contra-Angular

P486 23 23 cm



Pince-Gouge de Clovis-Vincent (bécassine)

Clovis-Vincent Gouge Forceps (becassine)
Pinza-Gubia de Clovis-Vincent (becassine)
Pinça-Goiva de Clovis-Vincent (becassine)

P486 21 24 cm



Pince Gouge de Sauerbrück 4 Articulations

Sauerbrück Bone Rongeur multiarticulation
Pinza-Gubia Sauerbruck 4 articulacions
Pinça-Goiva Sauerbruck 4 articulações

Droite - Straight
Recta - Recto

P494 30 30 cm
Mors Rond - Curved Jaws
Curva Boca - Curva Boca



Pince coupante deListon
Liston Bone Cutting Forceps
 Pinza Cortante Liston
 Pinça Cortante Liston

Droite - Straight
 Recta - Recto

P456 14 14 cm
 P456 19 19 cm

Courbe - Curved
 Curva - Curvo

P457 19 19 cm



Pince Coupante de Mac Indoe 4 articulations


Mac Indoe Bone Cutting Forceps multiaction
 Pinza Cortante Mc Indoe 4 articulaciones
 Pinça Cortante Mc Indoe 4 articulações

P461 17 17 cm

Pince Coupante de Key-Horsley 4 articulations

Key-Horsley Bone Cutting Forceps multiaction
 Pinza Cortante Key-Horsley 4 articulaciones
 Pinça Cortante Key-Horsley 4 articulações

P461 26 26 cm
 Angulaire - Angular
 Angular - Angular



**Pince Coupante de Liston
 4 articulations**

Liston Bone Cutting Forceps Multiaction
 Pinza Cortante Liston 4 articulaciones
 Pinça Cortante Liston 4 articulações

Droite - Straight
 Recta - Recto

P458 22 22 cm
 P458 27 27 cm

Courbe - Curved
 Curva - Curvo

P459 22 22 cm
 P459 27 27 cm



Davier de Verbrugge Préhenseur

Verbrugge Bone Holding Forceps Grasping Jaws To Prehensile
Tenaza Verbrugge prensor
Tenaz Verbrugge apreensor

Coudé - Bent
Angular - Angular
D265 15 15 cm
D265 18 18 cm
D265 24 24 cm



Davier de Verbrugge Réducteur

Verbrugge Bone Holding Forceps Reduction - Lower Sharped Jaw
Tenaza Verbrugge reductor
Tenaz Verbrugge reductor

Droit - Straight
Recta - Recto

D254 16 16 cm

Coudé - Bent
Angular - Angular


D255 15 15 cm
D255 18 18 cm
D255 24 24 cm



Davier de Semb

Semb Bone Holding Forceps
Tenaza Semb
Tenaz Semb

D266 00




Pince de Martin à Cartilage

Martin Cartilage Forceps
Pinza Martin para Cartilago
Pinça Martin para Cartilagem

P790 19 19 cm






Davier à Os de Lane
Lane Bone Holding Forceps
 Tenaza para Huesos Lane
 Tenaz para Ossos Lane

D201 32 32 cm

Davier de Farabeuf
Farabeuf Bone Holding Forceps
 Tenaza Farabeuf
 Tenaz Farabeuf

D211 23 23 cm
 D211 26 26 cm

D21125 26 cm
 A crémaillère - With Trammel
 De cremallera - De cremalheira



Davier de Fergusson
Fergusson Bone Holding Forceps
 Tenaza Fergusson
 Tenaz Fergusson

D221 21 21 cm
 Dents de lion - Lion Teeth
 Dientes de leon - Dentes de Leao





Pince à Séquestre
Sequestrum Forceps
 Pinza Sequestre
 Pinça de Sequestro

Droite - Straight
 Recta - Recto

P544 23 23 cm

Courbe - Curved
 Curva - Curvo

P545 23 23 cm



Davier de Lambotte
Lambotte Bone Holding Forceps
 Tenaza Lambotte
 Tenaz Lambotte


Droit - Straight
 Recta - Recto

D234 26 26 cm

Davier de Lowman

Lowman Bone Holding Forceps
 Tenaza Lowman
 Tenaz Lowman


D244 12 12 cm
 D244 15 15 cm
 D244 18 18 cm



Ecarteur de Gester pour Davier de Lowman

Gester Retractor for Lowman Bone Holding Forceps
 Separador Gerster para gatillo de Lowman
 Apartador Gerster para pinça de Lowman

E421 00 17 cm



Tord Fil de Loute

Loute Loop Twister
 Tuerce-hilo Loute
 Torce-fio Loute

T101 00 22,5 cm




Chasse Greffon double cylindrique

Graft slide double cylindrical
 Empuja-injerto doble cilindrico
 Empurra-garfo dobrado cilindrico


C014 15 18 cm - 8 mm x 15 mm





Etrier de Bohler
Bohler Extension Bow
Estribo de Bohler
Estribo de Bohler

E371 00 21 cm



Etrier de Kirschner
Kirschner Bow
Estribo de Kirschner
Estribo de Kirschner

E372 50 20 cm
Petit Modèle - Small Size
Pequeno Tamano - Pequeno Modelo

E372 00 26 cm
Grand Modèle - Large Size
Grande Tamano - Grande Modelo

Trocart Universel

Universal Trocart
Trocar Universal
Punção de Cirurgia Universal

T11404 *Jeu de 4 - Set of 4*
 Juego de 4 - Jogo de 4



Trocart Hydrocèle

Hydrocele Trocart
Trocar Hidrocele
Punção de Cirurgia Hidrocele

T11411 19 cm x Ø 3,5 mm



Trocart Ochsner

Ochsner Trocart
Trocar Ochsner
Punção de Cirurgia Ochsner

T11610 10 French Gauge
T11614 14 French Gauge
T11616 16 French Gauge



Trocart de Jamshidi

Jamshidi Trocar
Trocar de Jamshidi
Punção de Cirurgia de Jamshidi

T12306 6 cm x Ø 3 mm




Perforateur à Main pour Os (Chignolle)

Bone Hand Drill

Perforador de mano para Huesos Taladradora

Furador de mano para Ossos Taladradora

P78000 Avec 3 Mèches et 1 Mandrin
With 3 Burs and 1 Mandrel
Con 3 Taladros y 1 Espiga
Com 3 Taladros e 1 Mandril




Mandrin avec Poignée en T + Clef

Chuck with T Handle + Key

Espiga con mango en forma de T + llave

Mandril com empunhada em forma de T + chave

M310 00



Clé pour Mandrin

Key for bone Drill

Llave para Espiga

Chave para Mandril

C001 02



Vésicule & Urologie

Vesicle & Urology

Vesicula & Urologia

Vesicula & Urologia

Echelle : 1/2

Sonde Vésicale Métal Femme

Metal Female Catheter

Sonda Vesical metal para Mujer

Sonda de Bexiga metal para Mulher

S034 02 16,5 cm





Sonde Vésicale Métal Homme

Metal Male Catheter

Sonda Vesical metal para Hombre

Sonda de Bexiga metal para Homem

S034 01 26 cm




Explorateur de Bakes

Bakes Duct Dilator

Explorador Bakes

Explorador Bakes

E391 03	30 cm x Ø 3 mm - Fig 3
E391 04	30 cm x Ø 4 mm - Fig 4
E391 05	30 cm x Ø 5 mm - Fig 5
E391 06	30 cm x Ø 6 mm - Fig 6
E391 07	30 cm x Ø 7 mm - Fig 7
E391 08	30 cm x Ø 8 mm - Fig 8
E391 09	30 cm x Ø 9 mm - Fig 9
E391 10	30 cm x Ø 10 mm - Fig 10
E391 11	30 cm x Ø 11 mm - Fig 11




Explorateur de Desjardins

Desjardins Duct Dilator

Explorador Desjardin

Explorador Desjardin

E402 01	30 cm x Fig. 1
E402 02	30 cm x Fig. 2
E402 03	30 cm x Fig. 3
E402 04	30 cm x Fig. 4
E402 05	30 cm x Fig. 5
E402 06	30 cm x Fig. 6



Pince à Calcul de Desjardins

Desjardins Gall Stone Forceps
 Pinza para Calculo Desjardins
 Pinça para Calculo Desjardins

P448 23 23 cm

Pince à Cystite de Desjardins

Desjardins Cystitis Forceps
 Pinza para Cístico Desjardins
 Pinça para Cístico Desjardins

P464 23 23 cm




Pince Blake

Blake Forceps
 Pinza para vesicula Blake
 Pinça para vesicula Blake

Courbe - Curved
 Curva - Curva


P615 20 20 cm



Pince Randall-Mirizzi

Randall-Mirizzi Forceps
 Pinza Randall-Mirizzi
 Pinça Randall-Mirizzi

P469 01 Fig. 1
 P469 02 Fig. 2
 P469 03 Fig. 3
 P469 04 Fig. 4



Béniqué de Guyon sans fil
Guyon Catheter without Guide
Beniqué Guyon sin hilo de nilon
Beniqué Guyon sem linha de nilon

B021 40 27 cm
Série de N°21 à N°60
Set of N°21 to N°60
Juego N°21 a N°60
Jogo N°21 a N°60

Béniqué de Guyon avec fil
Guyon Catheters with Guide
Beniqué Guyon con hilo de nilon
Beniqué Guyon com linha de nilon


B021 20 27 cm
Série de N°21 à N°60
Set of N°21 to N°60
Juego N°21 a N°60
Jogo N°21 a N°60



Curette de Desjardin
Desjardin Curette
Cureta de Desjardin
Cureta de Desjardin

C523 01 30 cm - Fig. 1
C523 02 30 cm - Fig. 2
C523 03 30 cm - Fig. 3
C523 04 30 cm - Fig. 4





Pince à pédicule Wertheim-Cullem
Wertheim-Cullen Pedicule Forceps
Pinza para pedunculo Wertheim-Cullen
Pinça para pedunculo Wertheim-Cullen

P471 22 22 cm




Pince de Guyon
Guyon Forceps
Pinza Guyon
Pinça Guyon

P468 23 23 cm

Pince en T de Millin

Millin Lobe Grasping Forceps
Pinza en forma de T Millin
Pinça em forma de T Millin

P456 23 23 cm




Pince Porte-Ligature de Millin

Millin Ligature Carrier
Pinza Porta-Ligaduras Millin
Pinça Porta-Ligaduras Millin


P456 24 24 cm





Dilatateur de Millin
Millin Bladder Neck Spreader
Dilatador Millin
Dilatador Millin

D274 28 28 cm



Ecarteur Judd-Masson
Judd-Masson Retractor
Separador Judd-Masson
Apartador Judd-Masson

E222 10 *Avec Valve Médiane*
With Median Blade
Con Valva Mediana
Com Valvula Mediana

Valve de Millin
Millin Blade
Valva de Millin
Valvula de Millin

V051 00

Inestinal

Intestinal

Intestinal

Intestinal

Echelle : 1/2

Pince Clamp Intestinale de Doyen


Doyen Intestinal Clamp
Pinza de Doyen
Pinça de Doyen

Droite - Straight
Recta - Recto

P14418 18 cm
P14423 23 cm

Courbe - Curved
Curva - Curvo

P14518 18 cm
P14523 23 cm



Pince de Babcock

Babcock Forceps
Pinza Babcock
Pinça Babcock


P46416 16 cm
P46420 20 cm
P46425 25 cm



Pince à Péritone de Mikulicz

Mikulicz Peritoneal Forceps
Pinza para Peritoneo Mikulicz
Pinça para Peritoneo Mikulicz

P45621 20 cm



Ecraseur de Payr

Payr Pylorus Clamp
Pinzas-clamps intestinales Payr
Pinça-clamp intestinal Payr

E97421 21 cm
E97429 29 cm

Pince Jumelée de Lane

Lane Gastroenterostomy Twin Clamp
Pinza emparejada Lane
Pinça-geminada Lane

P48730 30 cm



Rectal

Rectal

Rectal

Rectal

Echelle : 1/2

Anuscope de Barr
Barr Rectal Speculum
Anoscopio Barr
Anoscopio Barr



A10817 17 cm



Anuscope de Bensaude
Bensaude Rectal Speculum
Anoscopio Bensaude
Anoscopio Bensaude

A10820 22 cm
Adulte - Adult
Adulto - Adulto

A10821 15 cm
Enfant - Child
Infantil - Infantil




Anuscope de Trélat
Trelat Rectal Speculum
Anoscopio Trelat
Anoscopio Trelat

A10825


Anuscope de Sims
Sims Rectal Speculum
Anoscopio Sims
Anoscopio Sims

A10822 15 cm
Fenêtré - Window
Ventanas - Perforado



Anuscope de Mathieu
Mathieu Rectal Speculum
Anoscopio Mathieu
Anoscopio Mathieu

A10830 19 cm



Pince Rectale de Yeoman
Yeoman Rectal Biopsy Forceps
Pinza de Biopsia Rectal Yeoman
Pinça de Biopsia Rectal Yeoman

P445 00 27 cm
Mors Ronds
Round Jaws
Boca Redonda
Boca Redonda



Gynécologie

Gynecology

Ginecologia


Ginecologia

Echelle : 1/2

Spéculum de Collin

Collin Vaginal Speculum
Especulo Collin
Especulo Collin

S046 16	16 mm x 90 mm
S046 25	25 mm x 110 mm
S046 30	30 mm x 110 mm
S046 32	32 mm x 110 mm
S046 35	35 mm x 110 mm
S046 38	38 mm x 120 mm
S046 40	40 mm x 120 mm



Vis pour Spéculum de Collin



Screw for Collin vaginal speculum
Tornillo para Especulo de Collin
Parafuso para Especulo de Collin

S04700

Spéculum de Cusco Pliant

Cusco Vaginal Speculum
Especulo Cusco plegable
Especulo Cusco dobravel

S056 16	16 mm x 100 mm
S056 25	25 mm x 110 mm
S056 30	30 mm x 110 mm
S056 32	32 mm x 110 mm
S056 35	35 mm x 110 mm
S056 37	37 mm x 115 mm
S056 40	40 mm x 115 mm



Spéculum de Graves

Graves Vaginal Speculum
Especulo Graves
Especulo Graves

S061 00	8 cm Petit Modèle - <i>Small Size</i> Pequeno Tamano - <i>Pequeno Modelo</i>
S062 00	12,5 cm Grand Modèle - <i>Large Size</i> Gran Tamano - <i>Grande Modelo</i>

Spéculum de Sims

Sims Vaginal Speculum
Especulum Sims
Especulo Sims


S203 00 Jeu de 3 - *Set of 3*
Juego de 3 - *Jogo de 3*



Valve de Landau

Landau Vaginal Speculum
Valva Landau
Valvula Landau

V100 28 29 cm - 100 mm x 28 mm



Valve Vaginale de Kristeller

Kristeller Vaginal Speculum
Valva Vaginal Kristeller
Valvula Vaginal Kristeller


V141 27 110 mm x 27 mm
V141 30 110 mm x 30 mm
V141 36 110 mm x 36 mm



Valve de Bresky

Bresky Speculum
Valva Bresky
Valvula Bresky

V130 20 31 cm - 130 mm x 20 mm



Valve Vaginale de Doyen

Doyen Vaginal Speculum
Valva Vaginal Doyen
Valvula Vaginal Doyen

V026 60 25 cm - 60 mm Fig.1
V026 90 25 cm - 90 mm Fig.2
V027 20 25 cm - 120 mm Fig.3



Valve à poids de Jayle

Jayle Blade with weight
Valva de peso de Jayle
Valvula de peso de Jayle

V042 00

Valve à poids d'Auvard

Auvard Speculum with Weight
Valva Auvard con peso fijo
Valvula Auvard com peso fixo


V041 00 22 cm



Bougie de Hégar Simple Inox

Hégar Single Ended Dilator Stainless Steel
Dilatador uterino Hegar simple inox
Dilatador uterino Hegar singelo inox


S016 01	19 cm x Ø 1 mm
S016 02	19 cm x Ø 2 mm
S016 03	19 cm x Ø 3 mm
S016 04	19 cm x Ø 4 mm
S016 05	19 cm x Ø 5 mm
S016 06	19 cm x Ø 6 mm
S016 07	19 cm x Ø 7 mm
S016 08	19 cm x Ø 8 mm
S016 09	19 cm x Ø 9 mm
S016 10	19 cm x Ø 10 mm
S016 11	19 cm x Ø 11 mm
S016 12	19 cm x Ø 12 mm
S016 13	19 cm x Ø 13 mm
S016 14	19 cm x Ø 14 mm
S016 15	19 cm x Ø 15 mm
S016 16	19 cm x Ø 16 mm
S016 17	19 cm x Ø 17 mm
S016 18	19 cm x Ø 18 mm
S016 19	19 cm x Ø 19 mm
S016 20	19 cm x Ø 20 mm
S016 21	19 cm x Ø 21 mm
S016 22	19 cm x Ø 22 mm
S016 23	19 cm x Ø 23 mm
S016 24	19 cm x Ø 24 mm
S016 25	19 cm x Ø 25 mm
S016 26	19 cm x Ø 26 mm
S016 27	19 cm x Ø 27 mm
S016 28	19 cm x Ø 28 mm
S016 29	19 cm x Ø 29 mm
S016 30	19 cm x Ø 30 mm



Bougie de Hégar Double Inox

Hégar Double Ended Dilator Stainless Steel
Dilatador uterino Hegar doble inox
Dilatador uterino Hegar dobrado inox

S01401	19 cm - Ø 1 - 2 mm
S01403	19 cm - Ø 3 - 4 mm
S01405	19 cm - Ø 5 - 6 mm
S01407	19 cm - Ø 7 - 8 mm
S01409	19 cm - Ø 9 - 10 mm
S01411	19 cm - Ø 11 - 12 mm
S01413	19 cm - Ø 13 - 14 mm
S01415	19 cm - Ø 15 - 16 mm
S01417	19 cm - Ø 17 - 18 mm
S01419	19 cm - Ø 19 - 20 mm
S01421	19 cm - Ø 21 - 22 mm
S01423	19 cm - Ø 23 - 24 mm
S01425	19 cm - Ø 25 - 26 mm
S01427	19 cm - Ø 27 - 28 mm
S01429	19 cm - Ø 29 - 30 mm




Pince de Pozzi

Pozzi Forceps
Pinza Pozzi
Pinça Pozzi

Droite - Straight
Recta - Recto

P224 18 18 cm
P224 24 24 cm




Pince de Pozzi-Palmer

Pozzi-Palmer Forceps
Pinza Pozzi Palmer
Pinça Pozzi Palmer

Droite - Straight
Recta - Recto

P226 22 22 cm



Pince de Duplay

Duplay Forceps
Pinza Duplay
Pinça Duplay


P564 28 28 cm



7x5 mm



9x7 mm



Pince de Museux

Museux Forceps
Pinza Museux
Pinça Museux

Droite - Straight
Recta - Recto

P206 14 14 cm 7 x 5 mm
P206 18 18 cm 7 x 5 mm
P206 24 24 cm 7 x 5 mm
P204 24 24 cm 9 x 7 mm

Courbe - Curved
Curva - Curvo

P205 24 24 cm 9 x 7 mm





Pince Gynécologique de Teale

Teale Vulsellum Forceps
Pinza Ginecologica Teale
Pinça Ginecologica Teale

Courbe - Curved
Curva - Curva

P47023 23 cm





Pince de J.L. Faure

J.L. Faure Forceps
Pinza Jean-Louis Faure
Pinça Jean-Louis Faure

Courbe - Curved
Curva - Curva

P15022 22 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes



Pince de Green-Armytage

Green-Armytage Forceps
Pinza Green-Armitage
Pinça Green-Armitage

P46821 21 cm



Pince de Chéron

Chéron Forceps
Pinza Cheron
Pinça Cheron

P136 24 24 cm

Pince à Pansements "Longuette"

Mair Polypus Forceps
Pinza para Vendajes "Longuette"
Pinça para Pensos "Longuette"

Droite - Straight
Recta - Recta

P034 24 24 cm
P034 32 32 cm

Courbe - Curved
Curva - Curva

P035 24 24 cm
P035 32 32 cm



Pince de Foerster


Foerster Forceps
Pinza Foerster
Pinça Foerster

Droite - Straight
Recta - Recta

P434 24 24 cm

Courbe - Curved
Curva - Curva

P435 24 24 cm



Pince à Pansements de Ramplay


Ramplay Sponge Forceps
Pinza para Vendajes Ramplay
Pinça para Pensos Ramplay

Droite - Straight
Recta - Recta

P456 17 20 cm

Courbe - Curved
Curva - Curva

P457 18 20 cm



Pince à Pansements de Ballenger


Ballenger Sponge Forceps
Pinza para Vendajes Ballenger
Pinça para Pensos Ballenger

Droite - Straight
Recta - Recta

P456 18 18 cm

Courbe - Curved
Curva - Curva

P457 18 18 cm



Pince à Faux Germes de Winter

Winter Placenta Forceps

Pinza para Aborto y placenta Winter

Pinça para Tirar o placenta Winter

Droite - Straight


Recta - Recta

P454 24 24 cm

Courbe - Curved

Curva - Curva

P455 24 24 cm



Hystérolabe de Sommer

Sommer Uterine Elevating Forceps

Pinza para Coger el utero Sommer

Pinça para Segurar o utero Sommer

H114 00 22 cm

Hystérolabe de Dartigues


Dartigues Uterine Elevating Forceps

Pinza para Coger el utero Dartigue

Pinça para Segurar o utero Dartigue

H104 25 25 cm





Pince de Circéron

Circeron Forceps
Pinza Circeron
Pinça Circeron

P566 28 28 cm
Pour préhension du Stérilet.
For Grasping the Coil.
Para Prension del Sterilet
Para Tirar o Sterilet



Pince de Therrum


Therrum Forceps
Pinza Therrum
Pinça Therrum

P576 27 27 cm
Pour poser et retirer le Stérilet.
For applying and removing the Coil.

Hystéromètre de Sims Malléable

Sims Malleable Uterine Sound
Histerometro Sims Maleable
Hysterometro Sims Maleable

B086 01 33cm



Hystéromètre de Valleix avec Curseur

Valleix Uterine Sound with Cursor
Histerometro Valleix con cursor
Hysterometro Valleix com cursor

B086 00 32 cm



Sonde Curette de Randall

Randall Uterine Sound
Sonda Cureta Randall
Sonda Cureta Randall

C531 24 23 cm



Sonde Curette de Novack

Novack uterine Sound
Sonda Cureta Novack
Sonda Cureta Novack

S033 00 20 cm




Stylet Porte-Coton Utérin

Probe with Thread
Estilete Porta-algodones Uterino
Estilete Porta-algodao Uterino

S094 30 30 cm





Pince à Biopsie de Douay
Douay Uterine Biopsy Forceps
Pinza de Biopsia ginecologica Douay
Pinça de Biopsia ginecologica Douay

P446 20 20 cm
P446 25 25 cm
P446 30 30 cm



Pince à Biopsie de Jean-Louis Faure
Faure Uterine Biopsy Forceps
Pinza de Biopsia ginecologica Jean-Louis Faure
Pinça de Biopsia ginecologica Jean-Louis Faure

P447 25 25 cm

Pince à Biopsie de Gelhorn
Gelhorn uterine Biopsy Forceps
Pinza de Biopsia Gelhorn
Pinça de Biopsia Gelhorn

P447 23 23 cm



Pince à Biopsie Utérine de Schumacher
Schumacher Uterine Biopsy Forceps
Pinza de Biopsia uterina Schumacher
Pinça de Biopsia uterina Schumacher

P447 24 24 cm

Curette utérine de Wallich

Wallich Uterine Curette
Cureta uterina Wallich
Cureta uterina Wallich

C583 14 35 cm 4 mm
C583 18 35 cm 18 mm

Curette utérine de Gourdet

Gourdet Uterine Curette
Cureta Uterina Gourdet
Cureta Uterina Gourdet

C542 04 25 cm 4 mm
C542 06 25 cm 6 mm
C542 08 25 cm 8 mm
C542 10 25 cm 10 mm
C542 12 25 cm 12 mm
C542 14 25 cm 14 mm

Curette utérine de Volkmann

Volkmann Uterine Curette
Cureta Uterina Volkmann
Cureta Uterina Volkmann

C572 04 25 cm 4 mm
C572 06 25 cm 6 mm
C572 08 25 cm 8 mm
C572 10 25 cm 10 mm
C572 12 25 cm 12 mm
C572 14 25 cm 14 mm

Curette utérine de Simon

Simon Uterine Curette
Cureta uterina Simon
Cureta uterina Simon

C552 04 25 cm 4 mm
C552 06 25 cm 6 mm
C552 08 25 cm 8 mm
C552 10 25 cm 10 mm
C552 12 25 cm 12 mm
C552 14 25 cm 14 mm

Curette utérine de Sims tranchante


Sims Uterine Curette sharp
Cureta Uterina Sims
Cureta Uterina Sims

C562 04 25 cm 4 mm
C562 06 25 cm 6 mm
C562 08 25 cm 8 mm
C562 10 25 cm 10 mm
C562 12 25 cm 12 mm
C562 14 25 cm 14 mm

Curette utérine de Sims mousse

Sims Uterine Curette blunt
Cureta de Sims roma
Cureta de Sims romba

C563 04 25 cm 4 mm
C563 06 25 cm 6 mm
C563 08 25 cm 8 mm
C563 10 25 cm 10 mm
C563 12 25 cm 12 mm
C563 14 25 cm 14 mm





Curette uterine Cuzzi

Cuzzi uterine Curette
Cureta uterina Cuzzi
Cureta uterina Cuzzi

C584 14 30 cm - 14 mm
C584 18 30 cm - 18 mm



Curette double de Blake

Blake doble Curette (1 blunt side 1 cutting side)
Cureta doble de Blake (1 lado romo 1 lado cortante)
Cureta dobrada de Blake (1 lado rombo, 1 lado cortante)

C585 25 27 cm
1 côté mousse - 1 côté tranchant
1 blunt side - 1 cutting side
1 lado romo - 1 lado cortante
1 lado rombo - 1 lado cortante

Obstétrique

Obstetric

Obstetricia

Obstetricia

Echelle : 1/2

Ciseaux Ombilicaux

Umbilical Cord Scissors
Tijeras Umbilical
Tesoura Ombilical

C264 10 10 cm



Clamp Ombilical de Bar

Bar Umbilical Clamp
Clamp Umbilical de Bar inox
Clamp Ombilical de Bar inox

C301 08 8 cm



Pince Coupe Clamp Ombilical de Bar

Bar Umbilical Clamp Cutting Forceps
Pinza cortante para Clamp de Bar
Pinça cortante para Clamp de Bar

P564 00 18 cm



Insufflateur de Ribemont

Ribemont Insufflator
Insufiator Ribemont
Insufiator Ribemont sem pera

I052 00 9 cm
Sans Poire
Without Bulb
Sin Balon
Sem Pera



Stéthoscope de Pinard

Pinard Stethoscope
Estetoscopio Pinard
Estetoscopio Pinard

S076 01 14 cm
Aluminium - *Aluminium*
Aluminio - *Aluminio*
S076 02 14 cm
Bois - *Wood*
Madera - *Madeira*




Perce-Membrane

Membrane Punch
Perforador para Membrana
Furador para Membrana

P444 01 19 cm





Pince Obstétricale de Kelly

Kelly Ovum Forceps
 Pinza Kelly de Obstetricia
 Pinça Kelly de Obstetricia


P468 32 32 cm



Pince de Green-Armytage

Green-Armytage Forceps
 Pinza Green-Armitage
 Pinça Green-Armitage

P468 21 21 cm



Tracteur hélicoïdal de Doyen (Désenclaveur)

Doyen Helicoidal Tractor
 Desenclavador Doyen (Helicoidal)
 Desenclavador Doyen (Helicoidal)

T031 00 18 cm



Pelvimètre de Collyer

Collyer Pelvimeter
 Pelvimetro de Collyer
 Pelvimetro de Collyer

P459 01 Graduado en Centímetros et en Pouces
Graduated in Centimeter and Inch
 Graduato en Centimetro y en Inch
 Graduado em Centimetro e em Inch

Pelvimètre de Collin

Collin Pelvimeter
 Pelvimetro Collin
 Pelvimetro Collin

P459 00 Graduado en Centímetros
Graduated in Centimeter
 Graduato en Centimetro
 Graduado em Centimetro





Forceps de Simpson

Simpson Forceps
Forceps Simpson
Forceps Simpson

F201 30 30 cm

Forceps de Naegele

Naegele Forceps
Forceps Naegele
Forceps Naegele

F244 36 36 cm (Pageot)
F244 40 40 cm (Pageot)



Forceps de Suzor

Suzor Forceps
Forceps Suzor
Forceps Suzor

F221 40 40 cm



Forceps de Luikart


Luikart Forceps
Forceps Luikart
Forceps Luikart

F232 40 40 cm

Forceps de Tarnier

Tarnier Forceps
Forceps Tarnier
Forceps Tarnier


F211 37 40 cm
Avec Tracteur
With Tractor
Con Desenclavador
Com Desenclavador



Basiotribe de Tarnier

Tarnier Cranioclast and Cephalotribe
 Craneoclasto Tarnier
 Craneoclasto Tarnier

B011 00 47 cm



Cranioclast de Braun

Braun Cranioclast
 Craneoclasto Braun
 Craneoclasto Braun

C354 42 42 cm



Perforateur Obstétrical de Smellie

Smellie Obstetrical Perforator
 Perforador para Obstetricia Smellie
 Furador para Obstetricia Smellie

P442 33 26 cm



Crochet Obstétrical de Braun

Braun Obstetrical Hook
 Gancho de Obstetricia Braun
 Gancho de Obstetricia Braun

C381 30 30 cm



Canules & Régulateur

Cannula & Governor

Canula & Regulador

Canula & Regulator

Echelle : 1/2

Canule d'Adson

Adson Cannula
Canula Adson
Canula Adson

C451 04 4 mm



Canule de Frazier

Frazier Cannula
Canula Frazier
Canula Frazier

C411 02 2 mm
C411 03 3 mm
C411 04 4 mm



Canule de Poole

Poole Cannula
Canula Poole
Canula Poole


C442 27 22 cm x 7 mm
Adulte - Adult
Adulto - Adulto
C442 25 22 cm x 5 mm
Enfant - Child
Infantil - Infantil



Canule de Yankauer

Yankauer Cannula
Canula Yankauer
Canula Yankauer

C461 27 27 cm





Régulateur de vide avec plaquette

Vacuum governor with plaquette

Regulador de vacío con placa

Regulador de vacío com placazinha

R05210



Régulateur de vide sans plaquette

Vacuum Governor without plaquette

Regulador de vacío sin placa

Regulador de vacío sem placazinha

R05212

Neurologie

Neurology

Neurologia

Neurologia

Echelle : 1/2



Crochet de Sachs

Sachs Hook
Gancho Sachs
Gancho Sachs

C450 16 16,5 cm



Crochet d'Adson

Adson Hook
Gancho Adson
Gancho Adson

C192 00 20 cm
Mousse - Blunt
Romo - Rombo

C192 01 20 cm
Pointu - Sharp
Puntiagudo - Pontiagudo

Crochet de Gillies

Gillies Hook
Gancho Gillies
Gancho Gillies


C391 18 18 cm



Crochet de Cushing boutoné

Cushing Hook
Gancho Cushing abotonado
Gancho Cushing abotoado

C404 14 14 cm



Décolle à Dure Mère de Frazier

Frazier Dura Separator
Descolador de dura-madre Frazier
Degolador de dura-mater Frazier

D284 17 17 cm



Décolle à Dure Mère de Sachs

Sachs Dura Separator
Descolador de dura-madre Sachs
Degolador de dura-mater Sachs

D284 20 20 cm



Elévateur de Freer
Freer Septum Elevator
Elevador Freer
Elevador Freer

E321 19 19 cm



Elévateur d'Adson
Adson Elevator
Elevador Adson
Elevador Adson

E322 17 17 cm



Ecarteur de Love
Love Retractor
Seperador Love
Apartador Love

E054 00 19 cm
Droit - Straight
Recto - Recto

E054 01 19 cm
Coudé à 45° - 45° Angulated
Acodado 45° - Angulado 45.°

E054 02 19 cm
Coudé à 90° - 90° Angulated
Acodado 90° - Angulado 90°



Spatule d'Olivecrona
Olivecrona Brain Spatula
Espatula Olivecrona
Espatula Olivecrona

S261 18 18 cm



Pince à Hypophyse d'Adson
Adson Hypophyseal Forceps
Pinza para Hipofisis Adson
Pinça para Hipofisis Adson

P154 23 23 cm

Pince Mac Kenzie à poser les Agrafes

Mac Kenzie Clip Applying Forceps
Pinza Mac Kenzie para poner los Grapas
Pinça Mac Kenzie para pousar os Agrafos


P774 15 15 cm



Pince Sweet à poser les Agrafes

Sweet Clip Applying Forceps
Pinza Sweet para poner Grapas
Pinça Sweet para pousar os Agrafos


P775 26 26 cm



Pince Smithwick à poser les Agrafes

Smithwick Clip Applying Forceps
Pinza Smithwick para poner Grapas
Pinça Smithwick para pousar os Agrafos

P774 26 26 cm



Pince Emporte-Pièces de Love-Gruenwald à Laminectomie

Love-Gruenwald Laminectomy Rongeur Forceps
Pinza Sacabocados Love-Gruenwald (Laminectomia)
Pinça Saca-bocados Love-Gruenwald (Laminectomia)

P491 18 18 cm - 3 mm x 10 mm - Droite - Straight - Recta - Recta
P492 18 18 cm - 3 mm x 10 mm - en Haut - Up - Arriba - om Cima
P493 18 18 cm - 3 mm x 10 mm - en Bas - Down - Abajo - om Baixo

Pince Emporte-Piècesde Spurling à Laminectomie

Spurling Laminectomy Rongeur Forceps
Pinza Sacabocados Spurling (laminectomia)
Pinça Saca-bocados Spurling (laminectomia)

- P511 18 18 cm - 4 mm x 10 mm
Droite - Straight - Recta - Recta
- P512 18 18 cm - 4 mm x 10 mm
en Haut - Up - Arriba - om Cima
- P513 18 18 cm - 4 mm x 10 mm
en Bas - Down - Abajo - om Baixo



Pince Emporte-Pièces de Colcough à Laminectomie

Colcough Laminectomy Rongeur Forceps
Pinza Sacabocados Colcough (laminectomia)
Pinça Saca-bocados Colcough (laminectomia)

- P522 16 16 cm - 4 mm
en Haut - Up - Arriba - om Cima
- P523 16 16 cm - 4 mm
en Bas - Down - Abajo - om Baixo



Conducteur de De Martel

De Martel Conductor
Conductor De Martel
Conductor De Martel

C311 33 33 cm



Poignée pour Scie de Gigli

Handle for Gigli Saw
Mango para Sierra Gigli
Punho para Serra de Gigli

S151 50 *La paire - By Pair*
Par - o Par



Scie de Gigli

Gigli Saw
Sierra Gigli
Serra Gigli

S151 00 50 cm
la Douzaine - By Dozen
por Docenas - por Duzia





Perforateur à Main d'Hudson

Hudson Bone Hand Drill
Perforador de mano Hudson
Furador de mano Hudson

P781 00 avec 5 fraises et une rallonge
With 5 Drills and 1 Extension
5 fresas + 1 alargareda
5 fresas + 1 alargareda



Pince à Traction Crânienne de Crutchfield

Crutchfield Cervical Traction Tongs
Pinza para Traccion craneana Crutchfield
Pinça para Tracção craniano Crutchfield

P120 00



Mèche pour Etrier Crânien de Crutchfield

Burr for Crutchfield Cervical Traction Tongs
Taladro para estribo craneal de Crutchfield
Broca para estribo craniano de Crutchfield

M107 35 7 cm x 3,5 mm
M107 50 7 cm x 5 mm

Ophthalmologie

Ophthalmology

Oftalmologia


Oftalmologia



Blépharostat de Pley

Pley Speculum
 Pinza para la Camara anterior Pley
 Pinça para a Camara anterior Pley

B101 07 7 cm



Blépharostat de Bowman

Bowman Speculum
 Pinza para la Camara anterior Bowman
 Pinça para a Camara anterior Bowman


B100 07 7 cm



Blépharostat de Graefe

Graefe Speculum
 Pinza para la Camara anterior Graefe
 Pinça para a Camara anterior Graefe

B101 16 6 cm
 B101 19 9 cm



Blépharostat de Barraquer-Colibri

Barraquer-Colibri Speculum
 Pinza para la Camara anterior Barraquer-Colibri
 Pinça para a Camara anterior Barraquer-Colibri


B104 05 5 cm



Blépharostat de Corcelle

Corcelle Speculum
 Pinza para la Camara anterior Corcelle
 Pinça para a Camara anterior Corcelle

B105 08 8 mm





Blépharostat d'Arruga

Arruga Speculum
 Pinza para la Camara anterior Arruga
 Pinça para a Camara anterior Arruga

B102 07 7 cm
 A gauche - *On Left*
 A la Izquierda - *A Esquerda*

B103 07 7 cm
 A droite - *On Right*
 a la Derecha - *a Direita*





Releveur à Paupières de Desmarres

Desmarres Lid Retractor
Retractor de Párpados Desmarres
Retractor de Palpebra Desmarres

R100 10 10 mm
R100 12 12 mm
R100 14 14 mm

Couteau à Cataracte de Graefe

Graefe Cataract Knife
Cuchillo para Catarata Graefe
Faca para Catarata Graefe

C602 00 13 cm



Aiguille de Bowman à corps étrangers


Bowman Decision Needle
Aguja Bowman
Agulha Bowman

Droite - Straight
Recta - *Recta*

A111 00 13 cm

Courbe - Curved
Curva - *Curva*

A110 00 13 cm



Couteau à Iris de Weber

Weber Iris Knife
Cuchillo de Iris Weber
Faca de Iris Weber

Droite - Straight
Recta - *Recta*

C605 00 13 cm

Courbe - Curved
Curva - *Curva*

C603 00 13 cm



Couteau de Ziegler

Ziegler Knife
Cuchillo Ziegler
Faca Ziegler

C606 00 12 cm



Kystitome de Graefe

Graefe Cystotome
Quistitomo de Graefe
Quistitomo de Graefe

K016 00 13,5 cm



Keratome de Jaeger triangulaire

Jaeger Keratome
Queratomio Jaeger triangular
Queratomio Jaeger triangular

Droite - Straight
Recta - Recta

K014 00

Courbe - Curved
Curva - Curva

K015 00



Cliveleur de Paufique

Paufique Scarifier
Escarificator Paufique
Escarificador de Paufique

C590 00 13,5 cm



Burin de Rollet

Rollet Chisel
Cinzel Rollet
Cinzel Rollet

B10 4 00 13 cm

Gouge de Walton

Walton Foreign Body Gouge
Gubia Walton
Goiva Walton

G051 00 12,5 cm





Anse de Snellen

Snellen Loop
Asa Snellen
Asa Snellen

A046 01 13,5 cm



Crochet de Graefe

Graefe Hook
Gancho Graefe fino
Gancho Graefe

C604 00 14 cm
Fin à Iris - Fine
Fino - Fino

C604 10 14 cm
Mousse à Strabisme - Blunt
Romo - Rombo



Curette de Meyhoefer

Meyhoefer Curette
Cureta Meyhoefer
Cureta Meyhoefer

C612 05 13,5 cm - Ø 0,5 mm
C612 10 13,5 cm - Ø 1 mm
C612 20 13,5 cm - Ø 2 mm

Curette à Cataracte de Daviel

Daviel Cataract Curette
Cureta para Catarata Daviel
Cureta para Catarata Daviel

C611 00 13 cm



Curette de Bunge

Bunge Chalazion Curette
Cureta Bunge
Cureta Bunge

C621 00 14 cm



Ecarteur de Knapp

Knapp Retractor
Separador Knapp
Apartador Knapp

E411 00 14 cm



Ecarteur à Enucléation de Wells

Wells Enucleation Retractor
Separador para Enucleacion Wells
Apartador para Enucleação Wells

E411 20 15 cm



Ecarteur de Bonn

Bonn Retractor
Separador Bonn
Apartador Bonn

E411 30 15,5 cm

Ecarteur d'Arruga

Arruga Retractor
Separador Arruga
Apartador Arruga


E411 40 13,5 cm



Spatule de Jaeger

Jaeger Spatula
Espatula Jaeger
Espatula Jaeger

S250 30 11 cm



Spatule à Iris de De Wecker

De Wecker Iris Spatula
Espatula de Iris De Wecker
Espatula de Iris De Wecker

S250 20 13,5 cm

Spatule à Iris de Castroviejo

Castroviejo Iris Spatula
Espatula de Iris Castroviejo
Espatula de Iris Castroviejo


S250 10 13,5 cm



Stylet Dilatateur de Wilder

Wilder Probe Dilator
Estilete Dilatador Wilder
Estilete Dilatador Wilder

- | | |
|---------|---|
| S250 40 | 10 cm - Fig. 1
<i>Fin - Fine</i>
<i>Fino - Fino</i> |
| S250 50 | 10 cm - Fig. 2
<i>Moyen - Medium</i>
<i>Medio - Medio</i> |



Sonde à Voies Lacrymales Double de Bowman

Bowman Lachrymal Probe
Sonda para canal lacrimal doble Bowman
Sonda para canal lacrimal dobro Bowman

- | | |
|---------|-------------|
| S040 01 | 10 cm - 0/1 |
| S040 23 | 10 cm - 2/3 |
| S040 45 | 10 cm - 4/5 |
| S040 67 | 10 cm - 6/7 |



Canule à Voies Lacrymales de Galezowski

Galezowski Lachrymal Cannula
Canula de canal lacrimal Galezowski
Canula de canal lacrimal Galezowski

Droite - Straight
Recta - Recta

- C902 01 Ø23 G - Luer Lock

Courbe - Curved
Curva - Curva


- C902 02 Ø23 G - Luer Lock



Canule à Air et Liquide de Rycroft

Rycroft Air and Liquid Injection Cannula
Canula de inyeccion del aire Rycroft
Canula de injeccao de ar Rycroft

- C921 03 Ø0,3 mm - Luer Lock



Sonde à Voies Lacrymales de Galezowski

Galezowski Lachrymal Probe
Sonda para canal Lacrimal Galezowski
Sonda para canal Lacrimal Galezowski

Bout Olivaire - Bulbous Tip

- | | |
|---------|----------------|
| S051 01 | 10 cm - Fig. 1 |
| S051 02 | 10 cm - Fig. 2 |
| S051 03 | 10 cm - Fig. 3 |
| S051 04 | 10 cm - Fig. 4 |

Trépan à Sclérectomie

Sclerectomy Trepine
Trepano para Sclerectomia
Trepano para Sclerectomia

T20102 Ø 2 mm



Micro Fraise Arruga

Arruga Micro Burr
Micro Arruga
Micro Arruga

M330 00



Aimant + Anse

Foreign Body Remover & Magnetic Eye Probe
Iman con Asa
Iman com Asa

A046 02 14 cm



Aimant + Anse + Loupe

Foreign Body Remover & Magnetic Eye Probe With Magnifier
Iman con Asa + Lupa
Iman com Asa + Aupa


A046 03 14 cm



Compas de Castroviejo

Castroviejo Caliper
Compas Castroviejo
Compasso de Castroviejo

C601 00 8,5 cm



Pince Dissection Fine de Graefe à Iris

Graefe Fine Iris Forceps

Pinza Disección fina Graefe para iris

Pinça Dissecção fina Graefe para iris

Droite - Straight

Recta - *Recta*

P532 10 10 cm - Fig. 1
SIG - *No Teeth*
Sin Dientes - *Sem Dentes*

P535 10 10 cm - Fig. 4
A/G - *1x2 Teeth*
Con Dientes - *Com Dentes*

1/2 Courbe - 1/2 Curved

1/2 Curva - *1/2 Curva*

P533 10 10 cm - Fig. 2
SIG - *No Teeth*
Sin Dientes - *Sem Dentes*


P536 10 10 cm - Fig. 5
A/G - *1x2 Teeth*
Con Dientes - *Com Dentes*

Courbe - Curved

Curva - *Curva*

P534 10 10 cm - Fig. 3
SIG - *No Teeth*
Sin Dientes - *Sem Dentes*

P537 10 10 cm - Fig. 6
A/G - *1x2 Teeth*
Con Dientes - *Com Dentes*



Pince de Bishop-Harman

Bishop-Harman Forceps

Pinza Bishop-Hartmann

Pinça Bishop-Hartmann

P530 08 8 cm
SIG - *No Teeth*
Sin Dientes - *Sem Dentes*

P530 18 8 cm
A/G - *1x2 Teeth*
Con Dientes - *Com Dentes*



Pince à Iris de Gill-Hess

Gill-Hess Iris Forceps

Pinza para Iris Gill-Hess

Pinça para Iris Gill-Hess

P527 08 7,5 cm



Pince à Iris de Fisher

Fisher Iris Forceps

Pinza para Iris Fisher

Pinça para Iris Fisher

Courbe - Curved
Curva - *Curva*

P527 07 7 cm

Pince à Fixer de Barraquer

Barraquer Fixation Forceps
Pinza de Fijacion Barraquer
Pinça de Fixação Barraquer

P520 12 10 cm
1x2 Griffes Oblique - *1x2 Oblic Teeth*
1x2 Dientes Oblicua - *1x2 Dentes Obliqua*



Pince à Fixer le Globe de Dujardin

Dujardin Eye Ball Fixation Forceps
Pinza de Fijacion del globo Dujardin
Pinça de Fixação de globo Dujardin

P521 00 10,5 cm



Pince à Fixer d'Elschnig

Elschnig Fixation Forceps
Pinza de Fijacion Elschnig
Pinça de Fixação Elschnig

P526 00 11,5 cm
1x2 Griffes Oblique - *1x2 Oblic Teeth*
1x2 Dientes Oblicua - *1x2 Dentes Obliqua*



Pince à Fixer de Graefe

Graefe Fixation Forceps
Pinza de Fijacion Graefe
Pinça de Fixação Graefe

P524 11 11 cm
Avec Ressort - With Spring Catch
Con Muelle - Com Mola

P525 11 11 cm
Sans Ressort - Without Spring Catch
Sin Muelle - Sem Mola



Pince Capsulaire de Schweigger

Schweigger Capsular Forceps
Pinza Capsular Schweigger
Pinça Capsular Schweigger

P531 10 10 cm
Multigriffe Angulaire
Multi Teeth Angulated
Multidentes Angular
Multidentes Angular



Pince Capsulaire d'Arruga

Arruga Capsular Forceps
Pinza Capsular Arruga
Pinça Capsular Arruga

P531 95 9,5 cm

Pince à Suture de Castroviejo (à plateau)

Castroviejo Suture Forceps
Pinza para Sutura Castroviejo
Pinça para Sutura Castroviejo

P528 10 10 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - *Com Dentes*



Pince à Suture de Tübingen (à plateau)

Tübingen Suture Forceps
Pinza para Sutura Tübingen
Pinça para Sutura Tübingen

Droite - Straight
Recta - *Recta*

P529 10 10 cm
S/G - *No Teeth*
Sin Dientes - *Sem Dentes*

P529 13 10 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - *Com Dentes*

Courbe - Curved
Curva - *Curva*

P529 11 10 cm
S/G - *No Teeth*
Sin Dientes - *Sem Dentes*

P529 12 10 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - *Com Dentes*



Pince Hémostatique à Tendre les Fils de De Wecker

De Wecker Hemostatic Forceps Serrefine For Suture

Pinza Hemostatica para Tensar Hilos De Wecker

Pinça Hemostatica para Esticar Fios De Wecker

Droite - Straight

Recta - Recta

P540 05 5 cm


P540 07 7 cm

Courbe - Curved

Curva - Curva

P540 15 5 cm

P540 17 7 cm



Pince à Epiler les Cils de Douglas

Douglas Fine Cilia Forceps

Pinza Depilatoria Douglas

Pinça para Depilar Douglas

P264 09 9 cm



Pince Emporte-Pièces de Holth

Holth Punch Forceps

Pinza Cortante Holth

Pinça Sacar-bocados Holth

P14530




Pince à Chalazion de Desmarres

Desmarres Chalazion Forceps

Pinza de Chalazion Desmarres

Pinça de Chalazion Desmarres

P526 50 8,5 cm



Ciseaux Iridectomie

Iris Scissors
 Tijeras para Iridectomia
 Tesoura para Iridectomia

Droits - Straight
 Rectas - *Recta*

C094 10 10 cm
 C094 11 11,5 cm

Courbes - Curved
 Curvas - *Curva*

C095 10 10 cm
 C095 11 11,5 cm

Ciseaux Stevens



Stevens Scissors
 Tijeras Stevens
 Tesoura Stevens

Droits - Straight
 Rectas - *Recta*

C024 10 10 cm

Courbes - Curved
 Curvas - *Curva*

C025 10 10 cm



Ciseaux Strabisme

Strabismus Scissors
 Tijeras para Estrabismo
 Tesoura para Estrabismo

Droits - Straight
 Rectas - *Recta*

C134 11 11,5 cm

Courbes - Curved
 Curvas - *Curva*

C135 11 11,5 cm



Ciseaux de Barraquer

Barraquer Scissors
Tijeras Barraquer
Tesoura Barraquer


C590 55 5,5 cm



Ciseaux de De Wecker

De Wecker Scissors
Tijeras De Wecker
Tesoura De Wecker

C594 11 11 cm



Ciseaux de Noyes

Noyes Scissors
Tijeras Noyes
Tesoura Noyes

C594 12 12 cm

Ciseaux de Castroviejo

Castroviejo Scissors
Tijeras Castroviejo
Tesoura Castroviejo

Courbes - Curved
Curvas - Curvas

C595 10 10 cm



Ciseaux de Vannas

Vannas Scissors
Tijeras Vannas
Tesoura Vannas


C594 08 8 cm

Porte-Aiguille de Barraquer Mousse

Barraquer Needle Holder
Porta-Agulas Barraquer Romas
Porta-Agulha Barraquer Romba

Courbe - Curved
Curva - *Curva*

P541 13 13 cm



Porte-Aiguille de Castroviejo Mousse



Castroviejo Needle Holder
Porta-Agulas Castroviejo Romas
Porta-Agulha Castroviejo Romba

Droit - Straight
Recta - *Recta*

P542 14 14 cm

Courbe - Curved
Curva - *Curva*

P543 14 14 cm



Porte-Aiguille de Stevens

Stevens Needle Holder
Porta-Agulas Stevens
Porta-Agulha Stevens

P332 13 13 cm




Dentaire

Dental

Dentario

Dentario

Echelle : 1/2



Incisives/Canines du Haut

Upper Lateral & Canines
Inciso / Canino del Abajo
Incisivo / Canino o Cima


DDVAD02 N° 2



Prémolaires du Haut

Upper Premolars
Pre-molar del Arriba
Pre-molar o Cima

DDVAD07 N° 7



Canines / Prémolaires du Bas

Lower Premolar
Canino / Pre-molar del Abajo
Canino / Pre-molar o Baixo

DDVAD13 N° 13

Molaire Gauche du Haut

Upper Molar Left
Molar Izquierda del Arriba
Molar esquerda o Cima

DDVAD18 N° 18

Molaire Droite du Haut




Upper Molar Right
Molar Recta del Arriba
Molar Recta o Cima

DDVAD17 N° 17

Incisives / Racines du Haut

Upper Roots
Inciso / Raiz del Arriba
Incisivo / Raiz o Cima

DDVAD29 N° 29



Molaires du Bas

Lower Molars
Molar del Abajo
Molar o Cima

DDVAD22 N° 22



Incisives / Racines du Bas

Lower Roots
Inciso / Raiz del Abajo
Incisivo / Raiz o Baixo


DDVAD33 N° 33



Racines / Prémolaires / Canines Inférieures

Lower Roots / Premolars / Canines
Raiz / Pre-molar / Canino Inferior
Raiz / Pre-molar / Canino Inferior


DDVAD33A N° 33A



Racines du Bas

Lower Roots
Raiz del Abajo
Raiz o Baixo


DDVAD45 N° 45



Racines du Haut

Upper Roots
Raiz del Arriba
Raiz o Cima

DDVAD51 N° 51



Racines du Haut

Upper Roots
Raiz del Arriba
Raiz o Cima

DDVAD51A N° 51A



Racines du Haut

Upper Roots
Raiz del Arriba
Raiz o Cima

DDVAD51L N° 51L



Molaire Supérieure Gauche

Upper Molar Left
Molar Superior a la Izquierda
Molar Superior a la Esquerda


DDVAD65L N° 65L



Molaire Supérieure Droite

Upper Molar Right
Molar Superior Recta
Molar Superior Recta

DDVAD65R N° 65R



Dents de Sagesse Supérieures



Upper Third Molars
Muela del Juicio Superior
Dentes do Siso Superior

DDVAD67 N° 67

Dents de Sagesse du Haut

Upper Third Molars
Muela del Juicio del arriba
Dentes do Siso o Cima

DDVAD67A N° 67A



Molaires Inférieures

Lower Molars
Molar Inferior
Molar Inferior

DDVAD73 N° 73

Racines / Incisives Inférieures

Lower Roots
Raiz / Inciso Inferior
Raiz / Incisivo Inferior

DDVAD74 N° 74



Racines/Incisives Inférieures


Lower Roots
Raiz / Inciso Inferior
Raiz / Incisivo Inferior

DDVAD74N N° 74N

Dents de Sagesse du Bas

Lower Third Molars
Muela del Juicio del Abajo
Dentes do Siso o Baixo


DDVAD79 N° 79





Molaires du Haut
Upper Molars
Molar del Arriba
Molar o Cima

DDVEN03 N° 3




Incisives / Canines Inférieures
Lower Incisors
Inciso / Canino Inferior
Incisivo / Canino Inferior

DDVEN05 N° 5



Molaires du Bas
Lower Molars
Molar del Abajo
Molar o Baixo

DDVEN06 N° 6



Racines du Bas
Lower Roots
Raiz del Abajo
Raiz o Baixo

DDVEN07 N° 7



Incisives du Haut
Upper Incisors
Inciso del Abajo
Incisivo o Baixo

DDVEN39 N° 39



Racines du Haut
Upper Roots
Raiz del Abajo
Raiz o Cima

DDVEN51S N° 51S



Incisives/Canines Supérieures
Upper Incisors
Inciso/Canino Superior
Incisivo/canino Superior

DDVEN137 N° 137


Prémolaires Haut
Upper Premolars
Pre-molar del arriba
Pre-molar o Cima

DDVEN139 N° 139



Sondes
Probes
Sondas
Sondas

- DSOND01 14 cm - N° 1
Sonde de Rhein - Rhein Probes
Sonda Rhein - Sonda Rhein
- DSOND02 14 cm - N° 2
- DSOND06 14 cm - N° 6
- DSOND08 14 cm - N° 8
- DSOND09 14 cm - N° 9
- DSOND16 14 cm - N° 16
- DSOND17 14 cm - N° 17
- DSOND19 14 cm - N° 19
- DSOND23 14 cm - N° 23




Spatule double de Heidemann

Heidemann plastic Filling Instruments

Espatula doble Heidemann

Espatula dobrada Heidemann

DSFDB00	17 cm - N° 0
DSFDB01	17 cm - N° 1
DSFDB02	17 cm - N° 2




N° 0



N° 1



N° 2



Ciseaux de Kelly Pointu

Kelly Sharp Scissors
Tijeras Kelly agudas
Tesoura Kelly pontiagudos

Droits - Straight
Rectas - *Recta*

DCXKD16 16 cm

Courbes - Curved
Curvas - *Curva*

DCXKC16 16 cm



Ciseaux de Goldman-Fox

Goldman-Fox Scissors
Tijeras Goldman-Fox
Tesoura Goldman-Fox

Droits - Straight
Rectas - *Recta*

DCXGD12 12,5 cm

Courbes - Curved
Curvas - *Curva*

DCXGC12 12,5 cm



Ciseaux à Gencives

Gum Scissors
Tijeras de Encias
Tesoura para Gengivas

Droits - Straight
Rectas - *Recta*

DCXGD11 11,5 cm

Courbes - Curved
Curvas - *Curva*

DCXGC11 11,5 cm



Ciseaux Lisses à Couronnes


Crown Scissors
Tijeras lisas para Coronas
Tesoura lisos para Coroa

Droits - Straight
Rectas - *Recta*

DCXCD11 11,5 cm

Courbes - Curved
Curvas - *Curva*

DCXCC11 11,5 cm



Ciseaux de Castroviejo

Castroviejo Scissors
Tijeras Castroviejo
Tesoura Castroviejo

Courbes - Curved
Curvas - *Curva*

C59510 10 cm



Ciseaux à Couronnes Universels crantés

Universal Saw Edge Crown Scissors
Tijeras de Coronas Universal con muescas
Tesoura para Coroa Universal com entalhes


DCXUC10 10 cm



Curette double de Hemingway

Hemingway double end Curette
Cureta doble Hemingway
Cureta dobrada Hemingway

DCURDB1 19 cm - N° 1
DCURDB2 19 cm - N° 2
DCURDB3 19 cm - N° 3



Curette double de Chompret

Chompret double end Curette
Cureta doble Chompret
Cureta dobrada Chompret

DCURDB0 14 cm



Curette double de Donald

Donald double end Curette
Cureta doble Donald
Cureta dobrada Donald

DCURDO1 16,5 cm - N° 1
DCURDO2 16,5 cm - N° 2

Curette double de Gracey

Gracey double end Curette

Cureta doble Gracey

Cureta dobrada Gracey

DCURG01 17 cm - N° 1 / N° 2
DCURG03 17 cm - N° 3 / N° 4
DCURG05 17 cm - N° 5 / N° 6
DCURG07 17 cm - N° 7 / N° 8
DCURG09 17 cm - N° 9 / N° 10
DCURG11 17 cm - N° 11 / N° 12
DCURG13 17 cm - N° 13 / N° 14

N° 1 / N° 2

N° 3 / N° 4


N° 5 / N° 6

N° 7 / N° 8


N° 9 / N° 10

N° 11 / N° 12

N° 13 / N° 14




Élévateurs
Elevators
Elevador
Elevador




Élévateur de Bein

Bein Elevator
Elevador Bein
Elevador Bein

DELBE1	14 cm - N° 1
DELBE2	14 cm - N° 2
DELBE3	14 cm - N° 3



1




2

3

Élévateur Apical

Apical Elevator
Elevador Apical
Elevador Apical

DELAPI1	15 cm - N° 1
DELAPI2	15 cm - N° 2
DELAPI3	15 cm - N° 3



1

2

Élévateur Cryer

Cryer Elevator
Elevador Cryer
Elevador Cryer

DELCRY1	15,5 cm - N° 1
DELCRY2	15,5 cm - N° 2

Syndesmotome de Chompret

Root Elevators

Syndesmotomo Chompret

Syndesmotomo Chompret

- DSYNDD1 15,5 cm
Droit - *Straight*
Recta - *Recta*
- DSYNDC2 Courbe - *Curved*
Curva - *Curva*
- DSYNDF3 Faucille - *Sickle*
De Hoz - *Folcinho*
- DSYNDS4 Dents de Sagesse - *For Wisdom Tooth*
Muela del Juicio - *Dente do Siso*



DSYNDD1



DSYNDC2



DSYNDF3



DSYNDS4


Excavateur Double de White

White Double Excavator

Excavador Doble White

Excavador Dobrado White

DEXWH05	17,5 cm - N° 5
DEXWH14	17,5 cm - N° 14
DEXWH17	17,5 cm - N° 17
DEXWH18	17,5 cm - N° 18
DEXWH19	17,5 cm - N° 19
DEXWH20	17,5 cm - N° 20



Excavateur double Darby-Perry

Darby-Perry Double Excavator
Excavador Doble Darby-Perry
Excavador Dobrado Darby-Perry

- DEXDP05 15 cm - N° 5
- DEXDP14 15 cm - N° 14
- DEXDP17 15 cm - N° 17
- DEXDP18 15 cm - N° 18
- DEXDP19 15 cm - N° 19
- DEXDP20 15 cm - N° 20



N° 5



N° 14



N° 17



N° 18



N° 19



N° 20



Instrumento para quitar el Tartaro
Instrumento para tirar o Tartaro

Jacquette

Scaler
Jacquette
Jacquette

- DDETJA1 15 cm - N° 1
- DDETJA2 15 cm - N° 2
- DDETJA3 15 cm - N° 3
- DDETJA4 15 cm - N° 4
- DDETJA5 15 cm - N° 5
- DDETJA6 15 cm - N° 6
- DDETJA7 15 cm - N° 7




N°1



N°2



N°3



N°4



N°5



N°6



N°7



N°2



N°3



N°6



N°7



N°32



N°33



N°34

Instrument à Détartre

Scaler
Instrumento para quitar el Tartaro
Instrumento para tirar o Tartaro

- DINDE02 15,5 cm - N° 2
- DINDE03 15,5 cm - N° 3
- DINDE06 15,5 cm - N° 6
- DINDE07 15,5 cm - N° 7
- DINDE32 15,5 cm - N° 32
- DINDE33 15,5 cm - N° 33
- DINDE34 15,5 cm - N° 34

Fouloirs à Amalgame

Amalgam Instruments
Sobador para Amalgama
Misturador para Amalgama

Bouts Lisses - Smooth Tips
Puntas Lisas Foc - *Pontas Lisas Foc*


- DFAFOC0 18 cm - Foc 0
- DFAFOC1 18 cm - Foc 1
- DFAFOC2 18 cm - Foc 2

Fouloirs à Amalgame

Amalgam Instruments
Sobador para Amalgama
Misturador para Amalgama

Bouts Striés - Serrated Tips
Puntas estriadas black - *Pontas estriadas black*

- DFABLA1 18 cm - Black 1
- DFABLA2 18 cm - Black 2
- DFABLA3 18 cm - Black 3



Brunissoirs
Burnishers
Brunissor
Brunissor

- DBR2526 N° 25 / 26
- DBR2627 N° 26 / 27
- DBR2829 N° 28 / 29
- DBR2631 N° 26 / 31



N° 25 / 26



N° 26 / 27



N° 28 / 29



N° 26 / 31

Instruments tranchants de Black

Black cutting Instruments
Instrumento cortante Black
Instrumento cortante Black

- DTRBLA1 17 cm - N° 1
- DTRBLA2 17 cm - N° 2
- DTRABL3 17 cm - N° 3
- DTRABL4 17 cm - N° 4
- DTRABL5 17 cm - N° 5



Instrument à Modeler de Thomas

Thomas Wax Modeling Instrument
 Instrumento para Modelar Thomas
Instrumento para Moldar Thomas

DINTH01	17 cm - N° 1
DINTH02	17 cm - N° 2
DINTH03	17 cm - N° 3
DINTH04	17 cm - N° 4
DINTH05	17 cm - N° 5



N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5

Limes à Os de Seldin

Seldin Bones Files
 Lima para Huesos Seldin
Lima para Ossos Seldin

DLIMSE1 18 cm - N° 1
 DLIMSE2 18 cm - N° 2



N° 7



N° 8

Élévateur de Freer

Freer Elevator
 Elevador Freer
Elevador Freer

DELFRE0 17 cm



Décolleur de Molt

Molt Elevator
 Desprendimientor Molt
Degolador Molt

DDECM07 18 cm - N° 7
 DDECM08 18 cm - N° 8
 DDECM09 18 cm - N° 9



N° 7



N° 8



N° 9



Pince d'Adson


Adson Dissecting Forceps
Pinza Adson
Pinça Adson

P330 12 12 cm
A/G - 1x2 Teeth
Con Dientes - Com Dentes

Pince Brucelle de Miriam

Miriam Tweezers
Pinza Brucelle Miriam
Pinça Brucelle Miriam

Contre-Coudée - Double Bent
Contra-Acodadas - Contra-Angular
P046 16 16 cm



Pince de London College

London College Tweezers
Pinza London College
Pinça London College

P047 15 15 cm

Pince Autofermante de London College

London College Self-Locking Tweezers
Pinza Autocerrante London College
Pinça Autocerrante London College


DPINLC1 15 cm

Pince pour Papier à Articuler de Miller

Miller Tweezers for Articulating Paper
Pinza para Papel de Articular Miller
Pinça para Papel de Articular Miller

DPIMIL1 15,5 cm





Pince de Stieglitz

Stieglitz Forceps
Pinza Stieglitz
Pinça Stieglitz

Courbe - Curved
Curva - Curva

DP1STG1 14 cm

Pince Gouge de Luer

Luer Bone Rongeur
Pinza-gubia Luer
Pinça-goiva Luer

Droite - Straight
Recta - Recta


P480 16 16 cm - Mors 5 mm

P480 17 17 cm - Mors 8 mm

Courbe - Curved
Curva - Curva

P481 16 16 cm - Mors 5 mm

P481 17 17 cm - Mors 8 mm



Pince gouge de Beyer

Beyer Bone Rongeur
Pinza-gubia Beyer
Pinça-goiva Beyer

Légèrement Courbe - Lightly Curved
Curva - Curva

P480 18 18 cm - Mors 3,5 mm


Double Articulation - Double Articulation
Doble Articulacion - Doble Articulacao

Pince Coupante de Liston

Liston Cutting Forceps
Pinza Cortante Liston
Pinça Cortante Liston

Droite - Straight
Recta - Recta

P456 14 14 cm





Pince de Waldsachs originale


Waldsachs original Forceps
Pinza original Waldsachs
Pinça original Waldsachs

DPIWAL1 15 cm

Pince de Witzel à fragments

Witzel Forceps with fragments
Pinza de Witzel fragmento
Pinça de Witzel fragmento

DPIWIT1 16 cm



Porte-Aiguille de Crile-Wood

Crile-Wood Needle Holder
Porta-agujas Crile-Wood
Porta-agulha Crile-Wood


P384 15 15 cm



Porte-Aiguille de Mathieu

Mathieu Needle Holder
Porta-Agujas Mathieu
Porta-Agulha Mathieu

P314 14 14 cm
 P314 17 17 cm
 P314 20 20 cm



Compas d'Iwanson

Iwanson Measuring Instrument
Compas Iwanson
Compasso Iwanson

DCOIWA1 10 cm



Spatule Simple pour Ciment

Cement Single Spatula
Espatula Simple para Cemento
Espatula Singela para Cimento

DSPSI24 17,5 cm - N° 24
DSPSI36 15 cm - N° 36

Spatule Double pour Ciment

Cement Double Spatula
Espatula Doble para Cemento
Espatula Dobrada para Cimento

DSPDB01 17,5 cm - N° 1
DSPDB02 17,5 cm - N° 2



N° 24



N° 36



N° 1



N° 2



Couteau à Cire de Fahlenstock
Fahlenstock Wax Knives
Cuchillo para Cera Fahlenstock
Faca para Cera Fahlenstock

DCOFA17 17 cm



Couteau à Cire
Wax Knives
Cuchillo para Cera
Faca para Cera

DCOCP17 17 cm



Couteaux à Cire de Lessmann
Lessmann Wax Knives
Cuchillo para Cera Lessmann
Faca para Cera Lessmann

DCOLE13 13 cm
DCOLE17 17 cm

Couteaux à Plâtre

Plaster Knives
Cuchillo para Escayola
Faca para penso Estucado

DCOPLA2 13,5 cm
DCOPLA1 17 cm

Spatules à Plâtre

Cement Spatulas
Espatula para Escayola
Espatula para Gesso

DSPLAT1 17,5 cm
DSPLAT2 19 cm
DSPLAT3 19 cm



DCOPLA2



DCOPLA1



DSPLAT1



DSPLAT2



DSPLAT3

Porte Amalgame Simple

Single Amalgam Carriers
Porta-Amalgama Simple
Porta-Amalgama Singelo

DPASI01 14 cm



Porte Amalgame Double



Double Amalgam Carriers
Porta-Amalgama Doble
Porta-Amalgama Dobrado


DPADB12 20,5 cm - Ø 1,4 mm / Ø 2 mm
DPADB22 20,5 cm - Ø 2 mm / Ø 2,5 mm

Porte Amalgame Simple

Single Amalgam Carriers
Porta-Amalgama Simple
Porta-Amalgama Singelo

DPASI14 Ø 1,4 mm
DPASI20 Ø 2 mm
DPASI25 Ø 2,5 mm






Arrache Couronnes

Crown Remove
Extractor de Corona
Extractor de Corona


DARCOU3 18 cm
3 Pièces - 3 Pieces
3 Piezas - 3 Peças



Porte Matrice

Matrix Retainer
Porta-Matriz
Porta-Matriz


DPOMA06 7,5 cm



Porte Matrice Universel de Tofflemire

Universal Toffelmire Matrix Retainer
Porta-Matriz universal Tofflemire
Porta-Matriz universal Tofflemire

DPOMAUT 5,5 cm




Seringues à Cartouche

Cartridge Syringes
Jeringa
Seringa

DSECAL1 11 cm
Chargement Latéral avec Aspiration 1,8 cc
Aspirating Lateral Loading 1,8 cc
Carga Lateral con Aspiracion 1,8 cc
Recarga Lateral com Aspiraçao 1,8 cc

DSECAL2 11 cm
Chargement Latéral avec Aspiration 2,2 cc
Aspirating Lateral Loading 2,2 cc
Carga Lateral con Aspiracion 2,2 cc
Recarga lateral com aspiraçao 2,2cc



DSECSL1 11 cm
Chargement Latéral sans Aspiration 1,8 cc
Without Aspiration Lateral Loading 1,8 cc
Carga Lateral sin Aspiracion 1,8 cc
Recarga Lateral sem aspiraçao 1,8 cc

DSECSL2 11 cm
Chargement Latéral sans Aspiration 2,2 cc
Without Aspiration Lateral Loading 2,2 cc
Carga Lateral sin Aspiracion 2,2 cc
Recarga Lateral sem Aspiraçao 2,2cc




Porte Empreintes Perforé Haut
Impression Tray perforated Upper
Porta-Huellas Perforado Alto
Porta-Marcas Perforado Alto

DPEMPH



Porte Empreintes Perforé Bas
Impression Tray Perforated Lower
Porta-huellas Perforado bajo
Porta-marcas Perforado baixo

DPEMPB



Porte Empreintes Non Perforé Haut
Impression Tray No Perforated Upper
Porta-huellas No Perforado Alto
Porta-marcas Nao Perforado Alto

DPEMHA



Porte Empreintes Non Perforé Bas
Impression Tray No Perforated Lower
Porta-huellas no Perforado Bajo
Porta-marcas Nao Perforado Baixo

DPEMBA

Boîtes de Composition

Instruments Sets

Cajas Composicion

Caixas Composição

FRANCAIS

I - Générale

95HOL001	Boîte à Compresses
95HOL002	Boîte à Pansements
95HOL003	Boîte Urgence Soins
95HOL004	Boîte pour Abscès Suture
95HOL005	Boîte pour Infirmier
95HOL006	Boîte pour Petite Chirurgie
95HOL007	Boîte Chirurgie d'Urgence
95HOL010	Boîte Chirurgie Générale
95HOL011	Boîte Grand Nécessaire Chirurgie
95HOL012	Boîte Chirurgie Mineure
95HOL013	Boîte Chirurgie pour Enfant
95HOL014	Boîte Chirurgie pour Voies Basses
95HOL020	Boîte Chirurgie Parties Molles
95HOL021	Boîte Gastrectomie
95HOL022	Boîte Laparatomie
95HOL023	Boîte pour Abdomen
95HOL024	Boîte pour Estomac
95HOL025	Boîte pour Appendicite-Hernie
95HOL026	Boîte Ecarteurs Abdominaux
95HOL027	Boîte Chirurgie Biliaire et Digestive
95HOL066	Boîte pour Intestin
95HOL030	Boîte à Prostate
95HOL035	Boîte Thoraxcotomie
95HOL036	Boîte Chirurgie Pulmonaire
95HOL037	Boîte pour ponction lombaire
95HOL040	Boîte pour Amputation
95HOL041	Boîte Autopsie Simple
95HOL050	Boîte Fissure Anale - Hémorroïdes
95HOL051	Boîte Phimosis
95HOL052	Boîte Circoncision
95HOL060	Boîte Chirurgie Mains et Tendons
95HOL061	Boîte Chirurgie Plastique Maxilo-Facial
95HOL062	Boîte Chirurgie Fine - Chirurgie Plastique
95HOL063	Boîte petite Chirurgie du Cou - Thyroïde
95HOL064	Boîte Plastique Main
95HOL065	Boîte pour Traumatologie
95HOL070	Boîte à Dénudation
95HOL071	Boîte pour Greffe de Peau

II - Gynécologique, Obstétrique, Urologique, Vésicale

Gynécologie

95HOL100	Boîte Accouchement Simple
95HOL102	Boîte de Curetage
95HOL103	Boîte Examen Vaginal
95HOL104	Boîte Césarienne
95HOL105	Boîte Accouchement Complète
95HOL106	Boîte à Périnée
95HOL107	Boîte Urgence Gynécologique
95HOL108	Boîte Hystérectomie
95HOL109	Boîte Forceps de Tarnier
95HOL110	Boîte 30 bougies de Hégar
95HOL111	Boîte Curetage et Aspiration IVG
95HOL112	Boîte Episiotomie
95HOL113	Boîte DIU pour pose du Stérilet
95HOL114	Boîte Cerclage du Col Utérin
95HOL115	Boîte Exploration Vaginale
95HOL116	Boîte Basiotribe
95HOL117	Boîte Accouchement Episiotomie
95HOL118	Boîte Insertion et Enlèvement DIU
95HOL119	Boîte pour Prolapsus Utérin
95HOL120	Boîte Fistules Vaginales
95HOL121	Boîte Incisions Utérine

Urologie

95HOL140	Boîte Chirurgie Urinaire
95HOL141	Boîte Urologie
95HOL142	Boîte Chirurgie Vésicule
95HOL143	Boîte Chirurgie Foie-Vessie
95HOL144	Boîte à Cystostomie
95HOL145	Boîte Chirurgie du Rein

Divers

95HOL150	Boîte Mammectomie-Mastectomie
95HOL151	Boîte Biopsie Utérine
95HOL170	Boîte Pour Prolapsus Rectal

III - l'Osseux, Neurologie, Vasculaire

L'Osseux

95HOL201	Boîte Chirurgie Osseuse
95HOL202	Boîte Grande Orthopédie
95HOL203	Boîte Petite Orthopédie
95HOL204	Boîte pour Poser les Broches
95HOL206	Boîte pour Fémur
95HOL207	Boîte pour le Coude
95HOL208	Boîte pour le Humérus
95HOL209	Boîte pour Arthrotomie du Genou
95HOL211	Boîte pour la rotule
95HOL212	Boîte pour la Cheville
95HOL213	Boîte Scaphoïde (main et pied)
95HOL214	Boîte Traumatologie
95HOL221	Boîte pour la Plâtre
95HOL222	Boîte pour le Ménisque

Neurologie

95HOL220	Boîte Neuro-Chirurgie (Laminectomie)
95HOL205	Boîte pour Rachis
95HOL210	Boîte pour Sciatique
95HOL225	Boîte Chirurgie du Crane
95HOL226	Boîte Trépanation

Vasculaire

95HOL235	Boîte Vasculaire
95HOL236	Boîte pour Varices
95HOL237	Boîte pour Embolectomie

IV - O.R.L.

95HOL301	Boîte Complète pour ORL.
95HOL302	Boîte Urgence ORL.
95HOL320	Boîte pour Thyroïde
95HOL321	Boîte pour Amygdales
95HOL322	Boîte pour Goître
95HOL350	Boîte Intubation Adulte
95HOL351	Boîte Intubation Enfant
95HOL360	Boîte pour Trachéotomie + Canules
95HOL361	Boîte pour Mastoïdite
95HOL362	Boîte pour Tympanoplastie

95HOL363	Set Adenoïdectomie
95HOL364	Boîte pour Admydales - Végétations (Adulte)
95HOL365	Boîte pour Admydales - Végétations (Enfant)
95HOL366	Boîte pour le Larynx
95HOL367	Boîte pour le Sinus
95HOL368	Boîte de Rhinoplastie
95HOL369	Boîte pour Cloison Nasale
95HOL370	Boîte de Set Polipectomie Nasal

V - Ophtalmologie

95HOL401	Boîte Examen Ophtalmologique
95HOL402	Boîte Cathérisme Voies Lacrymales
95HOL403	Boîte à Cataracte
95HOL413	Boîte à Cataracte Congénitale
95HOL404	Boîte pour Glaucome
95HOL405	Boîte pour Paupières-Trichiasis
95HOL406	Boîte à Corps Etrangers
95HOL414	Boîte à Corps Etrangers Magnétiques
95HOL407	Boîte Décollement de la Rétine
95HOL408	Boîte à Vitrectomie
95HOL409	Boîte à Chalazions
95HOL410	Boîte à Enucléation
95HOL411	Boîte à Strabisme
95HOL412	Boîte Pterygion
95HOL415	Boîte Chirurgie de Base Oculaire
95HOL416	Boîte pour Kératotomie Radiaire
95HOL417	Boîte pour Kératoplastie
95HOL418	Boîte pour Trabéculactomie
95HOL419	Boîte à Dacrylo - Rhino -Cystotomie
95HOL420	Boîte pour Implantation du Cristalin Artificiel

VI - Dentaire

95HOL501	Boîte pour Dentiste
95HOL502	Boîte pour Chirurgie Dentaire Adulte
95HOL503	Boîte pour Chirurgie Dentaire Enfant

VII - Vétérinaire

95HOL600	Boîte pour Autopsie pour grands Animaux
95HOL601	Boîte pour Autopsie pour petits Animaux

ESPAÑOL

I - Générale

95HOL001	Caja compresas
95HOL002	Caja curas
95HOL003	Caja urgencia cuidados
95HOL004	Caja para absceso sutura
95HOL005	Caja del enfermero
95HOL006	Caja de pequina cirugia
95HOL007	Caja para cirugia urgencia
95HOL010	Caja para cirugia general
95HOL011	Caja grande de cirugia
95HOL012	Caja para cirugia menor
95HOL013	Caja para cirugia infantil
95HOL014	Caja para cirugia por vias bajas
95HOL020	Caja para cirugia partes blandas
95HOL021	Caja para gastrectomia
95HOL022	Caja de laparotomia
95HOL023	Caja para abdomen
95HOL024	Caja para estomago
95HOL025	Caja para apendicitis-hernia
95HOL026	Caja separadores abdominales
95HOL027	Caja para cirugia biliar y digestiva
95HOL066	Caja intestino
95HOL030	Caja prostata
95HOL035	Caja de toracotomia
95HOL036	Caja para cirugia pulmonar
95HOL037	Caja para puncion lumbar
95HOL040	Caja para amputacion
95HOL041	Caja para autopsia simple
95HOL050	Caja para fisura anal - hemorroides
95HOL051	Caja fimosis
95HOL052	Caja para circuncion
95HOL060	Caja para manos y tendons
95HOL061	Caja para cirugia plastica maxilar facial
95HOL062	Caja para cirugia fino - cirugia plastica
95HOL063	Caja pequina cirugia del cuello - Tiroidina
95HOL065	Caja traumatologia
95HOL070	Caja para descamadura
95HOL071	Caja para trasplante de piel

II - Gynecologia, Obstetricia, Urologia, Vesicula

Gynecologia

95HOL100	Caja para parto simple
95HOL102	Caja para raspado
95HOL103	Caja de examen vaginal
95HOL104	Caja para cesarea
95HOL105	Caja para parto completa
95HOL106	Caja perineo
95HOL107	Caja urgencia ginecologica
95HOL108	Caja para hysterectomia
95HOL109	Caja forceps obstetricos de Tarnier
95HOL110	Caja 30 dilatadores uterinos simple de acero inoxidable
95HOL111	Caja para raspado y aspiracion IVG
95HOL112	Caja episiotomia
95HOL113	Caja DIU para instalacion del sterilet
95HOL114	Caja para enarcar el cuello uterino
95HOL115	Caja de exploracion vaginal
95HOL116	Caja basiotriba
95HOL117	Caja para parto Episiotomia
95HOL118	Caja insercion y supresion DIU
95HOL119	Caja para prolapso uterino
95HOL120	Caja para fistula vaginal
95HOL121	Caja para insercion uterina

Urologia

95HOL140	Caja para cirugia urinaria
95HOL141	Caja urologia
95HOL142	Caja para cirugia della vesicula biliar
95HOL143	Caja para cirugia higado y vejiga
95HOL144	Caja para cystotomia
95HOL145	Caja para cirugia de los rinones

Diverso

95HOL150	Caja de mamectomia-mastectomia
95HOL151	Caja para biopsia uterina
95HOL170	Caja para Prolapso Rectal

III - Oseo, Neurologia, Vascular

Oseo

95HOL201	Caja para cirugia osea
95HOL202	Caja de grande orthopedia
95HOL203	Caja pequina ortopedia
95HOL204	Caja para instalacion alambres
95HOL206	Caja para Fémur
95HOL207	Caja para el codo
95HOL208	Caja para humero
95HOL211	Caja para rotula
95HOL212	Caja para clavija
95HOL213	Caja escafoide (meno - pie)
95HOL214	Caja traumatologia
95HOL221	Caja para escayola
95HOL222	Caja para menisco

Neurologia

95HOL220	Caja neurocirugia (laminectomia)
95HOL205	Caja para el raquis
95HOL210	Caja para Ciatico

95HOL225	Caja para cirugia del craneo
95HOL226	Caja para trepanacion

Vascular

95HOL235	Caja vascular
95HOL236	Caja para varice
95HOL237	Caja par embolectomia

IV - O.R.L.

95HOL301	Caja completa para ORL
95HOL302	Caja urgencia ORL

95HOL320	Caja tiroideo
95HOL321	Caja para amigdalas
95HOL322	Caja para bocio

95HOL350	Caja de intubacion adulto
95HOL351	Caja de intubacion infantil

95HOL360	Caja de traqueotomia + canulas
----------	--------------------------------

95HOL361	Caja de mastoiditis
----------	---------------------

95HOL362	Caja para timpanoplastia
----------	--------------------------

95HOL363	Juego para adenoidectomia
95HOL364	Caja para amigdalas - vegetaciones adulto
95HOL365	Caja para amigdalas - vegetaciones nino
95HOL366	Caja para el laringe
95HOL367	Caja seno
95HOL368	Caja para rinoplastia
95HOL369	Caja tabique nasale

V - Oftalmologia

95HOL401	Caja de examen oftalmologico
95HOL402	Caja para cateterismo de canal lagrimal
95HOL403	Caja para catarata
95HOL413	Caja para Catarata Congenita
95HOL404	Caja para glaucoma
95HOL405	Caja parpados - trichiasitis
95HOL406	Caja cuerpos extranos
95HOL414	Caja para Cuerpos Extranos Magneticos
95HOL407	Caja para desprendimiento de la retina
95HOL408	Caja vitrectomia
95HOL409	Caja para chalazions
95HOL410	Caja enucleacion
95HOL411	Caja estrabismo
95HOL412	Caja pterigion
95HOL415	Caja para cirugia del base ocular
95HOL416	Caja para queratotomia radiada
95HOL417	Caja para queratoplastia
95HOL418	Caja para trabeculectomia
95HOL420	Caja para implantacion del cristalino artificial

VI - Dentario

95HOL501	Caja para dentista
95HOL502	Caja de cirugia dentario para adulto
95HOL503	Caja de cirugia dentario para nino

VII - Veterinario

95HOL600	Caja autopsia para grande animal
95HOL601	Caja autopsia para pequeno animal

PORTUGUÊS

I - Geral

95HOL001	Caixa compressas
95HOL002	Caixa pensos
95HOL003	Caixa urgencia cuidados
95HOL004	Caixa para abscesso sutura
95HOL005	Caixa de enfermeiro
95HOL006	Caixa para pequena cirurgia
95HOL007	Caixa para cirurgia urgencia
95HOL010	Caixa para cirurgia general
95HOL011	Granda caixa de cirurgia
95HOL012	Caixa para cirurgia menor
95HOL013	Caixa para cirurgia infantil
95HOL014	Caixa para cirurgia por vias baixas
95HOL020	Caixa para cirurgia partes mole
95HOL021	Caixa para gastrectomia
95HOL022	Caixa para laparotomia
95HOL023	Caixa para abdomen
95HOL024	Caixa para estomago
95HOL025	Caixa para apendicite-hernia
95HOL026	Caixa de apartadores abdominales
95HOL027	Caixa para cirurgia biliar e digestiva
95HOL066	Caixa intestino
95HOL030	Caixa prostata
95HOL035	Caixa para toracotomia
95HOL036	Caixa para cirurgia pulmonar
95HOL037	Caixa para punçao lombar
95HOL040	Caixa para amputação
95HOL041	Caixa para autopsia simples
95HOL050	Caixa para fissura anal - hemorroidas
95HOL051	Caixa fimosis
95HOL052	Caixa para circuncision
95HOL060	Caixa para maos e tendaos
95HOL061	Caixa para cirurgia plastica maxilar facial
95HOL062	Caixa para cirurgia Fina - cirurgia plastica
95HOL063	Caixa pequena cirurgia o pescoço - Tireoide
95HOL065	Caixa traumatologia
95HOL070	Caixa para desnudação
95HOL071	Caixa para enxerto de pele

II - Gynecologia, Obstetrico, Urologia, Vesicula

Gynecologia

95HOL100	Caixa para parto simples
95HOL102	Caixa para raspagem
95HOL103	Caixa de exame vaginal
95HOL104	Caixa para operação cesariana
95HOL105	Caixa para parto completa
95HOL106	Caixa perineu
95HOL107	Caixa urgencia ginecologica
95HOL108	Caixa para histerectomia
95HOL109	Caixa forceps obstetrico de Tarnier
95HOL110	Caixa 30 dilatadores uterinos simple de aço inoxidavel
95HOL111	Caixa para raspagem e aspiração IVE
95HOL112	Caixa episiotomia
95HOL113	Caixa DIU para instalação de sterilet
95HOL114	Caixa para cercar o colo uterino
95HOL115	Caixa de exploração vaginal
95HOL116	Caixa basiotribo
95HOL117	Caixa para Parto Episiotomia
95HOL118	Caixa para inserir e tirar DIU
95HOL119	Caixa para prolapso uterino
95HOL120	Caixa para fistula vaginal
95HOL121	Caixa para inserir uterino

Urologia

95HOL140	Caixa para cirurgia urinaria
95HOL141	Caixa urologia
95HOL142	Caixa para cirurgia de vesicula biliar
95HOL143	Caixa para cirurgia figado e bexiga
95HOL144	Caixa para cistotomia
95HOL145	Caixa para cirurgia de rins

Diverso

95HOL150	Caixa para mamectomia-mastectomia
95HOL151	Caixa para biopsia uterina
95HOL170	Caixa Prolapso rectal

III - Osseo, Neurologia, Vascular

Osseo

95HOL201	Caixa para cirurgia dos ossos
95HOL202	Caixa de granda ortopedia
95HOL203	Caixa pequena ortopedia
95HOL204	Caixa para instalação de brocas
95HOL206	Caixa para Fémur
95HOL207	Caixa para cotovelo
95HOL208	Caixa para umero
95HOL211	Caixa para rotula
95HOL212	Caixa para cavilha
95HOL213	Caja escafoide (mao - pegada)
95HOL214	Caja traumatologia
95HOL221	Caixa para gesso
95HOL222	Caixa para menisco

Neurologia

95HOL220	Caixa neurocirurgia (laminectomia)
95HOL205	Caixa para o raquis
95HOL210	Caixa para Ciatica

95HOL225	Caixa para cirurgia de cranio
95HOL226	Caixa para trepanação

Vascular

95HOL235	Caixa vascular
95HOL236	Caixa para Variz
95HOL237	Caixa para embolectomia

IV - O.R.L.

95HOL301	Caixa completa para ORL
95HOL302	Caixa urgencia ORL

95HOL320	Caixa tiroide
95HOL321	Caixa para amigdalas
95HOL322	Caixa para bocio

95HOL350	Caixa para intubação adulto
95HOL351	Caixa para intubação infantil

95HOL360	Caixa para traqueotomia + canulas
----------	-----------------------------------

95HOL361	Caixa para mastoiditis
----------	------------------------

95HOL362	Caixa para timpanoplastia
----------	---------------------------

95HOL363	Jogo para adenoidectomia
95HOL364	Caixa amigdalas - vegetações para adulto
95HOL365	Caixa amigdalas - vegetações para criança

95HOL366	Caixa para o laringe
95HOL367	Caixa sinus
95HOL368	Caixa para rinoplastia
95HOL369	Caixa tabique nasale

V - Oftalmologia

95HOL401	Caixa de exame oftalmologico
95HOL402	Caixa para cateterismo de canal lacrimal
95HOL403	Caixa para catarata
95HOL413	Caixa para Catarata Congenita
95HOL404	Caixa para glaucoma
95HOL405	Caixa palpebras - trichiasitis
95HOL406	Caixa corpos extranhos
95HOL414	Caixa para Corpos Extranhos Magneticos
95HOL407	Caixa para desgrudamento de retina
95HOL408	Caixa vitrectomia
95HOL409	Caixa para calaziao
95HOL410	Caixa enucleação
95HOL411	Caixa estrabismo
95HOL412	Caixa pterigion
95HOL415	Caixa para cirurgia de baixo ocular
95HOL416	Caixa para queratotomia radiada
95HOL418	Caixa para trabeculectomia
95HOL420	Caixa para implantação del cristalino artificial

VI - Dentario

95HOL501	Caixa para dentista
95HOL502	Caixa de cirurgia dentaria para adulto
95HOL503	Caixa de cirurgia dentaria para menino

VII - Veterinario

95HOL600	Caixa autopsia para grande animal
95HOL601	Caixa autopsia para pequeno animal

ENGLISH

I - Général Surgery

95HOL002	Wound Treatment Set
95HOL003	Emergency Treatment Set
95HOL004	Incision + Drainage of Abscess Set
95HOL005	Nurse's Instrument Set
95HOL006	Minor Basic Surgery Set
95HOL007	Emergency Surgery Set
95HOL010	Major Basic Surgery Set
95HOL011	Complete Major Surgery Set
95HOL012	Complete Minor Surgery Set
95HOL013	Child Surgery Set
95HOL020	Alternate Abdominal Surgery Set
95HOL021	Gastrointestinal Surgery Set
95HOL022	Laparotomy Surgery Set
95HOL023	Abdominal Surgery Set
95HOL024	Gastro Surgery Set
95HOL025	Appendectomy and Hernia Surgery Set
95HOL026	Abdominal Retractor Set
95HOL027	Gall Bladder + Bile Duct Surgery Set
95HOL030	Prostatectomy Surgery Set
95HOL035	Thoractomy Surgery Set
95HOL036	Lung Surgery Set
95HOL040	Amputation Surgery Set
95HOL041	Autopsy Surgery Set
95HOL050	Hemorrhoidectomy Surgery Set
95HOL052	Circumcision Set
95HOL060	Hand and Tendon Surgery Set
95HOL061	Plastic and Facial Surgery Set
95HOL065	Trauma Surgery Set

II - Gynecology and Urinary

Gynecology

95HOL100	Normal Basic Delivery Set
95HOL102	Uterine Evacuation Set
95HOL103	Vaginal Examination Set
95HOL104	Ceasarean Section Surgery Set
95HOL105	Complete Normal Delivery Set
95HOL106	Perineal Plastic Surgery Set
95HOL107	Emergency Gynecology Set
95HOL108	Hysterectomy Surgery Set
95HOL109	Tamier Obstetrical Forceps Set
95HOL110	Hegar Dilatation Set
95HOL111	Uterine Evacuation Set
95HOL112	Episiotomy Repair Set
95HOL113	Sterilet Implant Set
95HOL114	Vaginal Closure Set
95HOL115	Vaginal Exploration Set
95HOL116	Cephlotrib Set
95HOL117	Normal Delivery and Episiotomy Repair Set
95HOL118	Sterilet Retraction Set

Urology

95HOL141	Urology Surgery Set
95HOL142	Gall Bladder Surgery Set
95HOL143	Liver-Bladder Surgery Set
95HOL144	Systectomy Surgery Set
95HOL145	Nephrectomy Surgery Set

Diverse

95HOL150	Mammectomy-Mastectomy Set
95HOL151	Cervical Biopsy Set

III - Bone, Neurology, Vasculaire

Bone

95HOL201	Bone Surgery Set
95HOL202	Major Orthopaedic Surgery Set
95HOL203	Minor Orthopaedic Surgery Set
95HOL204	Pin and Nail Set

Neurology

95HOL220	Laminectomy Surgery Set
95HOL225	Craniotomy Surgery Set
95HOL226	Trepanation Surgery Set

Vasculaire

95HOL235	Vasculaire Surgery Set
----------	------------------------

IV - E.N.T.

95HOL301	Complete ENT. Surgery Set
95HOL302	Emergency ENT. Surgery Set
95HOL320	Thyroidectomy Surgery Set
95HOL321	Tonsillectomy Surgery Set
95HOL350	Adult Intubation Set
95HOL351	Child Intubation Set
95HOL360	Tracheostomy + Cannulas Surgery Set
95HOL361	Mastoidectomy Surgery Set
95HOL362	Ear Drum Set
95HOL363	Adenoidectomy Surgery Set

V - Ophtalmology

95HOL401	Eye Examination Set
95HOL402	Lachrymal Surgery Set
95HOL403	Cataract Surgery Set
95HOL413	Congenital Cataract Surgery Set
95HOL404	Glaucoma Surgery Set
95HOL405	Eye Lips Set
95HOL406	Foreign Body Removal Set
95HOL414	Foreign Body Magnetic Removal Set
95HOL407	Retinal Detachment Surgery Set

95HOL409	Chalazion Removal Set
95HOL410	Enucleation Surgery Set
95HOL411	Strabismus Surgery Set

VI - Dental

95HOL501	Extracting Forceps
95HOL502	Adult Dental Surgery Forceps
95HOL503	Child Dental Surgery Forceps

Tungstène
Carbide Jaws
Tungsteno
Tungsteno

Echelle : 1/2

Ciseaux Metzemaum Tungstène

Metzemaum Carbide Jaws Scissors


Tijeras Metzemaum Tungsteno

Tesoura Metzemaum Tungsteno

Droits - Straight

Rectas - *Recta*


C104 15	15 cm
C104 18	18 cm
C104 20	20 cm
C104 23	23 cm



Courbes - Curved

Curvas - *Curva*

C105 15	15 cm
C105 18	18 cm
C105 20	20 cm
C105 23	23 cm



Ciseaux Mayo Tungstène

Mayo Carbide Jaws Scissors


Tijeras Mayo Tungsteno

Tesoura Mayo Tungsteno

Droits - Straight

Rectas - *Recta*


C086 15	15 cm
C086 17	17 cm



Courbes - Curved

Curvas - *Curva*

C087 15	15 cm
C087 17	17 cm



Ciseaux Noyes Tungstène

Noyes Carbide Jaws Scissors

Tijeras Noyes Tungsteno

Tesoura Noyes Tungsteno

Droits - Straight

Rectas - *Recta*

C089 12	12 cm
---------	-------

Pince Coupe-Broche 4 articulations Tungstène

Wire Cutting Forceps Multiaction Carbide Jaws
Alicates para Cortar Brocas 4 articulation Tungsteno
Alicate para Cortar brocas 4 articulation Tungsteno

- P80422 22 cm (Max 3,5 mm)
Coupe Frontale - *Front Cut*
Corte Frontale - *Corta Frontale*
- P80522 22 cm (Max 3,5 mm)
Coupe Latérale - *Lateral Cut*
Corte Laterale - *Corta Frontale*



Pince Brucelle Miriam Tungstène

Brucelle Miriam Forceps Carbide Jaws
Pinza Brucelle Miriam Tungsteno
Pinça Brucelle Miriam Tungsteno

P83416 16 cm



Porte-Aiguille Crile-Wood Mors Tungstène

Crile-Wood Needle Holder Carbide jaws
Porta-agujas Crile-Wood bocas de Tungsteno
Porta-agulha Crile-Wood bocas de Tungsteno

P501 13 13 cm
P501 15 15 cm



Porte-Aiguille Fin Mors Tungstène

Fine Needle Holder Carbide jaws
Porta-agujas fina con bocas Tungsteno
Porta-agulha fina com bocas Tungsteno

P50218 18 cm
P50220 20 cm
P50223 23 cm
P50226 26 cm



Porte-Aiguille Mayo-Hégar Mors Tungstène

Mayo-Hégar Needle Holder Carbide jaws
Porta-agujas Mayo-Hegar con bocas de Tungsteno
Porta-agulha Mayo-Hegar com bocas de Tungsteno

P503 14 14 cm
P503 16 16 cm
P503 18 18 cm
P503 20 20 cm
P503 23 23 cm
P503 26 26 cm
P503 30 30 cm



Porte-Aiguille Stratte Mors Tungstène

Stratte Needle Holder Carbide jaws
Porta-agujas Stratte con bocas de Tungsteno
Porta-agulha Stratte com bocas de Tungsteno

P50423 23 cm



Porte-Aiguille Mathieu Mors Tungstène

Mathieu Needle Holder Carbide jaws
 Porta-agujas Mathieu con bocas de Tungsteno
 Porta-agulha Mathieu com bocas de Tungsteno

P824 14 14 cm
 P824 17 17 cm



Porte-Aiguille Derf Mors Tungstène

Derf Needle Holder Carbide jaws
 Porta-agujas Derf con bocas de Tungsteno
 Porta-agulha Derf com bocas de Tungsteno

P504 12 12 cm



Porte-Aiguille Halsey Mors Tungstène

Halsey Needle Holder Carbide jaws
 Porta-agujas Halsey con bocas de Tungsteno
 Porta-agulha Halsey com bocas de Tungsteno


P504 13 13 cm



Porte-Aiguille Castroviejo Mors Tungstène

Castroviejo Needle Holder Carbide jaws
 Porta-agujas Castroviejo con bocas de Tungsteno
 Porta-agulha Castroviejo com bocas de Tungsteno


P814 14 14 cm



Porte-Aiguille Ryder Mors Tungstène

Ryder Needle Holder Carbide jaws
 Porta-agujas Ryder con bocas de Tungsteno
 Porta-agulha Ryder com bocas de Tungsteno

P504 15 15 cm



Index

Index

Indice

Index

A

Abaisse-Langue
 Buchwald
 Plat 55
 Bruening 55
 Inox 55
 Tobold
 à Manche 55

Abdominal
 Ecarteur
 Kirschner 88

Abdominale
 Valve
 Doyen 84
 Kirschner 88

Abraham
 Bistouri à Amygdales 58

Adson
 Canule 146
 Crochet 150
 Élévateur 151
 Pince 30, 191
 Pince à Hypophyse 151

Adson-Brown
 Pince 30

Agrafes
 Michel 70
 Pince à
 Mac Kenzie 152
 Smithwick 152
 Sweet 152

Aiguille
 Bowman 157
 Cooper 72
 Deschamps 71
 Intestinale 71
 Lancéolée 39
 Manche 39
 Politzer 44
 Reverdin 71

Aiguillé
 Stylet 37

Aimant
 + Anse 162
 + Loupe 162

Alène
 Redon 72

Allis
 Pince 19

Alm
 Ecarteur 83

Aluminium
 Boîte 218, 220
 Plateau 219
 Tambour 218

Amalgame
 Fouloirs 186

Ampoule pour Laryngoscope
 Mc Intosh 228
 Miller 229

Amputation
 Couteau à 92

Amussat
 Rachitome 93

Amygdales
 Bistouri à
 Abraham 58
 Killian 58
 Ciseaux
 Good 11, 59
 Dean 11, 59
 Compresseur
 Corwin 63
 Pince à
 Ballenger 61
 Colver 61
 White 61

Amygdalotome
 Sludder-Ballenger 63

Anneau
 Trautmann 44

Anse
 + Aimant 162
 + Loupe 162
 Billeau 44
 Snellen 159

Anuscope
 Barr 122
 Bensaude 122
 Mathieu 123
 Sims 122
 Trélat 122

Apical
 Élévateur 181

Arrache
 Couronnes 198

Arraches Couronnes
 Dentaire 198

Arruga
 Blépharostat 156
 Ecarteur 160
 Micro Fraise 162
 Pince Capsulaire 165

Asch
 Pince 52

Autopsie
 Couteau à 92

Auvar
 Valve à Poids 128

B

Babcock
 Forceps 20
 Pince 20, 120

Babinsky
 Marteau 41

Backhaus
 Pince 21

Bailey
 Rapprocheur costal 86

Bakes
 Explorateur 114

Balfour
 Ecarteur 85

Ballenger
 Couteau pour Rhinoplastie 48
 Pince à Amygdales 61
 Pince à Pansement 131
 Pince à Pansement 22

Bar
 Clamp Omphalique 140
 Pince Coupe Clamp Omphalique 140

Barr
 Anuscope 122

Barraquer
 Ciseaux 168
 Pince à Fixer 164
 Porte-Aiguille 74, 169

Barraquer-Colibri
 Blépharostat 156

Barraya
 Pince Dissection 32

Basiotribe
 Tarnier 143

Bassin de Lit
 Inox 217
 Plastique 220

Bayard
 Seringue 49

Beckmann
 Couteau à végétation 48
 Ecarteur 83

Bein
 Élévateur 181

Bengolea
 Pince 15

Béniqué
 Guyon 116

Bennett
 Levier à Os 98

Bensaude
 Anuscope 122

Béthune
 Costotome 95

Beyer
 Pince Gouge 104
 Pince Gouge 192

Bidet
 Plastique 220

Billeau
 Anse 44

Biopsie
 Pince à
 Douay 135
 Gelhorn 135
 J.L. Faure 135
 Jurasz 62
 Schumacher 135

Bishop-Harman
 Pince 163

Bistouris
 Abraham
 à Amygdales 58

Killian
 à Amygdales 58
 Lames 36
 Manche 36
 Fixe 36

Black
 Instruments tranchants 188

Blake
 Curette double 137
 Pince 115

Blépharostat
 Arruga 156
 Barraquer-Colibri 156
 Bowman 156
 Corcelle 156
 Graefe 156
 Pley 156

Bocal à Urine
 Plastique 220

Bock
 Plastique
 à Injection 221

Bohler
 Etrier 110

Boite
 Aluminium 218, 220
 Inox 216

Boite Petite Chirurgie 40

Bonn
 Ecarteur 160

Bonnet
 Pince Dissection 32

Boose
 Crochet 58

Bougie de Hégar
 Double 128
 Simple 128

Bowman
 Aiguille 157
 Blépharostat 156
 Sonde 161

Boyd
 Ciseaux en S 10

Boyle-Davis
 Ouvre-Bouche 56

Bozemann
 Pince 22

Braithwaite
 Dermatome 66

Braun
 Ciseaux à Episiotomie 12
 Cranioclast 143
 Crochet Obstétrical 143

Bresky
 Valve 127

Brock
 Grattoir 38

Brophy
 Pince 32

Brucelle
 Pince
 Miriam 31, 191
 Coudée 31

Brucelle Miriam
 Pince Tungstène 211

Bruening
 Pince Nasale 53
 Serre-Noeud 60
 Abaisse-Langue 55

Brun
 Cisaille 90

Brunissoirs
 Dentaire 187

Brunner
 Costotome 95

Buchwald
 Abaisse-Langue Plat 55

Buck
 Marteau 41

Bulldog
 Pince Clamp 16

Bunge
 Curette 159

Burin 100
 Farebeuf 100
 Mac Even 100
 Poirier 45
 Rollet 158
 Stille 100

C	
Cadre	
Kirschner	88
Calcul	
Pince	
Desjardins	115
Cannelée	
Sonde	37
Canule	
Adson	146
Frazier	146
Galezowski	161
Jackson	
Trachéale argentée de 3 pièces	60
Luer	
Trachéale métal	60
Poole	146
Rycroft	161
Yankauer	146
Capsulaire	
Pince	
Schweigger	165
Carrée	
Pointe	100
Cartilage	
Couteau à	92
Pince	
Martin	107
Castroviejo	
Ciseaux	168, 178
Compas	162
Pince à Suture	165
Porte-Aiguille	74, 169
Porte-aiguille Tungstène	213
Spatule à Iris	160
Cataracte	
Couteau	
Graefe	157
Curette	
Daviel	159
Cauchois	
Gouge	101
Cerveau	
Couteau à	92
Chalazion	
Pince	
Desmarres	166
Chaput	
Pince	20
Charrière	
Scie à	94
Chasse Greffon	109
Cheatle	
Pince	25
Chéron	
Pince	131
Chevret	
Lame	78
Chignolle	112
Chompret	
Curette double	179
Syndesmotome	182
Christophe	
Pince	15
Ciment	
spatuel simple	194
Spatule Double	194
Circéron	
Pince	133
Cisaille	
Brun	90
Moure	
crantée pour Thyroïdectomie	59
à Plâtre	90
Seutin	
à platre	90
Stille	
à Plâtre	90
Ciseaux	
Barracker	168
Boyd en S	10
Braun à Episiotomie	12
Castroviejo	168, 178
Couronnes	178
Universels	178
Couturière	12, 39
Dauphin	8
De Wecker	168
Dean	
à Amygdales	11, 59
Debakay	10

Dentaire	178
Dubost	8
Entérotomie	11, 93
Gencives	178
Gesco	12
Goldman-Fox	11, 178
Good	
Amygdales	11, 59
Heyman	
Nasal	9, 48
Iridectomie	9, 167
Kelly	10, 178
Lingere	
Lingere	39
Lingere	12
Lister Croix Rouge	11
Mayo	
Tungstène	210
Metzemaubach	8
Tungstène	210
Mousse	8
Noyes	168
Tungstène	210
Ombilicaux	12, 140
Ongles (a)	12, 68
Pointus	8
Schmieden	10
Schoemaker	
à Goitre	62
Sims Mousse	10
Spencer	9
Stevens	9, 167
Strabisme	9, 167
Universels	
Crantés	9
Vannas	168
Vézien	11
Wertheim	10
Citelli	
Pince Emporte-Pièces	54
Clamp	
Bar	
Ombilical	140
Pince Coupe	140
Pince	
Bulldog	16
Schmidt	17
Weiss	17
Pince Intestinale	
Doyen	24, 120
Clé pour Mandrin	112
Cliveleur	
Paufique	158
Clovis-Vincent	
Pince-Gouge	105
Cobb	
Gouge	101
Coeur	
Pince (en)	19
Colcough	
Pince Emporte Pièces à Laminectomie	153
Collin	
Ecarteur	85
Maillet	102
Pelvimètre	141
Speculum	126
Collin-Duval	
Pince Dissection	33
Collyer	
Pelvimètre	141
Colver	
Crochet mousse	58
Pince à Amygdales	61
Compas	
Castroviejo	162
Iwanson	193
Rochard	85
Compresseur	
Corwin	
Amygdales	63
Conducteur	
De Martel	153
Cooper	
Aiguille	72
Corcelle	
Blépharostat	156
Corwin	
Compresseur pour Amygdales	63
Costotome	95
Béthune	95
Brunner	95
Maurer	95
Sauerbrück	95

Coupe-Bague	
Pince	39
Coupe-Broche	
Pince	
Tungstène	211
Coupe-Ongles	
Pince	68
Couronnes	
arrache	198
Ciseaux	
Universels	178
Cisseaux	178
Couteau	
à cire	195
Amputation (a)	92
Autopsie (a)	92
Ballenger	
Rhinoplastie	48
Beckmann	
Végétation	48
Cartilage (a)	92
Cerveau (a)	92
Fahlenstock	
à cire	195
Graefe	
à Cataracte	157
Lessmann	
à cire	195
Reiner	
à Plâtre	91
St-Clair Thomson	48
Weber	
à Iris	157
Ziegler	158
Couteaux	
à Plâtre	196
Couteaux à Cire	
Dentaire	195
Couteaux et Spatules à Plâtre	
Dentaire	196
Couturière	
Ciseaux	12, 39
Crabe	
Pince	21
Crachoir	
Plastique	221
Cranioclast	
Braun	143
Crile	
Pince	15
Crile-Wood	
Needle Holder	74
Porte-Aiguille	74, 193
Porte-Aiguille Tungstène	212
Crochet	
Adson	150
Boose	58
Braun	
Obstétrical	143
Colver	
mousse	58
Cusching	150
Gillies	49, 150
Graefe	159
Lambotte	
à Os	98
Marteau à	93
Sachs	150
Crutchfield	
Mèche pour Pince à Traction	154
Pince à Traction Crânienne	154
Cryer	
Élévateur	181
Cupule	
Inox	217
Curette	
à Cataracte	
Daviel	159
Bunge	159
Dermato	
Fenêtrée	38
Desjardin	116
double	
Blake	137
Chompret	179
Donald	179
Gracey	180
Hemingway	179
Meyhofer	159
Pleine	38, 44
Sonde	
Randall	134

Utérine	
Simon	136
Cuzzi	137
Gourdet	136
Volkman	136
Wallich	136
Sims	136
Vidal	44
Volkman	
Os	103
Curettes	
Dentaire	179, 180
Curseur	
Diapason	47
Cusco	
Spéculum	126
Cushing	
Crochet	150
Ecarteur	79
Pince	32
Cuvette	
Inox	217
Cuzzi	
Curette utérine	137
Cystite	
Pince	
Desjardins	115
Czerny	
Ecarteur	79
Darby-Perry	
Excavateur double	184
Dartigues	
Hystérolabe	132
Laparostat	87
Dauphin	
Ciseaux	8
Dautrey	
Ecarteur	49
Daviel	
Curette à Cataracte	159
Davier	
Farabeuf	108
Fergusson	108
Lambotte	108
Lane	
Os	108
Lowman	109
Semb	107
Verbrugge	107
Daviers	
Adultes	172, 173, 174
Enfants	175
Davis	
Pince	25
De Martel	
Conducteur	153
Pince en T	19
De Wecker	
Ciseaux	168
Pince à Tendre les Fils	166
Spatule à Iris	160
Dean	
Ciseaux à Amygdales	11, 59
Deaver	
Ecarteur	81
Debakey	
Ciseaux	10
Pince	33
Décapsuler	
Pince à	17, 18
Décolle à Dure Mère	
Frazier	150
Sachs	150
Décolleur	
Molt	190
Dentaire	
Arraches Couronnes	198
Brunissoirs	187
Ciseaux	178
Couteaux à Cire	195
Couteaux et Spatules à Plâtre	196
Curettes	179, 180
Daviers Adultes	172, 173, 174
Daviers Enfants	175
Élévateurs	181
Excavateurs	183, 184
Fouloirs à Amalgame	186
Instruments à Détartre	185
Instruments à Modeler	189
Jacquette	185
Limes à Os et Décolleurs	190
Pincés	191, 192, 193

Porte Matrice	198
Portes-Amalgames	197
Portes-Empreintes	199
Seringues	198
Sondes	176
Spatules	177, 194
Syndesmotosomes	182
Derf	
Porte-Aiguille Tungstène	213
Dermatome	
Braithwaite	66
Lames Stériles	66
Plaque	66
Deschamps	
Aiguille	71
Passe-Fil	71
Désenclaveur	141
Desjardin	
Curette	116
Desjardins	
Explorateur	114
Pince à Calcul	115
Pince à Cystite	115
Desmarres	
Pince à Chalazion	166
Releveur	157
Diapason	
Curseur	47
Dilatateur	
Millin	118
Wildor	161
Dissecteur	
Ecarteur	
Hurd	58
Dissection	
Graefe	163
Pince	28
Barraya	32
Bonnet	32
Collin-Duval	33
Durand	33
Mac Indoe	28
Quenu	32
Semkin	29
Tuttle	33
Donald	
Curette double	179
Douay	
Pince à Biopsie	135
Douglas	
Pince à Epiler	166
Doyen	
Erigne	21
Maillet	102
Ouvre-Bouche	55
Pince Instestinale	24, 120
Porte-Aiguille	74
Rugine	96
Tracteur Hélicoïdal	141
Valve abdominale	84
Valve Vaginale	127
Dubost	
Ciseaux	8
Dujardin	
Pince à Fixer le Globe	164
Dumont	
Pince	30
Duplay	
Pince	129
Spéculum Nasal	50
Durand	
Pince Dissection	33
Duval	
Pince	20
E	
Ecarteur	
Alm	83
Arruga	160
Balfour	85
Beckmann	83
Bonn	160
Collin	85
Cushing	79
Czerny	79
Dautrey	49
Deaver	81
Farabeuf	78
Finocchioletto	86
Gelpi	83
Gester	109

Gosset	84
Green	80
Harrington	82
Hartmann	78
Heiss	83
Henning	
à Plâtre	91
Hibbs	82
Hurd	
Dissecteur	58
Israel	82
Jansen	83
Joll-Friedmann	87
Judd-Masson	87, 118
Kirschner	
Abdominal	88
Knapp	160
Laborde	59
Langenbeck	80
Love	79, 151
Meyerding	81
Morris	82
Ricard	86
Richardson	81
Roux	78
Sauerbrück	81
Senn	79
Senn-Müller	49, 79
Trachéal	80
Trachéal mousse	58
Trousseau	59
Tuffier	86
US Army	78
Volkman	80
Weillaner	83
Wells	
Enucleation	160
Echardes	
Pince à	29
Feichenfeld	29
Hunter	29
Ecraseur	
Payr	120
Élévateur	
Adson	151
Apical	181
Bein	181
Cryer	181
Freer	51, 151, 190
Élévateurs	
Dentaire	181
Elsching	
Pince	164
Emporte-pièce	
Pince	
Hartmann	61
Emporte-Pièces	
Colcough	153
Love-Gruenwald	152
Spurling	153
Citelli	54
Holth	166
Jansen-Middleton	54
Kerrison	54
Engel	
Scie à Plâtre	91
Entérotomie	
Ciseaux	11, 93
Enucleation	
Ecarteur	
Wells	160
Envies	
Pince	68
Epiler	
Pince	
Douglas	166
Hunter	29
Epingle à Instruments	39
Episiotomie	
Ciseaux à	
Braun	12
Erigne	
Pince	
Doyen	21
Etrier	
Bohler	110
Kirschner	110
Excavateur	
Double	
Darby-Perry	184
White	183

Excavateurs	
Dentaire	183, 184
Explorateur	
Bakes	114
Desjardins	114
F	
Fahlenstock	
Couteau à cire	195
Farabeuf	
Burin	100
Davier	108
Ecarteur	78
Rugine	53, 96
Faux Germes	
Pince	
Winter	132
Feichenfeld	
Pince à échardes	29
Fergusson	
Davier	108
Fergusson-Ackland	
Ouvre-Bouche	56
Fils	
Serre-Noeuds	46
Finochietto	
Ecarteur	86
Passe-Fil	23
Porte-Aiguille	75
Fisher	
Pince	163
Flacon	
Plastique	
Bouchon	222
Pissette	222
Foerster	
Pince	22, 131
Forceps	
Luikart	142
Naegele	142
Simpson	142
Suzor	142
Tarnier	142
Fouloirs	
Amalgame	186
Fouloirs à Amalgame	
Dentaire	186
Frazier	
Canule	146
Décolle à Dure Mère	150
Freer	
Elevateur	190
Élevateur	51, 151
G	
Galezowski	
Canule	161
Sonde	161
Gelhorn	
Pince à Biopsie	135
Gelpi	
Ecarteur	83
Gencives	
Ciseaux	178
Gesco	
Ciseaux	12
Gester	
Ecarteur	109
Gigli	
Poignée pour Scie	153
Gilgi	
Scie	153
Gill-Hess	
Pince	163
Gillies	
Crochet	49, 150
Porte-Aiguille	75
Goitre	
Ciseaux à	
Schoemaker	62
Pince à	
Lahey	62
Spatule à	
Kocher	63
Goldman-Fox	
Ciseaux	11, 178
Good	
Ciseaux Amygdales	11, 59

Gosset	
Ecarteur	84
Gouge	101
Cauchoix	101
Cobb	101
Guillaume	101
Pince	
Beyer	104
Clovis-Vincent	105
Lempert	52, 104
Luer	104, 105
Ruskin	104
Sauerbüch	105
Simple Articulation	104
Stille (de)	105
Poirier	45
Smith Peterson	101
Stagnara	101
Stille	101
Walton	158
Gourdet	
Curette utérine	136
Gracey	
Curette double	180
Graefe	
Blépharostat	156
Couteau à Cataracte	157
Crochet	159
Kystitome	158
Pince à Fixer	164
Pince Dissection	163
Grattoir	
Brock	38
Vidal	38
Graves	
Spéculum	126
Green	
Ecarteur	80
Green-Armytage	
Pince	130, 141
Grégoire	
Pince	19
Guillaume	
Gouge	101
Gunnar	
Pince à Traire	18
Guyon	
Béniqué	116
Pince	117
Gynécologique	
Pince	
Teale	130
H	
Hache	
Marteau	93
Halogène	
Ophthalmoscope	227
Olo-Ophthalmoscope	227
Otoscope	227
Halsey	
Porte-Aiguille	74
Porte-aiguille tungstène	213
Halstead	
Pince	16
Micro	16
Haricot	
Inox	216
Plastique	221
Harrington	
Ecarteur	82
Hartmann	
Ecarteur	78
Pince	16
Pince à Glissement	45
Pince à Glissement (biopsie)	45
Pince à Glissement (curette)	45
Pince Emporte-pièce	61
Pince Nasale	51
Sonde Auriculaire	46
Spéculum	47
Heidemann	
Spatule	177
Heiss	
Ecarteur	83
Hemingway	
Curette double	179
Henning	
Ecarteur à Plâtre	91
Heyman	
Ciseaux Nasal	9, 48

Hibbs	
Ecarteur	82
Holth	
Pince Emporte-Pièces	166
Hudson	
Perforateur à Main	154
Hunter	
Pince à échardes	29
Pince à épiler	29
Hurd	
Ecarteur Dissecteur	58
Hydrocèle	
Trocart	111
Hypophyse	
Pince à	
Adson	151
Hystérolabe	
Dartigues	132
Sommer	132
Hystéromètre	
Sims Malléable	134
Valleix	134
I	
Inhalateur	
Plastique	221
Inox	
Abaisse-Langue	55
Bassin de Lit	
Pantoufle	217
Rond	217
Boîte	216
Cupule	217
Cuvette	217
Haricot	216
Plateau	216
Porte-Pince	217
Tambour	216
Instrument à Détartre	
Dentaire	185
Instruments	
tranchants	
black	188
Instruments à Modeler	
Dentaire	189
Thomas	189
Instruments Tranchants	
Dentaire	188
Insufflateur	
Ribemont	140
Intestinale	
Aiguille	71
Doyen	
Pince	24
Pince	
Doyen	120
Iridectomie	
Ciseaux	9, 167
Iris	
Couteau	
Weber	157
Spatula	
Castroviejo	160
Spatule	
De Wecker	160
Israël	
Ecarteur	82
Iwanson	
compas	193
J	
J.L. Faure	
Pince	130
Pince à Biopsie	135
Jackson	
Canule Trachéale argentée de 3 pièces 60	
Jacquette	
Dentaire	185
Jaeger	
Keratome	158
Spatule	160
Jamshidi	
Trocart	111
Jansen	
Ecarteur	83
Jansen-Middleton	
Pince Emporte-Pièces	54
Jayle	
Pince	21
Valve	128

Jennings
 Ouvre-bouche 55
Jeringa
 Oreja 46
Joll-Friedmann
 Ecarteur 87
Judd-Masson
 Ecarteur 87, 118
Jurasz
 Pince à Biopsie pour Larynx 62

K

Kazanjian
 Pince Coupante 52
Kelly
 Ciseaux 10, 178
 Pince 14
 Pince Obstétricale 141
 Valve 87
Keratome
 Jaeger 158
Kerrison
 Pince Emporte-Pièces 54
Key-Horsley
 Pince Coupante 106
Killian
 Bistouri à Amygdales 58
 Spéculum Nasal 50
Kilner-Doughty
 Ouvre-bouche 56
Kirschner
 Cadre 88
 Ecarteur abdominal 88
 Etrier 110
Knapp
 Ecarteur 160
Kocher
 Pince 14
 Spatule à Goitre 63
Krause
 Serre Noeuds 46
Kristeller
 Valve Vaginale 127
Kystitome
 Graefe 158

L

Laborde
 Ecarteur 59
 Tire-Langue 57
Lahey
 Pince 23
 Pince à Goitre 62
Lambotte
 Crochet à Os 98
 Davier 108
 Osteotome 102
 Rugine 96
Lame
 Bistouris 36
 Coupe Bague 39
 Dermatome (stérile) 66
 Malleable 78
Lame de Laryngoscope
 Mc Intosh 228
 Miller 229
Lame Malleable 78
Laminectomie
 Pince Emporte-Pièces
 Colcough 153
 Love-Gruenwald 152
 Spurling 153
Landau
 Valve 127
Lane
 Davier à Os 108
 Levier à Os 98
 Pince 21
 Pince Jumelée 120
Lange-Hohmann
 Levier à Os 98
Langenbeck
 Ecarteur 80
 Scie à Phalanges 94
Laparostat
 Dartigues 87
Laryngien
 Miroir 57

Laryngoscope
 Mc Intosh 228
 Miller 229
Larynx
 Pince à Biopsie
 Jurasz 62
Lebsche
 Sternotome 97
Lempert
 Pince Gouge 52, 104
Leriche
 Pince 15
Lessmann
 Ciseaux à cire 195
Levier
 Bennett
 à Os 98
 Lane
 à Os 98
 Lange-Hohmann
 à Os 98
 Murphy 98
Limes
 Seldin
 à os 190
Limes à Os et Découleurs
 Dentaire 190
Lingère
 Ciseaux 12, 39
Lister
 Ciseaux
 Croix Rouge 11
Liston
 Pince Coupante 106, 192
London College
 Pince 31, 191
 Pince autofermante 191
Loupe
 +Aimant
 +Anse 162
Loute
 Tord-fil 109
Love
 Ecarteur 79, 151
Love-Gruenwald
 Pince à Emporte-Pièces à Laminectomie 152
Lowman
 Davier 109
Luc
 Pince Nasale 51
Lucae
 Pince 31, 46
Luer
 Canule Trachéale métal 60
 Pince Gouge 104, 105, 192
Luikart
 Forceps 142

M

Mac Even
 Burin 100
Mac Indoe
 Pince Coupante 106
 Pince Dissection 28
Mac Kenzie
 Pince à Agrafes 152
Magasin à Agrafes
 Michel 70
Magill
 Pince 62
Maillet
 Collin 102
 Doyen 102
Manche
 Bistouris 36
Manche de Laryngoscope
 Mc Intosh 228
 Miller 229
Mandrin 112
 pour Sonde Trachéale 60
Marteau
 Babinsky 41
 Buck 41
 Crochet 93
 Hache 93
 Taylor 41
 Vernon 41
Martin
 Pince à Cartilage 107
Masse 102

Masson
 Porte-Aiguille 76
Mathieu
 Anuscope 123
 Porte-Aiguille 76
 porte-Aiguille 193
 Porte-Aiguille Tungstène 213
Maurer
 Costotome 95
Mayo
 Ciseaux 8
 Ciseaux Tungstène 210
Mayo-Hégar
 Porte-Aiguille 75
 Porte-Aiguille Tungstène 212
Mc Intosh
 Ampoule pour Laryngoscope 228
 Lame de Laryngoscope 228
 Laryngoscope 228
 Manche de Laryngoscope 228
Mèche
 Etrier Crânien
 Crutchfield 154
Mélamine
 Plateau 219
Membrane
 Perce 140
Meriam
 Pince Brucelle 31
 Pince brucelle 191
Merle Aubigné
 Rugine 96
Metzbaum
 Ciseaux 8
 Ciseaux Tungstène 210
Meyerding
 Ecarteur 81
Meyhoefer
 Curette 159
Michel
 Agrafes 70
 AMgasin à Agrafes 70
 Pince à ôter 70
 Pince à poser 70
 Pince double usage 70
Micro Fraise
 Arruga 162
Mikulicz
 Pince à Péritoine 120
Miller
 Ampoule pour Laryngoscope 229
 Lame de Laryngoscope 229
 Lame de laryngoscope 229
 Laryngoscope 229
 Manche de Laryngoscope 229
 Pince pour papier articulé 191
Millin
 Dilatateur 118
 Pince en T 117
 Pince Porte Ligature 117
 Valve 118
Miroir
 Laryngien 57
Mixer-O'Shaughnessy
 Pince 24
Mohr
 Serre Tube 39
Molt
 Découleur 190
Morris
 Ecarteur 82
Moure
 Cisaille Crantée pour Thyroïde 59
Mousse
 Ciseaux 8
Murphy
 Levier 98
Museux
 Pince 24, 129

N

Naegele
 Forceps 142
Nasal
 Ciseaux
 Heyman 9, 48
 Pince
 Luc 51
 Tilley 51
 Walsham 52

Râpe	
Wiener	50
Spéculum	
Duplay	50
Killian	50
Thudichum	50
Vacher	50
Nasale	
Pince	
Bruening	53
Hartmann	51
Negus	
Pince	63
Nelaton	
Sonde	37
Novack	
Sonde Curette	134
Noyes	
Ciseaux	168
Ciseaux Tungstène	210
O	
Obstétrical	
Crochet	
Braun	143
Perforateur	
Smellie	143
Pince	
Kelly	141
Obwegeser	
Rugine	96
Ochsner	
Trocart	111
Olivaire	
Sonde	37
Olivecrona	
Spatule	151
Olsen-Hégar	
Porte-Aiguille	75
Ombilical	
Bar	
Clamp	140
Pince Coupe Clamp	140
Ciseaux	12, 140
Ombredanne	
Masse	102
Pince	20
Ongles	
Ciseaux à	12, 68
Pince à	68
Ophthalmoscope	226
Halogène	227
Oreille	
Seringue	46
Os	
Crochet à	
Lambothe	98
Curette à	
Volkman	103
Davier	
Lane	108
Levier à	
Bennett	98
Lane	98
Lange-Hohmann	98
Lime (à)	
Seldin	190
Râpe à	
Putti	97
Ostéotome	
Lambothe	102
Stille	102
Oto-Ophthalmoscope	226
Halogène	227
Otoscope	226
Halogène	227
Ouvre-Bouche	
Boyle-Davis	56
Doyen	55
en bois	55
Fergusson-Ackland	56
Jennings	55
Ouvre-bouche	
Kiener-Doughty	56
Whitehead	
(sans abaisse langue)	56

P

Pageot	142
--------------	-----

Palmer	
Spéculum à Fil	50
Pansements	
Pince à	22, 131
Ballenger	22
Pince de	
Ballenger	131
Ramplay	131
Passes-Fil	
Deschamps	71
Finochietto	23
Pauchet	
Pince à affronter	70
Paufique	
Cliveleur	158
Pauwel	
Ostéotome	102
Payr	
Ecraseur	120
Péan	
Pince	14
Pelvimètre	
Collin	141
Collyer	141
Perce-Membrane	140
Percy	
Rétracteur	99
Perforateur	
A main	
Os	112
Hudson	154
Smellie	
Obstétrical	143
Perforateur initial	99
Péritoine	
Pince à	
Mikulicz	120
Phalanges	
Scie à	
Langenbeck	94
Pinard	
Stéthoscope	140
Pince	
à Fixer	
Graefe	164
à fragments	
Witzel	193
à ôter	
Michel	70
à poser	
Michel	70
à Suture	
Castroviejo	165
à Tendre les Fils	
De Weker	166
Adson	30, 191
à Hypophyse	151
Adson-Brown	30
Allis	19
Asch	52
Babcock	20, 120
Backhaus	21
Ballenger	
à Pansement	131
à Amygdales	61
à Pansements	22
Bar	
Coupe Clamp	140
Barraquer	
à Fixer	164
Barraya	
Dissection	32
Bengolea	15
Beyer	
Gouge	104
Bishop-Harman	163
Blake	115
Bonnet	
Dissection	32
Bozemann	22
Brophy	32
Brucelle	
Coudée	31
Merlam	31
Brucelle Miriam	
Tungstène	211
Bruening	
Nasale	53
Capsulaire	
Arruga	165
Chaput	20
Cheatle	25
Chéron	131

Christophe	15
Circéron	133
Citelli	54
Clamp Bulldog	16
Clovis-Vincent	
Gouge	105
Coeur (en)	19
Colgough	
Emporte-Pièces à Laminectomie ...	153
Collin-Duval	
Dissection	33
Colver	
à Amygdales	61
Coupante	
Liston	192
Coupe Bague	39
Coupe-Broche	
Tungstène	211
Coupe-Ongles	68
Crabe	21
Crile	15
Crutchfield	
à Traction Crânienne	154
Cushing	32
Davis	25
De Martel	
en T	19
Debakery	33
Décapsuler (à)	17, 18
Desjardin	
Calcul	115
Cystite	115
Desmarres	
à Chalazion	166
Dissection	28
Graefe	163
Douay	
à Biopsie	135
double usage	
Michel	70
Douglas	
à Epiler	166
Doyen	
Erigne	21
Intestinale	24, 120
Dujardin	
à Fixer le Globe	164
Dumont	30
Duplay	129
Durand	
Dissection	33
Duval	20
Echardes (à)	29
Elschnig	164
Envies (à)	68
Feichenfeld	
à Echardes	29
Fisher	163
Foerster	22, 131
Gelhorn	
à Biopsie	135
Gill-Hess	163
Glissement	
Hartmann	45
Glissement (biopsie)	
Hartmann	45
Glissement (curette)	
Hartmann	45
Gouge	
Simple Articulation	104
Beyer	192
Luer	192
Green-Armytage	130, 141
Gregoire	19
Gunnar	
Traire	18
Guyon	117
Halstead	16
Hartmann	16
Emporte-pièce	61
Nasale	51
Holth	
Emporte-Pièces	166
Hunter	
à Echardes	29
à Epiler	29
J.L. Faure	130
à Biopsie	135
Jansen-Middleton	54
Jayle	21
Jumelée	
Lane	120

Jurasz	
Biopsie (à) pour Larynx	62
Kazanjan	52
Kelly	14
Obstétricale	141
Kerrison	54
Key-Horsley	
Coupante	106
Kocher	14
Laborde	
Tire-Langue	57
Lahey	23
à Goitre	62
Lane	21
Lempert	
Gouge	52, 104
Leriche	15
Liston	
Coupante	106
London College	31, 191
autofermante	191
Love-Guenwald	
à Laminectomie Emporte-Pièces	152
Luc	
Nasal	51
Lucae	31, 46
Luer	
Gouge	104, 105
Mac Indoe	
Coupante	106
Dissection	28
Mac Kenzie	
à Agrafes	152
Magill	62
Martin	
Cartilage	107
Meriam	
Brucelle	191
Micro	
Halstead	16
Mikulicz	
à Péritoine	120
Millin	117
Mixter-O'Shaugnessy	24
Museux	24, 129
Negus	63
Ombredanne	20
Ongles (à)	68
Originale	
Waldsachs	193
Pansements (à)	22, 131
Pauchet	70
Péan	14
pour papier articulé	
Miller	191
Pozzi	129
Pozzi-Palmer	129
Price-Thomas	23
Quenu	
Dissection	32
Ramplay	
à Pansement	131
Randall-Mirizzi	115
Rochester-Péan	14
Ruskin	
Gouge	104
Satinski	24
Sauerbrück	
Gouge	105
Schaedel	21
Schmidt	
Clamp	17
Schumacher	
à Biopsie	135
Schweigger	
Capsulaire	165
Semb	23
Semkin	
Dissection	29
Séquestre (à)	108
Sinus	51
Smitchwick	
à Agrafes	152
Spurling	
Emporte-Pièces à Laminectomie	153
Stieglitz	192
Stille	
Gouge	105
Sweet	
à Agrafes	152
Teale	
Gynécologique	130
Terrier	17

Therrum	133
Tilley	
Nasal	51
Traire (à)	18
Triangle (en)	19
Troelsch	31
Troeltsch	46
Tubingen	
à Suture	165
Tuttle	
Dissection	33
Tyding	61
Walsham	
Nasale	52
Weil-Blakesley	54
Weiss	
Clamp	17
Wertheim-Cullem	117
White	
à Amygdales	61
Winter	
Faux Germes	132
Wolf	
à Plâtre	91
Young	
Tire-Langue	57
Pince Rectale	
Yeoman	123
Pincés	
Dentaire	191, 192, 193
Pissette	
Flacon Plastique	222
Plaque	
Dermatome	66
Plastique	
Bassin de Lit	220
Bidet	220
Bocal à Urine	220
Bock à Injection	221
Crachoir	221
Flacon Bouchon	222
Flacon Pissette	222
Haricot	221
Inhalateur	221
Porte-Feuille Température	221
Seau Hygïenique	220
Urinal	
Femme	220
Homme	220
Verre à Boire	221
Plateau	
Aluminium	219
Inox	216
Mélamine	219
Plâtre	
Cisaille à	90
Seutin	90
Stille	90
Couteau à	
Reiner	91
Couteaux	196
Ecarteur à	
Henning	91
Pince à	
Wolf	91
Scie à	
Engel	91
Spatules	196
Pley	
Blépharostat	156
Poignée	
Gigli	
Scie (pour)	153
Pointe	
Carrée	100
Pointus	
Ciseaux	8
Poirier	
Burin	45
Gouge	45
Politzer	
Aiguille	44
Pommade	
Spatule à	40
Poole	
Canule	146
Porte Amalgame	
Double	197
simple	197
Porte Empreintes	
non perforé haut	199
non perforés bas	199
perforé bas	199
perforé haut	199

Porte Matrice	198
Dentaire	198
universel	
Tofflemire	198
Porte-Aiguille	
Barraquer	74, 169
Castroviejo	74, 169
Tungstène	213
Crile-Wood	74, 193
Tungstène	212
Derf	
Tungstène	213
Doyen	74
Finocchio	75
Gillies	75
Halsey	74
Tungstène	213
Masson	76
Mathieu	76, 193
Tungstène	213
Mayo-Hegar	
Tungstène	212
Mayo-Hegar	75
Olsen-Hegar	75
Ryder	
Tungstène	213
Stevens	74, 169
Stratte	76
Tungstène	
Fin	212
Stratte	212
Young	72
Porte-Coton	
Stylet	37
Utérin	134
Porte-Feuille Température	
Plastique	221
Porte-Pince	
Inox	217
Portes-Amalgames	
Dentaire	197
Portes-Empreintes	
Dentaire	199
Pozzi	
Pince	129
Pozzi-Palmer	
Pince	129
Price-Thomas	
Pince	23
Putti	
Bone Rasp	97
Râpe à Os	97
Q	
Quenu	
Pince Dissection	32
R	
Rachitome	93
Amussat	93
Ramplay	
Pince à Pansement	131
Randall	
Sonde Curette	134
Randall-Mirizzi	
Pince	115
Râpe	
Os (à)	97
Putti	
Os (à)	97
Wiener	
Nasal	50
Rappaport	
Stéthoscope	225
Rapprocheur	
Bailey	86
Rasoir	
Infirmier	40
Redon	
Alène	72
Régulateur	
de vide	
avec plaquette	147
sans plaquette	147
Reiner	
Couteau à Plâtre	91
Releveur	
Desmarres	157
Rétracteur	
Percy	99

Reverdin	
Aiguille	71
Semelle	84
Rhinoplastie	
Couteau	
Ballenger	48
Ribemont	
Insufflateur	140
Ricard	
Ecarteur	86
Richardson	
Ecarteur	81
Rochard	
Compas	85
Valve	85
Rochester-Péan	
Pince	14
Rollet	
Burin	158
Roux	
Ecarteur	78
Rugine	
Doyen	96
Farabeuf	53, 96
Lambotte	96
Merle Aubigné	96
Obwegeser	96
Sebileau	53
Ruskin	
Pince Gouge	104
Rycroft	
Canule	161
Ryder	
Porta-aiguille	
Tungstene	213
S	
Sachs	
Crochet	150
Décolle à Dure Mère	150
Saterlee	94
Satinski	
Pince	24
Sauerbrück	
Costotome	95
Ecarteur	81
Pince Gouge	105
Schaedel	
Pince	21
Schmieden	
Ciseaux	10
Schnidt	
Pince Clamp	17
Schoemaker	
Ciseaux à Goitre	62
Schumacher	
Pince à Biopsie	135
Schweigger	
Pince Capsulaire	165
Scie	
Charrière (à)	94
Engel	
à Plâtre	91
Gigli	153
Langenbeck	
à Phalanges	94
Poignée	153
Gigli	153
Saterlee	94
Sclérectomie	
Trépan	162
Seau	
Hygiénique	
Plastique	220
Sebileau	
Rugine	53
Seldin	
Limes à os	190
Semb	
Davier	107
Pince	23
Semelle	
Reverdin	84
Semkin	
Pince Dissection	29
Senn	
Ecarteur	79
Senn-Müller	
Ecarteur	49, 79
Séquestre	
Pince à	108

Seringue	
à cartouches	198
Bayard	49
Oreille (à)	46
Seringues	
Dentaire	198
Serre Tube	
Mohr	39
Serre-Noeud	
Bruening	60
Fils d'acier	46
Krause	46
Seutin	
Cisaille à Plâtre	90
Siegle	
Spéculum	47
Silicone	
Tapis	219
Simon	
Curette utérine	136
Simpson	
Forceps	142
Sims	
Anuscope	122
Curette utérine mousse	136
Curette utérine tranchante	136
Spéculum	126
Sims Malléable	
Hystéromètre	134
Sims Mousse	
Ciseaux	10
Sinus	
Pince	51
Sludder-Ballenger	
Amygdalotome	63
Smellie	
Perforateur Obstétrical	143
Smitchwick	
Pince à Agrafes	152
Smith Peterson	
Gouge	101
Snellen	
Anse	159
Sommer	
Hystérolabe	132
Sonde	
Auriculaire	
Hartmann	46
Bowman	161
Cannelée	37
Galezowski	161
Mandrin pour	
Trachéale	60
Nelaton	37
Novack	
Curette	134
Randall	
Curette	134
Vesicale	
Homme	114
Vésicale	114
Sondes	
Dentaire	176
Spatulas	
Dental	177
Spatule	
Castroviejo	
Iris	160
De Wecker	
Iris	160
Double Ciment	194
Heidemann	177
Jaeger	160
Kocher	
à Goitre	63
Olivecrona	151
Pommade (à)	40
simple pour ciment	194
Spatulé	
Styler	37
Spatules	
à Plâtre	196
Dentaire	177, 194
Spéculum	
Collin	126
Cusco	126
Duplay	
Nasal	50
Graves	126
Hartmann	47
Killian	
Nasal	50

Palmer	50
Siegle	47
Sims	126
Thudichum	
Nasal	50
Vacher	50
Spencer	
Ciseaux	9
Spurling	
Pince à Emporte-Pièces à Laminectomie	153
St-Clair Thomson	
Couteau	48
Stagnara	
Gouge	101
Sternotome	
Lebsche	97
Stéthoscope	225
Pinard	140
Rappaport	225
Stevens	
Ciseaux	9, 167
Porte-Aiguille	74, 169
Stieglitz	
Pince	192
Stille	
Burin	100
Cisaille à Plâtre	90
Gouge	101
Ostéotome	102
Pince Gouge	105
Strabisme	
Ciseaux	9, 167
Stratte	
Porte-Aiguille	76
Porte-Aiguille Tungstène	212
Styler	
Aiguillé	37
Olivaire	37
Porte-Coton	37
Utérin	134
Spatulé	37
Wilder	161
Suture	
Pince	
Tübingen	165
Suzor	
Forceps	142
Sweet	
Pince à Agrafes	152
Syndesmotome	
Compret	182
Syndesmotomes	
Dentaire	182
T	
Tambour	
Aluminium	218
Inox	216
Tapis	
Silicone	219
Tarnier	
Basiotribe	143
Forceps	142
Taylor	
Marteau	41
Teale	
Pince Gynécologique	130
Tensiomètre	225
Terrier	
Pince	17
Therrum	
Pince	133
Thomas	
instruments à modeler	189
Thudichum	
Spéculum Nasal	50
Thyroidectomie	
Cisaille de Moure Crantée pour	59
Tilley	
Pince Nasale	51
Tire-Comédon	
Unna	38
Tire-Langue	
Pince	
Labrode	57
Young	57
Tobold	
Abaisse-Langue à Manche	55
Tofflemire	
Porte Matrice universel	198
Tord-Fil	
Loute	109

Tournevis	103
Trachéal	
Canule argentée de 3 pièces	
Jackson	60
Canule métal	
Luer	60
Ecarteur	80
Ecarteur mousse	58
Trachéale	
Mandrin pour Sonde	60
Tracteur	
Hélicoïdal	
Doyen	141
Traction Crânienne	
Pince à	
Crutchfield	154
Traire	
Pince	
Gunnar	18
Pince (a)	18
Trautmann	
Anneau	44
Trélat	
Anuscope	122
Trépan	
Sclérectomie	162
Triangle	
Pince	19
Trocart	
Hydrocèle	111
Jamshidi	111
Oschner	111
Universel	111
Troelsch	
Pince	31
Troeltsch	
Pince	46
Trousse	
Dissection	40
Trousse Diagnostique	226
Trousseau	
Ecarteur	59
Tübingen	
Pince à Suture	165
Tuffier	
Ecarteur	86
Retractor	86
Tungstène	
Ciseaux	
Mayo	210
Metzemaum	210
Noyes	210
Pince	
Brucelle Miriam	211
Coupe-Broche	211
Porte-Aiguille	
Castroviejo	213
Crile-Wood	212
Derf	213
Fin	212
Halsey	213
Mathieu	213
Mayo-Hegar	212
Ryder	213
Stratte	212
Tuttle	
Pince Dissection	33
Tyding	
pince	61
U	
Universel	
Trocart	111
Universels	
Ciseaux	
Couronnes	178
Universels Crantés	
Ciseaux	9
Unna	
Tire Comédon	38
Urinal	
Plastique	
Femme	220
Homme	220
Vacher	

Spéculum Nasal	50
Vaginale	
Valve	
Doyen	127
Kristeller	127
Valleix	
Hystéromètre avec curseur	134
Valve	
Auvard	128
Bresky	127
Doyen	
Abdominale	84
Vaginal	127
Jayle	128
Kelly	87
Kristeller	
Vaginale	127
Landau	127
Millin	118
Rochard	85
Valve à poids	
Auvard	128
Jayle	128
Vannas	
Ciseaux	168
Végétations	
Couteau	
Beckmann	48
Verbrugge	
Davier	107
Vernon	
Marteau	41
Verre à Boire	
Plastique	221
Vésicale	
Sonde	114
Homme	114
Vézien	
Ciseaux	11
Vidal	
Curette	44
Grattoir	38
Vis	
Speculum de collin	126
Volkman	
Curette à Os	103
Curette utérine	136
Ecarteur	80

W

Waldsachs	
Pince originale	193
Wallich	
Curette utérine	136
Walsham	
Pince Nasale	52
Walton	
Gouge	158
Weber	
Couteau à Iris	157
Weil-Blakesley	
Pince	54
Weiss	
Pince Clamp	17
Weitlaner	
Ecarteur	83
wells	
Ecarteur à Enucléation	160
Wertheim	
Ciseaux	10
Wertheim-Cullem	
Pince	117
White	
Excavateur Double	183
Pince à Amygdales	61
Whitehead	
Ouvre-bouche	
(sans abaisse langue)	56
Wiener	
Râpe Nasale	50
Wilder	
Stylet Dilatateur	161
Winter	
Pince à Faux Germes	132
Witzel	
Pince à fragments	193
Wolf	
Pince à Plâtre	91

Y

Yankauer	
Canule	146
Yeoman	
Pince Réctale	123
Young	
Pince Tire-Langue	57
Porte-Aiguille	72
Z	
Ziegler	
Couteau	158

A

Abdominal	
Retractor	
Doyen.....	84
Kirschner.....	88
Valve	
Kirschner.....	88
Valvula	
Doyen.....	84
Abraham	
Scalpel.....	58
Adenoid growths	
Knife	
Beckmann.....	48
Adson	
Cannula.....	146
Dissecting Forceps.....	30
Dissecting forceps.....	191
Elevator.....	151
Hook.....	150
Hypophyseal Forceps.....	151
Adson-Brown	
Dissecting Forceps.....	30
Agnail	
Forceps.....	68
Allis	
Tissue Forceps.....	19
Alm	
Retractor.....	83
Aluminium	
Box.....	218, 220
Drum.....	218
Tray.....	219
Amalgam	
Instruments.....	186
Amalgam Carrier	
Dental.....	197
Amalgam Instruments	
Dental.....	186
Amalgam Carriers	
Double.....	197
single.....	197
Amputating	
Knife.....	92
Amputation	
Percy Retractor.....	99
Amussat	
Spine Wrench.....	93
Apical	
Elevator.....	181
Approximator	
Bailey.....	86
Arruga	
Capsular Forceps.....	165
Micro Burr.....	162
Retractor.....	160
Speculum.....	156
Asch	
Forceps.....	52
Aubigné	
Raspatory.....	96
Autopsy	
Knife.....	92
Auward	
Speculum.....	128
B	
Babcock	
Forceps.....	120
Babinsky	
Hammer.....	41
Backhaus	
Towel Forceps.....	21
Bailey	
Rib Approximator.....	86
Bakes	
Duct Dilator.....	114
Balfour	
Retractor.....	85
Ballenger	
Forceps.....	22
Septum Knife.....	48
Sponge Forceps.....	131
Tonsil Forceps.....	61
Bar	
Clamp	
Umbilical.....	140
Forceps	
Cutting Clamp.....	140

Barr Rectal	
Speculum.....	122
Barraquer	
Fixation Forceps.....	164
Needle Holder.....	74, 169
Scissors.....	168
Barraquer-Colibri	
Speculum.....	156
Barraya	
Dissecting Forceps.....	32
Bayard	
Syringe.....	49
Beckmann	
Knife for adenoid growths.....	48
Retractor.....	83
Bed Pan	
Plastic.....	220
Stainless Steel	
Perfection Type.....	217
Slipper Type.....	217
Bein	
Elevator.....	181
Bengolea	
Forceps.....	15
Bennett	
Bone Lever.....	98
Bensaude Rectal	
Speculum.....	122
Bethune	
Rib Shear.....	95
Beyer	
Bone Rongeur.....	104
bone Rongeur.....	192
Bidet	
Plastic.....	220
Billeau	
Loop.....	44
Biopsy	
Forceps	
Jurasz.....	62
Uterine Forceps	
Douay.....	135
Faure.....	135
Schumacher.....	135
uterine Forceps	
Gelhorn.....	135
Bishop-Harman	
Forceps.....	163
Black	
cutting instruments.....	188
Blade	
Jayle.....	128
Millin.....	118
Ring cutting.....	39
Scalpel.....	36
Sterile	
Skin Graft.....	66
Blake	
doble Curette.....	137
Forceps.....	115
Bohler	
Extension Bow.....	110
Bone	
Beyer	
Rongeur.....	104
Chisel.....	100
Curette	
Volkman.....	103
Curette Double	
Volkman.....	103
Farabeuf	
Raspatory.....	53, 96
Gouge.....	101
Hook	
Lambotte.....	98
Lambotte	
Raspatory.....	96
Lempert	
Rongeur.....	104
Lever	
Bennett.....	98
Lane.....	98
Lange-Hohmann.....	98
Luer	
Rongeur.....	104
Mac Even	
Chisel.....	100
Murphy	
Lever.....	98
Putti	
Rasp.....	97
Rasp.....	97

Rongeur	
Lempert.....	52
Luer.....	105
Sauerbrück	
Rongeur Multiaction.....	105
Stille	
Gouge.....	101
Bone Hand	
Drill.....	112
Bone Holding	
Forceps	
Farabeuf.....	108
Fergusson.....	108
Lambotte.....	108
Lane.....	108
Lowman.....	109
Verbrugge.....	107
Bones	
Files	
Seldin.....	190
Bones Files and Periosteal Elevators	
Dental.....	190
Bonn	
Retractor.....	160
Bonnet	
Dissecting Forceps.....	32
Boose	
Hook.....	58
Bottle	
Irrigator.....	221
Pressure.....	222
Urinal.....	220
With Screw Top.....	222
Bow	
Extension	
Bohler.....	110
Kirschner.....	110
Bowel	
Enterotomy Scissors.....	93
Bowl	
Stainless Steel.....	217
Bowman	
Decision Needle.....	157
Lachrymal Probe.....	161
Speculum.....	156
Box	
Aluminium.....	218, 220
Sterilizing Stainless Steel.....	216
Boyd	
Scissors.....	10
Boyle-Davis	
Mouth-Gag.....	56
Bozemann	
Forceps.....	22
Brain	
Knife.....	92
Spatula	
Olivecrona.....	151
Braithwaite	
Skin Graft.....	66
Braun	
Cranioclast.....	143
Hook	
Obstetrical.....	143
Scissors	
Episiotomie.....	12
Breaker	
Wolf Plaster.....	91
Bresky	
Speculum.....	127
Brock	
Scraper.....	38
Brophy	
Forceps.....	32
Brucelle Miriam	
Forceps Carbide Jaws.....	211
Bruening	
Forceps.....	53
Tonsil	
Snare.....	60
Bruening	
Tongue depressor.....	55
Brun	
Plaster Scissors.....	90
Brunner	
Rib Shear.....	95
Buchwald	
flat Tongue Depressor.....	55
Buck	
Curette.....	38
Hammer.....	41

Bulldog	
Clamp	16
Bunge	
Chalazion Curette	159
Burnishers	
Dental	187
C	
Caliper	
Castroviejo	162
Cannula	
Adson	146
Frazier	146
Galezowski	161
Poole	146
Rycroft Air Injection	161
Yankauer	146
Capsular	
Forceps	
Schweigger	165
Carbide Jaws	
Forceps	
Brucele Miriam	211
Scissors	
Mayo	210
Metzbaum	210
Noyes	210
Wire cutting	
Forceps	211
Carbide jaws	
Castroviejo	
Needle Holder	213
Crile-Wood	
Needle Holder	212
Derf	
Needle Holder	213
Fine Needle Holder	212
Halsey	
Needle Holder	213
Mathieu	
Needle Holder	213
Mayo-Hégar	
Needle Holder	212
Ryder	
Needle Holder	213
Stratte Needle Holder	212
Cartilage	
Knife	92
Cartilage	
Forceps	
Martin	107
Castroviejo	
Caliper	162
Iris Spatula	160
Needle Holder	74, 169
Needle Holder Carbide Jaws	213
Scissors	168, 178
Suture Forceps	165
Cataract	
Daviel Curette	159
Graefe Knife	157
Catheter	114
Guyon	116
Hartmann	46
Metal Female	114
Catheters	
Guyon	116
Cauchoix	
Gouge	101
Cement	
Double Spatula	194
singlez Spatula	194
spatulas	196
Chalazion	
Bunge Curette	159
Desmarres Forceps	166
Chaput	
Forceps	20
Charrier	
Saw	94
Cheatle	
Forceps	25
Chéron	
Forceps	131
Chevret Blad	
Retractor	78
Chisel	
Bone	100
Farabeuf	100
Lebsche	
Sternum	97

Mac Even	
Bone	100
Poirier	45
Rollet	158
Stille	100
Chompret	
double end Curette	179
Christophe	
Forceps	15
Chuck	112
Cilia	
Douglas Fine Forceps	166
Forceps	
Hunter	29
Circeron	
Forceps	133
Citelli	
Punch Forceps	54
Clamp	
Bulldog	16
Doyen	
Intestinal	120
Forceps	
Schmidt	17
Intestinal	
Doyen	24
Lane (Twin)	120
Mohr	39
Payr Pylorus	120
Umbilical	
Bar	140
Clip	
Applying Forceps	
Mac Kenzie	152
Smithwick	152
Sweet	152
Michel	70
Clovis-Vincent	
Gouge Forceps	105
Cobb	
Gouge	101
Colcough	
Laminectomy Rongeur Forceps	153
Collin	
Mallet	102
Pelvimeter	141
Retractor	85
Vaginal Speculum	126
Collin-Duval	
Dissecting Forceps	33
Collyer	
Pelvimeter	141
Colver	
Blunt Hook	58
Tonsil Forceps	61
Conductor	
De Martel	153
Cooper	
Needle Holder	72
Corcelle	
Speculum	156
Corwin	
Tonsil Forceps	63
Cover	
Silicon	219
Cranioclast	
Braun	143
Tarnier	143
Crile	
Forceps	15
Crile-Wood	
Needle Holder	193
Needle Holder Carbide jaws	212
Crown	
Remover	198
Scissors	178
Universal	
Scissors	178
Crown Removers	
Dental	198
Crutchfield	
Burr for Cervical Traction Tongs	154
Cervical Traction Tongs	154
Cryer	
Elevator	181
Curette	
Buck	38
Bunge Chalazion	159
Daviel	159
Dental	179, 180
Desjardin	116
doble	

Blake	137
double end	
Chompret	179
Donald	179
Gracey	180
Hemingway	179
Ear	38, 44
Meyhoefer	159
Sonde	
Novack	134
Unna	38
Uterine	
Gourdet	136
uterine	
Cuzzi	137
Simon	136
Volkman	136
Wallich	136
uterine blunt	
Sims	136
uterine sharp	
Sims	136
Vidal	44
Volkman	
Bone	103
Bone (double)	103
Cusco	
Speculum Vaginal	126
Cushing	
Dissecting Forceps	32
Hook	150
Retractor	79
Cutter	
Nail	68
Cutting Instruments	
Dental	188
Cuzzi	
uterine Curette	137
Cystitis	
Forceps	
Desjardins	115
Cystotome	
Graefe	158
Czerny	
Retractor	79
D	
Darby-Perry	
Double Excavator	184
Dartigues	
Retractor	87
Dartigues Uterine Elevating	
Forceps	132
Dautrey	
Retractor	49
Daviel	
Cataract Curette	159
Davis	
Forceps	25
De Martel	
Conductor	153
De Martel T	
Forceps	19
De Wecker	
Hemostatic Forceps Serrefine	166
Iris Spatula	160
Scissors	168
Dean	
Tonsil Scissors	11
Tonsils Scissors	59
Deaver	
retractor	81
Debakey	
Forceps	33
Scissors	10
Dentaire	
Instruments Tranchants	188
Dental	
Amalgam Carrier	197
Amalgam Instruments	186
Bones Files and Periosteal Elevators	190
Burnishers	187
Crown Removers	198
Curette	179, 180
Cutting Instruments	188
Elevators	181
Excavators	183, 184
Extracting Forceps	172, 173, 174, 175
Forceps	191, 192, 193
Impression Trays	199
Matrix Retainers	198

Plaster Knives and Cement Spatulas	196
Probes	176
Root Elevators	182
Scaler	185
Scalers	185
Scissors	178
Spatulas	177, 194
Syringes	198
Wax Knives	195
Wax Modeling Instruments	189
Derf	
Needle holder Carbide jaws	213
Deschamps	
Ligature Carrier	71
Needle	71
Desjardin	
Curette	116
Desjardins	
Cystitis Forceps	115
Duct Dilator	114
Gall Stone Forceps	115
Desmarres	
Chalazion Forceps	166
Lid Retractor	157
Diagnostic	
Set	226
Dialyse	
Forceps	18
Dilator	
Bakes Duct	114
Desjardins Duct	114
Hégar	128
Wilder Probe	161
Director and Tongue tie	37
Dissecting	
Adson-Brown	
Forceps	30
Forceps	28
Adson	30
Angulated	31
Barraya	32
Bonnet	32
Collin-Duval	33
Cushing	32
Durand	33
Quenu	32
Semkin	29
Tuttle	33
Watchmaker	30
Mac-Indoe	
Forceps	28
Set	40
Dissector	
Hurd	58
Donald	
double end curette	179
Douay	
Forceps Biopsy Uterine	135
Douglas	
Fine Forceps	166
Doyen	
Abdominal Retractor	84
Helicoidal Tractor	141
Intestinal Clamp	24, 120
Mallet	102
Mouth-Gag	55
Needle Holder	74
Raspatory	96
Towel Forceps	21
Vaginal Speculum	127
Válvula abdominal	84
Drawing	
Forceps	18
Gunnar	18
Drill	
Bone Hand	112
Hudson	154
Drum	
Aluminium	218
Sterilizing Stainless Steel	216
Dubost	
Scissors	8
Dujardin	
Eye Ball Fixation Forceps	164
Dumont	
Forceps	30
Duplay	
Forceps	129
Nasal Speculum	50
Dura	
Frazier Separator	150
Sachs Separator	150

Durand	
Dissecting Forceps	33
Duval	
Forceps	20
E	
Ear	
Curette	38, 44
Syringe	46
Elevator	
Adson	151
Apical	181
Bein	181
Cryer	181
Freer	190
Freer Septum	51
Molt	190
Septum	
Freer	151
Elevators	
Dental	181
Root	182
Elschnig	
Fixation Forceps	164
Engel	
Plaster Saw	91
Enterotomy	
Bowel Scissors	93
Scissors	11
Enucleation	
Wells Retractor	160
Episiotomy	
Scissors	
Braun	12
Excavator	
Double	
Darby-Perry	184
White	183
Excavators	
Dental	183, 184
Extension	
Bow	
Bohler	110
Extracting Forceps	
Adult	172, 173, 174
Child	175
F	
Fahlenstock	
wax Knives	195
Farabeuf	
Bone Holding Forceps	108
Bone Raspatory	53, 96
Chisef	100
Retractor	78
Faure	
uterine Biopsy Forceps	135
Feichenfeld	
Splint Forceps	29
Female	
Urinal	220
Fergusson	
Bone Holding Forceps	108
Fergusson-Ackland	
Mouth-Gag	56
Files	
Seldin	
Bones	190
Filling Instruments	
Heidemann	177
Finochietto	
Ligature Carrier	23
Rib Spreaders	86
Finochietto Needle	
Needle Holder	75
Fisher	
Iris Forceps	163
Fixation	
Rochard	85
Foerster	
Forceps	22, 131
Folding	
Kirschner	88
Forceps	
Adson	
Dissecting	30
Hypophyseal	151
Adson Brown	
Forceps	30

Agnail	68
Allis	
Tissue	19
Angulated	
Dissecting	31
Applying	
Michel	70
Arruga	165
Asch	52
Babcock	20, 120
Backaus	
Towel	21
Ballenger	22
Sponge	131
Tonsil	61
Bar	
Cutting Clamp	140
Barraquer	164
Barraya	
Dissecting	32
Bengolea	15
Bishop-Harman	163
Blake	115
Bone Cutting	
Key-Horsley	106
Mac Indoe	106
Bone Holding	
Farabeuf	108
Fergusson	108
Lambotte	108
Lowman	109
Verbrugge	107
Bonnet	
Dissecting	32
Bozemann	22
Brophy	32
Brucelle Miriam	
Carbide Jaws	211
Bruening	
Nasal	53
Castroviejo	165
Chaput	20
Cheatle	25
Cheron	131
Christophe	15
Circeron	133
Citelli	54
Clamp	
Schmidt	17
Clovis-Vincent	
Gouge	105
Colcough	
Laminectomy Rongeur	153
Collin-Duval	
Dissecting	33
Colver	
Tonsil	61
Corwin	
Tonsil	63
Crile	15
Cushing	
Dissecting	32
cutting	
Liston	192
Dartigues	132
Davis	25
De Martel T	19
De Wecker	166
Debakey	33
Dental	191, 192, 193
Desjardin	
Cystitis	115
Desjardins	115
Desmarres	
Chalazion	166
Dialyse	18
Dissecting	28
dissecting	
Adson	191
Douay	
Biopsy uterine	135
Double use	
Michel	70
Douglas	
Cilia	166
Doyen	
Towel	21
Dujardin Eye Ball Fixation	164
Durand	
Dissecting	33
Duval	20
Ear 1x2 Teeth	
Hartmann	45

Ear Curette			
Hartmann	45		
Ear Punch Biopsy			
Hartmann	45		
Elschnig	164		
Faure			
Biopsy Uterine	135		
Feichenfeld			
Splint	29		
Fisher	163		
Foerster	22, 131		
Gelhorn			
Biopsy	135		
Gill-Hess	163		
Gouge			
Ruskin	104		
Single Articulation	104		
Graefe	164		
Graefe Fine	163		
Green-Armytage	130, 141		
Gregoire	19		
Gunnar			
Drawing	18		
Guyon	117		
Halstead	16		
Hartmann	16		
Ear Polypus	45		
Nasal	51		
Rongeur	61		
Heart	19		
Holth	166		
Hunter			
Cilia	29		
Splint	29		
J.L. Faure	130		
Jansen-Middleton	54		
Jayle			
Towel	21		
Jones			
Towel	21		
Jurasz			
Biopsy	62		
Kazanjian	52		
Kelly	14		
Ovum	141		
Kerrison	54		
Kocher	14		
Laborde			
Tongue	57		
Lahey	23		
Goitre Seizing	62		
Lane			
Bone Holding	108		
Towel	21		
Leriche	15		
Liston			
Bone Cutting	106		
Bone cutting	106		
Love-Gruenwald			
Laminectomy rongeur	152		
Luc			
Nasal	51		
Lucae	31, 46		
Luikart	142		
Mac Kense			
Clip Applying	152		
Mac-Indoe			
Dissecting	28		
Magill	62		
Mair Polypus	22, 131		
Martin			
Cartilage	107		
Micro Halstead	16		
Mikulicz			
Peritoneal	120		
Millin	117		
Mixter-O'Shaughnessy	24		
Moure			
Thyroidectomy	59		
Murphy-Pean	14		
Museux	24, 129		
Naegele	142		
Negus	63		
Ombredanne	20		
original			
waldsachs	193		
Pozzi	129		
Pozzi-Palmer	129		
Price-Thomas	23		
Quenu			
Dissecting	32		
Ramplay			
Sponge	131		
Randall-Mirizzi	115		
Removing			
Michel	70		
Rochester-Pean	14		
Satinski	24		
Schaedel	21		
Schumacher			
Uterine Biopsy	135		
Schwegger			
Capsular	165		
Semb	23, 107		
Semkin			
Dissecting	29		
Sequestrum	108		
Simpson	142		
Sinus	51		
Smitchwick			
Clip Applying	152		
Sommer	132		
Splint	29		
Spurling			
Laminectomy Rongeur	153		
Stieglitz	192		
Stille			
Gouge	105		
Suzor	142		
Sweet			
Applying Forceps	152		
Take Up	17		
Tarnier	142		
Teale	130		
Terrier	17		
Therrum	133		
Tilley	51		
Tissue	28		
Triangular	19		
Troelsch	31		
Troeltsch	46		
Tübingen			
Suture	165		
Tuttle			
Dissecting	33		
Tyding	61		
Walsham			
Nasal	52		
Watchmaker			
Dissecting	30		
Weil-Blakesley	54		
Weiss	17		
Wertheim-Cullen	117		
White			
Tonsil	61		
Winter	132		
Wire Cutting			
Carbide Jaws	211		
with fragments			
Witzel	193		
Yeoman Biopsy Rectal	123		
Young			
Tongue	57		
forceps			
Drawing	18		
Fork			
Tuning	47		
Frazier			
Cannula	146		
Dura Separator	150		
Freer			
Elevator	190		
Septum Elevator	51, 151		
G			
Gabarro			
Graft			
Measurer	66		
Galezowski			
Lachrymal Cannula	161		
Lachrymal Probe	161		
Gastroenterostomy			
Twin Clamp			
Lane	120		
Gelhorn			
uterine Biopsy Forceps	135		
Gelpi			
Retractor	83		
Gesco			
Scissors	12		
Gester			
Retractor	109		
Gigli			
Handle for Saw	153		
Saw	153		
Gill-Hess			
Iris Forceps	163		
Gillies			
Hook	49, 150		
Gillies Needle			
Needle Holder	75		
Glass			
Drinking Glass	221		
Goitre			
Forceps			
Lahey	62		
Scissors			
Schoemaker	62		
Spatula			
Kocher	63		
Goldman			
Scissors	11		
Goldman-Fox			
Scissors	178		
Good			
Tonsil Scissor	11		
Tonsil scissors	59		
Gosset			
Retractor	84		
Retractor	84		
Gouge			
Bone	101		
Cauchoix	101		
Cobb	101		
Forceps			
Clovis-Vincent	105		
Single Articulation	104		
Guillaume	101		
Ruskin			
Forceps	104		
Smith Peterson	101		
Stagnara	101		
Stille			
Bone	101		
Forceps	105		
Walton Foreign Body	158		
gouge			
Poirier	45		
Gourdet			
uterine Curette	136		
Governor			
vacuum			
without plaquette	147		
governor			
vacuum			
with plaquette	147		
Gracey			
double end Curette	180		
Graefe			
Cataract Knife	157		
Cystotome	158		
Fine Iris Forceps	163		
Fixation Forceps	164		
Hook	159		
Speculum	156		
Graft			
Gabarro Measurer	66		
Skin			
Braithwaite	66		
Sterile Blades	66		
Graft slide	109		
Graves			
Vaginal Speculum	126		
Green			
Retractor	80		
Green-Armytage			
Forceps	130, 141		
Gregoire			
Forceps	19		
Guillaume			
Gouge	101		
Gum			
Scissors	178		
Gunnar			
Drawing Forceps	18		
Guyon			
Catheter	116		
Catheters	116		
Forceps	117		
H			
Halogen			
Ophthalmoscope	227		
Oto-Ophthalmoscope	227		
Otoscope	227		

Halsey	
Needle holder Carbide jaws	213
Halsey Needle	
Needle Holder	74
Halstead	
Forceps	16
Halstead Micro	
Forceps	16
Hammer	
Babinsky	41
Buck	41
Hatchet	93
with Hook	93
Ombredanne	102
Taylor	41
Vernon	41
Handle	
Gigli	
Saw (for)	153
Scapel	36
Harrington	
Retractor	82
Hartman	
Forceps	
Ear 1x2 Teeth	45
Ear Punch Biopsy	45
Hartmann	
Catheter	46
Forceps	16, 51
Ear Curette	45
Ear Polypus	45
Retractor	78
Rongeur Forceps	61
Speculum	47
Hatchet	
Hammer	93
Heart	
Forceps	19
Hégar Dilator	128
Dilator Stainless Steel	128
Heideman	
Filling Instruments	177
Heiss	
Retractor	83
Hemingway	
Double end curette	179
Henning	
Plaster Cost Spreader	91
Heyman	
Nasal Scissors	9, 48
Hibbs	
Retractor	82
Holth	
Punch Forceps	166
Hook	
Adson	150
Boose	58
Braun	
Obstetrical	143
Colver	
Blunt	58
Cushing	150
Gillies	49, 150
Graefe	159
Hammer	93
Lambotte	
Bone	98
Sachs	150
Household	
Scissors	12, 39
Hudson	
Bone Hand Drill	154
Hunter	
Cilia Forceps	29
Splint Forceps	29
Hurd	
Dissector	58
Hydrocele	
Trocart	111
Hypophyseal	
Forceps	
Adson	151
igature Carrier	
Millin	117
I	
Impression Tray	
no perforado upper	199
no perforated lower	199
perforated lower	199
perforated upper	199

Impression Trays	
Dental	199
Inhaler	
Plastic	221
Instrument Tray	
Stainless Steel	216
Instruments	
Amalgam	186
cutting	
Black	188
Insufflator	
Ribemont	140
Intestinal	
Doyen	
Clamp	24, 120
Intestinal Suture	
Needle	71
Iris	
Castroviejo Spatula	160
De Wecker Spatula	160
Fisher Forceps	163
Gill-Hess Forceps	163
Graefe Fine Forceps	163
Knife	
Weber	157
Scissors	9, 167
Irrigator	
Bottle	221
Israël	
Retractor	82
Iwanson	
Measuring instrument	193
J	
J.L. Faure	
Forceps	130
Jackson	
Silver Tracheal Tube	60
Jaeger	
Keratome	158
Spatula	160
Jamshidi	
Trocar	111
Jansen	
Retractor	83
Jansen-Middleton	
Punch Forceps	54
Jar	
Stainless Steel	217
Jayle	
Blade	128
Towel Forceps	21
Jennings	
Mouth-Gag	55
Joll- Friedmann	
Retractor	87
Jones	
Towel	
Forceps	21
Judd-Masson	
Retractor	87, 118
Jurasz	
Biopsy Forceps	62
K	
Kazanjan	
Cutting Forceps	52
Kelly	
Forceps	14
Ovum	141
Retractor	87
Scharp	
Scissors	178
Scissors	10
Keratome	
Jaeger	158
Kerrison	
Punch Forceps	54
Key for bone drill	112
Key-Horsley	
Bone Cutting Forceps	106
Kidney Dish	
Plastic	221
Stainless Steel	216
Killian	
Nasal Speculum	50
Tonsil Scalpel	58
Kilner-Doughty	
Mouth-gag	56

Kirschner	
Abdominal Retractor	88
Abdominal Valve	88
Bow	110
Folding	88
Knapp	
Retractor	160
Knife	
Amputating	92
Autopsy	92
Brain	92
Cartilage	92
Graefe	
Cataract	157
Reiner	
Plaster	91
Weber	
Iris	157
Ziegler	158
knife	
Beckmann	
Adenoid growths	48
St-Clair Thomson	48
Knives	
Fahlenstock	
wax	195
Lessmann	
wax	195
Plaster	196
wax	195
Kocher	
Forceps	14
Goitre Spatula	63
Krause	
Snare	
Ear Polypus	46
Kristeller	
Vaginal Speculum	127
L	
Laborde	
Retractor	59
Tongue Forceps	57
Lachrymal	
Bowman Probe	161
Galezowski Cannula	161
Galezowski Probe	161
Lahey	
Forceps	23
Goitre Seizing Forceps	62
Lambotte	
Bone Holding Forceps	108
Bone Hook	98
Bone Raspatory	96
Osteotome	102
Laminectomy	
Rongeur Forceps	
Love-Guenwald	152
Spurling	153
Rongeur forceps	
Colcough	153
Landau	
Vaginal Spaculum	127
Lane	
Bone Holding Forceps	108
Bone Lever	98
Towel Forceps	21
Twin Clamp	120
Lange-Hohmann	
Bone Lever	98
Langenbeck	
Retractor	80
Saw	94
Laryngal	
Mirror	57
Laryngoscope	
Blade	
Mc Intosh	228
Miller	229
Handle	
Mc Intosh	228
Miller	229
Mc Intosh	228
Miller	229
Lebsche	
Sternum Chisel	97
Lempert	
Bone Rongeur	52, 104
Leriche	
Forceps	15
Lessmann	

wax Knives	195
Lever	
Bennett	
Bone	98
Lane	
Bone	98
Lange-Hohmann	
Bone	98
Murphy	
Bone	98
Lid	
Desmarres Retractor	157
Ligature Carrier	
Descamps	71
Finochietto	23
Lingere	
Scissors	12, 39
Lister	
Scissors	
Bandage	11
Liston	
Bone Cutting Forceps	106
cutting Forceps	192
London College	
self locking Tweezers	191
Tweezers	31
IWEEZERS	191
Loop	
Billeau	44
Loute	
Twister	109
Snellen	159
Trautmann	44
Loops	46
Loute	
Loop Twister	109
Love	
Retractor	79, 151
Love-Gruenwald	
Laminectomy Rongeur Forceps	152
Lowman	
Bone Holding	
Forceps	109
Luc	
Forceps	51
Lucae	
Forceps	31, 46
Luer	
Bone Rongeur	104, 105, 192
Stainless Steel Tracheal Tube	60
Luikart	
Forceps	142
M	
Mac Even	
Bone Chisel	100
Mac Indoe	
Bone Cutting Forceps	106
Dissecting Forceps	28
Mac Kenzie	
Clip Applying Forceps	152
Magill	
Forceps	62
Magnetic	
+Remover	
+Magnifier	162
Eye Probe	162
Magnifier	
+Remover	
+Magnetic	162
Mair Polypus	
Forceps	22, 131
Male	
Urinal	220
Mallet	
Collin	102
Doyen	102
Mandrel	
for Tracheal Tube	60
Martin	
Cartilage Forceps	107
Masson	
Needle Holder	76
Mathieu	
Needle Holder	76, 193
Needle Holder Carbide jaws	213
Rectal Speculum	123
Matrix Retainer	198
universal Tofflemire	198
Matrix Retainers	
Dental	198

Maurer	
Rib Shear	95
Mayo	
Carbide Jaws Scissors	210
Scissors	8
Mayo Pin	39
Mayo-Hégar	
Needle Holder	75
Needle Holder Carbide jaws	212
Mc Intosh	
Blade of Laryngoscope	228
Handle for Laryngoscope	228
Laryngoscope	228
Spare for Laryngoscope	228
Measurer	
Graft Gabarro	66
Measuring Instrument	
Iwanson	193
Melamin	
Tray	219
Membrane	
Punch	140
Meriam	
Tweezers	31
Metzbaum	
Carbide Jaws Scissors	210
Scissors	8
Meyerding	
Retractor	81
Meyhoefer	
Curette	159
Michel	
Applying Forceps	70
Clips	70
Double use Forceps	70
Removing Forceps	70
Michel Hook Clips	
Rack	70
Micro Burr	
Arruga	162
Mikulicz	
Peritoneal Forceps	120
Miller	
Bade of Laryngoscope	229
Blade of Laryngoscope	229
Handle of Laryngoscope	229
Laryngoscope	229
Spare for Laryngoscope	229
Tweezers for Articulating Paper	191
Millin	
Bladdeur Neck Spreader	118
Blade	118
Ligature Carrier	117
Lobe Grasping Forceps	117
Miriam	
Tweezers	191
Mirror	
Laryngeal	57
Mixer-O'Shaugnessy	
Forceps	24
Modeling Instruments	
wax	
Thomas	189
Mohr	
Clamp	39
Molt	
Elevator	190
Morris	
Retractor	82
Moure	
Thyroidectomy Forceps	59
Mouth-Gag	
Boyle-Davis	56
Doyen	55
Fergusson-Ackland	56
Jennings	55
Wooden	55
Mouth-gag	
Kilner-Doughty	56
Withehead	
(without tongue depressor)	56
Murphy	
Bone Lever	98
Murphy-Pean	
Forceps	14
Museux	
Forceps	24, 129
N	
Naegele	
Forceps	142

Nail	
Cutter	68
Scissors	12, 68
Ungrounding Nipper	68
Nasal	
Forceps	
Bruening	53
Hartmann	51
Luc	51
Tilley	51
Walsham	52
Rap	
Wiener	50
Scissors	
Heyman	9, 48
Speculum	
Duplay	50
Killian	50
Thudichum	50
Vacher	50
Needle	
Bowman Decision	157
Cooper	72
Descamps	71
Intestinal Suture	71
Politzer	44
Redon	72
Reverdin	71
Needle Holder	
Barraquer	74, 169
Carbide jaws	
Halsey	213
Mathieu	213
Ryder	213
Carbide jaws	
Castroviejo	213
Castroviejo	74, 169
criel-Wood	193
Crile-Wood Carbide jaws	212
Derf Carbide jaws	213
Fine Carbide jaws	212
Mathieu	193
Mayo-Hégar Carbide jaws	212
Stevens	74, 169
Stratte Carbide jaws	212
Young	72
Needle on Handle	39
Negus	
Forceps	63
Nelaton	
Probe	37
Nipper	
Ungrounding Nail	68
Novack	
uterine Sound	134
Noyes	
Carbide Jaws Scissors	210
Scissors	168
O	
Obwegeser	
Raspatory	96
Ochsner	
Trocart	111
Olivecrona	
Brain Spatula	151
Ollier	
Retractor	81
Olsen-Hégar Needle	
Needle Holder	75
Ombredanne	
Forceps	20
Hammer	102
Operating	
Scissors B/B	8
Scissors B/S	8
Scissors S/S	8
Ophthalmoscope	226
Halogen	227
Osteotome	
Lambotte	102
Stille	102
Oto-Ophthalmoscope	226
Halogen	227
Otoscope	226
Halogen	227

P			
Palmer		Randall	
Speculum 50		uterine Sound 134	
Pauchet		Randall-Mirizzi	
suture Clips applying 70		Forceps 115	
Paufique		Rap	
Scarifier 158		Wiener	
Payr		Nasal 50	
Pylorus Clamp 120		Rappaport	
Pelvimeter		Stethoscope 225	
Collin 141		Rasp	
Collyer 141		Bone 97	
Percy		Putti 97	
Amputation Retractor 99		Raspatory	
Perforator 99		Aubigné 96	
Smellie		Doyen 96	
Obstetrical 143		Farabeuf	
Peritoneal		Bone 53, 96	
Forceps		Lambotte	
Mikulicz 120		Bone 96	
Pinar		Obwegeser 96	
Stethoscope 140		Sebileau 53	
Plaster		Razor 40	
Brun Scissors 90		Rectal Speculum	
Engel Saw 91		Mathieu 123	
Henning Cost Spreader 91		Redon	
Knives 196		Needle 72	
Reiner Knife 91		Reiner	
Seutin Shear 90		Plaster Knife 91	
Shear 90		Remover	
Stille Shear 90		+Magnetic	
Wolf Breaker 91		+Magnifier 162	
Plaster Knives and Cement Spatulas		Crown 198	
Dental 196		Foreign Body 162	
Plastic		Retractor	
Bed Pan 220		Alm 83	
Bidet 220		Arruga 160	
Drinking Glass 221		Balfour 85	
Inhaler 221		Beckmann 83	
Kidney Dish 221		bluntTracheal tizeras 58	
Spittoon 221		Bonn 160	
Temperature Chart Board 221		Collin 85	
Pley		Cushing 79	
Speculum 156		Czerny 79	
Point		Dartigues 87	
Square 100		Dautrey 49	
Poirier		Deaver 81	
Chisel 45		Desmarres 157	
Gouge 45		Doyen	
Poltizer		Abdominal 84	
Needle 44		Farabeuf 78	
Poole		Gelpi 83	
Cannula 146		Gester 109	
Pozzi		Gosset 84	
Forceps 129		Green 80	
Pozzi-Palmer		Harrington 82	
Forceps 129		Hartmann 78	
Pressure		Heiss 83	
Bottle 222		Hibbs 82	
Price-Thomas		Israël 82	
Forceps 23		Jansen 83	
Probe		Joll-Friedmann 87	
Bowman 161		Judd-Masson 87, 118	
Galezowski 161		Kelly 87	
Nelaton 37		Kirschner	
Wilder Dilator 161		Abdominal 88	
With Eyes 37		Knapp 160	
With knob 37		Laborde 59	
With Spatula 37		Love 79, 151	
With Thread 37, 134		Malleable Blade 78	
Probes		Morris 82	
Dental 176		Percy Amputation 99	
Punch		Ricard 86	
Membrane 140		Richardson 81	
Pylorus		Roux 78	
Payr Clamp 120		Sauerbrück 81	
		Senn 79	
		Senn-Müller 49	
		Trousseau 59	
		Tuffier 86	
		US Army 78	
		Volkman 80	
		Weitlaner 83	
		Wells	
		Enucleation 160	
		Reverdin	
		Needle 71	
		Rib	
		Shear 95	
		Béthune 95	
		Brunner 95	
		Maurer 95	
		Sauerbrück 95	
		Rib Spreaders	
		Finochietto 86	
		Ribmont	
		Insufflator 140	
		Ricard	
		Retractor 86	
		Richardson	
		Retractor 81	
		Ring Cutting	
		Blade 39	
		Rochard	
		Fixation 85	
		Valve 85	
		Rochester-Pean	
		Forceps 14	
		Roller	
		Chisel 158	
		Rongeur	
		Beyer	
		Bone 104	
		Bone	
		Luer 105	
		Sauerbrück 105	
		bone	
		Beyer 192	
		Luer 192	
		Forceps	
		Hartmann 61	
		Laminectomy Forceps	
		Colcough 153	
		Love-Gruenwald 152	
		Spurling 153	
		Lempert	
		Bone 52, 104	
		Luer	
		Bone 104	
		Root	
		Elevators 182	
		Root Elevators	
		Dental 182	
		Roux	
		Retractor 78	
		Ruskin	
		Gouge Forceps 104	
		Rycroft	
		Air Injection Cannula 161	
		Ryder	
		Needle Holder Carbide jaws 213	
		S	
		Sachs	
		Dura Separator 150	
		Hook 150	
		Sanitary	
		Slop-Pail 220	
		Saterlee	
		Saw 94	
		Satinski	
		Forceps 24	
		Sauerbrück	
		Bone Rongeur 105	
		Retractor 81	
		Rib Shear 95	
		Saw	
		Charrier 94	
		Engel	
		Plaster 91	
		Gigli 153	
		Handle	
		Gigli 153	
		Langenbeck 94	
		Saterlee 94	
		Scaler	
		Dental 185	
		Scalers	
		Dental 185	
		Scalpel 36	
		Abraham	
		Tonsil 58	
		Blades 36	
		Handle 36	
		Killian	
		Tonsil 58	
		Scarifier	
		Paufique 158	
		Schaedel	
		Forceps 21	
		Schmieden	
		Scissors 10	
		Schmidt	
		Clamp Forceps 17	

Schoemaker Goitre Seizing Scissors 62	Seutin Plaster Shear 90	Graefe 156
Schumacher uterine Forceps Biopsy 135	Shear Bethune Rib 95	Hartmann 47
Schweigger Capsular Forceps 165	Brunner Rib 95	Kilian 50
Scissors Barraquer 168	Maurer Rib 95	Palmer 50
Bowel Enterotomy 93	Plaster Rib 95	Pley 156
Boyd 10	Sauerbrück Rib 95	Siegle 47
Braun Episiotomy 12	Seutin Plaster 90	Sims Rectal 122
Brun Plaster 90	Stille Plaster 90	Thudichum 50
Castroviejo 168, 178	Siegle Speculum 47	Trelat Rectal 122
Crown 178	Silicon Cover 219	Vacher Nasal 50
De Wecker 168	Simon uterine Curette 136	Vaginal Collin 126
Dean Tonsil 11, 59	Simpson Forceps 142	Cusco 126
Debakey 10	Sims Scissors 10	Doyen 127
Dental 178	uterine Curette blunt 136	Graves 126
Dubost 8	uterine Curette sharp 136	Kristeller 127
Enterotomy 11	Vaginal Speculum 126	Landau 127
Gesco 12	Sims Malleable uterine Sound 134	Sims 126
Goldman 11	Sims Rectal Speculum 122	Sphygmanometer 225
Goldman-Fox 178	Sinus Forceps 51	Spine Wrench 93
Good Tonsil 11, 59	Skin Graft Braithwaite 66	Spine Wrench Amussat 93
Gum 178	Sterile Blades 66	Spittoon 221
Heyman Nasal 9, 48	Slop-Pail Sanitary 220	Splint Forceps Feichenfeld 29
Household 12, 39	Sludder-Ballenger Tonsillotome 63	Hunter 29
Iris 9, 167	Smellie Perforateur Obstetrical 143	Sponge Forceps Ballenger 131
Kelly 10, 178	Smithwick Clip Applying Forceps 152	Ramplay 131
Lingere 12, 39	Smith Peterson Gouge 101	Spreader Henning Plaster Cost 91
Lister Bandage 11	Snare Bruening Tonsil 60	Spurling Rongeur Forceps Laminectomy 153
Mayo 8	Krause Ear Polypus 46	Square Point 100
Carbide Jaws 210	Snellen Loop 159	St-Clair Thomson Knife 48
Metzemaum 8	Sommer Uterine Elevating Forceps 132	Stagnara Gouge 101
Carbide Jaws 210	Sound Sims Malleable Uterine 134	Stainless Steel Bed Pan Perfection Type 217
Nails 12, 68	Uterine Novack 134	Bed Pan Slipper Type 217
Noyes 168	Randall 134	Bowl 217
Carbide Jaws 210	Valleix 134	Instrument Tray 216
Operating B/B 8	Spare for Laryngoscope Mc Intosh 228	Jar 217
Operating B/S 8	Miller 229	Kidney Dish 216
Operating S/S 8	Spatula Brain Olivecrona 151	Sterilizing Box 216
Schmeiden 10	Castroviejo Iris 160	Sterilizing Drum 216
Schoemaker Goitre Seizing 62	Cement double 194	Tongue depressor 55
Sims B/B 10	Cement single 194	Wash Bowl 217
Stevens 9, 167	De Wecker Iris 160	Sternum Lebsche Chisel 97
Stitch 9	Jaeger 160	Chisel 97
Strabismus 9, 167	Kocher Goitre 63	Stethoscope 225
Umbilical Cord 12, 140	Oinment 40	Pinard 140
Universal Wire 9	Spatulas Cement 196	Rappaport 225
Vannas 168	Dental 194	Stevens Needle Holder 74, 169
Vezien 11	Speculum Arruga 156	Scissors 9, 167
Wertheim 10	Auward 128	Stieglitz Forceps 192
Sclectomy Trepine 162	Barr Rectal 122	Stille Bone Gouge 101
Scraper Brock 38	Barraquer-Colibri 156	Chisel 100
Vidal 38	Bensaude Rectal 122	Gouge Forceps 105
Screw Speculum 126	Bowman 156	Osteotome 102
Screw-driver 103	Bresky 127	Plaster Shear 90
screw-driver 103	Corcelle 156	Stitch Scissors 9
Sebileau Raspatory 53	Duplay Nasal 50	Strabismus Scissors 9, 167
Seldin Bones Files 190	Suture Set 40	Stratte Needle Holder Carbide jaws 212
Semb Dissector 23	Suture Forceps Tübingen 165	Stratte Needle Needle Holder 76
Forceps 107	Suzor Forceps 142	Surgery Set 40
Semkin Dissecting forceps 29	Sweet Clip Applying Forceps 152	
Senn Retractor 79		
Senn-Müller Retractor 49, 79		
Separator Frazier 150		
Sachs 150		
Septum Elevator Freer 151		
Freer Elevator 51		
Septum Knife Ballenger 48		
Sequestrum Forceps 108		
Set Diagnostic 226		
Dissecting 40		
Surgery 40		

Syringe	
Bayard	49
Ear	46
Syringes	
Cartridge	198
Dental	198
Take Up	
Forceps	17

T

Tarnier	
Cranioclast	143
Forceps	142
Taylor	
Hammer	41
Teale Vullsellum	
Forceps	130
Temperature Chart Board	
Plastic	221
Terrier	
Forceps	17
Therrum	
Forceps	133
Thomas	
Instrumento para moldar	189
Wax Modeling Instruments	189
Thudichum	
Nasal Speculum	50
Thyroidectomy	
Moure Forceps	59
Tilley	
Forceps	51
Tissue	
Allis	
Forceps	19
Forceps	28
Tobold	
Tongue Depressor	55
Toffelmire	
universal Matrix retainer	198
Tongs	
Burr for Cervical Traction	
Crutchfield	154
Cervical Traction	
Crutchfield	154
Tongue	
Forceps	
Laborde	57
Young	57
Tongue Depressor	
Bruening	55
Buchenwald	
flat	55
Tobold	55
Tongue depressor	
Stainless Steel	55
Tonsil	
Bruening	
Snare	60
Forceps	
Ballenger	61
Colver	61
Corwin	63
White	61
Scalpel	
Abraham	58
Killian	58
Scissors	
Dean	11, 59
Good	11, 59
Tonsillotome	
Sludder-Ballenger	63
Towel	
Doyen	
Forceps	21
Forceps	
Backaus	21
Jayle	21
Jones	21
Lane	21
Tracheal	
blunt Retractor Tijeras	58
Jackson Silver Tube	60
Mandrel	
Tube	60
Retractor	80
Stainless Steel Tube	
Luer	60
Tractor	
Doyen	
Helicoidal	141

Trautmann	
Loop	44
Tray	
Aluminium	219
Melamin	219
Trelat Rectal	
Speculum	122
Trephine	
Sclerectomy	162
Triangular	
Forceps	19
Trocar	
Jamshidi	111
Trocart	
Hydrocele	111
Ochsner	111
Universal	111
Troeltsch	
Forceps	31
Troeltsch	
Forceps	46
Trousseau	
Retractor	59
Tube	
Jackson	
Silver Tracheal	60
Luer	
Stainless steel Tracheal	60
Mandrel	
Tracheal	60
Tübingen	
Suture Forceps	165
Tuning	
Fork	47
Fork With Cursor	47
Tuttle	
Dissecting Forceps	33
Tweezers	
for Articulating Paper	
Miller	191
London College	31
London college	
self locking	191
london College	191
Meriam	31, 191
Twister	
Loop	
Loute	109
Tyding	
Forceps	61

U

Umbilical Cord	
Scissors	12, 140
Universal	
Crown	
Scissors	178
Trocart	111
Wire Scissors	9
Universal Vezien	
Scissors	11
Unna	
Curette	38
Urinal	
Female	220
Male	220
US Army	
Retractor	78

V

Vacher	
Nasal Speculum	50
Vaginal	
Kristeller	
Speculum	127
Speculum	
Collin	126
Cusco	126
Doyen	127
Graves	126
Landau	127
Sims	126
Valleix	
Sound	
Uterine	134
Valve	
Kirschner	
Abdominal	88
Rochard	85

Valvula	
Doyen	
Abdominal	84
Vannas	
Scissors	168
Verbrugge	
Bone Holding	
Forceps	107
Vernon	
Hammer	41
Vidal	
Curette	44
Scraper	38
Volkman	
Bone Curette	103
Curette	
Bone Double	103
Retractor	80
uterine Curette	136

W

Waldsachs	
original Forceps	193
Walsham	
Nasal Forceps	52
Walton	
Foreign Body Gouge	158
Wash Bowl	
Stainless Steel	217
Watchmaker	
Dissecting Forceps	30
Wax Knives	
Dental	195
Wax Modeling Instruments	
Dental	189
Weber	
Iris Knife	157
Weil-Blakesley	
Forceps	54
Weiss	
Forceps	17
Weitlaner	
Retractor	83
Wells	
Enucleation Retractor	160
Wertheim	
Scissors	10
Wertheim-Cullen	
Pedicle Forceps	117
White	
Double Excavator	183
Tonsil Forceps	61
Whitehead	
Mouth-gag	
(without tongue depressor)	56
Wiener	
Nasal Rap	50
Wilder	
Probe Dilator	161
Winter Placenta	
Forceps	132
Wire Cutting	
Forceps	
Carbide Jaws	211
Witzel	
Frceps with fragments	193
Wolf	
Plaster Breaker	91
Wrench	
Spine	93

Y

Yankauer	
Cannula	146
Yeoman Biopsy Rectal	
Forceps	123
Young	
Needle Holder	72
Tongue Forceps	57

Z

Ziegler	
Knife	158

A

Abaja-Lengua
 Bruenning 55
 de mango
 Tobold 55
 Inox 55

Abaja-lengua
 Buchwald
 Ilano 55

Abdominal
 Separador
 Kirschner 88
 Valva
 Doyen 84
 Kirschner 88

Abdominale
 Espatula
 Reverdin 84

Abraham
 Bisturi Amigdalas 58

Abre-Boca
 Doyen 55

Abre-boca
 Boyle-Davis 56
 de madera 55
 Fergusson-Ackland 56
 Jennings 55
 Kilner-Doughty 56
 Whitehead
 (sin abaja-lengua) 56

Adson
 Canula 146
 Elevador 151
 Gancho 150
 Pinza 30
 Pinza con dientes 191
 Pinza para hipofisis 151

Adson-Brown
 Pinza 30

Aguja
 Bowman 157
 Cooper 72
 Deschamps 71
 Intestinal 71
 Lanceolada 39
 Mango 39
 para ligaduras
 Deschamps 71
 Poltzer 44
 Reverdin 71

Aguja para ligaduras
 Finochietto 23

Alambre de acero
 Cierra-nudo 46

Alicates
 Adulto 172, 173, 174
 Cortar Brocas
 Tungsteno 211
 Infantil 175

Allis
 Pinza 19

Alm
 Separador 83

Aluminio
 Bandeja 219
 Caja 218, 220
 Tarro cilindrico 218

Amalgama
 Sobador 186

Amigdalas
 Bisturi
 Abraham 58
 Killian 58
 Compressor
 Corwin 63
 Pinza
 Ballenger 61
 Pinza para
 Colver 61
 White 61
 Tijeras
 Dean 11, 59
 Good 11, 59

Amigdalotomo
 Sludder-Ballanger 63

Amputacion hoja
 Cuchillo 92

Amussat
 Raquitomo 93

Anoscopio
 Barr 122

Bensaude 122
 Mathieu 123
 Sims 122
 Trelat 122

Apical
 Elevador 181

Aproximador
 Bailey 86

Arruga
 Micro 162
 Pinza 156
 Pinza capsular 165
 Separador 160

Asa
 +Iman
 +Lupa 162
 Billeau 44
 Iman 162
 Snellen 159
 Trautmann 44

Ash
 Pinza 52

Aujado
 Estilete 37

Autopsia hoja
 Cuchillo 92

B

Babcock
 Pinza 20, 120

Backhaus
 Pinza (de campo) 21

Bailey
 Aproximador 86

Bakes
 Explorator 114

Balfour
 Separador 85

Ballenger
 Cuchillo para Rhinoplastia 48
 Pinza para Amigdalas 61
 Pinza para Vendajes 22, 131

Bandeja
 Aluminio 219
 Inox 216
 Melamina 219

Bar
 Anoscopio 122
 Clamp Umbilical 140
 Pinza cortante para Clamp de Bar 140

Barraquer
 Pinza 164
 Porta-agujas 169
 Tijeras 168

Barraquer romas
 Porta-agujas 74

Barraquer-Colibri
 Pinza 156

Barraya
 Pinza de Diseccion 32

Bayard
 Jeringa 49

Beckmann
 Cuchillo para Vegetaciones 48
 Separador 83

Bein
 Elevador 181

Benett
 Elevador para Huesos 98

Bengolea
 Pinza 15

Beniqué
 Guyon 116

Bensaude
 Anoscopio 122

Bethune
 Costotomo 95

Beyer
 Pinza-Gubia 104
 Pinza-gubia 192

Bidé
 Plastico 220

Billeau
 Asa 44

Biopsia
 Pinza
 Gelhorn 135
 J-L Faure 135
 Schumacher 135
 Pinza de
 Jurasz 62

Pinza ginecologica
 Douay 135

Bishop-Hartmann
 Pinza 163

Bisturi
 Abraham 58
 Amigdalas 36
 figo 36
 Hojas 36
 Killian
 Amigdalas 58
 Mango 36

Black
 Instrumento cortante 188

Blake
 Cureta doble 137
 Pinza para vesicula 115

Bocal de Urina
 Plastico 220

Bocio
 Espatula de
 Kocher 63
 Pinza
 Lahey 62
 Tijeras de
 Schoemaker 62

Bock
 Inyeccion
 Plastico 221

Bohler
 Estribo 110

Bombilla para Laryngoscopio
 Mc Intosh 228
 Miller 229

Bonn
 Separador 160

Bonnet
 Pinza Diseccion 32

Boose
 Gancho 58

Bowman
 Aguja 157
 Pinza 156
 Sonda 161

Boyd en S
 Tijeras 10

Boyle-Davis
 Abre-boca 56

Bozemann
 Pinza 22

Braithwaite
 dermatomo 66

Braun
 Craneoclasto 143
 Gancho Obstetricia 143
 Tijeras de Episiotomie 12

Bresky
 Valva 127

Brock
 Legra 38

Brophy
 Pinza 32

Brucelle
 Pinza
 Miriam 191
 Pinza Acodada 31
 Pinza Meriam 31

Brucelle Miriam
 Pinza Tungsteno 211

Bruening
 Cierra-nudo 60
 Pinza Nasal 53

Bruening
 Abaja-Lengua 55

Brun
 Cizallas 90

Brunissor
 Dentario 187

Brunner
 Costotomo 95

Buchwald
 Abaja-Lengua
 Ilano 55

Buck
 Martillo 41

Bulldog
 Pinza Clamp 16

Bunge
 Cureta 159

C		Cizallas		Crutchfield	
Caja		Brun 90		Pinza para traccion craneana 154	
Aluminio 218, 220		Moure con muescas para tiridectomia ... 59		Cryer	
Inox 216		Seutin		Elevador 181	
Caja de pequina cirugia 40		Vendajes enyesados 90		Cuadrada	
Calculo		Stille		Punta 100	
Pinza		para Vendajes enyesados 90		Cuadro	
Desjardin 115		Vendajes enyesados 90		Kirschner 88	
Cangrejo		Clamp		Cubo	
Pinza 21		Bar		Higienico	
Canula		Pinza 140		Plastico 220	
Adson 146		Umbilical 140		Cucharilla	
Frazier 146		Pinza		Dermatologia	
Galezowski 161		Bulldog 16		Agujereada 38	
Jackson		Schmidt 17		Cuchilla para Cera	
Tracheal 3 piezas 60		Weiss 17		Dentario 195	
Luer		Pinza Intestinal		Cuchillo	
Traqueal 60		Doyen 24		Amputacion hoja 92	
Poole 146		Clovis-Vincent		Autopsia hoja 92	
Rycroft 161		Pinza-Gubia 105		Ballenger	
Yankauer 146		Cobb		Rhinoplastia 48	
capsular		Gubia 101		Beckmann	
Pinza		Colcough		Vegetaciones 48	
Schweigger 165		Pinza sacabocados (laminectomia) ... 153		Cartilago hoja 92	
Cartilago		Collin		Fahlenstock	
Pinza		Especulo 126		para cera 195	
Martin 107		Mazo 102		Graefe	
Cartilago hoja		Pelvimetro 141		Catarata 157	
Cuchillo 92		Separador 85		Lessmann	
Castroviejo		Collin Duval		para cera 195	
Compas 162		Pinza de Diseccion 33		para Escayola 196	
Espatula de Iris 160		Collyer		Reiner	
Pinza para sutura 165		Pelvimetro 141		para Escayola 91	
Porta-agujas 169		Colver		Seso hoja 92	
Tungsteno 213		Gancho romo 58		St-Clair Thomson 48	
Tijeras 168, 178		Pinza para Amigdalas 61		Weber	
Castroviejo romas		Compas		Iris 157	
Porta-agujas 74		Castroviejo 162		Ziegler 158	
Catarata		Iwanson 193		Cuchillo y Espatula para Escayota	
Cuchillo		Rochard 85		Dentario 196	
Graefe 157		Compressor		Cuna	
Cureta		Corwin		Inox 216	
Daviel 159		Amigdalas 63		Plastico 221	
Cauchoix		Conductor		Cupula	
Gubia 101		De Martel 153		Inox 217	
Cemento		Cooper		Cureta	
Espatula Doble 194		Aguja 72		Bunge 159	
espatula simple 194		Copa		Daviel	
Chalazion		Inox 217		Catarata 159	
Pinza		Corazon		Dentario 179, 180	
Desmarres 166		Pinza (en forma de) 19		Desjardin 116	
Chaput		Corcelle		doble	
Pinza 20		Pinza 156		Blake 137	
Charriere		Corona		Chompret 179	
Sierra 94		Extractor 198		Gracey 180	
Chata de cama		Coronas		Hemingway 179	
Inox 217		Tijeras 178		DOUBLE	
Plastico 220		Universal 178		Donald 179	
Cheatle		Cortante		llena 44	
Pinza 25		Pinza		Liena 38	
Cheron		Citelli 54		Meyhoefer 159	
Pinza 131		Jansen-Middleton 54		roma	
Chevret		Pinza Holth 166		Sims 136	
Hoja 78		Cortante-anillo		Sonda	
Chompret		Pinza 39		Novack 134	
Cureta doble 179		Cortar Brocas		Randall 134	
Syndesmotomo 182		Alicates		uterina	
Christophe		Tungsteno 211		Cuzzi 137	
Pinza 15		Cortar Unas		Simon 136	
Cierra		Pinza 68		Sims 136	
Mohr 39		Cortar unas		Volkman 136	
Cierra-nudo		Pinza 68		Wallich 136	
Alambre de acero 46		Corwin		uterina Gourdet	
Bruening 60		Compressor		Gourdet 136	
Krause 46		Amigdalas 63		Vidal 44	
Cinzel 100		Costotomo 95		Volkman	
Farabeuf 100		Bethune 95		Huesos 103	
Lebsche		Brunner 95		Huesos Doble 103	
Esternon 97		Maurer 95		Cursor	
Mac Even 100		Sauerbrück 95		Diapason 47	
Poirier 45		Costurera		Cusco plegable	
Rollet 158		Tijeras 12, 39		Especulo 126	
Stille 100		Craneoclasto		Cushing	
Circeron		Braun 143		Gancho 150	
Pinza 133		Tarnier 143		Pinza 32	
Cistico		Crile		Seperador 79	
Pinza		Pinza 15		Cuzzi	
Desjardins 115		Crile-Wood		Cureta uterina 137	
Citelli		Porta-agujas 74		Czerny	
Pinza cortante 54		Porta-agujas de tungsteno 212		Seperador 79	
		Porte-agujas 193			
		Cruchfield			
		Taladro para estribo craneal 154			

D

Darby-Perry
 Excavador doble 184

Dartigue
 Pinza 132

Dartigues
 Separador 87

Dauphin
 Tijeras
 Puntitragudas-roma 8

Dautrey
 Saparador 49

Daviel
 Cureta para Catarata 159

Davis
 Pinza 25

De Martel
 Conductor 153

De Wecker
 Espatula de Iris 160
 Pinza para tensar Hilos 166
 Tijeras 168

Dean
 Tijeras para Amigdalas 59
 Tijeras para amigdalas 11

Deaver
 Seperador 81

Debakey
 Pinza 33
 Tijeras 10

Decapsular
 Pinza 17

Dentario
 Alicates Adulto 172, 173, 174
 Alicates Infantil 175
 Brunissor 187
 Cuchilla para Cera 195
 Cuchillo y Espatula para Escayota 196
 Cureta 179, 180
 Elevador 181
 Espatulas 177, 194
 Excavador 183, 184
 Extractor de Corona 198
 Instrumento Cortante 188
 Instrumento para Modelar 189
 Instrumento para quitar el Tartaro 185
 Jacqueline 185
 Jeringa 198
 Lima para Huesos y Elevador 190
 Pinzas 191, 192, 193
 Porta-Amalgama 197
 Porta-Huellas 199
 Porta-Matriz 198
 Sobador para Amalgama 186
 Sonda 176
 Syndesmotomo 182
 Tijeras 178

Depilatoria
 Pinza
 Douglas 166

Derf
 Porta-agujas de Tungsteno 213

Dermatomo
 Braithwaite 66
 Hijas esterilas 66
 Placa galibo 66

Deschamps
 Aguja 71
 Aguja para ligaduras 71

Descolador de dura-madre
 Frazier 150
 Sachs 150

Desenclavador
 Doyen 141

Desjardin
 Cureta 116
 Explorador 114
 Pinza para calculo 115
 Pinza para Cistico 115

Desmarres
 Pinza de chalazion 166
 Retractor 157

Desprendimientor
 Molt 190

Destornillador 103

Dialisis
 Pinza 18

Diapason
 Cursor 47

Dilatador
 Estilete
 Wilder 161

Millin 118

Dilatador uterino Hegar
 Doble 128
 simple 128

Disecador
 Separator
 Hurd 58

Diseccion
 Pinza 28
 Barraya 32
 Bonnet 32
 Collin-Duval 33
 Durand 33
 Graefe 163
 Mac Indoe 28
 Quenu 32
 Semkin 29
 Tuttle 33

Donald
 DOUBLE CURETTE 179

Douay
 Pinza de Biopsia ginecologica 135

Douglas
 Pinza Depilatoria 166

Doyen
 Abre-Boca 55
 Desenclavador 141
 Erina 21
 Mazo 102
 Periostomo 96
 Pinza 120
 Pinza Intestinal 24
 Porta- agujas 74
 Valva Abdominal 84

Dubost
 Tijeras 8

Dujardin
 Pinza de fijacion del globo 164

Dumont
 Pinza 30

Duplay
 Especulo nasal 50
 Pinza 129

Durand
 Pinza de Diseccion 33

Duval
 Pinza 20

E

Elevador
 Adson 151
 Apical 181
 Bein 181
 Benett
 Huesos 98
 Cryer 181
 Dentario 181
 Freer 51, 151, 190
 Lane
 Huesos 98
 Murphy
 Huesos 98

Elschnig
 Pinza 164

Empuja-injerto 109

Encias
 Tijeras 178

Engel
 Sierra de Yeso 91

Enterotomia
 Tijeras 11, 93

Enucleacion
 Separator
 Wells 160

Epilar
 Pinza
 Hunter 29

Episiotomia
 Tijeras
 Braun 12

Erina
 Pinza
 Doyen 21

Escarificator
 Paufigue 158

Escayola
 Cuchillo
 Reiner 91
 Cuchillo para 196
 Espatula 196

Escofina
 Huesos 97
 Putti
 Huesos doble 97
 Wiener
 Nasal 50

Escupidera
 Plastico 221

Espatula
 Castroviejo
 Iris 160
 De wecker
 Iris 160
 Doble Cemento 194
 Heidemann 177
 Jaeger 160
 Kocher
 de Bocio 63
 Olivecrona 151
 para Escayola 196
 Reverdin
 Abdominale 84
 simple para Cemento 194
 Unguento 40

Espatula de Laringoscopio
 Mc Intosh 228
 Miller 229

Espatulado
 Estilete 37

Espatulas
 Dentario 177, 194

Especulo
 Collin 126
 Cusco plegable 126
 Duplay
 Nasal 50
 Graves 126
 Hartmann 47
 Palmer 50

Especulum
 Killian
 Nasal 50
 Siegle 47
 Sims 126
 Thudichum
 Nasal 50
 Vacher
 Nasal 50

Espejo
 Laringeo 57

Espiga 112

Esternon
 Cincel
 Lebsche 97

Estetoscopio 225
 Pinard 140
 Rappaport 225

Estilete
 Aujado 37
 Espatulado 37
 Olivario 37
 Porta-algodones 37
 Porta-algodones uterino 134
 Wilder
 Dilatator 161

Estrabismo
 Tijeras 167

Estríbo
 Bohler 110
 Kirschner 110

Estrrabismo
 Tijeras 9

Estuche
 para diseccion 40

Estuche completo para diagnostico .. 226

Excavador
 Dentario 183, 184
 doble
 Darby-Perry 184
 White 183

Explorador
 Bakes 114
 Desjardin 114

Extractor
 Corona 198

Extractor de Corona
 Dentario 198

F

Falanges	
Sierra	
Langenbeck	94
Farabeuf	
Cincel	100
Periostomo	53, 96
Seperador	78
Tenaza	108
Feichenfeld	
Pinza para Pinchos	29
Fergusson	
Tenaza	108
Fergusson-Ackland	
Abre-boca	56
Finochietto	
Aguja para Ligaduras	23
Portas-Agujas	75
Separador	86
Fisher	
Pinza	163
Foerster	
Pinza	22, 131
Forceps	
Luikart	142
Naegele	142
Simpson	142
Suzor	142
Tarnier	142
Frasco	
Tapon-cuello del Cisne	
Plastico	222
Frasco + Tapon	
Plastico	222
Frazier	
Canula	146
Descolador de dura-madre	150
Freer	
Elevador	51, 151, 190

G

Galezowski	
Canula	161
Sonde	161
Gancho	
Adson	150
Boose	58
Braun	
Obstetricia	143
Colver romo	58
Cushing	150
Gillies	49, 150
Graefe	159
Lambotte	
Huesos	98
Martillo	93
Sachs	150
Gelhorn	
Pinza de Biopsia	135
Gelpi	
Separador	83
Gerster	
Separador	109
Gesco	
Tijeras	12
Gigli	
Mango perra Sierra	153
Sierra	153
Gill-Hess	
Pinza	163
Gillies	
Gancho	49, 150
Porta-agujas	75
Ginecologica	
Pinza	
Teale	130
Goldman-Fox	
Tijeras	11, 178
Good	
Tijeras Amigdalas	11
Tijeras para Amigdalas	59
Gosset	
Separador	84
Gourdet	
Cureta uterina	136
Gracey	
doble	
Gracey	180

Graefe	
Cuchillo para Catarata	157
Gancho	159
Pinza	156, 164
Pinza Diseccion	163
Quistitomo	158
Grapas	
Michel	70
Pinza	
Smithwick	152
Sweet	152
grapas	
Pinza	
Mac Kenzie	152
Green	
Seperador	80
Green-Armitage	
Pinza	130, 141
Gregoire	
Pinza	19
Gubia	101
Cauchoix	101
Cobb	101
Guillaume	101
Pinza	
Beyer	104
Clovis-Vincent	105
Lempert	104
Luer	104, 105
Ruskin	104
Sauerbruck	105
simple-articulacion	104
Stille	105
Poirier	45
Smith Peterson	101
Stagnara	101
Stille	101
Walton	158
gubia	
Pinza	
Lempert	52
Guillaume	
Gubia	101
Gunnar	
Pinza para ordenar	18
Guyon	
Benique	116
Pinza	117

H

Halogeno	
Ofthalmoscopio	227
Oto-Ofthalmoscopio	227
Otoscopio	227
Halsey	
Porta-agujas	74
Porta-agujas tungsteno	213
Halstead	
Pinza	16
Micro	16
Harrington	
Separador	82
Hartmann	
Especulo	47
Pinza	16
Pinza 2 bocas moviles	45
Pinza con 2 bocas moviles	45
Pinza nasal	51
pnza Saca-bocados	61
Seperador	78
Sonda auricular	46
Heidemann	
Espatula	177
Heiss	
Separador	83
Hemingway	
Cureta doble	179
Henning	
Pinza para Levantar los vendajes enyesados	91
Heymann	
Tijeras nasal	9, 48
Hibbs	
Separador	82
Hidrocele	
Trocar	111
Hija	
Cortante-anillos	39
Hijas	

para dermatomo	66
Hipofisis	
Pinza	
Adson	151
Histerometro	
Sims Maleable	134
Valleix	134
Hoja	
Chevret	78
Hojas	
bisturi	36
de Bisturi	36
Holth	
Pinza Cortante	166
Hudson	
Perforador de mano	154
Huesos	
Cureta	
Volkman	103
Elevador	
Benett	98
Lane	98
Murphy	98
Escofina	97
Gancho	
Lambotte	98
Lima (para)	
Seldin	190
Tenaza	
Lane	108
huesos	
Cureta	
Volkman	103
Huesos doble	
Escofina	
Putti	97
Huesos Taladradora	
Perforador de mano	112
Hunter	
Pinza para Pinchos	29
Hurd	
Separator Disecador	58

I

Iman	
+Asa	
+Lupa	162
Asa	162
Imperdible para tener los instrumentos39	
Inhaladora	
Plastico	221
Inox	
Abaja-Lengua	55
Bandeja	216
Caja	216
Chata de cama	217
Ronda	217
Copa	217
Cuna	216
Cupula	217
Porta- Pinza	217
Tarro cilindrico	216
Instrumento	
cortante	
Black	188
Instrumento Cortante	
Dentario	188
Instrumento para Modelar	
Dentario	189
Instrumento para modelar	
Thomas	189
Instrumento para quitar el Tartaro	
Dentario	185
Insuflator	
Rlbemont	140
Intestinal	
Aguja	71
Doyen	
Pinza	24
Iridectomia	
Tijeras	9, 167
Iris	
Espatula	
Castroviejo	160
De Wecker	160
iris	
Cuchillo	
Weber	157
Israel	
Separador	82
Iwanson	

Compas	193
J	
Jackson	
Canula tracheal 3 piezas	60
Jacquette	
Dentario	185
Jaeger	
Espatula	160
Queratomio	158
Jamshidi	
Trocar	111
Jansen	
Separador	83
Jansen-Middleton	
Pinza Cortante	54
Jayle	
Pinza	21
Valva	128
Jean-Louis Faure	
Pinza	130
Pinza de biopsia ginecologica	135
Jennings	
Abre-boca	55
Jeringa	198
Bayard	49
Dentario	198
Judd-Masson	
Separador	87, 118
Jurasz	
Pinza de Biopsia para Larinx	62
K	
Kasanjian	
Pinza	52
Kelly	
Pinza	14
Pinza Obstetricia	141
Tijeras	10, 178
Valva	87
Kerrisson	
Pinca	54
Key-Horsley	
Pinza Cortante	106
Killian	
Bisturi para Amigdalas	58
Especulo nasal	50
Kilner-Doughty	
Abre-boca	56
Kirschner	
Cuadro	88
Estribo	110
Separador abdominal	88
Valva abdominal	88
Knapp	
Separador	160
Kocher	
Espatula de Bocio	63
Pinza	14
Krause	
Cierra-nudo	46
Kristeller	
Valva vaginal	127
L	
Laborde	
Pinza Tira-lingua	57
Separador	59
Lahey	
Pinza	23
Pinza de Bocio	62
Lambotte	
Gancho para Huesos	98
Ostetomo	102
Periostomo	96
Tenaza	108
Landau	
Valva	127
Lane	
Elevador para Huesos	98
Pinza	21
Pinza emparejada	120
Tenaza para Huesos	108
Lange Hohmann	
Palanca	98
Langenbeck	

Seperador	80
Sierra para Falanges	94
Laringeo	
Espejo	57
Laringoscopia	
Mc Intosh	228
Miller	229
Larinix	
Pinza de Biopsia	
Jurasz	62
Lebsche	
Cinzel para el Esternon	97
Legra	
Brock	38
Vidal	38
Lempert	
Pinza-Gubia	104
Pinza-gubia	52
Lencera	
Tijeras	12, 39
Leriche	
Pinza	15
Lessmann	
Cuchillo para cera	195
Levantar los vendajes enyesados	
Pinza	
Henning	91
Lezna	
Redon	72
Lima	
Seldin	
para Huesos	190
Lima para Huesos y Elevador	
Dentario	190
Lister	
Tijeras	
Cruz Roja	11
Liston	
Pinza Cortante	106
Pinza cortante	192
Llave para espiga	112
London College	
Pinza	31
pinza	191
Ppinza autocerrante	191
Loute	
Tuerce-hilo	109
Love	
Seperador	79, 151
Love-Gruenwald	
Pinza sacabocados (laminectomia) ...	152
Lowman	
Tenaza	109
Luc	
Pinza Nasal	51
Lucae	
Pinza	31, 46
Luer	
Canula traqueal	60
Pinza-Gubia	104, 105
Pinza-gubia	192
Lupa	
+Iman	
+Asa	162
M	
Mac Even	
Cinzel	100
Mac Kenzie	
Pinza para poner los grapas	152
Magill	
Pinza	62
Mango	
Bisturi	36
Gigli	
para sierra	153
Mango de Laringoscopia	
Mc Intosh	228
Miller	229
Maquinilla	
Afeitar	40
Martillo	
Babinsky	41
Buck	41
Gancho	93
Taylor	41
Tijeras	93
Vernon	41
Martin	
Pinza para Cartilago	107

Masson	
Porta-agujas	76
Mathieu	
Anoscopio	123
Porta-agujas	76, 193
Porta-agujas Tungsteno	213
Maurer	
Costotomo	95
Mayo	
Tijeras	8
Tijeras Tungsteno	210
Mayo-Hegar	
Porta-agujas	75
Porta-agujas de Tungsteno	212
Mazo	
Collin	102
Doyen	102
Ombredanne	102
Mc Indoe	
Pinza Cortante	106
Pinza de Diseccion	28
Mc Intosh	
Bombilla para Laryngoscopia	228
Espatula de Laringoscopia	228
Laringoscopia	228
Mango de Laringoscopia	228
Membrana	
Perforador	140
Meriam	
Pinza Brucelle	31
Merle Aubigné	
Periostomo	96
Metzbaum	
Tijeras	8
Tijeras Tungsteno	210
Meyerding	
Seperador	81
Meyhoefer	
Cureta	159
Michel	
Grapas	70
Pinza doble	70
Pinza para poner los grapas	70
Pinza para quitar las grapas	70
Porta-grapas	70
Micro	
Arruga	162
Mikulicz	
Pinza para Peritoneo	120
Miller	
Bombilla para Laringoscopia	229
Espatula de Laringoscopia	229
Laringoscopia	229
Mango de Laringoscopia	229
Pinza para papel de articular	191
Millin	
Dilatador	118
Pinza en forma de T	117
Pinza porta-ligaduras	117
Valva	118
Miriam	
Pinza brucelle	191
Mixer O'Schaugnessy	
Pinza	24
Mohr	
Cierra	39
Molt	
Deprendimientor	190
Morris	
Separador	82
Moure	
Cizallas con muescas para tiridectomia	59
Murphy	
Elevador para Huesos	98
Museux	
Pinza	24
N	
Nasal	
Escorquina	
Wiener	50
Especulo	
Duplay	50
Especulo	
Killian	50
Thudichum	50
Vacher	50
Pinza	
Bruening	53
Hartmann	51

Tilley	51
Walsham	52
Tijeras	
Heymann	9, 48
Nasale	
Pinza	
Luc	51
Negus	
Pinza	63
Nelaton	
Sonda	37
Novack	
Sonda Cureta	134
Noyes	
Tijeras	168
Tijeras Tungsteno	210
Obstetricia	
Gancho	
Braun	143
Perforador	
Smellie	143
Pinza	
Kelly	141
O	
Obwegeser	
Periostomo	96
Ochsner	
Trocar	111
Oftalmoscopio	226
Halogeno	227
Olivario	
Estilete	37
Olivecrona	
Espatula	151
Ollier	
Separador	81
Olsen-Hegar	
Porta-agujas	75
Ombredanne	
Mazo	102
Pinza	20
Ordenar	
Pinza	
Gunnar	18
Oreja	
Jeringa	46
Orinal	
Plastico	
Hombre	220
Mujer	220
Ossos	
Alavança	
Benett	98
Osteotomo	
Stille	102
Ostetomo	
Pauwel	102
Oto-Ofthalmoscopio	226
Halogeno	227
Otoscopio	226
Halogeno	227
P	
Padrastró	
Pinza	68
Palanca	
Lange Hohmann	98
Palmer	
Especulo de alambre	50
Pauchet	
Pinza	70
Paufique	
Escarificator	158
Pauwel	
Ostetomo	102
Payr	
Pinza-clamps	120
Peán	
Pinza	14
Pelvimetro	
Collin	141
Collyer	141
Percy	
Retractor	99
Perforador	
de mano	
Hudson	154
Membrana	140

Smellie	
Obstetricia	143
Perforador de mano	
Huesos Taladrador	112
Perforador inicial	99
Periostomo	
Doyen	96
Farabeuf	53, 96
Lambotte	96
Merle Aubigné	96
Obwegeser	96
Sebileau	53
Peritoneo	
Pinza	
Mikulicz	120
Pinard	
Estetoscopio	140
Pinchos	
Pinza	29
Feichenfeld	29
Hunter	29
Pinza	
2 bocas móviles	
Hartmann	45
Aborto y placenta Winter	132
Adson	30
para hipofisis	151
Adson-Brown	30
Allis	19
Ash	52
Babcock	20, 120
Backhaus (de campo)	21
Ballenger	
Amigdalas	61
para Vendajes	131
Vendajes	22
Bar	
Clamp	140
Barraquer	164
Barraya	
Disseccion	32
Bengolea	15
Beyer	
Gubia	104
Bishop-Hartmann	163
Blake	115
Bonnet	
Disseccion	32
Bowman	156
Bozemann	22
Brophy	32
Brucelle	
Acodada	31
Miriam	31
Brucelle Miriam	
Tungsteno	211
Bruening	
Nasal	53
Buldog	
Clamp	16
Cangrejo	21
Capsular	
Arruga	165
Castreviejo	165
Chaput	20
Cheatle	25
Cheron	131
Christophe	15
Circeron	133
Citelli	54
Clovis-Vincent	
Gubia	105
Coger el utero Dartigue	132
Coger el utero Sommer	132
Colcough	
sacabocados (laminectomia)	153
Colin-Duval	
Disseccion	33
Colver	
para Amigdalas	61
con dientes	
Adson	191
Corcelle	156
cortante	
liston	192
Cortante-anillo	39
Cortar unas	68
Crile	15
Crutchfield	
para traccion craneana	154
Cushing	32
Davis	25

De Martel	
En forma de T	19
Debakery	33
Decapsular	17
Desjardin	
Calculo	115
Cistico	115
Desmarres	
Chalazion	166
Dialisis	18
Disseccion	28
doble	
Michel	70
Douay	
de biopsia ginecologica	135
Douglas	
Depilatoria	166
Doyen	120
Erina	21
Intestinal	24
Dujardin	164
Dumont	30
Duplay	129
Durand	
Disseccion	33
Duval	20
Elschnig	164
Em forma de Corazon	19
En forma de triangulo	19
Feichenfeld	
Pinchos	29
Fisher	163
Foerster	22, 131
fragmento	
Witzel	193
Gelhorn	
de biopsia	135
Gill-Hess	163
Graefe	156, 164
Disseccion	163
Green-Armitage	130, 141
Gregoire	19
Gubia	
simple-articulacion	104
Gunnar	
Ordenar	18
Guyon	117
Halstead	16
Hartmann	16
Nasal	51
Saca-bocados	61
Henning	
para Levantar los vendajes enyesados	91
Holth	
Cortante	166
Hunter	
Epilar	29
Pinchos	29
J-L Faure	
de biopsia ginecologica	135
Jansen-Middleton	54
Jayle	21
Jean-Louis Faure	130
Jurasz	
Biopsia para Larinx	62
Kasanjian	52
Kelly	14
Obstetricia	141
Kerrison	54
Key-Horsley	
Cortante	106
Kocher con dientes	14
Lalonde	
Tira-lingua	57
Lahey	23
de bocio	62
Lane	21, 120
Lempert	
Gubia	52, 104
Leriche	15
Liston	
Cortante	106
London College	31
London college	
autocerrante	191
london college	191
Love-Guenwald	
sacabocados (laminectomia)	152
Luc	51
Lucae	31, 46
Luer	
Gubia	104, 105
Mac Kenzie	

para poner los grapas	152
Magill	62
Martin	
Cartilago	107
Mc Indoe	
Disseccion	28
Pinza Cortante	106
Michel	70
Micro	
Halstead	16
Mikulicz	
Peritoneo	120
Millin	117
Miriam	
Brucelle	191
Mixer O'Schaugnessy	24
Museux	24, 129
Negus	63
Ombredanne	20
original	
Waldsachs	193
Padraastro	68
para papel de articular	
Miller	191
Para tensor hilos	
De Wecker	166
Pauchet	70
Peau	14
Pinchos (Para)	29
Pley	156
Pozzi	129
Pozzi Palmer	129
Price-Thomas	23
Quenu	
Disseccion	32
Ramplay	
para Vendajes	131
Randall-Mirizz	115
Rochester-Pean	14
Ruskin	
Gubia	104
Satinsky	24
Sauerbruck	
Gubia	105
Schaedel	21
Schnidt	
Clamp	17
Schumacher	
de biopsia uterina	135
Schweigger	
Capsular	165
Semb	23
Semkin	
Disseccion	29
Seno	51
Sequestre	108
Smithwick	
para poner grapas	152
Spurling	
Sacabocados (laminectomia)	153
Stieglitz	192
Stille	
Gubia	105
Sweet	
para poner grapas	152
Teale	
Ginecologica	130
Terrier	17
Therrum	133
Tilley	
Nasal	51
Troelsch	31
Troeltsch	46
Tübingen	
Sutura	165
Tuttle	
Disseccion	33
Tyding	61
Uncas encarnadas	68
Vaciar las canulas (para)	18
Vendajes	22
Vendajes "Longuette"	131
Walsham	
Nasal	52
Weil-Blakesley	54
Weiss	
Clamp	17
Weitheim-Cullen	117
White	
para Amigdalas	61
Wolf	
para Yeso	91
Young	
Tira-lengua	57
Pinza de biopsia rectal	
Yeoman	123
Pinza-gubia	
Beyer	192
Luer	192
Pinzas	
Dentario	191, 192, 193
Pinzas-clamps	
Payr	120
Placa	
galibo para dermatomo	66
Plastico	
Bidé	220
Bocal	
Urina	220
Bock para Inyeccion	221
Chata de cama	220
Cubo	
Higienico	220
Cuna	221
Escupidera	221
Frasco	
Tapon-cuello del cisne	222
Frasco + Tapon	222
Inhaladora	221
Orinal	
Hombre	220
Mujer	220
Porta-Hoja de temperatura	221
Vaso para Beber	221
Pley	
Pinza	156
Poirier	
Cinzel	45
Gubia	45
Politzer	
Aguja	44
Aguja	44
Pontigudo-roma	
Tesoura	8
Poole	
Canula	146
Porta-aguja	
Halsey	
Tungsteno	213
Porta-agujas	
Barraquer	169
Barraquer romas	74
Castroviejo	169
Tungsteno	213
Castroviejo romas	74
Crile-Wood	74, 193
Tungsteno	212
Derf	
Tungsteno	213
Doyen	74
Fina	
Tungsteno	212
Finochietto	75
Gillies	75
Halsey	74
Masson	76
Mathieu	76, 193
Tungsteno	213
Mayo-Hegar	75
Tungsteno	212
Olsen-Hegar	75
Ryder	
Tungsteno	213
Steven	74
Stevens	169
Stratte	76
Tungsteno	212
Young	72
Porta-algodones	
Estilete	37
uterino	134
Porta-Amalgama	
Dentario	197
Porta-amalgama	
Doble	197
simple	197
Porta-grapas	
Michel	70
Porta-hoja de temperatura	
Plastico	221
Porta-Huellas	
Dentario	199
Porta-huellas	
no perforado alto	199
no perforado bajo	199
perforado alto	199
perforado bajo	199
Porta-Matriz	
Dentario	198
Porta-matriz	
universal	
Tofflemire	198
Porta-Pinza	
Inox	217
Pozzi	
Pinza	129
Pozzi Palmer	
Pinza	129
Price-Thomas	
Pinza	23
Punta	
Cuadrada	100
Puntiagudas	
Tijeras	8
Puntiagudas-roma	
Tijeras	
Dauphin	8
Putti	
Escofina para Huesos doble	97
Q	
Quenu	
Pinza de Disseccion	32
Queratomio	
Jaeger	158
Quistitomo	
Graefe	158
R	
Ramplay	
Pinza para Vendajes	131
Randall	
Sonda Cureta	134
Randall-Mirizz	
Pinza	115
Ranurada	
Sonde	37
Rappaport	
Estetoscopio	225
Raquitomo	
Amussat	93
Redon	
Lezna	72
Regulador	
de vacio	
con placa	147
sin placa	147
Reiner	
Cuchillo para Escayola	91
Retractor	
Desmarres	157
Percy	99
Tracheal	80
Reverdin	
Aguja	71
Espatula Abdominale	84
Rhinoplastia	
Cuchillo	
Ballenger	48
Ribemont	
Insufflateur	140
Ricard	
Separador	86
Richardson	
Seperador	81
Rochard	
Compas	85
Valva	85
Rochester-Pean	
Pinza	14
Rollet	
Cinzel	158
Roma	
Tijeras	8
Roux	
Seperador	78
Ruskin	
Pinza-Gubia	104
Rycroft	
Canula	161
Ryder	

Porta-agujas Tungsteno	213
S	
Saca-bocados	
Pinza	
Hartmann	61
Saca-Comedones	
Unna	38
Sacabocados	
Pinza (laminectomia)	
Colcough	153
Pinza (laminectomia)	
Love-Gruenwald	152
Spurling	153
Sachs	
Descolorador de dura-madre	150
Gancho	150
Saparador	
Dautrey	49
Saterlee	
Sierra	94
Satinsky	
Pinza	24
Sauerbruck	
Pinza-Gubia	105
Sauerbrück	
Costotomo	95
Seperador	81
Schaedel	
Pinza	21
Schmieden	
Tijeras	10
Schmidt	
Pinza Clamp	17
Schoemaker	
Tijeras de Bocio	62
Schumacher	
Pinza de biopsia uterina	135
Schweigger	
Pinza capsular	165
Sclerectomia	
Trepano	162
Sebileau	
Periostomo	53
Seldin	
Lima para Huesos	190
Semb	
Pinza	23
Tenaza	107
Semkin	
Pinza Disecccion	29
Senn	
Seperador	79
Senn-Müller	
Separador	49, 79
Seno	
Pinza	51
Separador	
Alm	83
Arruga	160
Balfour	85
Beckmann	83
Bonn	160
Collin	85
Cushing	79
Czerny	79
Dartigues	87
Farabeuf	78
Finochietto	86
Gelpi	83
Gerster	109
Gosset	84
Green	80
Harrington	82
Heiss	83
Hibbs	82
Hurd	
Disecador	58
Israel	82
Jansen	83
Joll-Friedmann	87
Judd-Masson	87, 118
Kirschner	
Abdominal	88
Knapp	160
Laborde	59
Langenbeck	80
Love	79
Meyerding	81
Morris	82
Ricard	86

Senn	79
Senn-Müller	49, 79
Tracheal	80
tracheal romo	58
Trousseau	59
Tuffier	86
Weitlaner	83
Wells	
Enucleation	160
Seperador	
Deaver	81
Hartmann	78
Love	151
Richardson	81
Roux	78
Sauerbrück	81
US Army	78
Volkman	80
Sequestre	
Pinza	108
Seso hoja	
Cuchillo	92
Seutin	
Cizallas para Vendajes enyesados	90
Siegle	
Especculum	47
Sierra	
Charriere	94
Engel	
de Yeso	91
Gigli	153
Langenbeck	
para Falanges	94
Mango	
Gigli	153
Saterlee	94
Silicona	
Tapete	219
Simon	
Cureta uterina	136
Sims	
Anoscopio	122
Cureta roma	136
Cureta uterina	136
Especculum	126
Sims Maleable	
Histerometro	134
Sims roma/roma	
Tijeras	10
Sludder-Ballanger	
Amigdalotomo	63
Smellie	
Perforador para obstetricia	143
Smith Peterson	
Gubia	101
Smithwick	
Pinza para poner grapas	152
Snellen	
Asa	159
Sobador	
Amalgama	186
Sobador para Amalgama	
Dentario	186
Sommer	
Pinza	132
Sonda	
Auriculaire	
Hartmann	46
Bowman	161
Dentario	176
Galezowski	161
Nelaton	37
Novack	
Cureta	134
Randall	
Cureta	134
Taladro de	
Traqueal	60
Vesical	
Hombre	114
Vesical metal para mujer	114
Mujer	114
Sonde	
Ranurada	37
Spencer	
Tijeras	9
Splint	
Forceps	29
Spurling	
Pinza sacabocados (laminectomia) ...	153
St-Clair Thomson	
Cuchillo	48
Stagnara	

Gubia	101
Stainless Steel	128
Stevens	
Porta-agujas	74, 169
Tijeras	9, 167
Stieglitz	
Pinza	192
Stille	
Cinzel	100
Cizallas para Vendajes enyesados	90
Gubia	101
Osteotomo	102
Pinza-Gubia	105
Stratte	
Porta-agujas	76
Tungsteno	212
sutura	
Pinza	
Tübingen	165
Suzor	
Forceps	142
Sweet	
Pinza para poner grapas	152
Syndesmotomo	
Chompret	182
Dentario	182
T	
Taladro	
de Sonda Traqueal	60
para estribo craneal	
Cruchfield	154
Tapete	
Silicona	219
Tapon-cuello del cisne	
Frasco	
Plastico	222
Tarnier	
Craneoclasto	143
Tarro cilindrico	
Aluminio	218
Inox	216
Taylor	
Martillo	41
Teale	
Pinza Ginecologica	130
Tenaza	
Farabeuf	108
Fergusson	108
Lambotte	108
Lane	
Huesos	108
Lowman	109
Semb	107
Verbrugge	107
Tensiometro	225
Terrier	
Pinza	17
Therrum	
Pinza	133
Thomas	
Instrumento para modelar	189
Thudichum	
Especculum nasal	50
Tijeras	
Barraquer	168
Boyd's en S	10
Braun Episiotomia	12
Castroviejo	168, 178
Coronas	178
Universal	178
Costurera	12, 39
Dauphin	
Puntiajudas-roma	8
de Bocio	
Schoemaker	62
De Wecker	168
Dean	
Amigdalas	11, 59
Debakery	10
Dentario	178
Dubost	8
Encias	178
Enterotomia	11, 93
Estrabismo	167
Gesco	12
Goldman-Fox	11, 178
Good	
Amigdalas	11, 59
Heymann	
Nasal	9, 48

Iridectomia	167
Kelly	10, 178
Lencera	12
Lencere	39
Lister Cruz Roja	11
Martillo	93
Mayo	8
Tungsteno	210
Metzemaum	8
Tungsteno	210
Noyes	168
Tungsteno	210
Para estrabismo	9
Para iridectomia	9
Paras Unas	12, 68
Puntiagudas	8
Roma	8
Schmieden	10
Sims roma/roma	10
Spencer	9
Stevens	9, 167
Umbilical	12, 140
Universal con muesca	9
Vannas	168
Vezien	11
Wertheim	10
Tilley	
Pinza Nasal	51
Tira-lengua	
Pinza	
Laborde	57
Young	57
Tiroidectomia	
Cizallas Moure con muescas	59
Tobold	
Abaja-Lengua de mango	55
Tofflemire	
Porta-matriz universal	198
Tornillo	
Especulo	126
Traccion craneana	
Pinza	
Crutchfield	154
Tracheal	
Separador romo	58
Traqueal	
Canula	
Luer	60
Canula Jackson 3 piezas	60
Seperador	80
Taladro de Sonda	60
Trautmann	
Asa	44
Trelat	
Anoscopio	122
Trepano	
Sclerectomia	162
Triangulo	
Pinza	19
Trocar	
Hidrocele	111
Jamshidi	111
Ochsner	111
Universal	111
Troelsch	
Pinza	31
Troeltsch	
Pinza	46
Trousseau	
Separador	59
Tübingen	
Pinza para sutura	165
Tuerce-hilo	
Loute	109
Tuffier	
Separador	86
Tungsteno	
Alicates	
Cortar Brocas	211
Pinza	
Brucelle Miriam	211
Porta-agujas	
Castroviejo	213
Derf	213
Fina	212
Halsey	213
Mathieu	213
Mayo-hegar	212
Ryder	213
Stratte	212

Porta-agulha	
Crile-Wood	212
Tijeras	
Mayo	210
Metzemaum	210
Noyes	210
Tuttle	
Pinza de Diseccion	33
Tyding	
Pinza	61

U

Umbilical	
Bar	
Clamp	140
Tijeras	12, 140
Unas	
Tijeras	12, 68
Uncas encarnadas	
Pinza	68
Unguento	
Espatula	40
Universal	
Tijeras	
Coronas	178
Trocar	111
Universal con muesca	
Tijeras	9
Unna	
Saca- Comedones	38
US Army	
Separador	78

V

Vacher	
Especulo nasal	50
vaciar las canulas	
Pinza (para)	18
Vaginal	
Valva	
Doyen	127
Kristeller	127
Valleix	
Hiterometro	134
Valva	
Auvard con peso fijo	128
Bresky	127
Doyen	
Abdominal	84
Vaginal	127
Jayle	128
Kelly	87
Kirschner	
Abdominal	88
Kristeller	
Vaginal	127
Landau	127
Millin	118
Rochard	85
Valva Maleable	78
Vannas	
Tijeras	168
Vaso	
Plastico	221
Vegetaciones	
Cuchillo	
Beckmann	48
Vendajes	
Pinza	
Ballenger	22, 131
Ramplay	131
vendajes	
Pinza	22
vendajes "Longuette"	
Pinza	131
Vendajes enyesados	
Cizallas	
Stille	90
Cizallas para	90
Seutin	90
Verbrugge	
Tenaza	107
Vesical	
Sonda	
Hombre	114
Sonda Vesical metal para Mujer	114
Vezien	
Tijeras	11
Vidal	

Cureta	44
Legra	38
Volkman	
Cureta para huesos	103
Cureta para huesos doble	103
Cureta uterina	136

W

Waldsachs	
original Pinza	193
Wallich	
Cureta uterina	136
Walsham	
Pinza nasal	52
Walton	
Gubia	158
Weber	
Cuchillo de Iris	157
Weiss	
Pinza Clamp	17
Weitlaner	
Separador	83
Wells	
Separador para Enuclacion	160
Wertheim	
Tijeras	10
Wertheim-Cullen	
Pinza	117
White	
Excavador doble	183
Pinza para Amigdalas	61
Whitehead	
Abre-boca	
(sin abaja-lengua)	56
Wiener	
Escofina nasal	50
Wilder	
Estilote Dilatador	161
Winter	
Pinza	132
Witzel	
Pinza fragmento	193
Wolf	
Pinza para Yeso	91

Y

Yankauer	
Canula	146
Yeoman	
Pinza de biopsia rectal	123
Yeso	
Pinza	
Wolf	91
Sierra de	
Engel	91
Young	
Pinza Tira-lengua	57

Z

Ziegler	
Cuchillo	158

<p>A</p> <p>Abaixa-Lingua Bruening 55 de empunhadura Tobold 55 Inox 55</p> <p>Abaixa-lingua Buchenwald plano 55</p> <p>Abdominal Apartador Kirschner 88 Valvula Doyen 84 Kirschner 88</p> <p>Abdominale Espatula Reverdin 84</p> <p>Abraham Bisturi Amigdalas 58</p> <p>Abre-Boca Doyen 55</p> <p>Abre-boca Boyle-Davis 56 de madeira 55 Fergusson-Ackland 56 Jennings 55 Kliner-Doughty 56 Whitehead (sem abaixa-lingua) 56</p> <p>Abrir ligadura estucada Pinças Henning 91</p> <p>Adson Canula 146 Elevador 151 Gancho 150 Pinça 30 Pinça com dentes 191 Pinça para hipofisis 151</p> <p>Adson-Brown Pinça 30</p> <p>Agrafos Michel 70 Pinça Mac Kenzie 152 Smithwick 152 Sweet 152</p> <p>Agulha 71 Bowman 157 Cooper 72 Deschamps 71 Empunhadura 39 Lanceolada 39 para ligaduras Deschamps 71 Politzer 44 Reverdin 71</p> <p>Agulha para ligaduras Finochietto 23</p> <p>Alavanca Lange Hohmann 98</p> <p>Alavança Benett Ossos 98 Lane Ossos 98 Murphy Ossos 98</p> <p>Alfinete para segurar os instrumentos 39</p> <p>Alicate cortar brocas Tungsteno 211</p> <p>Allis Pinça 19</p> <p>Alm Apartador 83</p> <p>Aluminio Bandeja 219 Caixa 218, 220 Caixa cilíndrica 218</p> <p>Amalgama Misturador 186</p> <p>Amigdalas Bisturi Killian 58 Compressor Corwin 63</p>	<p>Pinça Ballenger 61 Pinça para Colver 61 White 61</p> <p>Tesoura Dean 11, 59 Good 11, 59</p> <p>Amigdalotomo Sludder-Ballenger 63</p> <p>Amputação lamina Faca 92</p> <p>Amussat Raquitomo 93</p> <p>Anoscopia Mathieu 123</p> <p>Anuscopia Barr 122 Bensaude 122 Sims 122 Trelat 122</p> <p>Apartador Alm 83 Arruga 160 Balfour 85 Beckmann 83 Bonn 160 Collin 85 Cushing 79 Czerny 79 Dartigues 87 Dautrey 49 Deaver 81 Farabeuf 78 Finochietto 86 Gelpi 83 Gerster 109 Gosset 84 Green 80 Harrington 82 Hartmann 78 Heiss 83 Hibbs 82 hurd Dissecador 58 Israel 82 Jansen 83 Joll-Friedmann 87 Judd-Masson 87, 118 Kirschner Abdominal 88 Knapp 160 Laborde 59 Langenbeck 80 Love 79 love 151 Meyering 81 Morris 82 Ricard 86 Richardson 81 Roux 78 Sauerbrück 81 Senn 79 Senn-Müller 49 Senn-Müller 79 Tracheal 80 Tracheal rombo 58 Trousseau 59 Tuffier 86 US Army 78 Volkmann 80 Weiltaner 83 Wells Enucleação 160</p> <p>Aperta Mohr 39</p> <p>Aperta-no Arame de aço 46 Krause 46</p> <p>Apical Elevador 181</p> <p>Aproximador Bailey 86</p> <p>Arame de aço Aperta-no 46</p> <p>Argola Trautmann 44</p> <p>Arruga Apartador 160 Micro 162 Pinça 156 Pinça capsular 165</p>	<p>Asa +Iman +Aupa 162 Billeau 44 Iman 162 Snellen 159</p> <p>Ash Pinça 52</p> <p>Aulhado Estilete 37</p> <p>Aupa +Iman +Asa 162</p> <p>Autopsia lamina Faca 92</p> <p>Auvard com peso fixo Valvula 128</p> <p>Axcavador Dentario 183, 184</p> <p>B</p> <p>Babcock Pinça 20, 120</p> <p>Bacia Injeção Plastico 221 Inox 216, 218 Plastico 221</p> <p>Bacia de cama lInox 217 Inox 217 Plastico 220</p> <p>Backhaus Pinça (de campo) 21</p> <p>Bailey Aproximador 86</p> <p>Bakes Explorador 114</p> <p>Balde Higienico Plastico 220</p> <p>Balfour Apartador 85</p> <p>Ballenger Faca para rinoplastia 48 Pinça para Pensos 131 Pinça para pensos 22 Pinça para Amigdalas 61</p> <p>Bandeja Alumínio 219 Inox 216 Melamina 219</p> <p>Bar Anuscopia 122 Clamp Ombilical 140 Pinça Cortante para Clamp 140</p> <p>Barraquer Pinça 164 Porta-agulha 169 Tesoura 168</p> <p>Barraquer romba Porta-agulha 74</p> <p>Barraquer-Colibri Pinça 156</p> <p>Barraya Pinça de Dissecção 32</p> <p>Bayard Seringa 49</p> <p>Beckmann Apartador 83 Faca para vegetações 48</p> <p>Bein Elevador 181</p> <p>Benett Alavança para Ossos 98</p> <p>Bengolea Pinça 15</p> <p>Beniqué Guyon 116</p> <p>Bensaude Anuscopia 122</p> <p>Bethune Costotomo 95</p> <p>Bexiga Sonda Homem 114 Mulher 114</p> <p>Beyer Pinça-Goiva 104 Pinça-goiva 192</p>
--	---	---

Bidé	
Plástico	220
Billeau	
Asa	44
Biopsia	
Pinça	
Gelhorn	135
J-L Faure	135
Schumacher	135
Pinça ginecológica	
Douay	135
Pinça para Larinx	
Jurasz	62
Bishop-Hartmann	
Pinça	163
Bisturi	
Abraham	
Amigdalas	58
Empunhada	36
fixo	36
Killian	
Amigdalas	58
Laminas	36
Black	
Instrumento cortante	188
Blake	
Cureta dobrado	137
Pinça para vesicula	115
Bocío	
Espatula de	
Kocher	63
Pinça	
Lahey	62
Tesoura para	
Schoemaker	62
Bohler	
Estribo	110
Bonn	
Apartador	160
Bonnet	
Pinça de Bonnet	32
Boose	
Gancho	58
Boticao	
Adulto	172, 173, 174
Infantil	175
Bowman	
Agulha	157
Pinça	156
Sonda	161
Boyd em S	
Tesoura	10
Boyle-Davis	
Abre-boca	56
Bozemann	
Pinça	22
Braithwaite	
Dermatomo	66
Braun	
Craneoclasto	143
Gancho de Obstetricia	143
Tesoura para episiotomia	12
Bresky	
Valvula	127
Broca	
para estribo craniano	
Cruchfield	154
Brock	
Coçador	38
Brophy	
Pinça	32
Brucelle	
Pinça	
Miriam	191
Pinça Angular	31
Pinça Meriam	31
Brucelle Miriam	
Pinça Tungsteno	211
Bruening	
Cierra-nudo	60
Pinça Nasal	53
Bruening	
Abaixa-Lingua	55
Brun	
Cisalha	90
Brunissor	
Dentario	187
Brunner	
Costotomo	95
Buchwald	
Abaixa-lingua	
plano	55

Buck	
Martelo	41
Bulldog	
Pinça Clamp	16
Bunge	
Cureta	159

C

Caixa	
Aluminio	218, 220
Inox	216
Caixa cilíndrica	
Aluminio	218
Inox	216
Caixa para pequena cirurgia	40
Calculo	
Pinça	
Desjardin	115
Canelada	
Sonda	37
Canula	
Adson	146
Frazier	146
Galezowski	161
Jackson	
Tracheal 3 peças	60
Luer	
Traqueal	60
Poole	146
Rycroft	161
Yankauer	146
Capsular	
Pinça	
Schweigger	165
Caranguejo	
Pinça	21
Carpete	
Silicona	219
Cartilagem	
Pinça	
Martin	107
Cartilagem lamina	
Faca	92
Castroviejo	
Compasso	162
Espatula de Iris	160
Pinça para sutura	165
Porta-agulha	169
Porta-agulha Tungsteno	213
Tesoura	168, 178
Castroviejo romba	
Porta-agulha	74
Catarata	
Cureta	
Daviel	159
Faca	
Graefe	157
Cauchoix	
Goiva	101
Cavidade Sinuosa	
Pinça	51
Cerebro lamina	
Faca	92
Chalazion	
Pinça	
Desmarres	166
Chaput	
Pinça	20
Charriere	
Serra	94
Sierra	94
Chave para mandril	112
Cheatle	
Pinça	25
Cheron	
Pinça	131
Chevret	
Lamina	78
Chompret	
cureta dobrada	179
Syndesmotomo	182
Christophe	
Pinça	15
Cierra-nudo	
Bruening	60
Cimento	
Espatula Dobrada	194
espatula singela	194

Cinzel	
Lebsche	
Esternon	97
Cinzel	100
Farabeuf	100
Mac Even	100
Poirier	45
Rollet	158
Stille	100
Circeron	
Pinça	133
Cirurgiao de Jamshidi	
Punção	111
Cirurgiao Hidrocele	
Punção	111
Cirurgiao Ochsner	
Punção	111
Cirurgiao Universal	
Punção	111
Cisalha	
Brun	90
Gesso	90
Moure com entalhes para tiroidectomia	59
Seutin	
Gesso	90
Stille	
para Gesso	90
Cístico	
Pinça	
Desjardins	115
Citelli	
Pinça Sacca-Bocados	54
Clamp	
Bar	
Ombilical	140
Pinça	140
Pinça	
Bulldog	16
Schnidt	17
Weiss	17
Pinça Intestinal	
Doyen	24
Clovis-Vincent	
Pinça-Goiva	105
Cobb	
Goiva	101
Coçador	
Brock	38
Colcough	
Pinça Sacca-bocados (laminectomia) ..	153
Collin	
Apartador	85
Especulo	126
Martelo	102
Pelvimetro	141
Collin Duval	
Pinça Collin-Duval	33
Collyer	
Pelvimetro	141
Colver	
Gancho rombo	58
Pinça para Amigdalas	61
Compasso	
Castroviejo	162
Iwanson	193
Rochard	85
Compressor	
Corwin	
Amigdalas	63
Conductor	
De Martel	153
Cooper	
Agulha	72
Coração	
Pinça (Em forma de)	19
Corcelle	
Pinça	156
Coroa	
Tesoura	178
Universal	178
Corona	
Extractor	198
Cortante-anel	
Pinça	39
Cortar brocas	
Alicate	
Tungsteno	211
Cortar Unhas	
Pinça	68
Cortar unhas	
Pinça	68

Corwin	
Compressor	
Amigdalas	63
Costotomo	95
Bethune	95
Brunner	95
Maurer	95
Sauerbrück	95
Costureira	
Tesoura	12, 39
Craneoclasto	
Braun	143
Tarnier	143
Crile	
Pinça	15
Crile-Wood	
Porta-agulha	74, 193
Porta-agulha de tungsteno	212
Cruchfield	
Broca para estribo craniano	154
Crutchfield	
Pinça para tracção craniano	154
Cryer	
Elevador	181
Cupula	
Inox	217
Cureta	
Bunge	159
Daviel	
Catarata	159
Dentario	179, 180
Dermatologia	
perfurada	38
Desjardin	116
doble	
Hemingway	179
DOBRADA	
Donald	179
dobrada	
Chompert	179
Gracey	180
dobrado	
Blake	137
Meyhoefer	159
Plena	38, 44
romba	
Sims	136
Sonda	
Novack	134
Randall	134
uterian	
Volkman	136
uterina	
Cuzzi	137
Gourdet	136
Simon	136
Sims	136
Wallich	136
Vidal	44
Volkman	
Ossos	103
Ossos dobrada	103
Cursor	
Diapasao	47
Diapason	47
Cusco dobravel	
Especulo	126
Cushing	
Apartador	79
Gancho	150
Pinça	32
Cuspideira	
Plastico	221
Cuzzi	
Cureta uterina	137
Czerny	
Apartador	79

D

Darby-Perry	
Excavador dobrado	184
Dartigue	
Pinça	132
Dartigues	
Apartador	87
Dauphin	
Tesoura	
Pontiagudo-roma	8
Dautrey	
Apartador	49

Daviel	
Cureta para Catarata	159
Davis	
Pinça	25
De Martel	
Conductor	153
Pinça em forma de T	19
De Wecker	
Espatula de Iris	160
Pinça para esticar fios	166
Tesoura	168
Dean	
Tesoura para Amigdalas	59
Tesoura para amygdalas	11
Deaver	
Apartador	81
Debakey	
Pinça	33
Tesoura	10
Decapsular	
Pinça	17
Degolador	
Molt	190
Degolador de dura-mater	
Frazier	150
Sachs	150
Dentario	
Adulto	172
Axcavador	183, 184
Boticao Adulto	173, 174
Boticao Infantil	175
Brunissor	187
Cureta	179, 180
Elevador	181
Espatulas	177, 194
Extractor de Corona	198
Faca e Espatula para penso Estucado	196
Faca para Cera	195
Instrumento Cortante	188
Instrumento para Moldar	189
Instrumento para tirar o Tartaro	185
Jacquette	185
Lima para Ossos e Elevador	190
Misturador para Amalgama	186
Pinça	191, 192, 193
Porta-Amalgama	197
Porta-Marcas	199
Porta-Matriz	198
Seringa	198
Sonda	176
Syndesmoto	182
Tesoura	178
Depilar	
Pinça	
Douglas	166
Hunter	29
Derf	
Porta-agulha de Tungsteno	213
Dermatomo	
Braitwaite	66
Laminas esterilas	66
Placa galibo	66
Desandador	103
Deschamps	
Agulha	71
Agulha para ligaduras	71
Desenclavador	
Doyen	141
Desjardin	
Cureta	116
Explorador	114
Pinça para Cístico	115
Desjardins	
Pinça para calculo	115
Desmarres	
Pinça de chalazion	166
Retractor	157
Dialisis	
Pinça	18
Diapasao	
Cursor	47
Dilatador	
Estilete	
Wilder	161
Millin	118
Dilatador uterino Hegar	
Dobrado	128
singelo	128
Disecador	
Apartador	
Hurd	58

Dissecção	
Pinça	28
Barraya	32
Bonnet	32
Collin-Duval	33
Durand	33
Mc Indoe	28
Quenu	32
Semkin	29
Tuttle	33
Pinça	
Graefe	163
Donald	
cURETA DOBRADA	179
Douay	
Pinça de Biopsia ginecologica	135
Douglas	
Pinça para Depilar	166
Doyen	
Abre-Boca	55
Desenclavador	141
Erina	21
Martelo	102
Periostomo	96
Pinça	120
Pinça Intestinal	24
Porta-agulha	74
Valvula abdominal	84
Valvula Vaginal	127
Dubost	
Tesoura	8
Dujardin	
Pinça de fixação de globo	164
Dumont	
Pinça	30
Duplay	
Especulo Nasal	50
Pinça	129
Durand	
Pinça de Dissecção	33
Duval	
Pinça	20

E

Elevador	
Adson	151
Apical	181
Bein	181
Cryer	181
Dentario	181
Freer	51, 151, 190
Elschnig	
Pinça	164
Empuna-garfo	109
Empunhada	
Bisturi	36
Empunhada de Laringoscopia	
Mc Intosh	228
Miller	229
Engel	
Sierra de Gesso	91
Enterotomia	
Tesoura	11, 93
Enucleação	
Apartador	
Wells	160
Episiotomia	
Tesoura	
Braun	12
Erina	
Pinça	
Doyen	21
Escarificador	
Paufique	158
Espatula	
Castroviejo	
Iris	160
De Weckerl	
ris	160
Dobrada Cimento	194
Heidemann	177
Jaeger	160
Kocher	
de Bocio	63
Olivecrona	151
para Gesso	196
Pomada	40
Reverdin	
Abdominale	84
singela para cimento	194

<i>Espatula de Laringoscopia</i>	
Mc Intosh	228
Miller	229
Espatulado	
Estilete	37
Espatulas	
Dentario	177, 194
Especulo	
Collin	126
Cusco dobravel	126
Dupley	
Nasal	50
Graves	126
Hartmann	47
Killian	
Nasal	50
Palmer	50
Siegle	47
Sims	126
Thudichum	
Nasal	50
Vacher	
Nasal	50
Espelho	
Laringeo	57
Espiga	
Pinça	68
Esternon	
Cinzel	97
Lebsche	97
Estetoscopia	
Pinard	140
Rappaport	225
Estilete	
Aulhado	37
Espatulado	37
Olivario	37
Porta-algodao	37
Porta-algodao uterino	134
Wilder	
Dilatador	161
Estujo	
para disseccao	40
Estujo completo para diagnostico ...	226
Estrabismo	
Tesoura	167
Tessoura	9
Estribo	
Bohler	110
Kirschner	110
Estucado	
Faca para	196
Excavador	
Darby-Perry	184
dobrado	
White	183
Explorador	
Bakes	114
Desjardin	114
Extractor	
Corona	198
Extractor de Corona	
Dentario	198
F	
Faca	
Amputacao lamina	92
Autopsia lamina	92
Ballenger	
Rinoplastia	48
Beckmann	
Vegetacoes	48
Cerebro lamina	92
Fahlenstock	
para cera	195
Graefe	
Catarata	157
Lessmann	
para cera	195
para Cartilagem lamina	92
para cera	195
para penso Estucado	196
Reiner	
para Gesso	91
St-Clair Thomson	48
Weber	
Iris	157
Ziegler	158
Faca e Espatula para penso Estucado	
Dentario	196

Faca para Cera	
Dentario	195
Fahlenstock	
Faca para cera	195
Falanges	
Serra	
Langenbeck	94
Farabeuf	
Apartador	78
Cinzel	100
Raspadeira	53, 96
Tenaz	108
Farpa	
Pinça	
Feichenfeld	29
Hunter	29
Pinza	29
Feichenfeld	
Pinça para Farpa	29
Fergusson	
Tenaz	108
Fergusson-Ackland	
Abre-boca	56
Finochietto	
Agulha para ligaduras	23
Apartador	86
Porta-agulha	75
Fisher	
Pinça	163
Foerster	
Pinça	22, 131
Forceps	
Luikart	142
Naegele	142
Simpson	142
Suzor	142
Tamier	142
Frasco	
Tampa-colo de cisne	
Plastico	222
Frasco + Tampa	
Plastico	222
Frasco de Urina	
Plastico	220
Frazier	
Canula	146
Degolador de dura-mater	150
Freer	
Elevador	51, 151, 190
Furador	
de mano	
Hudson	154
Membrana	140
Smellie	
Obstetricia	143
Furador de mano	
Ossos Taladradora	112
G	
Galezowski	
Canula	161
Sonda	161
Gancho	
Adson	150
Boose	58
Braun	
Obstetricia	143
Colver rombo	58
Cushing	150
Gillies	49, 150
Graefe	159
Lambotte	
Ossos	98
Martelo	93
Sachs	150
Gelhorn	
Pinça de biopsia	135
Gelpi	
Apartador	83
Gengivas	
Tesoura	178
Gerster	
Apartador	109
Gesco	
Tesoura	12
Gesso	
Cisalha	
Stille	90
Cisalha para	90
Cisalha para Gesso	
Seutin	90

Espatula	196
Faca	
Reiner	91
Pinça	
Wolf	91
Sierra de	
Engel	91
Gigli	
Punho para Serra	153
Serra	153
Gill-Hess	
Pinça	163
Gillies	
Gancho	49, 150
Porta-agulha	75
Ginecologica	
Pinça	
Teale	130
Goiva	101
Cauchoux	101
Cobb	101
Guillaume	101
Pinça	
Beyer	104
Clovis-Vincent	105
Lempert	104
Luer	104, 105
Ruskin	104
Sauerbruck	105
singelo-articulacao	104
Stille	105
Poirier	45
Smith Peterson	101
Stagnara	101
Stille	101
Walton	158
Goldman-Fox	
Tesoura	11, 178
Good	
Tesoura Amigdalas	11
Tesoura para Amigdalas	59
Gosset	
Apartador	84
Gourdet	
Cureta uterina	136
Gracey	
Cureta dobrada	180
Graefe	
Faca para Catarata	157
Gancho	159
Pinça	156, 164
Pinça Disseccao	163
Quistitomo	158
Graves	
Especulo	126
Green	
Apartador	80
Green-Armitage	
Pinça	130, 141
Gregoire	
Pinça	19
Gubia	
Pinça	
Lempert	52
Guillaume	
Goiva	101
Gunnar	
Pinça para Ordenhar	18
Guyon	
Benique	116
Pinça	117
H	
Hache	
Martelo	93
Halogeno	
Oftalmoscopia	227
Oto-Oftalmoscopia	227
Otoscopia	227
Halsey	
Porta-agulha	74
Porta-agulha de Tungsteno	213
Halstead	
Pinça	16
Micro	16
Harrington	
Apartador	82
Hartmann	
Apartador	78
Especulo	47
Pinça	16

Pinça 2 bocas movel	45
Pinça com 2 bocas movel	45
Pinça Hartmann	51
Pinça Sacca-bocados	61
Sonda auriculare	46
Heidemann	
Espatula	177
Heiss	
Apartador	83
Henning	
Pinças para Abrir ligadura estucada	91
Heymann	
Tesoura Nasal	9, 48
Hibbs	
Apartador	82
Hipofisis	
Pinça	
Adson	151
Holth	
Pinça Sacca-Bocados	166
Hudson	
Furador de mano	154
Hunter	
Pinça para Depilar	29
Pinça para Farpa	29
Pinça para Epilar	29
Hurd	
Apartador disecardor	58
Hysterometro	
Sims Maleable	134
Valleix	134
I	
Iman	
+Asa	
+Lupa	162
Asa	162
Inhalador	
Plastico	221
Inox	
Abaixa-Lingua	55
Bacia	216, 218
Bacia de cama	217
Ronda	217
Bandeja	216
Caixa	216
Caixa cilindrica	216
Cupula	217
Porta-Inox	217
Instrumento	
cortante	
Black	188
Instrumento Cortante	
Dentario	188
Instrumento para Moldar	
Dentario	189
Instrumento para moldar	
Thomas	189
Instrumento para tirar o Tartaro	
Dentario	185
Insuflator	
Ribemont	140
Intestinal	
agulha	71
Doyen	
Pinça	24
Iridectomia	
Tesoura	9, 167
Iris	
Espatula	
Castroviejo	160
De Wecker	160
Faca	
Weber	157
Israel	
Apartador	82
Iwanson	
Compasso	193
J	
Jackson	
Canula traqueal 3 peças	60
Jacquette	
Dentario	185
Jaeger	
Espatula	160
Queratomio	158
Jansen	
Apartador	83

Jansen-Middleton	
Pinça Sacca-Bocados	54
Jayle	
Pinça	21
Valvula	128
Jean-Louis Faure	
Pinça	130
Pinça de biopsia ginecologica	135
Jennings	
Abre-boca	55
Joll-Friedmann	
Apartador	87
Judd-Masson	
Apartador	87, 118
Jurasz	
Pinça de Biopsia para Larinx	62
K	
Kasanjian	
Pinça	52
Kelly	
Pinça	14
Pinça de Obstetricia	141
Tesoura	10, 178
Valvula	87
Kerrisson	
Pinça	54
Key-Horsley	
Pinça Cortante	106
Killian	
Bisturi para Amigdalas	58
Especulo nasal	50
Kilner-Doughty	
Abre-boca	56
Kirschner	
Apartador abdominal	88
Estribo	110
Quadro	88
Valvula abdominal	88
Knapp	
Apartador	160
Kocher	
Espatula de Bocio	63
Pinça	14
Krause	
Aperta-no	46
Kristeller	
Valvula Vaginal	127
L	
Laborde	
Apartador	59
Pinça Laborde	57
Lahey	
Pinça	23
Pinça di Bocio	62
Lambotte	
Gancho para Ossos	98
Ostetomo	102
Periostomo	96
Tenaz	108
Lamina	
Chevret	78
Cortar anel	39
Laminas	
bisturi	36
de Bisturi	36
para dermatomo	66
Lampada para Laryngoscopia	
Mc Intosh	228
Miller	229
Landau	
Valvula	127
Lane	
Alavanca para Ossos	98
Pinça	21
Pinça geminada	120
Tenaz para Ossos	108
Lange Hohmann	
Alavanca	98
Langenbeck	
Apartador	80
Serra para Falanges	94
Laringeo	
Espelho	57
Laringoscopia	
Mc Intosh	228
Miller	229

Larinx	
Pinça de Biopsia	
Jurasz	62
Lebsch	
Cinzel para o Esternon	97
Lempert	
Pinça-Goiva	104
Pinça-gubia	52
Leriche	
Pinça	15
Lessmann	
Faca para cera	195
Lima	
Seldin	
para Ossos	190
Lima para Ossos e Elevador	
Dentario	190
Lister	
Tesoura	
Cruz vermelha	11
Liston	
Pinça Cortante	106
Pinça cortante	192
London Colledge	
Pinça	31
Pinça auto cerrante	191
Loute	
Torce-fio	109
Love	
Apartador	79, 151
Love-Gruenwald	
Pinça sacca-bocados (laminectomia)	152
Lowman	
Tenaz	109
Luc	
Pinça Nasale	51
Lucae	
Pinça	31, 46
Luer	
Canula Traqueal	60
Pinça-Goiva	104, 105
Pinça-goiva	192
M	
Mac Even	
Cinzel	100
Mac Kenzie	
Pinça para posar os agrafos	152
Magill	
Pinça	62
Mandril	
.....	112
Martelo	
Babinsky	41
Buck	41
Collin	102
Doyen	102
Gancho	93
Hache	93
Ombredanne	102
Taylor	41
Vernon	41
Martin	
Pinça para Cartilagem	107
Masson	
Porta-agulhas	76
Mathieu	
Anoscopia	123
Porta-agulha	76, 193
Porta-agulha de tungsteno	213
Maurer	
Costotomo	95
Mayo	
Tesoura	8
Tesoura Tungsteno	210
Mayo-Hegar	
Porta-agulha	75
Porta-agulha de Tungsteno	212
Mc Indoe	
Pinça Cortante	106
Pinça de Dissecção	28
Mc Intosh	
Empunhada de Laringoscopia	228
Mc Intosh	
Espatula de Laringoscopia	228
Lampada para Laryngoscopia	228
Laringoscopia	228
Melamina	
Bandeja	219
Membrana	
Furador	140

Meriam	
Pinça Brucelle	31
Merle Aubigné	
Raspadeira	96
Metzbaum	
Tesoura	8
Tesoura Tungsteno	210
Meyerding	
Apartador	81
Meyhoefer	
Cureta	159
Michel	
Agrafos	70
Pinça para pousar os grafos	70
Pinça dobrado uso	70
Pinça para tirar os grafos	70
Porta-agrafos	70
Micro	
Arruga	162
Mikulicz	
Pinça para Peritoneo	120
Miller	
Empunhada de Laringoscopia	229
Espatula de Laringoscopia	229
Lampada para Laryngoscopia	229
Laringoscopia	229
Pinça para papel de articular	191
Millin	
Dilatador	118
Pinça em Forma de T	117
Pinça porta ligaduras	117
Valvula	118
Miriam	
Pinça brucelle	191
Misturador	
Amalgama	186
Misturador para Amalgama	
Dentario	186
Mixer O'Schaugnessy	
Pinça	24
Mohr	
Aperta	39
Molt	
Degolador	190
Morris	
Apartador	82
Moure	
Cisalha com enthaes para tiroidectomia	59
Murphy	
Alavança para ossos	98
Museux	
Pinça	24, 129
Naegele	
Forceps	142

N

Nasal	
Especulo	
Duplay	50
Killian	50
Thudichum	50
Vacher	50
Pinça	
Bruening	53
Hartmann	51
Tilley	51
Walsham	52
Raspador	
Wiener	50
Tesoura	
Heymann	9, 48
Nasale	
Pinça	
Luc	51
Navalha	
Barba	40
Negus	
Pinça	63
Nelaton	
Sonda	37
Novack	
Sonda Cureta	134
Noyes	
Tesoura	168
Tesoura Tungsteno	210

O

Obstetricia	
Furador	
Smellie	143
Gancho	
Braun	143
Pinça	
Kelly	141
Obwegeser	
Raspadeira	96
Oftalmoscopia	
Halogeno	227
Olivario	
Estilete	37
Olivecrona	
Epatula	151
Olsen-Hegar	
Porta-agulha	75
Ombilical	
Bar	
Clamp	140
Tesoura	12, 140
Ombredanne	
Martelo	102
Pinça	20
Ordenhar	
Pinça	
Gunnar	18
Orelha	
Seringa	46
Ossos	
Alavança	
Lane	98
Murphy	98
Cureta	
Volkman	103
Gancho	
Lambotte	98
Lima (para)	
Seldin	190
Raspador	97
Tenaz	
Lane	108
Ossos dobrado	
Raspador	
Putti	97
Ossos Taladradora	
Furador de mano	112
Osteotomo	
Stille	102
Ostetomo	
Pauwel	102
Oto-Oftalmoscopia	
Halogeno	227
Otoscopia	
Halogeno	227

P

Palmer	
Especulo de arame	50
Parafuso	
Especulo	126
Pauchet	
Pinça	70
Paufique	
Escarificador	158
Pauwel	
Ostetomo	102
Payr	
Pinça-clamp	120
Peau	
Pinça	14
Pelvimetro	
Collin	141
Collyer	141
Pensos	
Pinça	22
Ballenger	22, 131
Ramplay	131
Pensos "Longuette"	
Pinça	131
Percy	
Retractor	99
Perfurador inicial	
99	
Periostomo	
Doyen	96
Lambotte	96
Sebilleau	53

Peritoneo	
Pinça	
Mikulicz	120
Pinard	
Estetoscopia	140
Pinça	
2 bocas movel	
Hartmann	45
Adson	30
para hipofisis	151
Adson-Brown	30
Allis	19
Arruga	156
Ash	52
Babcock	20, 120
Backhaus (de campo)	21
Ballenger	
para Pensos	131
Pensos	22
ballenger	
Amigdalas	61
Bar	
Clamp	140
Barraquer	164
Barraquer-Colibri	156
Barraya	
Dissecção	32
Bengolea	15
Beyer	
Goiva	104
Bishop-Hartmann	163
Blake	115
Bonnet	
Dissecção	32
Bowman	156
Bozemann	22
Brophy	32
Brucelle	
Angular	31
Miriam	31, 191
Brucelle Miriam	
Tungsteno	211
Bruening	
Nasal	53
Bulldog	
Clamp	16
Canguijo	21
Capsular	
Arruga	165
Castroviejo	165
Cavidade Sinuosa	51
Chaput	20
Cheatle	25
Cheron	131
Christophe	15
Circeron	133
Citelli	54
Clovis-Vincent	
Goiva	105
Colcough	
Saca-bocados (laminectomia)	153
Collin-Duval	
Dissecção	33
Colver	
para Amigdala	61
com dentes	
Adson	191
Corcelle	156
cortante	
Liston	192
Cortante-anel	39
Cortar Unhas	68
Cortar unhas	68
Crile	15
Crutchfield	
para tracção craniano	154
Cushing	32
Davis	25
De Martel	
Em forma de T	19
Debakey	33
Decapsular	17
Dentario	191, 192, 193
Desjardin	
Calculo	115
Cístico	115
Desmarres	
Chalazion	166
Dialisis	18
Dissecção	28
Tuttle	33

dobrado uso	
Michel	70
Douay	
Biopsia ginecologica	135
Douglas	
Para depilar	166
Doyen	120
Erina	21
Intestinal	24
Dujardin	164
Dumont	30
Duplay	129
Durand	
Dissecção	33
Duval	20
Elschnig	164
Em forma de Coração	19
Em forma de triangulo	19
Espiga	68
Farpa (para)	29
Feichenfeld	
Pinchos	29
Fisher	163
Foerster	22, 131
fragmento	
Witzel	193
Gelhorn	
de biopsia	135
Gill-Hess	163
Goiva	
singelo-articulação	104
Graefe	156, 164
Dissecção	163
Green-Armitage	130, 141
Gregoire	19
Gunnar	
Ordenhar	18
Guyon	117
Halstead	16
Hartmann	16
Nasal	51
Saca-bocados	61
Holth	
Saca-bocados	166
Hunter	
Depilar	29
Farpa	29
J-LFaure	
de biopsia ginecologica	135
Jansen-Middleton	54
Jayle	21
Jean-Louis Faure	130
Jurasz	
Biopsia (de) para Larinx	62
Kasanjian	52
Kelly	14
Kerrison	54
Key-Horsley	
Cortante	106
Kocher	14
Laborde	
Tira-lingua	57
Lahey	23
de Bocio	62
Lane	21, 120
Lempert	
Goiva	104
Leriche	15
Liston	
Cortante	106
London College	31, 191
London college	
autocerrante	191
Love-Gruenwald	
Pinça saca-bocados (laminectomia)	152
Luc	51
Lucae	31, 46
Luer	
Goiva	104, 105
Mac Kenzie	
para pousar os agrafos	152
Magill	62
Martin	
Cartilagem	107
Mc Indoe	
Cortante	106
Dissecção	28
Michel	70
Micro	
Halstead	16
Mikulicz	
Peritoneo	120

Millin	117
Mixer O'Schaugnessy	24
Museux	24, 129
Negus	63
Ombredanne	20
original	
Waldsachs	193
para esticar fios	
De Wecker	166
para papel de articular	
Miller	191
Pauchet	70
Peau	14
Pensos	22
Pensos "Longuette"	131
Pinça	
Obstetricia	141
Pley	156
Pozzi	129
Pozzi Palmer	129
Price-Thomas	23
Quenu	
Dissecção	32
Ramplay	
para Pensos	131
Randall-Mizzi	115
Rochester-Pean	14
Ruskin	
Goiva	104
Satiinsky	24
Sauerbruck	
Goiva	105
Schaedel	21
Schnidt	
Clamp	17
Schumacher	
de biopsia uterina	135
Schweigger	
Capsular	165
Segurar o utero Dartigue	132
Segurar o utero Sommer	132
Semb	23
Semkin	
Dissecção	29
Sequestro	108
Smithwick	
para pousar os agrafos	152
Spurling	
Saca-bocados (laminectomia)	153
Stieglitz	192
Stille	
Goiva	105
Sweet	
para pousar os agrafos	152
Teale	
Ginecologica	130
Terrier	17
Therrum	133
Tilley	
Nasal	51
Tirar o placenta Winter	132
Troelsch	31
Troeltsch	46
Tubingen	
Sutura	165
Tyding	61
Únhas encamadas	68
Vazar as canulas (para)	18
Walsham	
Nasal	52
Weil-Blakesley	54
Weiss	
Clamp	17
Wertheim-Cullen	117
White	
para Amigdalas	61
Wolf	
de Gesso	91
Young	
Tira-Lingua	57
Pinça de biopsia rectal	
Yeoman	123
Pinça-clamp	
Payr	120
Pinça-goiva	
Beyer	192
Luer	192
Pinças	
Henning	
para Abrir ligatura estucada	91
Pinza	
Lempert	
Gubia	52

Placa	
galibo para Dermatomo	66
Plastico	
Bacia	221
Bacia de cama	220
Bacia para Injecção	221
Balde	
Higienico	220
Bide	220
Cuspideira	221
Frasco	
Tampa-colo de cisne	222
Urina	220
Frasco + Tampa	222
Inhalador	221
Porta-folha de temperatura	221
Urinal	
Homem	220
Urinol	
Mulher	220
Vidro para beber	221
Pley	
Pinça	156
Poirier	
Cinzel	45
Goiva	45
Politzer	
Agulha	44
Pomada	
Espatula	40
Ponta	
Quadrada	100
Pontiaguda	
Tesoura	8
Poole	
Canula	146
Porta-agrafos	
Michel	70
Porta-agulhas	
Masson	76
Porta-agulha	
Barraquer	169
Barraquer romba	74
Castroviejo	169
Tungsteno	213
Castroviejo romba	74
Crile-Wood	74
Crile-wood	
Tungsteno	212
crile-Wood	193
Derf	
Tungsteno	213
Doyen	74
Fina	
Tungsteno	212
Finochietto	75
Gillies	75
Halsey	74
Tungsteno	213
Mathieu	76, 193
Tungsteno	213
Mayo-Hegar	75
Tungsteno	212
Olsen-Hegar	75
Ryder	
Tungsteno	213
Steven	74
Stevens	169
Stratte	76
Tungsteno	212
Young	72
Porta-algodao	
Estilete	37
uterino	134
Porta-Amalgama	
Dentario	197
Porta-amalgama	
Dobrado	197
singelo	197
Porta-folha de temperatura	
Plastico	221
Porta-Marcas	
Dentario	199
Porta-marcas	
nao perforado alto	199
nao perforado baixo	199
perforado alto	199
perforado baixo	199
Porta-Matriz	
Dentario	198
Porta-matriz	
universal	
Tofflemire	198

Porta-Pinça	
Inox	217
Pozzi Palmer	
Pinça	129
Price-Thomas	
Pinça	23
Punção	
Cirurgiao de Jamshidi	111
Cirurgiao Hidrocele	111
Cirurgiao Ochsner	111
Cirurgiao Universal	111
de Sonda Traqueal	60
Punho	
Gigli	153
para Serra	153
Putti	
Raspador para Ossos dobrado	97
Quadrada	
Ponta	100
Q	
Quadro	
Kirschner	88
Quenu	
Pinça de Dissecção	32
Queratomio	
Jaeger	158
Quisítomo	
Graefe	158
R	
Ramplay	
Pinça para Pensos	131
Randall	
Sonda Cureta	134
Randall-Mirizzi	
Pinça	115
Rappaport	
Estetoscópio	225
Raquitomo	
Amussat	93
Rascador	
Vidal	38
Raspadeira	
Farabeuf	96
Farebeuf	53
Merle Aubigné	96
Obwegeser	96
Raspador	
Ossos	97
Putti	97
Ossos dobrado	97
Weiner	50
Nasal	50
Redon	
Sovela	72
Regulador	
de vacuo	147
sem placazinha	147
de vacuo com placazinha	147
Reiner	
Faca para Gesso	91
Retractor	
Desmarres	157
Percy	99
Reverdin	
Agulha	71
Éspatula abdominale	84
Ribemont	
Insuflateur	140
Ricard	
Apartador	86
Richardson	
Apartador	81
Rinoplastia	
Faca	48
Ballenger	48
Rochard	
Compasso	85
Valvula	85
Rochester-Pean	
Pinça	14
Rollet	
Cinzel	158
Rombo	
Tesoura	8
Roupeira	
Tesoura	12, 39

Roux	
Apartador	78
Ruskin	
Pinça-Goiva	104
Rycroft	
Canula	161
Ryder	
Porta-agulha de Tungsteno	213
S	
Saca-bocados	
Holth	166
Pinça	54
Citelli	61
Hartmann	54
Jansen-Middleton	54
Pinça (laminectomia)	
Colcough	153
Love-Gruenwald	152
Spurling	153
Saca-Comedone	
Unna	38
Sachs	
Degolador de dura-mater	150
GAncho	150
Saterlee	
Serra	94
Satinsky	
Pinça	24
Sauerbruck	
Pinça-Goiva	105
Sauerbrück	
Apartador	81
Costotomo	95
Schaedel	
Pinça	21
Schmieden	
Tesoura	10
Schmidt	
Pinça Clamp	17
Schoemaker	
Tesoura para Bocio	62
Schumacher	
Pinça de biopsia uterina	135
Schweigger	
Pinça capsular	165
Sclerectomia	
Trepano	162
Sebileau	
Periostomo	53
Seldin	
Lima para Ossos	190
Semb	
Pinça	23
Tenaz	107
Semkin	
Pinça Dissecção	29
Senn	
Apartador	79
Senn-Müller	
Apartador	49
Sequestro	
Pinça	108
Seringa	
Bayard	49
Dentario	198
Orelha	46
Serra	
Charriere	94
Engel	91
de Yeso	153
Gigli	153
Langenbeck	94
para Falanges	94
Punho	153
Gigli	94
Saterlee	94
Seutin	
Cisalha para Gesso	90
Siegle	
Especulo	47
Sierra	
Charriere	94
Silicona	
Silicona	219
Simon	
Cureta uterina	136
Simpson	
Forceps	142

Sims	
Anuscópio	122
Cureta romba	136
Cureta uterina	136
Especulo	126
Sims Maleable	
Hystero metro	134
Sims rombo/rombo	
Tesoura	10
Sludder-Ballanger	
Amigdalotomo	63
Smellie	
Furador para Obstetricia	143
Smith Peterson	
Goiva	101
Smithwick	
Pinça para pousar os agrafos	152
Snellen	
Asa	159
Sommer	
Pinça	132
Sonda	
Auriculare	46
Hartmann	46
Bexiga	114
Homem	114
Mulher	161
Bowman	37
Canelada	176
Dentario	161
Galezowski	37
Nelaton	134
Novack	60
Cureta	134
Punção	60
Traqueal	134
Randall	134
Cureta	72
Sovela	
Redon	9
Spencer	
Tesoura	9
Spurling	
Pinça saca-bocados (laminectomia)	153
St-Clair Thomson	
Faca	48
Stagnara	
Goiva	101
Stevens	
Porta-agulha	74, 169
Tesoura	9, 167
Stieglitz	
Pinça	192
Stille	
Cinzel	100
Cisalha para Gesso	90
Goiva	101
Osteotomo	102
Pinça-Goiva	105
Stratte	
Porta-agulha	76
Tungsteno	212
Sutura	
Pinça	165
Tübingen	165
Sweet	
Pinça para pousar os agrafos	152
Syndesmoto	
Dentario	182
Syndesmotomo	
Chompret	182
T	
Tampa-colo de cisne	
Frasco	222
Plastico	143
Tarnier	
Craneoclasto	41
Taylor	
Martelo	130
Teale	
Pinça Ginecologica	108
Tenaz	
Farabeuf	108
Fergusson	108
Lambotte	108
Lane	108
Ossos	109
Lowman	107
Semb	107
Verbrugge	107

Tensaometro	225
Terrier	
Pinça	17
Tesoura	
Barraquer	168
Boyd's em S	10
Braun Episiotomia	12
Castroviejo	168, 178
Coroa	178
Universal	178
Costureira	12, 39
Dauphin	
Pontiagudo-roma	8
De Wecker	168
Dean	
Amígdalas	11, 59
Debaquey	10
Dentario	178
Dubost	8
Enterotomia	11, 93
Estrabismo	167
Gengivas	178
Gesco	12
Goldman-Fox	11, 178
Good	
Amígdalas	59
Amygdalas	11
Heymann	
Nasal	9, 48
Iridectomia	167
Kelly	10, 178
Lister Cruz Vermelha	11
Mayo	
Tungsteno	210
Metzbaum	8
Tungsteno	210
Noyes	168
Tungsteno	210
Ombilical	
para Bocio	12, 140
Schoemaker	62
Para estrabismo	9
Para iridectomia	9
Pontiaga	8
Rombo	8
Roupeira	12, 39
Schmieden	10
Sims rombo/rombo	10
Spencer	9
Stevens	9, 167
Unhas	12, 68
Universal com entalhes	9
Vannas	168
Vezien	11
Wertheim	10
Therrum	
Pinça	133
Thudichum	
Especulo nasal	50
Tilley	
Pinça Nasal	51
Tira-lingua	
Pinça	
Laborde	57
Young	57
Tiroidectomia	
Ciselhas Moure com entalhes	59
Tobold	
Abaixa-Lingua de empunhadura	55
Tofflemire	
Porta-matriz universal	198
Torce-fio	
Loute	109
Tracção craniano	
Pinça	
Crutchfield	154
Tracheal	
Apartador	80
Apartador rombo	58
Traqueal	
Canula	
Luer	60
Canula Jackson 3 peças	60
Punção de Sonda	60
Trautmann	
Argola	44
Trelat	
Anuscopio	122
Trepano	
Sclerectomia	162
Triangulo	
Pinça	19

Troelsch	
Pinça	31
Troeltsch	
Pinça	46
Trousseau	
Apartador	59
Tübingen	
Pinça para sutura	165
Tuffier	
Apartador	86
Tungsteno	
Alicate para cortar brocas	211
Pinça	
Brucelle Miriam	211
Porta-agulha	
Castroviejo	213
Crile-Wood	212
Derf	213
Fina	212
Halsey	213
Mathieu	213
Mayo-Hegar	212
Ryder	213
Tungsteno	212
Tesoura	
Mayo	210
Metzbaum	210
Noyes	210
Tuttle	
Pinça de Dissecção	33
Tyding	
Pinça	61
U	
Unhas	
Tesoura	12, 68
Unhas encarnadas	
Pinça	68
Universal	
Tesoura	
Coroa	178
Universal com entalhes	
Tesoura	9
Unna	
Saca Comedone	38
Urinol	
Plastico	
Homem	220
Mulher	220
US Army	
Apartador	78
V	
Vacher	
Especulo nasal	50
Vaginal	
Valvula	
Doyen	127
Valleix	
Hysterometro	134
Valvula	
Auvard com peso fixo	128
Bresky	127
Doyen	
Abdominal	84
Vaginal	127
Jayle	128
Kelly	87
Kirschner	
Abdominal	88
Kristeller	
Vaginal	127
Landau	127
Millin	118
Rochard	85
Valvula Maleable	78
Vannas	
Tesoura	168
vazar as canulas	
Pinça	18
Vegetações	
Faca	
Beckmann	48
Verbrugge	
Tenaz	107
Vezien	
Tesoura	11

Vidal	
Cureta	44
Rascador	38
Vidro	
Plastico	221
Volkman	
Apartador	80
Cureta para Ossos	103
Cureta para Ossos dobrada	103
Cureta uterina	136

W

Waldsachs	
Pinça original	193
Wallich	
Cureta uterina	136
Walsham	
Pinça nasal	52
Walton	
Goiva	158
Weil-Blakesley	
Pinça	54
Weiss	
Pinça Clamp	17
Weitlaner	
Apartador	83
Wells	
Apartador para Enucleação	160
Wertheim	
Tesoura	10
Wertheim-Cullen	
Pinça	117
White	
Excavador dobrado	183
Pinça para Amígdala	61
Whitehead	
abre-boca	
(sem abaixa-lingua)	56
Wiener	
Raspador Nasal	50
Wilder	
Estilete Dilatador	161
Winter	
Pinça	132
Witzel	
pinça fragmento	193
Wolf	
Pinça de Gesso	91

Y

Yankauer	
anula	146
Yeoman	
Pinça de biopsia rectal	123
Young	
Pinça Tira-lingua	57
Porta-agulha	72

Z

Ziegler	
Faca	158

A02400	55	B03515	100	C11414	8	C32936	95
A02402	55	B03520	100	C11415	8	C33408	92
A02403	55	B03525	100	C11416	8	C33413	92
A02404	55	B03530	100	C11418	8	C33419	92
A02419	55	B08600	134	C11420	8	C33418	92
A03607	70	B08601	134	C11511	8	C33422	92
A03612	70	B10400	158	C11513	8	C33818	91
A03614	70	B10007	156	C11514	8	C34413	11
A03616	70	B10107	156	C11515	8	C34416	10
A03618	70	B10116	156	C11516	8	C34418	10
A03620	70	B10119	156	C11518	8	C34513	11
A04401	44	B10207	156	C11520	8	C34516	10
A04402	44	B10307	156	C12411	8	C34518	10
A04501	44	B10405	156	C12413	8	C35403	48
A04600	44	B10508	156	C12414	8	C35404	48
A04601	159	B60419	58	C12415	8	C35405	48
A04602	162	B60421	58	C12416	8	C35442	143
A04603	162	C00102	112	C12418	8	C35510	48
A04604	44	C01415	109	C12420	8	C35610	48
A05401	71	C01522	90	C12511	8	C38130	143
A05402	71	C01621	90	C12513	8	C39118	49, 150
A05403	71	C01622	90	C12514	8	C40414	150
A05404	71	C02410	9, 167	C12515	8	C41102	146
A05601	40	C02510	9, 167	C12516	8	C41103	146
A06420	71	C02517	11, 59	C12518	8	C41104	146
A06520	71	C02519	11, 59	C12520	8	C42302	60
A06620	71	C02812	9	C13411	9, 167	C42303	60
A06720	71	C03611	9	C13511	9, 167	C42304	60
A07415	71	C03613	9	C14400	12	C42305	60
A07515	71	C04615	39	C14401	12	C42306	60
A07615	71	C04621	12, 39	C14402	12	C42307	60
A08409	72	C04726	12, 39	C14403	12	C42308	60
A08410	72	C05411	8	C14417	11	C42309	60
A08412	72	C05413	8	C15445	10	C43202	60
A08415	72	C05414	8	C15460	10	C43203	60
A08509	72	C05415	8	C16601	103	C43204	60
A08510	72	C05416	8	C16602	103	C43205	60
A08512	72	C05418	8	C16603	103	C43206	60
A08515	72	C05420	8	C16604	103	C43207	60
A09100	63	C05511	8	C16605	103	C44225	146
A10817	122	C05513	8	C16606	103	C44227	146
A10820	122	C05514	8	C16608	103	C45001	58
A10821	122	C05515	8	C16610	103	C45016	150
A10822	122	C05516	8	C16612	103	C45104	146
A10825	122	C05518	8	C16614	103	C46127	146
A11000	157	C05520	8	C16708	103	C51914	103
A11100	157	C06614	11	C16710	103	C52301	116
A12120	72	C06616	11	C16712	103	C52302	116
AA21103	218	C06618	11	C16714	103	C52303	116
AA1773	218	C06620	11	C17601	38, 44	C52304	116
AA1893	218	C07414	8	C17602	38, 44	C53124	134
AB21103	218	C07416	8	C17603	38, 44	C54204	136
AB1773	218	C07418	8	C17604	38, 44	C54206	136
AB1893	218	C07420	8	C17605	38, 44	C54208	136
AD21103	218	C07425	8	C17606	38, 44	C54210	136
AD1773	218	C07514	8	C17607	38, 44	C54212	136
AD1893	218	C07516	8	C17801	38	C54214	136
AP1773	219	C07518	8	C17802	38	C55204	136
AP1893	219	C07520	8	C17803	38	C55206	136
AP2115	219	C07525	8	C17804	38	C55208	136
AR21103	218	C08414	8	C17805	38	C55210	136
AR1773	218	C08416	8	C17806	38	C55212	136
AR1893	218	C08418	8	C17807	38	C55214	136
AT0808	218	C08420	8	C18410	12, 68	C56204	136
AT1208	218	C08422	8	C18510	12, 68	C56206	136
AT1210	218	C08426	8	C19200	150	C56208	136
AT1462	218	C08514	8	C19201	150	C56210	136
AT1772	218	C08516	8	C19300	58	C56212	136
AT1773	218	C08518	8	C19301	58	C56214	136
AT1893	218	C08520	8	C20420	11, 93	C56304	136
AT1894	218	C08522	8	C21414	12	C56306	136
AT21103	218	C08526	8	C22426	8	C56308	136
AT21104	218	C08614	210	C22430	8	C56310	136
AT21105	218	C08615	210	C22526	8	C56312	136
AV21103	218	C08617	210	C22530	8	C56314	136
AV1773	218	C08714	210	C23420	10	C57204	136
AV1893	218	C08715	210	C23423	10	C57206	136
AXA201	219	C08717	210	C23520	10	C57208	136
AXB201	219	C08912	210	C23523	10	C57210	136
AXD201	219	C09410	9, 167	C24417	10	C57212	136
AXR201	219	C09411	9, 167	C25418	9, 48	C57214	136
AXV201	219	C09510	9, 167	C26410	12, 140	C58314	136
B01100	143	C09511	9, 167	C27426	90	C58318	136
B02120	116	C10415	210	C27437	90	C58414	137
B02140	116	C10418	210	C28420	59	C58525	137
B03119	100	C10420	210	C30108	140	C59000	158
B03220	100	C10423	210	C31133	153	C59055	168
B03310	100	C10515	210	C32418	10	C59408	168
B03315	100	C10518	210	C32420	95	C59411	168
B03320	100	C10520	210	C32426	95	C59412	168
B03325	100	C10523	210	C32434	95	C59510	168
B03402	45	C11411	8	C32534	95	C60100	162
B03510	100	C11413	8	C32836	95	C60200	157

C60300	157	DDETJA1	185	DPOMAUT	198	E31120	83
C60400	159	DDETJA2	185	DSECAL1	198	E32100	58
C60410	159	DDETJA3	185	DSECAL2	198	E32119	51, 151
C60500	157	DDETJA4	185	DSECSL1	198	E32217	151
C60600	158	DDETJA5	185	DSECSL2	198	E33116	58, 80
C61100	159	DDETJA6	185	DSFDB00	177	E33216	58, 80
C61205	159	DDETJA7	185	DSFDB01	177	E33316	58, 80
C61210	159	DDVAD02	172	DSFDB02	177	E34100	78
C61220	159	DDVAD07	172	DSOND01	176	E36112	39
C62100	159	DDVAD13	172	DSOND02	176	E36118	39
C62515	62	DDVAD17	172	DSOND06	176	E37100	110
C90201	161	DDVAD18	172	DSOND08	176	E37200	110
C90202	161	DDVAD22	172	DSOND09	176	E37250	110
C92103	161	DDVAD29	172	DSOND16	176	E39103	114
C99300	63	DDVAD33	172	DSOND17	176	E39104	114
D03600	55	DDVAD33A	173	DSOND19	176	E39105	114
D03602	55	DDVAD45	173	DSOND23	176	E39106	114
D04401	36	DDVAD51	173	DSPDB01	194	E39107	114
D04402	36	DDVAD51A	173	DSPDB02	194	E39108	114
D05403	36	DDVAD51L	173	DSPLAT1	196	E39109	114
D05404	36	DDVAD65L	173	DSPLAT2	196	E39110	114
D05413	36	DDVAD65R	173	DSPLAT3	196	E39111	114
D05414	36	DDVAD67	174	DSPSI24	194	E40201	114
D06601	41	DDVAD67A	174	DSPSI36	194	E40202	114
D06602	41	DDVAD73	174	DSYNDC2	182	E40203	114
D06611	41	DDVAD74	174	DSYNDD1	182	E40204	114
D06612	41	DDVAD74N	174	DSYNDF3	182	E40205	114
D06620	41	DDVAD79	174	DSYNDS4	182	E40206	114
D07601	39	DDVEN03	175	DTRABL3	188	E41100	160
D08601	39	DDVEN05	175	DTRABL4	188	E41120	160
D20132	108	DDVEN06	175	DTRABL5	188	E41130	160
D21123	108	DDVEN07	175	DTRBLA1	188	E41140	160
D21126	108	DDVEN137	175	DTRBLA2	188	E42100	109
D22121	108	DDVEN139	175	E01603	91	E90200	88
D23426	108	DDVEN39	175	E01605	91	E97421	120
D24412	109	DDVEN51S	175	E02612	78	E97429	120
D24415	109	DELAPI1	181	E03616	78	E98110	81
D24418	109	DELAPI2	181	E04635	82	E98120	81
D25416	107	DELAPI3	181	E05400	79, 151	E98130	81
D25515	107	DELBE1	181	E05401	79, 151	E98140	81
D25518	107	DELBE2	181	E05402	79, 151	E98150	81
D25524	107	DELBE3	181	E08820	79	E98160	81
D26024	47	DELCRY1	181	E10100	82	E98418	79
D26048	47	DELCRY2	181	E1110	83	E98430	49
D26128	47	DELFRE0	190	E12125	82	E98431	49
D26256	47	DEXDP05	184	E12210	85	E99122	82
D26512	47	DEXDP14	184	E12220	85	F20130	142
D26515	107	DEXDP17	184	E12820	81	F21137	142
D26518	107	DEXDP18	184	E13123	80	F22140	142
D26524	107	DEXDP19	184	E13413	83	F23240	142
D27428	118	DEXDP20	184	E13416	83	F24436	142
D28417	150	DEXWH05	183	E13421	83	F24440	142
D28420	150	DEXWH14	183	E13430	83	F25110	46
D30100	66	DEXWH17	183	E13625	81	G01119	101
D30110	66	DEXWH18	183	E13628	81	G02210	101
D30120	66	DEXWH19	183	E14320	85	G02215	101
DARCOU3	198	DEXWH20	183	E14438	81	G02220	101
DBR2526	187	DFABLA1	186	E15425	81	G02225	101
DBR2627	187	DFABLA2	186	E15438	81	G03406	101
DBR2631	187	DFABLA3	186	E15450	81	G03410	101
DBR2829	187	DFAFOC0	186	E15475	81	G03414	101
DCOCP17	195	DFAFOC1	186	E16420	86	G03418	101
DCOFA17	195	DFAFOC2	186	E16430	86	G04402	45
DCOIWA1	193	DINDE02	185	E17415	87	G05100	158
DCOLE13	195	DINDE03	185	E18418	83	G06420	101
DCOLE17	195	DINDE06	185	E19800	84	G06425	101
DCOPLA1	196	DINDE07	185	E19810	84	G06430	101
DCOPLA2	196	DINDE32	185	E19900	84	G07405	101
DCURDB0	179	DINDE33	185	E19910	84	G07407	101
DCURDB1	179	DINDE34	185	E20110	83	G08418	101
DCURDB2	179	DINTH01	189	E21110	83	G09410	101
DCURDB3	179	DINTH02	189	E22210	118	G15014	38
DCURDO1	179	DINTH03	189	E22210	87	G15113	38
DCURDO2	179	DINTH04	189	E24230	59	G15114	44
DCURG01	180	DINTH05	189	E25311	80	H10425	132
DCURG03	180	DLIMSE1	190	E25316	80	H11400	132
DCURG05	180	DLIMSE2	190	E25411	80	I05200	140
DCURG07	180	DPADB12	197	E25535	81	I05600	40
DCURG09	180	DPADB22	197	E26380	86	I08130	217
DCURG11	180	DPASI01	197	E27300	78	I08132	217
DCURG13	180	DPASI14	197	E28416	79	I08136	217
DCXCC11	178	DPASI20	197	E28816	49, 79	I08140	217
DCXCD11	178	DPASI25	197	E29100	59	I11611	217
DCXGC11	178	DPEMBA	199	E29540	86	I11615	217
DCXGC12	178	DPEMHA	199	E30121	80	I11623	217
DCXGD11	178	DPEMPB	199	E30221	80	I11723	217
DCXGD12	178	DPEMPH	199	E30321	80	I12544	216
DCXKC16	178	DPIMIL1	191	E30421	80	I13729	217
DCXKD16	178	DPINLC1	191	E30521	80	I14830	217
DCXUC10	178	DPISTG1	192	E30621	80	I15040	217
DDECM07	190	DPIWAL1	193	E31110	83	I15060	217
DDECM08	190	DPIWIT1	193	E31113	83	I15080	217
DDECM09	190	DPOMA06	198	E31117	83	I15100	217

I15120	217	O05120	102	P10609	21	P26030	28
I15160	217	O05125	102	P10612	21	P26211	28
I15200	217	O06200	56	P10614	21	P26213	28
I15220	217	O07100	56	P11613	20	P26214	28
I15240	217	O08409	55	P11826	221	P26215	28
I15260	217	O08411	55	P12000	154	P26216	28
I16124	216	O08413	55	P12899	221	P26218	28
I17112	216	O08415	55	P13109	16	P26220	28
I18084	216	O08511	56	P13119	16	P26225	28
I20103	216	O08513	56	P13209	16	P26230	28
I20105	216	O09415	55	P13219	16	P26408	29
I20122	216	O10410	102	P13423	23	P26409	166
I20124	216	O10415	102	P13624	131	P26410	29
I22142	216	O10420	102	P14418	24	P26411	28
I25105	216	O10425	102	P14423	24, 120	P26413	28
I25106	216	O10510	102	P14418	120	P26414	28
I28124	216	O10515	102	P14508	45	P26415	28
I28146	216	O10520	102	P14514	45	P26416	28
I28153	216	O10525	102	P14516	45	P26418	28
I30126	216	P01114	31, 46	P14518	24, 120	P26420	28
I30212	216	P01314	31, 46	P14523	24, 120	P26425	28
I35158	216	P02013	14	P14530	166	P26430	28
I37252	216	P02014	14	P15022	130	P26511	28
I40100	216	P02015	14	P15415	62	P26513	28
I40145	216	P02016	14	P15423	151	P26514	28
I40150	216	P02018	14	P15721	221	P26515	28
I40240	216	P02020	14	P15724	221	P26516	28
I40340	216	P02022	14	P16414	14	P26518	28
I42188	216	P02024	14	P16416	14	P26520	28
I50201	216	P02113	14	P16418	14	P26525	28
I99060	217	P02114	14	P16514	14	P26530	28
I99080	217	P02115	14	P16516	14	P27014	28
I99100	217	P02116	14	P16518	14	P27115	33
I99120	217	P02118	14	P16802	220	P27415	28
I99160	217	P02120	14	P17015	15	P27512	29
K01400	158	P02122	14	P17018	15	P27616	19
K01500	158	P02124	14	P17115	15	P27718	32
K01600	158	P02213	14	P17118	15	P28107	70
L05310	36	P02214	14	P17215	15	P28112	70
L05311	36	P02216	14	P17218	15	P28114	70
L05312	36	P02218	14	P17315	15	P28116	70
L05315	36	P02220	14	P17318	15	P28118	70
L05420	36	P02222	14	P17600	221	P28120	70
L05421	36	P02224	14	P18515	62	P28416	33
L05422	36	P02313	14	P18520	62	P28418	33
L05423	36	P02314	14	P18524	62	P28420	33
L05424	36	P02316	14	P18601	220	P28425	33
L05425	36	P02318	14	P18602	220	P28427	76
L10332	78	P02320	14	P19416	17	P28521	51
L10333	78	P02322	14	P19614	70	P29414	75
L10335	78	P02324	14	P19615	70	P29416	75
L10424	87	P02601	220	P19616	70	P29418	75
L11426	98	P02602	220	P19618	51	P29420	75
L11810	98	P03424	22, 131	P19619	51	P29422	75
L11822	98	P03432	22, 131	P19620	51	P29424	75
L11824	98	P03524	22, 131	P19718	51	P29430	75
L11826	98	P03532	22, 131	P19719	51	P30413	74
L11843	98	P03601	220	P19720	51	P30414	74
L11924	98	P03602	220	P19813	51	P31414	76, 193
L12000	78	P04513	31	P20120	17	P31417	76, 193
M01220	102	P04516	31	P20130	61	P31420	76, 193
M01250	102	P04602	220	P20416	19	P32020	15
M02320	102	P04616	31, 191	P20424	24, 129	P32120	15
M02350	102	P04715	31, 191	P20524	24, 129	P32220	15
M03101	57	P05411	68	P20600	221	P32320	15
M03102	57	P05412	68	P20614	24, 129	P32414	75
M03103	57	P05413	68	P20618	24, 129	P32418	75
M03104	57	P05415	68	P20624	24, 129	P33012	30, 191
M03105	57	P05420	39	P21340	74	P33212	30
M03106	57	P05421	39	P21356	75	P33213	74, 169
M03107	57	P05423	68	P21413	14	P33312	30
M03108	57	P05601	221	P21414	14	P34414	15
M03109	57	P06601	221	P21415	14	P34514	15
M03110	57	P06609	21	P21416	14	P35018	32
M04600	102	P07615	19	P21418	14	P35218	32
M04900	102	P07619	19	P21420	14	P35311	30
M10735	154	P08010	16	P21422	14	P36116	31, 46
M10750	154	P08013	16	P22416	19	P36316	31, 46
M30100	93	P08100	222	P22422	19	P36423	76
M30107	70	P08110	16	P22424	129	P37616	19
M30112	70	P08113	16	P22622	129	P38415	74, 193
M30114	70	P08210	16	P23213	17	P39413	75
M30116	70	P08213	16	P24516	51	P39513	75
M30118	70	P08250	222	P25416	17	P39518	75
M30120	70	P08310	16	P25419	17	P40420	32
M30200	93	P08313	16	P26011	28	P41410	29
M30300	93	P08500	222	P26013	28	P42024	15
M30400	41	P08999	222	P26014	28	P42124	15
M31000	112	P09100	222	P26015	28	P42224	15
M32000	60	P09250	222	P26016	28	P42324	15
O02610	56	P09500	222	P26018	28	P43424	22, 131
O05110	102	P09613	20	P26020	28	P43524	22, 131
O05115	102	P09999	222	P26025	28	P44100	62

P44110	62	P48118	104	P79019	107	S02420	37
P44120	62	P48422	105	P80422	211	S02550	225
P44130	62	P48427	105	P80522	211	S02551	225
P44221	61	P48522	105	P81414	213	S02552	225
P44223	61	P48527	105	P82414	213	S02553	225
P44233	143	P48620	104	P82417	213	S02554	225
P44308	99	P48623	105	P83416	211	S02555	225
P44401	140	P48621	105	P91802	100	S02560	225
P44500	123	P48718	21	PE8080	219	S02561	225
P44518	23	P48730	120	PE8081	219	S02562	225
P44524	23	P49014	24	PE8082	219	S02563	225
P44620	135	P49020	24	PE8083	219	S02564	225
P44625	135	P49024	24	R01422	93	S02565	225
P44630	135	P49030	24	R01522	93	S02600	225
P44723	135	P49118	152	R02422	50	S02610	225
P44724	135	P49119	53	R03100	86	S02614	37
P44725	135	P49200	57	R04100	40	S02650	225
P44823	115	P49218	152	R05100	99	S02651	225
P45114	45	P49318	152	R05210	147	S02660	225
P45119	45	P49430	105	R05212	147	S03003	226
P45129	45	P50003	72	R06400	96	S03008	226
P45139	45	P50113	212	R06500	96	S03027	226
P45418	21	P50115	212	R07406	53, 96	S03028	226
P45424	132	P50218	212	R07408	53, 96	S03300	134
P45510	29	P50220	212	R07410	53, 96	S03353	226
P45524	132	P50223	212	R07412	53, 96	S03401	114
P45614	106, 192	P50226	212	R07506	53, 96	S03402	114
P45617	131	P50300	25	R07508	53, 96	S03403	228
P45618	22, 131	P50301	25	R07510	53, 96	S03404	228
P45619	106	P50314	212	R07512	53, 96	S03403	228
P45620	52	P50316	212	R08210	96	S03406	228
P45621	120	P50318	212	R08215	96	S03407	228
P45623	117	P50320	212	R08220	96	S03408	228
P45624	117	P50323	212	R08225	96	S03409	228
P45626	91	P50326	212	R08307	96	S03602	229
P45717	131	P50330	212	R08410	96	S03604	228
P45718	22, 131	P50412	213	R08412	96	S03605	229
P45719	106	P50413	213	R08415	96	S03606	229
P45822	106	P50415	213	R09103	53	S03607	229
P45827	106	P50423	212	R10010	157	S03608	229
P45900	141	P51118	153	R10012	157	S03609	229
P45901	141	P51218	153	R10014	157	S04001	161
P45922	106	P51318	153	R10022	97	S04023	161
P45927	106	P52012	164	R10124	97	S04045	161
P46117	106	P52100	164	S01401	128	S04067	161
P46123	52	P52216	153	S01403	128	S04616	126
P46126	106	P52316	153	S01405	128	S04625	126
P46416	20, 120	P52411	164	S01407	128	S04630	126
P46419	61	P52511	164	S01409	128	S04632	126
P46420	20, 120	P52600	164	S01411	128	S04635	126
P46423	115	P52650	166	S01413	128	S04638	126
P46424	22	P52707	163	S01415	128	S04640	126
P46425	20, 120	P52708	163	S01417	128	S04700	126
P46516	15	P52810	165	S01419	128	S05101	161
P46713	20	P52910	165	S01421	128	S05102	161
P46715	20	P53008	163	S01423	128	S05103	161
P46716	15	P53018	163	S01425	128	S05104	161
P46720	20	P53110	165	S01427	128	S05616	126
P46725	20	P53195	165	S01429	128	S05625	126
P46813	21	P53210	163	S01601	128	S05630	126
P46819	63	P53310	163	S01602	128	S05632	126
P46821	130, 141	P53410	163	S01603	128	S05635	126
P46823	117	P53510	163	S01604	128	S05637	126
P46832	141	P53610	163	S01605	128	S05640	126
P46840	54	P53710	163	S01606	128	S06100	126
P46841	54	P54005	166	S01607	128	S06200	126
P46901	115	P54007	166	S01608	128	S06601	47
P46902	115	P54015	166	S01609	128	S07601	140
P46903	115	P54017	166	S01610	128	S07602	140
P46904	115	P54113	74, 169	S01611	128	S08414	37
P46919	63	P54214	74, 169	S01612	128	S08614	37
P46922	23	P54314	74, 169	S01613	128	S08600	227
P47015	32	P54423	108	S01614	128	S08616	227
P47020	32	P54523	108	S01615	128	S08708	227
P47023	130	P54818	18	S01616	128	S08814	37
P47025	24	P54820	18	S01617	128	S09412	37
P47009	21	P55005	16	S01618	128	S09414	37
P47120	32	P55007	16	S01619	128	S09418	37
P47122	117	P55015	16	S01620	128	S09430	37, 134
P47123	52	P55017	16	S01621	128	S10414	37
P47125	32	P55422	23	S01622	128	S12600	40
P47213	33	P56400	140	S01623	128	S13618	39
P47220	33	P56428	129	S01624	128	S15100	153
P47225	33	P56628	133	S01625	128	S15115	91
P47400	54	P57627	133	S01626	128	S15150	153
P47402	54	P60600	54	S01627	128	S15227	94
P47403	61	P61520	115	S01628	128	S15236	94
P48016	104, 192	P75419	18	S01629	128	S15329	94
P48017	104, 192	P77415	152	S01630	128	S15423	94
P48018	104, 192	P77426	152	S02412	37	S16100	84
P48019	52, 104	P77526	152	S02414	37	S17110	46
P48116	104	P78000	112	S02416	37	S17113	49
P48117	104, 192	P78100	154	S02418	37	S18424	46

S18428	60
S19102	46
S19103	46
S19104	46
S20100	50
S20300	126
S20400	47
S21400	50
S21500	50
S22102	50
S23100	50
S23130	50
S23200	50
S23250	50
S23375	50
S24424	97
S25010	160
S25020	160
S25030	160
S25040	161
S25050	161
S26118	151
S27415	63
T01414	38
T01600	40
T02312	57
T02425	103
T02435	103
T02500	103
T03100	141
T05671	219
T05672	219
T10100	109
T11404	111
T11411	111
T11610	111
T11614	111
T11616	111
T12306	111
T20102	162
V02660	127
V02690	127
V02720	127
V03485	84
V04100	128
V04200	128
V05100	118
V05523	87
V06227	88
V06565	88
V06685	88
V07050	85
V07100	85
V07120	85
V10028	127
V13020	127
V14127	127
V14130	127
V14136	127